

4 STEG TIL ET FRISKT BATTERI




1



Lad hver dag

Lad selv på dager med lavt batteriforbruk. Koble laderen til stolen din og deretter til stikkontakten. Pass på at strømbryteren er på hvis det er en bryter på vegguttaket.

2



Lad helt opp over natten

Ikke bekymre deg for overlading; den smarte batteriladeren din er spenningsbegrenset og slår seg av når batteriet er fullt.


3



Ikke lad for lite

Det reduserer kapasiteten, forkorter brukstiden og fører til for tidlig batterisvikt. Lad i minst 8 timer for å nå 80 % kapasitet (eller lengre for 100 %).

4



Forleng batteriets levetid

Få tilbake tapt kapasitet fra utilstrekkelig lading ved å lade i 12 timer minst én gang i uken.



Sunrise Medical bryr seg om din sikkerhet.
Vennligst les brukerhåndboken for sikre driftsinstruksjoner og vedlikeholdsrutiner.

Husk: Batterier påvirkes av temperatur. Når det er kaldt ute reduseres kapasiteten.