



安全上のご注意 必ずお守りください

ジェイター

J 2 クッションをご使用になる方へ

J 2 クッション・J 2 ディープクッションをご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。ご使用前に必ず以下についてチェックしてください。ひとつでも該当する項目がある場合は、すぐに使用を中止して、ご購入された販売店にご連絡ください。



底付きの状態では絶対に使用しないでください。

褥瘡の原因になります。



ご使用前に必ず底付きのチェックを行ってください。

カバーを外した状態でクッションに座り、流動体パッドの一番へこんでいる場所（坐骨や尾骨の位置）に最低でも 1 . 5 c m の流動体があることを確認します。

1 . 5 c m 以下であると底付きの危険性があります。

この部分をチェックします



ベースの浅い部分には座らないでください。

坐骨の位置が底付きして褥瘡の原因になります。



臀部の大きさ（坐骨の位置）に適切なサイズのクッションを使用してください。

褥瘡予防を考慮する場合、坐骨位置は流動体の中央部分に位置するようにします。



流動体パッドがずれた状態では使用しないでください。

坐骨が底付きしやすくなり、褥瘡発生の危険性が増加します。



すべてのマジックテープを適切に留めてください。

ベース側と流動体パッドそれぞれ 5 カ所のマジックテープを合わせて留めてください。前部 2 カ所のマジックテープは薄い色、後部 3 カ所のマジックテープは濃い色になっています。特に後部中央のマジックテープを合わせて留めることを忘れないでください。



さらに褥瘡防止効果を高めるために

- 必ず純正カバーをご使用ください。伸縮性のないカバーは褥瘡予防効果を低下させます。
- 骨盤の大きさにあったウェル・サイズのクッションをご使用ください。
- クッション前方から膝の裏までの隙間を約 4 c m 以下（指 2 本分以下）にするのが適正です。
- クッション表面と腿の裏側に隙間がなくなるようにフットレストの高さを調節してください。
- 弛んだ座布の上での使用は避けてください。使用される場合は、ソリッドシートを併用してください。
- 最低でも 1 ヶ月ごとに洗浄と点検、底付きをチェックしてください。