

# 4 ÉTAPES POUR UNE BATTERIE EN BON ÉTAT




## 1



### Chargez tous les jours

Rechargez même les jours où la batterie est peu utilisée. Branchez le chargeur sur votre fauteuil puis dans une prise. Assurez-vous que la prise est sous-tension s'il s'agit d'une prise commutée.


## 2



### Recharge complète pendant la nuit

Ne vous inquiétez pas de la surcharge, votre chargeur de batterie intelligent est limité en tension et s'arrête lorsqu'il atteint sa capacité.

## 3



### Ne sous-chargez pas

Cela réduit la capacité, raccourcit l'autonomie et provoque une défaillance prématurée de la batterie. Au lieu de cela, chargez pendant au moins **8 heures** pour atteindre une capacité de **80 %** (ou plus longtemps pour atteindre 100 %).

## 4



### Prolonger la durée de vie de la batterie

Retrouvez la capacité perdue à cause d'une sous-charge en effectuant une **charge de 12 heures** au moins une fois par semaine.



Sunrise Medical se soucie de votre sécurité.

Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité et les règles d'entretien.