


4 TRIN TIL ET SUNDT BATTERI



1



Oplad hver dag

Oplad selv på dage med lavt batteriforbrug. Sluk for kørestolens betjeningsenhed og sæt opladeren i din el-kørestol og derefter i stikkontakten. Sørg for, at der er tændt på stikkontakten/for strømmen.


3



Undgå at underoplade

Det reducerer kapaciteten, forkorter driftstiden og forårsager for tidlig batterifejl. Oplad i stedet i mindst 8 timer, for at nå 80 % kapacitet (eller længere for 100%).

2



Oplad fuldt natten over

Du skal ikke bekymre dig om overopladning, din smarte batterioplader er spændingsbegrænset og slukker, når den når kapacitet.

4



Forbedre batterilevetiden

Genvind tabt kapacitet fra underopladning ved at udføre en 12-timers opladning mindst en gang om ugen.