



Krabat Jockey & Jockey Plus

Bedienungsanleitung

Ver. 1.6, Oktober 2020



Sicherheit

Alle Krabat-Produkte sind CE-gekennzeichnet nach 93/42 / E-F, Klasse 1 vom 14. Juni 1993 - Medizinprodukte-Richtlinie. Damit wird bescheinigt, dass es alle relevanten europäischen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dieses Handbuch ist nach diesen Standards zugelassen. Die Haltbarkeit des Produkts entspricht einer Lebensdauer von etwa 5 Jahren bei normalem Gebrauch. Nach etwa 5 Jahren sollte das Produkt von Krabat AS oder einem zugelassenen Partner erneuert werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Der gesamte Service muss von Krabat oder einem autorisierten Partner durchgeführt werden.

Produkte mit elektrischen Komponenten müssen Krabat zur technischen Überprüfung/Überholung vorgelegt werden, bevor sie wieder zur Verwendung geschickt werden.



Das CE-Label ist zu entfernen, wenn das Produkt verändert oder nicht originale Teile verwendet werden!



Anpassungen, die nicht in Krabat Benutzerhandbüchern beschrieben werden, dürfen nur von Krabat oder von Personal durchgeführt werden, das von Krabat genehmigt wurde.



Krabat Produkte sind kein Spielzeug! Unsachgemäße Verwendung kann sowohl dem Benutzer als auch/oder dem Produkt Schaden zufügen.



Garantie

Krabat bieten eine Garantie von 2 Jahren für alle Produkte. Diese Garantie richtet sich an Mängel in der Verarbeitung oder an Materialien. Die Garantie kann reduziert oder verzichtet, wenn Service oder tägliche Wartung nicht eingehalten werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Wartung durchgeführt wird.

Die Garantie deckt keine zufälligen Schäden ab, einschließlich Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Wartung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht für normale Verschleißteile.

Die Garantie erlischt, wenn nicht originale Teile verwendet werden oder wenn das Produkt repariert oder von Personal, das nicht von Krabat genehmigt wurde, repariert wird.



Jockey & Jockey Plus

01.0. Allgemeines.....	s.05
02.0. Hauptkomponenten.....	s.06
03.0. Gebrauch.....	s.10
04.0. Optionale Ausrüstung.....	s.16
05.0. Wartung.....	s.16
06.0. Individuelle Anpassungen.....	s.16
07.0. Technische Daten.....	s.17
08.0. Warnungen und Definitionen.....	s.18
09.0. Garantie.....	s.19





01 - Allgemein

Diese Bedienungsanleitung gibt einen Überblick über den Krabat Jockey mit elektrischer und manueller Höhenverstellung der Sitzeinheit. Krabat Jockey gibt es in zwei verschiedenen Größen. Viele Konfigurationen sind mit unterschiedlichem Zubehör möglich.

Krabat Jockey ist ein aktiver Stuhl für Kinder zwischen 2 und 14 Jahren (2 Größen). Der Stuhl ist höhenverstellbar und kann vom Boden auf die Höhe einer Küchenarbeitsplatte eingestellt werden. Die Sitzposition kann an das einzelne Kind angepasst werden. Alle Winkel und Positionen können stufenlos eingestellt werden. Die Einstellungen werden von geschultem Personal vorgenommen.

Der Stuhl bietet eine gute Basis für Balance und Aktivität im Rumpf und Oberkörper. Der Sattelsitz verstärkt eine aktive Sitzposition und verhindert eine absackende und passive Position des Beckens. Die aufrechte und aktive Sitzposition kann das Sprechen, Schlucken, atmen und die räumliche Wahrnehmung positiv beeinflussen.

Um eine optimale Sitzposition zu gewährleisten, ist es wichtig, den Stuhl vor Gebrauch anzupassen. Verwenden Sie den Stuhl nur, wenn eine Einzelprüfung durchgeführt wurde. Lassen Sie außerdem nicht zu, dass andere Kinder den Stuhl ohne Aufsicht benutzen.

Wenn Kinder wachsen, ändern sie regelmäßig ihre Bewegung und ihr Sitzmuster. Es ist wahrscheinlich, dass das Kind eine andere Größe der Sitzeinheit oder andere Anpassungen benötigt. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, wenn das Produkt nicht optimal ist oder Anpassungen erforderlich sind.



Abb. 01

02.0 - Hauptkomponenten -Jockey mit manueller Höhenverstellung

Krabat Jockey mit manueller Höhenverstellung hat die folgenden Hauptkomponenten:

- 01** Sattelsitz mit verstellbarem Winkel der Sitzeinheit
- 02** Einstellbare Rückenlehne
- 03** Einstellbare individuelle Fußstützen oder Fußstützen in einem
- 04** Untergestell
- 05** Räder mit Feststellbremse
- 06** Schiebegriff mit integrierter Bedientaste zur Höhenverstellung
- 07** Mittelsäule



Abb. 02

02.1 - Hauptkomponenten -Jockey mit elektrischer Höhenverstellung

Krabat Jockey mit elektrischer Höhenverstellung hat die folgenden Hauptkomponenten:

- 01 Sattelsitz mit verstellbarem Winkel der Sitzeinheit
- 02 Einstellbare Rückenlehne
- 03 Einstellbare individuelle Fußstützen oder Fußstützen in einem
- 04 Untergestell
- 05 Räder mit Feststellbremse
- 06 Mittelsäule
- 07 Batterie
- 08 Ladegerät
- 09 Netzkabel



Fig. 03

02.2 - Hauptkomponenten -Jockey Plus mit manueller Höhenverstellung

Krabat Jockey Plus mit manueller Höhenverstellung hat die folgenden Hauptkomponenten:

- 01 Sattelsitz mit verstellbarem Winkel der Sitzeinheit
- 02 Hohe Rückenlehne mit einstellbarem Winkel und Höhe
- 03 Einstellbare individuelle Fußstützen oder Fußstützen in einem
- 04 Untergestell
- 05 Räder mit Feststellbremse
- 06 Schiebegriff mit integrierter Bedientaste zur Höhenverstellung Zentrale Kaution
- 07 Verstellbare Thoraxpelotten
- 08 Einstellbare Kopfstütze (Zubehör)
- 10 Oberkörper Begurtung
- 11 Imbusschlüssel



Abb. 04

02.3 - Hauptkomponenten -Jockey Plus mit elektrischer Höhenverstellung

Krabat Jockey Plus mit elektrischer Höhenverstellung hat die folgenden Hauptkomponenten:

- 01 Sattelsitz mit verstellbarem Winkel der Sitzeinheit
- 02 Hohe Rückenlehne mit verstellbarem Winkel und Höhe
- 03 Einstellbare individuelle Fußstützen oder Fußstützen in einem
- 04 Untergestell mit Steuerbox
- 05 Räder mit Feststellbremse
- 06 Schiebegriff mit integrierter Bedientaste zur Höhenverstellung
- 07 Mittelsäule
- 08 Verstellbare Thoraxpelotten
- 09 Einstellbare Kopfstütze (Zubehör)
- 10 Oberkörper Begurtung
- 11 Imbusschlüssel
- 12 Batterie
- 13 Ladegerät
- 14 Netzkabel



03.0 - Gebrauch

Um die optimale Sitzposition zu erhalten, müssen die Winkel des Sitzes, der Rückenlehne und der Fußstütze angepasst werden. Schiebegriff mit integrierter Bedientaste zur Höhenverstellung

Alle Winkel können stufenlos eingestellt werden. Die einzelnen Fussauflagen können durch Lösen der 4 Schrauben gemäss Abb. 05 eingestellt werden. Die Fußstütze in einer kann mit den beiden in Abb. 06 gezeigten Schrauben verstellt werden. Die Sitzeinheit kann mit Hilfe des in Abb. 07 gezeigten Spannschlusses eingestellt werden. Der Winkel der Rückenlehne kann mit dem in Abb. 08 gezeigten Feststellhebel in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Die Verwendung des Stuhls sollte mit Ihrem Lokalen Versorgungsteam, Therapeuten besprochen werden. Es ist wichtig festzustellen, in welchen Situationen das Kind den Stuhl benutzen sollte, wie lange es ihn benutzen sollte und wann es den Zeitzauber voranbringen sollte. Dies muss kontinuierlich bewertet werden, wenn das Kind sich mit dem Stuhl vertraut macht.

03.1 - Individuelle Fußstützen

Legen Sie die Füße auf die Fußstützen und ziehen Sie die Gurte fest. Kinder, die Orthesen verwenden, sollten diese zusammen mit ihren Schuhen tragen, während sie im Krabat Jockey sitzen. Die Höhe der Fußstützen wird durch Schieben der Gleise oder einfach durch Anpassen der Länge des Gurtes unter dem Sitz eingestellt. Es ist auch möglich, Knöchelriemen an den Fußstützen zu befestigen. Diese müssen angepasst werden, um sicherzustellen, dass sich der Fuß des Kindes in der richtigen Position befindet.

Abb. 05

Anpassung der einzelnen Fußstützen



03.2 - Fußstütze in einem

Die Höhe der Fußstützen wird durch Schieben der Gleise oder einfach durch Anpassen der Länge des Gurtes, der unter dem Sitz befestigt ist, angepasst. Es ist auch möglich, Fußriemen an der Fußstütze zu befestigen. Diese müssen angepasst werden, um sicherzustellen, dass sich der Fuß des Kindes in der richtigen Position befindet.

Abb. 06

Anpassung der Fußstütze in einem



03.3 - Winkel der Sitzeinheit

Setzen Sie das Kind auf den Sattelsitz und ziehen Sie den Hüftgurt fest. Stellen Sie sicher, dass das Kind gut in den Sitz in der Mittellinie Position mit Symmetrie in den Beinen/ Unterkörper positioniert ist. Verwenden Sie den Hüftgurt, um sowohl die Position im Sattelsitz zu halten als auch das Risiko des Herausfallens aus dem Stuhl zu reduzieren. Der Hüftgurt sollte jederzeit verwendet werden, wenn Krabat Jockey im Einsatz ist. Der Winkel der Sitzeinheit kann mit der Drehschnalle unter dem Sitz eingestellt werden. Der Winkel ist selbstsichernd und muss nicht fixiert werden.

Abb. 07

Einstellung des Sitzwinkels mit der Drehschnalle



Hinweis: Die Drehschnalle verfügt über einen federbelasteten Kolben, der als mechanischer Endanschlag fungiert.

Wenn der Endanschlag beim Erhöhen des Sitzwinkels eingelegt wird, muss er freigegeben werden, wenn der Sitzwinkel verringert werden soll. Lösen Sie den Endanschlag, indem Sie den Kolben ziehen, und drehen Sie das Einstellrohr an der Drehschnalle, um den Sitzwinkel einzustellen.



Abb. 08

Drehschnalle Endstopkolben

03.4 - Winkel und Höhe der Rückenlehne

Der Winkel der Rückenlehne kann über den Verriegelungshebel eingestellt und fixiert werden. Wenn der Verriegelungshebel die Rückenlehne nicht richtig fixiert, kann er den Kunststoffring unter dem Hebel festziehen. Die Höhe der Rückenlehne kann durch Lösen des Verriegelungshebels eingestellt werden, bevor die Rückenlehne in 5 verschiedenen Positionen mit jeweils 1 cm Intervall nach oben oder unten gegleitet wird. Denken Sie daran, den Verriegelungshebel zu fixieren oder festzuziehen, wenn Sie die richtige Höhe erreicht haben.



Abb. 09

Einstellung des Winkels und der Höhe der Rückenlehne

03.5 - Einstellung der Seitenstützen -Jockey Plus

Die Seitenstützen können nach oben oder unten eingestellt werden, indem die in Abbildung 09 dargestellten Schrauben gelöst werden. Es genügt, die Schrauben zu lösen, eine Demontage ist nicht erforderlich. Ziehen Sie die Schrauben nach der Einstellung fest.

Die Seitenstützen können auf die gleiche Weise ein- oder ausjustiert werden.



Abb. 10
Einstellung der Seitenstützen

03.6 - Einstellung der Höhe - Elektrische Höhenverstellung

Die Höheneinstellung wird über die Fernbedienung gesteuert. Die Fernbedienung, die in Abbildung 10 dargestellt ist, verfügt über eine Schaltfläche für die Höhe und eine zum Senken. Sobald Sie den Knopf loslassen, wird die Bewegung beendet. Ein piepsender Ton ertönt, wenn sich die Sitzeinheit in der höchsten oder niedrigsten Position befindet, um Ihnen mitzuteilen, dass die Sitzeinheit die Endposition erreicht hat.

Wenn ein piepsender Ton zu hören ist, während sich die Sitzeinheit nach oben oder unten bewegt, muss die Batterie aufgeladen werden.



Abb. 11
Elektrische adjustment der Höhe

Hinweis: Wenn ein Benutzer auf dem Stuhl sitzt und der Stuhl verschoben werden muss, z.B. von Raum zu Raum, wird empfohlen, dies NICHT mit dem Sitz in der höchsten Position (!) zu tun. Um zu verhindern, dass der Stuhl versehentlich kippt, bewegen Sie den Stuhl mit unteren oder mittleren Position.

03.7 - Batterie und Ladeinheit

Die Steuerbox befindet sich unter dem Untergestell, wie in Abbildung 2 beschrieben. Wenn eine Batterie in die Steuerbox eingesetzt wird, zeigt ein hörbarer Piepton eine gute Verbindung an und der Stuhl ist einsatzbereit. Wenn eine vollständig geladene Batterie eingesetzt wird, befinden sich Magnete in der Batterie, um die richtige Position sowohl im Halter als auch im Ladegerät zu gewährleisten. Wenn ein piepsender Ton gehört wird, während der Stuhl nicht in Gebrauch ist, muss die Batterie aufgeladen werden. Dasselbe gilt, wenn ein piepsender Ton gehört wird, während sich die Sitzeinheit nach oben oder unten bewegt.

Um den Akku aufzuladen, nehmen Sie ihn aus der Controlbox heraus und setzen Sie ihn in die mitgelieferte Ladeschale ein, verbinden Sie die Ladeschale mit dem Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an. Wenn Sie das Ladegerät mit dem Netzkabel an eine Steckdose anschließen, zeigt ein gelbes Licht die Stromversorgung an. Siehe Abb. 12: Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht kontinuierlich.

Das Aufladen einer leeren Batterie dauert etwa 5-8 Stunden. Dieser Batterietyp (NiMH) toleriert das Laden auch dann, wenn er nicht vollständig entladen ist.

Wenn die Batterie während des Betriebs leer wird, entfernen Sie die Batterie zum Aufladen. Mit einer leeren Batterie (oder überhaupt ohne Batterie) funktioniert die Hubbewegung des Stuhls nicht, aber der Stuhl ist dennoch sicher in der Anwendung.

Hinweis: Stellen Sie das Ladegerät beim Laden der Batterie immer an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um eine schnelle Trennung vom Netz zu gewährleisten, wenn während des Ladevorgangs ein Problem auftreten sollte.

Um das Ladegerät vom Netz zu trennen, trennen Sie einfach den Netzkabelstecker von der



Anzeige LED



Abb. 12 Aufladen der Batterie

Ladegerät

Steckdose, oder ziehen Sie den Gerätekoppler vom Batterieladegerät ab.

Verwenden Sie nur Das mascot Type 2215 Ladegerät, das mit dem Produkt geliefert wird (!)

Beschädigte oder fehlerhafte Batterien sind fachgerecht zu entsorgen.

Hinweis: Die Batterie ist ausschließlich für Geräte von Krabat, nur OEM-Batterien können verwendet werden. Andernfalls gilt die Garantie nicht mehr.

Warnung: Um das Risiko von Kneifen oder einklemmen zu vermeiden, entfernen Sie die Batterie, wenn der Krabat Jockey nicht in Gebrauch ist.

04.0 – Zubehör

Für den Krabat Jockey gibt es eine große Auswahl an Zubehör wie Tisch, Kopfstütze und Schubstange. Es gibt auch eine Vielzahl von verschiedenen Gurten, Knöchel Manschetten, Taschen, etc. zur Verfügung. Eine aktualisierte Zubehörliste **finden Sie in www.krabat.com**.
Alle Zubehöerteile sind mit einer eigenen Bedienungsanleitung ausgestattet.

Wenn Sie Zubehör oder andere Ausrüstung für Ihren Krabat Jockey Stuhl benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Krabat-Vertreter oder an Ihr lokales Versorgungsteam vor Ort für die Installation und Einstellung.

05.0 - Wartung

Alle Metall- und Kunststoffteile können mit mildem Seifenwasser gereinigt werden. Der Sitz und die Rückenlehne sind mit Polstern bedeckt und können entweder mit einem Tuch und Seifenwasser oder in der Waschmaschine bei 40 Grad gewaschen werden.

Dies ist ein persönliches Produkt, individuell angepasst eine Anpassung an medizinische Anforderungen und Anforderungen von jedem Benutzer. Eine regelmäßige Wartung ist nicht erforderlich. Waschen Sie die Komponenten des Stuhls bei Bedarf. Befolgen Sie die normalen Hygienehinweise und halten Sie den Stuhl sauber und ordentlich zu jeder Zeit.

Das Textil wird mit Klett und Flausch am Stuhl befestigt. Hinweise zur Entfernung von Flecken gibt es unter www.krabat.com. Lager und andere bewegliche Teile sind wartungsfrei und sollten nicht geschmiert werden.

Um eine Schädigung zu vermeiden, darf kein Teil des Erzeugnisses während der Verwendung gewartet oder gewartet werden.

Hinweis: Ist der Stuhl defekt oder wurde beschädigt, sollten Sie ihn nicht weiter verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihr Versorgungsteam vor Ort.



06.0 - Individuelle Anpassungen und Anpassungen

. Wenn der Stuhl angepasst werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Leistungserbringer vor Ort. Die muss durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Nehmen Sie unter keinen Umständen Selbst Änderungen vor.

07.0 - Technische Daten

	Größe 1	Größe 2
Sitztiefe	26 cm	31 cm
Winkel der Rückenlehne	15° vorwärts / 0° rückwärts	15° vorwärts / 0° rückwärts
Winkel des Sitzes	5° vorwärts / 20° rückwärts	5° vorwärts / 20° rückwärts
Abstand Sitz zur Fußstütze	15 bis 40 cm	25 bis 50 cm
Sitzhöhe über dem Boden	39 bis 79 cm	40 bis 80 cm
Länge in Gebrauch/ reduziert	68 cm / 65 cm	98 cm / 83 cm
Höhe im Einsatz/ reduziert	112 cm / 63 cm	121 cm / 72 cm
Breite im Gebrauch/ reduziert	63 cm / 63 cm	66 cm / 66 cm
Breite der Rückenlehne	25 cm	32 cm
Höhe der Rückenlehne	35 oder 38 cm	40 oder 43 cm
Gewicht manuell / elektrisch	12,2 kg / 13,9 kg	15,0 kg / 16,7 kg
Alter des Benutzers	Ca 2-7 Jahre	Ca 7-14 Jahre
Max. Benutzergewicht, manuell/ elektrisch	65 kg / 50 kg	65 kg / 50 kg



08.0 – Fehlerbehebung

Wenn Beim Krabat Jockey elektrische Probleme auftreten, z. B. keine Einstellung der Sitzeinheit oder unerwartete Stopps bei der Verwendung, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wenn die Höhe nicht funktioniert:

- Überprüfen Sie, ob eine Batterie in das Steuerfeld eingelegt ist
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist
- Überprüfen des Ladestatus der Batterie
- Überprüfen Sie, ob beide Kabel in das Steuerfeld eingelegt sind
- Überprüfen Sie, ob die Handsteuerung ordnungsgemäß mit dem Steuerfeld verbunden ist
- Kabel auf Schnitte oder Knicke prüfen

Wenn die Batterie mit Spannung oder entladen ist, laden Sie bitte die Batterie auf (siehe 03.7, Seite 14).

Wenn die Höheneinstellung bei Verwendung nicht mehr funktioniert:

- Überprüfen Sie auf akustischen Alarm (Signalton), der eine niedrige Batteriespannung anzeigt
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist
- Überprüfen den Ladestatus der Batterie
- Prüfen Sie, ob alle Kabel in gutem Zustand und ordnungsgemäß angeschlossen sind

Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und vor der Verwendung korrekt in die Steuerbox eingelegt ist. Wenn Sie ein Herunterfahren erleben oben genannten Schritten durchlaufen haben, und der Krabat Jockey funktioniert immer noch nicht, bitte kontaktieren Ihr Versorgungsteam vor Ort, um das Problem zu beheben.

Hinweis: Wenn Sie ein Herunterfahren erleben und die Höhe des Krabat Jockey nicht funktioniert, Es ist immer noch sicher, den Krabat Jockey zu verwenden, wenn der Akku entfernt wird.

Denken Sie daran: Ohne Batterie oder funktionale Höhe gibt es keine Möglichkeit, die Höhe des Sitzes zu ändern. Als Vorsichtsmaßnahme können Sie die Batterie entfernen, wenn der Stuhl nicht verwendet wird, um das Risiko von Kneifen oder Einschlüssen zu reduzieren.

Hinweis:Ist der Stuhl defekt oder wurde beschädigt, sollten Sie ihn nicht weiter verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihr Versorgungsteam vor Ort.

09.0 – Warnungen und Definitionen

Allgemeine Warnungen:

Erstickung/Strangulation:

Bei normalem Gebrauch, wenn der beabsichtigte Benutzer sitzt und gesichert ist, gibt es keine Strangulations- oder Einschlussgefahren. Wenn der beabsichtigte Benutzer nicht sitzt und sich in der Nähe der Handsteuerung und seines Kabels befindet, besteht eine Möglichkeit des Ersticken. Um mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt mit dem Krabat Jockey.

Einklemmung/Kneifen:

Wenn sich jemand bei Verwendung in der Nähe der Hauptsäule befinden sollte, besteht die Möglichkeit, einzuwickeln oder zukneifen. Um die Möglichkeit von Vorfällen in Bezug auf Einschlüsse oder Kneifen zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass sich bei der Verwendung niemand in der Nähe der Hauptsäule befindet. Um die Möglichkeit von Zwischenfällen weiter zu verhindern, lassen Sie den Stuhl niemals unbeaufsichtigt. Um eine mögliche Verwicklung zu vermeiden, kann die Batterie als zweite Kontrollmaßnahme entfernt werden.

Definition der angewandten Teile:

Angewandte Teile sind definiert als Teile des Produkts, die mit dem USER during normalen Gebrauch / zur Erfüllung seiner Funktion in Kontakt kommen.

Angewandte Teile sind definiert als: Sitz und Rückenlehne einschließlich Kissen, Fußstütze(n) einschließlich Fußgurte und Hüftgurt bei Beantragung: Kopfstütze, Tisch und Schubstange.

Elektromagnetische Störungsdefinition:

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zeigt unbeabsichtigte Erzeugung, Ausbreitung eines des Empfangs elektromagnetischer Energie, die unerwünschte Effekte verursachen kann. Elektromagnetische Störungen können auftreten und dazu führen, dass sich das Gerät unerwünscht verhält.

Um ein Auftreten von unerwünschtem EMV zu verhindern, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Stapeln Sie die Geräte NICHT in der Nähe anderer Geräte, die EMV emittieren/eintauchen könnten.
2. Tragbare HF-Geräte sollten NICHT näher als 30cm zum Stuhl verwendet werden
3. Die Verwendung von anderem Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird, kann zu unerwünschten EMV-Eigenschaften führen

Wenn der Stuhl unerwünschten elektromagnetischen Störungen ausgesetzt sein sollte, kann Stuhl Fehlfunktion und unerwartete Bewegung auftreten. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens für den Benutzer ist minimal.

Falls wir/ Unterstützung erleben unregelmäßige Bewegung / Verlust der wesentlichen Leistung, Vorsichtsmaßnahmen können sein:

- Beenden der Verwendung der Einheit
- Verlegen des Geräts
- Erhöhung der Trennung
- Konsultieren Sie den Herstellervertreter

Emissionstest	Grenzen
Durchgeführte Emission	CISPR 11
Abgestrahlte Emission	CISPR 11
Harmonische Verzerrung	IEC 61000-3-2
Flackern	IEC 61000-3-2

Immunitätstest	Ebene
Elektrostatische Entladung (ESD)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kV-Kontakt • 2 kV, 4 kV, 8 kV, 15 kV Luft
Gestrahlt RF EM-Feld	10 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz
Annäherungsfeld zu drahtlosen RF-Kommunikationsgeräten	9 bis 28 V/m
Magnetfelder mit abgestrahlten Leistungsfrequenzen	30 A/m, 50 und 60 Hz
Elektrische schnelle Transienten / Burst	• 2 kV, 100 kHz Wiederholungsfrequenz
Leitung zu Leitung	• 0. 5kV, bei 1 kV
Durch HF-Felder induzierte leitungsgeführte Störungen	3 V, 0,15 MHz bis 80 MHz, 6 V in ISM und Amateur Bandbreiten zwischen 0,15 MHz und 80 MHz.
Spannungseinbrüche	0 % U_T ; 0,5-Zyklus bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % U_T ; 1 Zyklus 70 % U_T ; 25/30 Zyklen bei 0°
Spannungsunterbrechungen	0 % U_T ; 250/300 Zyklus

Stromquelle - Definition:

Der Krabat Jockey ist batteriebetrieben und wird als "intern angetrieben" definiert.

IP-Bewertung - Definition:

IP-Bewertungen oder "**Ingress Protection**" sind in der internationalen Norm EN 60529/ IEC 60509:1989 definiert. Diese Standards werden verwendet, um die Grad der Abdichtungswirksamkeit von elektrischen Gehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu definieren.

Dieses Produkt wurde mit

dem Rating IP22

bewertet. IP22 erklärte:

Die erste Ziffer beschreibt die Grad des Eindringens, die für dieses Produkt erlaubt ist, die zweite Ziffer beschreibt die Qualität der Feuchtigkeit Eindringen, die erlaubt ist.

Aufgeschlüsselt bedeutet dies:

Erste Ziffer (2) - Schutz vor Fingern oder anderem Objekt von nicht mehr als 80 mm Länge und 12 mm Durchmesser (versehentlicher Fingerkontakt).

Zweite Ziffer (2) - Schutz gegen Wassertröpfchen bis zu 15° von vertikal abgelenkt.

09.1 – Umweltbedingungen für Transport und Lagerung

Bei der Durchfahrt und/oder Lagerung sollte der Krabat Jockey nach dem Transport oder der Lagerung im folgenden Umgebungstemperaturbereich im normalen Gebrauch im Normalbetrieb gemäß seinen Spezifikationen bleiben:

- -25 °C bis +5 °C und
- +5 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %, nicht kondensierend;
- >35 °C bis 70 °C bei einem Wasserdampfdruck bis 50 hPa

nach dem Entfernen aus der Verpackung und anschließend zwischen den

Verwendungen. Hinweis: Es wird empfohlen, den Krabat Jockey im Innenbereich aufzubewahren

09.2 – Umweltbedingungen für den Einsatz

Bei Verwendung sollte der Krabat Jockey unter folgenden Umgebungsbetriebsbedingungen betrieben werden:

- ein Temperaturbereich von + 5 °C bis + 40 °C;
- einen relativen Feuchtigkeitsbereich von 15 % bis 93 %, nicht kondensierend; und
- atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1 060 hPa

Dieses Produkt ist für den nicht-kontinuierlichen Betrieb klassifiziert.

Normaler Betriebszyklus – 10% oder 2 Minuten Betrieb gefolgt von 18 Minuten Stillstand.

Verwendung nach dem Speichern:

Wenn der Krabat Jockey direkt aus einem Kühlraum (unter 0 C) kommt, warten Sie bitte 20 Minuten, bevor Sie den Stuhl benutzen.













Wenn der Krabat Jockey an einem sehr heißen Ort (über 50 C) gelagert wird, lassen Sie bitte alle Oberflächen auf Umgebungstemperatur abkühlen, bevor das Kind sich hineinsetzt. Bitte warten Sie 20 Minuten, bevor Sie den Stuhl benutzen.

Vermeiden Sie Brennen / Verbrühungen:

Wenn der Krabat Jockey direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, stellen Sie den Stuhl bitte vor direktem Sonnenlicht ab und überprüfen Sie, ob alle Oberflächen des Stuhls eine akzeptable Temperatur haben, bevor Sie das Kind setzen. *Tipp: Um zu vermeiden, dass die Oberflächen zu heiß werden, kann der Krabat Jockey mit einer Decke abgedeckt werden, um die Oberflächen des Stuhls vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.*

09.3 – Symbole, Beschreibung/ Erklärung

Die verschiedenen Symbole, die auf dem Produkt und in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden, werden unten erläutert

Symbol	Beschreibung	Bedeutung	Erklärung
	Symbol für die Verwendung bei der Kennzeichnung von Medizinprodukten.	Hersteller	Gibt den Hersteller von Medizinprodukten an.
	Medizinische elektrische Geräte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistung.	Gebrauchsanweisung einsehen	Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	Medizinische elektrische Geräte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistung	Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung	Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre.
	Allgemeines Warnschild	Achtung: Lesen Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung	Wenn ein Benutzer auf dem Stuhl sitzt und der Stuhl verschoben werden muss, z.B. von Raum zu Raum, wird empfohlen, dies NICHT mit dem Sitz in der höchsten Position (!) zu tun. Um zu verhindern, dass der Stuhl versehentlich kippt, bewegen Sie den Stuhl niemals mit dem obersten Position.
	Medizinische elektrische Geräte —	Typ BF angewendetes Teil	Zur Identifizierung eines typS BF-angewendeten Teils gemäß IEC 60601-1.
IPN ₁ N ₂	Medizinische elektrische Geräte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistung.	Grad des Ingress-Schutzes durch Gehäuse	Herstellerbestimmter Grad des Partikel- und Wassereintrittsschutzes.
	Symbol für die Verwendung bei der Kennzeichnung von elektrischen Geräten.	Nur In-Door-Nutzung	Identifizieren von elektrischen Geräten, die in erster Linie für den Innenbereich entwickelt wurden.
	Symbole für die Kennzeichnung elektrischer Geräte.	Ausrüstung der Klasse II	Ermittlung von Ausrüstungen, die den Sicherheitsanforderungen der Klasse II entsprechen
	Die Anforderungen an die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten; Medizinprodukte-Richtlinie.	CE-Kennzeichnung	Bedeutet europäische technische Konformität.
	Symbol für die Verwendung bei der Kennzeichnung von elektrischen Geräten.	Werfen Sie nicht in allgemeinen Abfall	Hebt hervor, dass Sie den elektrischen Gegenstand nicht in den allgemeinen Abfall legen sollten (es sollte zu einem lokalen Recyclingzentrum gebracht werden)
	Symbol der zertifizierten Stelle, die Tests durchgeführt hat	Zertifizierungszeichen	Zertifizierungszeichen, das bedeutet, dass dieses Produkt zertifiziert ist, um die Anforderungen der US-amerikanischen und kanadischen elektrischen Sicherheitsstandards zu erfüllen.
	Sicherheitsschild, um das Sitzen auf einer Oberfläche zu verbieten.	Kein Sitzen auf der Oberfläche	Identifizieren von Flächen/Teilen, auf denen nicht platzen kann.
	Sicherheitsschild, um das Betreten einer Oberfläche zu verbieten.	Kein Tritt auf die Oberfläche	Identifizieren von Flächen/Teilen, die nicht zum Betreten geeignet sind.

10.0 - Garantie

Hersteller der Krabat Produkte, Krabat AS – im Folgenden als KRABAT bezeichnet – mit seinem Geschäftsort in Ravensborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norwegen – gibt dem Käufer eines KRABAT-Produkts die folgende Produktgarantie, im Folgenden bezeichnen wir als "WARRANTY":

1. Diese GARANTIE wird unter der strengen Bedingung gegeben, dass der Käufer und jede Person, die der Käufer Zugang zum KRABAT Produkt gewährt, die folgenden SICHERHEITS-VORSICHTSMAßNAHMEN beachten und einhalten:
 - I. Achten Sie immer darauf, die entsprechende Bedienungsanleitung für das eigentliche KRABAT-Produkt gelesen und aufzubewahren, bevor Sie es verwenden.
 - II. Das KRABAT-Produkt ist nur für den Bestimmungszweck gemäß der KRABAT-Bedienungsanleitung für das jeweilige KRABAT-Produkt gedacht.
 - III. Lassen Sie niemals ein Kind oder einen anderen Benutzer das KRABAT-Produkt ohne ordnungsgemäße Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
 - IV. Achten Sie immer darauf, dass die Sicherheitsgurte richtig sitzen und befestigt sind und nicht defekt sind, und überprüfen Sie die Vorbeschreibung in regelmäßigen Abständen, wenn das KRABAT-Produkt verwendet wird.
 - V. Verwenden Sie das KRABAT Produkt immer unter Berücksichtigung der Beratung Ihres Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten.
 - VI. Denken Sie immer daran, dass das KRABAT-Produkt kein Spielzeug ist, und lassen Sie daher niemals ein Kind oder ein anderes mit dem KRABAT-Produkt spielen, da es sowohl Personen als auch dem Produkt schaden und Schäden verursachen kann.
 - VII. Bewahren Sie das KRABAT-Produkt immer – wenn es nicht in Gebrauch ist – auf sichere Weise auf, damit es von niemandem missbraucht wird, und darüber hinaus foder der Zweck, das KRABAT-Produkt nicht Bedingungen auszusetzen, die ihm und/oder seinen Funktionen schaden können.
2. Vorbehaltlich der Bedingungen der GARANTIE garantiert KRABAT, dass das KRABAT-Produkt he für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ("Garantiezeitraum") ab dem Kauf des KRABAT-Produkts entsprechend dem Bestimmungszweck funktioniert, wie es im KRABAT-Benutzerhandbuch nach dem tatsächlich gekauften KRABAT-Produkt dargelegt ist.
3. KRABAT wird auf eigene Kosten entweder selbst, oder durch Dieunterstützung eines Dritten, mit einer angemessenen Frist bieten Sie Hilfe an, um einen innerhalb der genannten Gewährleistungsfrist auftretenden Mangel der Substanz an das KRABAT-Produkt zu beheben, entweder durch entgegennehmen des betreffenden Geräts zur Reparatur oder durch Weiterleitung von Ersatzteilen zum Ersatz, sofern jedoch der Käufer des KRABAT-Produkts unverzüglich nach Kenntnis nahm, nachdem er von dem/den Mangel Kenntnis erhalten hat, hat ich KRABAT oder einen von KRABAT bevollmächtigten Vertreter über den festgestellten Mangel informiert. KRABAT behält sich jedoch nach eigenem Ermessen das Recht vor, abhilfemaßnahmen zu haben, um eine neue Einheit anstelle des defekten oder fehlerhaften Geräts weiterzuleiten. Für die Weiterleitung von Ersatzteilen oder Ersatzteilen oder einer neuen Einheit gilt KRABAT oder sein bevollmächtigter Vertreter als seine Verpflichtung erfüllt, soweit die betreffenden Teile oder Einheiten in den Büros, in denen das ursprüngliche KRABAT-Produkt verkauft wurde, zur Abholung zur Verfügung gestellt werden.
4. Für den Fall, dass ein Mangel nicht erfolgreich behoben wurde,
 - I. I Der Käufer hat Anspruch auf Minderung des Kaufpreises im Verhältnis zum Wertminderung samt KRABAT-Produkt, sofern diese Minderung unter keinen Umständen fünfzehn Prozent (15 %) übersteigt. des Kaufpreises für das genannte KRABAT-Produkt oder

- II. II Ist der Mangel so wesentlich, dass dem Käufer der Zweck des Kaufs erheblich genommen wird, so kann der Käufer den Kauf des mangelhaften KRABAT-Produkts beenden. Der Käufer hat dann Anspruch auf einen tatsächlichen Schaden, wenn vorhanden, jedoch auf höchstens fünfzehn Prozent (15 %) begrenzt. des Kaufpreises für das besagte KRABAT-Produkt.
5. Diese GARANTIE gibt keine Garantien, außer den ausdrücklich im Rahmen dieser GARANTIE gegebenen.
 6. Zur Vermeidung von Doubt Erstreckt sich Diese GARANTIE nicht auf eine Haftung von KRABAT oder seinen bevollmächtigten Vertretern in Bezug auf indirekte oder Folgeschäden, die dem Käufer oder einer Person, die der Käufer absichtlich oder unabsichtlich gewährt, vorsätzlich oder unabsichtlich dem KRABAT-Produkt entstehen.
 7. Diese GARANTIE gilt nicht insoweit, als das KRABAT-Produkt durch Teile des KRABAT-Produkts ergänzt wird oder es geänderte Teile des KRABAT-Produkts mit Teilen gibt, die nicht von KRABAT hergestellt wurden, oder mit Teilen, die von anderen hergestellt oder bereitgestellt werden, und deren Verwendung nicht schriftlich von KRABAT genehmigt ist.
 8. KRABAT haftet nur für Mängel, die unter Betriebs- oder Verwendungsbedingungen auftreten, die in der entsprechenden Bedienungsanleitung nach dem KRABAT-Produkt vorgesehen sind.
 9. KRABAT haftet nicht für Mängel, die durch fehlerhafte Wartung, fehlerhafte Anpassungen oder fehlerhafte Reparaturen durch eine andere Person als KRABAT oder einen von KRABAT autorisierten Vertreter oder für Änderungen des KRABAT-Produkts verursacht wurden, die ohneschriftliche Zustimmung von KRABAT vorgenommen wurden.
 10. Diese GARANTIE deckt nicht den normalen Verschleiß ab.
 11. KRABAT haftet unter keinen Umständen für Mängel in einem Teil eines KRABAT-Produkts für mehr als zwei (2) Jahre ab Lieferung.
 12. Sofern im Rahmen dieser GARANTIE, haften KRABAT sowie seine bevollmächtigten Vertreter nicht für Mängel des KRABAT-Produkts. Dies gilt für Verluste, die der Mangel verursachen kann, einschließlich Produktionsausfall, Entgangener Gewinn und sonstiger direkter Verlust.



Hepro AS, avd. Krabat
Ravnsborgveien 56
1395 Hvalstad
Norwegen
www.krabat.no