



LECKEY

MyWay+

Nuevas aventuras a cada paso

Supporting Children

Andador MyWay+

MyWay+ es un andador de armazón abierto que ofrece a los niños un soporte inteligente en posición vertical, mejorando su marcha y maximizando las oportunidades de exploración, interacción y participación.

Su base personalizada, combinada con un arnés envolvente y una amplia gama de accesorios, garantiza que el MyWay+ pueda adaptarse para satisfacer todas las necesidades y habilidades.

Escanea el código QR con tu móvil para ver el MyWay+ en acción.



El soporte que te mueve

MyWay+ es un dispositivo de movilidad vertical diseñado para niños y adolescentes que no pueden ponerse de pie o caminar de manera independiente. Su armazón abierto con ruedas inteligentes junto con el arnés de tronco y hombros, permiten que los niños se muevan optimizando su comunicación con el entorno.

MyWay+ incorpora un sistema revolucionario de **arnés-corsé de tronco con soporte de hombros** que proporciona la estabilidad necesaria para ayudar en el control de la cabeza y la función de las extremidades superiores, permitiendo a los niños mantener sus **manos libres para jugar y explorar**.

La intervención temprana es clave para optimizar el potencial del niño y, por lo tanto, hemos redimensionado nuestro armazón de talla 1 para adaptarse mejor a las proporciones corporales de los niños más pequeños y brindarles la mejor oportunidad para desarrollar sus habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales.



“
Emilia adora la libertad que le proporciona su andador MyWay+ para unirse a sus hermanos cuando juegan juntos. El MyWay+ mantiene todas sus articulaciones y músculos en movimiento y le ofrece las mejores oportunidades para moverse y mantener su independencia.”

Madre de Emilia

Ajuste personalizado para cada niño

Disponible en **3 tamaños** y con un innovador sistema de **arnés codificado por color** según la talla, MyWay+ trae la individualidad al mundo de los andadores. Las innovadoras **ruedas multifunción**, de serie en todas las tallas, son ideales tanto para interiores como para exteriores y aseguran que no haya límite en el camino que el niño quiera tomar. Incorporan la marcha lateral junto con el sistema de control antirretroceso, bloqueo de dirección, freno y resistencia variable para crear esa configuración personalizada que facilite la marcha según las necesidades del niño.

Se pueden combinar una amplia variedad de accesorios para crear un andador personalizado, adaptado a las necesidades y habilidades de cada niño.



Descubre los accesorios del MyWay+



Ruedas multifunción MyWay+

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

- 1** Robustas **ruedas** con 4 funciones: freno, bloqueo de dirección (incluido el bloqueo lateral*), sistema de control antirretroceso y graduación de resistencia. Esta multifuncionalidad facilita la dirección, evita el movimiento hacia atrás y limita la velocidad según sea necesario. Además, ahora promueve la marcha lateral para su inicio desde atención temprana.
- 2** **Reposacabezas** opcional (Plano o Complex) – garantiza una posición segura de la cabeza.
- 3** **Reposabrazos** opcional (Standard o Complex) – soporte multi-ajustable de extremidades superiores para ayudar en la marcha.
- 4** **Cuña antitijera** opcional– Soporte proximal para ayudar a reducir la aducción de cadera.
- 5** **Sillín** (standard o estrecho) opcional – para facilitar las transferencias y proporcionar descanso o romper patrones de marcha en tijera.
- 6** Diseño de **armazón abierto, ajustable y plegable****, disponible en 3 tallas
- 7** **Ajuste personalizado** desde atención temprana hasta la adolescencia para estructuras y arneses.
- 8** El ángulo prono, la altura total y del soporte de hombro son regulables para lograr la posición más adecuada en función de la movilidad de cada niño.
- 9** **Asa desmontable y ajustable en altura para acompañantes** (opcional), para que los fisios o los padres puedan empujar y dirigir el armazón de manera segura. Especialmente útiles con el accesorio del pedal.
- 10** **Guías de tobillos** (opcionales) – para guiar el movimiento de las extremidades inferiores evitando un patrón de marcha en tijera o asimétrico, así como para regular la zancada del paso.



*Pendiente de patente - United Kingdom Application No 2302760.0

**La base de la talla 1 y la columna postural no se separan.

Sistema único de arnés-corsé

El revolucionario arnés tipo corsé del MyWay+ ha sido diseñado para brindar al niño un **soporte de 360°** y promover un patrón de movimiento óptimo al caminar. Centrado en aumentar la funcionalidad y conseguir un patrón de movimiento vertical más natural, el andador MyWay+ ofrece a los niños un soporte seguro para realizar sus actividades diarias - desde jugar a fútbol o participar en actividades en el patio a pasear de la mano de un hermano o amigo.

El efecto **“abrazo”** que proporciona el arnés de estilo corsé aumenta la retroalimentación sensorial, amortigua el movimiento involuntario y ofrece confort, soporte y seguridad.

- Proporciona **estabilidad al tronco** lo que, a su vez, optimiza los movimientos de las extremidades inferiores y el control de la cabeza.
- Si un niño no puede completar una transferencia de pie, puede ser elevado con la ayuda de una **grúa** directamente utilizando el arnés MyWay+ con el accesorio opcional de cinchas para grúa.



Conoce a Harry



Diseño de armazón abierto

Promover la libertad y la independencia son la base del andador MyWay+. Por eso su armazón tiene un **diseño minimalista y abierto** que proporciona al niño **soporte sin comprometer su funcionalidad**, abriendo un mundo de posibilidades a su alrededor.

- El armazón abierto de fácil acceso **fomenta la interacción y la participación en el entorno**, ya sea en casa, en el patio de recreo o en el aula. Así, los niños pueden tocar, sentir, aprender, descubrir, jugar, o participar en actividades sin ningún tipo de impedimentos. También permite a los terapeutas acercarse al niño y trabajar con sus extremidades inferiores o cabeza mientras se utiliza MyWay+.
- Las ruedas multifunción aptas tanto para interiores como para exteriores permiten que los niños se mantengan activos en una variedad de entornos diferentes, animando a niños de todas las habilidades a cumplir con las pautas recomendadas de actividad física.



Conoce a Tom



Apoyando la Práctica Terapéutica.

Los niños con necesidades especiales a menudo tienen músculos más débiles, especialmente en la zona de las caderas, y esto puede afectar su marcha, función y también el desarrollo de la articulación de la cadera. La **función de bloqueo lateral*** del MyWay+ bloquea las ruedas del armazón en posición lateral, dirigiendo el desplazamiento lateral del niño y fortaleciendo así los músculos abductores de la cadera, claves para optimizar el desarrollo fisiológico de las articulaciones de la cadera y prevenir su subluxación en los más pequeños.

 Escanea el código QR para ver cómo la función de bloqueo lateral* ha mejorado la fuerza muscular de la cadera de Willow.



El **pedal MyWay+** es un revolucionario accesorio que se acopla al armazón del andador MyWay+ tallas 2 y 3 y **permite a los niños pedalear en posición vertical**, trabajando los músculos de las extremidades inferiores en el rango de movimiento que el niño haría al caminar.

A diferencia del ciclismo, que fomenta una posición flexionada y sentada, pedalear en una posición erguida y que soporta peso **fortalece los músculos antigraavedad (gemelos, cuádriceps y glúteos)** a la vez que promueve una **mejor alineación y simetría de las extremidades inferiores**. Es adecuado para niños con Parálisis Cerebral y otras afecciones similares clasificados en **niveles II-IV y algunos de nivel V de la GMFCS** (Clasificación de la Función Motora Gruesa) y se puede utilizar como parte del programa de terapia de marcha del niño o probarse como paso previo al inicio de la marcha.

*Pendiente de Patente - United Kingdom Application No 2302760.0



Descubre más sobre el pedal MyWay+

MyWay+ te da más

Ruedas multifunción, estructura ligera, ángulo prono y un sinfín de ajustes para ayudar en el inicio de la marcha y controlar el movimiento.

Talla de armazón	1	2	3
Edad aprox.	1-5 años	4-11 años	9-16 años
Altura hombros [hasta el suelo]	590-870 mm	870-1190 mm	1070-1490 mm
Altura sillín (interior de piernas)	240-410 mm	400-610 mm	550-810 mm
Peso máx. usuario	25 kg	50 kg	80 kg
Peso del armazón	14 kg	7.5 kg	11 kg
Peso de la columna postural	La base de la talla 1 y la columna postural no se separan.	10 kg	11 kg
Anchura total armazón	570 mm	670 mm	720 mm
Longitud total armazón	840 mm	930 mm	1180 mm

Talla de arnés	1	2	3	4	5	6
Edad aprox.	1-4 años	2-6 años	5-9 años	8-12 años	12-15 años	Hasta 16 años
Cintura a nivel ombligo	46-56 cm	50-60 cm	55-65 cm	60-70 cm	70-80 cm	80-90 cm
Peso máx. usuario	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Color	Morado	Verde	Azul	Rojo	Naranja	Gris

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Leckey
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
[+44] 28 9260 0750
hello@leckey.com

www.leckey.com



LECKEY



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.