



Manual do util



PT



Obrigado

por comprar RGK...

Esperamos que o produto e serviços recebidos satisfaçam as suas expectativas. Leia as instruções contidas nesta documentação, para se familiarizar com a sua nova cadeira de rodas da RGK e para garantir os melhores resultados e a maior vida útil do produto.



Russel Simms,
Diretor comercial

AVISO!

Não utilize este equipamento sem primeiro ler e compreender este manual. Se não compreender os avisos e instruções, contacte um profissional de saúde (médico/terapeuta) antes de tentar utilizar este equipamento - caso contrário, poderá causar danos ou ferimentos.

 Como fabricante, a RGK Wheelchairs declara que as cadeiras de rodas ativas respeitam a diretiva 93/42/EEC / 2001/47/EEC.

Contacte a RGK ou o seu concessionário local autorizado da RGK se tiver quaisquer questões sobre a utilização, manutenção ou segurança da sua cadeira de rodas.
Sunrise Medical S.L., Polígono Bakiola, 41 48498
Arrankudiaga, Vizcaya (Espanha)
info@sunrisemedical.pt

Contents

3	Acerca de / Compatibilidade	7	Configuração completa
3	As cadeiras RGK são compatíveis	7	Montar o seu FrontWheel
4	Sumário sobre Segurança	7	Configurar o gancho do apoio para os pés
4	Advertências Gerais	8	Configurar a posição da braçadeira
5	Elementos básicos de FrontWheel	11	Começo Rápido
6	Funcionamento	11	Prender na sua estrutura
6	Bloqueio de FrontWheel na posição levantada	13	Libertar da sua estrutura
6	Bloqueio de FrontWheel na posição rebaixada		

Acerca de / Compatibilidade

FrontWheel é um acessório que torna a cadeira mais flexível em situações do quotidiano que lhe permite mover-se sobre relva, pedras da calçada, lama, gravilha e outro piso irregular, mantendo constantemente as suas rodas giratórias dianteiras afastadas do piso quando se mover em qualquer direção, incluindo para trás.

AVISO!

Limite de 125 kg

As cadeiras RGK são compatíveis

- RGK TIGA
- RGK TIGA FX

Algumas estruturas ou opções de cadeiras personalizadas podem impedir a instalação da FrontWheel. Solicite um teste de compatibilidade para testar a sua cadeira.

Sumário sobre Segurança

Advertências Gerais

Para se familiarizar tão depressa quanto possível com a roda extra, leia cuidadosamente as instruções para o utilizador. Elas garantem a sua segurança e a utilização correta da roda extra.

⚠️ AVISO!

Respeite os alertas e conselhos de segurança. Assim evita ferimentos ou potenciais acidentes.

📌 NOTA:

Assegure-se que as instruções para o utilizador estão ao alcance de todos aqueles que movem ativa ou passivamente a sua cadeira de rodas!

⚠️ AVISO!

Sistema de retenção de fixação da cadeira de rodas e sistema de retenção do assento.

- A roda extra é um acessório para cadeiras de rodas e deve ser personalizada para cada cadeira de rodas.
- O fabricante não se responsabiliza por danos de equipamento ou ferimentos pessoais causados pela utilização incorrecta ou modificações técnicas da roda extra; esta responsabilidade é excluída.
- A montagem da roda extra apenas deve ser feita por pessoal autorizado com a formação adequada; em particular, as instruções para o utilizador devem ser respeitadas.
- Apenas deve ser utilizada a combinação completa dos componentes modificados para a cadeira de rodas por fornecedores da especialidade.
- A roda extra apenas deve ser usada por pessoas fisicamente capazes de o fazer e que respeitem as instruções para o utilizador.
- A roda extra apenas deve ser utilizada em superfície apropriadas e tem uma velocidade máxima de duas vezes o passo da caminhada normal (10 kph).

⚠️ PERIGO!

- A configuração incorrecta da roda dianteira prejudica o ponto de inclinação e pode causar a queda da cadeira para trás se o utilizador não souber como controlar a cadeira.

Risco de ferimento!

- A alteração da correia traseira ou da posição do tubo traseiro podem ter efeitos negativos ou positivos no ângulo de inclinação porque a posição passiva do assento é modificada.
- O ponto de inclinação ideal deve ser determinado em função da principal actividade da cadeira de rodas.

⚠️ AVISO!


- Quando conduzir com a roda extra, pode facilmente atingir velocidades mais elevadas.
- Tenha cuidado ao descer inclinações.
- Se travar durante muito tempo, com os aros das rodas, poderá aquecer as mãos e dificultar a travagem.
- Nunca conduza num declive sem controlo.
- Risco de queda e de ferimentos!

⚠️ CUIDADO!


Inspeccione periodicamente as ligações dos parafusos para garantir que estão apertados. Aperte-os, se necessário!

Elementos básicos de FrontWheel

- A Gancho do apoio dos pés
- B Alavanca de desbloqueio
- C Lingueta de bloqueio
- D Alavanca do gancho
- E Suporte da placa
- F Gancho da cadeira
- G Placa do gancho




Funcionamento



Bloqueio de FrontWheel na posição levantada

Para fazer isto, puxe a alavanca de desbloqueio de FrontWheel (destacada) até encaixar na posição. Depois de efectuado, o FrontWheel ficará assim.



Bloqueio de FrontWheel na posição rebaixada

Para fazer isto, puxe a lingueta de bloqueio (assinalada) e a parte dianteira do FrontWheel salta para baixo e fixa-se na posição rebaixada.

►NOTA:


Se já tiver configurado completamente o seu FrontWheel e tiver localizado os ganchos na sua cadeira nas peças da RGK, vá para a secção "Começar Rapidamente". Se ainda tiver feito isto e quer localizar os ganchos sozinho, siga primeiro as instruções na secção "Configuração Completa".

Configuração completa

Se já tiver configurado completamente o seu FrontWheel nas peças da RGK, pode ignorar os passos seguintes da configuração e passar diretamente para a **secção Começar Rapidamente**.

Montar o seu FrontWheel

Retire os dois parafusos, anilhas de mola e porcas nyloc dos dois suportes na traseira do FrontWheel, depois, encaixe a placa do gancho no interior dos suportes. Alinhe os orifícios nos suportes com os orifícios na placa e utilize os dois parafusos para posicionar a placa como ilustrado na imagem da esquerda.




⚠ AVISO!

Certifique-se de que os parafusos estão apertados antes de utilizar.


Configurar o gancho do apoio para os pés

Conclua este passo apenas se alterou a altura do apoio para os pés desde que encomendou. O gancho do apoio para os pés pode ser movido para cima ou para baixo como na imagem.

- Se moveu o apoio dos pés para cima, mova o gancho para cima
- Se moveu o apoio dos pés para baixo, mova o gancho para baixo



Continua na página seguinte >




Continuação da página anterior >

Para fazer isto, basta retirar os dois parafusos destacados do FrontWheel e fazer deslizar para fora dos eixos. Isto permite, retirar o gancho do apoio para os pés e movê-lo para a posição correta. Veja a imagem à esquerda.


Faça deslizar os eixos novamente através do FrontWheel e do gancho do apoio para os pés e aperte novamente os parafusos.

Certifique-se de que os parafusos estão apertados antes de utilizar.




Configurar a posição da braçadeira

Desaperte as braçadeiras fornecidas como ilustrado para as poder fixar na guia do assento da sua cadeira.



Posicione as braçadeiras de modo a que os olhais de aço polido fiquem virados para fora e aperte para que ainda possam ser movidos para cima e para baixo na guia do assento.

Continua na página seguinte >



Continuação da página anterior >


Depois:

Fixe o FrontWheel na posição levantada e posicione o gancho do apoio para os pés sob o seu apoio para os pés.


Ajuste as posições das braçadeiras até à guia do assento de modo a que o FrontWheel fique apertado à volta do apoio para os pés e à volta dos olhais de aço como na imagem da esquerda.

Quando nesta posição, a roda do FrontWheel deverá estar levantada do chão. Caso contrário, é necessário ajustar o gancho do apoio para os pés em conformidade.

Se não houver folga, mova o gancho do apoio para os pés para baixo.




Seguinte, retire o FrontWheel, para tal, levante a alavanca da braçadeira.



Rode o gancho do apoio para os pés de debaixo do apoio para os pés da cadeira e levante os olhais de aço.

Continua na página seguinte >




Continuação da página anterior >

Finalmente, mova as braçadeiras para cima na guia do assento mais 5 mm e aperte os parafusos com um binário de 15 Nm, deste modo o FrontWheel fica mais apertado.


Agora que as braçadeiras estão na posição correta, passe para a secção Começo Rápido.

Começo Rápido




Prender na sua estrutura

Para fazer isto, o FrontWheel deve estar primeiro na posição de bloqueio superior, por isso, puxe a alavanca de desbloqueio para cima até encaixar. A alavanca da braçadeira também deve estar levantada (destacada). Depois de fazer isto, o FrontWheel ficará assim.




Agora, posicione o ganchos da cadeira do FrontWheel sobre os olhais de aço polido.

Continua na página seguinte >



Continuação da página anterior >

Deixe que o gancho do apoio para os pés se engate sob o apoio para os pés da cadeira.




Para fixar o FrontWheel em posição, empurre a alavanca da braçadeira para baixo até tocar na placa do gancho.

O seu FrontWheel deve agora estar firmemente posicionado na sua cadeira com a roda do FrontWheel levantada do chão.

Agora pode fixar o seu FrontWheel em baixo puxando a lingueta de bloqueio de lado, isto permitirá pousar a roda no chão. Para fixar em posição, pode fazer uma de duas coisas:


1. Faça um pequeno cavalinho para que as rodas giratórias dianteiras da cadeira se levantem do chão, e quando o fizer, o FrontWheel salta para baixo e fixa-se em posição, mantendo as rodas levantadas do chão.
2. Empurre a alavanca de desbloqueio para baixo até ficar posicionada no batente de plástico e as rodas giratórias ficarem levantadas do chão.

Continua na página seguinte >



Continuação da página anterior >

Quando fizer isto, a sua cadeira deverá ficar igual à imagem da esquerda, com as rodas giratórias levantadas 25-35 mm do chão.




Libertar da sua estrutura

Para libertar o FrontWheel da sua estrutura, primeiro fixe o FrontWheel em cima puxando a alavanca de desbloqueio até encaixar em posição, e quando o fizer, as rodas giratórias pousam no chão.


Continua na página seguinte >

Continuação da página anterior >

Agora, levante a alavanca da braçadeira que liberta o gancho de debaixo do apoio para os pés.



Por fim, rode o gancho do apoio para os pés de debaixo do apoio para os pés, o que lhe permitirá levantar o FrontWheel diretamente para cima e para fora dos olhais de aço polido.



Solução de problemas

Quando preso à cadeira e fixado em posição, a roda do meu FrontWheel toca no chão.

Se isto acontecer, tente mover o gancho do apoio para os pés na roda dianteira através de um orifício. Quando fizer isto, também será necessário mover as braçadeiras na estrutura para cima.

Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
Norway
Telef: +47 66963800
Faks: +47 66963880
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood, NSW
2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Morada da sede...



Unit 8 A/B/C Ring Road Zone 2,
Burntwood Industrial Estate,
Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ

- ▶ Tel: +44(0)1543 670 077
- ▶ Fax: +44(0)1543 670 088
- ▶ E-mail: info@rgklife.com

CE

 **SUNRISE**
MEDICAL.