


Elektrisk kørestol



Puma 40

BRUGSANVISNING

DK


QUICKIE®

9006406 J

© 2016 Sunrise Medical

Alle rettigheder forbeholdt.

De heri indeholdte oplysninger må ikke reproducere og/eller udgives på nogen måde, det være sig i trykt form, som fotokopi, på mikrofilm eller på nogen som helst anden måde (elektronisk eller mekanisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sunrise Medical.

De indeholdte oplysninger er baseret på generelle data vedr. konstruktionen i den form, som disse forelå i på tidspunktet for udgivelse af denne vejledning. Sunrise Medical arbejder efter en politik om kontinuerlig forbedring og forbeholder sig ret til ændringer og modifikationer.

De indeholdte oplysninger gælder for produktet i dets standardversion. Sunrise Medical kan derfor ikke stilles til ansvar for nogen form for skader eller tab, der måtte skyldes specifikationer på produktet, som afviger fra standardkonfigurationen. Illustrationerne, der er indeholdt i vejledningen, kan afvige fra dit produkts konfiguration.

Oplysningerne, der stilles til rådighed, er udarbejdet med størst mulig omhu, men Sunrise Medical kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for fejl i oplysningerne eller for eventuelle konsekvenser heraf.

Sunrise Medical påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde, der er udført af tredjepart.

Navne, handelsnavne, varemærker osv., der benyttes af Sunrise Medical, må, iht. lovgivningen om beskyttelse af handelsnavne, ikke betragtes som værende til rådighed.

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion.....	7
1.1	Denne brugsanvisning	7
1.2	For mere information	7
1.3	Symboler anvendt i denne brugsanvisning	7
2	Sikkerhed	8
2.1	Temperatur	8
2.2	Elektromagnetisk stråling	8
2.3	Bevægende dele	9
3	Generel beskrivelse.....	10
3.1	Hovedkomponenter	10
3.2	Konfigurationer	10
3.3	Oplysninger til brugeren	10
3.4	Anvendelsesområde	11
3.5	Brugsomgivelser	12
4	Anvendelsen af kørestolen.....	13
4.1	Justeringsmuligheder	13
4.2	Kontrol af kørestolen før brugen	13
4.3	Komme ind og ud af kørestolen (overflytning)	14
4.4	Kørsel i kørestolen	15
4.5	Forhindringer	17
4.6	Skubbe kørestolen	17
4.7	Opbevaring efter brug	18
5	Kørestolens indstillinger	19
5.1	Sædesystem	19
5.2	Sædehøjde	19
5.3	Indstilling af tyngdepunkt	20
5.4	Styring af højde og dybde	20
5.5	Styresystemets program	20
6	Transport.....	21
6.1	Transport af kørestolen (uden bruger)	21
6.2	Særlige forsendelseskrav	21
6.3	Kørestolen som et passagersæde i en bil med stropper	22
7	Vedligeholdelse	26
7.1	Vedligeholdelsesplan	26
7.2	Batterier	26
7.3	Dæk	27
7.4	Rengøring og desinficering	28
7.5	Brugte produkter og miljøet	28
8	Fejlfinding.....	29

9	Tekniske specifikationer	30
9.1	CE-erklæringer og krav	30
9.2	Tekniske informationer	30
10	Mærkning	32
10.1	Mærker på kørestolen	32
10.2	Typeskilt	33
11	Tilbehør	35
12	Garanti.....	36
13	Yderligere Oplysningerne.....	37

1 Introduktion

Tillykke med valget af en Sunrise Medical kørestol. Sunrise Medicals kvalitets mobilitetsprodukter er udformede til at øge uafhængigheden og gøre livet i hverdagen lettere.

1.1 Denne brugsanvisning

Denne brugsanvisning vil være en hjælp til at brugen og vedligeholdelsen af kørestolen på en sikker måde. Den samlede brugsanvisning til kørestolen består af tre hæfter:

- Den generelle brugsanvisning til kørestolen (dette hæfte)
- Brugsanvisningen til sædesystemet
- Brugsanvisningen til styreenheden

Hvor det er nødvendigt, henviser denne generelle brugsanvisning til de andre brugsanvisninger som vist herunder:

-  Sædesystem: Henviser til brugsanvisningen til sædesystemet.
-  Styreenhed: Henviser til brugsanvisningen til styreenheden.
-  Batterioplader: Henviser til brugsanvisningen til batteriopladeren.

Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen (alle fire hæfter) før produktet tages i brug. Hvis en af disse brugsanvisninger ikke

fulgte med din kørestol, skal du kontakte din forhandler omgående.

I tillæg til denne brugsanvisning er der også en servicehåndbog til kvalificerede specialister.

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i pdf-format på www.SunriseMedical.eu eller alternativt kan det stilles til rådighed i stor tekst.

1.2 For mere information

Kontakt din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende din kørestols anvendelse, vedligeholdelse eller sikkerhed. Hvis der ikke er en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sunrise Medical skriftligt eller telefonisk.

Oplysninger om produktsikkerhedsmeddelelser og produkttilbagekaldelser kan findes på www.SunriseMedical.eu.

1.3 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

Bemærk!

Påpeger mulige problemer for brugeren.

⚠ Forsigtig!

Råd til brugeren for at undgå beskadigelse af produktet.

⚠ Advarsel!

Advarsler til brugeren for at undgå personskader.

Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader, skader på produktet eller på omgivelserne.

Symboler i illustrationer

Hver illustration har et ikon og et tal som angiver hvad der skal gøres, og i hvilken rækkefølge.



Trin 1, 2 osv.

En pil i illustrationen angiver at den pågældende komponent bevæger sig eller skal flyttes i pilens retning.

2 Sikkerhed

⚠ Advarsel!

Følg altid de anvisningerne der er anbragt ved siden af disse advarselssymboler! Følges disse anvisninger ikke, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Hvor det er muligt er disse anvisninger placeret i de pågældende afsnit.

2.1 Temperatur

⚠ Advarsel!

Undgå kontakt med kørestolens motor. Motorerne kører konstant under brugen og kan opnå høje temperaturer. Efter brugen vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan medføre forbrændinger.

Sørg for at kørestolen ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder. Bestemte dele af kørestolen, som fx sædet, ryglænet og armlænene kan blive hede, hvis de er udsat for direkte sollys i for lang tid. Dette kan medføre forbrændinger og hudirritation.

2.2 Elektromagnetisk stråling

Standardversionen af din kørestol er testet vedr. overholdelse af de gældende krav angående radiomagnetisk stråling (EMC krav).

Bemærk!

Det kan ikke udelukkes at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, medicinsk udstyr og andre kilder kan have indflydelse på kørestolen.

Det kan ikke udelukkes at det opstår forstyrrelse med magnetiske felter fra fx butiksdøre, tyverialarmer og/eller garageportåbnere.

I visse konfigurationer er det muligt, at ekstreme elektriske udladningssituationer (pga. statisk elektricitet) kan forårsage, at en fejlmeddelelse ('ISM overspænding') blinker på skærmen. Hvis dette sker, skal du blot slukke for kørestolen i nogle få sekunder og dernæst tænde for den igen for at fjerne fejlen.

Skulle disse problemer mod forventning opstå, beder vi dig melde dette til din forhandler omgående.


2.3 Bevægende dele

⚠ Advarsel!

Al kontakt med kørestolens bevægende dele skal undgås. En kørestol har bevægende og roterende dele. Kontakt med de bevægende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen.

Bevægende/roterende dele (figur 1):

1. Elektrisk sædetilt
2. Elektrisk højdejustering
3. Elektrisk indstilling af ryglæn
4. Elektrisk vinkeleindstilling af benstøtter
5. Elektrisk vinkeleindstilling og højdeindstilling af centrale højjusterbare benstøtte
6. Hjul (dreje og svinghjul)



3 Generel beskrivelse

Komfort er det allervigtigste for mange mennesker, der bruger kørestol. Og det er netop det denne elektrisk drevne kørestol giver: en ukendt grad af kørekomfort. En særlig funktion er det unikke uafhængige affjedringssystem, som ikke kun absorberer stød men også vibrationer.

3.1 Hovedkomponenter

Se figur 2 og 3:

- 7. Kørehjul
- 8. Svinghjul
- 9. Frihjuls-knap
- 10. Styreenhed
- 11. Sædepude
- 12. Ryglæn
- 13. Armlæn
- 14. Benstøtte med fodplade
- 15. Nakkestøtte

3.2 Konfigurationer



I store linjer består kørestolen af et understel med et sædesystem ovenpå. Dette specielle understel gør det muligt at konfigurere kørestolen med enten forhjulstræk eller baghjulstræk. Kørestolen kan leveres med forskellige hastigheder (6 km/t, 10 km/t og 12,5 km/t).

Ydermere kan Puma 40 forsynes med to typer dæk (til indendørs og udendørs brug). Det vil have følger for bestemte specifikationer.

3.3 Oplysninger til brugeren

Elektriske kørestole er konstrueret til at anvendes af gangbesværede eller bevægelseshæmmede personer og er udelukkende beregnet til deres personlige brug såvel inden- som udendørs.

Med en enhed til ledsagerbetjening monteret kan kørestolen betjenes af en ledsager på brugerens vegne. Med et modul til bruger- og ledsagerbetjening monteret kan kørestolen enten betjenes af brugeren alene eller indstilles til at betjenes af en ledsager på brugerens vegne.



At køre en kørestol kræver at brugeren har kognitive, fysiske og synsmæssige færdigheder. Brugeren skal kunne forudse og korrigere følgerne af sine handlinger, når han/hun styrer kørestolen.

Kørestolen må ikke transportere mere end en person ad gangen. Maksimum brugervægt er 160 kg medmindre noget andet er angivet på typepladen. Yderligere vægt, som fx rygsæk, tilbehør eller medicinsk apparatur skal lægges til brugerens vægt, og det udgør sammenlagt maksimumsvægten, som ikke må overskrides.

Bemærk!

Kørestolen nummer identifikation og andre vigtige oplysninger kan findes på typeskiltet. For nærmere oplysninger om hvor man kan finde, og hvordan man læser typeskiltet se kapitel 10. Mærkning

Brugeren skal kende indholdet af denne brugsanvisning, før han/hun kører ud i kørestolen. Ydermere skal kørestolens bruger instrueres grundigt om brugen af kørestolen af en kvalificeret specialist, før han/hun deltager i trafikken. De første ture i kørestolen skal køres under overvågning af en træner eller rådgiver.

Kørestolens forventede levetid er 5 år. Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre sådanne er officielt godkendt af Sunrise Medical.

⚠ Advarsel!

Kørestolens bruger er ansvarlig for overholdelse af lokale sikkerhedsregulativer og retningslinjer. Kontakt din forhandler for information om regler, der gælder for dine anvendelser.

Brug hoftese rem hvis relevant og sørg for, at hofteselen er korrekt monteret på kørestolen og tilpasset brugeren.
( Sædesystem)

Kørestolskørsel under påvirkning af medicin, som kan have indflydelse på køreevnen, er ikke tilladt.

Kørsel med kørestolen uden tilstrækkelig synsevne er ikke tilladt.

Ikke mere end en person må sidde i kørestolen ad gangen.

Lad ikke børn køre kørestolen uden opsyn.

3.4 Anvendelsesområde

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- Nedsat siddefunktion

Brug er begrænset til personer, som fysisk og psykisk er i stand til at betjene en inputenhed til styring af kørestolen og dens funktioner på sikker vis.

Inden der henvises til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt, herunder fordelingen af kropsvægten, samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser. Hvis der opstår tvivl omkring dette, bør den henvisningsansvarlige eller andre sundhedsfaglige personer involveres i valget af kørestolsmodel for at sikre, at brugeren ikke udsættes for unødigt risiko.

3.5 Brugsomgivelser

Den er velegnet både til indendørs og udendørs brug (EN 12184 (2009) klasse B).

Den er beregnet til brug på fortove og/ eller veje, afhængigt af konfigurationen, men den kan altid bruges når der krydses mellem fortove. Når man kører i kørestolen udendørs skal kørslen begrænses til asfalterede veje, fortove, gangstier og cykelstier. Hastigheden skal tilpasses til omgivelserne.

Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardposition (se 4.1 Justeringsmuligheder), antages en skråning på $\leq 8^\circ$ for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en FWD (forhjulstrukket) model er det $\leq 6^\circ$. I de tekniske specifikationer finder du disse informationer under "maksimale sikre skråning".

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til DIN ISO 9001, ISO 13485 og ISO 14001.

Advarsel!

En kørestol bør anses som en erstatning for evnen til at gå. Brugere skal derfor køre blandt fodgængerne og ikke på veje eller gader med trafik.

Brugen af kørestolen på fortove og veje kan være omfattet af de gældende retlige krav fra Nationale Vejlove og/eller Færdselsloven.

Kør forsigtigt på veje som er glatte på grund af regn, is og sne!

Tænd altid lygterne i tilfælde af dårlig sigt.

Udvis ekstra forsigtighed, når der køres med højere hastigheder. Vælg en lavere maksimumshastighed når der køres indendørs, på fortove og i områder med fodgængere.

Kør ikke ud over høje kanter.

Brug ikke kørestolen hvis temperaturen ligger under -10°C eller over $+50^\circ\text{C}$.

Fastgør ikke nogen vægt på kørestolen uden godkendelse af en kvalificeret specialist. Dette kan have negative følger for kørestolens stabilitet.

Brug ikke kørestolen til at skubbe eller trække noget.

Brug ikke benstøtterne til at åbne døre med.

Kør ikke gennem vandpytter (ISO7176-9-IPX4).

Bemærk!

Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med saltvand: saltvand er ætsende og kan beskadige kørestolen.

Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med sand: sand kan trænge ind i de kørestolens bevægende dele og forårsage unødvendig hurtig slid på disse dele.

4 Anvendelsen af kørestolen

4.1 Justeringsmuligheder

Kørestolen kan leveres med følgende elektriske og/eller mekaniske justeringsmuligheder, som kan indstilles af brugeren uden brug af værktøj:

Mekaniske justeringsmuligheder

(Sædesystem)

1. Manuel højdeindstilling af benstøtter
2. Holder til joystick der drejes væk
3. Nakkestøtte

Elektriske justeringsmuligheder


(Styreenhed) (figur 4)

1. Elektrisk tiltjustering
Standardposition: ikke tiltet
2. Elektrisk højdejustering
Standardposition: laveste position
3. Elektrisk indstilling af ryglæn
Standardposition: ret op
4. Elektrisk højdeindstilling af benstøtter
Standardposition: mest mulig lodret

Advarsel!

Anvendelsen af de elektriske justeringsmuligheder kan have indflydelse på kørestolens stabilitet. Brug kun justeringsmulighederne når kørestolen står på en flad overflade.

Undgå kontakt med bevægende og/eller roterende dele når de elektriske justeringer foretages. Kontakt med de bevægende og/eller roterende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen.



4.2 Kontrol af kørestolen før brugen

Kontrollér før kørslen at:

1. Hjulene er pumpet tilstrækkeligt op (se 7.3 Dæk).
2. Batterierne er tilstrækkeligt ladet op. De grønne lamper på batteriets signallampe skal være tændt.
( Styreenhed)

3. Lygterne og signallamperne fungerer korrekt. ( Styreenhed)
4. At frihjuls-knappen står på "kør" (se 4.6 Skubbe kørestolen).

Bemærk!

Før der køres, skal der altid kontrolleres om tøj eller tilbehør kan komme i kontakt med hjulene eller andre bevægende og/eller roterende dele, som de kan blive viklet ind i.

Batteriernes kapacitet reduceres om vinteren. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5°C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere kørestolens kørelængde.

4.3 Komme ind og ud af kørestolen (overflytning)

( Sædesystem)

⚠ Advarsel!

Før en overflytning skal man kontrollere at styreenheden er slukket.

Skal man kontrollere at frihjuls-knappen står på "kør" (se 4.6 Skubbe kørestolen)

Stå ikke på fodpladerne. Sætter du din fulde vægt på fodpladerne kan det medføre skader på kørestolen og farlige situationer, bl.a. kan kørestolen tippe rundt.




Overflytning fremad

Klargør de svingbare benstøtter til forflytning (figur 5):

1. Klap (A) op
 2. Sving (B) ud til siden (hvis de er monteret)
- Du kan også svinge benstøtten væk og/eller fjerne den (figur 6)
1. Tryk (A) til bagsiden.
 2. Sving (B) til siden.
 3. Fjern (B).

Vippe den centrale (elektriske) benstøttefodplade op (figur 7)

1. Vip op (A).



Sidelæns overflytning

Fjerne armlænsenheden (figur 8)

1. Vip (A) nedad.
2. Fjern (B).

Fold armlænet tilbage (figur 9)

1. Tryk på (A).
2. Fold (B) tilbage.

⚠ Forsigtig!

Fjern bakken før armlænet foldes tilbage.

4.4 Kørsel i kørestolen

Bemærk!

Husk altid på, at andre trafikanter måske ikke altid kan se dig.



Overhold de gældende trafikregler.

Undgå afsides veje så du hurtigt kan finde hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Tilpas din kørestil og hastighed efter omstændighederne.

Elektriske kørestole styres med en styreenhed. Der er en separat brugsanvisning til styreenheden og som fulgte med kørestolen (📖 Styreenhed).

1. Tænd styreenheden.
2. Indstil maksimumshastigheden.
3. Bevæg joysticken i den retning du vil køre.
4. Når du bevæger joysticken længere fremad, vil det få kørestolen til at køre hurtigere.



Sving

Bemærk!

Tag aldrig et sving med fuld hastighed. Sænk hastigheden før du tager et sving.

Brug afviserne, når du ændrer retning.

Bremse/Nødstandsning

For at bremse skal "joystick" en flyttes til neutral position eller udløses fuldstændig. Kørestolen vil da bremse automatisk. Træk joysticket tilbage at gøre et nødstop.

- 6 km/t: 1 meter
- 10 km/t: 2 meter
- 12,5 km/t: 3,1 meter

⚠ Advarsel!

Under kørslen skal følgende undgås:

Tryk ikke på tænd/sluk-knappen.

Skift ikke pludseligt til den modsatte retning.

I disse tilfælde vil kørestolen stoppe brat med et pludseligt ryk. Det er ikke kun ubehageligt, det kan også medføre at du vælter, hvis du kører på en skråning.

Kørsel på en skråning

Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardpositionen (se 4.1 Justeringsmuligheder), antages en skråning på $\leq 8^\circ$ (14%) for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en model med FWD forhjulstræk er dette $\leq 6^\circ$ (10,5%). Denne information findes i 9.2 Tekniske informationer under "maksimale sikre skråning".

Skråning stejlere end i de normale brugsomgivelser

Kørsel på skråninger, der er stejlere end den maksimale sikkerhedsgrense, kan medføre sikkerhedsrisiko med hensyn til stabilitet. Det kræver at brugeren er meget forsigtig og har den fulde kontrol. Kør altid forsigtigt og tag aldrig nogen unødvendig risiko! Følg instruktionerne fra advarslerne!

Kørestolens stabilitet og kørefærdigheder afhænger af forskellige ting. Kørestole er tilpasset til den enkelte brugers behov. Derfor vil disse ting variere fra den ene kørestol til den anden. Du bør derfor bede din forhandler om at forklare dig hvordan du skal bruge kørestolen, og om de specifikke indstillinger og tilpasninger din personlige situation kræver, kan have indflydelse på kørestolens køreegenskaber.

⚠ Advarsel!

Når der køres på en skråning, skal man altid køre forsigtigt og med den største koncentration.

Undgå pludselige og rykkende bevægelser.

Undgå at foretage en nødbremsning på en skråning.

Undgå om muligt at ændre retning på en skråning.

Vend ikke om på en skråning.

Kør kun op ad en skråning med alle justeringsmuligheder sat i neutral position.

Kør aldrig i bakgear på en skråning.

Kør ikke på skråninger med løst grus eller sandede overflader, da en af de trækkende hjul kan miste grebet og begynde at spinde.

Kør ikke på skråninger i længere tid ad gangen for at undgå at motoren bliver overophedet.

Når der køres ned ad en skråning i en kørestol med forhjulstræk (FWD) skal anti-tip-mekanismen anvendes.

Hvis du bemærker at farten sænkes betydeligt op ad bakke, må du vælge en mindre stejl rute.

Undgå at kørestolen får for stor fart på ned ad bakke.

4.5 Forhindringer

Kørsel op ad kantsten


1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest.
2. Kør lige frem mod kantstenen i en ret vinkel (20 cm foran kantstenen).
3. Bevæg joysticken fremad. Kør op ad kantstenen uden at ændre retning.
4. Hold farten oppe indtil alle hjul er oppe på fortovet. Hvis det ikke er muligt at køre op på fortovet må man finde et sted hvor fortovskanten er lavere.

Kørsel ned ad kantsten

1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest.
2. Kør lige ned ad fortovskanten med forhjulene i en ret vinkel på kantstenen.
3. Bevæg joysticken langsomt fremad. Kør forsigtigt ned ad kantstenen så langsomt som muligt uden at ændre retning.

Advarsel!

Kør aldrig ned ad trin eller andre forhindringer højere end 60 mm i en kørestol.



4.6 Skubbe kørestolen

Kørestolen kan også køres ved at skubbe den. For at kunne gøre det skal motoren slås fra med frihjuls-knappen. Denne funktion blev udviklet med tanke på kørestolbrugerernes ledsagere.

Frihjuls-knappen har to indstillinger (figur 10):

1. For kørsel kørestolen, på både venstre og højre side skubbe frihjuls-knapperne opad i 'Kør' position (A)

For at skubbe kørestolen, på både venstre og højre side skubbe frihjuls-knapperne nedad i 'Skub' position (B).

⚠ Advarsel!

Frihjuls-knappen må kun betjenes af ledsageren og aldrig af kørestolsbrugeren.

Stil aldrig knappen på "skubbe" på en skråning! Når frihjuls-knappen indstilles til "skubbe", deaktiveres den automatiske parkeringsbremse. Det gør det muligt for kørestolen at rulle ned ad en skråning.

Den automatiske parkeringsbremse fungerer kun hvis knappen er indstillet på "køre" funktionen.

Når stolen ikke længere bliver skubbet, skal frihjuls-knappen omgående stilles tilbage til "køre".

4.7 Opbevaring efter brug

Når kørestolen ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for ekstreme vejrforhold.

Bemærk!

Sæt ikke kørestolen i direkte sollys. Under disse omstændigheder kan dele af kørestolen blive så varme, at de kan give forbrændinger. Under opbevaringen må omgivelsestemperaturen ikke være under -20° C og over +65° C.

5 Kørestolens indstillinger

Gennemsnitsbrugeren eksisterer ikke. Derfor kan Sunrise Medical kørestole justeres, så de passer til brugerens specielle behov. Her i skelner vi mellem kørestolens indstillinger og kørestolens justeringsmuligheder. Indstillinger foretages én gang, og de skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre der udtrykkeligt står noget andet. Justeringer kan brugeren selv udføre. Disse justeringer kræver ikke at der bruges værktøj.

⚠ Advarsel!

Det er ikke tilladt at ændre de tekniske specifikke specifikationer.

Foretag ingen ændringer i det elektriske kredsløb.

Ændringer på kørestolen eller dele af den er ikke tilladt.

⚠ Forsigtig!

Dele af kørestolen, som skal kunne skilles ad uden værktøj af hensyn til service og reparationer (fx dækslerne til elektronik og batteri) kan have negativ indflydelse på kørestolens elektriske funktioner, hvis de mangler eller ikke bliver sat rigtigt tilbage på plads.

5.2 Sædehøjde

Sædets højde kan indstilles afhængigt af kørestolbrugerens specifikke behov. Hver indstillelige sædehøjde ligger indenfor maksimale terrænhældning i henhold til EN12184 (2009) klasse B. En sænkning af sædet har en positiv indflydelse på den dynamiske stabilitet.

⚠ Advarsel!

En øgning af sædehøjden vil have negativ indflydelse på den dynamiske stabilitet.

5.1 Sædesystem

De omfattende indstillinger af sædesystemet gør det muligt at give kroppen den optimale understøttelse

( Sædesystem). Følgende indstillinger kan foretages:

1. Sædedybde og sædebredde
2. Ryglænets vinkel
3. Armlæn højde
4. Nedre benlængde
5. Fodpladens vinkel.


5.3 Indstilling af tyngdepunkt

Hvis kørestolen genbruges, eller når sædedybden tilpasses, kan det være nødvendigt at ændre tyngdepunktet. Kørestolens tyngdepunkt (figur 11) kan justeres i sædesystemet (📖 Sædesystem).

⚠ Forsigtig!

Ændring af kørestolens tyngdepunkt kan have negative følger for kørestolens køreegenskaber og/eller dens dynamiske stabilitet.

I tvivlstilfælde kontakt Sunrise Medical's tekniske service og få råd.



5.4 Styring af højde og dybde

(📖 Sædesystem)

5.5 Styresystemets program

Denne kørestol er udstyret med et styresystem der kan programmeres ved at ændre indstillingerne i systemet. Dette er et specialistjob, som kræver træning og kun kan udføres med professionelt software. Det er ikke muligt og heller ikke tilladt for slutbrugereren at justerer disse indstillinger.

⚠ Advarsel!

Forkert indstilling af parametrene i styresystemet kan medføre meget farlige situationer.

Indstillinger skal udføres af kvalificerede specialister.

6 Transport

6.1 Transport af kørestolen (uden bruger)

Dele af kørestolen kan nemt demonteres, og disse skal fjernes, når kørestolen transporteres (figur 12) (📖 Sædesystem).

- A. Fjerne sædet
- B. Tage benstøtterne af
- C. Fjerne armlæn
- D. Folde ryglænet ned

Opbevar disse dele sikkert. Anvend en passende rampe til at køre kørestolen ind og ud af køretøjet. Når kørestolen er inde i køretøjet, skal den fastgøres med et ISO 10542-godkendt befæstelsessystem, der er egnet til den pågældende kørestols vægt inklusive det eventuelle ekstraudstyr (se 9.2 Tekniske informationer).

6.2 Særlige forsendelseskrav

Kørestolen kan transporteres med lastbil, tog, skib eller fly, og batterierne overholder IATA-reglerne.


⚠ Forsigtig!

Før du rejser, skal du kontakte det relevante fragtfirma. Flyselskabet kan give oplysninger om særlige krav/instruktioner.

Se kapitel 9 for at få oplysninger om kørestolens mål og vægt. Se 7.2 Batterier for at få oplysninger om batterierne i din kørestol.

Kontroller, at alle aftagelige dele er fastgjort med dine hjælpemidler eller pakket separat og forsynet med et mærkat, så de ikke går tabt under læsning og aflæsning.

Medbring denne brugsanvisning, brugsanvisningen til sædesystemet (📖 Sædesystem) og styreenhedens brugsanvisning (📖 Styreenhed).
Fragtfirmaet skal bruge følgende afsnit:



- 4.6 Skubbe kørestolen
- Sådan låses/frigøres styreenheden (se evt.  Styreenhed kapitel "7 Låsning af betjeningstavlen").
- Sådan fjernes sikringen (se figur 13).
 1. Fjern betrækket mellem svinghjulene
 2. Fjern sikringens beskyttelse.
 3. Fjern sikringen.

6.3 Kørestolen som et passagersæde i en bil med stopper


Bemærk!

Kørestolen er kollisionstestet i henhold til ISO 7176-19 (2008) overvejer en maksimum passagervægt på 136 kg.

Kørestole er ikke primært udformet til brug som bilsæder, og de kan derfor ikke yde den samme grad af sikkerhed som standardsæderne i bilen, uanset hvor sikkert de er fastgjort i den pågældende bil.

Der skal tages særligt hensyn til følgende punkter når overflytningen fra kørestolen til et standard bilsæde ikke er mulig. Kørestolen kan bruges som passagersæde i bil og bus når der anvendes et 4-punkts integreret befæstelsessystem, der er godkendt i henhold til standarderne i ISO 10542. Kontrollér om dette fastgøringssystem er egnet til kørestolens samlede vægt. Kørestolens vægt er afhængig af dens konfiguration. Specifikationerne (se 9.2 Tekniske informationer) giver en oversigt over forskellige valgmuligheder og disses andel af den samlede vægt. For at være sikker på at der anvendes det rette befæstelsessystem skal den samlede kørestol altid vejes.

Systemet kræver at der monteres befæstelsesskinner i bilen. Stolen skal derefter altid fastspændes til de fire befæstelsespunkter (figure 14).



⚠ Advarsel!

Forflytning til et normalt bilsæde bør altid foretages, hvis det er muligt.

Bed altid om chaufførens bekræftelse på at køretøjet er konstrueret og forsikret til transport af en person i kørestol.

Sæt kørestolen i standardposition (se 4.1 Justeringsmuligheder) og brug hovedstøtten, hvis en sådan er monteret på kørestolen.




Kørestolen skal altid være slukket under transporten.

Kørestolen er testet i henhold til ISO 7176-19 (2008) med Q-straint Q195 og Q-straint QE5-6343 (>75 kg).

Bemærk!

Let adgang til og manøvrerdygtighed i motorkøretøjer kan påvirkes væsentligt af kørestolens størrelse og drejeradiusen. Mindre kørestole og/eller kørestole med en kortere drejeradius vil generelt give lettere køretøjsadgang og manøvrerdygtighed, så de vender fremad.

14



△ Advarsel!

- A. Placere kørestolen i fremadvendt stilling og fæstnes i.h.t. instruktionerne fra producenten af fæstesystemet.
- B. Denne kørestol er godkendt som passagersæde i bil og opfylder kravene for fremadvendt transport. Kørestolen er ikke testet for andre placeringer i bil.
- C. Kørestolen er dynamisk testet i en fremadvendt stilling med brugeren fæstnet med både mave- og brystsele (3-punkts sikkerhedssele).
- D. Både mave- og brystsele bør anvendes for at mindske mulighederne for skader af hoved og brystkasse ved sammenstød med bilens andre dele.
- E. For at mindske mulighederne for skade på brugeren, skal bord, som er monteret på kørestolen:
 - Fjernes og sikres separat i bilen
 - Fastgøres til kørestolen og monteres med energiabsorberende polstring mellem bord og brugeren
- F. Når det er muligt, skal kørestolens andet tilbehør enten være gjort fast til kørestolen eller tages af og sikres et andet sted i bilen, så det ikke løsner sig og påfører skade på brugeren ved en kollision.
- G. Støtte - og siddekorrigerende udstyr må ikke anses som sikkerhedsudstyr/ sikkerhedssele, hvis de ikke er mærkede i.h.t. kravene i ISO 7176-19-2008.
- H. Kørestolen bør inspiceres af en repræsentant for producenten inden den igen tages i brug efter at have været involveret i en kollision.
- I. Der må ikke laves ændringer eller udskiftninger i fæstepunkterne på kørestolen eller på konstruktions- steldele uden at producenten er rådført.
- J. Ved brug af elektriske kørestole i bil skal der benyttes gel-fyldte batterier.

Fastgøring af sikkerhedssele

⚠ Advarsel!



Anvend trepunktssele for at reducere risikoen for hoved- og brystskader i tilfælde af at kørestolen kolliderer med elementer i bilen.

Vær forsigtig med at placere sædebæltet, når brugeren fastgøres.

Brug sikkerhedsselen som følger:

- Placer selen over hofterne så stramt som muligt i en vinkel mellem 30° og 75°. Brug så stejl vinkel som muligt. Den anden del af bæltet skal placeres på tværs over brystkasse og skulder (figur 15).
- Sikkerhedsselen skal sidde så stramt som muligt og må ikke snos.
- Sørg for at kørestolen dele, som fx armlæn og hjul, ikke hindrer at sikkerhedsselen har kontakt med kroppen (figur 16).

For at undgå skader i tilfælde af en kollision skal kørestolens tilbehør fastgøres på kørestolen eller fjernes og sikres i køretøjet.



7 Vedligeholdelse

Kørestolens levetid er afhængig af hvor godt den bliver vedligeholdt.

Information om specifikke indstillinger, vedligeholdelse og reparationsarbejde får du hos din forhandler. Sørg for altid at opgive model, årgang og identifikationsnummeret som findes på typeskiltet, når du kontakter din forhandler.

Bemærk!

Kørestolen skal have et eftersyn hos forhandleren en gang om året, eller hvert halve år, hvis den bruges intensivt.

7.1 Vedligeholdelsesplan

Dagligt	Oplad batterierne efter hvert brug	7.2
Ugentlig	Kontroller lufttrykket i dækkene og pump dem op om nødvendigt	7.3
Månedligt	Rengøring af kørestolen	7.4
Årligt	Eftersyn af kørestolen hos forhandler	-

7.2 Batterier

Kørestolen bruger to 12 V udløbssikre 'tørre' gelbatterier i serie. Disse batterier er forseglede og kræver ingen vedligeholdelse.

Bemærk!

Brug ikke syrebatterier.

Vær opmærksom på at kørestolens kørelængde reduceres ved lave temperaturer. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5° C vil det være omkring 50%.

Opladning af batterier (Batterioplader)

Se i brugsanvisningen til batteriopladeren om den er velegnet til de batterier, der er i brug. (se 9.2 Tekniske informationer).

- Sluk kørestolens styreenhed.
- Tilslut batteriopladerens opladestik i opladekontakten på styreenheden.
- Aktivér batteriopladeren. Se brugsanvisningen til batteriopladeren.

⚠ Advarsel!

Der opfordres til at installere en røgalarm i det opladning rum/område.

Afbryd batterierne i tilfælde af at produktet ikke skal bruges i længere tid.

Oplad batterierne hvis kørestolen ikke er i brug i længere tid. Ved normalt brug skal batterierne oplades hver aften. Displayet på batteriopladeren angiver, når batterierne er fuldt opladte. Afhængigt af hvor tomme batterierne er, kan det vare op til tolv timer, før batterierne igen er fuldt opladte.

Vedligeholdelse af batterierne

Bemærk!

Sørg for at batterierne altid bliver ladet helt op. Det kan skade batterierne, hvis de i længere tid ikke bliver brugt.

Brug ikke kørestolen, hvis batterierne er næsten tomme, og kør aldrig batterierne fuldstændig tomme. Dette kan medføre alvorlige skader på batterierne, og du løber en risiko for komme til at stå stille på et uforudset tidspunkt.

Udskiftning af batterierne

Hvis batteriernes kapacitet konstant bliver mindre, således at kørestolen kun kan bruges til korte ture, betyder det at batterierne er ved slutningen af deres levetid. Batterierne skal da skiftes ud. Henvend dig til din forhandler og få assistance.

⚠ Advarsel!

Batterierne indeholder syrer. Beskadede batterier er en alvorlig sundhedsrisiko. Følg til enhver tid instruktionerne på batterierne.

7.3 Dæk

For at sikre at kørestolen fungerer godt, er det vigtigt at dækkene bliver holdt på det rigtige tryk. Det korrekte tryk er angivet på siden af dækket.

Svinghjul 9"	3,5 bar maks.
Svinghjul 10"	3,5 bar maks.
Kørehjul 12,5"	2,8 bar maks.
Kørehjul 14"	2,1 bar maks.

Dæk, der er for bløde, vil have en negativ effekt på kørestolens køreegenskaber. Det kræver mere energi at flytte en kørestol, og det vil kræve mere af batterierne. Ydermere er der unødvendigt stort slid på dækkene, når der køres med for bløde dæk.

Bemærk!

Overskrid aldrig det maksimale dæktryk.

Reparation af kørehjul

Bemærk!

Dækkene må kun udskiftes af en kvalificeret specialist. For en udførlig beskrivelse af dækreparation henviser vi til servicehåndbogen, som er til rådighed for kvalificerede specialister.

Før dækkene repareres, skal de først tømmes helt for luft.

7.4 Rengøring og desinficering

Se information om rengøring af sædesystemet i brugsanvisningen til sædesystemet ( Sædesystem).

Forsigtig!

Sørg for at styreenheden er slukket under rengøringen. Hvis joysticken ved et uheld bliver berørt, kan kørestolen begynde at bevæge sig, og de elektriske valgmuligheder kan blive aktiveret.

Vær forsigtig med vand af hensyn til det elektroniske system.

Fjernelse af tørt snavs

Tør først de snavsede dele af med en våd svamp. Brug helst rent vand eller en mild sæbeopløsning. Tør delene af med en blød tør klud.

Bemærk!

Brug aldrig skuremidler eller aggressive rengøringsmidler. De kan ridse kørestolen. Brug ikke organiske opløsningsmidler som fortynder, benzin eller mineralsk terpentin.

7.5 Brugte produkter og miljøet

Ved normalt brug, og med den foreskrevne vedligeholdelse er kørestolens forventede levetid ca.5 år.

Miljøet



Hvis din kørestol er blevet overflødig eller skal skiftes ud, kan din forhandler i de fleste tilfælde tage den tilbage efter aftale. Skulle det ikke være tilfældet, må du spørge dine lokale myndigheder om mulighed for genbrug eller miljøvenlig kassering af materialerne. Forskellige plastmaterialer og metaller er anvendt i fremstillingen af kørestolen. Ydermere består kørestolen af forskellige elektroniske komponenter, der skal kasseres som elektronisk affald. Batterierne skal kasseres som kemisk affald. Der gælder ingen bortskaffelsesafgift for kørestole.

8 Fejlfinding

Kontrollér følgende punkter hvis kørestolen ikke fungerer som den skal.

- Kontrollér om batterierne er ladet op.
- Sluk kørestolen og tænd den igen.
- Kontrollér om batteristikkene alle er sikkert på plads.
- Kontrollér om frihjuls-knappen står i "KØRE" positionen.
- Kontrollér hastighedsregulatorens position.

Hvis problemet ikke er løst:

- Se fejlfindingssektionen i styreenhedens brugsanvisning ( Styreenhed).

Er problemet ikke løst efter de ovenstående trin bør du kontakte forhandleren.

9 Tekniske specifikationer

9.1 CE-erklæringer og krav



Som producent af denne produkt erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at de overholder bestemmelserne i forordningen for medicinsk udstyr (2017/745). Det er bekræftet af uafhængige undersøgelsesorganisationer.

Standard	Definition/beskrivelse	Testdukke vægt
Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745	Kravene i bilag i gælder. Sunrise Medical erklærer under eget ansvar, at dette produkt er udført i henhold til kravene i Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.	Ikke relevant
NEN-EN 12182	EN 12182 kravene som angivet i NEN-EN 12184 (2009): Tekniske hjælpemidler for handicappede – Generelle krav og testmetoder, oktober 1999	160 kg
NEN-EN 12184 (2009) Klasse B	Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres opladere – Krav og testmetoder, oktober 2009	160 kg
ISO 7176-8	Krav og testmetoder for statisk-, slag- og udmattelses styrke, juli 1998	Ikke relevant
ISO 7176-9	Klimatest for elektriske kørestole IPX4	Ikke relevant
ISO 7176-14	Kraftoverførsels- og kontrolsystemer til elektriske kørestole. – Krav og testmetoder, 1997	Ikke relevant
ISO 7176-19 (2008)	Puma 40 opfylder kravene i sammenstødtesten som beskrevet i ISO 7176-19 (2008). Sunrise Medical erklærer, at dette produkt opfylder kravene til ydeevne i forbindelse med en "kollisionstest" i henhold til ISO 7176-19.	102 kg

9.2 Tekniske informationer

Det elektriske skema varierer i henhold til hvilken styreenhed der anvendes (Styreenhed).

Batterier	Maks.	Enhed
Maksimalle batteridimensioner	260 x 172 x 210	mm
Batterikapacitet	40 / 60 / 74 GEL	Ah
Maksimalle tilladte opladeeffekt	24	V
Maksimalle opladestrøm	12	A (rms)
Stiktype	Styreenhed	
Isolation	Klasse 2 dobbeltisoleret	

Model		Puma 40 Sedeo Pro	
Klasse		B	
Beskrivelse	Enhed	FWD	RWD
Maksimum brugervægt	kg	160	160
Samlet længde inklusive benstøtter	mm	1190	1115
Samlet bredde 12,5" kørehjul	mm	610	
Samlet bredde 14" kørehjul	mm	655	
Samlet vægt uden batterier:	kg	97,6	
Batterier 40 Ah (C20) (sæt af to)	kg	+ 28,4	
Batterier 60 Ah (C20) (sæt af to)	kg	+ 34,6	
Batterier 74 Ah (C20) (sæt af to)	kg	+ 45,8	
Elektrisk højderegulering	kg	+ 18,8	
Elektrisk tiltindstilling	kg	+ 9,8	
Elektrisk indstilling af ryglæn	kg	+ 1,5	
Elektrisk højderegulering af central benstøtte	kg	+ 9,5	
Elektrisk højderegulering af benstøtter	kg	+ 4	
Punkteringsfrie kørehjul (sæt af to)	kg	+ 8,4	
Transportvægt af tungeste del	kg	97,6	
Maksimal sikker skråning	° (%)	6 (10,5)	8 (14,1)
Statisk stabilitet			
Nedad	°	15	
Opad	°	15	
Sidelæns	°	10	
Bakkeafstand	mm	1200	1700
Vendeeradius (ISO 7176-5)	mm	600	850
Rækkevidde* 74 Ah (C20) ca. (ISO 7176-4)			
6 km/t	km	49,9	
10 km/t	km	43,7	
12,5 km/t	km	34	
Stigningskapacitet ved forhindringer (udendørs)	mm	60	80
Maksimumshastighed fremad	km/t	6 / 10 / 12,5	
Justering af sædevinkel	°	0 - 6	
Effektive sædedybde	mm	440 - 600	
Effektive sædebredde	mm	420 - 540	
Sædehøjde (uden pude)**	mm	405 / 430 / 455 / 480 / 505	
Sædehøjde (heruder pude)**	mm	475 / 500 / 525 / 550 / 575	
Ryglænets vinkel	°	89 - 118	
Ryglæn højde	mm	500 - 640	
Nedre benlængde	mm	360 - 530	

* Følgende aspekter har en negativ indflydelse på rækkevidden: forhindringer, ujævnt terræn, kørsel på bakker, udsættelse for temperaturer under frysepunktet og hyppig anvendelse af de elektroniske justeringsmuligheder.

** Sædehøjde heruder last, sædevinkel 0° og 12,5" kørehjul

10 Mærkning

10.1 Mærker på kørestolen

Bemærk!!

Mærker, symboler og instruktioner som er sat på kørestolen, må aldrig fjernes eller tildækkes. Disse sikkerhedselementer skal forblive tilstede, og være tydeligt læselige i hele kørestolens levetid.





Udskift eller reparer omgående mærker, symboler og instruktioner der er blevet ulæselige eller beskadigede. Henvend dig til din forhandler og få assistance.

Mærker der er anvendt på kørestolen (figur 17):

1. Kontrollér i brugsanvisningen før anvendelsen.
2. a. Frihjuls-knappen slået til "Skubbe"-funktion. Slå aldrig frihjuls-knappen i "Skubbe"-funktionen, mens kørestolen står på en skråning.
b. Frihjuls-knappen slået til i "Køre"-funktion.
3. Fare. Varme overflader. Motorer kan få varm under driften af stolen.
4. Batteriopladerstik.
5. Tilkoblingspunkt til befæstelsessystem til transport i køretøj.
6. Risiko for ødelæggelse! Vær forsigtig når styreenheden drejes til side for at undgå at ødelægge noget.
7. Risiko for klemning. Hold hænder og fingre borte fra de bevægende dele under justeringen af højden og/eller når tilten indstilles på kørestolen.
8. Placering af typeskilt.



17




10.2 Typeskilt

		 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 yyyy-mm-dd	
TYPE:		Power Wheelchair		SN 24212345678-999	
Puma 40		ISO 7176-19:2008			
 160 kg	 max 345 kg	 max 6°	 max 10 km/h	 max 90-255 kg	  

		 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 yyyy-mm-dd	
TYPE:		Power Wheelchair		SN 24212345678-999	
Puma 40		ISO 7176-19:2008			
 160 kg	 max 345 kg	 max 6°	 max 10 km/h	 max 255-90 kg	  

Puma 40	Produktnavn/SKU-nummer.
	Maksimal sikker hældning med antitipstøtter monteret, Afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.
	Maksimal brugervægt
	Maksimal belastning
	Maksimal hastighed
	Maksimalt belastning på akslen
	CE-mærkat.
	Brugervejledning.
	Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet/regulativet.
	Produktionsdato.
	Serienummer.
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Producentens adresse
ISO 7176-19:2008	Kollisionstestet til: ISO 7176-19:2008.



11 Tilbehør

Forskellige farvemuligheder (kun for Puma 40)

- Aluminiumsgrå
- Limegrøn
- Himmelblå
- Skrigorange

Tilbehør

- A. Hoftesele (kort eller lang)
- B. Spejl
- C. Stok-/krykkeholder til to stokke
- D. Manuel dækpumpe
- E. Taskeholdere til ryglænets stel
- F. Skærme til styrehjul
- G. Skærme til drivhjul
- Kantstensklatrer

Besøg www.SunriseMedical.eu eller kontakt din -forhandler for at få flere oplysninger om ekstraudstyr, tilbehør og reservedele

12 Garanti

DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.

Sunrise Medical* yder en garanti, som anført i garantibetingelserne for kørestole til sine kunder, der dækker det følgende.

Garantibetingelser:

1. Hvis en del eller dele af kørestolen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en produktions- og/eller materialefejl bliver den påvirkede del repareret eller udskiftet gratis indenfor 24 måneder. For produktions- og/eller materialefejl på rammen eller krydsrammen, kan reparation eller erstatning ske op til 5 år efter levering. Garantien dækker kun produktionsfejl.
2. For at håndhæve garantien, skal du kontakte Sunrise Medicals kundeservice med nøjagtige oplysninger om problemet. Såfremt du anvender kørestolen udenfor din Sunrise Medical-servicerepræsentants område, skal reparationer og udskiftninger udføres af en anden part anvist af producenten. Kørestolen skal repareres af en Sunrise Medical autoriseret servicemedarbejder.
3. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet indenfor denne garanti, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for kørestolens resterende garantiperiode i henhold til punkt 1).
4. For originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er disse dækket af en garanti på 12 måneder (efter monteringen) i overensstemmelse med disse garantibetingelser.
5. Erstatningskrav fra denne garanti kan ikke forekomme, for reparationer eller udskiftninger på kørestolen på grund af følgende årsager:
 - a. Almindelig slitage, som omfatter batterier, armlænsputer, betræk, dæk, bremseklodser osv.
 - b. Hvis produktet overbelastes. Se EC-etiketten vedrørende den maksimale brugervægt.
 - c. Produktet eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
 - d. Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
 - e. Kørestolen eller delen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
 - f. Ændringer/modificeringer er blevet foretaget på kørestolen eller dele, der afviger fra fabrikantens specifikationer.
 - g. Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.
6. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt fra Sunrise Medical*

* Betyder den Sunrise Medical forhandler, hvorfra produktet blev købt.

13 Yderligere Oplysningerne

Bemærk!

Brugeren og/eller patienten skal være opmærksom på, at en eventuel alvorlig hændelse, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten bor.

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på SunriseMedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på SunriseMedical.dk

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

Forhandler / distributor:

Serienummer:

