


 Breezy®



Silla de ruedas manual

MB3171-ES

**Cirrus G5**

Manual del usuario



Si tiene alguna pregunta que realizar acerca del uso, mantenimiento o seguridad de la silla de ruedas, por favor, contacte con el agente local de mantenimiento/repación aprobado por Sunrise. Si no sabe de ningún concesionario o agente, aprobado por Sunrise, ubicado en la zona en la que Ud. reside, o si tiene cualquier otra duda, por favor, escríbanos o llámenos por teléfono a la siguiente dirección:

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© 2018 Sunrise Medical

Todos los derechos reservados.

La información proporcionada en el presente documento no puede reproducirse ni publicarse de ningún modo por vía impresa, fotocopiada, microfilm ni ningún otro medio (electrónico o mecánico) sin la previa autorización por escrito de Sunrise Medical.

La información proporcionada se basa en datos generales conocidos concernientes a la fabricación, en el momento de la publicación de este manual. Sunrise Medical lleva a cabo una política de mejora continua y se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin previo aviso.

La información proporcionada es válida para el producto en su configuración estándar. Sunrise Medical, por consiguiente, no puede considerarse responsable de ningún daño resultante de las especificaciones del producto que difieran de la configuración estándar. Las ilustraciones contenidas en este manual pueden diferir de la configuración del producto exacto que usted posee.

La información disponible se ha preparado con la mayor diligencia posible; sin embargo Sunrise Medical no se responsabiliza de los errores contenidos en dicha información o las consecuencias de los mismos.

Sunrise Medical no asume responsabilidad alguna por las pérdidas resultantes de los trabajos realizados por terceros.

Los nombres, nombres comerciales, marcas registradas, etc. utilizados por Sunrise Medical no podrán, según la legislación relativa a la protección de los nombres comerciales, considerarse disponibles.

El sistema de gestión de SUNRISE MEDICAL cuenta con las certificaciones ISO 13485 y ISO 14001.

1	Introducción.....	6
1.1	Gracias por haber adquirido su nueva base de asiento	6
1.2	Ajuste de la silla de ruedas	6
1.3	Para mayor información	6
1.4	Símbolos utilizados en este manual	6
2	Seguridad.....	7
3	Descripción general.....	8
3.1	Conjunto	8
3.2	Componentes principales	8
3.3	Uso y entorno indicados	9
3.4	El usuario	9
4	Uso de la silla de ruedas.....	10
4.1	Ejes de desmontaje rápido	10
4.2	Asa de empuje – ajustable en altura	10
4.3	Asa de empuje - ángulo ajustable	11
4.4	Reposabrazos abatibles - apertura, extracción y colocación	12
4.5	Abatir/colocar/extraer los reposapiés	13
4.6	Ajuste del ángulo del reposapiés y del soporte para las pantorrillas - Reposapiés ajustable en ángulo	13
4.7	Asiento deslizante	14
4.8	Utilización de los frenos	14
4.9	Utilización del freno de acompañante	14
4.10	Tubo antivuelco	15
4.11	Cambio de la posición del asiento mediante el ajuste del ángulo del respaldo y del asiento	16
4.12	Acción de subir y bajar de la silla	17
4.13	Sortear obstáculos o escalones	18
4.14	Acción de sortear obstáculos	18
5	Configuración.....	19
5.1	Ajuste de la altura del asiento	20
5.2	Cuadro Alturas de asiento	22
5.3	Ajuste de los frenos	25
5.4	Ajuste del tubo antivuelco	25
5.5	Ajuste del reposacabezas	26
5.6	Ajuste de la curvatura del respaldo	27
5.7	Cómo ajustar la altura del respaldo	27
5.8	Ajuste de la longitud de los reposapiés - reposapiés ajustable en ángulo	27
5.9	Ajuste del ángulo de los reposapiés fijos	27
5.10	Plataforma reposapiés - ajuste en ángulo	28
5.11	Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés	28
5.12	Ajuste de la profundidad y el centro de gravedad	29
5.13	Ajuste de la altura de los reposabrazos	30
5.14	Ajuste de la profundidad del reposabrazos.	30
5.15	Ajuste de la altura del protector de ropa	30
5.16	Colocación del cinturón de seguridad (opcional)	31

6	Transporte .....	32
6.1	Transporte sin ocupante .....	32
6.2	Plegar o levantar el respaldo .....	33
6.3	La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor .....	34
6.4	Ajuste del cinturón de seguridad: .....	35
7	Mantenimiento .....	38
7.1	Limpieza del armazón .....	38
7.2	Limpieza de las fundas del asiento y del respaldo .....	38
7.3	Condiciones que pueden dañar la silla de ruedas .....	38
7.4	Tornillos y tuercas .....	38
7.5	Herramientas para el mantenimiento y ruedas traseras grandes .....	38
7.6	Carrete del eje de desmontaje rápido .....	38
7.7	Presión de aire recomendada. ....	38
7.8	Herramientas para ajustes .....	39
7.9	Verifique con una frecuencia semestral y anual .....	39
7.10	Reparaciones .....	39
7.11	Almacenamiento a largo plazo (más de cuatro meses) .....	39
7.12	Recambio de cubiertas infladas .....	40
8	Dimensiones y especificaciones técnicas .....	41
8.1	Vida útil del producto .....	41
8.2	Manipulación de residuos .....	41
9	Indicaciones en la silla de ruedas .....	42
10	Garantía .....	43
11	Accesorios .....	44
12	Información Adicional .....	45

# 1 Introducción

## 1.1 Gracias por haber adquirido su nueva base de asiento

La calidad y función constituyen aspectos clave en todas las sillas de ruedas de Sunrise.

Por su propia seguridad, y con el fin de obtener el mejor beneficio posible de las funciones de su nueva silla de ruedas, le recomendamos que lea detenidamente este manual de usuario antes de comenzar a hacer uso de ella.

## 1.2 Ajuste de la silla de ruedas

No existe una norma para todos los usuarios de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden ajustarse según las necesidades específicas de cada usuario. Los ajustes mencionados en el capítulo "4 Uso de la silla de ruedas" pueden llevarse a cabo por el propio usuario. Todos los demás ajustes mencionados en este manual de instrucciones deben realizarse por personal cualificado o bajo consulta con dicho personal.

## 1.3 Para mayor información

**Si tiene dificultades visuales, puede encontrar este documento en formato pdf visitando [www.sunrisemedical.es](http://www.sunrisemedical.es).**

Para obtener información acerca de los avisos de seguridad de los productos y posibles acciones correctivas, visite [www.sunrisemedical.eu](http://www.sunrisemedical.eu)

Comuníquese con su distribuidor local autorizado de SUNRISE MEDICAL si tiene alguna pregunta acerca del uso, mantenimiento o seguridad de su silla de ruedas. En caso de que no hubiese un distribuidor autorizado en su región, o si tuviese alguna pregunta, puede comunicarse con Sunrise Medical por escrito o por teléfono.

## 1.4 Símbolos utilizados en este manual

### ¡Nota!

Indica posibles problemas para el usuario.

### ⚠ ¡Precaución!

Consejos para el usuario para evitar daños en el producto.

### ⚠ ¡Advertencia!

Advertencias para el usuario, para evitar lesiones.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños físicos, daños al producto o daños para el medio ambiente.

### Símbolos en las ilustraciones

Cada ilustración incluye iconos y numeración para indicar lo que se debe hacer y en qué orden.

## 2 Seguridad

### ⚠ ¡Advertencia!

- No se coloque de pie ni ejerza una gran presión sobre las plataformas reposapiés.
  - La silla de ruedas debe considerarse como sustitutiva de la función de caminar. Los usuarios deben, por lo tanto, conducir entre peatones y no en carreteras o calles con tráfico de vehículos a motor. Utilice los reflectores al usar la silla de ruedas en exteriores.
  - Al transferirse desde la silla de ruedas a otro sitio, procure hacerlo en una superficie lo más estable y nivelada posible. Para estar seguro de que la silla de ruedas no se vaya a mover cuando no lo desea, compruebe que el freno está activado y bloqueado.
  - La capacidad máxima de peso de usuario para la Cirrus G5 es de 135 Kg.
  - Debe realizar una revisión de la silla con regularidad para asegurarse de que todos los tornillos, pernos y otras piezas de fijación estén ajustados de forma segura.
  - Cuando esté utilizando la silla, procure que los tubos antivuelco estén siempre en la posición correcta.
  - Puede realizar ajustes en el asiento o variar las posiciones de las ruedas fuera de los límites de seguridad; sin embargo, si llevara a cabo alguna modificación en la silla de ruedas, como mover las ruedas traseras grandes o las ruedas delanteras, cambiar la altura del respaldo, etc., estas acciones podrían alterar la conducción, el equilibrio y el punto de inclinación de la silla. Tenga especial cuidado cuando vuelva a utilizar la silla de nuevo.
  - Evite realizar modificaciones o alteraciones en la silla que pudiesen afectar a la seguridad derivada del diseño propio de la misma.
- Se recomienda la ayuda de personas cualificadas cuando vaya a transferirse hacia o desde la silla.
  - Procure evitar que la ropa, equipaje u otros elementos sueltos se enreden en los radios de la rueda.
  - Tenga en cuenta que existe un posible peligro de atrapamiento: evite poner los dedos entre el protector de ropa y la rueda, entre la rueda y el freno, entre el aro de empuje y la rueda, entre las piezas móviles del reposapiés elevable, y entre el lateral y los anclajes del reposapiés al bascular la silla.
  - Si, mientras usa la silla es necesario elevar la parte delantera de la silla para sortear un obstáculo, nunca lo haga únicamente presionando las asas de empuje hacia abajo. Apóyese en la barra del antivuelco mientras ejerce una presión moderada sobre las asas de empuje.
  - Permanecer sentado en la silla de ruedas durante un largo período de tiempo aumenta el riesgo de úlceras cutáneas por presión. Si existe un alto riesgo de padecer úlceras por presión, recomendamos el uso de un cojín especial para evitarlas. Antes de utilizar un cojín decúbico, compruebe con su técnico ortopédico que el cojín se puede utilizar en una superficie plana.
  - La temperatura de la superficie puede aumentar cuando la silla de ruedas queda expuesta a fuentes externas de calor (por ejemplo, la luz solar).

## 3 Descripción general

### 3.1 Conjunto

La silla de ruedas estándar se suministra de forma completa.

Todo lo que necesita hacer es:



- Plegar el respaldo, consulte página 33
- Instalar los reposapiés, consulte página 13

### 3.2 Componentes principales

A fin de poder comprender adecuadamente este manual, es importante que comprenda los términos comunes utilizados para describir las distintas partes de la silla de ruedas. Observe el diagrama de arriba y aprenda los nombres de las partes claves de su silla de ruedas.

Los componentes de su silla de ruedas pueden variar ligeramente de lo que se muestra en la Figura 1. Si la silla de ruedas está configurada para ser manejada por un acompañante, estará equipada con ruedas de distintas dimensiones y una palanca de freno para el acompañante, ubicada en el asa de empuje.

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Respaldo y cojín del respaldo | <b>J</b> Freno                                  |
| <b>B</b> Reposabrazos                  | <b>K</b> Freno                                  |
| <b>C</b> Protector de ropa             | <b>L</b> Alojamiento de buje de rueda delantera |
| <b>D</b> Asiento y cojín del asiento   | <b>M</b> Horquilla de la rueda delantera        |
| <b>E</b> Soporte de pierna             | <b>N</b> Rueda delantera                        |
| <b>F</b> Plataforma                    | <b>O</b> Reposacabezas                          |
| <b>G</b> Asa de empuje                 |   |
| <b>H</b> Rueda trasera grande          |   |
| <b>I</b> Aro                           |   |





### **3.3 Uso y entorno indicados**

La Cirrus G5 puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.

### **3.4 El usuario**

Esta silla de ruedas está diseñada para personas con discapacidad y como asistencia para aquellas personas con problemas para caminar. Los usuarios capaces de controlar la silla de ruedas manejándola, conduciéndola y frenándola por cuenta propia, pueden utilizarla sin necesidad de un acompañante. El peso máximo del usuario es de 135 kg. El usuario debe estar familiarizado con los contenidos del manual de instrucciones antes de utilizar la silla de ruedas.


## 4 Uso de la silla de ruedas

### 4.1 Ejes de desmontaje rápido

Las ruedas traseras de la silla cuentan con un eje de desmontaje rápido. Pulse el botón en el carrete de la rueda trasera para retirar o colocar la rueda.

#### ¡Nota!

Compruebe que la rueda esté correctamente fijada y asegúrese de que el botón sobresale unos 5 mm una vez que el eje de la rueda está completamente dentro del carrete.



### 4.2 Asa de empuje – ajustable en altura


#### Ajuste de la altura del asa de empuje

- Afloje las palomillas de bloqueo **A** al mismo tiempo que tira del asa de empuje hacia arriba o la empuja hacia abajo hasta lograr la altura deseada.
- Vuelva a ajustar las palomillas de bloqueo.

#### Extracción del asa de empuje

Para mayor seguridad, el asa de empuje está equipado con un sistema de bloqueo a presión cuando se encuentra en la posición más alta.

- Para extraer el asa de empuje, tire del asa de empuje hasta la posición más alta y, a continuación, apriete el sistema de bloqueo a presión **B**.



#### ⚠ ¡Advertencia!

No ejerza presión sobre el asa de empuje al pasar por los bordillos. Coloque un pie en la barra antivuelco para bascular la silla de ruedas mientras maniobra con el asa de empuje. Consulte "4.14 Acción de sortear obstáculos" en la página 18.


### 4.3 Asa de empuje - ángulo ajustable

#### Ajuste del ángulo del asa de empuje

- Tire de la palanca **A** al mismo tiempo que desplaza el asa de empuje hacia arriba o hacia abajo.
- Libere la palanca cuando alcance el ángulo deseado.

#### ⚠ ¡Advertencia!

No ejerza presión sobre el asa de empuje al pasar por los bordillos. Coloque un pie en la barra antivuelco para bascular la silla de ruedas mientras maniobra con el asa de empuje. Consulte “4.14 Acción de sortear obstáculos” en la página 18.



#### 4.4 Reposabrazos abatibles - apertura, extracción y colocación




- Para abrir el reposabrazos, pulse la palanca de liberación y tire del reposabrazos hacia arriba.
- Para extraer el reposabrazos, gírelo hacia arriba y tire de él.
- Vuelva a colocar el reposabrazos repitiendo estos pasos en el orden inverso.

##### ¡Nota!

Asegúrese de que el reposabrazos haya quedado correctamente insertado cuando vuelve a girarlo hacia abajo.

##### ⚠ ¡Advertencia!

Al extraer el reposabrazos, tenga en cuenta que existe un riesgo potencial de que los dedos o la ropa queden atrapados en la rueda.





## 4.5 Abatir/colocar/extraer los reposapiés

El procedimiento es el mismo tanto para los reposapiés fijos como para los ajustables en ángulo.

Los reposapiés se pueden girar hacia dentro/ fuera o extraer para facilitar el transporte, o las transferencias. Puede desmontar el reposapiés girando la palanca **A** hacia dentro o fuera.

Puede levantar el reposapiés hacia arriba y retirarlo por completo así lo desea. Para volver a fijarlo, siga estos pasos en orden inverso, y la palanca se bloqueará automáticamente.

El reposapiés completo y su pieza de fijación pueden extraerse, consulte "5.10 Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés" en la página 28.



## 4.6 Ajuste del ángulo del reposapiés y del soporte para las pantorrillas - Reposapiés ajustable en ángulo


### Ajuste del ángulo del reposapiés

Puede ajustar los reposapiés por separado.

- Afloje la palanca **A**
- Ajuste hasta alcanzar el ángulo deseado y vuelva a apretar la palanca **A**

### Ajuste del soporte de la pantorrilla

El soporte para pantorrillas **B** se puede ajustar en profundidad y lateralmente.



⚠ ¡Advertencia!

¡Peligro de aplastamiento!


## 4.7 Asiento deslizante

Utilice la función de asiento deslizante para ajustar la profundidad del asiento y deslizar el asiento hacia adelante al transferir al usuario.

- Coloque el asiento en posición horizontal
- Pulse la palanca **A** hacia atrás al mismo tiempo que sostiene la correa **B** y empuja o tira del asiento hasta lograr la posición deseada

### ¡Nota!

Tire del asiento deslizante hasta su posición más adelantada al momento de transferir al usuario hacia o desde la silla.




## 4.8 Utilización de los frenos

Tire de la palanca de freno hacia usted para activar el freno.


### ⚠ Advertencia:

El freno está diseñado solamente para bloquear la silla cuando está detenida. En ningún caso debe utilizarse como freno de marcha.



## 4.9 Utilización del freno de acompañante

- Apriete la palanca del freno **A** para reducir la velocidad.
- Empuje la palanca **B** para activar el freno de estacionamiento. Apriete la palanca del freno **A** para liberar el freno de estacionamiento.



## 4.10 Tubo antivuelco


El tubo antivuelco está colocado de manera estándar dejando un espacio libre hasta el suelo que le permite subir escalones, etc.

### ⚠ Advertencia

Cuando esté utilizando la silla, procure que los tubos antivuelco estén siempre en la posición correcta.

El tubo antivuelco se coloca girándolo hacia atrás.

Puede acceder a la barra antivuelco cuando el tubo antivuelco está colocado hacia dentro o hacia fuera.



## 4.11 Cambio de la posición del asiento mediante el ajuste del ángulo del respaldo y del asiento

- Ajuste el ángulo del respaldo con la palanca de ajuste derecha.
- Bascule la silla con la palanca de ajuste izquierda.


### ¡Nota!

Para un ajuste seguro de la posición del asiento, el acompañante debe sostener firmemente el asa de empuje con una mano y accionar las palancas de ajuste con la otra.


### ⚠ ¡Advertencia!

La silla puede volverse inestable cuando inclina el respaldo y el asiento a la posición más baja. El tubo antivuelco debe utilizarse cuando el asiento se inclina hacia atrás.

Asegúrese de que las manos u otras partes del cuerpo no queden atrapadas al inclinar la silla.



16



17



## 4.12 Acción de subir y bajar de la silla

- Activación de los frenos
- Gire o extraiga los reposapiés
- Incline la silla hacia delante
- Utilice el asiento deslizante antes de bajarse de la silla, consulte "4.7 Asiento deslizante" en la página 14.
- Ahora el usuario puede sentarse o levantarse de la silla de ruedas elevándose con las manos o con la ayuda de otra persona, o mediante un movimiento frontal si tiene la capacidad de ponerse de pie.

Para transferencias laterales, levante o retire el reposabrazos.



### 4.13 Sortear obstáculos o escalones

Para levantar la silla de ruedas con el usuario sentado en ella, debe hacerse por los puntos de elevación recomendados. Estos puntos están indicados en el producto.

Los puntos de elevación son la barra rigidizadora **A** del respaldo y el armazón del asiento **B**.

Para que los asistentes tengan una mejor posición, pueden alternar para levantar la silla de cada lado.

#### ⚠ ¡Advertencia!

No levante la silla de ruedas sujetándola de:

- Los reposabrazos
- Los soportes de los reposapiés ajustables en ángulo
- Los accesorios de los reposapiés
- El asa de empuje ajustable en ángulo

### 4.14 Acción de sortear obstáculos



#### Bordillos

De ser necesario, gire los tubos antivuelco hacia arriba o hacia abajo.

Al sortear bordillos, etc., coloque un pie en una de los tubos antivuelco **A** mientras dirige la silla con el asa de empuje. Incline la silla hacia atrás cuando sea necesario obtener espacio entre el obstáculo y los reposapiés.

#### Terreno empinado

Para el uso frecuente en terrenos ondulados, recomendamos que, de ser necesario, instale un freno adicional para acompañante.



## 5 Configuración

No existe una norma para todos los usuarios de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden ajustarse según las necesidades específicas de cada usuario.


En esto, debemos hacer una distinción entre la configuración de la silla de ruedas y los ajustes/opciones de la misma. La configuración se realiza solo una vez y debe estar a cargo de especialistas cualificados, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Los ajustes de las opciones pueden ser realizadas por el usuario. Estos ajustes no requieren el uso de herramientas.

Para obtener una descripción general de cómo realizar ajustes con herramientas, consulte “7.8 Herramientas para ajustes” en la página 39.

### ¡Advertencia!

No está permitido modificar las especificaciones técnicas de la silla de ruedas.

No está permitido realizar modificaciones en la silla de ruedas o ninguna de sus partes.



## 5.1 Ajuste de la altura del asiento

La altura del asiento se puede ajustar fácilmente. Las diferentes formas de ajustar la altura del asiento también afectan la capacidad para superar obstáculos al desplazamiento de la silla de ruedas.

### ⚠ ¡Advertencia!

No ajuste la Cirrus G5 de modo que el asiento quede a diferentes alturas en la parte delantera y trasera, ya que esto podría afectar al punto de equilibrio y a la conducción.


La altura del asiento se puede ajustar en 10 cm (4 alturas) sin necesidad de cambiar las ruedas ni las horquillas. Para lograr diferentes alturas en la parte delantera, puede girar del revés el alojamiento de la horquilla y añadir separadores. Los orificios en la pletina trasera ofrecen las opciones de ajuste correspondientes para las ruedas traseras. Si necesita más ajustes, puede utilizar otros tamaños de ruedas.

### Ajuste de la altura trasera del asiento y del centro de gravedad

La altura trasera del asiento se puede subir o bajar colocando la rueda hacia arriba o hacia abajo en el armazón.

Si desea que la silla de ruedas maniebre con mayor libertad, puede desplazar las ruedas traseras hacia delante. Si desea que la silla de ruedas sea más estable y no se incline con facilidad, puede desplazar las ruedas hacia atrás.

- Afloje la tuerca de fijación **A** de la rueda unas cuantas vueltas, gire el casquillo **B** a 90° y desplace la rueda al orificio deseado
- Gire el casquillo 90° hacia atrás y vuelva a apretar bien la tuerca de fijación




#### ⚠ ¡Advertencia!

Recuerde ajustar los frenos y el tubo antivuelco después de haber ajustado la altura del asiento y el centro de gravedad.

#### ¡Nota!

Al ajustar la altura del asiento y el centro de gravedad, debe empezar ajustando las ruedas traseras, seguido de la altura de las ruedas delanteras.




### Ajuste de la altura delantera del asiento haciendo girar el buje de la horquilla

- Desenrosque el tornillo **A**.
- Desmonte la horquilla y la rueda.
- Gire el buje hasta que quede al revés.
- Vuelva a colocar la horquilla y la rueda.
- Ajuste el tornillo **A**.

### Ajuste de la altura delantera del asiento añadiendo o extrayendo separadores

- Desmonte la horquilla y la rueda.
- Añada o extraiga los separadores **B**.
- Vuelva a colocar la horquilla y la rueda.





Posición de la rueda trasera de 24"		Configuración de la rueda delantera de 6", 8"												29					
		C		D		E		F		C		D		E		F			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
Asiento desizante		24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"		
Asiento fijo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Altura del asiento (mm)		1	C	2	2	D	3	3	E	4	4	F	5	5	F	5	5	F	

Posición de la rueda trasera de 16"		Configuración de la rueda delantera de 5", 6", 8"												30					
		A		B		C		D		E		C		D					
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
Asiento desizante		16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"	16"	5"
Asiento fijo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Altura del asiento (mm)		3	3	A	4	4	B	5	5	C	6	6	D	7	7	E	7	7	D

## **Distintas maneras de ajustar la altura delantera del asiento**

Desplace la rueda delantera a una posición más alta o más baja en la horquilla.

- Al mover la rueda delantera a una posición más alta en la horquilla, el asiento se baja, y al mover la rueda delantera a una posición más baja, el asiento se eleva.

Cambio a ruedas delanteras más grandes o más pequeñas

- Una rueda más pequeña baja la altura del asiento, mientras que una rueda giratoria más grande eleva la altura del asiento. Al cambiar la rueda delantera, una más pequeña dará un radio de giro más pequeño y también dará más espacio para las piernas. Una rueda más grande aumentará el radio de giro, pero también mejorará la capacidad de superar obstáculos en superficies irregulares.

Cambio a una horquilla más larga o más corta de rueda delantera


- Una horquilla de rueda delantera más corta disminuye la altura del asiento, dará un radio de giro más pequeño y más espacio para las piernas. Una horquilla más larga aumenta la altura del asiento y permite utilizar distintos tamaños de ruedas.



### 5.3 Ajuste de los frenos

Normalmente no es necesario ajustar los frenos de la silla de ruedas.

- Afloje el tornillo **A**.
- Desplace el freno entero por el raíl hasta alcanzar la posición deseada.
- La distancia correcta entre la zapata de freno y la rueda es de aprox. 5 mm.
- Vuelva a apretar el tornillo.



### 5.4 Ajuste del tubo antivuelco

Ajuste del tubo antivuelco al cambiar el centro de gravedad de la silla. Debe haber un máximo de 35 mm desde el extremo del tubo antivuelco hasta el suelo.



#### Ajuste de longitud

- Pulse el cierre rápido **A**.
- Tire o empuje del tubo antivuelco hasta alcanzar la posición correcta.

#### Ajuste de ángulo

El tubo antivuelco se puede ajustar a tres ángulos diferentes.

- Afloje el tornillo **B**.
- Desenrosque el tornillo **C**. Mueva el tornillo **C** hacia el orificio que proporcione el ángulo deseado.
- Vuelva a apretar **B** y **C**.



## 5.5 Ajuste del reposacabezas

### Ajuste en profundidad y ángulo



- Afloje las palancas de bloqueo **A**, realice el ajuste y apriete las palancas de bloqueo.

### Ajuste de la altura

- Desenrosque el pomo roscado **B**, suba o baje el reposacabezas y apriete el pomo roscado.

### Ajuste de la curvatura (solo para reposacabezas Comfort)


- Ajuste las cinchas para soporte lateral y soporte adicional de profundidad.



## 5.6 Ajuste de la curvatura del respaldo

La silla de ruedas cuenta con un respaldo acolchado que puede ajustarse a la curvatura de la espalda con el fin de lograr una posición cómoda y una buena estabilidad. El usuario puede sentarse en la silla de ruedas cuando se están realizando los ajustes en la curvatura del respaldo.

- Afloje la funda posterior para acceder a las cinchas. Estas se ajustan para alterar la curvatura del respaldo y para alcanzar el máximo confort y soporte.




## 5.7 Cómo ajustar la altura del respaldo

La silla de ruedas dispone de un respaldo regulable en altura.

- Afloje el tornillo **A** a ambos lados, ajuste la altura del respaldo a la medida nueva y vuelva a ajustar ambos tornillos a 9 Nm.


## 5.8 Ajuste de la longitud de los reposapiés - reposapiés ajustable en ángulo

- Los reposapiés tienen una escala lineal **A**, que ayuda a conseguir la longitud correcta.
- Para ajustar la longitud del reposapiés, afloje el tornillo **B**.
- Ajuste los reposapiés a la longitud deseada y vuelva a apretar el tornillo.




## 5.9 Ajuste del ángulo de los reposapiés fijos

- Desenrosque el tornillo **A**.
- Tire o empuje del reposapiés hacia el ángulo deseado.
- Coloque el tornillo en el orificio deseado y apriételo.



## 5.10 Plataforma reposapiés - ajuste en ángulo


- Afloje el tornillo **A**.
- Ajuste al ángulo deseado y vuelva a apretar el tornillo.



## 5.11 Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés

Puede ajustar la profundidad del reposapiés o puede retirar el soporte directamente.

- Afloje el tornillo **A** con una llave Allen de 4 mm.
- Tire o empuje del reposapiés hasta alcanzar la posición correcta.
- Vuelva a apretar el tornillo.



### ⚠ ¡Advertencia!

No extraiga el reposapiés más de 8 cm hacia afuera.

### Extraer el reposapiés

- Afloje el tornillo **A** con una llave Allen de 4 mm.
- Extraiga el reposapiés por completo.



## 5.12 Ajuste de la profundidad y el centro de gravedad

Además del asiento deslizante, puede ajustar la profundidad del asiento en 3 pasos de 30 mm moviendo los soportes del respaldo **B** hacia delante o hacia atrás.

- Desenrosque los tornillos **A** ubicados a ambos lados de la silla de ruedas. Mueva los soportes a la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos. Siempre debe haber uno o dos orificios vacíos entre los tornillos.
- Desatornille el tornillo/tuerca del muelle de gas **C** y colóquelo en el orificio que corresponda con el del soporte del respaldo.
- Cuando se utiliza la posición más adelantada del soporte del respaldo, transfiera el perno/tuerca **C** hacia el orificio trasero


### ⚠ ¡Advertencia!

El ajuste del centro de gravedad puede afectar a la conducción de la silla, el equilibrio y el punto de inclinación. Tenga especial cuidado cuando vuelva a utilizar la silla de nuevo.




### 5.13 Ajuste de la altura de los reposabrazos

- Afloje los tornillos **A** y **B**.
- Eleve o baje el reposabrazos a la posición deseada.
- Vuelva a apretar los tornillos.




### 5.14 Ajuste de la profundidad del reposabrazos.

- Afloje el tornillo **A**.
- Deslice el almohadillado hacia adelante o atrás hasta alcanzar la posición deseada.
- Ajuste el tornillo.




### 5.15 Ajuste de la altura del protector de ropa

- Afloje los tornillos **A**.
- Deslice el protector de ropa hacia arriba o abajo hasta alcanzar la posición deseada.
- Apriete los tornillos.




## 5.16 Colocación del cinturón de seguridad (opcional)

- Coloque el cinturón de seguridad como se muestra en la ilustración.
- Verifique que el cinturón de seguridad esté correctamente adaptado al usuario de silla de ruedas. El cinturón debe quedar firmemente ubicado sobre la cadera en un ángulo de aprox. 45° con respecto a la posición de fijación en la silla de ruedas.
- Asegúrese de que el cinturón esté limpio y de que el mecanismo de seguridad funcione en todo momento. El cinturón y el mecanismo de seguridad pueden limpiarse con un paño húmedo




### ⚠ ¡Advertencia!

Colocar el cinturón sobre la cadera, contra la piel suave del estómago, puede ocasionar una mala postura sentada, y el usuario podría deslizarse hacia adelante en la silla de ruedas.



Posición correcta del cinturón



Posición incorrecta del cinturón

## 6 Transporte

### 6.1 Transporte sin ocupante

Esta silla es adecuada para su transporte por vía terrestre y aérea.

Las partes de la silla de ruedas que pueden desmontarse fácilmente deben quitarse al transportar la silla de ruedas.


- Reposabrazos
- Reposapiés
- Ruedas traseras
- Reposacabezas

Una vez que la silla de ruedas está en el vehículo, ésta debe asegurarse con un sistema de retención ISO 10542 aprobado, adecuado para el peso de esa silla de ruedas en particular, con todas sus opciones.

#### **⚠ ¡Precaución!**

Asegúrese de que las piezas desmontables estén sujetas correctamente a su silla o empáquelas por separado y etiquételas para que no se pierdan durante las actividades de carga y descarga.

Consulte “6.3 La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor” en la página 34 para utilizar la Cirrus G5 como asiento seguro en un vehículo a motor.





## 6.2 Plegar o levantar el respaldo

### Plegado del respaldo hacia abajo


- Inclíne la silla hacia delante.
- Extraiga el reposabrazos.
- Afloje la cinta de Velcro **A** que mantiene los cables unidos.
- Retire el tornillo **B** y pliegue el respaldo hacia abajo.


### Levantar el respaldo hacia arriba

Realice este procedimiento en el orden inverso para volver a levantar el respaldo.

#### **⚠ ¡Precaución!**

Coloque los cables como se muestra en la ilustración al levantar el respaldo hacia arriba.





La Cirrus G5 lleva marcados cuatro puntos que son los que deben utilizarse para asegurar la silla de ruedas.

### 6.3 La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor

Los usuarios de sillas de ruedas deberían transferirse al asiento propio del vehículo y utilizar los sistemas de retención instalados por el fabricante siempre que sea posible, mientras que la silla de ruedas desocupada debería almacenarse en el espacio de carga o sujetarse al vehículo durante el viaje.

La silla de ruedas puede utilizarse como asiento seguro en un vehículo y se la ha sometido a pruebas de colisión de conformidad con la norma ISO 7176/19.

Si se va a utilizar la silla como asiento durante su transporte en un vehículo, debe colocarse mirando hacia adelante.

La silla debe estar sujeta con el sistema de retención para el cual ha sido testada.



- Sistema de sujeción de 4 puntos. El sistema es total y sujeta a la silla y al usuario al vehículo. El sistema requiere que los rieles de sujeción estén montados en el vehículo.
- Sistema de amarre del usuario: de 3 puntos, hombro y cinturón.

#### ⚠ ¡Advertencia!

Sunrise renuncia a toda responsabilidad en el caso de que Cirrus G5 se utilice como asiento en un vehículo con un sistema de retención distinto al anteriormente mencionado.

## 6.4 Ajuste del cinturón de seguridad:

- El cinturón de seguridad pélvico debe sujetarse a un ángulo pronunciado: entre 30° y 75°.
- La cincha de sujeción de hombro se apoya sobre el hombro y pecho del usuario.
- El cinturón de seguridad debe quedar lo más ajustado posible al cuerpo y no debe estar torcido.
- Asegúrese de que la cincha no quede alejada del cuerpo debido a algún componente de la silla de ruedas, como reposabrazos o ruedas. Para una colocación correcta, consulte la Figura 49 y 50.
- La silla de ruedas no debe estar basculada hacia atrás cuando se utiliza como asiento en un vehículo.



**ADVERTENCIA**

- a) **La silla debe estar ubicada mirando hacia delante y asegurada de conformidad con las instrucciones del fabricante del sistema de amarre.**
- b) **Esta silla está aprobada para usarse en automóviles y cumple con los requisitos de transporte con orientación hacia delante y colisiones frontales. La silla de ruedas no ha sido testada para su uso en otras posiciones en un vehículo.**
- c) **La silla de ruedas ha sido probada dinámicamente en dirección hacia delante, con el usuario sujeto por un cinturón de seguridad abdominal y pectoral (cinturón de 3 puntos). Probada según las directrices ISO 7176-19**
- d) **Debe utilizar el cinturón de seguridad abdominal y pectoral para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza y el pecho del usuario en el caso de que la silla de ruedas golpee con otras partes del vehículo.**
- e) **Para reducir el riesgo de lesiones para el usuario, las mesas o bandejas desmontables, cuyo diseño no es a prueba de colisiones, deben:**
  - **Extraerse y asegurarse por separado en el vehículo, o fijarse a la silla de ruedas, pero con almohadillas de absorción de impacto colocadas entre la mesa y el usuario**
- f) **En la medida de lo posible, debe fijar cualquier otro accesorio de la silla de ruedas a la silla misma o extraerse de la silla y asegurarse en el vehículo durante el transporte, para que no se aflojen ni causen lesiones al usuario en caso de una colisión.**
- g) **Las piezas de apoyo y posicionamiento no deben considerarse como equipamiento/cinturones de seguridad si no llevan la etiqueta de conformidad con los requisitos de la norma ISO 7176/19-2008.**
- h) **Un representante del fabricante debe inspeccionar la silla de ruedas antes de utilizarla nuevamente después de cualquier tipo de colisión.**
- i) **No debe realizar ningún cambio ni sustitución en los puntos de amarre/sujeción de la silla de ruedas, ni en los elementos o componentes del armazón sin consultar con un distribuidor autorizado de Sunrise Medical.**



## 7 Mantenimiento

**El mantenimiento descrito en esta sección puede llevarse a cabo fácilmente por el usuario. Otros trabajos de mantenimiento deben ser efectuados por personal cualificado en el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde se adquirió la silla. Para obtener más información acerca de las reparaciones o servicio, contacta con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.**

### 7.1 Limpieza del armazón

Debe limpiar el armazón con regularidad con agua ligeramente jabonosa. Si el armazón está muy sucio, podría utilizarse un agente desengrasante. Si es necesario, puede limpiar el armazón con chorro de alta presión. Intente evitar rociar directamente con agua los rodamientos. Seque la silla de ruedas por completo después de su limpieza o cuando se haya expuesto a la lluvia. Engrase todas las piezas móviles si ha utilizado un agente desengrasante.

### 7.2 Limpieza de las fundas del asiento y del respaldo

Puede lavar las fundas a máquina a 60 °C. Consulte las instrucciones de lavado en los distintos tejidos. Para desinfectar, utilice un desinfectante químico aprobado. No utilice desinfección mediante el uso de calor.

### 7.3 Condiciones que pueden dañar la silla de ruedas

No utilice la silla a temperaturas por debajo de los -35 °C o superiores a los 60°. No se especifican requisitos en relación con la humedad y la presión del aire. No se especifica ningún otro requisito para el almacenamiento.

### 7.4 Tornillos y tuercas

Los tornillos y las tuercas pueden aflojarse con el tiempo. Por lo tanto, recuerde verificar y, si es necesario, apretarlos con regularidad. Puede utilizar un agente de bloqueo de tornillos, como Blue Locktite (Nº 243). Si ha extraído o aflojado

alguna tuerca de bloqueo, esta podría perder sus propiedades de seguridad; por lo tanto deberá sustituirla.

### 7.5 Herramientas para el mantenimiento y ruedas traseras grandes

Las ruedas traseras grandes están equipadas con ejes de desmontaje rápido. Estos deberán ajustarse si empezaran a aflojarse. Consulte al distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió su silla.

### 7.6 Carrete del eje de desmontaje rápido

El carrete de las ruedas con eje de desmontaje rápido requiere una inspección periódica. Compruebe que los rodamientos de bolas estén funcionando satisfactoriamente. El pin de desmontaje y los rodamientos de bolas deben limpiarse y lubricarse con regularidad.

### 7.7 Presión de aire recomendada.

La silla puede suministrarse con ruedas neumáticas o macizas.

Localice el tipo y tamaño correctos de rueda trasera y delantera y, luego, consulte la máxima presión de aire recomendada en la tabla. Tenga en cuenta que una presión alta de aire hace que la silla ruede con más facilidad, mientras que una menor presión del aire dará una suspensión más suave.

Para una óptima conducción, debe verificar la presión del aire con regularidad.

	kPa	Barra	PSI
<b>Ruedas traseras grandes, neumáticas</b>	350	3,5	50
<b>Ruedas traseras grandes, alta presión</b>	630	6,3	90
<b>Ruedas delanteras, neumáticas de 6"</b>	250	2,5	35
<b>Ruedas delanteras, neumáticas de 8"</b>	250	2,5	36

## 7.8 Herramientas para ajustes

Ajuste de:	Herramienta
Frenos	Llave de Allen, 5 mm
Tubo antivuelco	Llave de Allen, 4 mm
Longitud del reposapiés	Llave de Allen, 5 mm
Reposapiés de ángulo fijo	Llave de Allen, 4 mm
Plataformas reposapiés	Llave de Allen, 5 mm
Altura del reposabrazos	Llave de Allen, 4 mm
Profundidad del reposabrazos	Llave de Allen, 4 mm
Altura del protector de ropa	Llave de Allen, 4 mm Llave dinamométrica de 10 mm
Profundidad del asiento	Llave Allen de 5 mm, Llave fija de 13 mm
Altura delantera del asiento	Llave de Allen, 5 mm
Posicionamiento de rueda trasera grande	Llave dinamométrica de 24 mm
Altura del respaldo	Llave de Allen, 5 mm

## 7.9 Verifique con una frecuencia semestral y anual

- Compruebe que el freno funciona correctamente. Ajústelo si es necesario
- Verifique que las cubiertas estén en buenas condiciones, sin daños en los laterales
- Compruebe que la silla esté limpia y de que todas las piezas móviles funcionen correctamente
- Compruebe la holgura en la horquilla de la rueda delantera. Ajústela si es necesario. El eje debe poder moverse libremente, pero no debe existir holgura en dirección hacia arriba o abajo
- Compruebe el armazón y las piezas de fijación de la rueda en caso de contener defectos o fisuras
- Verifique y, si es necesario, ajuste todas las juntas roscadas
- Revise todos los cables para detectar cualquier daño
- Verifique que la basculación e inclinación del respaldo funcionan correctamente. Ajústelo si es necesario

## 7.10 Reparaciones

Todas las reparaciones deberían efectuarse por personal cualificado en el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.

Para obtener más información acerca de las reparaciones o servicio, contacta con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.

## 7.11 Almacenamiento a largo plazo (más de cuatro meses)

- Almacene la silla en un lugar fresco, seco y bajo techo.
- Durante el almacenamiento, la temperatura ambiente no debe ser inferior a los  $-20^{\circ}\text{C}$  ni superior a los  $+65^{\circ}\text{C}$ .
- Humedad recomendada: 15% - 93%.
- Sin restricciones de presión de aire.

### Medidas de higiene al reutilizar la silla:

Antes de volver a dar uso a la silla, debe prepararla con cuidado. Todas las superficies que entran en contacto con el usuario deben ser tratadas con un spray desinfectante.

Para ello, debe utilizar un desinfectante autorizado/recomendado en su país, a base de alcohol, para una desinfección rápida de productos y dispositivos médicos que deben desinfectarse rápidamente.

Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del desinfectante que usa.


Por lo general, no se puede garantizar una desinfección completa en las costuras o juntas. Por lo tanto, le recomendamos que deseche los arneses de asiento y respaldo para evitar la contaminación microbacteriana con agentes activos, de acuerdo con la ley local de protección contra infecciones.

## 7.12 Recambio de cubiertas infladas

Las cubiertas infladas son repuestos.

### Extracción de la cubierta

- Extraiga la rueda y, a continuación, desinfe la cubierta manteniendo presionada la pequeña clavija del centro de la válvula o aflojando la válvula por completo
- Compruebe que el borde de la cubierta esté perfectamente insertado debajo, por el lado interno de la llanta **A**
- Doble el borde de la cubierta sobre el borde de la llanta. Utilice una palanca especial para cubiertas **B** si es necesario. Asegúrese de que la cámara no quede atrapada entre la palanca y el borde de la llanta



51

### Instalación de la cubierta

- Coloque la cámara dentro de la nueva cubierta y aplique un agente antifricción (agente para la colocación de neumáticos o jabón) sobre el borde de la cubierta **C**
- Compruebe que el borde de la cubierta esté perfectamente insertado debajo, por el lado interno de la llanta. Doble la llanta sobre el borde. Asegúrese de que la cámara no quede atrapada
- Infe la cubierta a la presión correcta y coloque de nuevo la rueda en la silla



## 8 Dimensiones y especificaciones técnicas

**CE** Como fabricante, SUNRISE MEDICAL, declara que este producto se ajusta a los requisitos del Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

La silla de ruedas puede suministrarse con el asiento en diferentes alturas y anchuras. La altura que mejor se adapte al usuario de la silla de ruedas depende de dos factores: La altura del usuario y cómo se va a manejar con la silla de ruedas. Consulte con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió su silla si no estuviese seguro de tener la altura o anchura correctas. A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones se dan en milímetros. Las medidas indicadas pueden variar en +/- 10 mm.)

Ancho del asiento	390, 420, 450, 480, 510, 540 <sup>1)</sup>
Profundidad del asiento	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm asiento deslizante)
Altura del asiento (sin cojín)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm incluida la corredera del asiento)
Altura del respaldo	Rango de ajuste de entre 550 y 700 mm
Altura total	1100 mm
Anchura total (con freno de tambor)	Ancho del asiento + 24 cm
Longitud total	1150 mm
Altura para transporte	945 mm
Anchura para transporte	595 (Anchura asiento 390)
Longitud para transporte	850 mm
Peso para transporte	30,3 kg (Anchura asiento 540)
Máx. pendiente para frenos de estacionamiento	7°
Ángulo de basculación	0° to 25°
Ángulo del respaldo	100° a 125°
Peso de la silla	48 kg (Anchura asiento 540)
Peso max. usuario	135 kg
Inflamabilidad	Las fibras textiles han aprobado las pruebas a las que se han sometido, de acuerdo con las normas: NS-EN 1021-2:2006 Fuente de ignición: Equivalente a la llama de una cerilla

1) La silla de ruedas con un ancho de asiento de 540 mm excede las dimensiones máximas requeridas para el acceso público; por lo tanto, puede no ser apta para el transporte en medios de transporte público como trenes y autobuses o para acceder a instalaciones públicas, como aseos.

### 8.1 Vida útil del producto

La silla de ruedas y la mayoría de sus componentes están fabricados en acero, en una aleación especial de aluminio y en plástico. Las fundas del respaldo y del asiento son de material ignífugo. La silla de ruedas puede suministrarse, de forma opcional, con ruedas macizas/neumáticas tanto para las ruedas delanteras como para las traseras grandes.

Bajo condiciones normales de uso y con el mantenimiento prescrito, la duración esperada de la silla de ruedas es de aproximadamente 5 años.

### 8.2 Manipulación de residuos

Los residuos de embalaje y piezas de la silla de ruedas, así como la propia silla de ruedas, pueden tratarse como residuos comunes. El componente principal de la silla de ruedas es el acero, el aluminio y plástico, materiales aptos para el reciclaje. Los embalajes de plástico y cartón son reciclables.

## 9 Indicaciones en la silla de ruedas

### ¡Nota!


Nunca quite o cubra las indicaciones, símbolos e instrucciones pegados a la silla de ruedas. Estas características de seguridad deben permanecer presentes y claramente legibles durante toda la vida útil de la silla de ruedas. Vuelva a colocar o repare inmediatamente cualquier etiqueta, símbolo o instrucciones que hayan quedado ilegibles o dañados. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda

- A. Nombre del producto
- B. Placa de Identificación
- C. Etiquetado de los puntos de elevación
- D. Riesgo de atrapamiento
- E. Puntos de anclaje en vehículo

# A CIRRUS G5

B

			2021-04-09
Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malisch / Germany			203211733451939
TYPE:	Rollstuhl		203211733451939
Cirrus G5	ISO 7176-19:2008		
135 kg	max 7"	510 mm	550 mm



C



D



E



TYPE:

Nombre del producto,  
número de referencia  
(SKU)



max X"

La pendiente máxima segura con ruedas antivuelco depende de la configuración de la silla de ruedas, la postura y las capacidades físicas del usuario.



XXX mm

Ancho del asiento



XXX mm

Profundidad del asiento



XXX kg

Carga máxima.



Marca UKCA.



Marca CE.



Consulte las instrucciones de uso



XXXX-XX-XX

Fecha de fabricación.



Número de serie.



Este símbolo significa Dispositivos Médicos.



Dirección del fabricante.

ISO 7176-19:2008

Crashtested de conformidad con: ISO 7176-19:2008.



Dirección del importador



Persona responsable en el Reino Unido



Dirección del representante en Suiza

ISO 7010-M002

Debe leerse el manual/  
libro de instrucciones.  
(Icono azul)



## 10 Garantía

Ver el documento “Condiciones Generales de Garantía” que acompaña a este manual de usuario. También disponible en [www.sunrisemedical.es](http://www.sunrisemedical.es), sección “Condiciones Generales de Venta”.

## 11 Accesorios

### **Rueda trasera y fijación de la rueda trasera**

- Ruedas traseras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas, de alta presión y neumáticas
- Aro de empuje antifricción
- Funda antifricción
- Protector de radios
- Ruedas traseras de 20", 22" y 24" con freno para acompañante
- Ruedas traseras de 16" con freno para acompañante

### **Rueda delantera y fijación de la rueda delantera**

- Ruedas delanteras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas y neumáticas
- Horquillas de ruedas delanteras en diferentes tamaños

### **Reposapiés**

- Varios reposapiés y plataformas reposapiés
- Reposapiés con hangers de 70° y 90°
- Soporte para amputados

### **Reposacabezas**

Varios reposacabezas

### **Reposabrazos y protectores de la ropa**

- Reposabrazos para hemipléjicos

### **Accesorios adicionales**

- Soporte de bastones
- Mesa/Bandeja
- Varios cojines de asiento y respaldo
- Cinturón de posicionamiento

Las instrucciones de montaje se suministran con los accesorios.

Si necesita adquirir accesorios o repuestos, comuníquese con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde compró su silla.

## 12 Información Adicional

### **Nota:**

Aviso al usuario y/o paciente: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

### **B4Me - Adaptaciones especiales**

Sunrise Medical recomienda encarecidamente que para garantizar que su producto fabricado a través del servicio de sillas personalizadas B4Me funcione según lo previsto por el fabricante; toda la información proporcionada con su producto B4Me se lee y se comprende antes de utilizarlo por primera vez.

Sunrise Medical también recomienda que dicha información no se deseche después de leerla, sino que se guarde de forma segura para futuras referencias.

### **Combinaciones de dispositivos médicos**

Es posible combinar este dispositivo médico con uno o más dispositivos médicos u otros productos. La información sobre qué combinaciones son posibles se encuentra en [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es). Todas las combinaciones enumeradas se han validado para cumplir con los Requisitos Generales de Seguridad y Rendimiento, Anexo I No. 14.1 de la Regulación de Dispositivos Médicos 2017/745.

Puede encontrar asesoramiento sobre las combinaciones, y el montaje en [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es).

**Indicaciones**

La variedad de opciones disponibles, así como el diseño modular de la silla, permiten que ésta pueda ser usada por personas que no pueden caminar o con movilidad reducida debido a:

- Parálisis
- Pérdida de extremidades (amputación)
- Defecto o deformidad en extremidades
- Contracturas o lesiones en articulaciones
- Enfermedades como deficiencias cardíacas y circulatorias, alteraciones del equilibrio o caquexia, cuadros de enfermedades neurológicas, distrofia muscular, hemiplejía, así como para personas mayores que todavía tienen fuerza en la parte superior del cuerpo.

**Contraindicaciones**

La silla de ruedas no se utilizará sin acompañante en caso de:

- Trastorno de la percepción
- Desequilibrio
- Pérdida de ambos brazos, si no cuenta con un cuidador
- Contracción o daño articular en ambos brazos
- Discapacidad para sentarse

**NOTA:**

Tenga en cuenta que la conducción de una silla de ruedas requiere suficientes habilidades cognitivas, físicas y visuales. El usuario debe ser capaz de evaluar los efectos de las acciones durante el funcionamiento de la silla de ruedas y, en caso necesario, de corregirlas. Sunrise Medical, como fabricante, no puede evaluar estas capacidades ni el uso seguro de los componentes adicionales. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por los daños resultantes.

Consulte las instrucciones de uso de la silla de ruedas y de los componentes adicionales montados. Instruya al usuario en el uso seguro de la silla de ruedas y de los componentes adicionales montados. Informe al usuario de las advertencias específicas que debe leer, comprender y respetar.



Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Heršpická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia  
11 Daniel Street  
Wetherill Park NSW 2164  
Australia  
Ph: +61 2 9678 6600  
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical  
North American Headquarters  
2842 Business Park Avenue  
Fresno, CA, 93727, USA  
(800) 333-4000  
(800) 300-7502  
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.  
Groningenhaven 18-20  
3433 PE NIEUWEGEIN  
The Netherlands  
T: +31 (0)30 – 60 82 100  
F: +31 (0)30 – 60 55 880  
E: info@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00  
Email: info@sunrisemedical.fr  
www.sunrisemedical.fr

