

Base del asiento

MB3172-ES

Cirrus G5 Base

Manual del usuario

Si tiene alguna pregunta que realizar acerca del uso, mantenimiento o seguridad de la silla de ruedas, por favor, contacte con el agente local de mantenimiento/repación aprobado por Sunrise. Si no sabe de ningún concesionario o agente, aprobado por Sunrise, ubicado en la zona en la que Ud. reside, o si tiene cualquier otra duda, por favor, escríbanos o llámenos por teléfono a la siguiente dirección:

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

© 2018 Sunrise Medical

Todos los derechos reservados.

La información proporcionada en el presente documento no puede reproducirse ni publicarse de ningún modo por vía impresa, fotocopiada, microfilm ni ningún otro medio (electrónico o mecánico) sin la previa autorización por escrito de Sunrise Medical.

La información proporcionada se basa en datos generales conocidos concernientes a la fabricación, en el momento de la publicación de este manual. Sunrise Medical lleva a cabo una política de mejora continua y se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin previo aviso.

La información proporcionada es válida para el producto en su configuración estándar. Sunrise Medical, por consiguiente, no puede considerarse responsable de ningún daño resultante de las especificaciones del producto que difieran de la configuración estándar. Las ilustraciones contenidas en este manual pueden diferir de la configuración del producto exacto que usted posee.

La información disponible se ha preparado con la mayor diligencia posible; sin embargo Sunrise Medical no se responsabiliza de los errores contenidos en dicha información o las consecuencias de los mismos.

Sunrise Medical no asume responsabilidad alguna por las pérdidas resultantes de los trabajos realizados por terceros.

Los nombres, nombres comerciales, marcas registradas, etc. utilizados por Sunrise Medical no podrán, según la legislación relativa a la protección de los nombres comerciales, considerarse disponibles.

1	Introducción.....	6
1.1	Gracias por haber adquirido su nueva base de asiento	6
1.2	Ajuste de la base de asiento	6
1.3	Para mayor información	6
1.4	Símbolos utilizados en este manual	6
2	Seguridad.....	7
3	Descripción general.....	8
3.1	Conjunto	8
3.2	Componentes principales	8
3.3	Uso y entorno indicados	9
3.4	El usuario	9
4	Utilización del armazón.....	10
4.1	Ejes de desmontaje rápido	10
4.2	Asa de empuje – ajustable en altura	10
4.3	Reposabrazos, desmontaje y colocación	11
4.4	Abatir/colocar/extraer los reposapiés	12
4.5	Ajuste del ángulo del reposapiés y del soporte para las pantorrillas - Reposapiés ajustable en ángulo	12
4.6	Montaje de la carcasa del asiento	13
4.7	Placa adaptadora	13
4.8	Utilización de los frenos	14
4.9	Utilización del freno de acompañante	14
4.10	Tubo antivuelco	14
4.11	Cambio de la posición del asiento mediante el ajuste del ángulo del respaldo y del asiento	15
4.12	Acción de subir y bajar de la silla	16
4.13	Sortear obstáculos o escalones	17
4.14	Sortear obstáculos	17
5	Configuración.....	18
5.1	Ajuste de la altura del asiento	19
5.2	Cuadro Alturas de asiento	21
5.3	Ajuste de los frenos	24
5.4	Ajuste del tubo antivuelco	24
5.5	Ajuste del reposacabezas	25
5.6	Ajuste de la longitud de los reposapiés - reposapiés ajustable en ángulo	26
5.7	Ajuste del ángulo de los reposapiés fijos	26
5.8	Plataforma reposapiés - ajuste en ángulo	26
5.9	Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés	27
5.10	Ajuste de la profundidad y el centro de gravedad	28
5.11	Ajuste de la altura del reposabrazos	29
5.12	Altura del protector de ropa	29
5.13	Ajuste de la profundidad del reposabrazos	29
5.14	Colocación del cinturón de seguridad (opcional)	30

6	Transporte	31
6.1	Transporte sin ocupante	31
6.2	Plegar o levantar el respaldo	32
6.3	La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor	33
6.4	Ajuste del cinturón de seguridad:	34
7	Mantenimiento	37
7.1	Limpieza del armazón	37
7.2	Limpieza de las fundas del asiento y del respaldo	37
7.3	Condiciones que pueden dañar la silla de ruedas	37
7.4	Tornillos y tuercas	37
7.5	Herramientas para el mantenimiento y ruedas traseras grandes	37
7.6	Carrete del eje de desmontaje rápido	37
7.7	Presión de aire recomendada.	37
7.8	Herramientas para ajustes	38
7.9	Verifique con una frecuencia semestral y anual	38
7.10	Reparaciones	38
7.11	Almacenamiento a largo plazo (más de cuatro meses)	38
7.12	Recambio de cubiertas infladas	39
8	Dimensiones y especificaciones técnicas	40
8.1	Vida útil del producto	41
8.2	Manipulación de residuos	41
9	Indicaciones en la silla de ruedas	42
10	Garantía	43
11	Accesorios	44
12	Información Adicional	45

1 Introducción

1.1 Gracias por haber adquirido su nueva base de asiento

La calidad y función constituyen aspectos clave en todas las sillas de ruedas de Sunrise.

Por su propia seguridad, y con el fin de obtener el mejor beneficio posible de las funciones de su nueva silla de ruedas, le recomendamos que lea detenidamente este manual de usuario antes de comenzar a hacer uso de ella.

1.2 Ajuste de la base de asiento

No existe una norma para todos los usuarios de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden ajustarse según las necesidades específicas de cada usuario. Los ajustes mencionados en el capítulo "4 Utilización del armazón" en la página 10 pueden llevarse a cabo por el propio usuario. Todos los demás ajustes mencionados en este manual de instrucciones deben realizarse por personal cualificado o bajo consulta con dicho personal.

1.3 Para mayor información

Si tiene dificultades visuales, puede encontrar este documento en formato pdf visitando www.sunrisemedical.es.

Para obtener información acerca de los avisos de seguridad de los productos y posibles acciones correctivas, visite www.sunrisemedical.eu

Comuníquese con su distribuidor local autorizado de SUNRISE MEDICAL si tiene alguna pregunta acerca del uso, mantenimiento o seguridad de su silla de ruedas. En caso de que no hubiese un distribuidor autorizado en su región, o si tuviese alguna pregunta, puede comunicarse con Sunrise Medical por escrito o por teléfono.

1.4 Símbolos utilizados en este manual

¡Nota!

Indica posibles problemas para el usuario.

⚠ ¡Precaución!

Consejos para el usuario para evitar daños en el producto.

⚠ ¡Advertencia!

Advertencias para el usuario, para evitar lesiones.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños físicos, daños al producto o daños para el medio ambiente.

Símbolos en las ilustraciones

Cada ilustración incluye iconos y numeración para indicar lo que se debe hacer y en qué orden.

2 Seguridad

¡Advertencia!

- No se coloque de pie ni ejerza una gran presión sobre las plataformas reposapiés.
- La silla de ruedas debe considerarse como sustitutiva de la función de caminar. Los usuarios deben, por lo tanto, conducir entre peatones y no en carreteras o calles con tráfico de vehículos a motor. Utilice los reflectores al usar la silla de ruedas en exteriores.
- Al transferirse desde la silla de ruedas a otro sitio, procure hacerlo en una superficie lo más estable y nivelada posible. Para estar seguro de que la silla de ruedas no se vaya a mover cuando no lo desea, compruebe que el freno está activado y bloqueado.
- La capacidad máxima de peso de usuario para la base Cirrus G5 es de 135 Kg.
- Debe realizar una revisión de la silla con regularidad para asegurarse de que todos los tornillos, pernos y otras piezas de fijación estén ajustados de forma segura.
- Cuando esté utilizando la silla, procure que los tubos antivuelco estén siempre en la posición correcta.
- Puede realizar ajustes en el asiento o variar las posiciones de las ruedas fuera de los límites de seguridad; sin embargo, si llevara a cabo alguna modificación en la silla de ruedas, como mover las ruedas traseras grandes o las ruedas delanteras, cambiar la altura del respaldo, etc., estas acciones podrían alterar la conducción, el equilibrio y el punto de inclinación de la silla. Tenga especial cuidado cuando vuelva a utilizar la silla de nuevo.
- Evite realizar modificaciones o alteraciones en la silla que pudiesen afectar a la seguridad derivada del diseño propio de la misma.

- Se recomienda la ayuda de personas cualificadas cuando vaya a transferirse hacia o desde la silla.
- Procure evitar que la ropa, equipaje u otros elementos sueltos se enreden en los radios de la rueda.
- Tenga en cuenta que existe un posible peligro de atrapamiento: evite poner los dedos entre el protector de ropa y la rueda, entre la rueda y el freno, entre el aro de empuje y la rueda, entre las piezas móviles del reposapiés elevable, y entre el lateral y los anclajes del reposapiés al bascular la silla.
- Si, mientras usa la silla es necesario elevar la parte delantera de la silla para sortear un obstáculo, nunca lo haga únicamente presionando las asas de empuje hacia abajo. Apóyese en la barra del antivuelco mientras ejerce una presión moderada sobre las asas de empuje.
- Permanecer sentado en la silla de ruedas durante un largo período de tiempo aumenta el riesgo de úlceras cutáneas por presión. Si existe un alto riesgo de padecer úlceras por presión, recomendamos el uso de un cojín especial para evitarlas. Antes de utilizar un cojín decúbico, compruebe con su técnico ortopédico que el cojín se puede utilizar en una superficie plana.
- Si se somete a la silla a una fuente directa de luz solar durante un periodo largo de tiempo, las piezas de la silla de ruedas (armazón, reposapiés, frenos y protectores laterales) pueden subir de temperatura (>41°C).
- La carcasa del asiento debe estar siempre conectada correctamente a la placa adaptadora o adaptador trapezoidal para estar segura

3 Descripción general

3.1 Conjunto

La base de asiento se suministra de forma completa.

Todo lo que necesita hacer es:



- Plegar el respaldo, consulte page 32
- Instalar los reposapiés, consulte page 12

3.2 Componentes principales

A fin de poder comprender adecuadamente este manual, es importante que comprenda los términos comunes utilizados para describir las distintas partes de la silla de ruedas. Observe el diagrama de arriba y aprenda los nombres de las partes claves de su silla de ruedas.

Los componentes de su silla de ruedas pueden variar ligeramente de lo que se muestra en la Figura 1. Si la silla de ruedas está configurada para ser manejada por un acompañante, estará equipada con ruedas de distintas dimensiones y una palanca de freno para el acompañante, ubicada en el asa de empuje.

- | | |
|--|---|
| A Respaldo y cojín del respaldo | J Freno |
| B Reposabrazos | K Freno |
| C Protector de ropa | L Alojamiento de buje de rueda delantera |
| D Asiento y cojín del asiento | M Horquilla de la rueda delantera |
| E Soporte de pierna | N Rueda delantera |
| F Plataforma | O Reposacabezas |
| G Empuñadura | |
| H Rueda trasera grande | |
| I Aro | |



3.3 Uso y entorno indicados

La base de la Cirrus G5 puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.

3.4 El usuario

Esta silla de ruedas está diseñada para personas con discapacidad y como asistencia para aquellas personas con problemas para caminar. La carcasa del asiento va directamente atornillada a la placa del asiento o a la placa del adaptador. Los usuarios capaces de controlar la silla de ruedas manejándola, conduciéndola y frenándola por cuenta propia, pueden utilizarla sin necesidad de un acompañante. El peso máximo del usuario es de 135 kg. El límite de peso máximo de usuario incluye el peso del usuario más el peso de la carcasa del asiento y cualquier otro accesorio instalado. El usuario debe estar familiarizado con los contenidos del manual de instrucciones antes de utilizar la silla de ruedas.


4 Utilización del armazón

4.1 Ejes de desmontaje rápido

Las ruedas traseras de la silla cuentan con un eje de desmontaje rápido. Pulse el botón en el carrete de la rueda trasera para retirar o colocar la rueda.

¡Nota!

Compruebe que la rueda esté correctamente fijada y asegúrese de que el botón sobresale unos 5 mm una vez que el eje de la rueda está completamente dentro del carrete.



4.2 Asa de empuje – ajustable en altura


Ajuste de la altura del asa de empuje

- Afloje las palomillas de bloqueo **A** al mismo tiempo que tira del asa de empuje hacia arriba o la empuja hacia abajo hasta lograr la altura deseada.
- Vuelva a ajustar las palomillas de bloqueo.

Extracción del asa de empuje

Para mayor seguridad, el asa de empuje está equipado con un sistema de bloqueo a presión cuando se encuentra en la posición más alta.

- Para extraer el asa de empuje, tire del asa de empuje hasta la posición más alta y, a continuación, apriete el sistema de bloqueo a presión **B**.



⚠ ¡Advertencia!


No ejerza presión sobre el asa de empuje al pasar por los bordillos. Coloque un pie en la barra antivuelco para bascular la silla de ruedas mientras maniobra con el asa de empuje. Consulte “4.14 Sortear obstáculos” en la página 17.

4.3 Reposabrazos, desmontaje y colocación

- Puede desmontar los reposabrazos levantándolos hacia arriba.
- Para colocar los reposabrazos, invierta el procedimiento.

⚠ ¡Advertencia!

Al extraer el reposabrazos, tenga en cuenta que existe un riesgo potencial de que los dedos o la ropa queden atrapados en la rueda.





4.4 Abatir/colocar/extraer los reposapiés

El procedimiento es el mismo tanto para los reposapiés fijos como para los ajustables en ángulo.

Los reposapiés se pueden girar hacia dentro/fuera o extraer para facilitar el transporte, o las transferencias. Puede desmontar el reposapiés girando la palanca **A** hacia dentro o fuera.

Puede levantar el reposapiés hacia arriba y retirarlo por completo así lo desea. Para volver a fijarlo, siga estos pasos en orden inverso, y la palanca se bloqueará automáticamente.

El reposapiés completo y su pieza de fijación pueden extraerse, consulte "5.9 Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés" en la página 27.



4.5 Ajuste del ángulo del reposapiés y del soporte para las pantorrillas - Reposapiés ajustable en ángulo


Ajuste del ángulo del reposapiés

Puede ajustar los reposapiés por separado.

- Afloje la palanca **A**
- Ajuste hasta alcanzar el ángulo deseado y vuelva a apretar la palanca **A**

Ajuste del soporte de la pantorrilla

El soporte para pantorrillas **B** se puede ajustar en profundidad y lateralmente.



⚠ ¡Advertencia!

¡Peligro de aplastamiento!

4.6 Montaje de la carcasa del asiento

Puede montar una carcasa de asiento en la base Cirrus G5 sobre el adaptador trapezoidal. Coloque la carcasa del asiento siempre en el centro de gravedad correcto. El receptor se fija a la placa base del asiento mediante 6 tornillos y, de este modo, la unidad de asiento se conecta a la base. La parte superior **B** se fija a la carcasa del asiento. Para aflojar la parte superior, desplace la palanca roja hacia el costado, **A**. Para conectar la unidad de asiento, deslice la parte superior dentro del receptor hasta que encaje con un ruido rápido y seco en su sitio.

⚠ Advertencia

Asegúrese siempre de que la carcasa del asiento esté correctamente instalada antes de su uso.

El adaptador con forma trapezoidal solo funcionará correctamente si se instala correctamente.

⚠ Precaución

Utilice componentes y piezas de fijación genuinas y aprobadas por Sunrise Medical.

⚠ Advertencia

El montaje seguro solo se puede garantizar si ajusta correctamente el adaptador trapezoidal.



El ajuste correcto del centro de gravedad resulta fundamental para la estabilidad y evita el vuelco de la base del asiento.

4.7 Placa adaptadora

1. Enganche los rebordes **A** bajo las lengüetas **B**.
2. Fijar con dos tornillos **C** en ambos lados.

⚠ ¡Advertencia!

La placa adaptadora solo funcionará adecuadamente si se coloca correctamente.




4.8 Utilización de los frenos

Tire de la palanca de freno hacia usted para activar el freno.

⚠ Advertencia:

El freno está diseñado solamente para bloquear la silla cuando está detenida. En ningún caso debe utilizarse como freno de marcha.



4.9 Utilización del freno de acompañante


- Apriete la palanca del freno **A** para reducir la velocidad.
- Empuje la palanca **B** para activar el freno de estacionamiento. Apriete la palanca del freno **A** para liberar el freno de estacionamiento.

4.10 Tubo antivuelco

El tubo antivuelco está colocado de manera estándar dejando un espacio libre hasta el suelo que le permite subir escalones, etc.


⚠ Advertencia

Cuando esté utilizando la silla, procure que los tubos antivuelco estén siempre en la posición correcta.



El tubo antivuelco se coloca girándolo hacia atrás.

Puede acceder a la barra antivuelco cuando el tubo antivuelco está colocado hacia dentro o hacia fuera.



4.11 Cambio de la posición del asiento mediante el ajuste del ángulo del respaldo y del asiento

- Ajuste el ángulo del respaldo con la palanca de ajuste derecha.
- Bascule la silla con la palanca de ajuste derecha.



¡Nota!

Para un ajuste seguro de la posición del asiento, el acompañante debe sostener firmemente el asa de empuje con una mano y accionar las palancas de ajuste con la otra.

⚠ ¡Advertencia!

La silla puede volverse inestable cuando inclina el respaldo y el asiento a la posición más baja. El tubo antivuelco debe utilizarse cuando el asiento se inclina hacia atrás.


Asegúrese de que las manos u otras partes del cuerpo no queden atrapadas al inclinar la silla.



4.12 Acción de subir y bajar de la silla

- Activación de los frenos
- Gire o extraiga los reposapiés
- Incline la silla hacia delante
- Ahora el usuario puede sentarse o levantarse de la silla de ruedas elevándose con las manos o con la ayuda de otra persona, o mediante un movimiento frontal si tiene la capacidad de ponerse de pie.

Para transferencias laterales, levante o retire el reposabrazos.



4.13 Sortear obstáculos o escalones

Para levantar la silla de ruedas con el usuario sentado en ella, debe hacerse por los puntos de elevación recomendados. Estos puntos están indicados en el producto.

Los puntos de elevación son la barra rigidizadora **A** del respaldo y el armazón del asiento **B**.

Para que los asistentes tengan una mejor posición, pueden alternar para levantar la silla de cada lado.

⚠ ¡Advertencia!

No levante la silla de ruedas sujetándola de:

- Los reposabrazos
- Los soportes de los reposapiés ajustables en ángulo
- Los accesorios de los reposapiés
- El asa de empuje ajustable en ángulo

4.14 Sortear obstáculos



Bordillos

De ser necesario, gire los tubos antivuelco hacia arriba o hacia abajo.

Al sortear bordillos, etc., coloque un pie en una de los tubos antivuelco **A** mientras dirige la silla con el asa de empuje. Incline la silla hacia atrás cuando sea necesario obtener espacio entre el obstáculo y los reposapiés.

Terreno empinado

Para el uso frecuente en terrenos ondulados, recomendamos que, de ser necesario, instale un freno adicional para acompañante.



5 Configuración

No existe una norma para todos los usuarios de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden ajustarse según las necesidades específicas de cada usuario.


En esto, debemos hacer una distinción entre la configuración de la silla de ruedas y los ajustes/opciones de la misma. La configuración se realiza solo una vez y debe estar a cargo de especialistas cualificados, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Los ajustes de las opciones pueden ser realizadas por el usuario. Estos ajustes no requieren el uso de herramientas.

Para obtener una descripción general de cómo realizar ajustes con herramientas, consulte “7.8 Herramientas para ajustes” en la página 38.

¡Advertencia!

No está permitido modificar las especificaciones técnicas de la silla de ruedas.

No está permitido realizar modificaciones en la silla de ruedas o ninguna de sus partes.



5.1 Ajuste de la altura del asiento

La altura del asiento se puede ajustar fácilmente. Las diferentes formas de ajustar la altura del asiento también afectan la capacidad para superar obstáculos al desplazamiento de la silla de ruedas.

opciones de ajuste correspondientes para las ruedas traseras. Si necesita más ajustes, puede utilizar otros tamaños de ruedas.

⚠ ¡Advertencia!

No ajuste la Cirrus G5 de modo que el asiento quede a diferentes alturas en la parte delantera y trasera, ya que esto podría afectar al punto de equilibrio y a la conducción.


La altura del asiento se puede ajustar en 10 cm (4 alturas) sin necesidad de cambiar las ruedas ni las horquillas. Para lograr diferentes alturas en la parte delantera, puede girar del revés el alojamiento de la horquilla y añadir separadores. Los orificios en la pletina trasera ofrecen las

Ajuste de la altura trasera del asiento y del centro de gravedad

La altura trasera del asiento se puede subir o bajar colocando la rueda hacia arriba o hacia abajo en el armazón.

Si desea que la silla de ruedas maniobre con mayor libertad, puede desplazar las ruedas traseras hacia delante. Si desea que la silla de ruedas sea más estable y no se incline con facilidad, puede desplazar las ruedas hacia atrás.

- Afloje la tuerca de fijación **A** de la rueda unas cuantas vueltas, gire el casquillo **B** a 90° y desplace la rueda al orificio deseado
- Gire el casquillo 90° hacia atrás y vuelva a apretar bien la tuerca de fijación




⚠ ¡Advertencia!

Recuerde ajustar los frenos y el tubo antivuelco después de haber ajustado la altura del asiento y el centro de gravedad.

¡Nota!

Al ajustar la altura del asiento y el centro de gravedad, debe empezar ajustando las ruedas traseras, seguido de la altura de las ruedas delanteras.




Ajuste de la altura delantera del asiento haciendo girar el buje de la horquilla


- Desensrosque el tornillo **A**.
- Desmonte la horquilla y la rueda.
- Gire el buje hasta que quede al revés.
- Vuelva a colocar la horquilla y la rueda.
- Ajuste el tornillo **A**.

Ajuste de la altura delantera del asiento añadiendo o extrayendo separadores

- Desmonte la horquilla y la rueda.
- Añada o extraiga los separadores **B**.
- Vuelva a colocar la horquilla y la rueda.



5.2 Cuadro Alturas de asiento

Posición de la rueda trasera de 20"		Configuración de la rueda delantera de 5", 6", 8"												25											
		A			B			C			D			E			F								
		20"		20"		20"		20"		20"		20"		20"		20"		20"		8"					
		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c			
Asiento deslizante		1	1	1	A																				
Asiento fijo		375	400	425		2	2	2	B																
Altura del asiento (mm)		425	450	475		3	3	3	C	4	4	4	D	5	5	5	E	6	6	6	F	5	5	5	D
		500	525	550																					
				</																					

Posición de la rueda trasera de 24"		Configuración de la rueda delantera de 6", 8"												27												
a	b	c	C		D		E		F		C		D		E		F									
			24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	8"							
Asiento desizante			24"		6"		24"		6"		24"		6"		24"		6"		24"		8"					
fijo			a		b		c		a		b		c		a		b		c		a		b		c	
(mm)			1		C						2		2		C											
Altura del asiento			425		450		475		475		500		500		525		525		550		550		550		550	

Posición de la rueda trasera de 16"		Configuración de la rueda delantera de 5", 6", 8"												28										
a	b	c	A		B		C		D		E		C		D									
			16"	5"	16"	5"	16"	6"	16"	6"	16"	6"	16"	6"	16"	8"								
Asiento desizante			16"		5"		16"		6"		16"		6"		16"		8"							
fijo			a		b		c		a		b		c		a		b		c					
(mm)			3		3		A				5		5		C									
Altura del asiento			375		400		425		425		450		450		475		475		475		475		475	

Distintas maneras de ajustar la altura delantera del asiento

Desplace la rueda delantera a una posición más alta o más baja en la horquilla.

- Al mover la rueda delantera a una posición más alta en la horquilla, el asiento se baja, y al mover la rueda delantera a una posición más baja, el asiento se eleva.

Cambio a ruedas delanteras más grandes o más pequeñas

- Una rueda más pequeña baja la altura del asiento, mientras que una rueda giratoria más grande eleva la altura del asiento. Al cambiar la rueda delantera, una más pequeña dará un radio de giro más pequeño y también dará más espacio para las piernas. Una rueda más grande aumentará el radio de giro, pero también mejorará la capacidad de superar obstáculos en superficies irregulares.


Cambio a una horquilla más larga o más corta de rueda delantera

- Una horquilla de rueda delantera más corta disminuye la altura del asiento, dará un radio de giro más pequeño y más espacio para las piernas. Una horquilla más larga aumenta la altura del asiento y permite utilizar distintos tamaños de ruedas.

5.3 Ajuste de los frenos

Normalmente no es necesario ajustar los frenos de la silla de ruedas.

- Afloje el tornillo **A**.
- Desplace el freno entero por el raíl hasta alcanzar la posición deseada.
- La distancia correcta entre la zapata de freno y la rueda es de aprox. 5 mm.
- Vuelva a apretar el tornillo.



5.4 Ajuste del tubo antivuelco

Ajuste del tubo antivuelco al cambiar el centro de gravedad de la silla. Debe haber un máximo de 35 mm desde el extremo del tubo antivuelco hasta el suelo.



Ajuste de longitud

- Pulse el cierre rápido **A**.
- Tire o empuje del tubo antivuelco hasta alcanzar la posición correcta.

Ajuste de ángulo

El tubo antivuelco se puede ajustar a tres ángulos diferentes.

- Afloje el tornillo **B**.
- Desenrosque el tornillo **C**. Mueva el tornillo **C** hacia el orificio que proporcione el ángulo deseado. Vuelva a apretar **B** y **C**.



5.5 Ajuste del reposacabezas

Ajuste en profundidad y ángulo



- Afloje las palancas de bloqueo **A**, realice el ajuste y apriete las palancas de bloqueo.

Ajuste de la altura

- Desenrosque el pomo roscado **B**, suba o baje el reposacabezas y apriete el pomo roscado.


Ajuste de la curvatura (solo para reposacabezas Comfort)

- Ajuste las cinchas para soporte lateral y soporte adicional de profundidad.



5.6 Ajuste de la longitud de los reposapiés - reposapiés ajustable en ángulo


- Los reposapiés tienen una escala lineal **A**, que ayuda a conseguir la longitud correcta.
- Para ajustar la longitud del reposapiés, afloje el tornillo **B**.
- Ajuste los reposapiés a la longitud deseada y vuelva a apretar el tornillo.



33

5.7 Ajuste del ángulo de los reposapiés fijos


- Desenrosque el tornillo **A**.
- Tire o empuje del reposapiés hacia el ángulo deseado.
- Coloque el tornillo en el orificio deseado y apriételo.



34

5.8 Plataforma reposapiés - ajuste en ángulo

- Afloje el tornillo **A**.
- Ajuste al ángulo deseado y vuelva a apretar el tornillo.



35

5.9 Ajuste de la profundidad del asiento/longitud de la pierna superior desplazando el reposapiés

Puede ajustar la profundidad del reposapiés o puede retirar el soporte directamente.


- Afloje el tornillo **A** con una llave Allen de 4 mm.
- Tire o empuje del reposapiés hasta alcanzar la posición correcta.
- Vuelva a apretar el tornillo.

⚠ ¡Advertencia!

No extraiga el reposapiés más de 8 cm hacia afuera.

Extraer el reposapiés

- Afloje el tornillo **A** con una llave Allen de 4 mm.
- Extraiga el reposapiés por completo.





5.10 Ajuste de la profundidad y el centro de gravedad

Además del asiento deslizante, puede ajustar la profundidad del asiento en 3 pasos de 30 mm moviendo los soportes del respaldo **B** hacia delante o hacia atrás.

- Desenrosque los tornillos **A** ubicados a ambos lados de la silla de ruedas. Mueva los soportes a la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos. Siempre debe haber uno o dos orificios vacíos entre los tornillos.
- Desatornille el tornillo/tuerca del muelle de gas **C** y colóquelo en el orificio que corresponda con el del soporte del respaldo.
- Cuando se utiliza la posición más adelantada del soporte del respaldo, transfiera el perno/tuerca **C** hacia el orificio trasero


⚠ ¡Advertencia!

El ajuste del centro de gravedad puede afectar a la conducción de la silla, el equilibrio y el punto de inclinación. Tenga especial cuidado cuando vuelva a utilizar la silla de nuevo.



5.11 Ajuste de la altura del reposabrazos


- Para ajustar la altura del reposabrazos, afloje el tornillo **A**. Eleve o baje el reposabrazos a la posición deseada.
- Consulte la regla **B** a fin de lograr la misma altura en ambos reposabrazos. La regla muestra el número de centímetros desde el asiento hasta la parte superior del reposabrazos. Vuelva a apretar el tornillo.



5.12 Altura del protector de ropa

Una vez que el reposabrazos está ajustado en la posición deseada, puede mover el protector de ropa para evitar que se abra hacia la rueda.


- Afloje el tornillo **C** y empuje el protector de ropa hacia arriba o hacia abajo.
- Vuelva a apretar el tornillo.



5.13 Ajuste de la profundidad del reposabrazos

Ajuste la profundidad de los reposabrazos moviendo las almohadillas hacia delante o hacia atrás.

- Afloje los tornillos **D** con una llave fija de 10 mm.
- Empuje las almohadillas del reposabrazos hacia delante o hacia atrás hasta alcanzar la posición deseada y vuelva a ajustar los tornillos.




5.14 Colocación del cinturón de seguridad (opcional)


- Coloque el cinturón de seguridad como se muestra en la ilustración.
- Verifique que el cinturón de seguridad esté correctamente adaptado al usuario de silla de ruedas. El cinturón debe quedar firmemente ubicado sobre la cadera en un ángulo de aprox. 45° con respecto a la posición de fijación en la silla de ruedas.
- Asegúrese de que el cinturón esté limpio y de que el mecanismo de seguridad funcione en todo momento. El cinturón y el mecanismo de seguridad pueden limpiarse con un paño húmedo

⚠ ¡Advertencia!


Colocar el cinturón sobre la cadera, contra la piel suave del estómago, puede ocasionar una mala postura sentada, y el usuario podría deslizarse hacia adelante en la silla de ruedas.



Posición correcta del cinturón



Posición incorrecta del cinturón



6 Transporte

6.1 Transporte sin ocupante

Esta silla es adecuada para su transporte por vía terrestre y aérea.

Las partes de la silla de ruedas que pueden desmontarse fácilmente deben quitarse al transportar la silla de ruedas.


- Reposabrazos
- Reposapiés
- Ruedas traseras
- Reposacabezas

Una vez que la silla de ruedas está en el vehículo, ésta debe asegurarse con un sistema de retención ISO 10542 aprobado, adecuado para el peso de esa silla de ruedas en particular, con todas sus opciones.

⚠ ¡Precaución!

Asegúrese de que las piezas desmontables estén sujetas correctamente a su silla o empáquelas por separado y etiquételas para que no se pierdan durante las actividades de carga y descarga.

Consulte “6.3 La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor” en la página 33 para utilizar la Cirrus G5 como asiento seguro en un vehículo a motor.



6.2 Plegar o levantar el respaldo

Plegado del respaldo hacia abajo


- Inclíne la silla hacia delante.
- Extraiga el reposabrazos.
- Afloje la cinta de Velcro que mantiene los cables unidos.
- Retire el tornillo **A** y pliegue el respaldo hacia abajo.


Levantar el respaldo hacia arriba

Realice este procedimiento en el orden inverso para volver a levantar el respaldo.

¡Precaución!

Coloque los cables como se muestra en la ilustración al levantar el respaldo hacia arriba.





La Cirrus G5 lleva marcados cuatro puntos que son los que deben utilizarse para asegurar la silla de ruedas.

6.3 La silla de ruedas como asiento seguro en un vehículo a motor

Los usuarios de sillas de ruedas deberían transferirse al asiento propio del vehículo y utilizar los sistemas de retención instalados por el fabricante siempre que sea posible, mientras que la silla de ruedas desocupada debería almacenarse en el espacio de carga o sujetarse al vehículo durante el viaje.

La silla de ruedas puede utilizarse como asiento seguro en un vehículo y se la ha sometido a pruebas de colisión de conformidad con la norma ISO 7176/19.

Si se va a utilizar la silla como asiento durante su transporte en un vehículo, debe colocarse mirando hacia adelante.

La silla debe estar sujeta con el sistema de retención para el cual ha sido testada.


- Sistema de sujeción de 4 puntos. El sistema es total y sujeta a la silla y al usuario al vehículo. El sistema requiere que los rieles de sujeción estén montados en el vehículo.
- Sistema de amarre del usuario: de 3 puntos, hombro y cinturón.

⚠ ¡Advertencia!

Sunrise renuncia a toda responsabilidad en el caso de que Cirrus G5 se utilice como asiento en un vehículo con un sistema de retención distinto al anteriormente mencionado.

6.4 Ajuste del cinturón de seguridad:

- El cinturón de seguridad pélvico debe sujetarse a un ángulo pronunciado: entre 30° y 75° .
- La cincha de sujeción de hombro se apoya sobre el hombro y pecho del usuario.
- El cinturón de seguridad debe quedar lo más ajustado posible al cuerpo y no debe estar torcido.
- Asegúrese de que la cincha no quede alejada del cuerpo debido a algún componente de la silla de ruedas, como reposabrazos o ruedas. Para una colocación correcta, consulte la Figura 46 y 47.
- La silla de ruedas no debe estar basculada hacia atrás cuando se utiliza como asiento en un vehículo.



ADVERTENCIA

- a) La silla debe estar ubicada mirando hacia delante y asegurada de conformidad con las instrucciones del fabricante del sistema de amarre.
- b) Esta silla está aprobada para usarse en automóviles y cumple con los requisitos de transporte con orientación hacia delante y colisiones frontales. La silla de ruedas no ha sido testada para su uso en otras posiciones en un vehículo.
- c) La silla de ruedas ha sido probada dinámicamente en dirección hacia delante, con el usuario sujeto por un cinturón de seguridad abdominal y pectoral (cinturón de 3 puntos). Probada según las directrices ISO 7176-19
- d) Debe utilizar el cinturón de seguridad abdominal y pectoral para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza y el pecho del usuario en el caso de que la silla de ruedas golpee con otras partes del vehículo.
- e) Para reducir el riesgo de lesiones para el usuario, las mesas o bandejas desmontables, cuyo diseño no es a prueba de colisiones, deben:
 - Extraerse y asegurarse por separado en el vehículo, o fijarse a la silla de ruedas, pero con almohadillas de absorción de impacto colocadas entre la mesa y el usuario
- f) En la medida de lo posible, debe fijar cualquier otro accesorio de la silla de ruedas a la silla misma o extraerse de la silla y asegurarse en el vehículo durante el transporte, para que no se aflojen ni causen lesiones al usuario en caso de una colisión.
- g) Las piezas de apoyo y posicionamiento no deben considerarse como equipamiento/cinturones de seguridad si no llevan la etiqueta de conformidad con los requisitos de la norma ISO

7176/19-2008.

- h) Un representante del fabricante debe inspeccionar la silla de ruedas antes de utilizarla nuevamente después de cualquier tipo de colisión.
- i) No debe realizar ningún cambio ni sustitución en los puntos de amarre/sujeción de la silla de ruedas, ni en los elementos o componentes del armazón sin consultar con un distribuidor autorizado de Sunrise Medical.

7 Mantenimiento

El mantenimiento descrito en esta sección puede llevarse a cabo fácilmente por el usuario. Otros trabajos de mantenimiento deben ser efectuados por personal cualificado en el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde se adquirió la silla. Para obtener más información acerca de las reparaciones o servicio, contacta con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.

7.1 Limpieza del armazón

Debe limpiar el armazón con regularidad con agua ligeramente jabonosa. Si el armazón está muy sucio, podría utilizarse un agente desengrasante. Si es necesario, puede limpiar el armazón con chorro de alta presión. Intente evitar rociar directamente con agua los rodamientos. Seque la silla de ruedas por completo después de su limpieza o cuando se haya expuesto a la lluvia. Engrase todas las piezas móviles si ha utilizado un agente desengrasante.

7.2 Limpieza de las fundas del asiento y del respaldo

Puede lavar las fundas a máquina a 60 °C. Consulte las instrucciones de lavado en los distintos tejidos. Para desinfectar, utilice un desinfectante químico aprobado. No utilice desinfección mediante el uso de calor.

7.3 Condiciones que pueden dañar la silla de ruedas

No utilice la silla a temperaturas por debajo de los -35 °C o superiores a los 60°. No se especifican requisitos en relación con la humedad y la presión del aire. No se especifica ningún otro requisito para el almacenamiento.

7.4 Tornillos y tuercas

Los tornillos y las tuercas pueden aflojarse con el tiempo. Por lo tanto, recuerde verificar y, si es necesario, apretarlos con regularidad. Puede utilizar un agente de bloqueo de tornillos, como Blue Locktite (Nº 243). Si ha extraído o aflojado

alguna tuerca de bloqueo, esta podría perder sus propiedades de seguridad; por lo tanto deberá sustituirla.

7.5 Herramientas para el mantenimiento y ruedas traseras grandes

Las ruedas traseras grandes están equipadas con ejes de desmontaje rápido. Estos deberán ajustarse si empezaran a aflojarse. Consulte al distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió su silla.

7.6 Carrete del eje de desmontaje rápido

El carrete de las ruedas con eje de desmontaje rápido requiere una inspección periódica. Compruebe que los rodamientos de bolas estén funcionando satisfactoriamente. El pin de desmontaje y los rodamientos de bolas deben limpiarse y lubricarse con regularidad.

7.7 Presión de aire recomendada.

La silla puede suministrarse con ruedas neumáticas o macizas.

Localice el tipo y tamaño correctos de rueda trasera y delantera y, luego, consulte la máxima presión de aire recomendada en la tabla. Tenga en cuenta que una presión alta de aire hace que la silla ruede con más facilidad, mientras que una menor presión del aire dará una suspensión más suave.

Para una óptima conducción, debe verificar la presión del aire con regularidad.

	kPa	Barra	PSI
Ruedas traseras grandes, neumáticas	350	3,5	50
Ruedas traseras grandes, alta presión	630	6,3	90
Ruedas delanteras, neumáticas de 6"	250	2,5	35
Ruedas delanteras, neumáticas de 8"	250	2,5	36

7.8 Herramientas para ajustes

Ajuste de:	Herramienta
Frenos	Llave de Allen, 5 mm
Tubo antivuelco	Llave de Allen, 4 mm
Longitud del reposapiés	Llave de Allen, 5 mm
Reposapiés de ángulo fijo	Llave de Allen, 4 mm
Plataformas reposapiés	Llave de Allen, 5 mm
Altura del reposabrazos	Llave de Allen, 4 mm
Profundidad del reposabrazos	Llave de Allen, 4 mm
Profundidad del asiento	Llave Allen de 5 mm, Llave fija de 13 mm
Altura delantera del asiento	Llave de Allen, 5 mm
Posicionamiento de rueda trasera grande	Llave dinamométrica de 24 mm

7.9 Verifique con una frecuencia semestral y anual

- Compruebe que el freno funciona correctamente. Ajústelo si es necesario
- Verifique que las cubiertas estén en buenas condiciones, sin daños en los laterales
- Compruebe que la silla esté limpia y de que todas las piezas móviles funcionen correctamente
- Compruebe la holgura en la horquilla de la rueda delantera. Ajústela si es necesario. El eje debe poder moverse libremente, pero no debe existir holgura en dirección hacia arriba o abajo
- Compruebe el armazón y las piezas de fijación de la rueda en caso de contener defectos o fisuras
- Verifique y, si es necesario, ajuste todas las juntas roscadas
- Revise todos los cables para detectar cualquier daño
- Verifique que la basculación e inclinación del respaldo funcionan correctamente. Ajústelo si es necesario

7.10 Reparaciones

Todas las reparaciones deberían efectuarse por personal cualificado en el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.

Para obtener más información acerca de las reparaciones o servicio, contacta con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió la silla.

7.11 Almacenamiento a largo plazo (más de cuatro meses)

- Almacene la silla en un lugar fresco, seco y bajo techo.
- Durante el almacenamiento, la temperatura ambiente no debe ser inferior a los -20°C ni superior a los $+65^{\circ}\text{C}$.
- Humedad recomendada: 15% - 93%.
- Sin restricciones de presión de aire.

7.12 Recambio de cubiertas infladas


Las cubiertas infladas son repuestos.

Extracción de la cubierta

- Extraiga la rueda y, a continuación, desinfe la cubierta manteniendo presionada la pequeña clavija del centro de la válvula o aflojando la válvula por completo
- Compruebe que el borde de la cubierta esté perfectamente insertado debajo, por el lado interno de la llanta **A**
- Doble el borde de la cubierta sobre el borde de la llanta. Utilice una palanca especial para cubiertas **B** si es necesario. Asegúrese de que la cámara no quede atrapada entre la palanca y el borde de la llanta

Instalación de la cubierta

- Coloque la cámara dentro de la nueva cubierta y aplique un agente antifricción (agente para la colocación de neumáticos o jabón) sobre el borde de la cubierta **C**
- Compruebe que el borde de la cubierta esté perfectamente insertado debajo, por el lado interno de la llanta. Doble la llanta sobre el borde. Asegúrese de que la cámara no quede atrapada
- Infe la cubierta a la presión correcta y coloque de nuevo la rueda en la silla



8 Dimensiones y especificaciones técnicas

CE Como fabricante, SUNRISE MEDICAL, declara que este producto se ajustan al Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

La silla de ruedas puede suministrarse con el asiento en diferentes alturas y anchuras. La altura que mejor se adapte al usuario de la silla de ruedas depende de dos factores: La altura del usuario y cómo se va a manejar con la silla de ruedas. Consulte con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió su silla si no estuviese seguro de tener la altura o anchura correctas. A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones se dan en milímetros. Las medidas indicadas pueden variar en +/- 10 mm.)

Ancho del asiento	390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾
Profundidad del asiento	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm asiento deslizante)
Altura del asiento (sin cojín)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm incluida la corredera del asiento)
Altura del respaldo	550, 650 mm
Altura total	1100 mm
Anchura total (con freno de tambor)	Ancho del asiento + 24 cm
Longitud total	1150 mm
Altura para transporte	945 mm
Anchura para transporte	595 (Anchura asiento 390)
Longitud para transporte	850 mm
Peso para transporte	30,3 kg (Anchura asiento 540)
Máx. pendiente para frenos de estacionamiento	7°
Peso de la silla	48 kg (Anchura asiento 540)
Peso max. usuario	135 kg
Inflamabilidad	Las fibras textiles han aprobado las pruebas a las que se han sometido, de acuerdo con las normas: NS-EN 1021-2:2006 Fuente de ignición: Equivalente a la llama de una cerilla

1) La silla de ruedas con un ancho de asiento de 540 mm excede las dimensiones máximas requeridas para el acceso público; por lo tanto, puede no ser apta para el transporte en medios de transporte público como trenes y autobuses o para acceder a instalaciones públicas, como aseos.

8.1 Vida útil del producto

La silla de ruedas y la mayoría de sus componentes están fabricados en acero, en una aleación especial de aluminio y en plástico. Las fundas del respaldo y del asiento son de material ignífugo. La silla de ruedas puede suministrarse, de forma opcional, con ruedas macizas/neumáticas tanto para las ruedas delanteras como para las traseras grandes.

Bajo condiciones normales de uso y con el mantenimiento prescrito, la duración esperada de la silla de ruedas es de aproximadamente 7 años.

8.2 Manipulación de residuos

Los residuos de embalaje y piezas de la silla de ruedas, así como la propia silla de ruedas, pueden tratarse como residuos comunes. El componente principal de la silla de ruedas es el acero, el aluminio y plástico, materiales aptos para el reciclaje. Los embalajes de plástico y cartón son reciclables.

9 Indicaciones en la silla de ruedas

¡Nota!

Nunca quite o cubra las indicaciones, símbolos e instrucciones pegados a la silla de ruedas. Estas características de seguridad deben permanecer presentes y claramente legibles durante toda la vida útil de la silla de ruedas. Vuelva a colocar o repare inmediatamente cualquier etiqueta, símbolo o instrucciones que hayan quedado ilegibles o dañados. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda

A. Nombre del producto

B. Placa de Identificación


Breezy Cirrus G5	Nombre del producto
	Pendiente máxima segura con tubos antivuelcos montados. Depende del ajuste de la silla de ruedas, la postura y capacidades físicas del usuario.
	Ancho del asiento
	Profundidad (máximo)
	Carga máxima
	Marcaje CE
	Manual del usuario
	Test de transporte
	Fecha de fabricación
	Número de serie
	Este símbolo significa Dispositivos Médicos


C. Etiquetado de los puntos de elevación

D. Riesgo de atrapamiento

E. Puntos de anclaje en vehículo

A CIRRUS G5

		
SUNRISE MEDICAL	Sunrise Medical GmbH Kantstr. 2-4 D-49254 Malsch Germany	yyyy.mm.dd
TYPE: Cirrus G5 Base	Manual Wheelchair	:XXXXXXXXXXXXXX
		
XXX kg	X" XX cm	XX cm
		



10 Garantía

ESTA GARANTÍA NO AFECTA DE FORMA ALGUNA A SUS DERECHOS LEGALES.

Tal y como se establece en estas condiciones de garantía, Sunrise Medical* proporciona una garantía para sus productos que cubre lo siguiente.

Condiciones de la garantía:

1. Si una o varias piezas tuviesen que ser reparadas o sustituidas como consecuencia de un defecto de fabricación y/o defecto de material dentro de un plazo de 24 meses - o de 5 años en el caso del armazón o cruceta – a partir de la fecha en la que el comprador original adquirió el producto, las piezas afectadas se repararán o reemplazarán sin cargo alguno. La garantía solo cubre los defectos de fabricación.
2. Para poder hacer valer la garantía, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de productos Sunrise Medical donde compró el producto, con los detalles exactos de la naturaleza del desperfecto. En caso de estar utilizando el producto fuera del área cubierta por el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde fue adquirido, las reparaciones o sustituciones podrán llevarse a cabo por otro distribuidor indicado por Sunrise Medical. Solo un distribuidor autorizado de Sunrise Medical podrá reparar el producto defectuoso.
3. Para las piezas reparadas o sustituidas dentro de este período de garantía, ofrecemos una garantía conforme a estas condiciones y para el período de garantía restante del producto (según lo dispuesto en el punto 1).
4. En cuanto a las piezas originales de repuesto que hubiesen sido sustituidas por cargo del cliente, estas tendrán una garantía de 12 meses (después de la instalación) y conforme a estas condiciones de garantía.
5. Los reclamos de esta garantía no tendrán validez si la reparación o la sustitución del producto o de la pieza fuesen necesarias por las siguientes razones:
 - a. Uso y desgaste normal de elementos como baterías, almohadillados de reposabrazos, tapicerías, ruedas, zapatas de frenos, etc.
 - b. Cualquier sobrecarga del producto; compruebe la etiqueta CE para confirmar el peso máximo autorizado del usuario.
 - c. Falta de mantenimiento del producto o del componente por no haber llevado a cabo revisiones periódicas según las recomendaciones del fabricante, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
 - d. Utilización de piezas o componentes que no sean los originales del fabricante.
 - e. El producto o sus componentes han sufrido daños por negligencia, accidente o uso inapropiado.
 - f. Se han realizado cambios o modificaciones en el producto o en sus piezas, diferentes de las especificadas por el fabricante.
 - g. Reparaciones realizadas sin haber informado previamente de las circunstancias al Servicio de Calidad de Sunrise Medical.
6. Esta garantía está sujeta a las leyes del país en el que se ha adquirido el producto.*

* Se refiere a la división de Sunrise Medical que ha suministrado el producto.

11 Accesorios

Rueda trasera y fijación de la rueda trasera

- Ruedas traseras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas, de alta presión y neumáticas
- Aro de empuje antifricción
- Funda antifricción
- Protector de radios
- Ruedas traseras de 20", 22" y 24" con freno para acompañante
- Ruedas traseras de 16" con freno para acompañante

Rueda delantera y fijación de la rueda delantera

- Ruedas delanteras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas y neumáticas
- Horquillas de ruedas delanteras en diferentes tamaños

Reposapiés

- Varios reposapiés y plataformas reposapiés
- Reposapiés con hangers de 70° y 90°
- Soporte para amputados

Reposacabezas

Varios reposacabezas

Reposabrazos y protectores de la ropa

- Reposabrazos para hemipléjicos

Accesorios adicionales

- Soporte de bastones
- Mesa/Bandeja
- Varios cojines de asiento
- Cinturón de posicionamiento

Las instrucciones de montaje se suministran con los accesorios.

Si necesita adquirir accesorios o repuestos, comuníquese con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde compró su silla.

12 Información Adicional

Nota:

Aviso al usuario y/o paciente: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

B4Me - Adaptaciones especiales

Sunrise Medical recomienda encarecidamente que para garantizar que su producto fabricado a través del servicio de sillas personalizadas B4Me funcione según lo previsto por el fabricante; toda la información proporcionada con su producto B4Me se lee y se comprende antes de utilizarlo por primera vez.

Sunrise Medical también recomienda que dicha información no se deseche después de leerla, sino que se guarde de forma segura para futuras referencias.

Combinaciones de dispositivos médicos

Es posible combinar este dispositivo médico con uno o más dispositivos médicos u otros productos. La información sobre qué combinaciones son posibles se encuentra en www.SunriseMedical.es. Todas las combinaciones enumeradas se han validado para cumplir con los Requisitos Generales de Seguridad y Rendimiento, sección 14.1 de la Regulación de Dispositivos Médicos 2017/745.

Puede encontrar asesoramiento sobre las combinaciones, y el montaje en www.SunriseMedical.es.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

