

Manuel kørestol

MB3171-DA

**Cirrus G5**

Brugervejledning



Kontakt din lokale autoriserede Sunrise Medical-forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende din kørestols anvendelse, vedligeholdelse eller sikkerhed. Hvis der ikke er en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sunrise Medical skriftligt eller telefonisk.

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

© 2018 Sunrise Medical

Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne i denne manual må ikke gengives og/eller offentliggøres i nogen form, på tryk, vha. kopiering, mikrofilm eller i nogen anden form, det være sig elektronisk eller mekanisk, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sunrise Medical.

Oplysningerne er baseret på generelle data vedrørende konstruktionen, der var kendt på tidspunktet for udgivelsen af denne manual. Sunrise Medical har en politik om kontinuerlig forbedring og forbeholder sig retten til at foretage ændringer og modifikationer.

Oplysningerne gælder for produktet i sin standardversion. Sunrise Medical kan ikke holdes ansvarlig for mulige skader som skyldes modifikationer på produktet, der afviger fra standardkonfigurationen. Der kan være visse afvigelser mellem illustrationerne i denne brugervejledning og konfigurationen af din kørestol.

De tilgængelige oplysninger er udarbejdet med omhu, men Sunrise Medical kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i oplysningerne og konsekvenserne af disse.

Sunrise Medical påtager sig ikke noget ansvar for tab, som skyldes arbejde, der er udført af en tredjepart.

Navn, handelsnavn osv. som bruges af Sunrise Medical må ikke, i henhold til lovgivningen vedrørende beskyttelse af handelsnavne, anses som værende tilgængelige.

SUNRISE MEDICALS kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til DIN ISO 13485 og ISO 14001.

1	Forord.....	6
1.1	Tillykke med din nye kørestol	6
1.2	Justering af kørestolen	6
1.3	Yderligere oplysninger	6
1.4	Symboler, som bruges i denne vejledning	6
2	Sikkerhed .....	7
3	Generel beskrivelse.....	8
3.1	Montering	8
3.2	Kørestolens dele	8
3.3	Brugsområde og omgivelser	9
3.4	Brugeren	9
4	Brug af kørestolen.....	10
4.1	Hurtigkobling	10
4.2	Kørebjølle - højderegulerbar	10
4.3	Skubbebjølle - vinkelregulerbar	11
4.4	Justerbare armlæn	
	- skub op, tag af, sæt på	12
4.5	Benstøtter - sving ud, tag af, sæt på	13
4.6	Regulering af vinkel og lægstøtte - indstillelig benstøtte	13
4.7	Glidesæde	14
4.8	Brug af bremserne	14
4.9	Brug af ledsagerbremse	14
4.10	Tipsikring	15
4.11	Ændring af siddeposition ved indstilling af ryglæns- og sædevinkel	16
4.12	Forflytning ind og ud af stolen	17
4.13	Forcering af forhindringer, trapper	18
4.14	Forcering af forhindringer	18
5	Indstilling af kørestolen.....	19
5.1	Justering af sædehøjde	20
5.2	Justering af sædehøjde	22
5.3	Justering af bremserne	25
5.4	Justering af tipsikringen	25
5.5	Regulering af nakkestøtte	26
5.6	Regulering af hensyn til ryggenes kurvatur	27
5.7	Justering af ryghøjden	27
5.8	Regulering af benstøttelængde	27
5.9	Vinkeljustering af fast benstøtte	27
5.10	Fodplade - vinkeljustering	28
5.11	Justér sædedybde ved at flytte benstøttefæstet	28
5.12	Justering af sædedybde/balancepunkt	29
5.13	Justering af højde på armlæn	30
5.14	Justering af dybde på armlæn	30
5.15	Justering af højde på tøjbeskytteren	30
5.16	Justering af hoftese (ekstraudstyr)	31

6	Transport .....	32
6.1	Transport af kørestol (uden bruger) .....	32
6.2	Op- og nedfældning af ryglæn .....	33
6.3	Kørestolen som passagersæde i bil .....	34
6.4	Fastgørelse af sikkerhedssele: .....	35
7	Vedligeholdelse .....	38
7.1	Vask af rammen .....	38
7.2	Rengøring af sidde- og ryglænsbetræk .....	38
7.3	Forhold, som kan være skadelig for kørestolen .....	38
7.4	Skruer og møtrikker .....	38
7.5	Værktøj til servicering og kørehjul .....	38
7.6	Hurtigkobling på hjul .....	38
7.7	Anbefalet lufttryk .....	38
7.8	Værktøj til justeringer .....	39
7.9	Eftersyn efter seks måneder, derefter årligt .....	39
7.10	Reparationer .....	39
7.11	Langtidsopbevaring (mere end 4 måneder) .....	39
7.12	Udskiftning af luftfyldte dæk .....	40
8	Tekniske specifikationer og mål .....	41
8.1	Holdbarhed .....	41
8.2	Affaldshåndtering .....	41
9	Mærkning på kørestolen .....	42
10	Garanti .....	43
11	Tilbehør .....	44
12	Yderligere Oplysningerne .....	45

# 1 Forord

## 1.1 Tillykke med din nye kørestol

Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle kørestole fra Sunrise Medical.

Af hensyn til din egen sikkerhed og for at få det bedst mulige udbytte af din nye kørestol, anbefaler vi, at du læser denne brugervejledning grundigt, før du tager kørestolen i brug.

## 1.2 Justering af kørestolen

Der findes ingen gennemsnitlig kørestolsbruger. Det er derfor, at kørestole fra Sunrise Medical kan justeres efter individuelle brugerbehov. Indstillingerne, som er nævnt i kapitlet "4 Brug af kørestolen" kan udføres af brugeren selv. Alle andre indstillinger, som er nævnt i denne brugervejledning, skal udføres af kvalificeret personale.

## 1.3 Yderligere oplysninger

**Hvis du har nedsat syn, er denne brugervejledning tilgængelig i pdf-format på [www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu) eller i større tekst på anmodning.**

Se [www.sunrisemedical.eu](http://www.sunrisemedical.eu) for oplysninger om sikkerhedsadvarsler og tilbagekaldelser af produkter.

Kontakt din kommune eller hjælpemiddelcentral, hvis du har spørgsmål om kørestolen i forhold til brug, vedligeholdelse eller sikkerhed. Såfremt der ikke findes en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

## 1.4 Symboler, som bruges i denne vejledning

### **Bemærk!**

Gør brugeren opmærksom på mulige problemer.

### **⚠ Forsigtig!**

Råd til brugeren for at undgå skade på produktet.

### **⚠ Advarsel!**

Advarsel til brugeren for at undgå personskaade.

Hvis disse anvisninger ikke bliver fulgt, kan det føre til personskaade, skade på produkt eller på miljø!

### **Symboler i illustrationer**

Hver illustration har ikoner og tal, der angiver, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge.

## 2 Sikkerhed

### ⚠ Advarsel

- Du må ikke stå på eller udøve stort pres på fodpladerne.
- En kørestol er at betragte som en erstatning for gangfunktionen. Brugere må derfor færdes blandt gående trafikanter, ikke på veje eller trafikerede gader. Benyt reflekser på kørestolen ved udendørs brug.
- Når du skal forflytte dig ud af stolen, skal du sørge for, at du står på et så stabilt og jævnt underlag som muligt. For at sikre, at stolen ikke bevæger sig uønsket, skal du sørge for, at bremsen er i låst position.
- Maksimal brugervægt for kørestolen er 135 kg.
- Du bør jævnligt visuelt inspicere stolen for at forsikre dig om, at alle skruer, bolte og andre fæsteanordninger er forsvarligt fastgjort.
- Når stolen er i brug, skal du altid sørge for, at tipsikringen er aktiveret.
- Når stolen er i brug, skal du altid sørge for, at tipsikringen er aktiveret. Ved modifikationer af stolen, som f.eks. flytning af drivhjul, flytning af svinghjul, ændring af ryghøjde osv. påvirkes stolens køreegenskaber, balance og vippepunkt. Udvis særlig agtpågivenhed, når stolen skal tages i brug igen.
- Undgå at foretage modificeringer og ombygninger af stolen, som kan påvirke sikkerheden, som er indbygget i stolens konstruktion.
- Det anbefales at anvende en kvalificeret hjælper ved forflytning ind og ud af stolen.

- Sørg for, at klæder, bagage og andre løse dele ikke kommer ind i hjulenes eger.
- Vær opmærksom på eventuelle klemrisici. Undgå at få fingrene i klemme mellem sidebeskytter og hjul, mellem hjul og bremse samt mellem siderammen og ophæng for svingarm ved tiltning.
- Hvis det under kørsel bliver nødvendigt at vippe stolens front for at komme over en forhindring, må det aldrig gøres ved kun at trykke ned på skubbehåndtagene. Tryk ned på tipsikringen med foden, mens der trykkes moderat ned på skubbebøjlen.
- Hvis brugeren sidder længe i kørestolen øges risikoen for at få tryksår. Ved høj risiko for tryksår anbefaler vi at anvende en særlig siddepude, der kan modvirke dette. Før der tages en trykaflastende pude i brug, skal du tjekke med leverandøren, om puden kan bruges på netop denne kørestols sæde.
- Vær opmærksom på, at temperaturen på metaldelene på kørestolens overflade kan blive høj, hvis kørestolen placeres i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.

## 3 Generel beskrivelse

### 3.1 Montering

Kørestolen leveres komplet som standard.

Kørestolen leveres komplet som standard.



- Klappe ryglænet op, se side 33
- Sætte benstøtterne på, se side 13

### 3.2 Kørestolens dele

For lettere at kunne læse og forstå denne vejledning er det vigtigt, at du kender de mest almindelige betegnelser, vi bruger til kørestolens forskellige dele. Se på denne figur samtidig med, at du finder de aktuelle dele på stolen.

Udstyret på din kørestol kan variere noget fra kørestolen, som er vist i figur 1. Når kørestolen er sat op som en stol, der skal køres af en hjælper, er den udstyret med andre hjulmål og et bremsehåndtag på skubbehåndtaget til hjælperen.

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> Ryglæn og ryglæns pude | <b>J</b> Hjulblok              |
| <b>B</b> Armlæn                 | <b>K</b> Bremse                |
| <b>C</b> Tøjbeskytter           | <b>L</b> Lejehus til svinghjul |
| <b>D</b> Sæde og siddepude      | <b>M</b> Svinghjuls gaffel     |
| <b>E</b> Benstøtte              | <b>N</b> Svinghjul             |
| <b>F</b> Fodplade               | <b>O</b> Nakkestøtte           |
| <b>G</b> Skubbebjøle            |                                |
| <b>H</b> Drivhjul               |                                |
| <b>I</b> Drivring               |                                |





### **3.3 Brugsområde og omgivelser**

Kørestolen er beregnet til både indendørs og udendørs brug.

### **3.4 Brugeren**

Kørestolen er udviklet til personer med nedsat funktionsevne og som et hjælpemiddel til personer, der har problemer med at gå. For personer, der selv mestrer at køre, styre og bremse kørestolen, kan den benyttes uden ledsager. Maksimal brugervægt er 135 kg. Brugeren må gøre sig bekendt med indholdet i denne brugervejledning, før kørestolen tages i brug.


## 4 Brug af kørestolen

### 4.1 Hurtigkobling

Kørestolen har hurtigkobling på drivhjulene. Tryk knappen i midten af drivhjulet ind for at tage hjulet af eller sætte det på igen.

#### Bemærk!

Tjek, at hjulet sidder forsvarligt fast. Knappen skal stikke ca. 5 mm ud, når hjulakslen er helt inde i bøsningen.



### 4.2 Kørebøjle - højderegulerbar


#### Højderegulering af skubbebøjlen

- Løsn italienergrebene **A** samtidig med, at skubbebøjlen, hæves eller sænkes til den rette højde.
- Stram grebene til.

#### Tag skubbebøjlen af

Skubbebøjlen er udstyret med en tryklås i øverste position for ekstra sikkerhed.

- Tag skubbebøjlen af ved at løfte den til øverste position og trykke tryklåsen ind **B**.



#### ⚠ Advarsel!

Der må ikke være vægt på skubbebøjlen ved forcering af forhindringer. Vip stolen ved hjælp af tipsikringen samtidig med, at du styrer med skubbebøjlen. Se "4.14 Forcering af forhindringer" on side 18.


### 4.3 Skubbebøjle - vinkelregulerbar

#### Vinkelregulering af skubbebøjle

- Hold tryklåsen ind **A** samtidig med, at skubbebøjlen vinkles.
- Slip tryklåsen ved den korrekte vinkel.

#### ⚠ Advarsel!

Der må ikke være vægt på skubbebøjlen ved forcering af forhindringer. Vip stolen ved hjælp af tipsikringen samtidig med, at du styrer med skubbebøjlen. Se "4.14 Forcering af forhindringer" på side 18.



#### 4.4 Justerbare armlæn - skub op, tag af, sæt på




- Udløs armlænet ved hjælp af låsen og skub armlænet op.
- Du fjerner armlænet ved at svinge armlænet op og trække det af.
- Sæt armlænet på i omvendt rækkefølge.

##### Bemærk!

Sørg for, at armlænet klikker på plads, når du sænker det igen.

##### ⚠ Advarsel!

Vær opmærksom på åbningen mod hjulet og mulig risiko for at klemme fingrene, når du fjerner armlænen.



## 4.5 Benstøtter - sving ud, tag af, sæt på



Fremgangsmåden er den samme for faste og eleverbare benstøtter.

Benstøtterne kan svinges ud og ind og kan tages af for lettere forflytning og transport.

Benstøtterne løsnes ved, at låsen **A** trykkes ind- eller udad.

Benstøtterne kan løftes op og tages helt af, hvis det ønskes. Du sætter dem på igen ved at gøre det samme i modsat rækkefølge. låsen låser automatisk.

Hele benstøtteenheden med montage kan tages af, se "5.10 Justér sædedybde ved at flytte benstøttefæstet" på side 28.



## 4.6 Regulering af vinkel og lægstøtte - indstillelig benstøtte


### Vinkelregulering

Benstøtterne kan reguleres separat.

- Løsn tryklåsen **A**.
- Justér i henhold til ønsket vinkel og stram låsen til **A**.

### Lægstøttejustering

Lægstøtten **B** kan justeres i dybden og sidelæns.



**⚠ Advarsel!**

Klemrisiko!


## 4.7 Glidesæde

Brug glidesædefunktionen til at regulere sædedybden og for at få sædet længere frem ved forflytning af brugeren.

- Anbring sædet i vandret stilling
- Skyd låsen **A** bagud samtidig med, at du tager fat i håndtaget **B** og trækker eller skubber sædet i den ønskede position.

### Bemærk!

Træk glideslædet så langt frem som muligt ved forflytning ind og ud af stolen.




## 4.8 Brug af bremserne

Træk bremsehåndtaget mod dig for at låse bremsen.


### ⚠ Advarsel:

Bremsen er kun konstrueret til at holde stolen, når den står stille. Den må ikke under nogen omstændigheder bruges som kørebremse.



## 4.9 Brug af ledsagerbremse

- Tryk begge bremsehåndtag ind **A** for at bremse
- Skub begge låse **B** væk fra dig for at sætte bremsen i låst position ved parkering. Tryk begge bremsehåndtag **A** ind for at udløse parkeringsbremsen



## 4.10 Tipsikring


Tipsikringerne er som standard justeret med en afstand ned til underlaget, der gør det muligt at forcere dørtærskler og lignende.

### ⚠ Advarsel

Når stolen er i brug, skal du altid sørge for, at tipsikringen er aktiveret.

Anti-tip-stabilisatoren sættes på plads ved at dreje den bagud.

Vippestangen kan nås, når anti-tip-stabilisatoren er inde eller ude.



## 4.11 Ændring af siddeposition ved indstilling af ryglæns- og sædevinkel

- Justér ryglænsvinklen med det højre justeringsgreb.
- Vip stolen med det venstre justeringsgreb.



### Bemærk!

For sikker regulering af siddestillingen skal ledsageren tage godt fat i skubbebøjlen med den ene hånd og betjene reguleringshåndtagene med den anden.

### ⚠ Advarsel!

Kørestolen kan være ustabil, når ryglæn og sæde er vinklet maksimalt bagud. Tipsikringen skal benyttes ved tilbagelænet siddestilling.

Undgå, at hænder eller lignende kommer i klemme ved tiltning af stolen.





## 4.12 Forflytning ind og ud af stolen

- Aktivér bremserne
- Sving benstøtterne ud eller tag dem af.
- Vip stolen fremover
- Brug eventuelt glidesædet for at komme længere frem i kørestolen, se "4.7 Glidesæde" på side 14.
- Brugeren kan nu forflyttes ud eller ind af stolen ved hjælp af manuel løftning eller personløfter eller frontalforflyttes, hvis brugeren kan stå op.

Ved sidelæns forflytning skal armlænet svinges tilbage eller tages af.



### 4.13 Forcering af forhindringer, trapper

Hvis kørestolen skal løftes med brugeren siddende i stolen, benyttes fortrinsvis de anbefalede løftepunkter. Disse er afmærket på produktet.

Løftepunkterne er tværstangen **A** på ryglænet og sæderammen **B**.

For at ledsagerne kan opnå en bedre løftestilling kan de eventuelt løfte fra hver sin side af stolen.

#### ⚠ Advarsel!

Kørestolen må ikke løftes i:

- Armlænene
- Eleverbare benstøtter
- Benstøttefæstet
- Indstillelig skubbebøjle

### 4.14 Forcering af forhindringer



Fortovskanter

Om nødvendigt svinges anti-tip-funktionen ind eller op.

Når du skal klare kantsten osv. anbringes den ene fod på en af vippestængerne **A**, mens du styrer med skubbestangen. Vip eventuelt stolen bagud for at få afstand mellem forhindringen og benstøtten.

#### Kuperet terræn

Ved hyppig kørsel i kuperet terræn anbefaler vi, at der monteres egen bremse til en eventuel ledsager.



## 5 Indstilling af kørestolen


Der findes ingen gennemsnitlig kørestolsbruger. Det er derfor, at kørestole fra Sunrise Medical kan justeres efter brugerens individuelle behov. Vi skelner mellem kørestolsindstillinger og kørestolens justeringsalternativer. Indstillingerne udføres kun én gang og skal udføres af kvalificerede specialister, såfremt andet ikke er udtrykkeligt angivet. Reguleringsalternativer kan udføres af brugeren. Disse reguleringsalternativer kræver ikke brug af værktøj.

For en oversigt over værktøj til justeringsalternativerne, se "7.8 Værktøj til justeringer" på side 39.

### **⚠ Advarsel!**

Det er ikke tilladt at ændre de tekniske specifikationer.

Det er heller ikke tilladt at modificere kørestolen eller dennes dele.



## 5.1 Justering af sædehøjde

Sædehøjden kan nemt justeres. De forskellige måder, man kan justere sædehøjden på, har også en indvirkning på fremkommelighed og kørestolens køreegenskaber.

### ⚠ Advarsel!

Kørestolen må ikke justeres således, at du får ulige sædehøjde foran og bagtil, da dette kan have en indvirkning på balancepunktet og køreegenskaberne.

Sædehøjden kan justeres med 10 cm (4 højder) uden at udskifte svinghjul og drivhjul. Svinghjulsophænget kan køres op og ned og der kan tilføjes afstandsskiver for at opnå forskellige højder fortil. Hullerne i hjulblokken giver tilsvarende justeringsmuligheder for baghjulene. Hvis yderligere justeringer er nødvendige, kan der benyttes alternative hjulstørrelser.

### Justering af sædehøjde bagtil og balancepunkt

Sædehøjden bagtil kan hæves eller sænkes ved at flytte hjulene op eller ned i rammen. Hvis du ønsker, at kørestolen skal rulle lettere, kan du flytte hjulene fremad. Ønsker du en mere stabil kørestol med reduceret risiko for at tippe bagover, kan du flytte drivhjulene tilbage.

- Løsn bolten **A** på hjulet nogle få omgange, drej indkapslingen **B** 90° og flyt hjulet til det ønskede hul.
- Drej indkapslingen tilbage 90° spænd bolten godt til.

#### ⚠ Advarsel!

Husk at justere bremserne og tipsikringen efter at du har justeret sædehøjden og balancepunktet.

#### Bemærk!




Når du justerer sædehøjde og balancepunkt, bør du starte med at justere drivhjulene, og dernæst højden på svinghjulene.

### Justér sædehøjde foran ved at vende svinghjulsophængene

- Skru skruen ud **A**.
- Afmonter gaffel og hjul.
- Vend svinghjulsophænget 180°, og monter det på modsat side.
- Montér gaffel og hjul.
- Stram skruen til **A**.

### Justér sædehøjde foran ved at skifte til gaffel med langt afstandsstykke

- Afmonter gaffel og hjul.
- Montér ny gaffel med langt afstandsstykke **B**.
- Sæt hjulet på igen.



5.2 Justering af sædehøjde

20" baghjulspositionering		5", 6", 8" forhjulskonfiguration												27									
Fast sæde	Glide-sæde	A			B			C			D			E			F						
		20"	5"	20"	20"	5"	20"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	8"	20"	8"				
1		a	b	c	1	1	A	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
2	375				2	2	2	B	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
3	400				2	2	2	B	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
4	425				3	3	3	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
5	450				4	4	4	D	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
6	475				4	4	4	D	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
7	500				5	5	5	E	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
	525				6	6	6	F	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
	550				6	6	6	F	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c

22" baghjulspositionering		5", 6", 8" forhjulskonfiguration												28									
Fast sæde	Glide-sæde	B			C			D			E			F									
		22"	5"	22"	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	8"	22"	8"	22"	8"							
1		a	b	c	1	1	B	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
2	400				2	2	2	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
3	425				2	2	2	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
4	450				3	3	3	D	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
5	475				4	4	4	E	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
6	500				4	4	4	E	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
7	525				5	5	5	F	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
	550				5	5	5	F	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c



## Alternative metoder til justering af sædehøjde foran

Flyt svinghjulet højere eller lavere i svinghjulsgafflen.

- Ved at flytte svinghjulet til en højere position i svinghjulsgafflen, sænker du sædehøjden; når du flytter svinghjulet til en lavere position, øger du sædehøjden.

Udskiftning til større eller mindre svinghjul

- Et mindre svinghjul sænker sædehøjden, mens et større svinghjul øger sædehøjden. Ved udskiftning af svinghjul, vil et mindre svinghjul give en mindre svingradius og dermed øge fremkommeligheden på trange steder. Det vil også give bedre plads til benene. Et større svinghjul øger svingradius, men giver dig samtidig bedre fremkommelighed på ujævne underlag.

Udskiftning til længere eller kortere svinghjulsgaffel


- En kortere svinghjulsgaffel sænker sædehøjden, giver mindre svingradius og øger dermed fremkommeligheden på trange steder. Den vil også give bedre plads til benene. En længere svinghjulsgaffel øger sædehøjden, samtidig med at den giver mulighed for at skifte til flere alternative svinghjul.



### 5.3 Justering af bremserne

Bremserne, som leveres med kørestolen, skal normalt ikke justeres.

- Løsn skruen **A**.
- Flyt hele bremsen langs skinnen til den ønskede position.
- Den korrekte afstand mellem bremseklødsen og hjulet er ca. 5 mm.
- Stram skruen til.



### 5.4 Justering af tipsikringen

Justér tipsikringen, når du har ændret stolens tyngdepunkt. Der skal maksimalt være 35 mm fra undersiden af tipsikringen til underlaget.



#### Længdejustering

- Tryk tryklåsen ind **A**.
- Træk eller skub tipsikringen hen på den rigtige position.

#### Vinkeljustering

Tipsikringen kan vinkles til tre forskellige positioner.

- Løsn skruen **B**.
- Skru skruen ud **C** og flyt den **C** til det hul, der giver den ønskede vinkel.
- Stram skruerne til **B** og **C**.



## 5.5 Regulering af nakkestøtte

### Dybde- og vinkelregulering



- Løsn italienergrebene **A**, justér til den ønskede dybde og stram grebene til.

### Højderegulering

- Løsn låsegrebet **B**, hæv eller sænk nakkestøtten til den ønskede position og skru låsegrebet til igen.

### Regulering af kurvatur (kun komfort nakkestøtte med bånd)

- Giv yderligere støtte i dybden samt sidelæns stabilitet ved at regulere de indbyggede stropper.




## 5.6 Regulering af hensyn til ryggens kurvatur

Kørestolen har et polstret ryglæn, der kan justeres til ryggens krumning for at opnå en komfortabel siddestilling og god stabilitet.

Brugeren kan sidde i stolen, når du regulerer kurvaturen i ryglænet.

- Ved at løsne ryglænsbetrækket kommer du ind til stropperne. Dem kan du regulere for at tilpasse ryglænskurvaturen og dermed opnå maksimal komfort og støtte.




## 5.7 Justering af ryghøjden

Kørestolen har en ryghøjde, der kan justeres.

- Løsn skruen (A) i begge sider, justér den nye ryghøjde og spænd begge skruer til igen til 9 Nm.


## 5.8 Regulering af benstøttelængde (Fig. 36)

- Benstøtterne har en skala (A), som hjælper dig med at opnå den rette længde.
- Du justerer længden af benstøtterne ved at løsne skruen (B).
- Justér benstøtten til den ønskede længde og stram skruen til.




## 5.9 Vinkeljustering af fast benstøtte (Fig. 37)

- Skru skruen ud (A).
- Træk eller skub benstøtten til den korrekte vinkel.
- Sæt skruen i og spænd til.



## 5.10 Fodplade - vinkeljustering

- Løsn skruen **A**.
- Justér til ønsket vinkel og stram skruen til igen.




## 5.11 Justér sædedybde ved at flytte benstøttefæstet

Dybden på benstøttefæstet kan justeres, eller støtten kan fjernes.

- Løsn skruen **A** vha. en 4 mm unbrakonøgle.
- Træk eller skub benstøtten hen på den ønskede placering.
- Stram skruen til.

### ⚠ Advarsel!

Benstøttefæstet må ikke justeres længere ud end 8 cm.



### Fjernelse af benstøttefæstet

- Løsn skruen **A** med en 4 mm unbrakonøgle.
- Træk eller skub benstøtten helt ud.



## 5.12 Justering af sædedybde/ balancepunkt

Ud over glidesædet kan sædedybden justeres i tre trin á 30 mm ved at flytte ryglænsbeslaget **B** frem eller tilbage.

- Skru boltene ud **A** på begge sider af kørestolen. Flyt ryglænsbeslaget til den ønskede position og skru skrueerne i igen. Der bør altid være en eller to åbne huller mellem boltene.
- Skru gasdæmperskruen ud **C** og flyt den til det hul, der svarer til hullerne i ryglænsbeslaget.
- Når du bruger den forreste position på ryglænsbeslaget, flyttes bolten/møtrikken **C** til det bageste hul.


### ⚠ Advarsel!

Hullerne er nummererede og skal svare til nummeret på valgt placering på ryglænsbeslaget. Udvis særlig agtpågivenhed, når stolen skal tages i brug igen.




### 5.13 Justering af højde på armlæn

- Løsn skruerne **A** og **B**.
- Hæv eller sænk armlænet til den ønskede position.
- Skru skruerne til igen.




### 5.14 Justering af dybde på armlæn

- Løsn skruen **A**.
- Træk eller skub armlænsputen til den ønskede position.
- Stram skruen til igen.



### 5.15 Justering af højde på tøjbeskytteren

- Løsn skruerne **A**.
- Træk eller skub tøjbeskytteren til den ønskede position.
- Skru skruerne til igen.





## 5.16 Justering af hofsesele (ekstraudstyr)


- Montér hofseselen som vist på figuren.
- Sørg for, at hofseselen er tilpasset kørestolsbrugeren. Selen skal ligge stramt over hoften med en vinkel på ca. 45° fra fæstepunktet på stolen
- Sørg for, at selen altid er ren, og at låsemekanismen fungerer. Sele og låsemekanisme kan rengøres med en fugtig klud.

### ⚠ Advarsel!

Placering af selen over hoften mod det bløde væv i maven, kan føre til forkert siddestilling, hvor brugeren kan glide frem i kørestolen.



Korrekt placering af sele



Forkert placering af sele

## 6 Transport

### 6.1 Transport af kørestol (uden bruger)

Kørestolen er egnet til både land- og/eller flytransport.


Ryglænet kan klappes ned og dele af kørestolen kan nemt afmonteres og bør fjernes ved transport.

- Armlæn
- Benstøtter
- Drivhjul
- Nakkestøtte

Når kørestolen er placeret i motorkøretøjet, skal den sikres med et fæstesystem, som er godkendt i henhold til ISO 10542, og som er tilpasset denne specifikke kørestol med eventuelt tilbehør.

#### **⚠ Forsigtig!**

Sørg for, at alle aftagelige dele enten er fastgjort på dit mobilitetsprodukt eller pakket separat med tydelig afmærkning, så de ikke bliver væk under på- og aflæsning.



Se "6.3 Kørestolen som passagersæde i bil" på side 34 for anvendelse af Cirrus G5 som et passagersæde i et motorkøretøj.



## 6.2 Op- og nedfældning af ryglæn

### Nedfældning af ryglæn


- Vip stolen frem.
- Tag armlænene af.
- Løsn velcrobåndet **A**, der holder kablerne samlet
- Træk boltene ud **B** og klap ryglænet ned.


### Opklapning af ryglæn

Udføre proceduren i modsat rækkefølge for at klappe ryglænet op.

#### **⚠ Forsigtig!**

Sørg for, at kablerne lægges på samme måde, som vist på figuren, når du klapper ryglænet op.





48

Kørestolen har afmærket fire punkter, der skal bruges ved fastspænding i motorkøretøj.

### 6.3 Kørestolen som passagersæde i bil

Kørestolsbrugere skal forflyttes til køretøjets sæde og anvende det indbyggede selesystem, når det er muligt, og den tomme kørestol skal opbevares i et bagagerum eller fastgøres i køretøjet under transport.

Kørestolen kan anvendes som et passagersæde i en bil og er blevet testet i henhold til ISO 7176/19.

Når kørestolen anvendes som et passagersæde, skal den vende fremad.

Kørestolen skal fastgøres til fastgørelsessystemet, som den blev testet i forhold til;

- 4-punkts-fastgørelsessystemet. Systemet er et totalsystem, der fastgør både kørestol og bruger til bilen. Systemet kræver montering af skinner i bilen.


- Brugerfastgørelse: 3-punkts skulder- og hoftese.

#### **⚠ Advarsel!**

Sunrise Medical frasiger sig ethvert ansvar ved brug af kørestolen som passagersæde i bil med andre fastgørelsessystemer end det, der er nævnt her.

## 6.4 Fastgørelse af sikkerhedssele:

- Hofteselen skal fastgøres så stejlt som muligt inden for en vinkel på  $30^\circ$  til  $75^\circ$ .
- Brystselen fastgøres over skulderen og brystet.
- Sikkerhedsselen fæstnes så tæt på kroppen som muligt, og selerne må ikke være snoede.
- Sørg for, at sikkerhedsselen ikke holdes væk fra kroppen af kørestolens dele som f.eks. armlæn og hjul. For korrekt placering, se figur 49 og 50.
- Stolen må ikke være tiltet bagud, når den benyttes som passagersæde i bil.



## ADVARSEL

- a) Hvis det er muligt, skal kørestolen placeres i fremadvendt stilling og sikres i.h.t. anvisningerne fra producenten af fastgørelsessystemet.
- b) Denne kørestol er godkendt som passagersæde i bil og opfylder kravene for fremadvendt transport og frontkollision. Kørestolen er ikke testet for andre placeringer i et køretøj.
- c) Kørestolen er dynamisk testet i en fremadvendt stilling med brugeren fæstnet med både hofte- og brystsele (3-punkts sikkerhedssele). Testet i henhold til ISO 7176-19.
- d) Både hofte- og brystsele bør anvendes for at reducere muligheden for skader på hoved og brystkasse ved sammenstød med bilens andre dele.
- e) For at reducere muligheder for skade på brugeren, skal bord, som er monteret på kørestolen, og som ikke er designet for kollisionssikkerhed:
  - Fjernes og sikres separat i bilen eller sikres til rullestolen, men placeret med energiabsorberende polstring imellem bordet og brugeren
- f) Når det er muligt, skal kørestolens andet tilbehør enten være gjort fast til kørestolen eller tages af og sikres et andet sted i bilen, så det ikke løsner sig og påfører skade på brugeren ved en kollision.
- g) Støtte - og siddekorrigerende udstyr må ikke anses som sikkerhedsudstyr/ sikkerhedssele, hvis de ikke er mærkede i.h.t. kravene i ISO 7176/19-2008.
- h) Kørestolen skal inspiceres af en repræsentant for producenten inden den igen tages i brug efter at have været involveret i en kollision.
- i) Der må ikke laves ændringer eller udskiftninger i fæstepunkterne på kørestolen eller på konstruktions- og rammedele uden, at producenten er blevet adspurgt.



## 7 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse, som er nævnt i dette afsnit, kan udføres af brugeren selv. Vedligeholdelse ud over dette bør foretages af teknisk kvalificeret personale hos leverandøren i din kommune eller hos hjælpemiddeldepotet. For oplysninger om reparation eller service bedes du henvende dig til det relevante hjælpemiddeldepot.

### 7.1 Vask af rammen

Rammen bør vaskes regelmæssigt med mildt sæbevand. Ved fastgroet snavs kan der også benyttes affedningsmiddel. Kørestolens ramme kan spules med f.eks. en højtryksrensers. Forsøg at undgå at spule direkte på kuglelejerne. Aftør kørestolen grundigt efter rengøring eller efter en regnvejrstur. Hvis der er anvendt affedningsmiddel, skal bevægelige dele smøres igen.

### 7.2 Rengøring af sidde- og ryglænsbetræk

Sidde- og ryglænsbetræk kan vaskes i vaskemaskine ved 60°C. Se vaskeanvisninger på de forskellige tekstiler. Desinfektion: brug et godkendt kemisk desinfektionsmiddel. Må ikke varmedesinficeres.

### 7.3 Forhold, som kan være skadelig for kørestolen

Stolen må ikke anvendes ved temperaturer under -35°C eller over 60°C. Det stilles ingen krav med hensyn til luftfugtighed og lufttryk. Ved opbevaring stilles der ingen yderligere krav.

### 7.4 Skruer og møtrikker

Skruer og møtrikker kan løsne sig med tiden. Husk derfor jævnligt at kontrollere, at disse er ordentligt fastspændt. De skal evt. efterspændes. Der kan benyttes skruesikring, for eksempel Blå Locktite, nr. 243. Har låsemøtrikkerne været afmonteret flere gange, mister de noget af deres evne til at låse og bør udskiftes.

### 7.5 Værktøj til servicering og kørehjul

Drivhjulene er forsynet med eger. De bør efterjusteres, hvis de begynder at løsne sig. Kontakt den lokale cykelhandler eller det nærmeste hjælpemiddeldepot.

### 7.6 Hurtigkobling på hjul

Hurtigkobling på drivhjulene kræver regelmæssigt eftersyn. Kontrollér, at kuglelejerne fungerer som de skal, og rengør og smør dem jævnligt med olie.

### 7.7 Anbefalet lufttryk

Stolen kan leveres med faste eller luftfyldte hjul. Find angivelsen af størrelsen på drivhjul/svinghjul og aflæs derefter det anbefalede, maksimale lufttryk i tabellen. Vær opmærksom på, at et højt lufttryk gør stolen lettere at køre, men et lavt lufttryk giver mere affjedring. For at få optimale køreegenskaber bør lufttrykket jævnligt kontrolleres.

	kPa	Bar	PSI
<b>Drivhjul, luft</b>	350	3,5	50
<b>Drivhjul, højtryk</b>	630	6,3	90
<b>Svinghjul 6", luft</b>	250	2,5	35
<b>Svinghjul 8", luft</b>	250	2,5	36

## 7.8 Værktøj til justeringer

Justering af:	Værktøj
Bremser	Unbrakonøgle 5 mm
Anti-tip-stabilisator	Unbrakonøgle 4 mm
Benstøttelængde	Unbrakonøgle 5 mm
Benstøttelængde	Unbrakonøgle 4 mm
Fodplader	Unbrakonøgle 5 mm
Armlæns højde	Unbrakonøgle 4 mm
Armlænsdybde	Unbrakonøgle 4 mm
Tøjskåners højde	Unbrakonøgle 4 mm Gaffelnøgle 10 mm
Sædedybde	Unbrakonøgle 5 mm, fastnøgle 13 mm
Forreste sædehøjde	Unbrakonøgle 5 mm
Drivhjulsplacering	Fastnøgle 24 mm
Ryghøjde	Unbrakonøgle 5 mm

## 7.9 Eftersyn efter seks måneder, derefter årligt

- Tjek, at bremsen fungerer korrekt. Efterjusteres, hvis nødvendigt.
- Tjek, at dækkene er hele, og at der ingen skader er på sidevæggene.
- Sørg for at kørestolen er ren, og at alle bevægelige dele fungerer.
- Tjek for slør i forhjulsgafflen. Efterjusteres, hvis nødvendigt. Dvs. akslen skal løbe frit rundt om sin akse, men ingen slør i opad-/nedadgående retning.
- Tjek ramme og hjulfæste for defekter/sprækker.
- Kontrollér og efterspænd eventuelt forbindelser med skruer.
- Kontrollér alle kabler visuelt for skader
- Tjek, at tilt- og ryglæn fungerer korrekt. Efterjusteres, hvis nødvendigt.

## 7.10 Reparationer

Udover mindre reparationer på overfladen, udskiftning af dæk, slanger og indstilling af bremses, bør alle reparationer foretages af teknisk kvalificeret personale hos leverandøren, i din kommune eller på hjælpemiddeldepotet.

For oplysninger om reparationer eller service bedes du henvende dig til det relevante hjælpemiddeldepot.

## 7.11 Langtidsopbevaring (mere end 4 måneder)

- Opbevares køligt og tørt indendørs.
- Ved opbevaring bør gennemsnitstemperaturen ikke være lavere end -20°C eller højere end +65°C.
- Anbefalet luftfugtighed: 15% - 93%.
- Ingen restriktioner i forhold til lufttryk.

### Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel.

Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen. Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpollstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

## 7.12 Udskiftning af luftfyldte dæk


Luftfyldte dæk er tilbehør.

### Afmontering af dæk

- Tag hjulet af, luk luften ud ved at holde den lille tap i ventilen inde, eller ved at skrue ventilen ud.
- Sørg for, at kanten på dækket ligger godt nede i fælgens indvendige fordybning **A**.
- Kræng kanten på dækket over fælgkanten. Brug specielle dækjern **B** hvis nødvendigt. Undgå, at slangen kommer i klemme mellem dækjernet og fælgkanten.

### Montering af dæk

- Læg slangen ind i det nye dæk og påfør "friktionsnedsættende" middel (middel til dækmontering eller sæbe) på kanten af dækket **C**.
- Sørg for, at kanten på dækket lægges godt ned i fælgens fordybning på den ene side. Kræng dækket over kanten. Pas på, at slangen ikke kommer i klemme.
- Fyld luft i til rette lufttryk og monter hjulet på stolen.





## 8 Tekniske specifikationer og mål

**CE** Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at dette produkt overholder bestemmelserne i Forordning om medicinsk udstyr (2017/745).

Kørestolen leveres som standard i flere forskellige sædehøjder og sædebredder. Højden, der passer til brugeren af kørestolen, afhænger af to forhold: højden på personen, samt hvordan stolen skal køres. Spørg din forhandler eller på hjælpemiddeldepotet, hvis du er usikker på, om du har fået den rette højde og bredde. (Mål er angivet i millimeter, hvis ikke andet er nævnt. De opgivne mål kan variere +/- 10 mm).

Sædebredde	390, 420, 450, 480, 510, 540 <sup>1)</sup>
Sædedybde	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm glidesæde)
Sædehøjde (uden pude)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm inklusive sædeforskydelse)
Ryglænsøjde	550 til 700 mm justerbar
Samlet højde	1100 mm
Samlet bredde (med tromlebremse)	Sædebredde + 24 cm
Samlet længde	1150 mm
Samlet længde	945 mm
Transportbredde	595 (Sædebredde 390)
Transportlængde	850 mm
Transportvægt	30,3 kg (Sædebredde 540)
Maks. hældning for parkeringsbremse	7°
Vinkel på tilt	0° til 25°
Vinkel på ryg	100° til 125°
Stolens vægt	48 kg (Sædebredde 540)
Maks. brugervægt	135 kg
Antændelighed	Tekstilerne er blevet testet og godkendt i henhold til: DS-EN 1021-2 Antændelseskilde: svarende til en tændstikflamme

1) Kørestolen i sædebredde 540 mm går ud over maksimumkrav til universel fremkomst. Kørestolen i denne sædebredde kan derfor være uegnet til offentlig transport som i tog, bus eller ved adgang til offentlige faciliteter f.eks. toiletter.

### 8.1 Holdbarhed

Kørestolen er hovedsageligt fremstillet af stål, aluminium og plast. Ryglæn og sædebetræk er i flammehæmmende materiale. Kørestolen kan også leveres med massive/pneumatiske dæk til svinghjul og kørehjul.

Ved normalt brug, og med den foreskrevne vedligeholdelse er kørestolens forventede holdbarhed ca. 5 år.

### 8.2 Affaldshåndtering

Affald i forbindelse med emballage, dele til kørestolen samt selve kørestolen, kan behandles som almindeligt affald. Hovedbestanddelen af kørestolen er stål, aluminium og plast, som har gode genbrugsmuligheder. Plast og karton i forbindelse med emballage kan genbruges.

## 9 Mærkning på kørestolen

### Bemærk!



Mærker, symboler eller anvisninger på kørestolen må aldrig fjernes eller tildækkes. Disse sikkerhedsmærkninger skal være på plads og være let læselige i hele kørestolens levetid. Erstat eller reparer straks alle mærker, symboler eller anvisninger, der er blevet ulæselige eller beskadiget. Kontakt din forhandler for hjælp.

- A. Produktnavn
- B. Navnemærkat
- C. Angivelse af løftepunkter
- D. Klemrisiko
- E. Fæstepunkter i bil

# A CIRRUS G5

**B**

	 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-99254 Malch / Germany	 2021-04-09
<b>TYPE:</b> Cirrus G5	Rollstuhl ISO 7176-19:2008	 SN 203211733451939
 135 kg	 max 7"	 510 mm
 550 mm		



<b>TYPE:</b>	Produktnavn/SKU-nummer.
	Maksimal sikker hældning med antitipstøtter monteret, Afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.
	Sædebredde.
	Dybde (maksimalt).
	Maksimal belastning
	UKCA-mærkat.
	CE-mærkat.
	Se brugsanvisningen.
	XXXX-XX-XX Produktionsdato.
	Serienummer.
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr.
	Producentens adresse
	Kollisionstestet til: ISO 7176-19:2008.
	Importørens adresse
	Ansvarlig person i Storbritannien
	Adresse på repræsentant i Schweiz



**ISO 7010-M002**  
Brugermanualen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)

## 10 Garanti

DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.

Sunrise Medical\* yder en garanti, som anført i garantibetingelserne for kørestole til sine kunder, der dækker det følgende.

### Garantibetingelserne:

1. Hvis en del eller dele af kørestolen skal repareres eller udskiftes på grund af produktions- og/eller materialefejl i løbet af 2 år, eller 5 år for ramme og krydsramme efter levering af produktet, vil den beskadigede del eller dele repareres eller udskiftet uden omkostninger for kunden. Garantien dækker kun produktionsfejl.
2. Hvis du vil benytte dig af garantien, bedes du kontakte Hjælpe-middeldepotet, eller der, hvor du har rekvireret kørestolen, og opgive de nøjagtige oplysninger om fejlen, og hvordan den er opstået. Hvis du anvender kørestolen uden for områderne, der er dækket af Sunrise Medicals værksteder, vil reparationer og udskiftning af dele blive udført af et andet værksted, som er godkendt af producenten. Kørestolen skal repareres af et godkendt Sunrise Medical-værksted (Servicepartner).
3. Dele der repareres eller udskiftes ved brug af denne garanti, vil være dækket af kørestolens resterende garantiperiode i henhold til disse garantibetingelser, som det er beskrevet i punkt 1.
4. Reservedele, som kunden har betalt for, vil have en garanti på 12 måneder (fra den/de blev monteret) i henhold til disse garantibetingelser.
5. Denne garanti kan ikke anvendes, hvis reparation eller udskiftning af dele er et direkte resultat af følgende årsager:
  - a. Normal slitage, herunder batterier, armlænsputer, betræk, dæk, bremses osv.
  - b. Overbelastning af produktet. Kontrollér CE-mærkaten for information om den maksimale brugervægt.
  - c. Hvis produktet eller en del af det ikke er blevet håndteret korrekt eller vedligeholdt i overensstemmelse med producentens anbefalinger, som det er beskrevet i brugervejledningen og/eller servicehæftet.
  - d. Hvis der er brugt dele, som ikke er klassificeret som originaldele.
  - e. Hvis stolen eller del af den er blevet beskadiget pga. uopsigtighed, ulykke eller forkert brug.
  - f. Hvis der er foretaget ændringer/modificeringer på produktet eller dele, som ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer.
  - g. Hvis der er blevet foretaget reparationer før Sunrise Medicals kundeservice er blevet informeret herom.
6. Denne garanti er genstand for love og/eller aftaler gennem f.eks. egne kontrakter i det land, hvor produktet blev købt fra Sunrise Medical\*.

\* Betyder forhandleren/leverandøren, som Sunrise Medical-produktet blev købt fra.

## 11 Tilbehør

### **Kørehjul og kørehjulsforankring**

- Drivhjul med forskellige mål og dæk - massive, højtryk og luft
- Friktionsdrivring
- Friktionsovertræk
- Egerbeskyttere
- Kørehjul 20", 22" og 24" med bremse til hjælper
- Transporthjul 16" med bremse til hjælper

### **Svinghjul og svinghjulsmontering**

- Svinghjul med forskellige mål og dæk - massive og luft
- Forhjulsgafler i forskellige størrelser

### **Benstøtter**

- Forskellige benstøtter og fodplader
- Benstøtte med 70°, 80° og 90° ophæng
- Amputationsstøtte

### **Nakkestøtter**

Nakkestøtter i forskellige udformninger

### **Armlæn og sidebeskytter**

- Hemiplegi-armlæn

### **Diverse tilbehør**

- Krykkeholder
- Bord
- Forskellige sæde- og rygpuder
- Hoftesele

Monteringsanvisninger leveres sammen med tilbehøret.

Kontakt din nærmeste Sunrise forhandler eller hjælpemiddeldepot for tilbehør og reservedele.

## 12 Yderligere Oplysningerne

### **Bemærk!**

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

### **B4Me særlige indretninger**

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

### **Kombinationer med medicinsk udstyr**

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på [SunriseMedical.dk](http://SunriseMedical.dk). Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på [SunriseMedical.dk](http://SunriseMedical.dk)

## Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

## Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

## BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og synsevner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.



Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Heršpická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia  
11 Daniel Street  
Wetherill Park NSW 2164  
Australia  
Ph: +61 2 9678 6600  
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical  
North American Headquarters  
2842 Business Park Avenue  
Fresno, CA, 93727, USA  
(800) 333-4000  
(800) 300-7502  
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.  
Groningenhaven 18-20  
3433 PE NIEUWEGEIN  
The Netherlands  
T: +31 (0)30 – 60 82 100  
F: +31 (0)30 – 60 55 880  
E: info@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00  
Email: info@sunrisemedical.fr  
www.sunrisemedical.fr

