

Cadeira de Rodas Manual

MB3171-PT

Cirrus G5

Manual do utilizador

Se tiver dúvidas sobre a utilização, a manutenção ou a segurança da cadeira de rodas, contacte o agente de serviço local autorizado pela Sunrise Medical. Se não conhecer nenhum agente autorizado na sua zona de residência ou se tiver qualquer outra dúvida, escreva-nos ou contacte-nos por telefone:

Sunrise Medical
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga,
Vizcaya
Espanha
Telefone: 00 351 224 882 712
Fax: 00 351 224 880 063
www.sunrisemedical.pt

© 2018 Sunrise Medical

Todos os direitos reservados.

A informação deste documento não pode ser reproduzida e/ou publicada em qualquer forma, por impressão, impressão fotográfica, em microfilme ou em qualquer outro formato (eletrónico ou mecânico) sem a autorização escrita prévia da Sunrise Medical.

A informação fornecida baseia-se nos dados gerais relativos ao fabrico conhecido à data da publicação deste manual. A Sunrise Medical tem uma política de melhoria contínua e reserva-se no direito a efetuar alterações e modificações.

A informação fornecida é válida para o produto na sua versão padrão. Assim, a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes das especificações do produto diferentes da configuração padrão. As ilustrações incluídas neste manual podem ser diferentes da configuração do seu produto.

A informação disponibilizada foi preparada com toda a diligência possível, mas a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer erros contidos na informação ou pelas consequências dos mesmos.

A Sunrise Medical não assume qualquer responsabilidade por prejuízos resultantes de trabalhos executados por terceiros.

Segundo a legislação relativa à proteção de nomes comerciais, os nomes, nomes comerciais, marcas comerciais, etc. utilizados pela Sunrise Medical não podem ser considerados como estando disponíveis.

O sistema de gestão da SUNRISE MEDICAL está certificado segundo ISO 13485 e ISO 14001.

1	Introdução	6
1.1	Parabéns pela sua nova cadeira de rodas	6
1.2	Ajustar a cadeira de rodas	6
1.3	Para mais informações	6
1.4	Símbolos utilizados neste manual	6
2	Segurança	7
3	Descrição geral	8
3.1	Montagem	8
3.2	Componentes principais	8
3.3	Utilização prevista e ambiente para utilização prevista	9
3.4	O utilizador	9
4	Utilização da cadeira de rodas	10
4.1	Eixos de extração rápida	10
4.2	Barra de empurrar - altura ajustável	10
4.3	Barra para empurrar - ângulo ajustável	11
4.4	Apoios para os braços, rebater para fora - rebater para cima, remover e instalar	12
4.5	Rebater para fora/prender/remover os suportes para as pernas	13
4.6	Ajustar o ângulo do apoio para as pernas e o apoio para a barriga das pernas - Apoios para as pernas de ângulo ajustável	13
4.7	Assento deslizante	14
4.8	Utilizar os travões	14
4.9	Utilizar o travão do acompanhante	14
4.10	Estabilizador antiqueda/barra de inclinação	15
4.11	Alterar a posição sentada através da regulação do ângulo do encosto e do assento	16
4.12	Sentar e levantar da cadeira	17
4.13	Transpor obstáculos, escadas	18
4.14	Transpor obstáculos	18
5	Definições.....	19
5.1	Ajuste da altura do assento	20
5.2	Matriz do altura do assento	22
5.3	Ajustar os travões	25
5.4	Ajustar o estabilizador antiqueda	25
5.5	Ajustar o apoio do pescoço	26
5.6	Ajustar a curvatura do encosto	27
5.7	Ajuste da altura do encosto	27
5.8	Ajustar o comprimento dos suportes para as pernas - suportes para as pernas de ângulo ajustável	27
5.9	Ajustar o ângulo dos suportes para as pernas fixos	27
5.10	Plataforma para os pés – ajuste do ângulo	28
5.11	Ajustar a profundidade do assento/comprimento da parte superior da perna, movendo a instalação dos suportes para as pernas	28
5.12	Regular a profundidade do assento/centro de gravidade	29
5.13	Ajustar a altura dos apoios para os braços	30
5.14	Ajustar a profundidade dos apoios para os braços	30
5.15	Ajustar a altura do protetor de vestuário	30
5.16	Instalar o cinto para as ancas (acessórios)	31

6	Transporte	32
6.1	Transporte sem ocupante	32
6.2	Dobrar o encosto para cima ou para baixo	33
6.3	A cadeira de rodas como banco de passageiro numa viatura com cintos	34
6.4	Apertar o cinto de segurança:	35
7	Manutenção.....	38
7.1	Lavar a estrutura	38
7.2	Limpeza da capa do assento e do encosto	38
7.3	Condições que podem danificar a cadeira de rodas	38
7.4	Parafusos e porcas	38
7.5	Ferramentas para manutenção e rodas motrizes	38
7.6	Cubo de extração rápida para as rodas	38
7.7	Pressões de ar recomendadas	38
7.8	Ferramentas para ajustes	39
7.9	Inspecionar após seis meses e, depois, anualmente	39
7.10	Reparação	39
7.11	Armazenamento de longo-prazo (mais de quatro meses)	39
7.12	Mudar os pneus cheios	40
8	Especificações técnicas e dimensões.....	41
8.1	Vida útil	41
8.2	Processamento de resíduos	41
9	Indicações na cadeira de rodas	42
10	Garantia.....	43
11	Acessórios.....	44
12	Informação Adicional.....	45

1 Introdução

1.1 Parabéns pela sua nova cadeira de rodas

A qualidade e a funcionalidade são dos aspetos mais importantes de todas as cadeiras de rodas da série Sunrise

Para sua própria segurança, e para poder usufruir da melhor maneira de todas as funcionalidades da sua nova cadeira de rodas, recomendamos que leia cuidadosamente este manual de utilizador antes de utilizar a cadeira de rodas.

1.2 Ajustar a cadeira de rodas

Não existe o utilizador padrão da cadeira de rodas. Esta é a razão pela qual as cadeiras de rodas Sunrise Medical podem ser ajustadas de acordo com as necessidades específicas do utilizador. As regulações descritas no capítulo "4 Use of the wheelchair" podem ser feitas pelo utilizador. Todas as restantes regulações descritas neste manual de utilizador deverão ser feitas por pessoal qualificado ou consultando esse mesmo pessoal qualificado.

1.3 Para mais informações

Se tiver algum problema para visualizar, este documento está em formato PDF em www.SunriseMedical.com ou, alternativamente, está disponível mediante pedido em texto de maior tamanho.

Para mais informações sobre os avisos de segurança do produto e recolhas do produto, visite www.sunrisemedical.eu

Contacte o nosso fornecedor local e autorizado SUNRISE MEDICAL se tiver questões sobre a utilização, manutenção ou segurança da sua cadeira de rodas. No caso de não existir fornecedor autorizado na sua área ou se tiver quaisquer questões, pode contactar a Sunrise Medical por escrito ou por telefone.

1.4 Símbolos utilizados neste manual

Nota!

Assinalar possíveis problemas ao utilizador.

⚠ Cuidado!

Sugestão para o utilizador evitar danificar o produto.

⚠ Aviso!

Avisos para o utilizador evitar lesões pessoais.

O não cumprimento destas instruções pode causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente!

Símbolos nas ilustrações

Cada ilustração inclui ícones e numeração para indicar o que deve ser feito e a sequência correta.

2 Segurança

⚠ Aviso!

- Não se coloque de pé, ou exerça grande pressão, sobre as plataformas dos apoios de pés.
- Uma cadeira de rodas deve ser considerada como meio de locomoção substituído da marcha a pé. Assim, os utilizadores devem deslocar-se como os outros peões e não nas estradas ou ruas com tráfego. Utilize espelhos refletores quando conduzir a cadeira de rodas no exterior, veja a página 30.
- Quando se sentar ou levantar da cadeira, tome as devidas precauções para o fazer numa superfície tão nivelada e estável quanto possível. Para garantir que a cadeira não se move quando não quiser, não se esqueça de acionar e bloquear o travão.
- O peso máximo de um utilizador da Cirrus G5 Base é 135 kg.
- Deverá inspecionar visualmente a cadeira periodicamente para confirmar que todos os parafusos, cavilhas e outras peças de retenção estão firmemente apertadas.
- Quando utilizar a cadeira, certifique-se sempre que o estabilizador antíqueda está na posição correta.
- Pode regular a posição do assento ou das rodas para além dos limites de segurança; se forem feitos quaisquer tipos de modificações na cadeira, como mover as rodas motrizes ou as rodas giratórias, alterar a altura do encosto, etc., isso pode afetar as características de condução, equilíbrio e limite de inclinação da cadeira. Tenha especial atenção quando começar a utilizar novamente a cadeira.
- Evite modificar ou alterar a cadeira de maneira que possa afetar a segurança incorporada no design da cadeira.

- Recomenda-se a ajuda de acompanhantes qualificados para sair e sentar-se na cadeira.
- Cuidado para não deixar o vestuário, bagagem e outros objetos soltos ficarem presos nos raios das rodas.
- Tenha em conta o possível perigo de ferimentos causados por entalamento: evita enfiar os dedos entre o resguardo para o vestuário e a roda, entre as rodas e os travões, entre os aros manuais e as rodas, entre as peças móveis do apoio para as pernas de ângulo ajustável e entre a estrutura lateral e os acessórios para o suporte para as pernas quando inclinar.
- Quando utilizar a cadeira, se for necessário levantar a parte dianteira para transpor um obstáculo, nunca o faça empurrando apenas os punhos. Empurre a barra de inclinação com o pé enquanto empurra com força moderada os punhos de empurrar.
- Ficar sentado na cadeira de rodas durante longos períodos de tempo aumenta o risco de lesões causadas por pressão. Se existir um elevado risco de lesões causadas por pressão, recomendamos a utilização de uma almofada especial para o assento para evitar isto. Antes de utilizar uma almofada anti decúbito, contacte o fornecedor para saber que almofada pode ser utilizada com um assento raso.
- As temperaturas da superfície podem aumentar quando a cadeira de rodas ficar exposta a fontes externas de calor (por exemplo, luz do sol).

3 Descrição geral

3.1 Montagem

A cadeira de rodas padrão é fornecida com todas as peças.

Só tem de:



- Abrir o assento, veja Página 33
- Instalar os suportes para as pernas, veja Página 13

3.2 Componentes principais

Para poder compreender corretamente este manual, é importante familiarizar-se com os termos comuns utilizados para descrever as várias partes da cadeira de rodas. Examine os diagramas em cima e identifique as partes relevantes da sua cadeira de rodas.

O equipamento da sua cadeira de rodas pode ser ligeiramente diferente do que é ilustrado na Figura 1. Quando a cadeira de rodas for preparada para ser manobrada por um acompanhante, é equipada com rodas de dimensões diferentes e uma alavanca de travão instalada no punho de empurrar para o acompanhante.

- | | |
|---|---|
| A Almofada do encosto e do assento | J Bloco da roda |
| B Apoio de braços | K Travão |
| C Protetor de roupa | L Caixa do rolamento para a roda giratória |
| D Assento e almofada do assento | M Forqueta da roda giratória |
| E Apoio de pernas | N Roda dianteira |
| F Apoio de pés | O Apoio de cabeça |
| G Barra de empurrar | |
| H Roda motriz | |
| I Aro da roda | |



3.3 Utilização prevista e ambiente para utilização prevista

A Cirrus G5 Base foi criada para ser utilizando tanto no interior como no exterior.

3.4 O utilizador

Esta cadeira de rodas foi criada para pessoas com incapacidades e como auxiliar de pessoas com dificuldades em andar. Os utilizadores que podem controlar a cadeira de rodas conduzindo, manobrando e travando sozinhos podem utilizar a cadeira de rodas sem acompanhante. O Peso Máximo do Utilizador é 135 Kgs. O utilizador deve estar familiarizado com o conteúdo deste manual do utilizador antes de conduzir a cadeira de rodas.


4 Utilização da cadeira de rodas

4.1 Eixos de extração rápida

As rodas motrizes da cadeira de rodas estão equipadas com um eixo de extração rápida. Prima o botão no meio da roda motriz para remover ou prender a roda.

Nota!

Verifique se a roda está firmemente presa, confirmando se os botões ficam aproximadamente 5 mm salientes quando o parafuso da roda ficar completamente apertado no chassis.



4.2 Barra de empurrar - altura ajustável


Ajustar a altura da barra de empurrar

- Desaperte as pegas de retenção **A** enquanto puxa a barra de empurrar para cima ou a empurra para baixo para a altura pretendida.
- Aperte novamente a pega de retenção.

Remover a barra de empurrar

Para maior segurança, a barra de empurrar está equipada com um trinco de encaixe na posição mais acima.

- Para remover a barra de empurrar, puxe a barra para a posição mais alta, depois aperte o trinco de encaixe **B**.



⚠ Aviso!

Não faça força sobre a barra de empurrar quando subir ou descer lancis. Coloque um pé na barra de inclinação para inclinar a cadeira de rodas enquanto a manobra com a barra de empurrar. Ver "4.14 Transpor obstáculos" na página 18.


4.3 Barra para empurrar - ângulo ajustável

Ajustar o ângulo da barra de empurrar

- Puxe a alavanca **A** enquanto altera o ângulo da barra de empurrar para cima ou para baixo.
- Liberte a alavanca quanto atingir o ângulo pretendido.

⚠ Aviso!

Não faça força sobre a barra de empurrar quando subir ou descer lances. Coloque um pé na barra de inclinação para inclinar a cadeira de rodas enquanto a manobra com a barra de empurrar. Ver “4.14 Transpor obstáculos” na página 18.



4.4 Apoios para os braços, rebater para fora - rebater para cima, remover e instalar




- Para rebater o apoio para o braço para cima, empurre a alavanca de extração e puxe o apoio para o braço para cima.
- Para remover o apoio para o braço; rebata o apoio para o braço para cima e puxe-o para cima.
- Reponha o apoio para o braço pela ordem inversa.

Nota!

Certifique-se de que o apoio para o braço encaixa na posição quando o rebater para baixo.

⚠ Aviso!

Quando remover os apoios para os braços, tenha sempre em conta potenciais riscos de entalar os dedos ou ficar com o vestuário preso nas rodas.



4.5 Rebater para fora/prender/ remover os suportes para as pernas

O procedimento é o mesmo do que para os suportes para as pernas fixos e de ângulo ajustável.

Os suportes para as pernas podem ser afastados para fora/para dentro ou removidos para que o transporte e sentar-se e levantar-se da cadeira sejam mais fáceis. Os suportes para as pernas podem ser desbloqueados rodando o manípulo **A** para dentro ou para fora.

O suporte para a perna pode ser levantado diretamente para cima e removido completamente, se pretender. Para o instalar novamente, efetue estes passos pela ordem inversa e o manípulo engatará automaticamente.

Toda a unidade do suporte para a perna e as peças de fixação podem ser removidos, veja "5.10 Adjusting the seat depth/upper leg length by moving the leg support fitting" on Página 28.

4.6 Ajustar o ângulo do apoio para as pernas e o apoio para a barriga das pernas - Apoios para as pernas de ângulo ajustável

Ajustar o ângulo dos apoios para as pernas

Os apoios para as pernas podem ser ajustados independentemente um do outro.




- Desaperte o manípulo **A**
- Ajuste para o ângulo pretendido e aperte o manípulo **A**

Ajustar o suporte para a barriga das pernas

O suporte para a barriga das pernas **B** pode ser ajustado em profundidade e na lateral.

⚠ Aviso!

Risco de aperto!




4.7 Assento deslizante

Utilize a função de assento deslizante para regular a profundidade do assento e para mover o assento mais para a frente quando o utilizar se sentar ou levantar da cadeira.

- Coloque o assento na posição horizontal
- Empurre a alavanca **A** para trás enquanto segura na correia **B** e empurra ou puxa o assento para a posição pretendida

Nota!

Puxe o assento deslizante completamente para a posição dianteira quando se sentar ou levantar da cadeira.




4.8 Utilizar os travões

Puxe a alavanca do travão na sua direção para acionar o travão.


⚠ Aviso:

O travão está concebido para prender a cadeira apenas quando estiver estacionária. Em circunstância alguma deve ser utilizado como travão durante a condução.



4.9 Utilizar o travão do acompanhante

- Aperte a alavanca do travão **A** para reduzir a velocidade.
- Empurre a alavanca **B** para acionar o travão de estacionamento. Aperte a alavanca do travão **A** para desbloquear o travão de estacionamento.



4.10 Estabilizador antiqueda/barra de inclinação


O estabilizador antiqueda pode ser ajustado normalmente com uma folga em relação à base para poder transpor as soleiras das portas, etc.

⚠ Aviso

Quando utilizar a cadeira, certifique-se sempre que o estabilizador antiqueda está na posição correta.

O estabilizador antiqueda é posicionado rodando-o para trás.

A barra de inclinação fica acessível quando o estabilizador antiqueda ficar para dentro ou para fora.



4.11 Alterar a posição sentada através da regulação do ângulo do encosto e do assento

- Regule o ângulo do encosto com o manípulo de regulação direito.
- Incline a cadeira com o manípulo de regulação esquerda.



Nota!

Para regular com segurança a posição sentada, o acompanhante deverá segurar firmemente na pega de empurrar com uma mão e acionar os manípulos de regulação com a outra mão.

⚠ Aviso!

A cadeira poderá ficar instável quando o encosto e o assento forem regulados para o ângulo mais para trás. O estabilizador antiqueda deverá ser utilizado quando a posição sentada estiver inclinada para trás.

Certifique-se de que as mãos e outras partes do corpo não ficam entaladas quando inclinar a cadeira.



4.12 Sentar e levantar da cadeira

- Acione os travões
- Rebata para fora ou remova os suportes para as pernas
- Incline a cadeira para a frente.
- Utilize o assento deslizante antes de se levantar da cadeira de rodas, veja “4.7 Sliding seat” on Página 14.
- O utilizador pode agora ser sentado ou levantado da cadeira de rodas por intermédio de um sistema de elevação manual ou pessoal ou com movimento frontal, se o utilizador tiver capacidade para estar de pé

Para se sentar e levantar de lado, rebata para cima ou remova o apoio de braço.



4.13 Transpor obstáculos, escadas



Se a cadeira de rodas está a ser levantada com o utilizador sentado, devem ser utilizados os pontos de elevação recomendados. Estes estão assinalados no produto.

Os pontos de elevação são a barra cruzada **A** na parte traseira e a estrutura do assento **B**. Para que os acompanhantes fiquem na melhor posição de elevação, podem levantar alternadamente a cadeira de rodas de cada lado.

⚠ Aviso!

Não levante a cadeira de rodas:

- Pelos apoios de braços
- Pelos suportes para as pernas de ângulo ajustável
- Peças do suporte para as pernas
- Pela barra de empurrar de ângulo ajustável



4.14 Transpor obstáculos

Passeios

Se necessário, rebata os dispositivos antiqueda para dentro ou para cima.

Quando subir/descer lances, etc., coloque um pé em qualquer uma das barras de inclinação **A** enquanto manobra a cadeira com a barra de empurrar. Incline a cadeira para trás, onde necessário, para ter espaço entre o obstáculo e os suportes para as pernas.

Terreno íngreme

Para utilização frequente em terreno ondulado, recomendamos a instalação de um segundo travão para o acompanhante, se relevante.

5 Definições

Não existe o utilizador padrão da cadeira de rodas. Esta é a razão pela qual as cadeiras de rodas Sunrise Medical podem ser ajustados de acordo com as necessidades específicas do utilizador.


Aqui, fazemos a distinção entre as configurações das cadeiras de rodas e as opções de ajuste das cadeiras de rodas. As configurações são feitas só uma vez e devem ser feitas por especialistas qualificados, exceto quando indicado o contrário. As opções de ajuste são feitas pelo utilizador. Estas opções de ajuste não requerem ferramentas.

Para uma descrição geral das configurações de execução das ferramentas, veja "7.8 Tools for adjustments" on Página 39.

Aviso!

Não são permitidas alterações das especificações técnicas da cadeira de rodas.

Não são permitidas modificações da cadeira de rodas ou de quaisquer peças da mesma.



5.1 Ajuste da altura do assento

A altura do assento pode ser facilmente regulada. As diferentes maneiras de regular a altura do assento podem afetar a capacidade de transpor obstáculos e as propriedades de marcha da cadeira de rodas.

⚠ Aviso!

Não regule a Cirrus G5 Base de modo a que as alturas do assento à frente e atrás sejam diferentes já que isto irá afetar o ponto de equilíbrio e as características da condução.


A altura do assento por ser regulada em 10 cm (4 alturas) sem mudar as rodas ou forquetas. O rolamento da forqueta pode ser invertido (na vertical) e podem ser acrescentados espaçadores para diferentes alturas à frente. Os furos no bloco de posicionamento da roda oferecem possibilidades de regulação correspondentes para as rodas traseiras. Se forem necessários mais regulações, podem ser utilizadas rodas de tamanhos alternativos.

Regular a altura traseira do assento e o centro de gravidade

Para levantar e baixar a altura traseira do assento, mova a roda para cima ou para baixo na estrutura.

Se pretender que a cadeira de rodas se mova mais livremente, mova as rodas motrizes para a frente. Se pretender que a cadeira de rodas seja mais estável e que tombe com menos facilidade, mova as rodas motrizes para trás.

- Desaperte a porca de fixação **A** na roda em algumas voltas, rode a caixa **B** 90° e mova a roda para o furo pretendido
- Rode a caixa 90° para a posição inicial e aperte também a porca de fixação



⚠ Aviso!

Não se esqueça de ajustar os travões e o estabilizador antiqueda depois de regular a altura do assento e o centro de gravidade.

Nota!



Quando regular a altura do assento e o centro de gravidade, deverá começar por ajustar as rodas motrizes, seguido da altura das rodas giratórias.

Regular a altura do assento rodando a caixa de rolamentos

- Desaperte o parafuso **A**.
- Desmonte a forqueta e a roda.
- Vire a caixa dos rolamentos ao contrário.
- Monte novamente a forqueta e a roda.
- Aperte o parafuso **A**.

Regular a altura do assento acrescentando/removendo espaçadores

- Desmonte a forqueta e a roda.
- Acrescente/ou remova espaçadores **B**.
- Monte novamente a forqueta e a roda.



5.2 Matriz do altura do assento

Posicionamento da roda traseira de 20 pol.		Configuração da roda dianteira de 5 pol., 6 pol., 8 pol.												27														
1 2 3 4 5 6 7	a b c	A			B			C			D			E			F											
		20"	5"	120	20"	5"	120	20"	5"	120	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	8"						
Assento fixo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c			
Assento deslizante		1	1	A	2	2	2	B	3	3	3	C	4	4	4	D	5	5	5	E	6	6	F	7	7	F		
Altura do assento (mm)		375	400		400	425			425	450				450	475					475	500					500	525	550

Posicionamento da roda traseira de 22 pol.		Configuração da roda dianteira de 5 pol., 6 pol., 8 pol.												28													
1 2 3 4 5 6 7	a b c	B			C			D			E			F													
		22"	5"	120	22"	5"	120	22"	5"	120	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	8"	22"	8"					
Assento fixo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
Assento deslizante		1	1	B	2	2	2	C	3	3	3	D	4	4	4	E	5	5	5	F	6	6	6	6	6	F	
Altura do assento (mm)		400	425		425	450			450	475				475	500					500	525					525	550

Maneiras diferentes de regular a altura dianteira do assento

Movendo a roda giratória para uma posição mais superior ou inferior na forqueta da roda giratória.

- Se mover a roda giratória para uma posição mais superior na forqueta da roda giratória, baixa o assento e, se mover a roda giratória para uma posição mais inferior, baixa o assento.

Instalar rodas giratórias maiores ou mais pequenas

- Uma roda giratória mais pequena permite baixar a altura do assento, enquanto uma roda giratória maior permite levantar a altura do assento. Quando mudar para uma roda giratória mais pequena, o raio de viragem é mais pequeno. Deste modo, aumenta a capacidade de transpor obstáculos em espaços apertados, também com mais espaço para as pernas. Uma roda giratória maior aumenta o raio de viragem mas também aumenta a capacidade de transpor obstáculos em superfícies irregulares.


Instalar uma forqueta de roda giratória mais longo ou mais curto

- Uma forqueta da roda giratória mais curta permite um raio de viragem mais pequeno. Deste modo, aumenta a capacidade de transpor obstáculos em espaços apertados, também com mais espaço para as pernas. Uma forqueta de roda giratória mais longa aumenta a altura do assento e permite instalar várias rodas giratórias alternativas.

5.3 Ajustar os travões

Os travões fornecidos com a cadeira de rodas não precisam, normalmente, de ser ajustados.

- Desaperte o parafuso **A**.
- Mova o travão por inteiro na guia para a posição pretendida.
- A distância correta entre o bloco do travão e a roda é de aproximadamente 5 mm.
- Aperte novamente o parafuso.



5.4 Ajustar o estabilizador antiqueda

Ajustar o dispositivo antiqueda quando alterar o centro de gravidade da cadeira. A distância máxima entre a extremidade do dispositivo antiqueda e o chão deverá ser 35 mm.



Ajuste do comprimento

- Empurre o trinco de encaixe **A**.
- Puxe ou empurre o dispositivo antiqueda para a posição correta.

Ajustamento do Ângulo

O dispositivo antiqueda pode ser ajustado para três ângulos diferentes.

- Desaperte o parafuso **B**.
- Desaperte o parafuso **C**. Mova o parafuso **C** para o furo que lhe oferece o ângulo pretendido.
- Aperte novamente **B** e **C**.



5.5 Ajustar o apoio do pescoço

Ajustar a profundidade e do ângulo

- Desaperte as pegas de retenção **A**, efetue o ajuste e aperte-as novamente.



Ajuste da altura

- Desaperte a roda de fixação **B**, levante ou baixe o apoio do pescoço e aperte a roda de fixação novamente.

Ajustar a curvatura (apenas apoio da cabeça

Comfort com correias)


- Ajuste as correias integradas para suporte lateral e para suporte de profundidade adicional.



5.6 Ajustar a curvatura do encosto

A cadeira de rodas tem um encosto almofadado que pode ser ajustado em função da curvatura da parte traseira para obter uma posição sentada confortável e com boa estabilidade. O utilizador pode ficar sentado na cadeira de rodas enquanto a curvatura do encosto é ajustada.

- Solte a capa traseira para aceder às correias. Estas podem ser ajustadas para alterar a curvatura do encosto e também para atingir o máximo conforto e suporte.




5.7 Ajuste da altura do encosto

A altura do encosto da cadeira de rodas é ajustável.

- Desaperte o parafuso **A** em ambos os lados, ajuste o encosto para a nova altura e aperte novamente ambos os parafusos com um binário de 9 Nm.


5.8 Ajustar o comprimento dos suportes para as pernas - suportes para as pernas de ângulo ajustável

- Os suportes para as pernas têm uma escala linear **A**, que ajuda a atingir o comprimento correto.
- Para ajustar o comprimento dos suportes para as pernas, desaperte o parafuso **B**.
- Ajuste os suportes para as pernas até atingir o comprimento pretendido e aperte novamente o parafuso.




5.9 Ajustar o ângulo dos suportes para as pernas fixos

- Desaperte o parafuso **A**.
- Puxe ou empurre o apoio para as pernas até atingir o ângulo pretendido.
- Instale o parafuso no furo pretendido e aperte.



5.10 Plataforma para os pés – ajuste do ângulo


- Desaperte o parafuso **A**.
- Ajuste para o ângulo pretendido e aperte novamente o parafuso.



5.11 Ajustar a profundidade do assento/comprimento da parte superior da perna, movendo a instalação dos suportes para as pernas

A profundidade da peça de adaptação dos suportes para as pernas pode ser ajustada ou o suporte pode ser removido.

- Desaperte o parafuso **A** com uma chave Allen de 4 mm.
- Puxe ou empurre o suporte para a perna para a posição pretendida.
- Aperte novamente o parafuso.



⚠ Aviso!

Não deve puxar a peça de adaptação do suporte para a perna mais de 8 cm.

Remova a peça de adaptação do suporte para a perna

- Desaperte **A** com uma chave Allen de 4 mm.
- Puxe a peça de adaptação do suporte para a perna para fora.



5.12 Regular a profundidade do assento/centro de gravidade

Para além do assento deslizante, a profundidade do assento pode ser ajustada em 3 incrementos de 30 mm, movendo os suportes do encosto **B** para a frente ou para trás.

- Desaperte os parafusos **A** em ambos os lados da cadeira de rodas. Mova os suportes para a posição pretendida e aperte novamente os parafusos. Deverá ter sempre um ou dois furos desocupados entre os parafusos.
- Desaperte os parafusos/porca da mola de gás **C** e mova para o furo que corresponde aos furos do suporte do encosto.
- Quando utilizar a posição mais dianteira do suporte do encosto, mova o parafuso/porca **C** para o furo traseiro


⚠ Aviso!

A regulação do centro de gravidade pode afetar as características de condução, equilíbrio e limite de inclinação da cadeira. Tenha especial atenção quando começar a utilizar novamente a cadeira.




5.13 Ajustar a altura dos apoios para os braços para os braços

- Desaperte os parafusos **A** e **B**.
- Levante ou baixe o apoio para o braço para a posição pretendida.
- Aperte novamente os parafusos.




5.14 Ajustar a profundidade dos apoios para os braços

- Desaperte o parafuso **A**.
- Arraste a almofada do apoio para o braço para a frente ou para trás até à posição pretendida.
- Aperte o parafuso.



5.15 Ajustar a altura do protetor de vestuário

- Desaperte os parafusos **A**.
- Arraste o protetor de vestuário para cima ou para baixo até à altura pretendida.
- Aperte os parafusos.





5.16 Instalar o cinto para as ancas (acessórios)


- Instale o cinto para as ancas como na ilustração.
- Verifique se o cinto para as ancas está corretamente adaptado para o utilizador da cadeira de rodas. O cinto deverá ficar pousado firmemente na anca a um ângulo de aproximadamente 45° a partir da posição de fixação na cadeira de rodas.
- Certifique-se de que o cinto está limpo e que o mecanismo de retenção funciona em todas as circunstâncias. O cinto e mecanismo de retenção podem ser limpos com um pano húmido.

⚠ Aviso!

Se colocar o cinto sobre a anca, contra a pele macia do estômago, a posição sentada pode ser incorreta e o utilizador poderá escorregar da cadeira de rodas para a frente.



Posição correta do cinto



Posição incorreta do cinto

6 Transporte

6.1 Transporte sem ocupante

A cadeira de rodas é adequada para transportes terrestres e/ou aéreos. Partes da cadeira de rodas que podem ser facilmente removidas devem sê-lo quando transportar a cadeira de rodas.


- Apoio dos braços
- Apoios de pernas
- Rodas traseiras:
- Apoio de cabeça

Quando a cadeira de rodas estiver no interior da viatura, deve ser fixada com um sistema de retenção ISO 10542 aprovado adequado para o peso dessa cadeira de rodas específica, incluindo quaisquer opções.

⚠ Cuidado!

Assegure-se que as peças removíveis estão fixas com a ajuda de mobilidade ou embaladas em separado e identificadas para não se perderem durante a carga e descarga.

Veja “6.3 The wheelchair as a passenger seat in a car” on Página 34 para utilizar a Cirrus G5 Base como banco de passageiro numa viatura motorizada.



6.2 Dobrar o encosto para cima ou para baixo

Dobrar o encosto para baixo


- Incline a cadeira para a frente.
- Remova o apoio do braço.
- Desaperte a correia de Velcro **A** que prende os fios.
- Puxe o parafuso **B** para fora e dobre o encosto para baixo.


Dobrar o encosto para cima

Efetue este procedimento na ordem inversa ao de puxar o encosto para baixo.

⚠ Cuidado!

Quando dobrar o encosto para cima, coloque os fios como ilustrado na figura.





A Cirrus G5 Base inclui quatro pontos assinalados que devem ser utilizados para prender a cadeira de rodas.

6.3 A cadeira de rodas como banco de passageiro numa viatura com cintos

Os utilizadores de cadeiras de rodas devem sentar-se no banco da viatura e utilizar os sistemas de retenção instalados pelo fabricante da viatura e a cadeira de rodas desocupada deverá ser guardada no compartimento de carga ou presa ao veículo durante a viagem.

A cadeira de rodas pode ser utilizada como banco de passageiro numa viatura e foi testada de acordo com ISO 7176/19.

Quando a cadeira de rodas for utilizada como banco de passageiro, deve ficar virada para a frente.

A cadeira de rodas deve ficar presa com o sistema de retenção para o qual foi testada;


- Sistema de retenção de 4 pontos. O sistema é um sistema completo que prende a cadeira de rodas e o utilizador à viatura. O sistema requer guias de retenção para ser instalado na viatura.
- Sistema de retenção do utilizador: Ombro e cinto de 3 pontos.

⚠ Aviso!

A Sunrise nega qualquer responsabilidade caso a Cirrus G5 Base seja utilizada como banco de passageiro numa viatura com sistema de retenção diferente do mencionado em cima.

6.4 Apertar o cinto de segurança:

- O sistema de retenção de cinto pélvico deve ser fixado num ângulo acentuado: entre 30° e 75°.
- O sistema de retenção de ombro deve ser fixado sobre o ombro e peito.
- O cinto de segurança deve ser fixado tão apertado contra o corpo quanto possível e não deve ficar torcido.
- Certifique-se de que o sistema de retenção dos cintos não fica afastado do corpo com peças da cadeira de rodas, como apoios para os braços e rodas. Para posicionar corretamente, veja as figuras 49 e 50.
- A cadeira não deve ser inclinada para trás quando utilizada como banco de passageiro numa viatura.



AVISO

- a) A cadeira de rodas deve ficar virada para a frente e fixada de acordo com as instruções do fabricante do sistema de retenção.
- b) Esta cadeira de rodas é aprovada para ser utilizada em viaturas e cumpre os requisitos de transporte virado para a frente e colisões frontais. A cadeira de rodas não foi testada para outras posições na viatura.
- c) A cadeira de rodas foi testada dinamicamente na posição virada para a frente, com o utilizador preso por um cinto para o estomago e para o peito (cinto de segurança de 3 pontos) Testado de acordo com ISO 7176-19.
- d) Ambos os cintos para o estomago e para o peito devem ser utilizados para reduzir o risco de lesões na cabeça e peito em caso de colisão com partes da viatura.
- e) Para reduzir o risco de lesões no utilizador, os tabuleiros instalados na cadeira de rodas, que não foram preparados para garantir a segurança durante colisões, devem ser:
 - Removidos e presos em separado na viatura, ou presos na cadeira de rodas, mas com almofadas amortecedoras colocadas entre o tabuleiro e o utilizador
- f) Sempre que possível, os restantes acessórios da cadeira de rodas devem ser presos à cadeira de rodas ou removidos da cadeira e presos na viatura durante o transporte, para não ficarem soltos e causarem lesões no utilizador em caso de colisão.
- g) O equipamento de suporte e de posicionamento não deve ser considerado como equipamento de segurança/cintos de segurança se não for identificados de acordo com os requisitos de ISO 7176/19-2008.
- h) A cadeira de rodas deve ser inspecionada por um representante do fabricante antes de ser utilizada novamente depois de qualquer tipo de colisão.
- i) Os pontos de ancoragem/pontos de fixação da viatura na cadeira de rodas ou os elementos construtivos ou peças da estrutura não podem ser alterados ou substituídos sem consultar o fabricante.

7 Manutenção

A manutenção descrita nesta secção pode ser efetuada pelo utilizador. Outros tipos de manutenção devem ser efetuados por pessoal qualificado nas instalações do seu fornecedor local ou no centro de assistência técnica. Para informações sobre reparações ou manutenção, contacte o centro de assistência técnica da sua área.

7.1 Lavar a estrutura

A estrutura deve ser lavada periodicamente com água misturada com sabão suave. Se a estrutura estiver muito suja, pode utilizar um detergente. Se necessário, a estrutura pode ser lavada com jato de alta pressão. Evite apontar o jato diretamente contra os rolamentos de esfera. Seque completamente a cadeira de rodas depois de lavar ou quando tiver estado à chuva. Lubrifique todas as peças móveis, se tiver utilizado um detergente.

7.2 Limpeza da capa do assento e do encosto

As capas podem ser lavadas numa máquina de lavar roupa a 60 °C. Consulte as instruções de lavagem dos vários materiais. Para desinfetar, utilize um desinfetante químico aprovado. Não utilize desinfecção térmica.

7.3 Condições que podem danificar a cadeira de rodas

A cadeira não deve ser utilizada em temperaturas inferiores a -35 °C ou superiores a 60°. Não são especificados requisitos associados à humidade e pressão do ar. Não são especificados outros requisitos para armazenamento.

7.4 Parafusos e porcas

Os parafusos e porcas podem ser desapertados em qualquer altura. Assim, não se esqueça de os verificar e, se necessário, apertá-los a intervalos regulares. Pode ser utilizado um fixador de roscas, como Loctite Azul (n.º 243). Se uma porca de fixação foi removida, perde parcialmente as suas capacidades de fixação e deve ser substituída.

7.5 Ferramentas para manutenção e rodas motrizes

As rodas motrizes estão equipadas com raios. Devem ser ajustados se começarem a ficar soltos. Contacte um fornecedor de bicicletas ou o centro de assistência técnica mais próximo de si.

7.6 Cubo de extração rápida para as rodas

O cubo de extração rápida para as rodas motrizes requerem inspeção periódica. Verifique se todos os rolamentos de esferas funcionam satisfatoriamente. O parafuso de libertação e os rolamentos de esferas devem ser limpos e lubrificados com óleo periodicamente.

7.7 Pressões de ar recomendadas

A cadeira pode ser entregue com rodas sólidas ou pneumáticas.

Identifique o tipo e tamanho correto da roda motriz ou da roda giratória, depois consulte a tabela para obter a pressão de ar máxima recomendada. Tenha em conta que a cadeira se move mais facilmente com pressão de ar mais alta, enquanto a marcha é mais suave com uma pressão de ar mais baixa.

Para otimizar as características de condução, deve verificar periodicamente a pressão de ar.

	kPa	Bar	PSI
Rodas motrizes, pneumáticas	350	3,5	50
Rodas motrizes, alta pressão	630	6,3	90
Roda giratória, 6 polegadas, pneumática	250	2,5	35
Roda giratória, 8 polegadas, pneumática	250	2,5	36

7.8 Ferramentas para ajustes

Ajuste de:	Ferramenta
Travões	Chave Allen, 5 mm
Estabilizador antiqueda	Chave Allen, 4 mm
Comprimento dos suportes para as pernas	Chave Allen, 5 mm
Ângulo dos suportes para as pernas fixos	Chave Allen, 4 mm
Apoios de pés	Chave Allen, 5 mm
Altura do apoio dos braços	Chave Allen, 4 mm
Profundidade dos apoios para os braços	Chave Allen, 4 mm
Altura do protetor de vestuário	Chave Allen, 4 mm Chave de boca, 10 mm
Profundidade do assento	Chave Allen de 5 mm, Chave de bocas de 13 mm
Frente da altura do assento	Chave Allen, 5 mm
Posição da roda motriz	Chave de boca, 24 mm
Altura traseira	Chave Allen, 5 mm

7.9 Inspeccionar após seis meses e, depois, anualmente

- Verifique se os travões funcionam corretamente. Ajuste se necessário
- Verifique se os pneus estão em boas condições, sem danos nas paredes laterais.
- Verifique se a cadeira está limpa e se todas as peças móveis funcionam corretamente.
- Verifique se a forqueta da roda giratória dianteira tem folga. Ajuste se necessário. O veio deve mover-se livremente sobre o seu eixo mas não deverá existir folga para cima/baixo.
- Verifique a estrutura e os acessórios das rodas quanto a defeitos e fendas.
- Verifique e, se necessário, ajuste todas as uniões com parafusos.
- Inspeccione visualmente todos os fios para determinar se estão danificados.
- Verifique se a inclinação e o encosto funcionam corretamente. Ajuste se necessário

7.10 Reparação

Exceto pequenas reparações da tinta, mudança dos pneus ou dos tubos internos, e do ajuste dos travões, todas as reparações devem ser feitas por pessoal qualificado nas instalações do seu fornecedor local ou no centro de assistência técnica.

Para informações sobre reparações ou manutenção, contacte o centro de assistência técnica da sua área.

7.11 Armazenamento de longo-prazo (mais de quatro meses)

- Armazene no interior, num local seco e fresco
- Durante o armazenamento, a temperatura ambiente não deverá ser inferior a -20°C ou superior a +65°C.
- Humidade recomendada: 15% - 93%.
- Pressão de ar sem restrições.

Medidas de higiene quando reutilizar:

Antes de utilizar de novo a cadeira de rodas, deve prepará-la cuidadosamente. Todas as superfícies em contato com o utilizador devem ser limpas com um spray de desinfecção. Para tal, deve usar um desinfetante como autorizado/recomendado no seu país, para desinfetar rapidamente, com produtos à base de álcool, os produtos e dispositivos médicos que devem ser desinfetados rapidamente. Tenha em conta as instruções do fabricante em relação ao desinfetante que vai usar. Em geral, não é possível garantir a desinfecção completa das bainhas. Deste modo, e de acordo com as leis locais de proteção contra infeções, recomendamos que descarte da cadeira de rodas e correias traseiras com agentes ativos para evitar a contaminação com microbactérias.

7.12 Mudar os pneus cheios


Os pneus cheios são acessórios.

Remover o pneu

- Retire a roda, depois esvazie o pneu empurrando o pequeno pipo da válvula ou desapertando a válvula completamente.
- Confirme se o rebordo do pneu está bem para baixo no lado interno do aro **A**
- Dobre o rebordo do pneu sobre o rebordo do aro. Utilize uma alavanca especial para pneus **B** se necessário. Certifique-se de que o tubo interior não fica entalado entre a alavanca e o rebordo do aro

Instalar o pneu

- Coloque o tubo interior no novo pneu e aplique um agente antifricção (agente de instalação de pneus ou sabão) no rebordo do pneu **C**
- Confirme se o rebordo do pneu está bem para baixo no interior do aro num dos lados. Dobre o pneu sobre o rebordo. Certifique-se de que o tubo interior não fica entalado
- Encha o pneu até com a pressão correta e instale a roda na cadeira



8 Especificações técnicas e dimensões

CE Como fabricante, a SUNRISE MEDICAL declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

A cadeira de rodas é fornecida normalmente com várias alturas e larguras de assento diferentes. A altura que melhor serve o utilizador da cadeira de rodas depende de dois fatores: A altura do utilizador e como a cadeira é utilizada. Contacte o seu fornecedor ou o centro de assistência técnica mais perto de si, se não tiver a certeza se tem a altura e largura correta. (As dimensões são em milímetros, salvo especificação em contrário. As medições podem variar +/- 10 mm.)

Largura do assento	390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾
Profundidade do assento	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm assento deslizante)
Altura do assento (sem almofada)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm incluindo deslizador do assento)
Altura traseira	Ajustável entre 550 até 700 mm
Altura geral	1100 mm
Largura total (com travão de tambor)	Largura do assento + 24 cm
Comprimento total	1150 mm
Altura de transporte	945 mm
Largura de transporte	595 (Largura do assento 390)
Comprimento de transporte	850 mm
Peso de transporte	30,3 kg (Largura do assento 540)
Declive máximo para os travões de estacionamento	7°
Ângulo de inclinação	0° a 25°
Ângulo do encosto	100° a 125°
Peso da cadeira de rodas	48 kg (Largura do assento 540)
Peso Máx. do Utilizador	135 kg
Inflamabilidade	Os materiais foram testados e aprovados de acordo com: NS-EN 1021-2:2006 Fonte de ignição: Equivalente a chama de fósforo

1) A cadeira de rodas com um assento com 540 mm de largura excede as dimensões máximas exigidas para acesso público. Poderá não ser adequado para transportes públicos, como comboios, autocarros ou para ter acesso a instalações públicas, como casas de banho.

8.1 Vida útil

A cadeira de rodas, e a maioria dos seus acessórios, é feita de aço, de uma liga de alumínio especial e de plástico. As capas do encosto e do assento são feitas de material retardador de chamas. Alternativamente, a cadeira de rodas pode ser entregue com pneus maciços/pneumáticos para rodas giratórias e rodas motrizes.

Em condições de utilização normal e com a manutenção prescrita, a vida útil estimada da cadeira de rodas é de aproximadamente 5 anos.

8.2 Processamento de resíduos

Os resíduos da embalagem e das peças da cadeira de rodas, assim como da própria cadeira de rodas, podem ser processados como lixo normal. O principal componente da cadeira de rodas é aço, alumínio e plástico, que são adequados para reciclagem. A embalagem de plástico e de cartão pode ser reciclada.

9 Indicações na cadeira de rodas

Nota!



Nunca remova ou tape as indicações, símbolos e instruções afixadas na cadeira de rodas. Estas marcas de segurança devem estar sempre presentes e nitidamente legíveis durante toda a vida útil da cadeira de rodas. Substitua ou repare imediatamente quaisquer indicações, símbolos ou instruções que ficaram ilegíveis ou danificadas. Contacte o seu fornecedor para obter assistência

- A. Nome do produto
- B. Placa de nome
- C. Etiquetas dos pontos de elevação
- D. Cuidado com o risco de entalamento
- E. Pontos de fixação na viatura

A CIRRUS G5

B

	Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-99254 Malisch / Germany		2021-04-09
TYPE:	Rollstuhl	SN	203211733451939
Cirrus G5	ISO 7176-19:2008		135 kg
	max 7"		510 mm
	550 mm	UK CA	CE



TYPE:	Nome do produto/Número SKU.
	A inclinação máxima segura com tubos antiqueda depende das configurações da cadeira de rodas, postura e capacidades físicas do utilizador.
	Largura do assento.
	Profundidade (Máximo).
	Carga máxima.
UK CA	Símbolo UKCA.
CE	Símbolo CE.
	Consulte as instruções de utilização
	XXXX-XX-XX Data de fabrico.
SN	Número de Série.
MD	Este símbolo significa Dispositivo Médico.
	Morada do fabricante
ISO 7176-19:2008	Testada com contra colisões de acordo com: ISO 7176-19:2008.
	Morada do importador
UK RP	Responsável no Reino Unido
CH REP	Morada do representante na Suíça



ISO 7010-M002
É necessário ler o manual/livro de instruções! (Ícone azul)

10 Garantia

Ver o documento “Condições Gerais de Garantia” que acompanha este manual do utilizador. Também disponível em www.sunrisemedical.pt, seção “General Conditions of Sale” (Condições Gerais de Venda).

11 Acessórios

Roda motriz e peça de fixação da roda motriz

- Rodas motrizes de vários tamanhos e pneus – sólidas, alta pressão e pneumáticas
- Aro manual de fricção
- Capa de fricção
- Proteções dos raios
- Rodas motrizes de 20 pol., 22 pol. e 24 pol. com travão de acompanhante
- Rodas de transporte de 16 pol. com travão de acompanhante

Roda giratória e peça de fixação da roda giratória

- Rodas giratórias de vários tamanhos e pneus – sólidas e pneumáticas
- Forquetas de rodas giratórias de vários tamanhos

Suportes para as pernas

- Vários suportes para as pernas e plataformas para os pés
- Suportes para as pernas com ganchos de 70° e 90°
- Suporte para amputação

Encostos de cabeça

Vários suportes para a cabeça

Apoios para os braços e protetores de vestuário

- Apoios para os braços com hemiplegia

Acessórios vários

- Suporte da Canadiana
- Tabela
- Várias almofadas para assentos e traseiras
- Cinto de posicionamento

As instruções de montagem são fornecidas com os acessórios.

Contacte a filia da Sunrise ou o centro de assistência técnica mais perto de si para obter os acessórios e peças de substituição.

12 Informação Adicional

Nota:

Notificação para o utilizador e/ou paciente: Qualquer acidente grave ocorrido relacionado com o equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do estado membro no qual o utilizador e/ou paciente reside.

Adaptações especiais B4Me

A Sunrise Medical recomenda fortemente que, a fim de garantir que seu produto B4Me opere e funcione conforme pretendido pelo fabricante; todas as informações do usuário fornecidas com seu produto B4Me são lidas e compreendidas antes de o produto ser usado pela primeira vez.

A Sunrise Medical também recomenda que as informações do utilizador não sejam descartadas após sua leitura, mas sejam mantidas em segurança para referência futura.

Combinações do dispositivo médico

Poderá ser possível combinar este dispositivo médico com um ou mais do que um outro dispositivo médico ou outro produto. As informações sobre as combinações possíveis podem ser consultadas na www.SunriseMedical.pt. Todas as combinações apresentadas foram validadas de acordo com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, Anexo I no. 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

As orientações relativas às combinações, como montagem, podem ser consultadas em www.SunriseMedical.pt.

Indicações

A variedade de acessórios assim como o desenho modular significam que pode ser usada por pessoas que não podem andar ou com mobilidade limitada por causa de:

- Paralisia
- Perda de membros (amputação da perna)
- Deformação dos membros
- Contratura das articulações/lesões nas articulações
- Doenças como insuficiências cardíacas e deficiências circulatórias, problemas de equilíbrio, caquexia, padrões de doenças neurológicas, distrofia muscular, hemiplegia, assim como pessoas idosas que ainda têm força na parte superior do corpo.

Contra-indicações

A cadeira de rodas não deverá ser utilizada sem a presença de um assistência em caso de:

- Problemas de percepção
- Desequilíbrio
- Perda de ambos os braços, se não acompanhado por um cuidador
- Contraturas nas articulações ou lesões nas articulações em ambos os braços
- Problemas em manter a postura sentada

NOTA:

Lembre-se que para conduzir uma cadeira de rodas é necessário ter as competências cognitivas, físicas e visuais adequadas. O utilizador deve poder conseguir avaliar os efeitos das suas ações durante a operação da cadeira de rodas e, se necessário, corrigi-los. A Sunrise Medical não pode avaliar estas capacidades e a utilização segura dos componentes adicionais instalados como fabricante. Não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos resultantes.

Consulte as instruções da cadeira de rodas e dos componentes adicionais instalados. Instrua o utilizador quanto à utilização segura da cadeira de rodas e dos componentes adicionais instalados. Informe os utilizadores sobre aos avisos especiais que devem ser lidos, compreendidos e respeitados.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

