

Base do Assento

MB3172-PT

Cirrus G5 Base

Manual do utilizador

Se tiver dúvidas sobre a utilização, a manutenção ou a segurança da cadeira de rodas, contacte o agente de serviço local autorizado pela Sunrise Medical. Se não conhecer nenhum agente autorizado na sua zona de residência ou se tiver qualquer outra dúvida, escreva-nos ou contacte-nos por telefone:

Sunrise Medical
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga,
Vizcaya
Espanha
Telefone: 00 351 224 882 712
Fax: 00 351 224 880 063
www.sunrisemedical.pt

© 2018 Sunrise Medical

Todos os direitos reservados.

A informação deste documento não pode ser reproduzida e/ou publicada em qualquer forma, por impressão, impressão fotográfica, em microfilme ou em qualquer outro formato (eletrónico ou mecânico) sem a autorização escrita prévia da Sunrise Medical.

A informação fornecida baseia-se nos dados gerais relativos ao fabrico conhecido à data da publicação deste manual. A Sunrise Medical tem uma política de melhoria contínua e reserva-se no direito a efetuar alterações e modificações.

A informação fornecida é válida para o produto na sua versão padrão. Assim, a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes das especificações do produto diferentes da configuração padrão. As ilustrações incluídas neste manual podem ser diferentes da configuração do seu produto.

A informação disponibilizada foi preparada com toda a diligência possível, mas a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer erros contidos na informação ou pelas consequências dos mesmos.

A Sunrise Medical não assume qualquer responsabilidade por prejuízos resultantes de trabalhos executados por terceiros.

Segundo a legislação relativa à proteção de nomes comerciais, os nomes, nomes comerciais, marcas comerciais, etc. utilizados pela Sunrise Medical não podem ser considerados como estando disponíveis.

1	Introdução	6
1.1	Parabéns pela sua nova base da estrutura do assento	6
1.2	Ajustar a base da estrutura do assento	6
1.3	Para mais informações	6
1.4	Símbolos utilizados neste manual	6
2	Segurança	7
3	Descrição geral	8
3.1	Montagem	8
3.2	Componentes principais	8
3.3	Utilização prevista e ambiente para utilização prevista	9
3.4	O utilizador	9
4	Utilização do chassis da estrutura do assento	10
4.1	Eixos de extração rápida	10
4.2	Barra de empurrar - altura ajustável	10
4.3	Apoios para os braços, remover e instalar	11
4.4	Rebater para fora/prender/remover os suportes para as pernas	12
4.5	Ajustar o ângulo do apoio para as pernas e o apoio para a barriga das pernas - Apoios para as pernas de ângulo ajustável	12
4.6	Estrutura do assento	13
4.7	Placa do adaptador	13
4.8	Utilizar os travões	13
4.9	Utilizar o travão do acompanhante	14
4.10	Estabilizador antiqueda/barra de inclinação	14
4.11	Alterar a posição sentada através da regulação do ângulo do encosto e do assento	15
4.12	Sentar e levantar da cadeira	16
4.13	Transpor obstáculos, escadas	17
4.14	Transpor obstáculos	17
5	Definições.....	18
5.1	Ajuste da altura do assento	19
5.2	Matriz do altura do assento	21
5.3	Ajustar os travões	24
5.4	Ajustar o estabilizador antiqueda	24
5.5	Ajustar o apoio do pescoço	25
5.6	Ajustar o comprimento dos suportes para as pernas - suportes para as pernas de ângulo ajustável	26
5.7	Ajustar o ângulo dos suportes para as pernas fixos	26
5.8	Plataforma para os pés – ajuste do ângulo	26
5.9	Ajustar a profundidade do assento/comprimento da parte superior da perna, movendo a instalação dos suportes para as pernas	27
5.10	Regular a profundidade do assento/centro de gravidade	28
5.11	Ajuste a altura do apoio de braços	29
5.12	Altura do protetor de vestuário	29
5.13	Ajustar a profundidade dos apoios de braços	29
5.14	Instalar o cinto para as ancas (acessórios)	30

6	Transporte	31
6.1	Transporte sem ocupante	31
6.2	Dobrar o encosto para cima ou para baixo	32
6.3	A cadeira de rodas como banco de passageiro numa viatura com cintos	33
6.4	Apertar o cinto de segurança:	34
7	Manutenção.....	37
7.1	Lavar a estrutura	37
7.2	Limpeza da capa do assento e do encosto	37
7.3	Condições que podem danificar a cadeira de rodas	37
7.4	Parafusos e porcas	37
7.5	Ferramentas para manutenção e rodas motrizes	37
7.6	Cubo de extração rápida para as rodas	37
7.7	Pressões de ar recomendadas	37
7.8	Ferramentas para ajustes	38
7.9	Inspeccionar após seis meses e, depois, anualmente	38
7.10	Reparação	38
7.11	Armazenamento de longo-prazo (mais de quatro meses)	38
7.12	Mudar os pneus cheios	39
8	Especificações técnicas e dimensões.....	40
8.1	Vida útil	41
8.2	Processamento de resíduos	41
9	Indicações na cadeira de rodas	42
10	Garantia.....	43
11	Acessórios.....	44
12	Informação Adicional.....	45

1 Introdução

1.1 Parabéns pela sua nova base da estrutura do assento

A qualidade e a funcionalidade são dos aspetos mais importantes de todas as cadeiras de rodas da série Sunrise

Para sua própria segurança, e para poder usufruir da melhor maneira de todas as funcionalidades da sua nova cadeira de rodas, recomendamos que leia cuidadosamente este manual de utilizador antes de utilizar a cadeira de rodas.

1.2 Ajustar a base da estrutura do assento

Não existe o utilizador padrão da cadeira de rodas. Esta é a razão pela qual as cadeiras de rodas Sunrise Medical podem ser ajustadas de acordo com as necessidades específicas do utilizador. As regulações descritas no capítulo "4 Use of the seating shell chassis" on page 10 podem ser feitas pelo utilizador. Todas as restantes regulações descritas neste manual de utilizador deverão ser feitas por pessoal qualificado ou consultando esse mesmo pessoal qualificado.

1.3 Para mais informações

Se tiver algum problema para visualizar, este documento está em formato PDF em www.SunriseMedical.com ou, alternativamente, está disponível mediante pedido em texto de maior tamanho.

Para mais informações sobre os avisos de segurança do produto e recolhas do produto, visite www.sunrisemedical.eu

Contacte o nosso fornecedor local e autorizado SUNRISE MEDICAL se tiver questões sobre a utilização, manutenção ou segurança da sua cadeira de rodas. No caso de não existir fornecedor autorizado na sua área ou se tiver quaisquer questões, pode contactar a Sunrise Medical por escrito ou por telefone.

1.4 Símbolos utilizados neste manual

Nota!

Assinalar possíveis problemas ao utilizador.

⚠ Cuidado!

Sugestão para o utilizador evitar danificar o produto.

⚠ Aviso!

Avisos para o utilizador evitar lesões pessoais.

O não cumprimento destas instruções pode causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente!

Símbolos nas ilustrações

Cada ilustração inclui ícones e numeração para indicar o que deve ser feito e a sequência correta.

2 Segurança

⚠ Aviso!

- Não se coloque de pé, ou exerça grande pressão, sobre as plataformas dos apoios de pés.
- Uma cadeira de rodas deve ser considerada como meio de locomoção substituto da marcha a pé. Assim, os utilizadores devem deslocar-se como os outros peões e não nas estradas ou ruas com tráfego. Utilize espelhos refletores quando conduzir a cadeira de rodas no exterior, veja a página 30.
- Quando se sentar ou levantar da cadeira, tome as devidas precauções para o fazer numa superfície tão nivelada e estável quanto possível. Para garantir que a cadeira não se move quando não quiser, não se esqueça de acionar e bloquear o travão.
- O peso máximo de um utilizador da Cirrus G5 Base é 135 kg.
- Deverá inspecionar visualmente a cadeira periodicamente para confirmar que todos os parafusos, cavilhas e outras peças de retenção estão firmemente apertadas.
- Quando utilizar a cadeira, certifique-se sempre que o estabilizador antiqueda está na posição correta.
- Pode regular a posição do assento ou das rodas para além dos limites de segurança; se forem feitos quaisquer tipos de modificações na cadeira, como mover as rodas motrizes ou as rodas giratórias, alterar a altura do encosto, etc., isso pode afetar as características de condução, equilíbrio e limite de inclinação da cadeira. Tenha especial atenção quando começar a utilizar novamente a cadeira.
- Evite modificar ou alterar a cadeira de maneira que possa afetar a segurança incorporada no design da cadeira.

- Recomenda-se a ajuda de acompanhantes qualificados para sair e sentar-se na cadeira.
- Cuidado para não deixar o vestuário, bagagem e outros objetos soltos ficarem presos nos raios das rodas.
- Tenha em conta o possível perigo de ferimentos causados por entalamento: evita enfiar os dedos entre o resguardo para o vestuário e a roda, entre as rodas e os travões, entre os aros manuais e as rodas, entre as peças móveis do apoio para as pernas de ângulo ajustável e entre a estrutura lateral e os acessórios para o suporte para as pernas quando inclinar.
- Quando utilizar a cadeira, se for necessário levantar a parte dianteira para transportar um obstáculo, nunca o faça empurrando apenas os punhos. Empurre a barra de inclinação com o pé enquanto empurra com força moderada os punhos de empurrar.
- Ficar sentado na cadeira de rodas durante longos períodos de tempo aumenta o risco de lesões causadas por pressão. Se existir um elevado risco de lesões causadas por pressão, recomendamos a utilização de uma almofada especial para o assento para evitar isto. Antes de utilizar uma almofada anti decúbito, contacte o fornecedor para saber que almofada pode ser utilizada com um assento raso.
- Se a cadeira de rodas ficar exposta à luz do sol durante um longo período de tempo, partes da mesma (p.ex. estrutura, apoios de pernas, travões e proteção lateral) podem aquecer muito (>41°C).
- A estrutura do assento deve estar sempre ligada corretamente à placa do adaptador ou ao adaptador trapezoidal para ficar presa.

3 Descrição geral

3.1 Montagem

A base do assento é fornecida com todas as peças.

Só tem de:



- Abrir o assento, veja page 32
- Instalar os suportes para as pernas, veja page 12

3.2 Componentes principais

Para poder compreender corretamente este manual, é importante familiarizar-se com os termos comuns utilizados para descrever as várias partes da cadeira de rodas. Examine os diagramas em cima e identifique as partes relevantes da sua cadeira de rodas.

O equipamento da sua cadeira de rodas pode ser ligeiramente diferente do que é ilustrado na Figura 1. Quando a cadeira de rodas for preparada para ser manobrada por um acompanhante, é equipada com rodas de dimensões diferentes e uma alavanca de travão instalada no punho de empurrar para o acompanhante.

- | | |
|---|---|
| A Almofada do encosto e do assento | J Bloco da roda |
| B Apoio de braços | K Travão |
| C Protetor de roupa | L Caixa do rolamento para a roda giratória |
| D Assento e almofada do assento | M Forqueta da roda giratória |
| E Apoio de pernas | N Roda dianteira |
| F Apoio de pés | O Apoio de cabeça |
| G Pega/ punho de empurrar | |
| H Roda motriz | |
| I Aro da roda | |



3.3 Utilização prevista e ambiente para utilização prevista

A Cirrus G5 Base foi criada para ser utilizada tanto no interior como no exterior.

3.4 O utilizador

Esta cadeira de rodas foi criada para pessoas com incapacidades e como auxiliar de pessoas com dificuldades em andar. A estrutura do assento deve ser aparafusada diretamente na placa do assento ou na placa do adaptador.

Os utilizadores que podem controlar a cadeira de rodas conduzindo, manobrando e travando sozinhos podem utilizar a cadeira de rodas sem acompanhante. O Peso Máximo do Utilizador é 135 Kgs. O peso máximo do utilizador inclui o peso do utilizador e os pesos da estrutura do assento e dos acessórios. O utilizador deve estar familiarizado com o conteúdo deste manual do utilizador antes de conduzir a cadeira de rodas.


4 Utilização do chassis da estrutura do assento

4.1 Eixos de extração rápida

As rodas motrizes da cadeira de rodas estão equipadas com um eixo de extração rápida. Prima o botão no meio da roda motriz para remover ou prender a roda.

Nota!

Verifique se a roda está firmemente presa, confirmando se os botões ficam aproximadamente 5 mm salientes quando o parafuso da roda ficar completamente apertado no chassis.



4.2 Barra de empurrar - altura ajustável


Ajustar a altura da barra de empurrar

- Desaperte as pegas de retenção **A** enquanto puxa a barra de empurrar para cima ou a empurra para baixo para a altura pretendida.
- Aperte novamente a pega de retenção.

Remover a barra de empurrar

Para maior segurança, a barra de empurrar está equipada com um trinco de encaixe na posição mais acima.

- Para remover a barra de empurrar, puxe a barra para a posição mais alta, depois aperte o trinco de encaixe **B**.



⚠ Aviso!


Não faça força sobre a barra de empurrar quando subir ou descer lancis. Coloque um pé na barra de inclinação para inclinar a cadeira de rodas enquanto a manobra com a barra de empurrar. Ver "4.14 Transpor obstáculos" na página 17.

4.3 Apoios para os braços, remover e instalar

- Os apoios para os braços podem ser removidos levantando-os diretamente para cima.
- Para instalar os apoios para os braços, inverta o processo.

⚠ **Aviso!**

Quando remover os apoios para os braços, tenha sempre em conta potenciais riscos de entalar os dedos ou ficar com o vestuário preso nas rodas.





4.4 Rebater para fora/prender/ remover os suportes para as pernas

O procedimento é o mesmo do que para os suportes para as pernas fixos e de ângulo ajustável.

Os suportes para as pernas podem ser afastados para fora/para dentro ou removidos para que o transporte e sentar-se e levantar-se da cadeira sejam mais fáceis. Os suportes para as pernas podem ser desbloqueados rodando o manípulo **A** para dentro ou para fora.

O suporte para a perna pode ser levantado diretamente para cima e removido completamente, se pretender. Para o instalar novamente, efetue estes passos pela ordem inversa e o manípulo engatará automaticamente.

Toda a unidade do suporte para a perna e as peças de fixação podem ser removidos, veja "5.9 Adjusting the seat depth/upper leg length by moving the leg support fitting" on page 27.



4.5 Ajustar o ângulo do apoio para as pernas e o apoio para a barriga das pernas - Apoios para as pernas de ângulo ajustável


Ajustar o ângulo dos apoios para as pernas

Os apoios para as pernas podem ser ajustados independentemente um do outro.

- Desaperte o manípulo **A**
- Ajuste para o ângulo pretendido e aperte o manípulo **A**

Ajustar o suporte para a barriga das pernas

O suporte para a barriga das pernas **B** pode ser ajustado em profundidade e na lateral.



⚠ Aviso!

Risco de aperto!

4.6 Estrutura do assento

Uma estrutura do assento pode ser instalada na Cirrus G5 Base através do adaptador trapezoidal. Posicione a estrutura do assento sempre na posição COG correta. O recetor será fixado à placa do assento com 6 parafusos e liga a estrutura do assento à base. A parte superior **B** será fixada à estrutura do assento. Para desaperpear a parte superior, mova a alavanca vermelha para o lado, **A**. Para ligar a estrutura do assento à parte superior, arraste para o receptor até encaixar com som em posição.

⚠ Aviso

Certifique-se sempre de que a estrutura do assento fica corretamente engatada antes de utilizar.

O adaptador trapezoidal só funciona se for fixado corretamente.


⚠ Cuidado

Utilize só peças/dispositivos de fixação genuínos e aprovados pela Sunrise Medical

⚠ Aviso

Só com um adaptador trapezoidal corretamente ajustado é possível garantir um encaixe seguro.

O ajuste correto do COG é importante para manter a estabilidade e evita a queda da base da estrutura do assento.



4.7 Placa do adaptador


1. Gancho enrola **A** sob as patilhas **B**.
2. Fixe com dois parafusos **C** nos dois lados.

⚠ Aviso!

A placa do adaptador só pode funcionar corretamente se for fixada corretamente.

4.8 Utilizar os travões

Puxe a alavanca do travão na sua direção para acionar o travão.



⚠ Aviso:

O travão está concebido para prender a cadeira apenas quando estiver estacionária. Em circunstância alguma deve ser utilizado como travão durante a condução.

4.9 Utilizar o travão do acompanhante

- Aperte a alavanca do travão **A** para reduzir a velocidade.
- Empurre a alavanca **B** para acionar o travão de estacionamento. Aperte a alavanca do travão **A** para desbloquear o travão de estacionamento.

4.10 Estabilizador antiqueda/barra de inclinação




O estabilizador antiqueda pode ser ajustado normalmente com uma folga em relação à base para poder transpor as soleiras das portas, etc.

⚠ Aviso

Quando utilizar a cadeira, certifique-se sempre que o estabilizador antiqueda está na posição correta.

O estabilizador antiqueda é posicionado rodando-o para trás.

A barra de inclinação fica acessível quando o estabilizador antiqueda ficar para dentro ou para fora.



4.11 Alterar a posição sentada através da regulação do ângulo do encosto e do assento

- Regule o ângulo do encosto com o manípulo de regulação direito.
- Incline a cadeira com o manípulo de regulação direito.



Nota!

Para regular com segurança a posição sentada, o acompanhante deverá segurar firmemente na pega de empurrar com uma mão e acionar os manípulos de regulação com a outra mão.

⚠ Aviso!

A cadeira poderá ficar instável quando o encosto e o assento forem regulados para o ângulo mais para trás. O estabilizador antiqueda deverá ser utilizado quando a posição sentada estiver inclinada para trás.

Certifique-se de que as mãos e outras partes do corpo não ficam entaladas quando inclinar a cadeira.



4.12 Sentar e levantar da cadeira

- Acione os travões
- Rebata para fora ou remova os suportes para as pernas
- Incline a cadeira para a frente.
- O utilizador pode agora ser sentado ou levantado da cadeira de rodas por intermédio de um sistema de elevação manual ou pessoal ou com movimento frontal, se o utilizador tiver capacidade para estar de pé

Para se sentar e levantar de lado, rebata para cima ou remova o apoio de braço.



4.13 Transpor obstáculos, escadas



Se a cadeira de rodas está a ser levantada com o utilizador sentado, devem ser utilizados os pontos de elevação recomendados. Estes estão assinalados no produto.

Os pontos de elevação são a barra cruzada **A** na parte traseira e a estrutura do assento **B**. Para que os acompanhantes fiquem na melhor posição de elevação, podem levantar alternadamente a cadeira de rodas de cada lado.

⚠ Aviso!

Não levante a cadeira de rodas:

- Pelos apoios de braços
- Pelos suportes para as pernas de ângulo ajustável
- Peças do suporte para as pernas
- Pela barra de empurrar de ângulo ajustável



4.14 Transpor obstáculos

Passeios

Se necessário, rebata os dispositivos antiqueda para dentro ou para cima.

Quando subir/descer lances, etc., coloque um pé em qualquer uma das barras de inclinação **A** enquanto manobra a cadeira com a barra de empurrar. Incline a cadeira para trás, onde necessário, para ter espaço entre o obstáculo e os suportes para as pernas.

Terreno íngreme

Para utilização frequente em terreno ondulado, recomendamos a instalação de um segundo travão para o acompanhante, se relevante.

5 Definições

Não existe o utilizador padrão da cadeira de rodas. Esta é a razão pela qual as cadeiras de rodas Sunrise Medical podem ser ajustados de acordo com as necessidades específicas do utilizador.


Aqui, fazemos a distinção entre as configurações das cadeiras de rodas e as opções de ajuste das cadeiras de rodas. As configurações são feitas só uma vez e devem ser feitas por especialistas qualificados, exceto quando indicado o contrário. As opções de ajuste são feitas pelo utilizador. Estas opções de ajuste não requerem ferramentas.

Para uma descrição geral das configurações de execução das ferramentas, veja "7.8 Tools for adjustments" on page 38.

Aviso!

Não são permitidas alterações das especificações técnicas da cadeira de rodas.

Não são permitidas modificações da cadeira de rodas ou de quaisquer peças da mesma.



5.1 Ajuste da altura do assento

A altura do assento pode ser facilmente regulada. As diferentes maneiras de regular a altura do assento podem afetar a capacidade de transpor obstáculos e as propriedades de marcha da cadeira de rodas.

⚠ Aviso!

Não regule a Cirrus G5 Base de modo a que as alturas do assento à frente e atrás sejam diferentes já que isto irá afetar o ponto de equilíbrio e as características da condução.


A altura do assento por ser regulada em 10 cm (4 alturas) sem mudar as rodas ou forquetas. O rolamento da forqueta pode ser invertido (na vertical) e podem ser acrescentados espaçadores para diferentes alturas à frente. Os furos no bloco de posicionamento da roda oferecem possibilidades de regulação correspondentes para as rodas traseiras. Se forem necessários mais regulações, podem ser utilizadas rodas de tamanhos alternativos.

Regular a altura traseira do assento e o centro de gravidade

Para levantar e baixar a altura traseira do assento, mova a roda para cima ou para baixo na estrutura.

Se pretender que a cadeira de rodas se mova mais livremente, mova as rodas motrizes para a frente. Se pretender que a cadeira de rodas seja mais estável e que tombe com menos facilidade, mova as rodas motrizes para trás.

- Desaperte a porca de fixação **A** na roda em algumas voltas, rode a caixa **B** 90° e mova a roda para o furo pretendido
- Rode a caixa 90° para a posição inicial e aperte também a porca de fixação



⚠ Aviso!

Não se esqueça de ajustar os travões e o estabilizador antiqueda depois de regular a altura do assento e o centro de gravidade.

Nota!



Quando regular a altura do assento e o centro de gravidade, deverá começar por ajustar as rodas motrizes, seguido da altura das rodas giratórias.

Regular a altura do assento rodando a caixa de rolamentos

- Desaperte o parafuso **A**.
- Desmonte a forqueta e a roda.
- Vire a caixa dos rolamentos ao contrário.
- Monte novamente a forqueta e a roda.
- Aperte o parafuso **A**.

Regular a altura do assento acrescentando/removendo espaçadores

- Desmonte a forqueta e a roda.
- Acrescente/ou remova espaçadores **B**.
- Monte novamente a forqueta e a roda.



Posicionamento da roda traseira de 24 pol.		Configuração da roda dianteira de 6 pol., 8 pol.												27				
		C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
Assento deslizando		24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	8"					
Assento fixo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
Altura do assento (mm)		1	C	2	2	D	3	3	E	3	3	D	4	4	E	5	5	F

Posicionamento da roda traseira de 16 pol.		Configuração da roda dianteira de 5 pol., 6 pol., 8 pol.												28		
		A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	D			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
Assento deslizando		16"	5"	16"	5"	16"	6"	16"	6"	16"	6"	16"	8"	16"	8"	
Assento fixo		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Altura do assento (mm)		3	3	A	4	4	B	5	5	C	6	6	C	7	7	D

Maneiras diferentes de regular a altura dianteira do assento

Movendo a roda giratória para uma posição mais superior ou inferior na forqueta da roda giratória.

- Se mover a roda giratória para uma posição mais superior na forqueta da roda giratória, baixa o assento e, se mover a roda giratória para uma posição mais inferior, baixa o assento.

Instalar rodas giratórias maiores ou mais pequenas

- Uma roda giratória mais pequena permite baixar a altura do assento, enquanto uma roda giratória maior permite levantar a altura do assento. Quando mudar para uma roda giratória mais pequena, o raio de viragem é mais pequeno. Deste modo, aumenta a capacidade de transpor obstáculos em espaços apertados, também com mais espaço para as pernas. Uma roda giratória maior aumenta o raio de viragem mas também aumenta a capacidade de transpor obstáculos em superfícies irregulares.


Instalar uma forqueta de roda giratória mais longo ou mais curto

- Uma forqueta da roda giratória mais curta permite um raio de viragem mais pequeno. Deste modo, aumenta a capacidade de transpor obstáculos em espaços apertados, também com mais espaço para as pernas. Uma forqueta de roda giratória mais longa aumenta a altura do assento e permite instalar várias rodas giratórias alternativas.

5.3 Ajustar os travões

Os travões fornecidos com a cadeira de rodas não precisam, normalmente, de ser ajustados.

- Desaperte o parafuso **A**.
- Mova o travão por inteiro na guia para a posição pretendida.
- A distância correta entre o bloco do travão e a roda é de aproximadamente 5 mm.
- Aperte novamente o parafuso.



5.4 Ajustar o estabilizador antiqueda

Ajustar o dispositivo antiqueda quando alterar o centro de gravidade da cadeira. A distância máxima entre a extremidade do dispositivo antiqueda e o chão deverá ser 35 mm.



Ajuste do comprimento

- Empurre o trinco de encaixe **A**.
- Puxe ou empurre o dispositivo antiqueda para a posição correta.

Ajustamento do Ângulo

O dispositivo antiqueda pode ser ajustado para três ângulos diferentes.

- Desaperte o parafuso **B**.
- Desaperte o parafuso **C**. Mova o parafuso **C** para o furo que lhe oferece o ângulo pretendido. Aperte novamente **B** e **C**.



5.5 Ajustar o apoio do pescoço

Ajustar a profundidade e do ângulo

- Desaperte as pegas de retenção **A**, efetue o ajuste e aperte-as novamente.



Ajuste da altura

- Desaperte a roda de fixação **B**, levante ou baixe o apoio do pescoço e aperte a roda de fixação novamente.

Ajustar a curvatura (apenas apoio da cabeça


Comfort com correias)

- Ajuste as correias integradas para suporte lateral e para suporte de profundidade adicional.




5.6 Ajustar o comprimento dos suportes para as pernas - suportes para as pernas de ângulo ajustável

- Os suportes para as pernas têm uma escala linear **A**, que ajuda a atingir o comprimento correto.
- Para ajustar o comprimento dos suportes para as pernas, desaperte o parafuso **B**.
- Ajuste os suportes para as pernas até atingir o comprimento pretendido e aperte novamente o parafuso.




5.7 Ajustar o ângulo dos suportes para as pernas fixos

- Desaperte o parafuso **A**.
- Puxe ou empurre o apoio para as pernas até atingir o ângulo pretendido.
- Instale o parafuso no furo pretendido e aperte.



5.8 Plataforma para os pés – ajuste do ângulo

- Desaperte o parafuso **A**.
- Ajuste para o ângulo pretendido e aperte novamente o parafuso.



5.9 Ajustar a profundidade do assento/comprimento da parte superior da perna, movendo a instalação dos suportes para as pernas

A profundidade da peça de adaptação dos suportes para as pernas pode ser ajustada ou o suporte pode ser removido.


- Desaperte o parafuso **A** com uma chave Allen de 4 mm.
- Puxe ou empurre o suporte para a perna para a posição pretendida.
- Aperte novamente o parafuso.

⚠ Aviso!

Não deve puxar a peça de adaptação do suporte para a perna mais de 8 cm.

Remova a peça de adaptação do suporte para a perna

- Desaperte **A** com uma chave Allen de 4 mm.
- Puxe a peça de adaptação do suporte para a perna para fora.





5.10 Regular a profundidade do assento/centro de gravidade

Para além do assento deslizante, a profundidade do assento pode ser ajustada em 3 incrementos de 30 mm, movendo os suportes do encosto **B** para a frente ou para trás.

- Desaperte os parafusos **A** em ambos os lados da cadeira de rodas. Mova os suportes para a posição pretendida e aperte novamente os parafusos. Deverá ter sempre um ou dois furos desocupados entre os parafusos.
- Desaperte os parafusos/porca da mola de gás **C** e mova para o furo que corresponde aos furos do suporte do encosto.
- Quando utilizar a posição mais dianteira do suporte do encosto, mova o parafuso/porca **C** para o furo traseiro


⚠ Aviso!

A regulação do centro de gravidade pode afetar as características de condução, equilíbrio e limite de inclinação da cadeira. Tenha especial atenção quando começar a utilizar novamente a cadeira.



5.11 Ajuste a altura do apoio de braços


- Para ajustar a altura dos apoios para os braços, desaperte o parafuso **A**. Levante ou baixe o apoio para o braço para a posição pretendida.
- Consulte a escala **B** para obter a mesma altura para ambos os apoios para os braços. A escala indica o número de centímetros do assento até ao cimo do apoio para o braço. Aperte novamente o parafuso.



5.12 Altura do protetor de vestuário

Quando ajustar o apoio para o braço para a posição pretendida, pode mover o protetor de vestuário para evitar as aberturas para a roda.


- Desaperte o parafuso **C** e empurre o protetor de vestuário para cima ou para baixo.
- Aperte novamente o parafuso.



5.13 Ajustar a profundidade dos apoios de braços

Mova as almofadas dos apoios de braços para ajustar a sua profundidade.

- Desaperte os parafusos **D** com uma chave de bocas de 10 mm.
- Empurre as almofadas dos apoios de braços para a frente/trás para a posição pretendida e aperte os parafusos.





5.14 Instalar o cinto para as ancas para os acessórios


- Instale o cinto para as ancas como na ilustração.
- Verifique se o cinto para as ancas está corretamente adaptado para o utilizador da cadeira de rodas. O cinto deverá ficar pousado firmemente na anca a um ângulo de aproximadamente 45° a partir da posição de fixação na cadeira de rodas.
- Certifique-se de que o cinto está limpo e que o mecanismo de retenção funciona em todas as circunstâncias. O cinto e mecanismo de retenção podem ser limpos com um pano húmido.

⚠ Aviso!

Se colocar o cinto sobre a anca, contra a pele macia do estômago, a posição sentada pode ser incorreta e o utilizador poderá escorregar da cadeira de rodas para a frente.



Posição correta do cinto



Posição incorreta do cinto

6 Transporte

6.1 Transporte sem ocupante

A cadeira de rodas é adequada para transportes terrestres e/ou aéreos. Partes da cadeira de rodas que podem ser facilmente removidas devem sê-lo quando transportar a cadeira de rodas.


- Apoio dos braços
- Apoios de pernas
- Rodas traseiras:
- Apoio de cabeça

Quando a cadeira de rodas estiver no interior da viatura, deve ser fixada com um sistema de retenção ISO 10542 aprovado adequado para o peso dessa cadeira de rodas específica, incluindo quaisquer opções.

⚠ Cuidado!

Assegure-se que as peças removíveis estão fixas com a ajuda de mobilidade ou embaladas em separado e identificadas para não se perderem durante a carga e descarga.

Veja "6.3 The wheelchair as a passenger seat in a car" on page 33 para utilizar a Cirrus G5 Base como banco de passageiro numa viatura motorizada.



6.2 Dobrar o encosto para cima ou para baixo

Dobrar o encosto para baixo


- Incline a cadeira para a frente.
- Remova o apoio do braço.
- Desaperte a correia de Velcro que prende os fios.
- Puxe o parafuso **A** para fora e dobre o encosto para baixo.


Dobrar o encosto para cima

Efetue este procedimento na ordem inversa ao de puxar o encosto para cima.

⚠ Cuidado!

Quando dobrar o encosto para cima, coloque os fios como ilustrado na figura.





A Cirrus G5 Base inclui quatro pontos assinalados que devem ser utilizados para prender a cadeira de rodas.

6.3 A cadeira de rodas como banco de passageiro numa viatura com cintos

Os utilizadores de cadeiras de rodas devem sentar-se no banco da viatura e utilizar os sistemas de retenção instalados pelo fabricante da viatura e a cadeira de rodas desocupada deverá ser guardada no compartimento de carga ou presa ao veículo durante a viagem.

A cadeira de rodas pode ser utilizada como banco de passageiro numa viatura e foi testada de acordo com ISO 7176/19.

Quando a cadeira de rodas for utilizada como banco de passageiro, deve ficar virada para a frente. A cadeira de rodas deve ficar presa com o sistema de retenção para o qual foi testada;

- Sistema de retenção de 4 pontos. O sistema é um sistema completo que prende a cadeira de rodas e o utilizador à viatura. O sistema requer guias de retenção para ser instalado na viatura.


- Sistema de retenção do utilizador: Ombro e cinto de 3 pontos.

⚠ Aviso!

A Sunrise nega qualquer responsabilidade caso a Cirrus G5 Base seja utilizada como banco de passageiro numa viatura com sistema de retenção diferente do mencionado em cima.

6.4 Apertar o cinto de segurança:

- O sistema de retenção de cinto pélvico deve ser fixado num ângulo acentuado: entre 30° e 75°.
- O sistema de retenção de ombro deve ser fixado sobre o ombro e peito.
- O cinto de segurança deve ser fixado tão apertado contra o corpo quanto possível e não deve ficar torcido.
- Certifique-se de que o sistema de retenção dos cintos não fica afastado do corpo com peças da cadeira de rodas, como apoios para os braços e rodas. Para posicionar corretamente, veja as figuras 46 e 47.
- A cadeira não deve ser inclinada para trás quando utilizada como banco de passageiro numa viatura.



AVISO

- a) A cadeira de rodas deve ficar virada para a frente e fixada de acordo com as instruções do fabricante do sistema de retenção.
- b) Esta cadeira de rodas é aprovada para ser utilizada em viaturas e cumpre os requisitos de transporte virado para a frente e colisões frontais. A cadeira de rodas não foi testada para outras posições na viatura.
- c) A cadeira de rodas foi testada dinamicamente na posição virada para a frente, com o utilizador preso por um cinto para o estomago e para o peito (cinto de segurança de 3 pontos) Testado de acordo com ISO 7176-19.
- d) Ambos os cintos para o estomago e para o peito devem ser utilizados para reduzir o risco de lesões na cabeça e peito em caso de colisão com partes da viatura.
- e) Para reduzir o risco de lesões no utilizador, os tabuleiros instalados na cadeira de rodas, que não foram preparados para garantir a segurança durante colisões, devem ser:
 - Removidos e presos em separado na viatura, ou presos na cadeira de rodas, mas com almofadas amortecedoras colocadas entre o tabuleiro e o utilizador
- f) Sempre que possível, os restantes acessórios da cadeira de rodas devem ser presos à cadeira de rodas ou removidos da cadeira e presos na viatura durante o transporte, para não ficarem soltos e causarem lesões no utilizador em caso de colisão.
- g) O equipamento de suporte e de posicionamento não deve ser considerado como equipamento de segurança/cintos de segurança se não for identificados de acordo com os requisitos de ISO 7176/19-2008.
- h) A cadeira de rodas deve ser inspecionada por um representante do fabricante antes de ser utilizada novamente depois de qualquer tipo de colisão.

- i) Os pontos de ancoragem/pontos de fixação da viatura na cadeira de rodas ou os elementos construtivos ou peças da estrutura não podem ser alterados ou substituídos sem consultar o fabricante.

7 Manutenção

A manutenção descrita nesta secção pode ser efetuada pelo utilizador. Outros tipos de manutenção devem ser efetuados por pessoal qualificado nas instalações do seu fornecedor local ou no centro de assistência técnica. Para informações sobre reparações ou manutenção, contacte o centro de assistência técnica da sua área.

7.1 Lavar a estrutura

A estrutura deve ser lavada periodicamente com água misturada com sabão suave. Se a estrutura estiver muito suja, pode utilizar um detergente. Se necessário, a estrutura pode ser lavada com jato de alta pressão. Evite apontar o jato diretamente contra os rolamentos de esfera. Seque completamente a cadeira de rodas depois de lavar ou quando tiver estado à chuva. Lubrifique todas as peças móveis, se tiver utilizado um detergente.

7.2 Limpeza da capa do assento e do encosto

As capas podem ser lavadas numa máquina de lavar roupa a 60 °C. Consulte as instruções de lavagem dos vários materiais. Para desinfetar, utilize um desinfetante químico aprovado. Não utilize desinfecção térmica.

7.3 Condições que podem danificar a cadeira de rodas

A cadeira não deve ser utilizada em temperaturas inferiores a -35 °C ou superiores a 60°. Não são especificados requisitos associados à humidade e pressão do ar. Não são especificados outros requisitos para armazenamento.

7.4 Parafusos e porcas

Os parafusos e porcas podem ser desapertados em qualquer altura. Assim, não se esqueça de os verificar e, se necessário, apertá-los a intervalos regulares. Pode ser utilizado um fixador de roscas, como Loctite Azul (n.º 243). Se uma porca de fixação foi removida, perde parcialmente as suas capacidades de fixação e deve ser substituída.

7.5 Ferramentas para manutenção e rodas motrizes

As rodas motrizes estão equipadas com raios. Devem ser ajustados se começarem a ficar soltos. Contacte um fornecedor de bicicletas ou o centro de assistência técnica mais próximo de si.

7.6 Cubo de extração rápida para as rodas

O cubo de extração rápida para as rodas motrizes requerem inspeção periódica. Verifique se todos os rolamentos de esferas funcionam satisfatoriamente. O parafuso de libertação e os rolamentos de esferas devem ser limpos e lubrificados com óleo periodicamente.

7.7 Pressões de ar recomendadas

A cadeira pode ser entregue com rodas sólidas ou pneumáticas.

Identifique o tipo e tamanho correto da roda motriz ou da roda giratória, depois consulte a tabela para obter a pressão de ar máxima recomendada. Tenha em conta que a cadeira se move mais facilmente com pressão de ar mais alta, enquanto a marcha é mais suave com uma pressão de ar mais baixa.

Para otimizar as características de condução, deve verificar periodicamente a pressão de ar.

	kPa	Bar	PSI
Rodas motrizes, pneumáticas	350	3,5	50
Rodas motrizes, alta pressão	630	6,3	90
Roda giratória, 6 polegadas, pneumática	250	2,5	35
Roda giratória, 8 polegadas, pneumática	250	2,5	36

7.8 Ferramentas para ajustes

Ajuste de:	Ferramenta
Travões	Chave Allen, 5 mm
Estabilizador antiqueda	Chave Allen, 4 mm
Comprimento dos suportes para as pernas	Chave Allen, 5 mm
Ângulo dos suportes para as pernas fixos	Chave Allen, 4 mm
Apoios de pés	Chave Allen, 5 mm
Altura do apoio dos braços	Chave Allen, 4 mm
Profundidade dos apoios para os braços	Chave Allen, 4 mm
Profundidade do assento	Chave Allen de 5 mm, Chave de bocas de 13 mm
Frente da altura do assento	Chave Allen, 5 mm
Posição da roda motriz	Chave de boca, 24 mm

7.9 Inspeccionar após seis meses e, depois, anualmente

- Verifique se os travões funcionam corretamente. Ajuste se necessário
- Verifique se os pneus estão em boas condições, sem danos nas paredes laterais.
- Verifique se a cadeira está limpa e se todas as peças móveis funcionam corretamente.
- Verifique se a forqueta da roda giratória dianteira tem folga. Ajuste se necessário. O veio deve mover-se livremente sobre o seu eixo mas não deverá existir folga para cima/baixo.
- Verifique a estrutura e os acessórios das rodas quanto a defeitos e fendas.
- Verifique e, se necessário, ajuste todas as uniões com parafusos.
- Inspeccione visualmente todos os fios para determinar se estão danificados.
- Verifique se a inclinação e o encosto funcionam corretamente. Ajuste se necessário

7.10 Reparação

Exceto pequenas reparações da tinta, mudança dos pneus ou dos tubos internos, e do ajuste dos travões, todas as reparações devem ser feitas por pessoal qualificado nas instalações do seu fornecedor local ou no centro de assistência técnica.

Para informações sobre reparações ou manutenção, contacte o centro de assistência técnica da sua área.

7.11 Armazenamento de longo-prazo (mais de quatro meses)

- Armazene no interior, num local seco e fresco
- Durante o armazenamento, a temperatura ambiente não deverá ser inferior a -20°C ou superior a +65°C.
- Humidade recomendada: 15% - 93%.
- Pressão de ar sem restrições.

7.12 Mudar os pneus cheios


Os pneus cheios são acessórios.

Remover o pneu

- Retire a roda, depois esvazie o pneu empurrando o pequeno pipo da válvula ou desapertando a válvula completamente.
- Confirme se o rebordo do pneu está bem para baixo no lado interno do aro **A**
- Dobre o rebordo do pneu sobre o rebordo do aro. Utilize uma alavanca especial para pneus **B** se necessário. Certifique-se de que o tubo interior não fica entalado entre a alavanca e o rebordo do aro

Instalar o pneu

- Coloque o tubo interior no novo pneu e aplique um agente antifricção (agente de instalação de pneus ou sabão) no rebordo do pneu **C**
- Confirme se o rebordo do pneu está bem para baixo no interior do aro num dos lados. Dobre o pneu sobre o rebordo. Certifique-se de que o tubo interior não fica entalado
- Encha o pneu até com a pressão correta e instale a roda na cadeira



8 Especificações técnicas e dimensões

CE Como fabricante, a SUNRISE MEDICAL, declara que as este produto estão em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

A cadeira de rodas é fornecida normalmente com várias alturas e larguras de assento diferentes. A altura que melhor serve o utilizador da cadeira de rodas depende de dois fatores: A altura do utilizador e como a cadeira é utilizada. Contacte o seu fornecedor ou o centro de assistência técnica mais perto de si, se não tiver a certeza se tem a altura e largura correta. (As dimensões são em milímetros, salvo especificação em contrário. As medições podem variar +/- 10 mm.)

Largura do assento	390, 420, 450, 480, 510, 540 ¹⁾
Profundidade do assento	420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm assento deslizante)
Altura do assento (sem almofada)	375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm (+25 mm incluindo deslizador do assento)
Altura traseira	550, 650 mm
Altura geral	1100 mm
Largura total (com travão de tambor)	Largura do assento + 24 cm
Comprimento total	1150 mm
Altura de transporte	945 mm
Largura de transporte	595 (Largura do assento 390)
Comprimento de transporte	850 mm
Peso de transporte	30,3 kg (Largura do assento 540)
Declive máximo para os travões de estacionamento	7°
Peso da cadeira de rodas	48 kg (Largura do assento 540)
Peso Máx. do Utilizador	135 kg
Inflamabilidade	Os materiais foram testados e aprovados de acordo com: NS-EN 1021-2:2006 Fonte de ignição: Equivalente a chama de fósforo

1) A cadeira de rodas com um assento com 540 mm de largura excede as dimensões máximas exigidas para acesso público. Poderá não ser adequado para transportes públicos, como comboios, autocarros ou para ter acesso a instalações públicas, como casas de banho.

8.1 Vida útil

A cadeira de rodas, e a maioria dos seus acessórios, é feita de aço, de uma liga de alumínio especial e de plástico. As capas do encosto e do assento são feitas de material retardador de chamas. Alternativamente, a cadeira de rodas pode ser entregue com pneus maciços/pneumáticos para rodas giratórias e rodas motrizes.

Em condições de utilização normal e com a manutenção prescrita, a vida útil estimada da cadeira de rodas é de aproximadamente sete anos.

8.2 Processamento de resíduos

Os resíduos da embalagem e das peças da cadeira de rodas, assim como da própria cadeira de rodas, podem ser processados como lixo normal. O principal componente da cadeira de rodas é aço, alumínio e plástico, que são adequados para reciclagem. A embalagem de plástico e de cartão pode ser reciclada.











9 Indicações na cadeira de rodas

Nota!

Nunca remova ou tape as indicações, símbolos e instruções afixadas na cadeira de rodas. Estas marcas de segurança devem estar sempre presentes e nitidamente legíveis durante toda a vida útil da cadeira de rodas. Substitua ou repare imediatamente quaisquer indicações, símbolos ou instruções que ficaram ilegíveis ou danificadas. Contacte o seu fornecedor para obter assistência

A. Nome do produto

B. Placa de nome

Breezy Cirrus G5	Nome do produto
	Declive seguro máximo com barras antiqueda instaladas. Depende da configuração da cadeira de rodas, postura e capacidades físicas do utilizador.
	Largura do assento
	Profundidade (máxima)
	Carga Máxima
	Símbolo CE
	Manual de Utilizador
	Testado para colisões
	Data de fabrico
	Número de Série
	Este símbolo significa Dispositivo Médico





C. Etiquetas dos pontos de elevação


D. Cuidado com o risco de entalamento

E. Pontos de fixação na viatura

A CIRRUS G5

B

		
TYPE: Manual Wheelchair		
Cirrus G5 Base		
		
XXX kg	X" XX cm	XX cm
		



C



D



E



10 Garantia

ESTA GARANTIA NÃO AFECTA, DE MODO ALGUM, OS SEUS DIREITOS LEGAIS.

A Sunrise Medical* oferece aos seus clientes uma garantia, como definida nas condições da garantia, para cadeiras de rodas cobrindo o seguinte.

Condições de garantia:

1. Caso seja necessário reparar ou substituir uma peça ou peças da cadeira de rodas como resultado de defeito de fabrico e/ou do material, num período de 24 meses, ou 5 anos para a estrutura e cruzeta, a contar da data de entrega ao cliente. A peça ou peças afetada(s) será ou serão reparada(s) ou substituída(s) gratuitamente. A garantia só cobre os defeitos de fabrico.
2. Para aplicar a garantia, contacte o Serviço de Clientes Sunrise Medical com os detalhes precisos da natureza do problema. Se usar a cadeira de rodas fora da área do agente de serviço pós-venda designado pela Sunrise Medical, as reparações ou substituições serão realizadas por qualquer outro agente designado pelo fabricante. A cadeira de rodas deve ser reparada por um agente de Assistência Técnica a Clientes designado pela Sunrise Medical, (fornecedor).
3. Para peças que tenham sido reparadas ou substituídas no âmbito desta garantia, oferecemos uma garantia de acordo com estas condições para o restante período da garantia da cadeira de rodas de acordo com o ponto 1).
4. As peças sobressalentes originais que tenham sido instaladas por encargo do cliente terão uma garantia de 12 meses, (a contar da data da instalação), de acordo com estas condições da garantia.
5. Não serão feitas reclamações ao abrigo desta garantia, se for necessário reparar ou substituir a cadeira de rodas ou uma peça por uma das seguintes razões:
 - a. Desgaste normal, que inclui baterias, almofadas dos apoios de braços, forros, pneus, mecanismo dos travões, etc.
 - b. Qualquer peso que sobrecarregue o produto, consulte a etiqueta da CE para saber qual o peso máximo do utilizador.
 - c. O produto ou peça não foi mantido ou reparado de acordo com as recomendações do fabricante, como ilustrado nas instruções do utilizador e/ou nas instruções de manutenção.
 - d. Acessórios que tenham sido usados e que não sejam especificados como acessórios originais.
 - e. Danos apresentados pela cadeira de rodas ou peça como resultado de negligência, acidente ou utilização imprópria.
 - f. Se tiverem sido feitas alterações/modificações na cadeira de rodas ou peças que sejam diferentes das especificações do fabricante.
 - g. Se tiverem sido feitas reparações, antes do Serviço de Clientes ter sido informado das circunstâncias.
6. Esta garantia está sujeita às leis do país no qual o produto foi comprado à Sunrise Medical*

* Significa as instalações da Sunrise Medical onde o produto foi comprado.

11 Acessórios

Roda motriz e peça de fixação da roda motriz

- Rodas motrizes de vários tamanhos e pneus – sólidas, alta pressão e pneumáticas
- Aro manual de fricção
- Capa de fricção
- Proteções dos raios
- Rodas motrizes de 20 pol., 22 pol. e 24 pol. com travão de acompanhante
- Rodas de transporte de 16 pol. com travão de acompanhante

Roda giratória e peça de fixação da roda giratória

- Rodas giratórias de vários tamanhos e pneus – sólidas e pneumáticas
- Forquetas de rodas giratórias de vários tamanhos

Suportes para as pernas

- Vários suportes para as pernas e plataformas para os pés
- Suportes para as pernas com ganchos de 70° e 90°
- Suporte para amputação

Encostos de cabeça

Vários suportes para a cabeça

Apoios para os braços e protetores de vestuário

- Apoios para os braços com hemiplegia

Acessórios vários

- Suporte da Canadiana
- Tabela
- Várias almofadas para o assento
- Cinto de posicionamento

As instruções de montagem são fornecidas com os acessórios.

Contacte a filia da Sunrise ou o centro de assistência técnica mais perto de si para obter os acessórios e peças de substituição.

12 Informação Adicional

Nota:

Notificação para o utilizador e/ou paciente: Qualquer acidente grave ocorrido relacionado com o equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do estado membro no qual o utilizador e/ou paciente reside.

Adaptações especiais B4Me

A Sunrise Medical recomenda fortemente que, a fim de garantir que seu produto B4Me opere e funcione conforme pretendido pelo fabricante; todas as informações do usuário fornecidas com seu produto B4Me são lidas e compreendidas antes de o produto ser usado pela primeira vez.

A Sunrise Medical também recomenda que as informações do utilizador não sejam descartadas após sua leitura, mas sejam mantidas em segurança para referência futura.

Combinações do dispositivo médico

Poderá ser possível combinar este dispositivo médico com um ou mais do que um outro dispositivo médico ou outro produto. As informações sobre as combinações possíveis podem ser consultadas na www.SunriseMedical.pt. Todas as combinações apresentadas foram validadas de acordo com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, secção 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

As orientações relativas às combinações, como montagem, podem ser consultadas em www.SunriseMedical.pt.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

