



Controlo de especialidade

000247779.07

Switch-It
TouchDrive2

Manual do Utilizador

⚠ AVISO!

Leia estas instruções cuidadosamente antes de começar a instalar. Se não compreender e seguir as instruções de instalação, incluindo os Avisos e Cuidados, poderá causar ferimentos ao utilizador e a garantia poderá ser anulada por esta razão. Se tiver qualquer questão, contacte o seu departamento local da Sunrise Medical (informações de contacto na última página).

NOTA: Verifique se as peças foram danificadas durante o transporte. Em caso de dano, NÃO use. Contacte a transportadora/ Sunrise Medical para mais instruções.

⚠ AVISO

NÃO instale este equipamento sem primeiro ler e compreender este manual. Se não conseguir compreender os Alertas, Avisos e Instruções, contacte um clínico ou fornecedor qualificado - caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou danos.



Este dispositivo pode ser afetado por Interferências Eletromagnéticas (EMI) e Interferências de Frequência de Rádio (RFI).

- As fontes de ondas de rádio, como estações de rádio, estações de televisão, transmissores radioamadores (HAM), rádios bidirecionais e telemóveis podem afetar o comando elétrico.
- Se ocorrer qualquer movimento não pretendido ou o desbloqueio dos travões, desligue a cadeira de rodas elétrica e não a utilize até ser inspecionada, reparada e/ou substituída.
- Se o comportamento da cadeira não for o correto, desligue a cadeira de rodas elétrica e não a utilize até ser inspecionada, reparada ou substituída.
- Se a base do joystick estiver danificada, pode causar o comportamento errado da cadeira, desligue a cadeira de rodas elétrica e não a utilize até ser inspecionada, reparada ou substituída.
- Se qualquer cabo do dispositivo estiver desgastado, cortado ou desligado de qualquer maneira, desligue-o e não o utilize até ser inspecionado, reparado ou substituído.


Informação para o Utilizador

Parabéns por ter escolhido um produto Switch-It. Os produtos de mobilidade de alta qualidade da Sunrise Medical são desenvolvidos para aumentar a independência e facilitar o seu dia a dia.


Como parte da nossa iniciativa de melhoria contínua dos produtos, a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar as especificações e design sem aviso prévio.

Este manual de utilizador

Este manual de utilizador irá ajudá-lo a utilizar e a manter o seu produto em segurança.



Se for deficiente visual, este documento pode ser visualizado em formato PDF em www.SunriseMedical.pt



A. Descrição do Produto:

O Switch-It TouchDrive 2 (TD2) utiliza tecnologia de ecrã tátil de telemóveis comprovada para capacidades de condução ultra sensíveis e proporcionais precisas. O utilizador só tem que tocar na superfície de vidro do dispositivo para ativar. Não é necessário pressionar. Se mantiver contacto com o ecrã irá poder utilizar todas as funcionalidades de condução como programadas na cadeira de rodas elétrica, incluindo viragem, guinar/mudar de direção e rodar.

B. Informação técnica:

- Tipo de controlo alternativo: Proporcional
- Tipo de ativação: Ecrã tátil capacitivo
- Força de ativação: Não é necessário pressionar, basta tocar no ecrã tátil
- Resposta: Movimento da cadeira de rodas elétrica
- Tipo de conector: Ligação D-Sub 9 ao painel da cadeira de rodas
- Área ativa do ecrã: 5.12" x 3,78" (130mm x 96mm), Fig. 1

C. Compatibilidade:

- Sistema eletrónico R-NET Penny & Giles: OMNI é necessário.
- Curtis Electronics Enable 50: O painel avançado de informações é necessário.
- Controlos Dynamic DX2: O dongle Switch-It DX (DXD) é necessário.
- Sistema eletrónico Invacare: O módulo Sip N' Puff MK6 Sip N' Puff (SNPMK6) é necessário. A versão MicroPilot para Invacare (MP-I) deve ser solicitada aquando da encomenda.

D. Principais funcionalidades:

- O TD2 tem um interruptor de modo incorporado na parte inferior do ecrã (logótipo de Switch-It), que pode ser desativado se não pretender utilizá-lo, Figura 3. Esta funcionalidade pode ser ativada/desativada premindo o botão encastrado verde na parte inferior do dispositivo, Figura 4.
- Se não pretender utilizar o interruptor de modo incorporado, existe uma porta de ficha única de 1/8" para interruptor de modo mecânicos externos, que elimina a necessidade de ligar um interruptor e cabo de extensão ao Visor Omni ou Avançado, Figura 3.
- O TD2 pode ser configurado para funcionar com um simples toque (Modo Absoluto) ou arrastado (Modo Relativo), dependendo das necessidades e desejos de utilização do cliente. O TD2 é entregue pela Switch-It em Modo Absoluto. Para alterar este modo, prima o botão encastrado azul na parte inferior do dispositivo, Figura 4.
 - ⌘ Modo Absoluto – Semelhante a um joystick padrão, o centro do ecrã tátil é neutro.
 - Se tocar em qualquer parte que não no centro/área neutra move a cadeira de rodas elétrica nessa direção.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Principais funcionalidades (continuação):

- Quanto mais longe do centro/área neutra toca, mais rápido moverá a cadeira de rodas elétrica.
 - O LED a piscar a **VERMELHO** localizado na parte inferior do dispositivo indica que o dispositivo está em Modo Absoluto e que a cadeira de rodas está em marcha, Figura 5.
- ⌘ Modo Relativo – Este modo permite definir o centro/área neutra com o primeiro toque.
- O primeiro toque no ecrã tátil define a área neutra mas não move a cadeira de rodas elétrica.
 - Depois de tocar no ecrã, o utilizador deverá manter o toque e arrastar o dedo, etc. na direção para onde se pretende mover. Quando mais longe do centro/área neutra arrastar o dedo, mais rápido a cadeira de rodas elétrica se moverá.
 - O LED a piscar a **AZUL** localizado na parte inferior do dispositivo indica que o dispositivo está em Modo Relativo e que a cadeira de rodas está em marcha, Figura 5.
- Os ajustes do movimento podem ser ajustados através do sistema eletrónico da cadeira de rodas elétrica; o dispositivo deve estar em Modo Absoluto.



Fig. 5

E. Solução de problemas

Se precisar de ajuda adicional, contacte o seu fornecedor autorizado da Sunrise Medical.

ESTA GARANTIA NÃO AFECTA, DE MODO ALGUM, OS SEUS DIREITOS LEGAIS.

A Sunrise Medical* oferece aos seus clientes uma garantia, como definida nas condições da garantia, para os seus produtos cobrindo o seguinte.

Condições de garantia:

1. Caso seja necessário reparar ou substituir uma peça ou peças do produto como resultado de um defeito de fabrico e/ou de material nos 24 meses depois da entrega ao cliente, a peça ou peças afetada(s) serão reparadas ou substituídas sem encargos. A garantia só cobrirá os defeitos de fabrico.
2. Para aplicar a garantia, contacte o Serviço de Clientes Sunrise Medical com os detalhes precisos da natureza do problema. Caso utilize o produto fora da área abrangida pelo agente de serviço da Sunrise Medical, as reparações ou substituições serão efetuadas por outra agência designada pelo fabricante. O produto deve ser reparado por uma agente de assistência ao cliente designado pela Sunrise Medical, (Ortopedia/revendedor).
3. Para peças reparadas ou trocadas no âmbito desta garantia, oferecemos uma garantia de acordo com estas condições de garantia aplicável ao restante período da garantia do produto de acordo com o ponto 1.
4. As peças sobressalentes originais que tenham sido instaladas por encargo do cliente terão uma garantia de 12 meses, (a contar da data da instalação), de acordo com estas condições da garantia.
5. Em caso de reparação ou substituição do produto, não serão aceites reclamações da garantia pelas seguintes razões:
 - a. Desgaste normal que inclui, mas não está limitado, as seguintes peças quando instaladas: baterias, almofadas dos apoios para os braços, forros, pneus, sapatas dos travões, virolas, etc.
 - b. Qualquer peso que sobrecarregue o produto, consulte a etiqueta da CE para saber qual o peso máximo do utilizador.
 - c. O produto ou peça não foi mantido ou reparado de acordo com as recomendações do fabricante, como ilustrado nas instruções do utilizador e/ou nas instruções de manutenção.
 - d. Se foram usados acessórios que não foram especificados como sendo acessórios originais.
 - e. Se o produto ou peça foi danificada por negligência, acidente ou utilização incorreta.
 - f. Se foram efetuadas alterações/modificações do produto ou peças, que não respeitam as especificações do fabricante.
 - g. Se as reparações foram efetuadas antes do Serviço ao Cliente ter sido informado das circunstâncias.
6. Esta garantia está sujeita à lei do país onde o produto foi comprado à Sunrise Medical

* Significa as instalações da Sunrise Medical onde o produto foi comprado.



INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, entregue-o num ponto de recolha ou de reciclagem autorizado designado para tal pelas autoridades locais ou governamentais. Este sistema de assento foi fabricado com vários materiais. O seu produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal.

Deve eliminar o seu sistema adequadamente, de acordo com as leis e regulamentos locais. A maioria dos materiais utilizados no fabrico deste produto são completamente recicláveis.

A recolha e reciclagem em separado do seu produto, aquando da eliminação, ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que é eliminado de uma maneira que preserve o ambiente.

Assegure-se que é o proprietário legal do aparelho antes de o deitar fora, de acordo com as recomendações anteriores.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood,
NSW 2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

EC REP



CE



 **SUNRISE**
MEDICAL®

247779_OM_Switch-It TouchDrive2_EU_PT_
RevA_2018-08-10