



# Combinatie Nuage - Sedeo

TECHNISCHE  
HANDLEIDING

NL

000690430.02

## Nuage PLS

Nuage PLS  
Nuage PLS Active  
Nuage Active XS

 **Breezy**<sup>®</sup>

Ibis duwwagen, zelfrijder,  
PowerSupport en PowerDrive

  
**QUICKIE**<sup>®</sup>

Puma 20 / 40  
Puma Yes

**SEDEO**

Sedeo Pro  
Sedeo Original



© 2016 Sunrise Medical

Alle rechten voorbehouden.

In deze handleiding wordt omschreven hoe het Nuage PLS zitsysteem van Keizer in combinatie met de Sunrise Medical HCM Ibis rolstoel met SEDEO Pro zitsysteem kan worden gebruikt.

Als u het Nuage PLS zitsysteem in een andere combinatie wilt gebruiken, informeer dan bij Keizer naar de opties en de juiste handleiding.

De in deze handleiding verstrekte informatie mag in geen enkele vorm door afdruk, fotokopieën, microfilm, of op welke wijze dan ook (elektronisch of mechanisch) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunrise Medical worden gereproduceerd en/of gepubliceerd.

De informatie wordt verstrekt op basis van algemene gegevens betreffende de constructie zoals deze bekend zijn ten tijde van de publicatie van deze handleiding. Sunrise Medical voert een beleid van voortdurende verbetering en houdt zich het recht voor veranderingen en aanpassingen door te voeren.

De verstrekte informatie geldt voor het product in de standaarduitvoering. Sunrise Medical kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit specificaties van het product dat afwijkt van de standaardconfiguratie. Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van de configuratie van uw product.

De beschikbaar gestelde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; Sunrise Medical kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de informatie of de gevolgen hiervan.

Sunrise Medical accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werk uitgevoerd door derden.

Door Sunrise Medical gebruikte namen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen volgens de wetgeving inzake de bescherming van handelsnamen niet als beschikbaar worden beschouwd.

Revalidatiestoffeederij Keizer B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten in de informatie en de gevolgen daarvan. Ook accepteert Keizer geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van werk uitgevoerd op het zitsysteem door derden zonder nadrukkelijke toestemming van Keizer.

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>5</b>
1.1	Deze handleiding	5
1.2	Identificatie van het product	5
1.3	Betekenis van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt	5
<b>2</b>	<b>Veiligheid .....</b>	<b>6</b>
2.1	Kwalificatie personeel	6
2.2	Bewegende delen	6
2.3	Op het zitsysteem gebruikte markeringen	6
2.4	Markeringen op de rolstoelen	7
2.5	Identificatie van het product	8
<b>3</b>	<b>Onderdelen in de doos en te gebruiken gereedschap .....</b>	<b>9</b>
3.1	Onderdelen in de doos	9
3.2	Benodigd gereedschap	9
<b>4</b>	<b>Nuage systemen .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Montagesets .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Montage-instructies .....</b>	<b>11</b>
6.1	Woordenlijst	11
6.2	Onderhoudsschema	11
6.3	Verenigbaarheid met specifieke rolstoelen en zitsystemen	11
6.4	Montage-instructies – Nuage PLS serie op de Ibis en Puma 20/40 rolstoel met Sedeo Pro	12
6.5	Montage van de zitschaaldelen	12
6.6	Montage van de rugschaaldelen	14
6.7	Bevestigen van de singels	15
6.8	Bevestiging kuitsteun	16
6.9	Bevestigen van de hoes	17
6.10	Bevestiging van de voetplaat	18
6.11	Bevestiging en plaatsing van armleggers	19
6.12	Bevestiging en plaatsing van een hoofdsteun	19
<b>7</b>	<b>Oplossen van problemen .....</b>	<b>19</b>

## 1 Inleiding

### 1.1 Deze handleiding

In deze handleiding wordt de montage van Nuage PLS, Nuage PLS Active en Nuage PLS Active XS op de Breezy Ibis rolstoel uitgelegd, als ook de montage voor de Puma rolstoelen met Sedeo Pro of Sedeo Original zitframes. De montage kan met een aantal standaard, met het zitsysteem meegeleverde onderdelen worden uitgevoerd. Voor ieder rolstoelframemodel is een andere instelling vereist. Neem bij twijfel contact op met Sunrise Medical of Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V.

Technici die de montage en reparaties op de Nuage zitsystemen of rolstoelen uitvoeren, moeten goed opgeleid zijn en bekend zijn met de reparatiemethodes en het onderhoud van de Nuage PLS zitsystemen en de Breezy/Quickie rolstoelen. De technische handleidingen van de Nuage, Breezy Ibis en Puma kunnen worden gebruikt als naslagwerk. Zie erop toe dat het werk altijd veilig wordt uitgevoerd.

De combinaties van de Nuage PLS, PLS Active en PLS Active XS met de Breezy Ibis, Puma 20/50, Puma Yes en Sedeo Original en Pro voldoen aan de vereisten van de ISO-norm 7176-19 voor Vervoer.

Bij het bestellen van onderdelen zijn de onderstaande specificaties van belang:

- Model\*
- Serienummer\*
- Nummer van het onderdeel
- Naam van het betreffende onderdeel

\*Deze informatie staat vermeld op het identificatieplaatje. Zie: 'Identificatie van het product'.

#### Beschikbare documentatie

Deze handleiding helpt u de Nuage PLS zitsystemen te combineren (monteren) met zowel de Breezy Ibis en Quickie Puma rolstoelen die uitgerust MOETEN zijn met Sedeo Pro of Sedeo Original zitframes. Overige relevante beschikbare documentatie/ documentatie die vereist is om onderhoud te kunnen plegen aan het zitsysteem, zijn de gebruikershandleidingen en de technische handleidingen.

#### Service en technische ondersteuning

Voor informatie over specifieke instellingen, onderhoud en reparaties kunt u contact opnemen met:


Nuage PLS - Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V.

Ibis en Puma rolstoel - Sunrise Medical afdeling customer service.

Deze is altijd bereid om u te helpen. Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand hebt:

- Model
- Serienummer

### 1.2 Identificatie van het product



Het identificatieplaatje bevat de volgende informatie:

- A. Model
- B. Serienummer

Zie voor de plaats van het identificatieplaatje 'Markeringen op het zitsysteem', hoofdstuk 2.3

Zie voor de plaats van het identificatieplaatje 'Markeringen op de rolstoel'. Hoofdstuk 2.4.

### 1.3 Betekenis van de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

#### Opmerking!

Duiden mogelijke problemen voor de gebruiker aan.

#### ⚠ Opgelet!

Advies voor de gebruiker om schade aan het product te voorkomen.

#### ⚠ Waarschuwing!

Waarschuwingen voor de gebruiker om persoonlijk letsel te voorkomen.

Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

## 2 Veiligheid

### 2.1 Kwalificatie personeel

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide, ervaren of erkende servicemonteurs. Zij zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de naleving van lokaal geldende veiligheidsrichtlijnen en -normen. Uitzendkrachten en mensen in opleiding mogen reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend uitvoeren onder toezicht van een erkende monteur.

### 2.2 Bewegende delen


Een zitsysteem en een rolstoel hebben bewegende- en draaiende delen. Contact met bewegende delen kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan het zitsysteem of de rolstoel. Contact met de bewegende delen moet worden vermeden. Identificeer de bewegende delen van een specifieke configuratie voordat met onderhoudswerk wordt begonnen en lees ook de overige servicehandleidingen door.

### 2.3 Op het zitsysteem gebruikte markeringen

De markeringen, symbolen en instructies die op het zitsysteem zijn bevestigd, mogen nooit worden verwijderd of afgedekt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten tijdens de hele levensduur van het zitsysteem aanwezig en duidelijk leesbaar zijn. Markeringen, symbolen of instructies die onleesbaar of beschadigd zijn, moeten direct worden vervangen of gerepareerd. Neem contact op met uw dealer als u hulp nodig hebt.

#### Productlabels

De onderstaande sticker/het onderstaande label kan op het product worden gevonden:



#### ⚠ Waarschuwing!

Wanneer er brandende sigaretten en/ of brandende lucifers op het Nuage PLS zitsysteem vallen, kan dit resulteren in een brand die kan leiden tot overlijden, ernstig letsel en/of schade.

Rolstoelgebruikers lopen een bijzonder risico om te overlijden of ernstig gewond te raken door deze branden en de dampen die daarbij vrijkomen, omdat zij niet in staat zijn om weg te komen uit de rolstoel.

**ROOK NIET en gebruik geen OPEN VUUR tijdens gebruik van dit zitsysteem.**

## 2.4 Markeringen op de rolstoelen

De markeringen, symbolen en instructies die op het zitsysteem zijn bevestigd, mogen nooit worden verwijderd of afgedekt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten tijdens de hele levensduur van het zitsysteem aanwezig en duidelijk leesbaar zijn.



Markeringen, symbolen of instructies die onleesbaar of beschadigd zijn, moeten direct worden vervangen of gerepareerd. Neem contact op met uw dealer als u hulp nodig hebt.

### Productlabels

De onderstaande sticker/het onderstaande label kan op het product worden gevonden:

Het identificatieplaatje bevat de volgende informatie:


- A. Model
- B. Productiejaar
- C. Serienummer
- D. Gebruik binnenshuis of buitenshuis
- E. Maximum belasting in kg




## 2.5 Identificatie van het product

Het identificatieplaatje bevat de volgende informatie:

- A. Model
- B. Productiejaar
- C. Serienummer
- D. Gebruik binnenshuis of buitenshuis
- E. Maximum belasting in kg



De plaats van het identificatieplaatje is aangegeven met A.



### ⚠ **Waarschuwing!**

Wanneer er brandende sigaretten en/ of brandende lucifers op het Nuage PLS zitsysteem vallen, kan dit resulteren in een brand die kan leiden tot overlijden, ernstig letsel en/of schade.

Rolstoelgebruikers lopen een bijzonder risico om te overlijden of ernstig gewond te raken door deze branden en de dampen die daarbij vrijkomen, omdat zij niet in staat zijn om weg te komen uit de rolstoel.

**ROOK NIET** en gebruik geen **OPEN VUUR** tijdens gebruik van dit zitsysteem.



### 3 Onderdelen in de doos en te gebruiken gereedschap

#### 3.1 Onderdelen in de doos

##### Nuage PLS zitsysteem

- Zes schaaldelen (2x rugschaaldelen, 2x zitschaaldelen, 2x schaaldelen kuitplaat)
- Volledige hoes, inclusief spaghettivulling
- Spanbanden, set voor de rugleuning
- Spanbanden, set voor de zitting
- Contour kussen
- Gebruikershandleiding

##### Opmerking!

De doos bevat geen montagesets. Deze interfaces zijn specifiek voor het gebruikte rolstoelmodel waarop het zitsysteem is geplaatst en moeten daarom afzonderlijk worden besteld. Kies een montageset voor het zitsysteem, een montageset voor de kuitsteun en optioneel een montageset voor een hoofdsteun.

##### Nuage PLS Active zitsysteem

- Vier schaaldelen (2x rugschaaldelen, 2x zitschaaldelen)
- Volledige hoes, inclusief spaghettivulling
- Spanbanden, set voor de rugleuning
- Spanbanden, set voor de zitting
- Contour kussen
- Gebruikershandleiding

##### Opmerking!

De doos bevat geen montagesets. Deze interfaces zijn specifiek voor het gebruikte rolstoelmodel waarop het zitsysteem is geplaatst en moeten daarom afzonderlijk worden besteld. Kies een montageset voor het zitsysteem, optioneel een montageset voor de kuitsteun, en een montageset voor een hoofdsteun.

##### Nuage PLS Active XS zitsysteem

- Vier schaaldelen (2x rugschaaldelen, 2x zitschaaldelen)
- Volledige hoes, inclusief spaghettivulling
- Spanbanden, set voor de rugleuning
- Spanbanden, set voor de zitting
- Contour kussen
- Gebruikershandleiding

##### Opmerking!

De doos bevat geen montagesets. Deze interfaces zijn specifiek voor het gebruikte rolstoelmodel waarop het zitsysteem is geplaatst en moeten daarom afzonderlijk worden besteld. Kies een montageset voor het zitsysteem, optioneel een montageset voor de kuitsteun, en een montageset voor een hoofdsteun.

#### Montagesets

Onderdelen van montagesets variëren per rolstoelmodel. Bestel de juiste sets die overeen komt met uw rolstoelmodel, of neem contact op met Sunrise Medical voor maatwerk oplossingen.

#### 3.2 Benodigd gereedschap

Voor de verschillende mechanische instellingen en het onderhoud zijn de onderstaande gereedschappen nodig:

Aantal	Beschrijving	Maat (mm)
1	Steeksleutel	10 / 13
1	Momentsleutel	T30
1	Inbussleutel	5

#### ⚠ Opgelet!

Gebruik uitsluitend hoogwaardige gereedschappen voor de beschreven aanpassing(en).

## 4 Nuage systemen

Deze technische handleiding is van toepassing op:

1. Nuage PLS
2. Nuage PLS Active
3. Nuage PLS Active XS
4. Nuage PLS met geïntegreerde abductieheuvel
5. Nuage PLS Active met geïntegreerde abductieheuvel
6. Nuage PLS Active XS met geïntegreerde abductieheuvel



## 5 Montagesets

De montageset moet in overeenstemming met het rolstoelmodel worden gekozen. Deze technische handleiding is van toepassing op rolstoelen met een Sedeo zitsysteem. Daarom moet een van de onderstaande bevestigingssets worden gebruikt:

- Bevestigingsset Nuage PLS serie voor Sedeo Pro
- Bevestigingsset Nuage PLS serie voor Sedeo Original
- Bevestigingsset Nuage PLS serie voor Sedeo Pro met orthese rugleuning

En optioneel:

- Bevestiging centrale kuitsteun voor Sedeo Pro
- Bevestiging centrale kuitsteun voor Sedeo Original
- Bevestiging hoofdsteun voor Sedeo Pro
- Bevestiging hoofdsteun voor Sedeo Original

## 6 Montage-instructies

### 6.1 Woordenlijst

Nuage PLS	Zitsysteem voor volledige ondersteuning van lichaam en benen voor passieve gebruikers met sterk verminderde stabiliteit van de lichaamshouding.
Nuage PLS Active	Zitschaal voor gecombineerde ondersteuning van het lichaam en bevordering van een actieve lichaamshouding bij semi-passieve gebruikers met verminderde stabiliteit van de lichaamshouding.
Nuage PLS Active XS	Zitschaal voor gecombineerde ondersteuning van het lichaam en bevordering van een actieve lichaamshouding bij semi-passieve kinderen of kleine volwassenen met verminderde stabiliteit van de lichaamshouding
Nuage PLS serie	verwijst naar alle hierboven genoemde zitsystemen.
Montageset	Montagemateriaal specifiek voor een bepaald rolstoelmodel, gemonteerd tussen een rolstoelframe en een Nuage PLS zitsysteem.
Schaaldeel	Gebogen gelamineerde beukenhouten delen, gedeeltelijk bedekt met Velcro haakklittenband. Spanbanden - Verstelbare singels voor zitting en rug met klittenband.
Complete hoes	Vorgevormde PU-gecoate zitsysteemhoes met zacht gevulde compartimenten die zich vormen naar het lichaam.
Spaghettivulling	Vulmateriaal voor complete hoes (een mengsel van multifiber bolletjes en pinfoam latex)
Contourkussen	Cilindervormig, stevig schuimkussen

### 6.2 Onderhoudsschema

Het onderhoudsplan is een referentiegids voor onderhoud en inspectie van de Nuage PLS zitsystemen. Hieronder wordt aangegeven wat gecontroleerd moet worden, en hoe vaak en door wie dit gecontroleerd moet worden: gebruiker (of zorgverlener)/dealer.

		Gebruiker (of zorgverlener)	Dealer
Dagelijks	Controleer hygiëne van hoezen en andere oppervlaktes	X	
Iedere 6 maanden	Controle instellingen		X
	Algehele inspectie		X

### 6.3 Verenigbaarheid met specifieke rolstoelen en zitsystemen

De zitsystemen uit de Nuage PLS serie zijn verenigbaar met de Ibis en Puma rolstoel met Sedeo Pro of Sedeo Original. Voor bevestiging zijn standaard Nuage onderdelen nodig plus montagesets specifiek voor rolstoelframes die worden gebruikt als een interface tussen het frame en het Nuage zitsysteem. Er zijn specifieke montagesets leverbaar voor de Ibis en Puma rolstoelen met een Sedeo Pro of Sedeo Original zitframe.

Een Nuage zitsysteem kan op andere rolstoelen worden gemonteerd. Als dit wordt vereist, moet contact worden opgenomen met Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V. voor instructies.

Wanneer een Nuage PLS op een rolstoel wordt aangebracht, moet er worden gecontroleerd of er sprake is van interferentie met de instellingen van de rolstoel. Het gebruik van zitsystemen uit de Nuage PLS serie kan resulteren in beperkingen van de aanpassingsmogelijkheden van de instellingen van de rolstoel, met name wat betreft de rughoek.

#### **Opgelet!**

*Interferentie kan leiden tot schade aan de rolstoel of het zitsysteem, afhankelijk van factoren als zitdiepte, zitbreedte, gebruik van beensteunen, etc.*

## 6.4 Montage-instructies – Nuage PLS serie op de Ibis en Puma 20/40 rolstoel met Sedeo Pro

In dit hoofdstuk worden geïllustreerde montage-instructies gegeven.

Iedere afzonderlijke visuele instructie wordt voorafgegaan door:

- Instructies ter voorbereiding
- Relevante artikelnummers
- Benodigd gereedschap
- Informatie (suggesties en advies hoe de taken en procedures gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden)
- Opmerkingen (extra notities met informatie die u nodig hebt voor de uitvoering van de specifieke taak)

## 6.5 Montage van de zitschaaldelen

### Vorbereiding

- Gebruik Sedeo afneembare armsteunen met verlengde armsteunhouders.
- Verwijder tijdelijk de Sedeo armsteunen.
- Verstel de Sedeo zitdiepte naar de maximale zitdiepte om gemakkelijker te kunnen werken.  
Pas, indien van toepassing, ook de breedte van de Sedeo beensteunen aan op maximale breedte.




### Instructies:

Voor montage van de zitschaaldelen moet het volgende worden gedaan:

- Identificeer de metalen delen voor het monteren van de zitschaaldelen en identificeer het linker en het rechter metalen deel. (Sedeo Pro = afbeelding 2, Sedeo Original is 1B)
- Identificeer het linker/rechter zitschaaldeel en wat de achterkant/voorkant van de schaaldelen is: grote gebogen uitsparingen duiden op de voorkant.
- Bevestig het T-vormige metalen deel met een bout aan het ronde metalen deel, gebruik de juiste schroefgaten: de middelste rij voor een zitbreedte van 40-50 cm, de binnenste rij voor een zitbreedte van +50 cm en de buitenste rij voor een zitbreedte van 30-40 cm.
- Plaats de metalen delen op de zitschaaldelen, met kleine uitstekende puntjes wijzend naar de rugleuning.
- Bevestig de T-vormige metalen delen met zeskantige moeren aan de zitschalen.
- Plaats de metalen delen met daaraan de schaaldelen bevestigd op het Sedeo Pro zitframe en breng ze op één lijn met de verlengde armsteunhouders.
- Schroef de metalen delen aan het zitframe.
- Pas de zitbreedte aan volgens de instructies in de gebruikershandleiding en draai de fixatieschroeven aan.

### Benodigd gereedschap

- Momentsleutel T30
- Inbussleutel 5
- Steeksleutel 10 / 13



## 6.6 Montage van de rugschaaldelen

### Instructies

Voor montage van de rugschaaldelen moet het volgende worden gedaan:

- Identificeer de metalen delen voor het monteren van de rugschaaldelen. (Afbeelding 1 = Sedeo Pro, 1B is Sedeo Original en orthese rugframe Sedeo Pro)
- Identificeer het linker en het rechter metalen deel.
- Schroef de metalen delen vast aan het Sedeo rugframe. Identificeer het linker en het rechter rugschaaldeel.
- Verstel de rugleuninghoek naar een hoek tussen 95 en 110°.
- Schroef de rugschaaldelen op de metalen delen.
- Verstel de rugschaaldelen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

### Benodigd gereedschap:

- Momentsleutel T30
- Inbussleutel 5
- Steeksleutel 10 / 13

1b



1



2



3



## 6.7 Bevestigen van de singels

### Vorbereiding

- Pas de zitbreedte en de breedte van de rugleuning aan volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Identificeer de singelset van de rugleuning: zes singels met verstelbare gespen en één eenvoudige singel.
- Identificeer de singelset van de zitting: vier singels met verstelbare gespen en vier eenvoudige singels.

### Instructies

- Voor montage van de singels van de rugleuning moet het volgende worden gedaan:
- Steek de eenvoudige singel door de bovenste uitsparingen in de schaaldelen en bevestig met Velcro klittenband aan de buitenzijde van de rugzitschalen.
- Steek de verstelbare singels door de overige uitsparingen (twee per singel per zijde) in de schaaldelen en bevestig ze met Velcro klittenband aan de buitenzijde van de rugzitschalen.
- Gebruik de gespen en het klittenband om de spanning van de singels aan te passen.
- Voor meer gedetailleerde informatie wordt naar de gebruikershandleiding verwezen.

### Voor montage van de singels van de zitting moet het volgende worden gedaan:

- We verwijzen naar de **Gebruikershandleiding van de Nuage** voor de uitleg hierover .



## 6.8 Bevestiging kuitsteun

### Instructies Sedeo Pro

Voor montage van de kuitsteun op een centrale beensteun Sedeo Pro moet het volgende worden gedaan:

1. Gebruik de bouten om de kuitsteun aan de centrale beensteun van de Sedeo Pro te bevestigen.
2. Bevestig de metalen staaf (15 x 15 mm) op de montageset van de kuitsteun (gebruik afstandsbussen).
3. Fixeer de schaaldelen op de stangen van de kuitsteun door vier Torx schroeven in de daarvoor bestemde gaten op de schaaldelen te schroeven.
4. Plaats de montagebussen voor de kuitsteun op de metalen staaf en bevestig met de bouten.




**OPMERKING:** Frame 2: A = aanzicht van boven, B = aanzicht van voren.

### Instructies voor Sedeo Original:

- Gebruik de bouten om de kuitsteun aan de centrale beensteun van de Sedeo Original te bevestigen.
- Fixeer de schaaldelen op de stangen van de kuitsteun door vier Torx schroeven in de daarvoor bestemde gaten op de schaaldelen te schroeven.
- Plaats de montagebussen voor de kuitsteun op de metalen staaf en bevestig met de bouten.

### Benodigd gereedschap:

- Momentsleutel T30
- Inbussleutel 5
- Steeksleutel 10 / 13





## 6.9 Bevestigen van de hoes

### Instructies

Voor montage van de hoes moet het volgende worden gedaan:

- Trek de elastische hoes over de zitting, en positioneer de gepolsterde kussendelen in de contouren van de zit- en ruggschaaldelen.
- Til tijdelijk de achterflap van de hoes omhoog.
- Trek aan de achterkant van de hoes aan de elastieke koorden in de hoeknaden.
- Gebruik de koordstoppers om het koord strak te trekken.
- Leg een knoop in het elastiek.
- Sla de flap van de achterzijde dicht.
- Maak de flap vast door de klittenbanden in de hoeken van de flap op het haakband van het klittenband op de zitschaal te bevestigen.



## 6.10 Bevestiging van de voetenplaat

### Instructies

Voor montage van een voetenplaat uit de Nuage PLS serie op een Sedeo Pro voetenplaat moet het volgende worden gedaan:

- Prik gaten voor de bouten in de hoes van de voetenplaat.
- Leg de voetenplaat uit de Nuage PLS serie en de Sedeo voetenplaat omgekeerd neer.
- Boor vier gaten in de Sedeo voetenplaat.
- Bevestig de Sedeo voetenplaat op de voetenplaat uit de Nuage PLS serie en draai met een steeksleutel de vier bouten vast in de daarvoor geboorde gaten.

### Benodigd gereedschap

- Boor
- Schroevendraaier
- Steeksleutel 10 / 13



## 6.11 Bevestiging en plaatsing van armleggers

### Vorbereiding

Gebruik Sedeo afneembare armsteunen met verlengde armsteunhouders (behalve voor de Nuage Active XS) en verhoogde armsteunen

### Instructies

Voor montage van een armlegger uit de Nuage PLS serie op een Sedeo Pro afneembare armsteun moet het volgende worden gedaan:

- Prik gaten voor de bouten in de hoezen van de armleggers.
- Bevestig Sedeo klemmoeren op de armlegger en schroef de torxbouten in de daarvoor bestemde gaten.
- Laat de klemmoeren in de sleuf van de armsteunhouder glijden.
- Draai de torxschroeven aan.
- Plaats de armsteun in de houder en draai het handvat aan.

### Benodigd gereedschap

- Schroevendraaier
- Inbussleutel 5



## 6.12 Bevestiging en plaatsing van een hoofdsteun

### Instructies

Voor het plaatsen en monteren van een hoofdsteun moet het volgende worden gedaan:

- Bevestig de hoofdsteun aan de metalen delen van de Sedeo hoofdsteun waarbij twee torxschroeven in de daarvoor bestemde gaten in de hoofdsteun uit de Nuage PLS serie worden geschroefd.
- Laat de metalen delen van de hoofdsteun in de houders op de duwstang van de rolstoel glijden.

### Benodigd gereedschap

- Momentsleutel T30



## 7 Oplossen van problemen

Mogelijke oorzaak	Controleer
Het zitsysteem functioneert niet naar behoren	Neem contact op met Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V.
Problemen met het op de juiste wijze monteren of verstellen van het zitsysteem	Neem contact op met Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V. Neem contact op met de customer service van Sunrise Medical
Problemen met de Ibis of de Puma rolstoel	Neem contact op met de customer service van Sunrise Medical

Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Heršpická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia  
11 Daniel Street  
Wetherill Park NSW 2164  
Australia  
Ph: +61 2 9678 6600  
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical  
North American Headquarters  
2842 Business Park Avenue  
Fresno, CA, 93727, USA  
(800) 333-4000  
(800) 300-7502  
www.SunriseMedical.com

Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical S.A.S  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Mickaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : + 33 (0) 247554400  
Fax : +30 (0) 247554403  
www.sunrisemedical.fr

**KEI-  
ZER**

Revalidatiestoffeerderij Keizer B.V.  
Gildestraat 18  
7622 AC Borne  
The Netherlands  
Tel. : 074 - 250 16 65  
E-mail : info@keizerstoffeert.nl  
Web : www.keizerstoffeert.nl

**CE**

 **SUNRISE  
MEDICAL**