



Nitrum Nitrum Pro

ETTERMONTERING AV LED-LYS

**QUICKIE®**

66009910.01

Utstyr for ettermontering av LED-lys for Quickie Nitrum



LED-lysene festes til svinghjulskoblingene ved bruk av tape og en sekskantskrue. Leggstroppen er konstruert til å fungere som kabelføring, og den er forsterket for å tåle vekten av kontrollboksen.

Utstyret for ettermontering av LED-lysene inkluderer:

- To plateskruer
- LED-lys, inkl. kabel på venstre side
- LED-lys, inkl. kabel på høyre side
- Kontrollboks, inkl. batteri
- Forsterket leggstropp
- 2 stk. borrelåsstrips

Monteringsinstruksjoner:

1. Rengjør og fjern fett på undersiden av svinghjulskoblingene på begge sider av stolen.
2. Fjern baksiden på den dobbeltsidige tapen nederst på venstre side av LED-lyset.
3. Sett plateskruen inn i stangen på LED-huset, og tilpass LED-huset på svinghjulskoblingen (uten å feste tapen til svinghjulskoblingen), slik at skruen står på linje med stangen på svinghjulskoblingen. LED-lysene peker forover på rullestolen.
4. Trykk tapen på svinghjulskoblingen for å koble den med LED-huset. Trykk og hold tapen i 20 sekunder.
5. Stram plateskruen med et dreiemoment på maks. 2 Nm (Fig. 1).
6. Følg denne fremgangsmåten for LED-lyset på høyre side.
7. Monter leggstroppen og juster lengden etter behov.
8. Trekk kablene til LED-lysene (A) langs rammen mot leggstroppen. Bruk borrelåsstripsene (B) til å feste kablene til rammen på undersiden av leggstroppen (Fig. 2).
9. Trekk kablene gjennom borrelåskanalen (C) på baksiden av leggstroppen mot midten av leggstroppen (Fig. 2).
10. Fest kontrollboksen midt på leggstroppen. USB-kontakten peker mot fronten på rullestolen.
11. Sett LED-kabelpinnene inn i kontaktene på hver side av kontrollboksen.
12. Kutt det bakre dekslet på leggstroppen til riktig lengde, og feste det med borrelås til baksiden på leggstroppen, slik at det dekker kablene og kontrollboksen.



Instruksjoner om bruk

Slå på lysene: Ved å trykke på knapp A øverst på kontrollboksen, (Fig. 3) kan du bla igjennom driftsmodusen til LED-lysene:

1. Full styrke
2. Strømsparingsmodus
3. Blinking
4. Av

Batteriets ladestatus vises av den bakgrunnsbelyste knappen A:

- rødt: ladestatus <50 %
- rødt (når batteriet er koblet til laderen): batteriet lades
- grønt (når batteriet er koblet til laderen): batteriet er fulladet

Fjern kontrollboksen fra leggstroppen når den skal lades opp:

Koble fra kablene på sidene ved å trekke pinnene forsiktig ut av kontaktene (C). Trekk deretter kontrollboksen oppover for å fjerne den fra leggstroppen.

Lade batteriet: Koble USB-kabelen til kontakten (B) foran på kontrollboksen. Bruk en standard USB-lader eller en USB-port på datamaskinen din til å lade opp batteriet. Grønt lys indikerer at batteriet er ladet helt opp.

Spesifikasjoner for batteriene:


Batteritype	Litium-ion
Nominell kapasitet	2600 mAh
Nominell spenning	3,6 V
Ladetid	3 timer

ADVARSEL

- Lad batteriet helt opp før du bruker LED-lyset for første gang.
- Kontrollboksen er utstyrt med et litium-ionbatteri, som er et farlig produkt.
- Elektrisk og elektronisk utstyr må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall på bestemte avfallsplasser. Riktig avhending og separat henting av brukte apparater gjøres for å forhindre potensiell helse- og miljøskade. Det er et krav for gjenbruk og resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr.
- Du kan få detaljert informasjon om avhending av det brukte utstyret ditt fra de lokale myndighetene dine, den lokale avfallsplassen din, spesialforhandleren du fått produktet av, eller salgskontakten din.



Fig. 3



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood,
NSW 2148,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Delitoppen 3
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(Internasjonal)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

