



GottaGo

Manuale d'uso



Libertà per la famiglia



Firefly GottaGo è un sedile WC leggero e portatile, realizzato per favorire l'indipendenza dei bambini quando hanno bisogno della toilette. È sicuro, dotato di supporto posturale e può essere usato sia in casa che in viaggio.

Prima di utilizzare GottaGo si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni. Il manuale d'uso è reperibile anche sul nostro sito web **www.SunriseMedical.it** dove, inoltre, vengono proposti video, diagrammi e risposte alle domande frequenti.(FAQ).

Sommario

- 01 Utilizzo
 - 02 Certificazione
 - 03 Avvertenze e precauzioni
 - 04 Termini e condizioni di garanzia
 - 05 Avvisi di sicurezza
 - 06 Precauzioni e controindicazioni
 - 07 Istruzioni per la pulizia e la cura
 - 08 Ispezione e manutenzione del prodotto
 - 09 Linee guida importanti
 - 10 Riassegnazione dei prodotti Firefly
 - 11 Manuale d'uso
 - 12 Impostazione clinica
 - 13 Smontaggio e riconfezionamento del sedile WC
 - 14 Informazioni tecniche
-

SEZIONE 01:

Destinazione d'uso

Destinazione d'uso

Il sedile WC GottaGo è stato realizzato per fornire un supporto posturale ai bambini con disabilità in modo che sia più facile gestire il momento della toilette.

GottaGo è un sedile WC portatile che rende più facile il momento della toilette in casa, in comunità e in viaggio.

Indicazioni per l'uso

GottaGo è stato progettato per bambini da 2 a 9 anni e ha una portata massima di 30 kg. Per garantire l'utilizzo del prodotto in condizioni di sicurezza, si raccomanda che un adulto effettui tutte i controlli descritti nella Sezione 08 di questo manuale.

Il sedile WC GottaGo è indicato per essere utilizzato in una stanza da bagno con superficie in piano. Il sedile offre supporto posturale a quei bambini che non riescono a stare seduti senza sostegno. Anche se può essere utilizzato da tutti i bambini senza alcuna limitazione, è destinato solitamente a bambini non deambulanti, con disordini neuromuscolari, congeniti o cromosomici, con lesioni al midollo spinale o ritardi generali dello sviluppo. GottaGo è adatto a bambini di età approssimativa da 2 a 9 anni e ha una portata massima di 30 kg.



Non lasciare mai i bambini incustoditi sul sedile WC GottaGo in quanto potrebbero correre il rischio di ferirsi.

SEZIONE 02:

Certificazione

In base ai regolamenti dell'Unione Europea e del Regno Unito, GottaGo è un prodotto classificato come Dispositivo medico di Classe I. In quanto fabbricante, James Leckey Design Limited, dichiara che questo prodotto è conforme al Regolamento Dispositivi medici (2017/745), ai Regolamenti Dispositivi medici 2002 britannici, alla Direttiva Dispositivi medici (93/42 CEE) e alla normativa EN 12182:2012 "Prodotti destinati all'assistenza di persone con disabilità - Requisiti generali e metodi di prova".

Nota: Avvertenza generale per l'utente. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe dare origine a lesioni e causare danni al prodotto o all'ambiente circostante.

Nota: i bambini devono sempre avere la cintura di sicurezza allacciata quando sono seduti su GottaGo.

SEZIONE 03:

Avvertenze e precauzioni

Attenzione: controlli quotidiani.

- GottaGo deve essere sottoposto a controlli quotidiani prima dell'uso per verificare che tutte le cinghie e gli elementi del sedile siano adeguatamente fissati.
- Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.
- Prima dell'uso ispezionare visivamente il prodotto. In caso di dubbi, NON USARE il prodotto. Se si ritiene o ci si accorge che il prodotto, o una sua parte, è danneggiato, NON USARE il prodotto. Contattare il prima possibile il Servizio Clienti Sunrise Medical o il rivenditore.
- Controllare sempre che la pedana sia correttamente fissata.
- L'assistente deve evitare di toccare le parti mobili quando non sono bloccate.
- Accertarsi che il prodotto sia accessibile da tutti i lati. Non spostare GottaGo quando il bambino lo sta utilizzando e non apportare regolazioni a GottaGo mentre il bambino è seduto.
- Prima di fare sedere il bambino, accertarsi che il prodotto sia configurato in base alle sue

esigenze e verificarne la stabilità.

- Quando si monta o si regola la posizione dei componenti del sedile WC fare attenzione a non rimanere intrappolati con le dita.
- Prima di fare sedere il bambino sul prodotto, verificare sempre che i blocchi di sicurezza di tutte e quattro le gambe siano correttamente innestati.
- Non spostare né sollevare mai GottaGo quando è occupato dal bambino.

Primo utilizzo del sedile

- Il trasferimento del bambino nel o dal prodotto deve essere eseguito con attrezzature adeguate e personale preparato.
- Se il bambino manifesta una qualsiasi forma di disagio, rimuoverlo dal prodotto il prima possibile e in condizioni di sicurezza.

Attenzione: pericolo di pizzicamento delle dita

- Durante il montaggio e la regolazione fare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si posizionano e si fissano i componenti. Considerando la struttura regolabile del sedile WC GottaGo, è bene tenere presente che un bambino seduto e attivo può pizzicarsi le dita se le inserisce negli spazi tra il sedile e il telaio.

Avvertenza: rischio di ribaltamento.

- Non usare mai GottaGo su una superficie non uniforme.
- Non lasciare mai il bambino incustodito quando è seduto sul prodotto.
- Prima di trasferire il bambino sul sedile controllare sempre che la pedana sia adeguatamente fissata e, subito dopo che si è seduto, allacciare le cinture di sicurezza.
- **Avvertenza: rischio di intrappolamento delle dita.** Fare attenzione che le dita dell'operatore, o di altri bambini nelle vicinanze, non rimangano intrappolate negli spazi fra il sedile e il telaio.
- **Avvertenza: sicurezza dell'occupante.** Per garantire le condizioni di sicurezza dell'occupante quando utilizza il prodotto, accertarsi di aver allacciato e regolato tutte le imbracature, in particolare i cinturini di sicurezza per i piedi. Non lasciare mai il bambino incustodito quando è seduto su GottaGo.

Cura generale

- **Attenzione: pulizia.** Pulire frequentemente GottaGo per evitare accumuli di sporcizia sugli elementi del sedile e sul telaio. L'accumulo di sporcizia può contribuire alla prematura usura del sedile e favorire la corrosione del telaio. Usare esclusivamente

detergenti domestici non abrasivi e panni umidi.

- **Attenzione: pulizia con apparecchiature/sistemi a pressione.** Per pulire il telaio non usare apparecchiature o sistemi di erogazione a pressione; il telaio non è impermeabile e l'acqua corrente potrebbe danneggiarlo.
- **Attenzione: immagazzinamento.** Mantenere GottaGo lontano da fonti di calore dirette, comprese fiamme libere, sigarette, apparecchiature per il riscaldamento elettrico o a gas.
- **Attenzione: uso del sedile dopo un lungo periodo di non utilizzo.** Quando si riutilizza GottaGo dopo un lungo periodo di immagazzinamento, prima dell'uso riportarlo a temperatura ambiente. Asciugare l'eventuale condensa che si è formata sul prodotto.
- **Attenzione: smaltimento.** Smaltire GottaGo conferendolo a un centro di smaltimento pubblico in base alle regole locali vigenti.

Pulizia approfondita: componenti di metallo e di plastica.

- Per la pulizia quotidiana usare acqua saponata, oppure uno spray antibatterico.
- Per la pulizia dei componenti di plastica o di metallo non usare solventi.
- Prima dell'uso, accertarsi sempre che il prodotto sia asciutto.

SEZIONE 04: Termini e condizioni di garanzia

GottaGo è coperto da garanzia solo quando viene usato in conformità alla sua destinazione d'uso e attenendosi a tutte le specifiche del fabbricante. Questo prodotto, fabbricato da James Leckey Design Ltd., è coperto da due anni di garanzia.

I prodotti possono essere resi per riparazioni o sostituzioni in garanzia per un periodo di 24 mesi dal loro ricevimento. Contattare il Rivenditore o il Servizio Clienti Sunrise Medical inviando una mail a info@sunrisemedical.it o telefonando al numero +39 0523 573111. In ogni caso, il cliente sarà responsabile per il corretto imballaggio del prodotto utilizzando, preferibilmente, l'imballaggio originale.

SEZIONE 05: Avvisi di sicurezza

1. Prima dell'uso leggere sempre e con attenzione tutte le istruzioni.
2. Non lasciare mai incustoditi i bambini mentre utilizzano questo prodotto.
3. Prima dell'uso, controllare che tutti i componenti di GottaGo siano stati montati correttamente, come indicato in questo Manuale d'uso.
4. Quando si usa il prodotto allacciare sempre tutte le cinture di sicurezza e i cinturini per i piedi.
5. GottaGo deve essere posizionato su una superficie asciutta, solida e stabile. Non usare mai GottaGo su superfici sdruciolevoli.
6. La portata massima è di 30 kg. Non superare mai la portata massima.
7. Non usare mai la pedana come appoggio per il bambino durante i trasferimenti.
8. Non apportare modifiche a GottaGo, né usare in nessun caso componenti che non siano stati approvati da Sunrise Medical. Il loro uso potrebbe mettere a rischio il bambino e invalidare la garanzia.
9. Mantenere GottaGo lontano da fonti di calore dirette, comprese fiamme libere,

sigarette, apparecchiature per il riscaldamento elettrico o a gas.

10. Pulire regolarmente il prodotto attenendosi alle istruzioni fornite nella Sezione 07 di questo Manuale d'uso.
11. Effettuare regolarmente controlli completi di manutenzione per verificare che il prodotto sia in buone condizioni. Non usare GottaGo se uno dei suoi componenti è danneggiato.
12. In questo manuale non vengono forniti consigli specifici per la movimentazione e la gestione del bambino in quanto queste dipendono dalle esigenze di ciascuna famiglia. Per indicazioni sulla movimentazione e gestione, attenersi alle indicazioni del terapeuta.
13. In caso di dubbi sull'utilizzo in sicurezza di GottaGo, oppure nel caso in cui un componente risulti difettoso, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattare il Servizio Clienti Sunrise Medical al numero di telefono +39 0523 573111.



Non lasciare mai i bambini incustoditi sul sedile WC GottaGo

in quanto potrebbero correre il rischio di ferirsi. Fare attenzione durante l'apertura del telaio in quanto le mani si troveranno in prossimità di componenti in movimento.

SEZIONE 06: Precauzioni e controindicazioni

Precauzioni

GottaGo potrebbe non essere adatto a bambini affetti dalle patologie seguenti:

- deformità vertebrali permanenti, per es., scoliosi o cifosi;
- gravi contratture muscolari;
- gravi asimmetrie muscolari o scheletriche (differenze fra il lato destro e sinistro del corpo), compresa la dislocazione dell'anca;
- condizioni progressive di indebolimento muscolare;
- rischio elevato di fratture ossee;
- rischio elevato di lesioni da decubito o presenza di piaghe aperte;
- movimenti violenti e incontrollati;

- bambini dipendenti dall'uso di gastrostomie endoscopiche percutanee;
- condizioni mediche instabili, compresa la compromissione della funzione respiratoria;
- dipendenza da apparecchiature di supporto vitale, come le bombole di ossigeno;
- difficoltà di apprendimento e/o problemi comportamentali.

Controindicazioni

Non vi sono controindicazioni all'utilizzo di GottaGo.

SEZIONE 07: Istruzioni per la pulizia e la cura

Per la pulizia di GottaGo si raccomanda di usare acqua tiepida e detergenti non abrasivi; non usare mai solventi organici o liquidi per il lavaggio a secco.

Quando necessario, lavare le cinture di sicurezza e i cinturini per le caviglie con acqua saponata tiepida.

Per la pulizia del telaio usare acqua saponata tiepida o uno spray antibatterico; non usare solventi.

SEZIONE 08: Ispezione e manutenzione del prodotto

Prima dell'uso, e per accertarsi della sicurezza del prodotto, si raccomanda di eseguire alcuni controlli su GottaGo. Qui di seguito vengono riportati i controlli raccomandati:

1. Verificare che il sedile sia correttamente collegato al telaio e, prima di posizionare il bambino, controllarne la stabilità e la sicurezza.
2. Verificare che le cinture di sicurezza e i cinturini per le caviglie siano correttamente fissati, rispettivamente, al retro del sedile e alla pedana.
3. Controllare che la cintura di sicurezza e i cinturini per le caviglie non presentino segni di usura o lacerazioni.
4. Controllare che le cinture con regolatore di tensione non presentino segni di danni.
5. Verificare che le connessioni del telaio non siano ostruite da sporcizia e che non presentino segni di usura o lacerazioni.

Per qualunque problema di manutenzione contattare il Servizio Clienti inviando una mail a info@sunrisemedical.it o chiamando il numero +39 0523 573111

SEZIONE 09: Linee guida importanti

Prima di trasferire il bambino sul prodotto verificare che GottaGo sia posizionato su una superficie stabile. Sollevare lo schienale allentando le cinture con regolatore di tensione, senza staccarle, far sedere il bambino su GottaGo e apportare le regolazioni necessarie dopo averlo posizionato in condizioni di sicurezza.

Dopo aver fatto sedere il bambino su GottaGo, verificare di poter allacciare le cinture con regolatore di tensione e i cinturini per le caviglie. Quando si apportano delle modifiche per regolare la cintura di sicurezza e/o i cinturini per le caviglie prestare attenzione e monitorare da vicino il comportamento del bambino.

SEZIONE 10: Riassegnazione dei prodotti Firefly

Per ragioni di igiene personale, quando si trasferisce il sedile WC GottaGo a un'altra famiglia perché il proprio bambino è cresciuto, si consiglia di pulire approfonditamente il sedile, il telaio e lo zainetto.

Insieme al prodotto consegnare anche questo Manuale d'uso. Se necessario, è possibile scaricare il Manuale dal nostro sito www.SunriseMedical.it oppure richiederne una copia al nostro Servizio Clienti inviando una mail a info@sunrisemedical.it.

In caso di dubbi sull'uso in sicurezza del prodotto Firefly, o se un suo componente risultasse danneggiato, non usare il prodotto e contattare il Servizio Clienti Sunrise Medical inviando una mail a info@sunrisemedical.it

Prima di trasferire/cedere questo prodotto si raccomanda di disinfettarlo attenendosi a una delle procedure seguenti:

Nota: Prima di procedere con la disinfezione/sanificazione, pulire il prodotto per eliminare possibili accumuli di sporcizia.

1. Quando possibile, si raccomanda di usare un sistema di disinfezione "Fogger" automatizzato per irrorare completamente le superfici del

prodotto con un agente disinfettante. Prima di usare un prodotto per la pulizia, leggere e attenersi strettamente alle istruzioni del produttore.



2. Se non è disponibile un sistema di disinfezione automatizzato, pulire tutte le superfici del prodotto con salviette disinfettanti per superfici, oppure con un panno morbido imbevuto di liquido disinfettante. Attenersi comunque alle istruzioni del produttore del prodotto scelto per la pulizia. Il rivestimento e i tessuti del prodotto devono essere accuratamente puliti attenendosi alle istruzioni fornite nella sezione “Istruzioni per la pulizia e la cura” di questo manuale.


SEZIONE 11: Manuale d'uso

11.1 Apertura del telaio di GottaGo

Dopo averlo estratto dalla confezione, il telaio di GottaGo appare come quello qui sotto mostrato.

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Telaio | 4 Sedile |
| 2 Cinturino | 5 Vasino |
| 3 Zaino | 6 Appoggiapiedi |





GottaGo è stato progettato per essere utilizzato su una superficie in piano.

Per **aprire il telaio**, identificare i pulsanti **A** situati nella parte inferiore del telaio.

Per facilitare il montaggio, tenere il telaio di GottaGo con il lato destro (quello sotto il quale sono ripiegate le gambe) rivolto verso l'alto e premere insieme i pulsanti **A** per liberare le gambe.

Quando si estendono le gambe accertarsi che i piedini siano appoggiati a terra e non girati verso l'alto.

Estendere le gambe fino a quando si sente un clic.

Controllare che tutte quattro le gambe siano bloccate in posizione.

Posizionare il telaio di GottaGo su una superficie in piano.


11.2 Regolazione dell'altezza del telaio di GottaGo

GottaGo ha 3 impostazioni per la regolazione dell'altezza: "Vasino" **1**, "Altezza standard" **2** "Altezza WC per disabili" **3**.




L'altezza viene segnalata dagli **indicatori verdi numerati** presenti su ogni gamba.

Quindi, identificare i pulsanti per la regolazione dell'altezza all'interno di ogni gamba del telaio **B**.




Per regolare l'altezza del telaio ogni gamba è dotata di un blocco di sicurezza (A), da disattivare prima di procedere. Tirare verso l'esterno il perno di blocco (A) e ruotarlo di un quarto di giro per liberarlo.




Regolazione per l'altezza standard

Disinserimento blocco di sicurezza. Con il telaio di GottaGo in posizione verticale, premere **contemporaneamente** i pulsanti (B) e sollevare delicatamente il telaio di GottaGo verso l'alto. Ripetere questa operazione sui pulsanti posteriori. Inserire nuovamente i blocchi di sicurezza girando di un quarto spingendo verso l'interno.



Mentre lo si solleva, **rilasciare il pulsante**, Questo consentirà alle gambe di abbassarsi fino alla loro altezza standard (2). Si dovrebbe sentire un clic. Ripetere l'operazione sulle due gambe posteriori.



Regolazione per l'altezza WC per disabili

Con il telaio di GottaGo in posizione verticale, premere contemporaneamente e **mantenere premuti** i pulsanti anteriori **B** e iniziare a sollevare delicatamente il telaio di GottaGo verso l'alto. Questo consentirà alle gambe di allungarsi fino alla loro estensione completa **3**. Si dovrebbe sentire un clic. Ripetere l'operazione sulle gambe posteriori.


Accertarsi che le gambe siano posizionate uniformemente su una superficie in piano verificando gli **indicatori verdi numerati**.




11.3 Posizionamento del sedile GottaGo sul telaio

Dopo aver impostato il telaio in base alle istruzioni fornite nelle Sezioni **10:1** e **10:2**, si potrà applicare il sedile GottaGo. Prima è necessario fissare il regolatore di tensione **A** e le cinture laterali **B**.

Per farlo, inserire la cintura **B** nel regolatore di tensione **A**. Il collegamento viene confermato da un clic dopo aver inserito e spinto la cintura **A** nel regolatore di tensione **B**.

Mentre si prepara il telaio, depositare momentaneamente il sedile di lato.





Agendo sul telaio grigio principale, sbloccare i connettori **C** del telaio su entrambi i lati tirandoli verso l'alto.



Posizionare il sedile GottaGo sul telaio allineando i connettori **D** del sedile alle rispettive scanalature **E**. La scanalatura **E** è dotata di indicatori visivi che aiutano ad allineare simmetricamente i connettori del sedile al telaio. Spingere i connettori del sedile **D** nelle scanalature **E** e, quindi, bloccare il sedile ai connettori **C** del telaio spingendoli verso il basso. Il blocco viene confermato da un clic.

11.4 Posizionamento della pedana


La pedana **A** può essere facilmente posizionata inserendola in una delle quattro fenditure predefinite sul telaio **B**. Un click sonoro confermerà l'avvenuto inserimento.

Una volta individuata l'altezza corretta, applicare i blocchi secondari.


I blocchi secondari vengono applicati inserendo i ganci di blocco **C** ai rispettivi elementi **D** posti sul retro della pedana. Inserire i ganci di blocco **C** negli elementi riceventi **D** in modo che l'anello sia rivolto verso l'alto **E**.



Apertura nella pedana



Fenditure per l'inserimento della pedana






Tacche per il fissaggio del cinturino per i piedi

Inserimento Blocco di Aggancio

Inserire il blocco di aggancio **C** spingendolo nel ricevitore **D** situato nella parte posteriore della pedana. Per fare ciò, assicurarsi che il gancio sia posizionato correttamente verso l'alto, con il gancio in alto **E**.

Una volta fissata la pedana nella posizione desiderata, questa può rimanere in posizione anche quando viene piegata.

Per regolare successivamente l'altezza della pedana, rimuovere blocco di aggancio e pedana, e riattaccarla seguendo le istruzioni.







Applicazione del
blocco secondario

Fissato con l'anello
rivolto verso l'alto

11.5 Posizionamento del vasino

Per posizionare il vasino, farlo scorrere nelle guide **A** fino a quando la parte anteriore del vasino raggiunge il paraspruzzi del sedile.







Applicazione del blocco secondario

Fissato con l'anello rivolto verso l'alto

11.5 Posizionamento del vasino

Per posizionare il vasino, farlo scorrere nelle guide **A** fino a quando la parte anteriore del vasino raggiunge il paraspruzzi del sedile.



SEZIONE 12: Impostazione clinica

12.1 Regolazione della posizione del sedile

Una preventiva “prova a secco” del sedile consente di farsi un’idea della posizione più adatta per il bambino. La posizione più adatta prevede che i piedi si trovino dietro o sotto le ginocchia.

Sbloccare i connettori del sedile al telaio. Per farlo, spingere delicatamente il lato del sedile verso il telaio e, quindi, sollevare il blocco.

Fare scorrere il sedile nella scanalatura fino a raggiungere la posizione desiderata e, quindi, accertarsi che si blocchi di nuovo in posizione.



Piedi sotto le ginocchia



Piedi dietro le ginocchia




Piedi davanti alle ginocchia



Non regolare il sedile
quando è occupato dal
bambino.

12.2 Controllo altezza pedana


Assicurarsi che la pedana sia posizionata ad un'altezza che permetta di sostenere il peso su tutta la lunghezza della coscia. Se posizionata troppo in alto, potrebbe causare una pressione eccessiva sull'ano, ostacolandone il rilassamento.




12.3 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

Le cinture con regolatore di tensione possono essere impostate in modo da indurre il bambino a sporgersi in avanti e aiutarlo ad appoggiare le braccia sui braccioli o sulle gambe per fornire un naturale sostegno anteriore del tronco e del capo. Questo aiuterà anche ad assicurare il supporto laterale e posteriore e a favorire il rilassamento dell'intestino e dei muscoli del pavimento pelvico.

L'inclinazione in avanti dello schienale può ridurre il tono muscolare alto. Se necessario, le cinture con regolatore di tensione possono essere impostate in modo asimmetrico.



*Pull up on the metal part to tighten the ratchet strap.




*Press down on the black button and pull on the ratchet strap to loosen.

SEZIONE 13: Smontaggio di GottaGo

13.1 Rimozione del vasino

Se il vasino è stato utilizzato, farlo scorrere con attenzione lungo le guide **A** allontanandolo dal paraspruzzi.






Smaltire i contenuti e lavare accuratamente.



13.2 Rimozione del sedile

Sbloccare i connettori del sedile al telaio **A**. Per farlo, spingere delicatamente il lato del sedile verso il telaio e, quindi, sollevare l'elemento di blocco **B**.


Slacciare le cinture con regolatore di tensione **C** premendo il pulsante **D** e tirandole per estrarle dal regolatore di tensione. Ripiegare i lati del sedile verso l'interno e ripiegarvi sopra lo schienale. Per mantenerlo in posizione usare le cinghie del sedile.



13.3 Rimozione della pedana

Per rimuovere la pedana è necessario liberare i ganci di blocco **A**

Premere i fermi di rilascio **B** su entrambi i lati della pedana ed estrarla dalla fenditura.




Non tirare la corda per rimuovere i blocchi di aggancio.

13.4 Ripiegatura del telaio

Liberare il blocco di sicurezza **A** dalla sua posizione di attivazione e premere il pulsante **B** all'interno delle gambe per riportarle all'altezza minima, pronte per essere ripiegate.

Premere i pulsanti nella parte inferiore del telaio **C** e chiuderlo.

Piegare prima le gambe posteriori come mostrato e, quindi, procedere con le gambe anteriori fino a quando si sente un clic.






13.5 Inserimento nello zainetto

Riporre il telaio chiuso **A** facendolo scivolare nello zainetto, utilizzando la maniglia.

Prendi il tuo vasino e conservalo nel fondo dello zaino.

Se è stata rimossa, fare scivolare la pedana **C** nello spazio libero dietro il telaio. Inserire il sedile ripiegato **D** nello spazio disponibile dello zainetto.



SEZIONE 14: Informazioni tecniche

Sedile






	Misura 1	Misura 2
Età	2-5 anni	4-9 anni
Larghezza del bacino	22,5cm	27 cm
Profondità minima del sedile*	22 cm	29 cm
Inclinazione dello schienale (in avanti)	8°	25°
Flessione d'anca (sopra i 90°)	40°	40°
Altezza dello schienale	24cm	36cm
Peso (sedile e telaio)	5,8 kg	6,1 kg

Telaio

Dimensione telaio chiuso	49 x 57 x 19 cm
Ingombro della base del telaio	52 x 72cm (altezza massima)
Ingombro della base del telaio	40cm
Portata massima	30 kg
Altezza (parte più bassa del sedile)	1 - 30cm 2 - 46cm 3 - 53cm

*Per i bimbi più grandicelli si raccomanda di scegliere la dimensione più grande, sempre che venga rispettata la misura minima della profondità del sedile.

Tabella dei simboli

Simbolo	Significato
	Dispositivo medico
	Leggere le Istruzioni per l'uso
	Marchio CE
	Avvertenza
	Non smaltire con i rifiuti domestici
	Temperatura di esercizio
	Range di resistenza all'umidità
	Fabbricante
	Numero del modello
	Numero di serie
	Portata massima



FireflyFriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

fireflyfriends.com

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com



Per le informazioni visitare il sito: www.SunriseMedical.it

Data di pubblicazione: : maggio 2021



LS934-01