



BeMe

Manual do utilizador



Suporte
para crianças



A cadeira Leckey BeMe foi concebida para suportar o posicionamento da postura sem comprometer o desempenho e mobilidade. Este manual descreve como utilizar todas as funções rápida e facilmente e com toda a segurança. As instruções de segurança e manutenção garantirão que irá tirar o máximo partido deste produto durante muito tempo.

ÍNDICE

1.	Utilização prevista	p.03
2.	Certificação	p.05
3.	Avisos e precauções	p.05
4.	Termos da garantia	p.07
5.	Registo do histórico do produto	p.08
6.	Registo de experiência com o produto	p.08
7.	Informações sobre segurança	p.09
8.	Precauções e contraindicações	p.11
9.	Ajustamentos frequentes para utilização diária	p.12
10.	Informação sobre limpeza e cuidados	p.31
11.	Inspeção diária do produto	p.32
12.	Inspeção anual do produto	p.33
13.	Reatribuir produtos da Leckey a outro utilizador	p.34
14.	Manutenção e reparação do produto	p.35
15.	Informação técnica	p.36
16.	Como desembalar e montar a cadeira	p.42
17.	Instalar o estofo	p.83
18.	Configuração clínica para gestão da postura	p.99

SECÇÃO 01: UTILIZAÇÃO PREVISTA

A cadeira Leckey BeMe pode ser utilizada com uma diversidade de bases de mobilidade descritas abaixo. A cadeira Leckey BeMe é uma cadeira que serve de suporte à postura e que foi criada para crianças com incapacidades, para ser utilizada em casa, na escola ou no exterior (no caso da utilização da base para exteriores).

A cadeira Leckey BeMe está disponível em 3 tamanhos:

- O núcleo de assento é adequado para crianças com um peso máximo de 35 kg
- O núcleo de assento médio é adequado para crianças com um peso máximo de 50 kg
- O núcleo de assento grande é adequado para crianças com um peso máximo de 70 kg
- O encosto pequeno é adequado para crianças com um peso máximo de 35 kg
- O encosto médio é adequado para crianças com um peso máximo de 50 kg
- O encosto grande é adequado para crianças com um peso máximo de 70 kg
- O Chassis “High-Low” pequeno é adequado para crianças com um peso máximo de 35 kg
- O Chassis “High-Low” médio é adequado para crianças com um peso máximo de 50 kg
- O Chassis “High-Low” grande é adequado para crianças com um peso máximo de 70 kg



Informações sobre segurança

O peso máximo do utilizador do sistema deverá ser o **menor** de

- Núcleo do assento
- Encosto
- Chassis

Consulte a secção 8 Precauções e contraindicações para mais informações.

A cadeira é modular e pode ser usada com chassis para interiores ou exteriores. O chassis “High-Low” foi concebido para ser usado com a cadeira Leckey BeMe e está disponível em versão para exteriores e só para interiores. A versão para exteriores pode ser usada no exterior desde que a superfície do chão seja nivelada.

A cadeira Leckey BeMe pode ser utilizada com uma diversidade de bases de mobilidade descritas abaixo.

Leckey BeMe	Opções das bases de mobilidade	Interface necessária
Pequena	Sunrise Medical Zippie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-1760
	Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini)	150-1771
Médio	Sunrise Medical Zippie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-2760
	Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini)	150-2771
	Sunrise Medical Q400	150-2771
Grande	Sunrise Medical Quickie Iris	150-3760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-3760
	Sunrise Medical Q300M (incluindo Mini)	150-3771
	Sunrise Medical Q400	150-3771

Pode consultar todas as informações no website da Leckey em **www.leckey.com**

Indicações para utilização

A BeMe é uma cadeira modular concebida para crianças com vários tipos de incapacidades que afetam a capacidade para conseguirem sentar-se sem ajuda e sem qualquer tipo de apoio externo à sua postura. Está indicada para ser usada principalmente em casa, na escola e espaços exteriores, se usada com uma base de mobilidade. Está disponível em três tamanhos; para utilizadores com peso máximo de 35 kg, 50 kg, e 70 kg, respetivamente.

O suporte de postura configurável da cadeira BeMe está indicado para crianças com necessidades de postura médias a complexas (GMFCS III-V).

SECÇÃO 02: CERTIFICAÇÃO

A cadeira Leckey BeMe está classificada como dispositivo médico de classe I segundo os regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, a James Leckey Design Ltd, declara que este produto está em conformidade com o Regulamento [2017/745] Relativo aos Dispositivos Médicos, Regulamento relativo aos Dispositivos Médicos do Reino Unido [2002], e EN 12182:2012 Produtos de apoio para pessoas com incapacidades, requisitos gerais e métodos de teste.

Notificação para o utilizador e/ou paciente: Qualquer acidente grave ocorrido relacionado com o equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do estado membro no qual o utilizador e/ou paciente reside.

SECÇÃO 03: AVISOS E PRECAUÇÕES

Nota: O não cumprimento destas instruções pode causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente!

- **Aviso para risco de tombamento:** A utilização do chassis “High-Low” e da cadeira nas posições mais extremas irá reduzir a sua estabilidade. Quando utilizar o chassis “High-Low”, utilize apenas o assento na altura máxima e/ou reclinção máxima em chão nivelado (inclinação inferior a 2 graus). Quando conduzir a cadeira em inclinações/rampas (até 10 graus), certifique-se de que o encosto da cadeira está na vertical e que a altura da cadeira é a mais baixa.
- **Aviso para risco de entalamento de dedos:** Tenha cuidado para não entalar os dedos do operador ou Da criança no chão quando levantar e baixar o mecanismo do chassis elétrico “High-Low”.
- **Aviso para a segurança do ocupante:** Certifique-se de que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta é enfiada através da ranhura no núcleo do assento acima do trinco de came.
- **Aviso para a segurança do ocupante:** Antes de mover o assento ou afastar-se da cadeira parada, certifique-se de que todos os arneses do ocupante e, especialmente, os cintos pélvicos estão apertados e ajustados para prender firmemente o ocupante em segurança.

- **Aviso para a segurança do ocupante:** O encosto dinâmico deverá estar regulado para “firm” (firme) quando utilizar a cadeira BeMe como meio de transporte.
- **Cuidado para risco de entalamento de dedos:** Tenha cuidado quando montar ou ajustar a posição dos componentes da cadeira para não entalar os seus dedos como quando posicionar os componentes da cadeira e apertar as peças de montagem.
- **Inspeções diárias de cuidados:** A cadeira deve ser inspecionada diariamente antes de qualquer utilização para garantir que todas as correias e elementos do assento estão firmemente presos ao assento e chassis. Antes de utilizar, verifique também o cabo de carregamento da bateria quanto a sinais de dano. Consulte a Secção 11 para informações sobre verificações.
- **Cuidado Risco de queda com o chassis elétrico:** Antes de mover a cadeira, certifique-se de que a ligação de carregamento da bateria para o chassis elétrico foi desligada do sistemas da cadeira.
- **Cuidados de limpeza:** Limpe periodicamente a cadeira para evitar a acumulação de sujidade nos componentes do assento e no chassis. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente as almofadas da cadeira e facilitar a corrosão do chassis. Utilize exclusivamente produtos de limpeza domésticos não abrasivos e panos húmidos, não utilize água corrente no forro enquanto este ainda estiver na cadeira. Consulte a secção 10.
- **Cuidado com limpeza com máquinas de lavar de alta pressão / mangueiras:** Não utilize mangueiras ou máquinas de lavar de alta pressão para limpar os componentes da estrutura, já que o sistema de elevação elétrica da cadeira não tem proteção contra água corrente e pode ficar danificado com a entrada de água. Consulte a secção 10.
- **Cuidado Manutenção/reparação de componentes eletrônicos do chassis “High-Low”:** O conjunto elétrico de elevação do chassis “High-Low” não contém componentes que requeiram manutenção/reparação por parte do utilizador. A manutenção e reparação só deve ser efetuada por pessoal autorizado da Leckey.
- **Cuidados de eliminação:** Elimine a cadeira exclusivamente numa instalação comunitária de eliminação de resíduos e certifique-se de que os componentes elétricos foram removidos para serem eliminados em separado.
- **Cuidado quando começar utilizar:** Quando retirar a cadeira do espaço de arrumação, deixe-a atingir primeiro a temperatura ambiente durante as primeiras 2 horas. Limpe qualquer humidade condensada no produto.

SECÇÃO 04: TERMOS DA GARANTIA

A garantia aplica-se apenas quando o produto for utilizado de acordo com as condições especificadas e para o propósito pretendido, respeitando todas as recomendações do fabricante (consulte também os termos gerais de vendas, entrega e pagamento no nosso website [<https://www.leckey.com/terms-and-conditions-of-sale>]).

Todos os produtos e componentes fabricados pela Leckey têm uma garantia de três anos.

SECÇÃO 4.1: INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE A GARANTIA

Os produtos fornecidos pela Sunrise Medical Pty Ltd na Austrália são acompanhados por uma garantia da Sunrise Medical que não pode ser excluída pela Lei do Consumidor da Austrália. Tem direito a substituição ou reembolso em caso de avaria grave e por compensação por quaisquer outros prejuízos ou danos razoáveis previsíveis. Também tem direito à reparação ou substituição dos produtos caso a qualidade dos mesmos não seja aceitável e caso a avaria não seja considerada avaria grave. Os benefícios que a garantia lhe oferece são para além dos restantes direitos e soluções segundo a lei em relação aos produtos aos quais a garantia se refere.

SECÇÃO 5: REGISTO DO HISTÓRICO DO PRODUTO

O seu produto da Leckey é um dispositivo médico e só deve ser prescrito, configurado e reatribuído por um técnico competente com a devida experiência na utilização deste produto. A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito com todos os detalhes sobre todas as configurações, inspeções de reatribuição e inspeções anuais deste produto.

SECÇÃO 6: REGISTO DE EXPERIÊNCIA COM O PRODUTO

[Pais, professores e cuidadores]

O seu produto da Leckey é um dispositivo médico de Classe 1 prescrito e a Leckey recomenda que os pais, professores e cuidadores que utilizam o equipamento devam familiarizar-se com as seguintes secções deste manual de utilizador com a ajuda de um técnico competente:

- **SECÇÃO 7** Informação sobre segurança
- **SECÇÃO 9** Ajustamentos frequentes para utilização diária
- **SECÇÃO 10** Limpeza e manutenção
- **SECÇÃO 11** Inspeção diária do produto

A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito de todas as pessoas que receberam instruções sobre a utilização correta deste produto.

SECÇÃO 7: INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- 7.1** Leia sempre as instruções completamente antes de utilizar.
- 7.2** Para melhorar a segurança, recomendamos que, enquanto utilizarem o equipamento da Lackey, os utilizadores não devem ficar sozinhos.
- 7.3** Utilize apenas componentes aprovados pela Leckey com o seu produto. Nunca modifique o produto de qualquer forma. Se não respeitar as instruções, poderá colocar o utilizador ou cuidador em risco e a garantia do produto será considerada inválida.
- 7.4** Em caso de dúvida quanto à utilização contínua do seu produto da Leckey em segurança, ou em caso de falha de qualquer peça, não utilize mais o produto e contacte, assim que possível o seu fornecedor local.
- 7.5** Efetue todos os ajustamentos de posição e certifique-se de estão firmemente presos antes de o utilizador utilizar o produto. Para alguns ajustamentos poderá ser necessário utilizar uma ferramenta, que é fornecida com cada produto. Mantenha todas as ferramentas fora do alcance das crianças.
- 7.6** Quando sentar o utilizador na cadeira, por efeitos de posição do utilizador e de segurança, prenda sempre primeiro o cinto pélvico.
- 7.7** Quando o produto estiver estacionário, certifique-se de que todas as rodas giratórias estão bloqueadas e viradas para o lado oposto da base, já que permite melhorar a estabilidade do produto. Isto é especialmente importante quando o componente de inclinação no espaço ou reclinção for utilizado.
- 7.8** Quando a cadeira for utilizada num chassis “High-Low”, certifique-se de que o pedal de ajustamento da altura e a alavanca de inclinação no espaço estão bloqueados e que não podem ser ajustamento acidentalmente por outras crianças.
- 7.9** Quando as cadeiras Leckey forem utilizadas com chassis “High-Low”, não recomendamos que os utilizadores conduzam sobre superfícies irregulares enquanto sentados no equipamento. Devem ser tomados todos os devidos cuidados e precauções quando o utilizador se levantar ou sentar na cadeira.
- 7.10** Utilize apenas a pega para empurrar para conduzir e mover a cadeira entre áreas. Nunca utilize o tabuleiro ou apoio da cabeça para este efeito.
- 7.11** O produto contém componentes que podem constituir risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique sempre se os botões e parafusos de fixação ao alcance da criança estão sempre apertados e fixos.
- 7.12** Os produtos da Leckey estão em conformidade com as normas de segurança contra incêndios de acordo com EN12182. No entanto, o produto contém componentes de plástico pelo que deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor incluindo chamas desprotegidas, cigarros, e aquecedores a gás.

- 7.13** Não coloque no tabuleiro objetos com temperatura superior a 40 °C.
- 7.14** O produto foi concebido para ser utilizado em interiores e quando não for utilizado deve ser guardado num local seco, não afetado por temperaturas extremas. Os limites seguros de temperatura de funcionamento do produto são +5 e +40 graus Celsius.
- 7.15** Verifique sempre se os botões de plástico na pega para empurrar estão firmemente apertados antes de mover a unidade da cadeira e que a pega para empurrar está presa ao chassis pelos dois parafusos com cabeça de botão.
- 7.16** Antes de utilizar a cadeira, verifique sempre se o núcleo do assento está completamente encaixado no chassis. Se o núcleo do assento não estiver corretamente encaixado na unidade da cadeira, poderá soltar-se e poderá causar ferimentos graves na criança ou cuidador.
- 7.17** Tenha sempre em conta o espaço inferior do tabuleiro onde a criança pode enfiar os seus dedos entre o suporte de metal e a base do tabuleiro de plástico.
- 7.18** O peso máximo do utilizador do sistema deverá ser **o mais baixo** do assento, encosto e chassis.
- 7.19** Certifique-se sempre que, quando utiliza o mecanismo de inclinação no espaço, segura no guiador ou que prende o assento para não se mover abruptamente quando for ativado.

Leckey BeMe – Teste de colisão

A cadeira Leckey BeMe foi testada para colisões e aprovada para utilização em veículos e cumpre os requisitos de ISO16840 parte 4. Para mais informações, contacte a nossa Equipa de Assistência ao Cliente. Foi testada na sua configuração completa, numa base substituta, com um suporte de cabeça Leckey equipado.

Se a cadeira Leckey BeMe for utilizada num veículo, devem ser tomadas as seguintes medidas:

- A cadeira Leckey BeMe deve ser instalada virada para a frente.
- Deve ser utilizada em conjunto com um sistema de retenção e suporte para a cabeça Unwin, que devem estar sempre na posição correta, durante o transporte.

Importante

Estes detalhes do teste de colisão referem-se apenas à cadeira Leckey BeMe e à placa de interface. Se utilizar a cadeira Leckey BeMe com uma base de mobilidade, consulte o manual de instruções do fabricante da cadeira de rodas para mais informações sobre o teste de colisão.

COMBINAÇÕES DO DISPOSITIVO MÉDICO

Poderá ser possível combinar a cadeira Leckey BeMe com um ou mais dispositivo médico ou outros produtos. As informações sobre as combinações possíveis podem ser consultadas na www.leckey.com. Todas as combinações apresentadas foram validadas de acordo com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, secção 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

As orientações relativas às combinações, como montagem, podem ser consultadas em www.leckey.com

SECÇÃO 8: PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Precauções

- Deformações fixas da medula, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou óssea grave, incluindo deslocação da anca
- Estado progressivo e de atrofia muscular
- Elevado risco ou histórico recente de fraturas ósseas
- Elevado risco de pressão associada a lesões ou feridas abertas
- Padrões de movimentos fortes e descontrolados
- Crises de epilepsia insuficientemente controladas
- Crianças dependentes da utilização de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica, incluindo funções cardiovasculares ou respiratórias comprometidas
- Dependente de equipamento de suporte de vida de terceiros, com garrafas de oxigénio
- Dificuldades significativas de aprendizagem e/ou problemas de comportamento

Contra-indicações

Não existem contra-indicações associadas ao Leckey BeMe.

Todas as precauções e contra-indicações são prescritas à responsabilidade do médico que as prescreve. A Leckey recomenda que um médico experiente e com a devida formação esteja presente durante a avaliação inicial, preparação, configurações e reatribuições para minimizar o risco.

SECÇÃO 9: AJUSTAMENTOS FREQUENTES PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA

[Terapeutas/cuidadores/pais]

Uma pessoa técnica e clinicamente competente, treinada na utilização do produto, deverá explicar aos pais e cuidadores as verificações de segurança na Secção 7. A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito de todos os pais e cuidadores que receberam instruções sobre a utilização deste produto.

SECÇÃO 9.1: SENTAR E LEVANTAR A CRIANÇA NA CADEIRA

Antes de sentar a criança na cadeira, realize a inspeção diária do produto, como descrito na secção 11 deste manual de utilizador.

Ajuste o ângulo da cadeira até atingir uma posição confortável para facilitar a transferência. Bloqueie todas as rodas giratórias, certificando-se de que estão viradas para fora, para maximizar a estabilidade do produto.


Se a cadeira estiver equipada com peças laterais articuladas para o peito, arnês para o peito ou peças laterais circundantes flexíveis, afaste-as primeiro (consulte a secção 9.2)

Abra o cinto pélvico ou o suporte pélvico no meio, abra o lado de Velcro do suporte pélvico e deixe que o arnês se abra para facilitar a transferência. Por fim, se a cadeira estiver equipada com sandálias, abra as correias. Agora está pronto para transferir ou içar a criança para a cadeira.

O cinto pélvico e o suporte pélvico são apertados com a fivela intermédia e o lado de Velcro (no caso do suporte pélvico). Certifique-se sempre que o gancho está firmemente fechado quando o utilizador estiver sentado na cadeira.

SECÇÃO 9.2: MOVER AS PARTES LATERAIS ARTICULADAS

Para mover as partes laterais articuladas, puxe o pino **B** apresentado na imagem abaixo.




Para facilitar a transferência, a capa lateral envolvente flexível pode ser puxada temporariamente para fora e presa sob as correias elásticas.

SECÇÃO 9.3: PRENDER, DESPRENDER E AJUSTAR O CINTO DE 4 PONTOS

Para prender o cinto de 4 pontos, passe a cinta cinzenta **através da ranhura superior** no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Passe a cinta preta através da fivela de came à frente **C**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **D**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue o procedimento pela ordem inversa.




Informações sobre

segurança: Deve garantir que que, quando utilizar o

cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada Na ranhura no núcleo do assento (e não sobre o mesmo). Isto também é recomendado quando utilizar o cinto de 4 pontos.

SECÇÃO 9.4: PRENDER, DESPRENDER E AJUSTAR O CINTO DE 2 PONTOS

Para prender o cinto de 2 pontos, passe a cinta cinzenta através da ranhura superior no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **C**, na parte da frente para prender o utilizador.



Para desprender o cinto de 2 pontos, inverta o procedimento.



Informações sobre

segurança:

Deve garantir que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada na ranhura no núcleo do assento (e não sobre o mesmo). Isto também é recomendado quando utilizar o cinto de 4 pontos.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

SECÇÃO 9.5: AJUSTAR SUPORTE PÉLVICO


Para conforto do utilizador e manter a estabilidade pélvica, o suporte pélvico pode ser apertado ou desapertado com a cinta cinzenta à frente **1**, ou as peças de bloqueio desdobráveis no lado **2**.



SECÇÃO 9.6: AJUSTAR ALTURA DO CHASSIS – MOLA A GÁS

Para segurança, o pedal de ajustamento da altura do chassis deve ser bloqueado com o pino **C**, no lado direito do pedal. Para desbloquear, puxe o pino para fora e rode 90 graus. Deste modo, pode acionar o pedal.

Pode efetuar este ajustamento com a criança sentada na cadeira. Para ajustar a altura do chassis “High-Low”, pressione a alavanca de pé **A**, na parte traseira do chassis enquanto segura na pega para empurrar. **B**. Depois de retirar o seu pé do pedal, o assento fica fixado na altura pretendida.



Deverá repor o pino de segurança depois de utilizar a função “High-Low”.

SECÇÃO 9.7: AJUSTAR ALTURA DO CHASSIS – SISTEMA HIDRÁULICO (BOMBA)

Para levantar a cadeira, pressiona o pedal de pé várias vezes até atingir a altura pretendida [a cadeira sob cada vez que pressiona]. Para baixar a cadeira, coloque o seu pé sob o pedal e levante com cuidado o pedal [a cadeira começa a descer automaticamente].



SECÇÃO 9.8: AJUSTAR ALTURA DO CHASSIS – SISTEMA ELÉTRICO

O chassis elétrico pode ser facilmente ajustado com o comando manual e a altura pode ser facilmente ajustada mesmo com o utilizador sentado na cadeira. O chassis pode ser levantado e baixado, e demora normalmente 17 segundos a percorrer a distância total [260 mm].



Depois de utilizar o comando manual, guarde-o SEMPRE no chassis como ilustrado

A:



Antes de utilizar o produto pela primeira vez, recomenda-se que a bateria seja carregada totalmente durante 12 horas. Para carregar, ligue o carregador (fornecido) no lado da bateria **A**, e ligue-o a uma tomada CA de parede. O carregador acende uma luz para indicar o seu estado

- Verde: Ligado à corrente;
- Amarelo: Carregamento;
- De novo verde: quando a bateria estiver completamente carregada.

Quando a bateria estiver carregada, desligue o carregador da tomada CA de parede, retire a ficha do adaptador e desligue o cabo da bateria. Não se esqueça de desligar o carregador da bateria antes de mover a cadeira. Deverá carregar a bateria até ao máximo, todos os dias, durante aproximadamente uma hora. O ajustamento elétrico da altura da cadeira pode ser efetuado mesmo com a bateria em carregamento.



Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de que o cabo para o comando manual não está preso ou enrolado em qualquer parte do chassis.

Quando utilizar a cadeira, certifique-se de que ninguém ao nível do chão fica com os dedos presos no braço de elevação do assento.


Não se esqueça de desligar o carregador da bateria antes de mover a cadeira.

Ciclo de operação da bateria: 2 minutos de operação em 20 minutos (ou seja, deixe a bateria arrefecer durante 18 minutos, se acionar os sistemas do assento continuamente durante 2 minutos).

As peças elétricas estão classificadas como IP51 e não são impermeáveis. Limpe apenas com um pano húmido e não lave com água corrente porque pode molhar as ligações elétricas.

Quando retirar o produto de uma sala de arrumação fria, e antes de utilizar, espere 2 horas para deixar o produto atingir a temperatura ambiente e limpe-o para remover qualquer humidade condensada.

SECÇÃO 9.9: INCLINAÇÃO NO ESPAÇO – CHASSIS “HIGH-LOW” PEQUENO



Mantenha sempre a alavanca de inclinação no espaço na posição de bloqueio para evitar acioná-la acidentalmente, o que poderá causar o movimento abrupto da cadeira e, possivelmente, causar ferimentos na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para determinar se a utilização desta função não causa qualquer obstrução das vias respiratórias da criança.



Aviso: Utilize apenas a função de inclinação no espaço em chão nivelado. Se utilizar a inclinação no espaço com a cadeira em posição alta, existe o risco do sistema do assento ficar instável quando estacionado numa superfície inclinada. A inclinação no espaço pode ser ajustada com o utilizador sentado na cadeira. Antes de ajustar o ângulo de inclinação no espaço, certifique-se sempre que o cinto pélvico está preso para evitar que o utilizador escorregue para a frente na cadeira.

Para desbloquear a função de inclinação, puxe o pino para fora e rode-o **1**. Pressione a alavanca para acionar a função de inclinação **2**. Certifique-se sempre de que segura no assento ou pega para empurrar para evitar movimentos súbitos.

1



2



SECÇÃO 9.10: INCLINAÇÃO NO ESPAÇO – CHASSIS “HIGH-LOW” MÉDIO



Aviso:

Para impedir que o assento se mova abruptamente para a frente, certifique-se de que segura na pega para empurrar com uma mão enquanto acionar a função de inclinação no espaço.



Aviso: Utilize apenas a função de inclinação no espaço em chão nivelado. Se utilizar a inclinação no espaço com a cadeira em posição alta, existe o risco do sistema do assento ficar instável quando estacionado numa superfície inclinada. A inclinação no espaço pode ser ajustada com o utilizador sentado na cadeira. Antes de ajustar o ângulo de inclinação no espaço, certifique-se sempre que o cinto pélvico está preso para evitar que o utilizador escorregue para a frente na cadeira.

Para ajustar o ângulo de inclinação, pressione a alavanca sob a base do assento. Depois de seleccionar o ângulo que pretende, afaste simplesmente a sua mão da alavanca e a cadeira fica fixada nessa posição. A inclinação no espaço deverá ser fixada com o utilizador sentado na cadeira.

Para fixar a alavanca, rode o pino para o lado direito da alavanca e o mesmo encaixa nessa posição **2**. Poderá ser necessário levantar ligeiramente a cadeira para a fixar. Para soltar, puxe o pino para fora e rode 90 graus, a alavanca pode então ser acionada **1**.



Mantenha sempre a alavanca de inclinação no espaço na posição de bloqueio para evitar acioná-la acidentalmente, o que poderá causar o movimento abrupto da cadeira e, possivelmente, causar ferimentos na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para determinar se a utilização desta função não causa qualquer obstrução das vias respiratórias da criança.

SECÇÃO 9.11: INCLINAÇÃO NO ESPAÇO – CHASSIS “HIGH-LOW” GRANDE



Aviso: Utilize apenas a função de inclinação no espaço em chão nivelado. Se utilizar a inclinação no espaço com a cadeira em posição alta, existe o risco do sistema do assento ficar instável quando estacionado numa superfície inclinada. A inclinação no espaço pode ser ajustada com o utilizador sentado na cadeira. Antes de ajustar o ângulo de inclinação no espaço, certifique-se sempre que o cinto pélvico está preso para evitar que o utilizador escorregue para a frente na cadeira.

Para ajustar o ângulo de inclinação, puxe a alavanca nas pegas para empurrar **1**, incline o assento até ao ângulo pretendido e solte a alavanca.



Mantenha sempre a alavanca de inclinação no espaço na posição de bloqueio para evitar acioná-la acidentalmente, o que poderá causar o movimento abrupto da cadeira e, possivelmente, causar ferimentos na criança.

Utilize as pegas de empurrar quando acionar a função de inclinação no espaço.

Consulte sempre o seu terapeuta para determinar se a utilização desta função não causa qualquer obstrução das vias respiratórias da criança.

SECÇÃO 9.12: AJUSTAR RESISTÊNCIA DO ENCOSTO DINÂMICO

A resistência para aumentar o ângulo traseiro é ajustada através da variação da pressão e deve ser determinada em função do peso do utilizador, da posição sentada, do design do assento e das preferências pessoais.

A pressão é ajustada com uma bomba de ar **A** (fornecida com todos os encostos dinâmicos) instalada na válvula de ar principal do mecanismo dinâmico **B**.



Para aumentar a pressão, bombeie ar para a válvula até atingir a pressão pretendida. Para reduzir a pressão, pressione a válvula de libertação de ar da bomba até atingir a pressão pretendida.



Aviso: O intervalo de pressão é 50-250psi. Nunca exceda uma pressão de ar de 250psi no sistema de choque comprimido. Se exceder a pressão máxima de ar de 250 lbs/polegada poderá causar ferimentos graves.

SECÇÃO 9.13: AJUSTAR VELOCIDADE DO ENCOSTO DINÂMICO


Para ajustar a velocidade de reposição do encosto dinâmico, rode a roda vermelha **A**, no choque dinâmico. Rode a roda na direção dos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade de reposição e rode-a na direção contrária para aumentar a velocidade de reposição.



A quantidade de força de retorno necessária depende do peso do utilizador, a velocidade a mola definida pela pressão de ar, a frequência de utilização, a posição sentada e as preferências pessoais. A melhor maneira de ajustar a força de reposição é reduzi-la completamente e testar sentando o utilizador na cadeira. Aumente lentamente a força até o utilizador ficar confortável e seguro sem que a suspensão o empurre demasiado para a frente.

SECÇÃO 9.14: AJUSTAR ENCOSTO DINÂMICO PARA “FIRM” (FIRME)

Para ficar o encosto dinâmico, regule a alavanca azul no amortecedor dinâmico para a posição 'block' [bloqueado] **A**. Para desbloquear o encosto dinâmico, regule-a para a posição 'open' [desbloqueado] **B**.



Informações sobre segurança: A alavanca azul deverá estar regulada para “Firm” (Firme) quando utilizar a cadeira BeMe como meio de transporte.

SECÇÃO 9.15: AJUSTAR ARNÊS CRUZADO

Para ajustar o arnês cruzado, mude o comprimento de cinta que passa pelas fivelas de came na parte traseira da base do assento **A**, ou parte superior do encosto **B**. Ou ajuste o comprimento da cinta nas correias do arnês, em qualquer um dos quatro cantos do arnês **C**.



SECÇÃO 9.16: INSTALAR E DESINSTALAR O TABULEIRO

Antes de instalar o tabuleiro, certifique-se de que a alavanca de came **A**, na parte da frente de cada apoio para o braço está desbloqueada.

Para prender o tabuleiro, introduza os tubos do tabuleiro através do centro do apoio para o braço **B**, certificando-se que o tubo fica saliente do outro lado do recetor **C**. Depois do tabuleiro posicionado na posição prendida, deverá **A**, fixar firmemente a alavanca de came.



Tenha sempre cuidado para evitar entalar as mãos ou braços da criança quando instalar o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser utilizado pelo utilizador da cadeira. Não se apoie no tabuleiro, nem coloque objetos com mais de 8 kg no tabuleiro.



Tenha sempre em conta o espaço inferior do tabuleiro onde a criança pode enfiar os seus dedos entre o suporte de metal e a base do tabuleiro de plástico.

Para desprender o tabuleiro, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 9.17: AJUSTAR ÂNGULO DO TABULEIRO

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, localize a alavanca de came, **A**, no centro do apoio para o braço. Levante a alavanca de came para desbloquear e mudar o ângulo do tabuleiro/apoio para o braço **B**, para a posição pretendida. Baixe a alavanca de came para a posição de fixação para a prender **C**.



SECÇÃO 9.18: AJUSTAR ÂNGULO DO APOIO PARA O BRAÇO

Para ajustar o ângulo do apoio para o braço, localize a alavanca de came **A**, no centro do apoio para o braço. Levante a alavanca de came para desbloquear e mudar o ângulo do apoio para o braço **B**, para a posição pretendida. Baixe a alavanca de came para a posição de fixação para a prender **C**.



Tenha sempre cuidado para evitar entalar as mãos ou braços da criança quando instalar o tabuleiro.


Nunca use o tabuleiro para conduzir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser utilizado pelo utilizador da cadeira. Não se apoie no tabuleiro, nem coloque objetos com mais de 8 kg no tabuleiro.

SECÇÃO 9.19: MOVER A PLACA PARA OS PÉS ARTICULADA

Para levantar a placa para os pés de uma peça, localize a mola **A**, na parte inferior da placa e puxe-a para fora para libertar o pino. Rode a placa para cima **B**, e largue a mola, o pino ficará na posição de fixação para cima.




Para baixar a placa para os pés de uma peça, efetue o procedimento pela ordem inversa.

As placas para os pés individuais não têm mecanismo de fixação. Para levantar as placas para os pés individuais, basta rodar cada placa para cima.


SECÇÃO 9.20: AJUSTAR AS SANDÁLIAS

Para colocar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as correias de Velcro fornecidas para prender o pé na sandália. As correias devem ficar sobre o peito do pé **A**, e sobre os dedos **B**. A correia frontal podem ser enfiada numa das duas ranhuras em cada lado das sandálias, dependendo do tamanho do pé do utilizador.



Se a criança está calçada com sandálias ou calçado leve, verifique as correias para confirmar se as cintas não irritam a pele.

Para ajustar a posição da sandália na placa para os pés, desaperte o botão **C**, e mova para a posição pretendida **D**. Aperte o botão para fixar.



SECÇÃO 9.21: AJUSTAR CORREIAS DE TORNOZELO

Para ajustar a correia do tornozelo, ajuste a posição das correias de Velcro à volta do peito do pé **A**, e à volta do tornozelo **B**.



SECÇÃO 9.22: AJUSTAR O ABRAÇADOR DO TORNOZELO

Para ajustar o abraçador do tornozelo, ajuste a posição da correia de Velcro à volta do tornozelo **A**, e o comprimento da correia à volta do "triglide" **B**.



SECÇÃO 9.23: ACIONAR OS TRAVÕES

Para acionar os travões de um chassis para interiores, pressione o pedal do travão com o pé **A**, até ouvir um clique. Repita para todas as quatro rodas giratórias. Para desbloquear os travões, toque na parte de cima do pedal do travão com o pé para repor o pedal na posição original normal.




Para acionar os travões num chassis para interiores/exteriores ou chassis "HIGH-LOW" grande, empurre a alavanca de travão manual **B**, na parte dianteira da roda traseira. Para soltar, puxe a alavanca para cima. O chassis para interiores/exteriores ou chassis "HIGH-LOW" grande não está equipado com travões na roda dianteira.



Para acionar os travões numa base de mobilidade, consulte as instruções do fabricante.

SECÇÃO 9.24: AJUSTAR ALTURA DA PEGA PARA EMPURRAR


Para ajustar a altura da pega para empurrar, rode para soltar ambas as alavancas de fixação **A**, nos tubos da pega para empurrar e levante ou baixe para a posição pretendida. Rode as alavancas de fixação para apertar nessa posição.



SECÇÃO 9.25: INSTALAR E DESINSTALAR O PUNHO

O punho só é instalado ao assento básico. **A orientação correta do punho é com o rebordo mais fino virado para a criança.**


Para instalar o punho, abra a peça de fixação de came na parte dianteira do assento **A**, e enfie o suporte do punho através da abertura na Almofada do assento e na abertura do recetor no assento **B**. Para prender, empurre a alavanca firmemente para baixo **C**. Oriente o punho para ficar apoiado na parte externa da área do assento.




Se o mecanismo de fixação ficar folgado com o tempo, poderá apertá-lo com o parafuso (na direção dos ponteiros do relógio) localizado na peça de fixação quando levantada **A**. Para desprender o punho, inverta o procedimento.

SECÇÃO 9.26: INSTALAR E DESINSTALAR A GUIA FEMORAL

Para instalar a guia femoral, encaixe a haste da guia **A**, no recetor no assento **B** e pressione para baixo. Verifique se a guia femoral encaixou puxando-a para cima.



Para desprender a guia femoral, faça deslizar o botão de libertação prateado para cima na diagonal **C**, e puxe a guia femoral da ranhura.



SECÇÃO 9.27: INSTALAR E DESINSTALAR ENCOSTO

Para instalar o encosto, localize o recetor do encosto na parte traseira da base da cadeira **A**. Abra as patilhas de fixação do recetor **B**, na parte traseira da base da cadeira, puxando-as **horizontalmente para fora** e rodando-as para cima.



Coloque a base do encosto **C**, no recetor, certificando-se de que a encaixa no recetor o mais fundo possível. Rode as patilhas para baixo **D**, e empurre-as para dentro **E**, para fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente instalado, puxando-o e movendo-o para a frente e para trás.

SECÇÃO 10: INFORMAÇÃO SOBRE LIMPEZA E CUIDADOS

Como efetuar a manutenção:

Quando limpar, recomendamos que utilize apenas água quente e um detergente não abrasivo. Nunca utilize produtos solventes orgânicos ou de limpeza a seco.

Estofos e tecidos

As capas da almofada podem ser retiradas, lavadas à máquina a 60 °C (recomendamos baixa velocidade sempre que possível) e secadas em máquina de secar roupa a uma temperatura baixa. Tenha em conta que o tecido elástico pode apresentar descoloração após várias lavagens a 60 °C, mas isto não afeta a eficácia do tecido. Para evitar a descoloração, pode lavar a uma temperatura mais baixa.

Retire a espuma das seguintes capas antes de lavar:

- Encosto básico
- Almofadas do assento

Todos os estofos macios podem ser colocados na máquina de lavar por inteiro, depois de remover todas as peças de fixação.

1. O forro e tecidos também podem ser limpos à mão enquanto instalados no encosto. Quando limpar, recomendamos que utilize apenas água quente e um detergente não abrasivo.

2. Característica inovadora – o nosso tecido elástico será impermeável a líquidos durante 30 minutos após deixar cair o líquido para ter tempo de limpar.
3. As manchas devem ser removidas com um pano absorvente, toalhas ou esponja, tão rápido quanto possível. A limpeza de rotina com esponja com sabão e água quente é eficaz para manchas normais e pequenas quantidades de líquido derramado. Cuidado para não molhar o tecido em excesso porque espalhará a mancha.
4. Em manchas mais difíceis de remover, pode utilizar agentes de limpeza antissépticos. Poderá ser necessário utilizar um solvente seguro, como álcool isopropílico ou essências minerais.
5. Os arneses pélvicos e do tronco podem ser lavados à máquina a 60 °C. Certifique-se de que retira todos os parafusos e peças de fixação porque podem danificar a sua máquina de lavar. Guarde-os em local seguro e fora do alcance das crianças.
6. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de utilizar.

Componentes de metal e plástico

1. Pode utilizar sabão e água ou um spray antibacteriano para limpeza diária.
2. Deve limpar o chassis com um pano húmido - não utilize água corrente.
3. Não utilize solventes para limpar componentes de plástico ou metal.
4. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de utilizar.

SECÇÃO 11: INSPEÇÃO DIÁRIA DO PRODUTO

[Terapeutas, pais e cuidadores]

Para garantir que o produto pode ser utilizado em segurança, recomendamos que as verificações visuais diárias sejam efetuadas por terapeutas, cuidadores ou pais. As verificações diárias recomendadas são indicadas abaixo:

1. Verifique se nenhuma das peças móveis apresenta movimento lateral ou oscila. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajustamento estão instalados e fixos.
2. Verifique todos os estofos e velcro quanto a desgaste.
3. Verifique se todas as rodas giratórias se movem livremente e bloqueiam em segurança.
4. Certifique-se de que a unidade do assento está firmemente fixada no chassis. Certifique-se também de que as alavancas de fixação traseiras de reclinção estão completamente acionadas.
5. Certifique-se de que o cinto pélvico está completamente preso à volta do utilizado e que este não escorrega ou cai para a frente no assento.
6. Certifique-se de que a placa para os pés está firmemente instalada.

Em caso de dúvida quanto à utilização contínua do seu produto da Leckey em segurança, ou em caso de falha de qualquer peça, não utilize mais o produto e contacte, assim que possível o seu fornecedor local.

SECÇÃO 12: INSPEÇÃO ANUAL DO PRODUTO

[Terapeuta, técnico, especialista de produtos da Leckey, revendedor]

A Leckey recomenda que seja efetuada uma inspeção detalhada de cada produto, pelo menos uma vez por ano, e sempre que o produto seja reatribuído a outra pessoa. Esta inspeção deve ser efetuada por um técnico competente com experiência na utilização do produto e deve incluir as seguintes verificações como requisito mínimo.

1. Verifique se nenhuma das peças móveis apresenta movimento lateral ou oscila. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajustamento estão instalados e fixos.
2. Verifique se todas as alavancas de catraca, botões, porcas, parafusos e fivelas de plástico estão em posição, substituindo quaisquer peças em falta. Preste particular atenção aos seguintes itens;
 - Parafusos de fixação do suporte de cabeça.
 - Parafusos de ajustamento da altura e ângulo do encosto.
 - Parafusos de ajustamento da profundidade do assento
 - Acessórios da guia do cinto pélvico / guia das ancas.
 - Ajustamento da altura e ângulo do apoio para os pés.
3. Verifique se o mecanismo de ajustamento da altura do chassis “High-Low” está a funcionar corretamente. Se o chassis for acionado com o pedal, a altura do assento não muda quando o pedal for pressionado. Além disso, verifique se os pinos de fixação encaixam com segurança para evitar o ajustamento da altura accidental do chassis.
4. Ajuste o assento até ao seu limite máximo da inclinação no espaço e certifique-se de que as alavancas de fixação prendem o assento com segurança, em vários pontos destes limites.
5. Verifique se, no ponto de união do assento e chassis, os componentes de metal não apresentam sinais visíveis de desgaste.
6. Levante a base para verificar cada roda giratória individualmente. Certifique-se de que as rodas se movem livremente e remova qualquer sujidade das rodas de borracha. Verifique se os travões bloqueiam as rodas com segurança.
7. Inspeccione visualmente a estrutura do produto, com particular atenção para os pontos de soldagem na estrutura, para se certificar de que não existem sinais de desgaste ou fraturas à volta desses pontos.
8. A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito de todas as inspeções anuais do produto.

Em caso de dúvida quanto à utilização contínua do seu produto da Leckey em segurança, ou em caso de falha de qualquer peça, não utilize mais o produto e contacte, assim que possível o seu fornecedor local.

SECÇÃO 13: REATRIBUIR PRODUTOS DA LECKEY A OUTRO UTILIZADOR

[Terapeutas, pais e cuidadores]

A maioria dos produtos da Leckey são avaliados e encomendados para satisfazer as necessidades de um utilizador específico. Antes do produto se reatribuído a outro utilizador, recomendamos que o terapeuta que prescreve o produto tenha realizado um teste de compatibilidade do equipamento para o novo utilizador, e que tenha garantido que o produto a reatribuir não tenha sido modificado ou lhe tenham sido instalados acessórios especiais.

Deve ser efetuada uma inspeção técnica detalhada ao produto antes de ser reatribuído. Esta deve ser efetuada por um técnico competente com prática na utilização e inspeção do produto. Consulte a secção 12 para saber as inspeções necessárias a efetuar.

Certifique-se de que o produto foi limpo cuidadosamente de acordo com a secção 10 deste manual.

Nota: Limpe sempre o produto primeiro para remover a sujidade acumulada antes de desinfetar / higienizar.

1. Onde possível, recomendamos a utilização de um sistema de desinfeção “a vapor” automatizado utilizado para cobrir completamente o produto com um agente desinfetante. Antes de utilizar, consulte e siga à risca as instruções do fabricante para o sistema escolhido.

2. Quando um sistema de desinfeção automatizado não estiver disponível, todas as superfícies do produto devem ser limpas com panos de desinfeção, ou com um pano macio com líquido desinfetante. Produtos adequados têm 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. Deve seguir as instruções do fabricante do produto escolhido. O estofado e tecidos do produto devem ser cuidadosamente limpos de acordo com a secção Limpeza e cuidados deste manual.

Certifique-se de que entrega o produto com uma cópia do manual de utilizador. Pode solicitar uma cópia do nosso website: www.leckey.com.

A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito de todas as inspeções efetuadas ao produto durante a reatribuição do mesmo.

Em caso de dúvida quanto à utilização contínua do seu produto da Leckey em segurança, ou em caso de falha de qualquer peça, não utilize mais o produto e contacte, assim que possível o seu fornecedor local.

SECÇÃO 14: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PRODUTO

A manutenção e reparação de todos os produtos da Leckey devem efetuados por técnicos competentes com experiência na utilização do produto.

Todas as questões sobre serviços internacionais devem ser colocadas ao distribuidor da Leckey apropriado, que terá todo o prazer em ajudar.

Para mais informações sobre distribuidores da Leckey, visite o nosso website **www.leckey.com**

SECÇÃO 15: INFORMAÇÕES TÉCNICAS - MÉTRICA

Núcleo do assento e assentos					
	Pequena	Médio	Grande	Longo médio	Longo grande
Profundidades do assento (mm)	170*-325	275-390	350-475	325-440	400-525
Largura máxima do assento (sem guias das anca) (mm)	275	325	415	325	415
Largura máxima do assento (com contorno) (mm)	250	300	400	300	400
Largura femoral na divisória do assento (mm)		90-125	110-160	90-125	110-160
Limite máximo de peso (kg) **	35	50	70	50	70

Encosto			
	Pequena	Médio	Grande
Altura do encosto (mm)	360-470	390-520	500-650
Altura traseira com assento com contorno (mm)	370-480	400-530	475-625
Largura lateral (mm)	130-230	200-300	225-350
Largura da guia das ancas (mm)	165-230	200-260	250-350
Ângulo do encosto (graus)	+10 a -25	+10 a -25	+10 a -25
Limite máximo de peso (kg) **	35	50	70

Apoio de Pés				
	Pequena	Médio	Grande	
Comprimento da perna inferior com assento básico/dividido (mm)	185-285	280-450	290-510	
Comprimento da perna inferior com assento com contorno (mm)	185-285	290-460	300-520	
Flexão máxima do dorso (graus)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	
Flexão plantar máxima (graus)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	

Chassis						
	Pequena	Gás Ind Médio	Hidráulico Ind Médio	Ind/Out Médio	Hidráulico grande	Elétrico grande
Largura da pegada (mm)	535	690	690	740	800	800
Comprimento da pegada (mm)	635	840	840	880	770/850***	770
Limite de inclinação (graus)	-10 a 30	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 30	-10 a 30
Do chão ao assento - mínimo	270	340	325	380	460	460
Do chão ao assento - máximo	650	655	615	670	640	640
Limite máximo de peso (kg) **	35	50	50	50	70	70

*A profundidade de assento de 170 mm - 220 mm requer opções de espaçador

**O peso máx. do utilizador do sistema deve ser o menor do assento, chassis e encosto

*** Incluindo pedal

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - IMPERIAL

Núcleo do assento e assentos					
	Pequena	Médio	Grande	Longo médio	Longo grande
Profundidade do assento (polegadas)	6,7-12,8	10,8-15,4	13,8-18,7	12,8-17,3	15,7-20,7
Largura máxima do assento (sem guias das anca) (polegadas)	10,8	12,8	16,3	12,8	16,3
Largura máxima do assento (com contorno) (polegadas)	9,8	11,8	15,7	11,8	15,7
Largura femoral na divisória do assento (polegadas)		3,57-4,9	4,3-6,3	3,5-4,9	4,3-6,3
Limite máximo de peso (libras) **	77,175	110,25	154,35	110,25	154,35

Encosto			
	Pequena	Médio	Grande
Altura traseira (polegadas)	14,2-18,5	15,4-20,5	19,7-25,6
Altura traseira com assento com contorno (polegadas)	14,6-18,9	16,1-19,7	20,1-25,2
Largura lateral (polegadas)	5,1-9,1	7,9-11,8	8,9-13,8
Largura da guia das ancas (polegadas)	6,5-9,1	7,9-10,2	9,8-13,8
Ângulo do encosto (graus)	+10 a -25	+10 a -25	+10 a -25
Limite máximo de peso (libras) **	77,175	110,25	154,35

CONTINUAÇÃO



Apoio de Pés				
	Pequena	Médio	Grande	
Comprimento da perna inferior com assento básico/dividido (polegadas)	7,3-11,2	11-17,7	11,4-20,1	
Comprimento da perna inferior com assento com contorno (polegadas)	7,3-11,2	11,4-18,1	11,8-20,5	
Flexão máxima do dorso (graus)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	
Flexão plantar máxima (graus)	+/- 10	+/- 10	+/- 10	

Chassis						
	Pequena	Gás Ind Médio	Hidráulico Ind Médio	Ind/Out Médio	Hidráulico grande	Elétrico grande
Largura da pegada (polegadas)	21,1	27,2	27,2	29,1	31,5	31,5
Comprimento da pegada (polegadas)	25	33,1	33,1	34,6	27,6/33,5***	30,3
Limite de inclinação (graus)	-10 a 30	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 30	-10 a 30
Do chão ao assento - mínimo	10,6	13,3	12,8	15	18,1	18,1
Do chão ao assento - máximo	25,6	25,8	24,2	26,3	25,2	25,2
Limite máximo de peso (libras) **	77,2	110,3	110,3	110,3	154,4	154,4

*A profundidade de assento de 6,7 polegadas - 8,7 polegadas requer opções de espaçador

**O peso máx. do utilizador do sistema deve ser o menor do assento, chassis e encosto

*** Incluindo pedal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Funcionalidade	Parâmetro	Valor
Versão e modelo	Eléctrico	LINAK 281209-01
	Bateria	LINAK BA18021-00
	Comando manual	LINAK HB41000-00004
	Carregador da bateria	Carregador de bateria LINAK CH01. Utilize apenas com este carregador de bateria fornecido
Operação de elevação do assento	Ciclo de operação	Máximo 10% ou 2 min. contínuo seguido de 18 min. em inatividade
	Força do atuador	3500N pressão, 2000N tração
	Velocidade de funcionamento do atuador	4,7 mm/seg. com carga total
	Nível do ruído	48 dB[A]
Ambiental	Classificação de IP	IP51 [não impermeável, limpar só com pano húmido]
	Operação	+5 graus C a 40 graus C 20% a 80% HR, não condensante
	Transporte e armazenamento	-10 graus C a 50 graus C 20% a 80% HR, não condensante
		Espere 2 horas para o dispositivo atingir a temperatura ambiente depois de tirar do armazenamento
	Altura acima do nível do mar	Máx. 3000 m
Sistema eléctrico	Tensão de funcionamento do atuador	24 V
	Corrente de funcionamento do atuador	Máximo 3.9A
	Entrada do carregador	100 – 240 Vca, 50/60 Hz
	Saída do carregador	27,6 Vdc ± 2%
	Corrente de carregamento	Máx. 500 mA
	Indicação de carregamento no carregador	LED verde – carga completa LED amarelo – a carregar, muda para verde quando a bateria estiver completamente carregada
Certificação	EMC	IEC60601-1-2:2014 para utilização doméstica
	Segurança eléctrica	IEC60601-1:2005/A1:2012

TABELA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Dispositivo médico
	Ler as instruções de utilização
	Símbolo CE
	Aviso
	Fabricante
	Número de Série
	Código do produto
	Peso máx. de ocupação
	Data de fabrico
	Sem látex
	Identificação única do dispositivo
	Testado para Colisões
	Lavagem à máquina - temperatura da água: 40° C
	Secar com máquina de secar, temperatura baixa
	Não passar a ferro
	Não usar lixívia

SECÇÃO 16: COMO DESEMBALAR E MONTAR A CADEIRA

Verifique as peças

Quando comprar a sua cadeira Leckey BeMe, todas as peças estão guardadas em sacos de polieteno com cada uma claramente identificada. Retire cuidadosamente as peças das caixas e verifique se todas as peças encomendadas estão presentes.

Alguns dos acessórios deverão ser montados antes de o assento na base que comprou. Se instalar o assento numa base de mobilidade, certifique-se de que encaixa primeiro a placa de interface na base de mobilidade. Instruções sobre instalar a interface em bases específicas serão fornecidas com a placa de interligação. Depois de verificar todos os componentes, está pronto para montar a cadeira BeMe e instalá-la na base.



Segurança primeiro:
Mantenha os sacos de polieteno longe de crianças.

Ferramentas

Será necessária uma multiferramenta ou chave Allen de cabo longo para efetuar vários ajustamentos. Esta chave é fornecida com cada assento.



SECÇÃO 16.1: INSTALAR E DESINSTALAR A UNIDADE DO ASSENTO NO CHASSIS

Ajuste a altura do chassis até ao máximo para reduzir o risco de pressão sobre as costas enquanto instala a base do assento. Consulte a Secção 9 sobre como ajustar a altura do chassis que comprou.

Antes de instalar a base do assento, certifique-se que a lingueta de fixação na parte dianteira está desbloqueada **A**. Se a lingueta de fixação estiver bloqueada **B**, deverá efetuar os seguintes passos.






Imagem da lingueta de fixação bloqueada

Quando as linguetas de fixação forem libertadas, a base do assento pode ser colada no chassis. Levante a base do assento segurando-a com as duas mãos em cada lado. Na parte traseira da base do assento existem dois ganchos **F**, que devem ser alinhados com o tubo traseiro da interface do chassis **G**. Rode a parte dianteira do assento para baixo **H**, pressionando para baixo firmemente até ouvir um clique audível das linguetas de fixação a ficarem bloqueadas.

Verifique se está firmemente instalado, puxando para cima, na frente e traseira do núcleo do assento.




Certifique-se sempre de que a base do assento está firmemente presa.

Tenha cuidado quando instalar o assento porque poderá existir o risco de cortar os dedos.

Para remover o assento, localize e liberte as linguetas de fixação, como ilustrado em **C**, **D** e **E**. Então, inverta os passos de instalação **H**, **G** e **F**.

SECÇÃO 16.2: INSTALAR E REMOVER A PEGA PARA EMPURRAR EXTENSÍVEL REMOVÍVEL (SÓ CHASSIS “HIGH-LOW” MÉDIO)

A pega para empurrar é instalada no chassis “High-Low” introduzindo as suas hastes inferiores nos tubos recetores como ilustrado. A pega para empurrar tem molas de segurança **A**, que têm de ser pressionadas quando introduzir as hastes inferiores. Empurre as hastes até as molas ficarem salientes do outro lado dos tubos recetores **B**. Prenda a pega apertando os parafusos de fixação **C**.





Para remover as barras das pegas, efetue os passos pela ordem inversa **C**, e pressione as molas de segurança **D**, e puxe os tubos das barras da pega para fora das hastes inferiores.




Verifique-os periodicamente para confirmar se os botões estão apertados e, especialmente, se conduzir a unidade ao longo de corredores com superfícies desniveladas ou inclinadas.

SECÇÃO 16.3: INSTALAR E DESINSTALAR BARRAS FEMORAIS



Primeiro, prenda o hardware nas duas ranhuras curvas dianteiras na parte inferior da base do assento **A**. Certifique-se de que a arruela **B**, fica entre a anilha plana maior e a cabeça do parafuso. Coloque a placa de fixação **C**, entre o molde e a porca. Prenda a porca nessa posição para que a extremidade do parafusos fique embutida com a extremidade da porca. A placa de fixação deve poder mover-se livremente ao longo do parafusos entre o molde e a porca. Oriente a placa de fixação de modo a que o rebordo curto fique virado para a frente.



Os conjuntos de barras femorais são constituídos por um par esquerdo e direito. Certifique-se de que o esquerdo e direito são montados com o lado embutido virado para fora do assento **D**.




Introduza a barra femoral na cavidade da base do assento **E**, certifique-se de que a placa de fixação fica fixada dentro da barra femoral. Introduza o parafuso de cabeça cônica na placa de cobertura da base do assento **F**, e prenda por baixo com a porca fornecida, e retida no recesso do molde. Repita para o outro lado.



Para desprender as barras femorais, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.4: INSTALAR E DESINSTALAR A HASTE DA PERNA

Antes de instalar a haste da perna superior **(A)**, certifique-se de que o gancho **(B)**, está desapertado. Depois, introduza o ressalto arredondado da haste da perna superior no gancho no lado interior e aperte novamente o gancho **(B)**, com a chave Allen.






Poderá ser necessário ajustar a posição da barra femoral para permitir a introdução do gancho da perna superior. Para o fazer, desaperte o parafuso **(C)**, na parte inferior da base do assento, e mova-a para uma posição adequada. Em algumas configurações, poderá ser necessário remover a placa do assento como descrito na Secção 16.5 'Instalar e remover o assento básico, dividido e com contorno'.



Para desprender a haste da perna superior, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.5: INSTALAR E REMOVER O HARDWARE DO ASSENTO BÁSICO, DIVIDIDO E COM CONTORNO

A placa dianteira do assento dos assentos básico, dividido e com contorno é presa nos recetores da base do assento. Primeiro, localize os dentes virados para baixo na parte dianteira da placa do assento, **A**, e a ranhura superior nos recetores **B**, na extremidade das barras femorais. Encaixe os dentes nos recetores esquerdo e direito, certificando-se de que os dois furos em cada lado alinhem. Poderá ser necessário ajustar a posição da barra femoral para permitir posicionar corretamente os recetores. Para o fazer, desaperte o parafuso **C**, na parte inferior da base do assento, e mova-a para uma posição adequada. Depois dos dentes da placa do assento estarem posicionados, aperte firmemente com os 4 parafusos, **D**, e a chave Allen.





Para desprender a placa do assento, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.6: INSTALAR E DESINSTALAR O ASSENTO COM CONTORNO

O conjunto da almofada com contorno é preso à placa do assento com Velcro, localizado na parte inferior do conjunto da almofada com contorno, **A**, e a parte superior da placa do assento **B**.

Imagens necessárias, incluindo velcro, e o alinhamento à frente.






Para prender o assento com contorno à base do assento, alinhe a parte dianteira da estrutura de placas da base do assento com a parte dianteira da espuma do assento com contorno. Pressione para prender o Velcro.

Para desprender o assento com contorno, inverta o procedimento.

SECÇÃO 16.7: INSTALAR E DESINSTALAR ENCOSTO

Para instalar o encosto, localize o recetor do encosto na parte traseira da base da cadeira **A**. Abra as patilhas de fixação do recetor **B**, na parte traseira da base da cadeira, puxando-as **horizontalmente para fora** e rodando-as para cima.



Coloque a base do encosto **C**, no recetor, certificando-se de que a encaixa no recetor o mais fundo possível. Rode as patilhas para baixo **D**, e empurre-as para dentro **E**, para fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente instalado, puxando-o e movendo-o para a frente e para trás.


Para desprender o encosto, inverta o procedimento.



Certifique-se sempre de que a base do assento está firmemente presa.

SECÇÃO 16.8: INSTALAR E DESINSTALAR APOIO PARA OS PÉS

Para instalar o apoio para os pés, oriente a placa de fixação com a haste da perna inferior **A**, de modo a que as faces do rebordo mais pequeno fiquem viradas para fora. Encaixe a haste da perna inferior sobre a extremidade da haste da perna superior **B**, certificando-se de que a placa de fixação está presa na extrusão da haste da perna superior. Fixe em posição com o parafuso **C**, e com a chave Allen. Os apoios para os pés individuais podem ser instalados independentemente, enquanto a placa para os pés de peça única obriga a encaixar simultaneamente ambas as hastas da perna inferior nas hastas da perna superior **D**.



Para remover o apoio para os pés, inverta o procedimento.



Certifique-se sempre que a placa para os pés está firmemente presa.

SECÇÃO 16.9: INSTALAR E REMOVER APOIO PARA OS BRAÇOS

Para instalar o apoio para o braço, localize a ranhura nos lados da base do assento **A**, e oriente o apoio para os braços com as alavancas de came de ajustamento viradas para fora **B**. Coloque a haste do apoio para o braço na ranhura e empurre para baixo **C**. Verifique se o apoio para o braço encaixou puxando-o para cima.





Para remover o apoio para o braço, faça deslizar o botão de libertação para a frente do assento **D**, e puxe o apoio para o braço para fora da ranhura **E**.




SECÇÃO 16.10: INSTALAR E REMOVER SANDÁLIAS

Introduza o parafuso de fixação necessário **A**, juntamente com a placa de retenção **B**. Coloque uma tampa de borracha, **C**, na parte de cima e no fundo da sandália. Aperte com os quatro parafusos fornecidos **D**. Para retirar ou substituir o parafuso de fixação, efetue o procedimento pela ordem inversa.



Para remover os parafusos de fixação das sandálias, efetue o procedimento pela ordem inversa.


Para fixar a sandália **A**, coloque-a na placa para os pés **B**, de modo a que o parafuso de fixação **C**, passe pela ranhura da placa para os pés. Para fixar, coloque a anilha de borracha, anilha de metal, e botão **D**, no parafuso de fixação na parte inferior da placa para os pés, e aperte.



Para remover as sandálias, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.11: INSTALAR E DESINSTALAR ABRAÇADORES DO TORNOZELO

Para instalar os abraçadores do tornozelo, faça deslizar as cintas através da ranhura lateral da sandália **A**. Dê à volta à cinta por cima e passe-a por baixo e depois por cima do “triglido” **B**. Por fim, para fixar as cintas, passe-as novamente através da parte inferior do “triglido” **C**. Corte a correia pelo comprimento pretendido.



Para remover os abraçadores do tornozelo, efetue o procedimento pela ordem inversa.

Também pode instalar os abraçadores do tornozelo a uma placa para os pés de peça única ou de duas peças. Enfie as cintas através das ranhuras e prenda com o “triglido” fornecido com todos os abraçadores do tornozelo.



SECÇÃO 16.12: INSTALAR E DESINSTALAR CORREIAS DO TORNOZELO

Para instalar a correia do tornozelo, enfie as molas inferior **A**, e superior **B**, da correia do tornozelo sob e sobre o arco traseiro da sandália e prenda-as entre si **C**.



Para remover as correias do tornozelo, efetue o procedimento pela ordem inversa.

Enfie o “triglide” **D**, que está preso às cintas preta e branca, através da ranhura lateral da sandália. Enfie a cinta preta e branca da Velcro **E**, através da ranhura oposta na sandália. Enfie a extremidade desta cinta através do “triglide” e volte para trás para prender contra o Velcro **F**.


SECÇÃO 16.13: INSTALAR E REMOVER BOTINHAS


Para prender as botinhas, faça deslizar as cintas através das ranhuras da placa para os pés de uma peça, e prenda com o “triglíde” fornecido



SECÇÃO 16.14: INSTALAR E DESINSTALAR SUPORTE LATERAL - ENCOSTO LATERAL

Para instalar o suporte lateral no encosto básico, coloque a porca em T **A**, na ranhura vertical do lado dianteiro da estrutura de placas do encosto. Se as almofadas do encosto estiverem colocadas, podem esticá-las para as afastar. Entrelace os dois lados da mola radial (peças circulares com dentes de crocodilo) **B**, e localize a saliência da ranhura do suporte. Localize a saliência do lado oposto da mola radial na ranhura do encosto, garantindo que a mola radial fica assente na superfície da estrutura de placas **C**. Certifique-se de que a porca em T entre as duas superfícies da mola radial na parte dianteira do encosto **D**.





Coloque a anilha dividida, depois a anilha plana no parafusos e passe-o pelo furo da mola radial **E**, encaixando nas roscas da porca em T. Fixe com a chave Allen.



Para remover o suporte lateral, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.15: INSTALAR E DESINSTALAR SUPORTE LATERAL - ENCOSTO MODERADO E COMPLEXO

Para instalar o suporte lateral no encosto moderado e complexo, coloque a porca em T **A**, na ranhura do suporte lateral. Encaixe os dois lados das molas radiais e localize a saliência da mola radial na ranhura do lado oposto do suporte lateral, **B**. Certifique-se de que a porca em t entre as duas superfícies da mola radial **C**.



Coloque as molas radiais no recesso na parte dianteira do molde torácico **D**, certificando-se de que a saliência da mola radial cai na ranhura vertical.

Se as almofadas do encosto estiverem



colocadas, podem afastá-las. Coloque a anilha dividida, e depois a anilha plana no parafuso e enfie-o na ranhura vertical na parte traseira do molde torácico **E**, encaixando nas roscas da porca em T. Fixe com a chave Allen.



Para remover o suporte lateral, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.16: INSTALAR E DESINSTALAR PEÇA LATERAL FINA

Para fixar a peça lateral final no suporte lateral, primeiro coloque o ressalto maquinado na ranhura correspondente na almofada de plástico lateral fina **A**. Posicione este conjunto contra a superfície interior do suporte lateral, de modo a que o suporte fique no recesso da almofada de plástico e a peça maquinada fique na ranhura **B**.



Coloque a anilha dividida, e depois a anilha plana no parafuso e enfie-o no furo roscado na peça maquinada **C**. Fixe com a chave Allen.



Para remover a peça lateral fina, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.17: INSTALAR E DESINSTALAR PEÇA LATERAL COMPLEXA

Para fixar a peça lateral complexa no suporte lateral, primeiro coloque a porca no recesso do molde de plástico lateral **A**. Posicione este conjunto contra a superfície interior do suporte lateral, de modo a que o suporte fique no recesso do molde de plástico **B**.




Coloque a anilha dividida, depois a anilha plana no parafusos e passe-o pelo furo do molde **C**, encaixando nas roscas da porca. Fixe com a chave Allen.



Para remover a peça lateral complexa, realize o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.18: INSTALAR E DESINSTALAR PEÇA LATERAL FLEXÍVEL

Instalar a peça lateral flexível requer as mesmas ferramentas que a peça lateral fina. Para fixar a peça lateral final no suporte lateral, primeiro coloque o ressalto maquinado na ranhura correspondente na almofada de plástico lateral fina **A**. Posicione este conjunto contra a superfície interior do suporte lateral, de modo a que o suporte fique no recesso da almofada de plástico e a peça maquinada fique na ranhura **B**.





Coloque a anilha dividida, e depois a anilha plana no parafuso e enfie-o no furo roscado na peça maquinada **C**. Fixe com a chave Allen.



Para remover a peça lateral fina, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.19: INSTALAR E DESINSTALAR A ALMOFADA DE LEVANTAMENTO


Para instalar a almofada de levantamento, alinhe os dois furos na estrutura de placas da almofada de levantamento com os furos correspondentes do suporte lateral, **A**, certificando-se de que a dobra da estrutura de placas fica virada para o lado contrário da almofada lateral. Enfie os dois parafusos através destes furos e fixe no lado oposto com duas porcas, utilizando a chave Allen e uma chave de bocas **B**.



Para remover a almofada de levantamento, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.20: INSTALAR E DESINSTALAR AS GUIAS DA ANCAS (ENCOSTO BÁSICO)

Para instalar as guias das ancas ao encosto básico, coloque a porca em T **A**, no furo na parte dianteira da estrutura de placas do encosto básico, certificando-se de que o rebordo comprido da porca em T está alinhado com a placa retangular. Coloque o encosto no recesso na parte traseira da estrutura de placas do encosto básico **B**. Se as almofadas do encosto estiverem colocadas, podem afastá-las.




Coloque a anilha dividida, e depois a anilha plana no parafuso e enfie-a na ranhura | **C**, encaixando nas roscas da porca em T. Fixe com a chave Allen.

Para remover as guias das ancas, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.21: INSTALAR E DESINSTALAR AS GUIAS DAS ANCAS (ENCOSTO MODERADO E COMPLEXO)

Para instalar as guias das ancas no encosto moderado e complexo, coloque a porca em T **A**, na parte dianteira do suporte das guias das ancas. Coloque o suporte no recesso na parte dianteira do molde sacral **B**, certificando-se de que os rebordos curtos da porca em T estão alinhados com as superfícies superior e inferior do recesso. Se as almofadas do encosto estiverem colocadas, podem afastá-las.




Coloque a anilha dividida, depois a anilha plana no parafusos e passe-o pelo furo na parte traseira do molde sacral **C**, encaixando nas roscas da porca. Fixe com a chave Allen.


Para remover as guias das ancas, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.22: INSTALAR E DESINSTALAR O ESPAÇADOR PEQUENO DO ENCOSTO BÁSICO

Para instalar o espaçador pequeno do encosto básico, remova a capa da almofada do encosto e remova os quatro parafusos, em cima e em baixo, **A**, para separar a estrutura de placas do encosto dos ganchos. Prenda os espaçadores nos ganchos superior e inferior com os quatro parafusos mais longos **B**.



Coloque o espaçador da placa traseira **C**, na superfície dianteira do molde do gancho inferior **D**. Instale novamente a estrutura de placas do encosto, fixando os quatro parafusos, em cima e em baixo **A**.



Para desprender os espaçadores pequenos do encosto básico, efetue o procedimento pela ordem inversa. Isto só deveria ter sido feito uma vez antes de ser necessário substituir também os ganchos do encosto básico.

SECÇÃO 16.23: INSTALAR E REMOVER O APOIO DA CABEÇA

Para instalar o apoio da cabeça, certifique-se de que o grampo está aberto, desapertando-o e soltando-o pelo outro lado do gancho **A**. Coloque o grampo sobre a barra superior do encosto **B**, e posicione no centro.





Aperte, segurando na cabeça do parafuso através do furo na superfície exterior da extrusão **C**, e colocando e enfiando a extremidade do parafuso no furo na outra metade do gancho, encaixando nas roscas da porca. A porca é fixada na extrusão e poderá ser necessário realinhá-la com o furo. Aperte com a chave Allen.



Para remover o apoio da cabeça, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.24: INSTALAR E REMOVER O SUPORTE DO APOIO DA CABEÇA UNIVERSAL

Para instalar o suporte do apoio da cabeça universal, certifique-se de que o grampo está aberto, desapertando-o e soltando-o pelo outro lado do gancho **A**. Coloque o grampo sobre a barra superior do encosto **B**, e posicione no centro.





Aperte, enfiando a extremidade do parafuso **C**, no furo na outra metade do gancho, encaixando nas roscas da porca. A porca é fixada na extrusão e poderá ser necessário realinhá-la com o furo. Aperte com a chave Allen.



Para remover o suporte do apoio da cabeça universal, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.25: INSTALAR E REMOVER O SUPORTE DO APOIO DA CABEÇA UNIVERSAL


Para instalar o encosto da cabeça universal, coloque a manga **A**, no suporte recetor **B**. Faça deslizar a haste **C**, para a manga **D**, e prenda com a alavanca manual **E**.



Para remover o apoio da cabeça universal, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.26: INSTALAR E REMOVER O APOIO DA CABEÇA WHITMYER

Para instalar o encosto da cabeça universal Whitmyer, coloque a manga **A**, no suporte recetor **B**. Prenda com a alavanca manual **C**.



Para remover o apoio da cabeça Whitmyer, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.27: INSTALAR E DESINSTALAR O TABULEIRO

Antes de instalar o tabuleiro, certifique-se de que a alavanca de came **A**, na parte da frente de cada apoio para o braço está desbloqueada.

Para prender o tabuleiro, introduza os tubos do tabuleiro através do centro do apoio para o braço **B**, certificando-se que o tubo fica saliente do outro lado do recetor **C**. Depois do tabuleiro posicionado na posição prendida, deverá **A**, fixar firmemente a alavanca de came.



Tenha sempre cuidado para evitar entalar as mãos ou braços da criança quando instalar o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser utilizado pelo utilizador da cadeira. Não se apoie no tabuleiro, nem coloque objetos com mais de 8 kg no tabuleiro.



Tenha sempre em conta o espaço inferior do tabuleiro onde a criança pode enfiar os seus dedos entre o suporte de metal e a base do tabuleiro de plástico.


Para desprender o tabuleiro, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.28: INSTALAR E REMOVER O ARNÊS CRUZADO

Para instalar o arnês cruzado, localize primeiro as fivelas de came na área traseira superior dos encostos **A** que são visíveis através das aberturas nas almofadas. Enfie as cintas pela fivela de came e prenda-as com os ganchos **B**.



Os pontos de ligação inferiores encontram-se na parte traseira da base do assento **C**. Enfie as cintas pela fivela de came **na parte traseira do núcleo do assento** e prenda-as com os ganchos **D**.



Para remover o arnês do peito, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.29: INSTALAR E REMOVER O TOLDO PARA A CHUVA

Para instalar o toldo para a chuva, deve instalar as barras de encosto do toldo. Para remover a barra de encosto instalada, desaperte os parafusos do gancho de ajustamento da altura do encosto, **A**, e levante a barra até à altura máxima. Pressione as molas **B**, nos lados da barra e levante para libertar totalmente a barra do encosto.



Desaperte os parafusos no gancho das almofadas para os ombros, **C**, e faça deslizar a barra do encosto para remover. Faça deslizar o gancho das almofadas para os ombros para a barra de encosto do toldo e prenda os parafusos **D**.



Coloque as extremidades da barra do encosto nos recetores no gancho de altura do encosto. Pressione as molas **E**, nos lados e empurre a barra do encosto ainda mais para baixo. Aperte os parafusos no gancho de ajustamento da altura do encosto **F**.



Para instalar o toldo para a chuva, faça deslizar os conectores para baixo e sobre os recetores **G**, e rode o clipe para dentro **H**, para fixar nessa posição.





Para remover o toldo para a chuva, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.30: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA ALMOFADADA DO TABULEIRO

Para instalar a capa almofadada do tabuleiro, primeiro remova o tabuleiro da cadeira. Desaperte as correias de Velcro e enfie a capa almofada **A**, sobre o tabuleiro de plástico **B**. Para prender, sobreponha as correias de Velcro **C**, na parte inferior do tabuleiro. Quando colocada, a capa deverá tapar completamente a superfície do tabuleiro **D**.




Para remover a capa almofadada do tabuleiro, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.31: INSTALAR E REMOVER AS GUARDAS DOS COTOVELO


Para instalar as guardas dos cotovelos, primeiro remova o tabuleiro da cadeira. Remova as duas anilhas e parafusos

A Posicione o suporte da guarda dos cotovelo **B**, de modo a que o rebordo da almofada fique pousado na superfície superior do tabuleiro **C**, e alinhe os furos. Instale novamente os dois parafusos e anilhas **D**, e prenda com a chave Allen.




Para remover as guardas dos cotovelos, efetue o procedimento pela ordem inversa.

As guardas dos cotovelos podem ser instaladas em tabuleiros padrão e almofadados.




SECÇÃO 16.32: INSTALAR E REMOVER O CINTO DE 4 PONTOS

Para prender o cinto de 4 pontos, passe a cinta cinzenta **através da ranhura superior** no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Passe a cinta preta através da fivela de came à frente **C**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **D**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue o procedimento pela ordem inversa.




Informações sobre segurança: Deve garantir que que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada Na ranhura no núcleo do assento.



SECÇÃO 16.33: INSTALAR E REMOVER O CINTO DE 2 PONTOS

Para prender o cinto de 2 pontos, passe a cinta cinzenta através da ranhura superior no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **C**, na parte da frente para prender o utilizador.



Para desprender o cinto de 2 pontos, inverta o procedimento.



Informações sobre segurança: Deve garantir que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada Na ranhura no núcleo do assento.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

SECÇÃO 16.34: INSTALAR E REMOVER O SUPORTE PÉLVICO

Coloque o suporte pélvico na almofada da base do assento **B**. A orientação correta do suporte pélvico está devidamente identificada. Prenda a correia de Velcro traseira na cavidade com a almofada do encosto torácico, **C** (encostos moderados e complexos).

Passa a cinta preta através das fivelas de came em cada lado da parte **dianterior** do assento, **D**, e prenda as fivelas de came. Passe a cinta cinzenta através das fivelas de came em cada lado da parte traseira do assento **E** e prenda as fivelas de came.



Para instalar o suporte pélvico num encosto básico, ajuste a correia de Velcro traseira ao nível da parte superior do suporte pélvico. Prenda de acordo com **A**, **B**, **D** e **E**.

Fechre a fivela **F**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.





Prenda sempre primeiro o arnês pélvico ou suporte pélvico antes de apertar outras fivelas ou arneses. Ajuste o arnês de modo a que a criança não escorregue ou caia para a frente no assento.



Para remover o suporte pélvico, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 16.35: INSTALAR E REMOVER O ENCOSTO DINÂMICO


Para instalar o encosto dinâmico, remova primeiro a placa do encosto estático. Remova os dois parafusos superior e traseiro **A**, e remova o molde da capa. Remova o parafuso central, **B**, e a placa do encosto estático **C**.



Alinhe os furos do suporte de alumínio do conjunto do encosto dinâmico **D**, com os furos na base do assento. Prencha com os quatro parafusos fornecidos **E**.




Rode o conjunto do encosto dinâmico de modo a que os furos no bloco de alumínio fiquem alinhados, **F** prenda com os dois parafusos fornecidos.




Tenha cuidado quando montar e instalar o encosto dinâmico porque existe o risco ligeiro de cortar os dedos.

SECÇÃO 16.36: INSTALAR E DESINSTALAR O ACESSÓRIO DE ASAS DOS OMBROS (SÓ ENCOSTO MODERADO)

Para instalar o acessório de asas dos ombros, deve primeiro remover o molde vazio dos ombros, desapertando com a chave Allen os 3 parafusos que o prendem **A**. Remova o molde vazio dos ombros **B**, e substitua pelo acessórios de asas dos ombros **C**, certificando-se de que está virado de modo a que a cabeça do parafuso **D**, fique apontada para cima. Fixe em posição com os 3 parafusos **E**, utilizando a chave Allen. Não aperte demasiado.





Para remover o acessório de asas dos ombros, efetue o procedimento pela ordem inversa.





SECÇÃO 16.37: INSTALAR E DESINSTALAR O ESPAÇADOR DO ÂNGULO DOS OMBROS (SÓ ENCOSTO MODERADO)

Para instalar o espaçador do ângulo dos ombros, remova a capa da almofada do molde dos ombros e remova os quatro parafusos para separar o molde do gancho **A**. Coloque o espaçador da placa traseira **B**, na superfície dianteira do molde do gancho **C**.



Prenda o espaçador inclinado dos ombros com os quatro parafusos mais compridos **D**. Instale novamente o molde dos ombros, apertando os parafusos **E**, no espaçador inclinado dos ombros.



O processo não deverá ser efetuado no sentido inverso com as mesmas ferramentas. Para remover o espaçador, será necessário um novo gancho de encosto básico.

SECÇÃO 16.38: INSTALAR E DESINSTALAR O PUNHO


O punho só é instalado ao assento básico. Para instalar o punho, abra a peça de fixação de came na parte dianteira do assento **A**, e enfie o suporte do punho através da abertura na Almofada do assento e na abertura do recetor no assento **B**. Para prender, empurre a peça de fixação firmemente para baixo **C**. Oriente o punho para ficar apoiado na parte externa da área do assento.

Se o mecanismo de fixação ficar folgado com o tempo, poderá apertá-lo com o parafuso (na direção dos ponteiros do relógio) localizado na peça de fixação quando levantada **A**.




Remova sempre o punho antes de sentar a criança na cadeira.

Para desprender o punho, inverta o procedimento.



SECÇÃO 16.39: INSTALAR E DESINSTALAR A GUIA FEMORAL

Para instalar a guia femoral, encaixe a haste da guia **A**, no recetor no assento **B** e pressione para baixo. Verifique se a guia femoral encaixou puxando-a para cima.




Para desprender a guia femoral, faça deslizar o botão de libertação prateado para cima na diagonal **C**, e puxe a guia femoral da ranhura.




SECÇÃO 16.40: INSTALAR E DESINSTALAR ENCOSTO

Para instalar o encosto, localize o recetor na parte traseira da base da cadeira **A**. Abra as patilhas de fixação do recetor **B**, na parte traseira da base da cadeira, puxando-as **horizontalmente para fora** e rodando-as para cima.



Coloque a base do encosto no recetor, certificando-se de que a encaixa no recetor o mais fundo possível. Rode as patilhas para baixo **C**, e empurre-as para dentro **D**, para fixar o encosto na posição.

Verifique se o encosto está firmemente instalado, puxando-o e movendo-o para a frente e para trás.



SECÇÃO 17: INSTALAR O ESTOFO


Sugerimos a instalação das almofadas pela seguinte ordem:

1. **Capas femorais (opcionais)**
2. **Almofada do assento**
 - a. Almofada para o assento básico
 - b. Almofada para o assento dividido
 - c. Almofada para o assento com contorno
3. **Almofada(s) do encosto**
 - a. Encosto básico (espuma e capa)
 - b. Encosto moderado ou complexo (3 peças: sacral, e torácica e ombros)
4. **Cinto pélvico (suporte, 2 pontos ou 4 pontos)**
5. **Almofadas para as ancas**
6. **Arnês do peito**
7. **Capas laterais**
8. **Capa para o apoio da cabeça**
9. **Almofada para os pés**
10. **Capa do punho**
11. **Capa da almofada de levantamento**

SECÇÃO 17.1: INSTALAR E DESINSTALAR AS CAPAS FEMORAIS

Para instalar a capa das guias femorais, enfie a capa sobre a extremidade da guia femoral


A. Prenda com as peças de fixação de encaixe **B**, em cada lado a haste de metal.




Para remover a capa das guias femorais, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.2: INSTALAR E DESINSTALAR A ALMOFADA DO ASSENTO BÁSICO

Para instalar a almofada do assento básico na parte traseira do assento, localize a fila de patilhas das peças de fixação por encaixe **A**, na parte traseira da base do assento. Enfie as patilhas das peças de fixação entre a almofada do assento e as cintas **B**, e prenda com as peças de fixação **C**.



Para instalar a parte dianteira da almofada para o assento básico, alinhe a parte dianteira da almofada com a parte dianteira das rampas do assento, e pressione para prender com o Velcro. Localize as peças de fixação por encaixe na parte dianteira da base do assento **D**. Deixe cair a aba dianteira da almofada do assento e prenda com as peças de fixação **E**. Certifique-se de que o espaço é suficiente para ter acesso à alavanca do punho através da abertura da almofada do assento **F**.




Para desprender a almofada para o assento básico, efetue o procedimento pela ordem inversa.



Verifique sempre se a almofada para a base do está presa antes de sentar a criança na cadeira.

SECÇÃO 17.3: INSTALAR E DESINSTALAR A ALMOFADA DO ASSENTO DIVIDIDO

Para instalar a almofada do assento dividido na parte traseira do assento, localize a fila de patilhas das peças de fixação por encaixe **A**, na parte traseira da base do assento. Enfie as patilhas das peças de fixação entre a almofada do assento e as cintas **B**, e prenda com as peças de fixação **C**.



Para instalar a parte dianteira da almofada para o assento dividido. Alinhe a parte dianteira de cada lado das almofadas com a parte dianteira de cada uma das rampas do assento, e pressione para prender com o Velcro. Localize as peças de fixação na parte dianteira da base do assento **D**. Deixe cair a aba dianteira da almofada do assento e prenda com as peças de fixação **E**.




Para desprender a almofada para o assento dividido, efetue o procedimento pela ordem inversa.



Verifique sempre se a almofada para a base do está presa antes de sentar a criança na cadeira.

SECÇÃO 17.4: INSTALAR E DESINSTALAR A ALMOFADA PARA O ASSENTO COM CONTORNO

Para prender a almofada para o assento com contorno, separe primeiro a espuma da capa de tecido. Alinhe o rebordo dianteiro da espuma com o primeiro contorno da base do assento, e pressione para prender com o Velcro **A**. Estique a espuma de modo a que o rebordo traseiro da espuma e o rebordo traseiro da base do assento fiquem alinhados, e pressione para prender com o Velcro **B**. Certifique-se de que as ranhuras na espuma vão de um lado ao outro.



Faça deslizar a parte dianteira do tecido da almofada do assento sobre a parte dianteira do assento **C**, e estique a secção traseira sobre a parte de trás, e pressione para prender com o Velcro **D**.



Para desprender a almofada para o assento com contorno, efetue o procedimento pela ordem inversa.





Verifique sempre se a almofada para a base do está presa antes de sentar a criança na cadeira.

SECÇÃO 17.5: INSTALAR E DESINSTALAR A ESPUMA DO ENCOSTO BÁSICO

Para instalar a espuma do encosto básico, localize os furos na parte superior e inferior da espuma **A**. Coloque a anilha no parafuso **B**, e enfie o parafuso pelos furos da espuma e furos correspondentes na estrutura de placas **C**.



Com a chave de bocas, aperte todos os quatro parafusos com uma porca **D**, de modo a que a extremidade dos parafusos fique rente à extremidade da porca **E**.



Para desprender a espuma do encosto básico, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.6: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DO ENCOSTO BÁSICO

Para instalar a capa do encosto básico, faça deslizar a parte superior da capa sobre a parte superior do encosto, **A**, e prenda com as peças de fixação por encaixe **B**. Existem aberturas **C**, em cada lado da capa para as ligações do arnês.




Prenda o tecido elástico entre a espuma e a estrutura de placas **D**, juntamente com ambos os lados do encosto. Faça deslizar o fundo da capa sob o fundo do encosto e prenda com as peças de fixação por encaixe **E**.



Para remover a capa do encosto básico, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.7: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA SACRAL

Para instalar a capa sacral, alinhe a capa com o molde e prenda com as peças de fixação por encaixe em ambos os lados **A**, e sob o molde **B**.



Para remover a capa sacral, efetue o procedimento pela ordem inversa.


SECÇÃO 17.8: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA TORÁCICA DO ENCOSTO

Para instalar a capa torácica, enfie a parte superior da capa sacral na cavidade da parte inferior da capa torácica **A**. Alinhe a capa torácica com o molde e prenda com as peças de fixação por encaixe na parte superior e inferior **B**.



SECÇÃO 17.9: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DA SECÇÃO DOS OMBROS

Para instalar a capa dos ombros, enfie a parte superior da capa torácica na cavidade da parte inferior da capa dos ombros **A**. Alinhe a capa dos ombros com o molde e enrole a capa em ambas as extremidades, prendendo-a com os fechos **B**. Certifique-se de que a parte traseira da capa dos ombros alinha com os conectores do arnês, ou que permite a passagem dos conectores do arnês **C**.




Para remover a capa dos ombros, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.10: INSTALAR E REMOVER O SUPORTE PÉLVICO

Coloque o suporte pélvico na almofada da base do assento **B**. A orientação correta do suporte pélvico está devidamente identificada. Prenda a correia de Velcro traseira na cavidade com a almofada do encosto torácico, **C** [encostos moderados e complexos].

Passa a cinta preta através das fivelas de came em cada lado da parte dianteira do assento, **D**, e prenda as fivelas de came. Passe a cinta cinzenta através das fivelas de came em cada lado da parte traseira do assento **E** e prenda as fivelas de came.



Quando instalar o suporte pélvico num encosto básico, pode ajustar a correia de Velcro traseira ao nível da parte superior do suporte pélvico. Prenda de acordo com **A**, **B**, **D** e **E**.

Fechre a fivela **F**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.



Prenda sempre primeiro o arnês pélvico ou suporte pélvico antes de apertar outras fivelas ou arneses. Ajuste o arnês de modo a que a criança não escorregue ou caia para a frente no assento.

Para remover o suporte pélvico, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.11: INSTALAR E DESINSTALAR AS CAPAS DA ALMOFADA PARA AS ANCAS

Para prender as capas da almofada para as ancas, abra o fecho e faça deslizar a capa sobre o molde, com o fecho virado para fora. Prenda com o fecho. A etiqueta interna ajudá-lo-á a identificar a esquerda e a direita.




Para remover a capa das almofadas para as ancas, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.12: INSTALAR E REMOVER O ARNÊS DO PEITO/ CRUZADO

Para instalar o arnês cruzado, localize primeiro as fivelas de came na área traseira superior dos encostos **A** que são visíveis através das aberturas nas almofadas. Enfie as cintas pela fivela de came e prenda-as com os ganchos **B**.



Os pontos de ligação inferiores encontram-se na parte traseira da base do assento **C**. Enfie as cintas pela fivela de came e prenda-as com os ganchos **D**.



Para remover o arnês do peito, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.13: **INSTALAR E** **DESINSTALAR AS** **CAPAS LATERAIS -** **FINAS**

Para instalar as capas laterais, abra o Velcro e faça deslizar a capa sobre a almofada de plástico **A**, com o Velcro virado para baixo. Fixe com o Velcro **B**.



Para remover a capa lateral fina, realize o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.14: INSTALAR E DESINSTALAR AS CAPAS LATERAIS - ENVOLVIMENTO ARTICULADO

Para instalar as capas laterais, abra o Velcro e faça deslizar a capa sobre o molde de plástico, **A**, com o Velcro virado para baixo, e o ilhó virado para cima. Fixe com o Velcro **B**.



Para remover a capa lateral de envolvimento articulado, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.15: INSTALAR E DESINSTALAR AS CAPAS LATERAIS - ENVOLVIMENTO FLEXÍVEL

Para instalar as capas laterais flexíveis, abra o Velcro e faça deslizar a capa sobre a almofada de plástico **A**, com o Velcro virado para baixo e a superfície da cinta preta virada para fora. Fixe com o Velcro **B**.



Para remover a capa lateral flexível, efetue o processo pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.16: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DO APOIO DA CABEÇA


Para instalar a capa do apoio da cabeça, alinhe a capa do apoio da cabeça com a parte dianteira do molde e enrole a capa sobre ambas as extremidades **A**, prendendo com os fechos **B**. Certifique-se de que alinha a capa de modo a que o fecho fique mais próximo de bordo inferior.



Para remover a capa do apoio da cabeça, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.17: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DO APOIO PARA OS PÉS

Para instalar a capa para o apoio para os pés, remova primeiro qualquer peça de hardware ou correias presas ao apoio para os pés. Coloque a capa do apoio para os pés na superfície do apoio, na parte traseira **A**. Coloque a capa sobre a superfície superior do apoio para os pés, de modo a que os lados levantados da capa fiquem alinhados com a parte traseira e lados do apoio para os pés. Prenda na parte inferior com as correias de Velcro **B**.



Para remover a capa do apoio para os pés, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.18: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DO PUNHO

Para instalar a capa do punho, abra o Velcro e faça deslizar a capa **A** sobre a almofada de plástico, **B**, com o Velcro virado para baixo e com a almofada orientada para corresponder aos contornos da almofada. Fixe com o Velcro **C**.



Para remover a capa do punho, efetue o processo pela ordem inversa.



SECÇÃO 17.19: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DA ALMOFADA DE LEVANTAMENTO



Para instalar a capa da almofada de levantamento, abra o Velcro e faça deslizar a capa **A**, sobre a estrutura de placas **B**, com o Velcro virado para cima e a almofada orientada de modo a que o lado do tecido cinzento sólido fique virado para a frente do assento. Prenda com o Velcro, e introduza a peça de extensão na capa lateral **C**.




Para remover a capa da almofada de levantamento, efetue o procedimento pela ordem inversa.

SECÇÃO 17.20: INSTALAR E DESINSTALAR A CAPA DO SUPORTE LATERAL

Para instalar a capa do suporte lateral, abra o Velcro e enrole a capa **A**, sobre a estrutura de placas **B**, com o Velcro virado para baixo e a almofada orientada de modo a que a patilha de extensão **C**, fique apontada para a almofada lateral e virada para fora. Com o Velcro, **D**, e introduza a peça de extensão na capa lateral **E**.



Para remover a capa do suporte lateral, efetue o processo pela ordem inversa.



SECÇÃO 18: CONFIGURAÇÃO CLÍNICA PARA GESTÃO DA POSTURA

A configuração clínica do produto deve ser efetuada por uma pessoa técnica e clinicamente competente com a devida formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja criado um registo escrito com todas as configurações clínicas do produto. Ajuste a altura do encosto, profundidade do assento e altura da placa dos pés antes de sentar a criança na cadeira. Estas configurações podem ser ajustadas com maior precisão com a criança no assento.

SECÇÃO 18.1: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO NO ASSENTO BÁSICO

Para ajustar a profundidade do assento no assento básico, desaperte os parafusos esquerdo e direito **A**, na parte inferior da base do assento e mova para a frente e para trás até atingir a posição pretendida. Aperte ambos os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.2: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO E ÂNGULO DA PERNA (ABDUÇÃO E ADUÇÃO) NO ASSENTO DIVIDIDO

Para ajustar a profundidade do assento e ângulo da perna no assento dividido, desaperte os parafusos esquerdo e direito **A**, na parte inferior da base do assento e mova cada componente da perna do assento separadamente até atingir a posição pretendida. Os componentes da perna do assento podem ser movidos para a frente, para trás e até 15 graus de abdução/adução. Aperte ambos os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.3: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO COM CONTORNO

Para ajustar a profundidade do assento do assento com contorno, remova primeiro o conjunto da almofada com contorno

A, desde a base do assento, e remova as capas e espuma. Desaperte os parafusos **B**, em cada lado da placa, e faça deslizar para a frente e para trás até atingir a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.



Para atingir o limite máximo da profundidade do assento, a secção dianteira deve ser orientada como ilustrado acima. Para atingir o limite mínimo de profundidade do assento, remova os parafusos **B**, em cada lado do assento, e rode a secção dianteira de modo a que o rebordo curto fique virado para cima **C**. Instale novamente a secção dianteira de modo a que a peça de deslizamento **D**, e a ranhura, **E**, fiquem encaixados de cada lado. Instale novamente o parafuso com a anilha em cada lado do assento, ajuste para a posição pretendida e aperte os parafusos para fixar.




Reponha a peça de espuma dianteira na base **F**, de modo a ficar encostada à superfície interior dianteira da estrutura de placas. Ajuste a espuma dianteira com contorno **G**, para a posição, alinhando a espuma com a parte dianteira da estrutura de placas.



Também pode ajustar a profundidade da placa da base para evitar a suspensão da placa de assento com contorno. Para ajustar a profundidade da placa do assento, desaperte os parafusos esquerdo e direito, na parte inferior da base do assento e mova para a frente e para trás até atingir a posição pretendida. Aperte ambos os parafusos para fixar (veja as imagens em 18.1 ou 18.2).

SECÇÃO 18.4: AJUSTAMENTO DA LARGURA DAS ANCAS NO ASSENTO COM CONTORNO

Para ajustar a largura das ancas do assento com contorno, as almofadas para as ancas esquerda e direita **A**, podem ser reposicionadas na base de Velcro **B**, onde as linhas curtas e pontilhadas **C**, ajudam a posicionar e a alinhar. Alinhe o rebordo traseiro das almofadas com o rebordo traseiro da estrutura de placas.



SECÇÃO 18.5: AJUSTAMENTO DA LARGURA DA ALMOFADA PARA AS ANCAS NO ASSENTO BÁSICO E DIVIDIDO (ENCOSTO BÁSICO)

Para ajustar a largura da almofada para as ancas no encosto básico, liberte a peça de fixação por encaixe da almofada do encosto para ter acesso ao parafuso de ajustamento **A**. Desaperte o parafuso e ajuste para dentro e para fora para obter a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar.



SECÇÃO 18.6: AJUSTAMENTO DA LARGURA DA ALMOFADA PARA AS ANCAS NO ASSENTO BÁSICO E DIVIDIDO (ENCOSTO MODERADO E COMPLEXO)

Para ajustar a largura da almofada para as ancas no encosto moderado e complexo, localize o parafuso de ajustamento **A**, na parte traseira do molde. Desaperte o parafuso e ajuste para dentro e para fora para obter a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar.



SECÇÃO 18.7: AJUSTAMENTO DA ALTURA E ÂNGULO DA ALMOFADA PARA AS ANCAS

Para ajustar a altura da almofada para as ancas, remova os dois parafusos **A**, e reponha nas combinações de furos adjacentes **B**. Certifique-se de que move as porcas localizadas na parte traseira do molde para os recessos correspondentes. Os conjuntos das almofadas para as ancas também pode ser mudados da esquerda para a direita para obter opções de altura adicionais.



Para ajustar o ângulo das almofadas para as ancas, desaperte os dois parafusos **A**, e posicione no ângulo pretendido. Aperte os parafusos para fixar.

SECÇÃO 18.8: AJUSTAR A ALTURA DO ENCOSTO


Para ajustar a altura do encosto, desaperte os parafusos no gancho de ajustamento da altura do encosto **A**, e levante ou baixe as barras telescópicas do encosto até à altura pretendida. Para ajustar o encosto para baixo da posição mais alta, pressione a peça de fixação por encaixe **B**, no lado da barra e empurre para baixo. Aperte os parafusos no gancho de ajustamento da altura do encosto **A**, para fixar nessa posição.




SECÇÃO 18.9: AJUSTAMENTO DA ALTURA DE ALMOFADAS INDIVIDUAIS EM ENCOSTOS MODERADOS E COMPLEXOS

As almofadas dos encostos moderados e complexos têm duas versões de ganchos, o gancho básico ou complexo.

Para ajustar a altura do gancho básico, desaperte os parafusos **A**, e faça deslizar o gancho para cima ou para baixo nas barras do encosto para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.




Para ajustar a altura do gancho complexo, desaperte os parafusos **B**, e faça deslizar o gancho para cima ou para baixo nas barras do encosto para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.10: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DA SECÇÃO SACRAL (APENAS ENCOSTOS MODERADOS E COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho complexo, desaperte o parafuso **A** em cada lado do gancho. Ajuste a profundidade, movendo a secção do encosto para a frente ou para trás para a posição pretendida **B**. Aperte os parafusos para fixar.




Poderá ser necessário desaperte os parafuso de ajustamento do ângulo para obter a profundidade pretendida, de acordo com 18.11. Certifique-se de que ambos os parafusos estão apertados para fixar a posição após o ajustamento.

SECÇÃO 18.11: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO DA SECÇÃO SACRAL (APENAS ENCOSTOS MODERADOS E COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.


Para ajustar o ângulo do gancho complexo, desaperte os parafusos **A** do gancho. Ajuste o ângulo, rodando a secção do encosto em todos os eixos para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.12: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DA SECÇÃO INTERMÉDIA DO ENCOSTO (APENAS ENCOSTOS COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho complexo, desaperte o parafuso **A**, em cada lado do gancho. Ajuste a profundidade, movendo a secção do encosto para a frente ou para trás para a posição pretendida **B**. Aperte os parafusos para fixar.




Poderá ser necessário desaperte os parafuso de ajustamento do ângulo para obter a profundidade pretendida, de acordo com 18.11. Certifique-se de que ambos os parafusos estão apertados para fixar a posição após o ajustamento.

SECÇÃO 18.13: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO DA SECÇÃO INTERMÉDIA DO ENCOSTO (APENAS ENCOSTOS COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.

Para ajustar o ângulo do gancho complexo, desaperte os parafusos **A**, do gancho. Ajuste o ângulo, rodando a secção do encosto em todos os eixos para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.14: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DA SECÇÃO DOS OMBROS (APENAS COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.

Para ajustar a profundidade do gancho complexo, desaperte o parafuso **A**, em cada lado do gancho. Ajuste a profundidade, movendo a secção do encosto para a frente ou para trás para a posição pretendida **B**. Aperte os parafusos para fixar.




Poderá ser necessário desaperte os parafuso de ajustamento do ângulo para obter a profundidade pretendida, de acordo com 18.11. Certifique-se de que ambos os parafusos estão apertados para fixar a posição após o ajustamento.

SECÇÃO 18.15: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO DA SECÇÃO DOS OMBROS (APENAS COMPLEXOS)

Os ganchos complexos encontram-se nas secções sacral, torácica e dos ombros dos encostos complexos, e na secção sacral dos encostos moderados.

Para ajustar o ângulo do gancho complexo, desaperte os parafusos **A**, do gancho. Ajuste o ângulo, rodando a secção do encosto em todos os eixos para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.




SECÇÃO 18.16: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO DAS ASAS DOS OMBROS (APENAS ENCOSTOS MODERADOS OU COMPLEXOS)

Para ajustar o ângulo das asas dos ombros, abra o fecho da capa em ambos os lados para ter acesso de cima ao parafuso de ajustamento. Desaperte o parafuso **A**, e mova a asa do ombro para a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar na posição e feche a capa com o fecho.




SECÇÃO 18.17: AJUSTAR O COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS PÉS

Para ajustar a altura do apoio para os pés, desaperte o parafuso **A**, e aumente ou reduza a altura do apoio para os pés para a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar. Para apoios para os pés individuais, a altura pode ser ajustada independentemente. Para apoios para os pés de peça única, é necessário desapertar os parafusos simultaneamente para poder ajustar.




SECÇÃO 18.18: AJUSTAR O ÂNGULO DA HASTE DOS PÉS (ÂNGULO DO JOELHO)

Para ajustar o ângulo da haste dos pés, desaperte o parafuso **A**, e rode a haste dos pés para a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar. Para apoios para os pés de duas peças, o ângulo pode ser ajustado independentemente. Para apoios para os pés de peça única, é necessário desapertar os parafusos simultaneamente para poder ajustar.




SECÇÃO 18.19: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO DO APOIO PARA OS PÉS (FLEXÃO DORSAL E FLEXÃO PLANTAR)

Para ajustar o ângulo do apoio para os pés para acomodar a flexão dorsal e plantar do apoio para os pés de duas peças, desaperte ou aperte o botão manual **A**, sob a placa dos pés, para obter a posição pretendida.




Para ajustar o ângulo do apoio para os pés para acomodar a flexão dorsal e plantar na placa dos pés de uma peça, desaperte ou aperte o parafuso **B**, na superfície superior da placa dos pés, para obter a posição pretendida.




SECÇÃO 18.20: AJUSTAR AS SANDÁLIAS

Para colocar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as correias de Velcro fornecidas para prender o pé na sandália. As correias devem ficar sobre o peito do pé **A**, e sobre os dedos **B**. A correia frontal podem ser enfiada numa das duas ranhuras em cada lado das sandálias, dependendo do tamanho do pé do utilizador.



Se a criança está calçada com sandálias ou calçado leve, verifique as correias para confirmar se as cintas não irritam a pele.

Para ajustar a posição da sandália na placa para os pés, desaperte o botão **C**, e mova para a posição pretendida. Aperte o botão para fixar.




SECÇÃO 18.21: AJUSTAR O ABRAÇADOR DO TORNOZELO

Para ajustar o abraçador do tornozelo, ajuste a posição da correia de Velcro à volta do tornozelo **A**, e o comprimento da correia à volta do "triglide" **B**.




SECÇÃO 18.22: AJUSTAR CORREIAS DE TORNOZELO

Para ajustar a correia do tornozelo, ajuste a posição das correias de Velcro à volta do peito do pé **A**, e à volta do tornozelo **B**.




SECÇÃO 18.23: AJUSTAR AS BOTINHAS

Para ajustar as botinhas, ajuste a posição das correias de Velcro à volta do peito do pé, **A**, a correia de Velcro à volta do tornozelo **B**, e o comprimento da correia à volta do “triglíde” **C**.



SECÇÃO 18.24: AJUSTAMENTO DA PARTES LATERAIS (LARGURA, ALTURA E ÂNGULO)

Para ajustar a altura, largura e ângulo das partes laterais, desaperte o parafuso na parte traseira do encosto básico **A**, ou na parte traseira do encosto moderado e complexo **B**. Ajuste a altura, largura e ângulo para a posição pretendida e aperte para fixar.



SECÇÃO 18.25: AJUSTAMENTO DAS PARTES LATERAIS (PROFUNDIDADE)

Para ajustar a profundidade lateral, abra o Velcro da capa para ter acesso ao parafuso de ajustamento **A**. Desaperte o parafuso e ajuste para a frente ou para trás para obter a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar. Instale novamente a capa de Velcro.





SECÇÃO 18.26: AJUSTAMENTO DAS PARTES LATERAL ENVOLVENTES FLEXÍVEIS

O hardware das partes laterais flexíveis é ajustado da mesma maneira que as partes laterais normais. Para ajustar a tensão da parte lateral flexível, ajuste o comprimento das cintas da correia lateral dianteira **A**.




SECÇÃO 18.27: AJUSTAMENTO DA ALTURA DO APOIO PARA O BRAÇO

O apoio para o braço pode ser ajustado em vários incrementos de posição de altura. Para ajustar a altura do apoio para o braço, desaperte o parafuso **A**, que se encontra um pouco fora do centro da linha central da placa. Com a extremidade da ferramenta ainda na cabeça do parafuso, faça deslizar o parafuso para o outro lado da linha central, **B**, que permitirá ajustar a altura do apoio para o braço para cima e para baixo. Para fixar, faça deslizar a cabeça do parafuso novamente para a posição original fora do centro, **C**, num de vários incrementos de altura da posição, e aperte o parafuso para fixar.





SECÇÃO 18.28: AJUSTAR ÂNGULO DO APOIO PARA O BRAÇO

Para ajustar o ângulo do apoio para o braço, localize a alavanca de came **A**, no centro do apoio para o braço. Levante a alavanca de came para desbloquear e mudar o ângulo do apoio para o braço **B**, para a posição pretendida. Baixe a alavanca de came para a posição de fixação para a prender **C**.




SECÇÃO 18.29: AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DO APOIO PARA O BRAÇO

Para ajustar a profundidade dos apoios para os braços, remova os parafusos **A**, para separar a almofada PU **B**, da estrutura de placas **C**. Reposicione a almofada numa das três posições e introduza os parafusos. Aperte os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.30: AJUSTAMENTO DO ARNÊS CRUZADO

Para ajustar o arnês cruzado, mude o comprimento de cinta que passa pelas fivelas de came na parte traseira da base do assento **A**, ou parte superior do encosto, **B**, ou ajuste o comprimento das cintas nas correias do arnês, em qualquer um dos quatro cantos do arnês **C**.



SECÇÃO 18.31: AJUSTAMENTO DO APOIO DA CABEÇA

Para ajustar o apoio da cabeça, desaperte os parafusos **A**, **B** e **C**. Ajuste a altura, profundidade e ângulo do apoio da cabeça para a posição pretendida. Aperte os parafusos **A**, **B** e **C**, para fixar.




SECÇÃO 18.32: AJUSTAMENTO DO ÂNGULO LATERAL DO APOIO DA CABEÇA

Para ajustar o ângulo lateral do apoio da cabeça, abra o fecho da capa em ambos os lados para ter acesso de cima ao parafuso de ajustamento. Desaperte o parafuso **A**, e mova a parte lateral do apoio da cabeça para a posição pretendida. Aperte o parafuso para fixar na posição e feche a capa com o fecho.



SECÇÃO 18.33: AJUSTAR ÂNGULO DO TABULEIRO

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, localize a alavanca de came, **A**, no centro do apoio para o braço. Levante a alavanca de came para desbloquear e mudar o ângulo do apoio para o braço/tabuleiro **B**, para a posição pretendida. Baixe a alavanca de came para a posição de fixação para a prender **C**.



Tenha sempre cuidado para evitar entalar as mãos ou braços da criança quando instalar o tabuleiro.

Nunca use o tabuleiro para conduzir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos com mais de 40 graus Celsius no tabuleiro.

Lembre-se que o tabuleiro só deve ser utilizado pelo utilizador da cadeira. Não se apoie no tabuleiro, nem coloque objetos com mais de 8 kg no tabuleiro.

SECÇÃO 18.34: AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DA GUARDA DO COTOVELO

Para ajustar a guarda do cotovelo, desaperte os parafusos, **A**, e faça deslizar a almofada ao longo das ranhuras para a posição pretendida. Aperte os parafusos para fixar.



SECÇÃO 18.35: PRENDER, DESPRENDER E AJUSTAR O CINTO DE 4 PONTOS

Para prender o cinto de 4 pontos, passe a cinta cinzenta **através da ranhura superior** no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Passe a cinta preta através da fivela de came à frente **C**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **D**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 4 pontos, efetue o procedimento pela ordem inversa.



Informações sobre segurança: Deve garantir que que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada Na ranhura no núcleo do assento (e não sobre o mesmo). Isto também é recomendado quando utilizar o cinto de 4 pontos.



SECÇÃO 18.36: PRENDER, DESPRENDER E AJUSTAR O CINTO DE 2 PONTOS

Para prender o cinto de 2 pontos, passe a cinta cinzenta através da ranhura superior no molde do assento **A**, e depois pela fivela de came **B**. Puxe a cinta até esticar e feche as fivelas de came. Certifique-se de que o cinto está orientado com a parte almofadada virada para a criança.



Feche a fivela **C**, na parte da frente para prender o utilizador.



Prenda sempre primeiro o cinto pélvico antes de efetuar qualquer outro ajustamento.

Para desprender o cinto de 2 pontos, inverta o procedimento.



Informações sobre

segurança: Deve garantir

que que, quando utilizar o cinto de 2 pontos, a cinta está enfiada Na ranhura no núcleo do assento (e não sobre o mesmo). Isto também é recomendado quando utilizar o cinto de 4 pontos.


SECÇÃO 18.37: AJUSTAR SUPORTE PÉLVICO

Para ajustar o suporte pélvico, mude o comprimento de cinta que passa pelas fivelas de **A**, ou parte lateral da base do assento **B**. Ou ajuste o comprimento das cintas das correias dianteiras **C**, em cada lado.



SECÇÃO 18.38: AJUSTAR GUIAS FEMORAIS (LARGURA E ÂNGULO)

Para ajustar a largura e ângulo das guias femorais, levante a almofada do assento à frente, **A**, para ter acesso aos parafusos **B**. No assento básico, as guias femorais encontram-se apenas no exterior do assento. O assento dividido tem quatro conjuntos de guias femorais. Desaperte os parafusos e mova para a posição pretendida. Aperte para fixar.




SECÇÃO 18.39: AJUSTAR O ÂNGULO DO ENCOSTO

O ângulo do encosto pode ser ajustado de duas maneiras: com o mecanismo de reclinção do encosto e com a interface do encosto na base do mesmo.


Para ajustar o ângulo traseiro com o mecanismo de reclinção do encosto, localizar as alavancas de fixação, **A**, na parte traseira do assento. Rode simultaneamente ambas as alavancas para fora **B**, para libertar o mecanismo de reclinção e mova o encosto para a posição pretendida. Reponha as alavancas na posição fechada **A**, para fixar.




Para ajustar o ângulo traseiro com a interface do encosto na base do mesmo, localize o parafuso **D**, na interface.



Retire completamente o parafuso do conjunto, separe a extrusão da interface **E**, e as coberturas da extremidade **F**, das barras verticais e rode 180 graus. Encaixe as barras verticais na extrusão da interface e as nas coberturas da extremidade **G**, e introduza o parafuso através de todas. Aperte os parafusos com a porca para fixar.



O mecanismo de reclinção do encosto tem seis posições, em incrementos de 5 graus, como indicado pelo gráfico **H**, na lateral do assento. E também duas posições na interface do encosto, com diferença de 5 graus, como indicado pelo gráfico **I**, na lateral das coberturas da extremidade da interface. Atualmente indica +10° a -15°.



Os seguintes ângulos traseiros podem ser obtidos com as seguintes combinações.

Mecanismo de reclinção do encosto	Interface do encosto (símbolo virado para a frente)	Ângulo do assento para a parte traseira (°)	Intervalo de reclinção (°)
		90	0 -25
		90	+10 -15

SECÇÃO 18.40: AJUSTAR FORÇA TRASEIRA DINÂMICA

A resistência é ajustada variando a pressão do ar e deverá ser determinada pelo peso do utilizador, a posição sentada, o desenho do assento e as preferências pessoais.

A pressão é ajustada com uma bomba de ar **A** (fornecida com todos os encostos dinâmicos) instalada na válvula de ar principal do mecanismo dinâmico **B**.



Para aumentar a pressão, bombeie ar para a válvula até atingir a pressão pretendida. Para reduzir a pressão, pressione a válvula de libertação de ar da bomba até atingir a pressão pretendida.



Aviso: O intervalo de pressão é 50-250psi. Nunca exceda uma pressão de ar de 250psi no sistema de choque comprimido. Se exceder a pressão máxima de ar de 250 lbs/polegada poderá causar ferimentos graves.

**Distribuidor nos EUA**

Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Distribuidor no Canadá

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Visite leckey.com para obter uma lista completa de distribuidores.

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Irlanda do Norte

leckey.com

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com

