

The logo for RGK, featuring the letters 'RGK' in a bold, white, stylized font with horizontal lines through them, set against a black background.The logo for Sunrise Medical, featuring a stylized orange and yellow sun icon to the left of the text 'SUNRISE MEDICAL' in a sans-serif font.

Brugermanual

TIGA



DK



Tiga
Brugermanual
UM-Tiga-020-EU

KØRESTOLS
BRUGSANVISNING

Tak fordi du valgte et RGK-produkt,

Velkommen til RGK-familien, og vi håber, at det produkt og den service, du har modtaget, har overgået dine forventninger. Tag dig tid til at læse instruktionerne og gøre dig bekendt med din nye kørestol for at sikre, at du får den maksimale sikkerhed, ydeevne og lang levetid.

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med vores produkter og tjenester, og vi arbejder konstant på at udvikle vores produkter yderligere. Af denne grund kan der ske ændringer inden for vores produktsortiment med hensyn til form, teknologi og udstyr. Der kan derfor ikke fortolkes nogen påstande ud fra de data eller billeder, der er indeholdt i denne brugervejledning.

Opsætningsvejledning:

1. Fjern forsigtigt produktet og eventuelle løse dele fra æsken og sørg for, at der ikke er noget tilbage i emballagen.
2. Læs indholdet af denne brugervejledning grundigt og forstå sikkerhedsrisiciene.
3. Sæt hjulene på og adskil dele.
4. Kontroller, at alt er som forventet, og at alle dele er sikret, fungerer og indstillet korrekt, inklusive dæktryk.
5. Juster polstringen, og sørg for, at den giver det rette niveau af støtte, så det passer til dine krav til kropsholdning og komfort.
6. Juster fodpladens højde om nødvendigt for at sikre den korrekte støtte til dine fødder og balance.
7. Når du er klar og i et sikkert miljø, skal du forsigtigt flytte den over i din nye kørestol og sikre dig, at den fungerer korrekt.
8. Før du går udendørs eller i mere ujævnt terræn, skal du sikre dig, at du har testet kørestolen fuldt ud og er sikker på balancepunktet og hvordan stolen fungerer.
9. Hvis du har spørgsmål om opsætningen af din kørestol, bedes du kontakte din lokale autoriserede forhandler. Glad rullende!

BEMÆRK:

Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Generelle brugerråd.

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i fysisk skade, skade på produktet eller skade på miljøet!

En meddelelse til brugeren og/eller patienten om, at enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Da producenten, SUNRISE MEDICAL, erklærer, at de lette kørestole er i overensstemmelse med forordningen om medicinsk udstyr (2017/745).



Sunrise Medical erklærer, at de lette kørestole er i overensstemmelse med MDR 2017/745.

ADVARSEL:

Betjen ikke dette udstyr uden først at have læst og forstået denne brugervejledning. Hvis du ikke er i stand til at forstå advarslerne og instruktionerne, skal du kontakte RGK eller en sundhedspersonale (læge / terapeut), før du forsøger at bruge dette udstyr - ellers kan der opstå personskade eller beskadigelse af udstyr.

BEMÆRK:

B4Me specialtilpasninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at for at sikre, at dit B4Me-produkt fungerer og fungerer som tilsigtet af producenten; al den brugerinformation, der følger med dit B4Me-produkt, læses og forstås, før produktet tages i brug første gang.

Sunrise Medical anbefaler også, at brugeroplysningerne ikke kasseres efter at have læst dem, men at de opbevares sikkert til fremtidig reference.

BEMÆRK:

Kombinationer af medicinsk udstyr

Det kan være muligt at kombinere denne medicinske enhed med en eller flere andre medicinske anordninger eller andre produkter. Oplysninger om, hvilke kombinationer der er mulige, kan findes på www.Sunrisemedical.co.uk. Alle anførte kombinationer er blevet valideret til at opfylde de generelle sikkerheds- og ydeevnekrav, bilag I nr. 14.1 i forordningen om medicinsk udstyr 2017/745.

Indhold

4	Daglig manuel kørestol
5	Sikkerhedsoversigt
9	Tjekliste for serviceeftersyn
10	Fejlfindingsvejledning Mekanisk
11	Fremgangsmåde 1 - Polstring
12	Procedure 2 - Baghjul
13	Procedure 3 - Dæk og slanger
14	Procedure 4 - Camber Bar
14	Procedure 5 - Svinghjul og gafle
15	Procedure 6 - Hjullåse
16	Procedure 7 - Fodstøtte
15	Procedure 8 - Sammenklappelig ryglæn
16	Procedure 9 - Trykhåndtag
17	Procedure 10 - Anti-tips
18	Procedure 11 - Sideskærme
19	Transport
21	Teknisk data
23	Identifikation / serienummer
24	Producentgaranti

Definitioner

BEMÆRK:

Generelle råd eller bedste praksis

ADVARSEL:

Råd til brugeren om, at der kan opstå potentiel skade på udstyret, hvis rådene ikke følges.

ADVARSEL:

Råd til brugeren om en potentiel risiko for skade, hvis rådene ikke følges.

FARE:

Råd til brugeren om en potentiel risiko for alvorlig personskade eller død, hvis rådene ikke følges.

BEMÆRK:

De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, svarer muligvis ikke i alle detaljer nøjagtigt til din egen model. Alle instruktioner er dog fuldstændig relevante, uanset mulige detaljeforskelle. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre vægt, mål eller andre tekniske data vist i denne manual. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne manual er omtrentlige og udgør ikke specifikationer

BEMÆRK:

Notér venligst dine lokale autoriserede forhandlers kontaktoplysninger i det angivne felt. I tilfælde af et sammenbrud, kontakt dem og prøv at give relevante detaljer, så de kan hjælpe dig hurtigt.

Daglig manuel kørestol

Fig. 1.



A - RYGLÆN

B - HJULLÅSE

C - BAGHJUL

D - HJUL

E - HJULGAFLER

F - FODPLADE

G - FODPLADEDÆKKE

H - KAMBERAKSEL

I - RAMME

J - UNDER SÆDESTØVELBAR

K - PUNDE & BÆtræk

L - SIDEVÆGT

Sikkerhedsoversigt

Brug

Kørestole er udelukkende til børn og voksne, der ikke er i stand til at gå eller har begrænset mobilitet, til eget personligt brug, når de kører selv og bliver flyttet af en tredjepart (skubbet af en ledsager), i hjemmet og udendørs. Den maksimale vægtgrænse (inkluderer brugeren og eventuel vægt af tilbehør monteret på stolen) er markeret på serienummeretiketten, som er fastgjort til camberakslen eller undersædets bøjle.

Garanti kan kun tages i betragtning, hvis produktet anvendes under de angivne forhold og til de tilsigtede formål. Kørestolens forventede levetid er 5 år. Undlad venligst at bruge eller montere nogen tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre de er officielt godkendt af RGK kørestole.

Anvendelsesområde

De mange forskellige tilpasningsvarianter samt det modulære design gør, at den kan bruges af dem, der ikke kan gå eller har begrænset mobilitet, f.eks. på grund af:

- Lammelse
- Tab af ekstremitet (benamputation)
- Ekstremitetsdefekt deformitet
- Ledkontrakturer / ledskader
- Sygdomme som hjerte- og kredsløbssvigt, forstyrrelse af ligevægt eller kakeksi samt for ældre, der stadig har kræfter i overkroppen.

Når du overvejer forsørgelse, skal du også være opmærksom på kropstørrelse, vægt, fysisk og psykologisk konstitution, personens alder, levevilkår og miljø.

Det endelige valg af den type kørestol, der skal bruges af en person, er udelukkende hos brugeren og dennes sundhedspersonale, der er i stand til at foretage et sådant valg.

ADVARSEL:

KVÆLINGSFARE - Dette kørestolshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsfare for små børn.

Generel sikkerhed

Konstruktionen og konstruktionen af denne kørestol er designet til at give maksimal sikkerhed. Gældende internationale sikkerhedsstandarder er blevet opfyldt, hvor det er relevant. Ikke desto mindre kan brugere udsætte sig selv for risiko ved forkert brug af deres kørestole. For din egen sikkerhed skal følgende regler nøje overholdes.

Uprofessionelle eller fejlagtige ændringer eller justeringer øger risikoen for ulykker. Som kørestolsbruger er du også en del af den daglige trafik på gader og fortove, ligesom alle andre. Vi vil gerne minde dig om, at du derfor også er underlagt enhver færdselslovgivning.

Vær forsigtig under din første brug i din nye kørestol og bliv komfortabel og sikker, før du forsøger udendørs eller vanskelige forhindringer. Det er muligt, at huller eller ujævnt underlag kan få denne kørestol til at vælte, især når du kører op ad bakke eller ned ad bakke. Når du kører fremad over et trin eller op ad en skråning, skal kroppen læne sig fremad.

ADVARSEL:

At køre ned ad bakke med højere hastigheder i din kørestol kan forårsage svingning. Dette kan føre til ustabilitet og potentielt resultere i personskade.

Før hver brug skal følgende kontrolleres:

- Quick release aksler på baghjulene
- Velcro på sæder og ryglæn
- Dæk og dæktryk
- Hjullåse

Før du ændrer nogen af justeringerne af kørestolen, er det vigtigt at læse det tilsvarende afsnit i brugervejledningen.

FARE:

Overskrid ALDRIG den maksimale belastning på 125 kg for Tiga (100 kg, hvis den bruges med en håndcykel) for føreren plus eventuelle genstande, som bæres på kørestolen. Bemærk venligst vægten oplysninger om lettere vægtmuligheder, som er citeret separat. Hvis du overskrider den maksimale belastning, kan det føre til skader på stolen, eller du kan falde eller vælte, miste kontrollen og kan føre til alvorlige skader på brugeren og andre personer.

Sikkerhedsoversigt fortsat

- Hvis og når det er muligt, under en rejse i et specielt indrettet køretøj til handicappede, skal passagerer i køretøjet bruge sæderne i køretøjet og det passende fastholdelsessystem. Dette er den eneste måde at sikre, at passagererne får den maksimale beskyttelse, hvis der er en ulykke.
- For at undgå fald og farlige situationer bør du først øve dig i at bruge din nye kørestol på jævnt underlag med godt udsyn.
- Denne kørestol bør udelukkende bruges til at transportere én person ad gangen. Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
- Når du stiger af eller på kørestolen, må du ikke bruge fodpladerne. Disse skal vippe op på forhånd og svinges udad så langt som muligt. (Hvis relevant)
- Afhængigt af hjulenes diameter og indstilling, samt kørestolens tyngdepunktsindstilling, kan hjulene begynde at blafre ved høje hastigheder. Dette kan føre til, at hjulene blokeres, og kørestolen kan vælte.
- Kør især ikke på en skråning uden hjullåse, kør med reduceret hastighed. At køre sidelæns på en skråning eller skråning øger muligheden for, at kørestolen vælter sidelæns.
- Udforsk virkningerne af at ændre tyngdepunktet på kørestolens adfærd, for eksempel på skråninger, skråninger, alle hældninger eller ved overvindelse af forhindringer. Gør dette med sikker hjælp fra en hjælper.
- Vi anbefaler, at nybegyndere bruger anti-tip rør.

Vægt træning

RGK ANBEFALDER IKKE brugen af sine kørestole som vægttræningsapparat. Dette produkt har IKKE været designet eller testet som et sæde til enhver form for vægttræning. Hvis passageren bruger nævnte kørestol som vægttræningsapparat, er RGK IKKE ansvarlig for personskaade eller beskadigelse af udstyr, og garantien bortfalder øjeblikkeligt.

⚠ ADVARSEL:

Dæktryk

Brug IKKE din kørestol, medmindre den har det korrekte dæktryk (P.S.I.).

Pust IKKE dækkene for meget op. Undladelse af at følge disse forslag kan få dækket til at eksplodere og forårsage legemsbeskadigelse.

Stabilitet og balance

For at sikre stabilitet og korrekt betjening af din kørestol, skal du til enhver tid opretholde balancen. Din kørestol er designet til at forblive oprejst og stabil under normale daglige aktiviteter, så længe du ikke bevæger dig ud over tyngdepunktet. Alle aktiviteter, der involverer bevægelse i stolen, har en effekt på tyngdepunktet.

Sørg for, at hjulene peger bagud, når du læner dig fremad. Dette kan opnås ved at føre stolen frem og derefter vende den i en lige linje. Se fig. 2.

Fig. 2.



⚠ ADVARSEL:

Alle produkter, der efterlades i ekstremt varme eller kolde klimaer, kan resultere i varme/kolde overflader, som kan resultere i personskaade.

Udsæt ikke produktet eller noget af dets tilbehør for nogen form for overdreven varme eller åben ild, inklusive cigaretter.

Dette produkt har bevægelige dele og kan derfor fange brugerens fingre. Vær yderst forsigtig, når du bevæger dig.

Sikkerhedsoversigt fortsat

- Anti-tiprør skal forhindre, at stolen vælter baglæns utilsigtet. De må under ingen omstændigheder træde i stedet for transithjul og bruges til at transportere en person i kørestol med baghjulene fjernet.
- Med ekstreme indstillinger (f.eks. baghjul i den længst fremadgående position) og mindre end perfekt holdning, kan kørestolen væltes selv på en plan overflade.
- Hæng ikke tunge genstande såsom indkøbsposer eller rygsække, på kørestolens skubbehåndtag, hovedstøtte eller ryglæn. Disse kan ændre vippepunktet og der er risiko for at vippe baglæns.
- Sørg for, at du ikke læner dig for langt ud af kørestolen, når du rækker ud efter genstande foran, ved siden af eller bagved kørestolen. Hvis du gør det, kan det ændre tyngdepunktet, og der er risiko for at væltes eller væltes.
- Brug kun din kørestol korrekt. Undgå f.eks. at køre mod en forhindring uden at bremse (trin, kantsten) eller slippe ned af mellemrum eller bruge rulletrapper.
- Forsøg kun med trapper med hjælp fra en ledsager. Der findes udstyr til at hjælpe dig, f.eks. klatreramper eller elevatorer, brug dem venligst. Hvis der ikke er et sådant udstyr til rådighed, skal kørestolen væltes og skubbes over trinene (2 hjælpere).
- Generelt skal monterede antitiprør indstilles på forhånd, så de ikke kan røre ved trinene, da det ellers kan føre til et alvorligt fald. Bagefter skal tipsikringsrørene sættes tilbage til deres korrekte position.
- Sørg for, at ledsageren kun holder kørestolen ved hjælp af sikkert monterede dele (fx ikke på fodstøtterne eller sideskærmene).
- Ved brug af løfterampen skal det sikres, at de monterede antitiprør er placeret uden for fareområdet.
- Fastgør din kørestol på ujævnt underlag eller ved forflytning (f.eks. ind i en bil) ved at bruge hjullåsene.
- Hjullåsene virker kun, hvis der er tilstrækkeligt dæktryk, og hvis den korrekte indstilling er foretaget (se kapitlet "Hjullåse").
- Når det er mørkt, bedes du bære let tøj eller tøj med reflekser, så du lettere kan ses. Sørg for, at reflekserne på siden og bagsiden af kørestolen er tydeligt synlige. Vi vil også anbefale, at du monterer et aktivt lys.
- Justering af din kørestol, især til sikkerhedsrelevante komponenter som f.eks. hjullåse, anti-tip eller ryglæn skal udføres af autoriserede forhandlere.
- Det anbefales at rengøre og desinficere hele produktet, især polstringen, ofte.
- Vip ikke kørestolen uden hjælp
- Genbrug ikke engangsbeslag
- Hjullåsene er ikke beregnet til at bremse din kørestol. De er der kun for at sikre, at din kørestol ikke begynder at rulle utilsigtet. Når du stopper på ujævnt underlag, bør du altid bruge hjullåsene for at forhindre en sådan rulning. Anvend altid begge hjullåse; ellers kan din kørestol væltes.
- Hjullåsene er ikke designet til at blive brugt som bremses til en kørestol i bevægelse.
- Benyt altid elevatorer og ramper. Hvis disse ikke er tilgængelige, bør du anmode om hjælp fra en ledsager. De bør kun gribe fat i kørestolen ved sikkert monterede dele. Hvis der er monteret anti-tip rør, skal disse foldes væk. En kørestol må aldrig løftes sammen med en person; den skal kun skubbes.
- Hvis sæde- og rygsejlet er beskadiget, skal du straks udskifte dem.
- Løft eller bær ikke kørestolen i rygrørene eller skubbehåndtagene.
- Vær forsigtig med ild, især med brændende cigaretter. Sæde- og rygseler kan tændes.

Kontraindikationer:

Kørestolen må ikke bruges uden ledsager i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- Tab af begge arme, hvis de ikke støttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Siddehandicap

Indikationer:

Varianterne af tilpasningsvarianter såvel som det modulære design betyder, at den kan bruges af dem, der ikke kan gå eller har begrænset mobilitet på grund af:

- Lammelse
- Tab af ekstremitet (benamputation)
- Ekstremitetsdefekt deformitet
- Ledkontrakturer/ledskader
- Sygdomme som hjerte- og kredsløbssvigt, forstyrrelse af ligevægt eller kakeksi, Neurologiske sygdomsmønstre, Muskeldystrofi, Hemiplegi samt for ældre, der stadig har styrke i overkroppen.

Sikkerhedsoversigt fortsat

- Sørg altid for, at quick-release-akslerne på baghjulene er indstillet korrekt og er låst på plads. Hvis knappen på quick-release-akslen ikke er trykket ind, kan baghjulet ikke fjernes.
- Især ved brug af lette metalfølge vil fingrene let blive varme ved opbremsning fra høj hastighed eller på lange stigninger.
- Hvis kørestolen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan dele af kørestolen (f.eks. stel, benstøtter, bremses og sideskærme) blive varme (>41°C).
- For at undgå håndskader må du ikke gribe ind mellem egerne eller mellem baghjulet og hjullåsen, når du kører kørestolen.
- Brug ikke kørestolen på skrånninger > 5°.
- Den dynamiske sikre hældning afhænger af stolens konfiguration, brugerens evner og kørestilen.
Da brugerens evner og kørestil ikke kan forudbestemmes, kan den maksimale sikre hældning ikke bestemmes. Derfor skal dette bestemmes af brugeren med hjælp fra en ledsager for at forhindre væltning. Det anbefales kraftigt, at uerfarne brugere får monteret tipsikringer.
- Brug ikke din kørestol på mudret eller iset jord.
- Brug ikke din kørestol, hvor fodgængere ikke er tilladt.
- Kørestolen skal bruges med forsigtighed i kraftig regn, sne, glatte eller usunde overflader.
- Brug ikke kørestolen i farlige omgivelser.

Tjekliste for serviceeftersyn

BEMÆRK:

Regular cleaning will help to highlight any loose or worn parts and enhance the smooth operation of your wheelchair. To operate properly and safely, your wheelchair must be cared for just like any other vehicle. Routine maintenance will extend the life and efficiency of your wheelchair. Initial adjustments should be made to suit your personal body structure and preference. Thereafter follow these maintenance procedures. Outlined below:

Vare	I første omgang	Inspicer/juster ugentligt	Efterse/juster månedligt	Efterse/juster årligt
Generel <ul style="list-style-type: none"> • Kørestolen ruller lige (ingen overdreven træk eller træk til den ene side) • Efterse rammen for revner og skader • Kontroller, at alle fastgørelsesanordninger er sikret 	✓		✓	✓
Hjullåse <ul style="list-style-type: none"> • Forstyr ikke dækkene, når de ruller • Drejepunkter fri for slid og løshed • Hjullåse let at aktivere 	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓	
Sæde og rygpolstring <ul style="list-style-type: none"> • Undersøg for rifter eller hængende • Undersøg fastgørelsesklapperne for at sikre, at de låser sikkert 	✓ ✓		✓	✓
Baghjul <ul style="list-style-type: none"> • Justerbar akselposition camber bar er forsvarligt spændt • Quick/quad release aksler låser korrekt • Ingen overdreven sidebevægelse eller binding, når den løftes og drejes 	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	
Håndringe <ul style="list-style-type: none"> • Undersøg for tegn på ru kanter eller afskalning 	✓	✓		
Eger <ul style="list-style-type: none"> • Efterse for bøjede eller knækkede eger • Alle eger ensartet tætte 	✓ ✓		✓ ✓	
Forreste hjul <ul style="list-style-type: none"> • Efterse hjul/gaffelsamlingen for korrekt spænding ved at dreje hjulet; hjulet bør stoppe gradvist • Løsn/spænd låsemøtrikken, hvis hjulet slingrer mærkbart eller sætter sig fast • Hjullemmer er rene og fri for fugt <p>FORSIGTIG: Som med ethvert køretøj, bør hjul og dæk kontrolleres med jævne mellemrum for revner og slid og bør udskiftes, når det er nødvendigt</p>	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓	✓
Dæk <ul style="list-style-type: none"> • Efterse for flade pletter og slid • Hvis pneumatiske dæk kontrolleres for korrekt oppumpning <p>FORSIGTIG: Som med ethvert køretøj, bør hjul og dæk kontrolleres med jævne mellemrum for revner og slid og bør udskiftes, når det er nødvendigt</p>	✓ ✓	✓ ✓		
Rengøring	✓		✓	

Fejlfindingsvejledning Mekanisk


Stolen svinger til højre	Stolen svinger til venstre	Langsom drejning eller vdeevne	Castor flagrer	Knirker og rasler	Løshed i stolen	Løsninger
✓	✓	✓	✓			Tjek dæk for korrekt og ensartet tryk
		✓	✓	✓	✓	Tjek for løse styrehjulsmøtrikker Kontroller, at alle armaturer er sikre og tætte
				✓	✓	Tjek eger for spænding
✓	✓		✓			Kontroller, at begge hjul er i kontakt med jorden på samme tid

ADVARSEL:

Efter justering skal du altid sikre dig, at delene er ordentligt spændt, FØR du bruger kørestolen. Overspænd IKKE hardware, der er fastgjort til rammen. Dette kan forårsage skade på kørestolen.

Fremgangsmåde 1 - Polstring

Polstret er fuldt justerbart og kan nemt justeres for at give den korrekte balance og komfort i din nye kørestol.



1.1: Justering af sæde

Fjern puden fra kørestolen. Sædet justeres ved at øge eller mindske spændingen i stropperne på undersiden af sædet (fig. 4). For at fjerne skal du slippe alle stropper og fjerne.



1.2: Justering af ryglæn

Fjern puden og midterpuden fra kørestolen (fig. 3). Ryglænet justeres ved at øge eller mindske spændingen på stropperne bag på ryglænet. For at fjerne skal du slippe alle stropper og fjerne.

1.3: Udskiftning af pudebetræk

1.4 Fjern puden fra kørestolen. Åbn velcrolommen på bagsiden af puden og fjern eller udskift skum efter behov. (Fig. 5).



⚠ ADVARSEL:

Placeringen af fodstøtten, camberrøret og bagsædets højde samt spændingen af rygpulstringen er direkte relateret til stolens stabilitet. Enhver ændring af en eller en hvilken som helst kombination af de fire kan få stolen til at falde i stabilitet. Vær EKSTRA forsigtig, når du bruger en ny siddeposition for første gang.

⚠ ADVARSEL:

Velcro, der bruges på polstring, kan forårsage skade på ejendom, hvis den kontaktes tæt.

Procedure 2 - Baghjul

Baghjulene er quick release og er designet til at blive fjernet og fastgjort ofte. Alle baghjul bruger quick release akselstifter til at fastgøre hjulene til rammen, selvom disse varierer i længde, fungerer de på samme måde.

2.1: Afmontering/montering af baghjul

2.2 Tryk på hurtigudløserknappen og træk hjulet udad. For at installere skal du trykke på knappen og holde den nede og indsætte hurtigudløserakselstiften i akslen, indtil stiften klikker på plads. Sørg for, at begge hjul er helt i indgreb før brug.




Fig. 6.

ADVARSEL:

Ændring af størrelsen på dine baghjul kan alvorligt påvirke kørestolens ydeevne og stabilitet.

: Justering af Quick Release akselstift

Juster kun quick release akselstiften, hvis hjulet ikke går i indgreb, eller hjulene føles løse. For at justere længden fjernes akselstiften fra hjulet og ved at bruge 2 x justerbare skruenøgler som vist i fig. 7 forlænges eller forkortes stiften efter behov.




Fig. 7.

A = Forlænge B = Forkort

ADVARSEL:

Eventuelle justeringer af dine quick release pins - så skal DU sikre, at dine hjul låser på begge sider af din kørestol.

Ved montering af baghjul skal du altid kontrollere, at de er forsvarligt monteret. Træk i baghjulene for at sikre, at låsestiften / RGK-hætten på quick release-akslen er helt frigjort, før kørestolen betjenes.

Du bør IKKE kunne trække baghjulet af.

Procedure 3 - Dæk og slanger

Dæk vil slides ligesom et bildæk, og tiden vil afhænge af typen af brug. Det anbefales, at begge dæk skiftes, når slidbanen falmer. For pneumatiske dæk er der risiko for, at der opstår punktering, og inderlangen skal udskiftes for at holde kørestolen i drift.

3.1: Udskiftning af dæk

Fjern hjulet fra kørestolen og frigør luft i røret ved at trykke på den lille stift inde i ventilen, hvis det er en Presta-ventil, så skru både hovedet og sikringsringen af i bunden og tryk på toppen, indtil luften slipper ud. Brug 2 x dækhåndtag (medfølger i værktøjssættet) og løs dækket helt fra fælgen. Fjern inderlangen og dækket fra fælgen.

For at montere dækket skal du placere den ene side af det nye dæk på fælgen. Sæt derefter inderlangen ind i dækket, og juster ventilen med hullet til fælgen. Sørg for, at der ikke er knæk eller ujævn spænding i inderrøret, før det sættes

den anden side af dækket tilbage på fælgen ved hjælp af dækhåndtagene. Pas på ikke at klemme det indvendige rør. Når dækket og inderlangen er på fælgen, skal du udskifte sikringsringen (hvis relevant), og derefter pumpe dækket lidt op. Juster inderlang og dæk, så de passer pænt på fælgen og pumpes op til det anbefalede dæktryk

3.2: Udskiftning af inderrør

Gentag metoden ovenfor, men fjern ikke dækket helt, bare fjern inderlangen. Hvis problemerne fortsætter, skal du fjerne dækket og inderlangen og sikre, at der ikke er skarpe kanter i fælgen, som kan forårsage punktering.

Procedure 4 - Camber Bar

Camber Axle eller Camber Tube styrer din hjulposition og dit tyngdepunkt. Det er meget vigtigt at have dette sat op til dine krav til ydeevne og sikkerhed. Akselrør kan være fast eller justerbart. Fast betyder, at dette ikke kan justeres og for en bruger, der er erfaren og kender deres balancepunkt. Justerbar position giver brugeren valgmuligheder og er ideel til mindre erfarne brugere.

4.1: Justering af akselrørets position

Fjern hjulene for at justere akselpositionen. Brug en 5 mm unbrakonøgle til værktøjssættet, og frigør den øverste skrue på hver side af akselklemmen som vist i fig. 8 (A). Når den er frigivet, men stadig er intakt, flyttes akslen bagud for mere stabilitet og fremad for mere tip. Spænd de øverste skruer, når positionen er indstillet, og brug forsigtigt stolen som den, hvor den var første gang.

4.2: Udskiftning af akselrør

Fjern hjulene for at udskifte akselrøret. Brug en 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne bundskruen helt fra akselklemmen som vist i fig. 8 (B). Vær opmærksom på afstanden mellem akselklemmen og akselrøret for opsætning af det nye akselrør. Skub det nye rør ind i klemmerne og ind i samme position som det gamle akselrør. Hakket i akselindsatsen skal være i toppen af akselrøret.

Hvis kørestolen føles langsom efter udskiftning af akselrøret, drej akselrøret lidt frem eller tilbage for at rette hjuljusteringen.

⚠ ADVARSEL:

Placeringen af fodstøtten, camberstangen samt spændingen af rygpolstringen er direkte relateret til stolens stabilitet.

Enhver ændring af en eller en hvilken som helst kombination af de tre kan få stolen til at falde i stabilitet. Vær EKSTRA forsigtig, når du bruger en ny siddeposition for første gang.

Fig. 8.



A = Juster position
B = Fjern og udskift

Procedure 5 - Svinghjul og gafler

Svinghjulene foran på kørestolen slides ligesom plejedæk og bør udskiftes, når de ser slidt ud, eller der opstår revner.

5.1: Udskiftning af styrehjul

Brug 2 x 4 mm unbrakonøgler fra værktøjssættet til at fjerne 1 af de 2 skruer i midten af styrehjulet, som vist i fig. Fjern skruen og skub styrehjulsakslen ud med den anden skrue stadig fastgjort, og noter eventuelle afstandsstykker og deres positioner. Installer det nye styrehjul, og skub styrehjulsakslen tilbage igennem og fastgør med den sidste skrue.

5.2: Fjernelse af styrehjulsgaflen

Fjern hættten øverst på hjulhuset. Brug fatningen fra værktøjssættet til at frigøre og fjerne låsemøtrikken. Dette vil frigive styrehjulsgaflen og notere eventuelle afstandsstykker og deres positioner.

Fig. 9.



BEMÆRK:

Hjullejer skal monteres af en autoriseret forhandler. Undladelse af at gøre dette vil resultere i ugyldig garanti på delene.

⚠ ADVARSEL:

Udskift IKKE de forreste styrehjulsgafler eller styrehjul med en anden størrelse end den, der oprindeligt var leveret på stolen.

Ved at skifte til en anden størrelse styregaffel eller styrehjul vil det have en negativ effekt på stolens kørsel og slutbrugernes balance, hvilket forårsager personskaade.

Procedure 6 - Hjullåse

Hjullåsene kan justeres i position, så de passer til dækskift og slid. Da dækkene slides, holder hjullåsen muligvis ikke kørestolen efter hensigten, så disse skal justeres, så de passer til dækkets tilstand.

BEMÆRK:

Før du justerer eller udskifter en hjullås, skal du sikre dig, at dækkene er pumpet op til det anbefalede tryk som angivet på dækket.

Fig. 10.



Fig. 11.



6.1: Justering af hjullåse

6.2 Brug en 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skruer i klemmen eller på undersiden af pladen. Når hjullåsen er løs, skal du flytte den, så der er mindst 3 mm interferens, når hjullåsen aktiveres. Spænd godt og gentag på den anden side.

⚠ ADVARSEL:

Efter eventuelle justeringer, reparationer eller service og før brug, skal du sørge for, at alt fastgørelsesudstyr er spændt forsvarligt til - ellers kan der opstå personskaade eller beskaadigelse. Hvis hjullåse ikke holder den besatte kørestol på plads, skal du justere som ovenfor, eller kontakte din forhandler - ellers kan der opstå personskaade eller skader. Hjullåsene er designet til at fungere, når din kørestol er statisk. Hjullåse bør ikke anvendes under brug, og dæktrykket skal være som angivet på dækket.

Procedure 7 - Fodstøtte

Fodstøtten skal muligvis justeres, når du bruger kørestolen første gang, hvis omstændighederne ændrer sig, eller hvis fastgørelsesanordninger løsner sig. Det er vigtigt med jævne mellemrum at kontrollere højden og justere efter behov.

7.1: Juster fodstøttens højde

Før justering skal du notere dig den højde, du har eller ønsker, og markere evt. Brug en 4 eller 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skruer i fodstøttens klemmer. Genplacer fodstøtten i den rigtige højde og spænd skruerne godt.

7.2: Juster fodstøttens vinkel

Med en justerbar vinkel fodstøtte frigøres de 2 x klemmskruer i midten af fodpladen med en 4 mm unbrakonøgle og en 10 mm skruenøgle fra værktøjssættet. Flyt til den korrekte vinkel, og spænd skruerne godt.

ADVARSEL:

Fodstøtten SKAL være mindst 40 mm over jorden/gulvet for at undgå at ramme udragende genstande, når du bruger denne kørestol.

Fig. 12.



Fremgangsmåde 8 - Sammenfoldelig ryglæn

Ryglænet kan fastgøres eller foldes sammen, og hvis der vælges en sammenklappelig mulighed, kan ryglænet foldes sammen for at gøre stolen mindre i transportstørrelse.

8.1: Betjening af det sammenklappelige ryglæn

8.2 Tag fat i træksnoren og rygstøtten sammen, indtil ryglænet slipper og bevæger sig fremad. Slip træksnoren og fortsæt med at skubbe fremad, indtil stifterne klikker på plads, der sikrer ryglænet i sammenfoldet stilling. For at frigøre, tag fat i træksnoren og rygstøttestangen sammen og træk oprejst, indtil ryglænet klikker i den oprindelige position



ADVARSEL:

Din sammenklappelige ryg SKAL være låst sikkert på plads, før du bruger din kørestol.

ADVARSEL:


Dette produkt indeholder bevægelige dele. Pas på med fingerfælder.

Procedure 9 - skubbehåndtag

En række skubbehåndtag kan leveres på denne kørestol til brug af en ledsager og betjenes i henhold til følgende procedurer.

9.1: Justering Højdejusterbare skubbehåndtag

Slip det over midterste håndtag og placer i den ønskede højde, og stram derefter håndtaget for at fastgøre. Gentag på den anden side for at få ensartet højde mellem begge håndtag.



9.2 Højdejusterbare skubbehåndtag

9.3: Skru skubbehåndtagene i

Skruehåndtag kan fjernes ved at skrue dem af ryglænet. For at installere skal du skrue dem fast med hånden.



9.4 Indskruede skubbehåndtag

9.5: Betjening af flip-down skubbehåndtag

Tryk på knappen under håndtaget og skub håndtaget ned på samme tid, gentag på den anden side. Træk håndtaget op, indtil det klikker på plads for at vende tilbage til den oprindelige position.

Flip-Down skubbehåndtag



ADVARSEL:

Forsøg IKKE at løfte kørestolen i nogen aftagelige (aftagelige) dele, f.eks.

Procedure 10 - Anti-tips

En anti-tip kan bruges til at gøre stolen mere stabil og anbefales af en sundhedspersonale.

10.1 : Sving anti-tip væk

For at opbevare tipsikringen skal du trykke det fjederbelastede rør ned, indtil det frigøres fra huset. Sving 180 grader under stolen og ind i låst position. For at vende tilbage til driftspositionen skal du gentage og vende tilbage på samme måde. For at justere længden skal du trykke på knappen på røret og forlænge eller forkorte hjulrøret.

10.2 : Enkelt sports anti-tip

For at fjerne tipsikringen skal du fjerne hurtigudløsningsstiften og fjerne røret. Klemmen fastgjort til rammen er fabriksmonteret og kan ikke fjernes, medmindre af en godkendt kørestolstekniker.

ADVARSEL:

RGK anbefaler kraftigt at bestille tipsikringerne som en ekstra sikring for kørestolsbrugeren.

ADVARSEL:

Anti-tip SKAL være helt tilkoblet. Sørg for, at udløserknappen på antivipperen stikker helt ud af hullet i antivippefatningen.

Sørg for, at begge anti-vipper er justeret til samme højde.

Fig. 17.



Fig. 18.



Procedure 11 - Sideskærme

Sideskærme støtter brugeren og forhindrer tøj i at blive snavset. Selvom disse kræver lidt vedligeholdelse, er udskiftning vist nedenfor.


11.1 : Skru sideskærme i

Fjern baghjulene. Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 3 skruer i sideskærmen. For at installere skal du sikre alle skruer, men ikke stramme, før alle er på plads. Pas på ikke at krydse skruerne.



11.3 : Fold flade sideskærme

Brug en 3 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at fjerne de 4 skruer fra indersiden af sideskærmen. For at installere skal du sikre alle skruer, men ikke stramme, før alle er på plads. Pas på ikke at krydse skruerne.




11.2 : Løft sideskærmene ud

Fjern sideskærmene fra modtageren. Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skruer, der fastgør sideskærmen til løftestolpen. For at installere, udskift og spænd de 2 skruer. Pas på ikke at krydse skruerne.



11.4 : Vip sideskærmene tilbage

Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne skruerne, der fastgør sideskærmen til løftestolpen. For at installere, udskift og spænd de 2 skruer. Pas på ikke at krydse skruerne.



Transport

FARE:

Der er risiko for alvorlig personskade eller død, hvis dette råd ignoreres.

Transport af din kørestol i et køretøj

En kørestol, der er fastgjort i et køretøj, giver ikke det, der svarer til sikkerhed og sikkerhed som et køretøjssædesystem. Vi anbefaler, at brugeren skifter til køretøjets siddeplads. Det erkendes, at det ikke altid er praktisk for brugeren at blive forflyttet, og under disse omstændigheder, hvor brugeren skal transporteres, mens han sidder i kørestolen, skal følgende råd følges:

FARE:

Bekræft, at din kørestol er egnet til crashtest, se serienummer og fastgøringspunkter på kørestolen.

Bekræft, at køretøjet er passende udstyret til at transportere en passager i en kørestol, og sørg for, at tilgangs-/udstigningsmetoden er egnet til din kørestolstype. Køretøjet skal have en gulvstyrke til at bære den kombinerede vægt af brugeren, kørestolen og tilbehør.

Der skal være tilstrækkelig plads omkring kørestolen til at muliggøre fri adgang til at fastgøre, spænde og frigøre kørestolen og fastspænde fastholdelsesordninger og sikkerhedsseler.

Den passagerkørestol skal placeres i en fremadvendt position og fastgøres med kørestolens fastspændings- og fastholdelsesstropper (WTORS-spændebånd, der opfylder kravene i ISO 10542 del 2 eller SAE J2249) i overensstemmelse med WTORS-producentens instruktioner.

Kørestolene, der bruges i andre positioner i et køretøj, er ikke testet, f.eks. transport i

sidelæns eller bagudvendt position og må under ingen omstændigheder være ude.

Kørestolen skal sikres med et fastspændingssystem, der er i overensstemmelse med ISO 10542 eller SAE J2249 med ikke-justerbare frontstropper og justerbare bagstropper, som typisk bruger Karabiner-clips, kroge og pløs- og spændebeslag. Disse begrænsninger går generelt på kompromis med 4 individuelle stropper, der er fastgjort til hvert hjørne af kørestolen.

FARE:

Fastspændingsbøjlerne skal monteres på kørestolens hovedramme, og ikke på tilbehør eller tilbehør, f.eks. ikke omkring egerne på hjul, hjullåse eller fodstøtter.

Fastspændingsbøjler skal fastgøres så tæt som muligt i en vinkel på 45 grader og strammes forsvarligt i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Ændringer eller udskiftninger må ikke foretages på kørestolens fastgørelsespunkter eller på konstruktioner, stel eller komponenter uden at konsultere producenten. Undladelse af at gøre dette vil ugyldiggøre en RGK-kørestols evne til at blive transporteret i et køretøj.

Både bækkenbækken og overkrop skal bruges til at fastholde passageren for at redde mulighed for hoved- og bryststød med køretøjets komponenter og alvorlig risiko for skader på brugeren og andre køretøjskomponenter. Den øverste torso fastholdelsesele skal monteres på køretøjets søjle - undladelse af at gøre det vil øge risikoen for alvorlige maveskader på brugeren.

En nakkestøtte, der er egnet til transport, skal altid monteres og placeres under transporten for at sikre maksimal sikkerhed.

Holdningsstøtter (hofteseler/stropper) bør ikke bruges eller stole på til fastholdelse af passagerer i et køretøj i bevægelse, medmindre de er mærket som opfylder kravene specificeret i ISO 7176-19:2001 eller SAE J2249.

Brugerens sikkerhed under transport afhænger af omhyggeligheden hos den person, der sikrer fastspændingsanordningerne, og de bør have modtaget passende instruktioner og/eller træning i deres brug.

Hvor det er muligt, fjern og stuv alt hjælpeudstyr væk fra kørestolen, for eksempel:

- Krykker, løse hynder og bakkeborde.
- Led-/hævende benstøtte bør ikke bruges i hævet position, når kørestolen og brugeren transporteres og kørestolen er fastspændt ved hjælp af kørestolstransport og passagerfastholdelser.

Transport Fortsatte

FARE:

Tilbagelænedede ryglæn skal sættes tilbage til en oprejst stilling.


De manuelle hjullåse skal være fastgjort.

Fastholdelsesanordninger bør monteres på køretøjets "B"-stolpe og bør ikke holdes væk fra kroppen af kørestolskomponenter såsom armlæn eller hjul.

Instruktion om fastholdelse af passagerer:

1. Bækkenselen skal bæres lavt hen over forsiden af bækkenet, så bækkenbækkenets vinkel er inden for den foretrukne zone på 30 til 75 grader i forhold til vandret. En stejlere (større) vinkel inden for den foretrukne zone er ønskelig, dvs. tættere på, men aldrig over 75°.
2. Den øvre torso fastholdelsesele skal passe over skulderen og på tværs af brystet. Fastholdelsesele skal justeres så stramt som muligt i overensstemmelse med brugerkomforten. Bæltebånd må ikke være snoet, når det er i brug. Den øverste torso fastholdelsesele skal passe over skulderen og på tværs af skulderen.
3. Fastgørelsespunkterne til stolen er den indvendige forreste sideramme lige over hjulet og den bagerste sideramme. Stropperne monteres rundt om siderammerne i skæringspunktet mellem de vandrette og lodrette rammerør.
4. Fastspændingssymbolet (fig. 24) på kørestolsstellet angiver positionen af kørestolens fastholdelsestropper. Stropperne spændes derefter, efter at de forreste stropper er monteret for at sikre kørestolen.

Fig. 24.



BRUGERVÆGT MINDRE END 22KG

Når brugeren, der transporteres, er et barn, vægt på mindre end 22 kg, og det involverede køretøj har færre end otte (8) siddende passagerer, anbefales det, at de overføres til et UNCE Regulation 44-kompatibelt barnefastholdelsessystem (CRS). Denne type fastholdelsessystem giver et mere effektivt fastholdelsessystem for passagerer end det konventionelle 3-punkts fastholdelsessystem for passagerer, og nogle CRS-systemer omfatter også yderligere posturale understøtninger for at hjælpe med at bevare barnets position, når det sidder. Forældre eller omsorgsgivere kan i nogle tilfælde overveje muligheden for, at deres barn skal forblive i deres kørestol under transport på grund af niveauet af kropsholdningskontrol og komfort givet af opsætningen i kørestolen. Vi vil anbefale under sådanne omstændigheder, at en risikovurdering udføres af din ledsager og relevante kompetente personer.

Placering af kørestolsfastspænding på kørestolen:

1. Placering af de forreste og bagerste fastgørelsesetiketter (fig. 25 og 26).
2. Anbring den forreste og bageste kørestolsfastgørelsesanordning til fastspændingsetiketten.

Fig. 25.





Fig. 26.



Teknisk data

Beskrivelse	Minimum	Maksimum
Samlet længde med benstøtte (ingen hjul)	400mm	700mm
Samlet bredde (sædebredde)	250mm	500mm
Sammenfoldet højde (kun for stole med sammenklappelig ryg)	500mm	750mm
Samlet masse (med hjul)	7kg	15kg*
Masse af den tungeste del (Transportvægt)	5kg	12kg*
Statisk stabilitet ned ad bakke	N/A	5° af hældning
Statisk stabilitet op ad bakke	N/A	5° af hældning
Statisk stabilitet sidelæns	N/A	5° af hældning
Sædeplansvinkel	0°	45° af hældning
Effektiv sædedybde	300mm	500mm
Sædeoverfladehøjde i forkant	380mm	550mm
Ryglænets vinkel	-10° af hældning	20° af hældning
Ryglænets højde	150mm	450mm
Fodstøtte til sæde afstand	200mm	520mm
Ben til sæde overflade vinkel	70° af vinkel	90° af vinkel
Armlæn til sædeafstand	150mm	300mm
Armlænskonstruktion foran	N/A	N/A
Styrediameter	24"-in	26"-in
Vandret placering af aksel	20mm	150mm
Minimum venderadius	270mm	N/A

* Vægt eksklusiv 3. parts varer

Dimensioner er underlagt fremstillingstolerancer.

VARE	MOMENT
Ryglæns drejeplade	10Nm
Hjullås	10Nm
Camber Bar	10Nm
Fodstøtte justering Højde	10Nm
Alle andre varer	10Nm

BEMÆRK:

RGK Wheelchairs Ltd er skræddersyet og individuelt lavet efter mål til dig, derfor kan din kørestol falde under eller over de nævnte størrelser.

Genbrug/bortskaffelse

Inden kørestolen genbruges, skal den forberedes omhyggeligt. Alle overflader, der kommer i kontakt med brugeren, skal rengøres og behandles med en desinfektionsspray.

I det følgende afsnit er der en beskrivelse af de materialer, der anvendes på vores kørestole.

Aluminium: Ramme, Hjulgafler, Hjul, sideskærme, Armlæn, Fodstøtte, Følge, Anti-Tipper, Stel, Fodpladebetræk

Stål: Ramme, Fastgørelsespunkter, Quick release akselstifter, Fodstøtte, Anti-tip, Rammehjul, Fastgørelser, Hjullåse,

Fodpladedæksler

Titanium: Ramme, Hjulgafler, Quick release aksel, Befæstelser, Sidebeskyttere Anti-Tipper, Ramme, Fodstøtte

Plast: Håndtag, rørpropper, hjul, fodpladebetræk, armpuder

Pakning: Plastposer lavet af polyethylen, pap

Polstring: Vævet polyester bomulds læder



Bortskaffelse eller genbrug bør udføres af et bortskaffelsesfirma eller på et offentligt bortskaffelsessted. Du kan også returnere din kørestol til din forhandler til bortskaffelse (der kan blive pålagt et gebyr).

Identifikation / serienummer

Serienummeret på din skræddersyede kørestol er placeret på enten undersædets krydstøtte (J produktbeskrivelse) eller camberstang (H produktbeskrivelse) eller inde i ryglænets polstring (A).

Angiv venligst følgende oplysninger, hver gang du skal bestille reservedele.

Serienummer:
Navn:
Forhandler:

Fig. 27.



Identifikationsmærkat
(Placeret på camber aksel eller under sædets bøjle)

RGK Stol Label Information

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| A - Medicinsk udstyr | F - UDI stregkode |
| B - CE-mærke | G - Fremstillingsadresse |
| C - Model | H - UDI Human Readable Version |
| D - Serienummer | I - Maksimal brugervægt |
| E - Fremstillingsdato | J - Anvendelsesformål |

Producentgaranti

DENNE GARANTI PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER PÅ NOGEN MÅDE.

RGK Kørestole* yder en garanti, som angivet i garantibetingelserne, for kørestole til sine kunder, der dækker følgende

Garantibetingelser

Skulle en eller flere dele af kørestolen kræve reparation eller udskiftning som følge af en fabrikations- og/eller materialefejl inden for 24 måneder eller for stel og tværstivere inden for 5 år efter levering til kunden, så vil den eller de berørte dele blive repareret eller udskiftet gratis.

For originale reservedele, som er monteret på kundens regning, vil disse have 12 måneders garanti (efter montering), i overensstemmelse med disse garantibetingelser.

1. For at håndhæve garantien, bedes du kontakte den lokale forhandler, hvor produktet er købt, med de nøjagtige detaljer om problemets art. Hvis du bruger kørestolen uden for det område, der er dækket af den lokale forhandler, vil reparationer eller udskiftning blive udført af et andet agentur, som er udpeget af producenten, skal kørestolen repareret af en RGK Wheelchairs udpeget kundeserviceagent, (forhandler).
2. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet inden for rammerne af denne garanti, yder vi en garanti i overensstemmelse med disse garantibetingelser for den resterende garantiperiode for kørestolen i henhold til punkt 1).
3. For originale reservedele, som er monteret på kundens regning, vil disse have 12 måneders garanti, (efter montering), i overensstemmelse med disse garantibetingelser.
4. Forbrugsdele såsom puder, dæk, slanger og lignende dele er undtaget fra garantien, undtagen i tilfælde af at for tidligt slid på delen er det direkte resultat af en fabrikationsfejl.
5. Krav fra denne garanti opstår ikke, hvis en reparation eller udskiftning af en kørestol eller en del er påkrævet af følgende årsager:
 - Produktet eller delen er ikke blevet vedligeholdt eller serviceret i overensstemmelse med producentens anbefalinger som vist i Brugervejledningen og/eller Servicevejledningen.
 - Der er brugt tilbehør, som ikke er angivet som originalt tilbehør.
 - Kørestolen eller delen er blevet beskadiget ved forsømmelse, uheld eller forkert brug.
 - Der er foretaget ændringer/modifikationer på kørestolen eller dele, som afviger fra producentens specifikationer.
 - Reparationer er udført, før vores kundeservice er blevet informeret om omstændighederne.
6. Denne garanti er underlagt loven i det land, hvor produktet er købt hos RGK Kørestole.

* Betyder den autoriserede RGK-forhandler, som produktet er købt hos.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
Norway
Telef: +47 66963800
Faks: +47 66963880
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H - Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655, Admin Fax:
9831 2244. Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com
Tiga User Manual
UM-Tiga-020-EU



Kunde support

RGK Wheelchairs LTD.
Unit 8 A/B/C Ring Road Zone
2, Burntwood Industrial Estate,
Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ,
UK

Call: +44(0)1543 670 077
Email: info@rgkwheelchairs.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89 www.
SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga - Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 - 60 82 100
F: +31 (0)30 - 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr