

Quickie® M6

Leverancier: Deze handleiding moet worden overhandigd aan de (verzorgers van de) gebruiker van dit medische hulpmiddel.

Gebruiker: Lees voor u het medisch hulpmiddel gaat gebruiken deze handleiding volledig door en bewaar hem zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Handleiding

930457-NL Rev E.



SUNRISE MEDICAL LUISTERT

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een Quickie product. Wij zijn altijd benieuwd naar uw vragen en opmerkingen over deze handleiding, de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw rolstoel en de service die u krijgt van uw erkende Sunrise Medical leverancier. Neem gerust schriftelijk of telefonisch contact met ons op. U vindt de gegevens hieronder:

Sunrise Medical B.V.
 Groningenhaven 18-20
 3433 PE NIEUWEGEIN
 The Netherlands
 T: +31 (0)30 – 60 82 100
 F: +31 (0)30 – 60 55 880
 E: info@sunrisemedical.nl
 www.SunriseMedical.nl

Vergeet niet uw rolstoel te registreren, en laat het ons weten als uw adres wijzigt. Hierdoor kunnen wij u informeren over veiligheid, nieuwe producten en opties waarmee u uw gebruik en plezier van de rolstoel kunt vergroten.

VOOR ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

Uw erkende dealer kent uw rolstoel het best en kan de meeste van uw vragen beantwoorden over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van uw rolstoel.

Vul de onderstaande gegevens in zodat u deze later gemakkelijk kunt terugvinden:

Dealer: _____

Adres: _____

Telefoon: _____

Serienummer: _____ Aankoopdatum: _____

BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE

Dit product bevat geen enkel onderdeel waarin natuurlijke rubber (latex) is verwerkt.



**INFORMATIE BETREFFENDE
 EWIJDERING EN RECYLING**

Wanneer dit product niet langer gebruikt kan worden, breng het dan naar het door de (plaatselijke) overheid goedgekeurde recycle- of afvalverzamelpunt. Dit product is vervaardigd met verschillende materialen. Uw product mag niet worden verwijderd met het normale huishoudafval. Het product moet volgens de ter plaatse geldende wet- en regelgeving worden verwijderd. De meeste materialen die gebruikt worden voor de constructie van dit product zijn volledig herbruikbaar. De aparte inzameling en recycling van uw product op het moment van verwijdering zal helpen bij het behoud van natuurlijke grondstoffen en het op de juiste manier verwijderen beschermt het milieu.

Controleer, voordat u in overeenstemming met bovenstaande uw product voor afvalverwerking aanbiedt, of u de rechtmatige eigenaar bent van het product.




Als u visueel gehandicapt bent, kan dit document ook worden gelezen in Pdf-formaat op:
www.SunriseMedical.nl



Stempel en handtekening dealer

I. INLEIDING	2	VIII. WAARSCHUWINGEN: ONDERDELEN EN OPTIES ...	10
II. INHOUDSOPGAVE	3	A. ANTI-TIPWIELEN (OPTIONEEL)	10
III UW ROLSTOEL EN ZIJN ONDERDELEN	4	B. ARMSTEUNEN	10
IV. OPMERKING - LEES DIT VOOR GEBRUIK	4	C. KUSSENS EN SLING-ZITTINGEN	10
A. KIES DE JUISTE STOEL & VEILIGHEIDSOPTIES	4	D. BEVESTIGINGSMATERIALEN	10
B. LEES DEZE HANDLEIDING GEREGELD OPNIEUW DOOR	4	E. VOETENSTEUNEN	10
C. WAARSCHUWINGEN	4	F. LUCHTBANDEN	10
V. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	5	G. DUWHANDVATTEN (OPTIONEEL)	10
A. GEWICHTSBEPERKING	5	H. QUICK-RELEASE ASSEN	11
B. BEOOGD GEBRUIK	5	I. ACHTERWIELEN	11
C. GEWICHTSTRAINING	5	J. REM ACHTERWIELEN	11
D. TOEPASSINGEN	5	K. AANGEPAST ZITSYSTEEM	11
E. LEER UW ROLSTOEL KENNEN	5	L. BEKLEDING	11
F. OM DE KANS OP EEN ONGELUK TE VERMINDEREN:	5	M. ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING (OPTIONEEL)	11
G. VEILIGHEIDSCONTROLELIJST	5	IX. MONTAGE, AANPASSING EN GEBRUIK	12
H. WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN	6	A. OM DE ACHTERWIELEN TE BEVESTIGEN EN	
I. OMGEVINGSFACTOREN	6	VERWIJDEREN	12
J. TERREIN	6	B. VERWIJDERBARE IN HOOGTE VERSTELBARE	
K. GEBRUIK IN HET VERKEER	6	ARMSTEUNEN	12
L. VEILIGHEID IN MOTORVOERTUIGEN	6	C. ZWENKBARE HANGERS EN VOETSTEUNEN	
M. ALS U HULP NODIG HEBT	6	(60°, 70°, 70°V OF 90°)	12
VI. WAARSCHUWINGEN: VOOR VEILIG GEBRUIK	7	D. VASTE VOETSTEUNEN, VOORZIJDE	13
A. EVENWICHTSPUNT	7	E. RUGLEUNING	13
B. AANKLEDEN OF ANDERE KLEDING AANTREKKEN	7	F. ZITMAT	13
C. OBSTAKELS	7	G. KUSSEN	13
D. UITSTREKKEN OF LEUNEN	8	H. ACHTERASSEN	13
E. ACHTERWAARTS RIJDEN	8	I. REMMEN	14
F. HELLINGEN, GLOOIINGEN EN BERGHELLINGEN	8	J. ANTI-TIPWIELEN (OPTIONEEL)	14
G. IN- EN UITSTAPPEN	8	K. UITVOUWEN EN OPVOUWEN	15
H. STOEPEN EN TREDEN	8	L. CONTROLE	15
I. TRAPPEN	8	X. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	16
J. ROLTRAPPEN	8	XI. ONDERHOUD	17
VII. WAARSCHUWINGEN: VALLEN EN KIEPEN	9	A. INLEIDING	17
A. VAN EEN STOEP OF ENKELE TREDE AFGAAN	9	B. ONDERHOUDSTABEL	17
B. EEN STOEP OF ENKELE TREDE OPGAAN	9	C. ONDERHOUDSTIPS	17
C. OPGAAN VAN TRAPPEN	9	D. REINIGING	17
D. DE TRAP AFGAAN	9	E. HYGIËNEMAATREGELLEN BIJ HERGEBRUIK	17
E. ONDERHOUD	9	F. TIPS VOOR OPSLAG	17
		XII. STICKER	18
		XIII. SUNRISE BEPERKTE GARANTIE	19



1. Duwbeugel
2. Rugleuning
3. Afneembare, in hoogte verstelbare armsteun
4. Band
5. Aluminium hoepel
6. Aluminium wielhoepel
7. Spaken
8. Naaf achterwiel
9. Quick-release-as
10. Asplaat
11. Onderdeel frame achterzijde
12. Rem (duwen om te vergrendelen)
13. Ontgrendelingspal zwenkbare beensteun
14. Zitmat
15. Zwenkbare voetsteun
16. Kruisframe
17. Wielvork
18. Zwenkwiel
19. Band zwenkwiel
20. Opklapbare composiet voetsteun
21. Hielband
22. Stabilisatiestang

IV. OPMERKING - LEES DIT VOOR GEBRUIK

A. KIES DE JUISTE STOEL & VEILIGHEIDSOPTIES

Sunrise biedt een keuze aan vele rolstoel types, waarmee we tegemoet willen komen aan de behoeften van de rolstoelgebruiker. De uiteindelijke keuze voor het soort rolstoel, de opties en aanpassingen ligt echter uitsluitend bij u en uw medische zorgverlener. De keuze voor de beste stoel en instellingen wat betreft veiligheid hangt af van zaken zoals:

1. Uw beperking, kracht, balans en coördinatie;
2. De gevaren die u in het dagelijkse leven tegenkomt in de woon- en werksituatie, en op andere plekken waar u met uw rolstoel komt.
3. De opties die voor uw veiligheid en comfort noodzakelijk kunnen zijn, zoals anti-tipwielen, positioneringsgordels, of speciale zitsystemen.

B. LEES DEZE HANDLEIDING GEREGELD OPNIEUW DOOR

Voordat u de rolstoel gebruikt dient u, en alle mensen die u eventueel helpen, deze handleiding volledig door te lezen. Alle aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Lees de waarschuwingen vaak door, zodat ze vanzelfsprekend voor u zijn.

C. WAARSCHUWINGEN

Het woord "WAARSCHUWING" verwijst naar een gevaar of onveilige situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden bij u of anderen. De 'Waarschuwingen' zijn als volgt in vier hoofdstukken ingedeeld:

1. V. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Hier vindt u een veiligheidschecklist en een samenvatting van risico's waarmee u bekend moet zijn voordat u met deze rolstoel rijdt.

2. VI — WAARSCHUWINGEN — VALLEN EN KIEPEN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat de rolstoel bij dagelijkse activiteiten valt of omkantelt.

3. VII - WAARSCHUWINGEN - VOOR VEILIG GEBRUIK

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u de rolstoel veilig kunt gebruiken.

4. VIII - WAARSCHUWINGEN - ONDERDELEN EN OPTIES

In dit hoofdstuk staat informatie over de onderdelen van uw rolstoel en de opties die u om veiligheidsredenen kunt kiezen. Overleg met uw erkende Sunrise Medical leverancier en uw zorgverlener om u te helpen met de keuze voor de beste instellingen en opties voor veilig gebruik.

NB-

Waar van toepassing staan in andere hoofdstukken van deze handleiding ook "Waarschuwingen". Neem alle waarschuwingen in dit hoofdstuk in acht. Als u dit nalaat, kan het gevolg zijn dat u valt, met de rolstoel kantelt, of de controle over de rolstoel verliest. Dit kan leiden tot ernstig letsel van uzelf of anderen.

A. GEWICHTSBEPERKING

WAARSCHUWING

Overschrijd **NOOIT** de gewichtslimiet van 295 kg voor het totale gewicht van de gebruiker en artikelen die worden meegenomen. Overschrijding van het maximumgewicht kan leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

B. BEOOGD GEBRUIK

De Quickie M6® rolstoel is bedoeld om mobiliteit te bieden aan personen die beperkt zijn tot een zittende positie.

De verwachte levensduur van de rolstoel is vijf jaar.

Waarschuwing

Gebruik dit hulpmiddel **NIET** voor doelen anders dan waar het door de fabrikant voor is bedoeld.

1. De rolstoel is niet ontworpen voor gewichtstraining en hij is niet veilig om in te zitten tijdens het trainen met gewichten. Gewichtstraining vanuit een rolstoel verandert wezenlijk de stabiliteit van de rolstoel en kan kantelen veroorzaken.
2. Ga **NIET** op het frame van de rolstoel staan.
3. Laat **NOOIT** iemand op uw rolstoel staan of hem als een ladder of opstapje gebruiken.
4. Deze rolstoel is bedoeld voor gebruik door een enkele gebruiker.
5. Ongeoorloofde wijzigingen en ongeoorloofd gebruik van onderdelen of accessoires die niet door Sunrise Medical zijn geleverd of goedgekeurd, kunnen de structuur van de rolstoel veranderen. Hierdoor vervalt de garantie en er kan gevaar voor de veiligheid ontstaan. Als de waarschuwing wordt genegeerd, kan schade aan uw rolstoel ontstaan, en ontstaat mogelijk ernstig letsel bij de persoon die de rolstoel voor niet-beoogde doelen gebruikt.

C. GEWICHTSTRAINING

WAARSCHUWING

Gebruik deze rolstoel **NOOIT** tijdens gewichtstraining indien het totale gewicht (gebruiker plus toegevoegd gewicht) boven de 295 kg uit komt. Overschrijding van het maximumgewicht kan leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

D. TOEPASSINGEN

De keuze aan beschikbare accessoires en het modulaire ontwerp betekenen dat de rolstoel kan worden gebruikt door personen die niet kunnen lopen of beperkt mobiel zijn vanwege:

- Verlamming
- Amputatie (van been of benen)
- Disfunctioneren of misvorming van been of benen
- Contractuur van/letsel aan gewrichten
- Ziektes zoals hart- en vaatziekten, evenwichtsstoornissen of cachexie, neurologische aandoeningen, spierdystrofie, hemiplegie, evenals voor oudere mensen die nog kracht in het bovenlichaam hebben.

De rolstoel mag niet zonder begeleider worden gebruikt bij:

- Waarnemingsstoornissen
- Evenwichtsstoornissen
- Verlies van beide armen, indien niet door een zorgverlener begeleid
- Gewrichtscontractuur of beschadiging van gewrichten in beide armen
- Onvermogen om te zitten

Wanneer levering/aanschaf van een rolstoel wordt overwogen, neem dan de volgende zaken in overweging: lichaamsgrootte, gewicht, fysieke en psychische toestand, leeftijd, leefomstandigheden en -omgeving.

OPMERKING:

NB: het besturen van een rolstoel vereist voldoende cognitieve, fysieke en visuele vaardigheden. De gebruiker moet in staat zijn de effecten van handelingen tijdens het gebruik van de rolstoel te beoordelen en deze zo nodig te corrigeren. Deze vermogens en het veilige gebruik van aanvullend bevestigde onderdelen kunnen niet door Sunrise Medical als fabrikant worden beoordeeld. We kunnen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan accepteren.

Lees de gebruiksaanwijzing van de rolstoel en de aanvullend aangebrachte onderdelen door. Instrueer de gebruiker over het veilige gebruik van de rolstoel en de aanvullend bevestigde onderdelen. Informeer gebruikers over specifieke waarschuwingen die gelezen, begrepen en gerespecteerd moeten worden.

E. LEER UW ROLSTOEL KENNEN

WAARSCHUWING

Iedere rolstoel is anders. Neem de tijd om het gevoel voor deze rolstoel te krijgen, voordat u er echt mee op pad gaat. Begin langzaam, met gemakkelijke, soepele bewegingen. Als u aan een andere rolstoel gewend bent, gebruikt u misschien teveel kracht, waardoor u met de rolstoel kunt omkantelen. Als u teveel kracht gebruikt kan dit leiden tot; schade aan de rolstoel, een val, kantelen of verlies van controle wat kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker en/of anderen.

F. OM DE KANS OP EEN ONGELUK TE VERMINDEREN:

WAARSCHUWING

1. **VOORDAT** u gaat rijden met de rolstoel, dient u getraind te zijn door uw medische zorgverlener hoe u de rolstoel veilig kunt gebruiken.
2. Oefen het buigen, strekken om iets te pakken, in- en uitstappen totdat u uw beperkingen hebt leren kennen. Laat u door iemand helpen, totdat u weet waardoor het vallen of kantelen van de rolstoel wordt veroorzaakt, en hoe u dit kunt voorkomen.
3. Houd er rekening mee dat u uw eigen methodes voor veilig gebruik moet ontwikkelen, zodat deze passen bij uw functioneringsniveau en capaciteiten.
4. Probeer **NOOIT** een nieuwe manoeuvre terwijl u alleen bent, totdat u zeker weet dat u deze veilig kunt uitvoeren.
5. Zorg ervoor dat u bekend bent met de gebieden waar u uw rolstoel wilt gebruiken. Let op gevaarlijke situaties en leer hoe u deze kunt vermijden.
6. Gebruik anti-tip wielen, tenzij u veel ervaring heeft met het rijden in deze stoel en u er zeker van bent dat u geen gevaar loopt om met de stoel te kantelen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

G. VEILIGHEIDSCONTROLELIJST

WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik van uw rolstoel telkens:

1. Of de stoel gemakkelijk rijdt en alle onderdelen soepel werken. Controleer op vreemde geluiden, trillingen of een verandering in gebruiksgemak. (Dit kan aangeven dat er sprake is van lage bandenspanning, loszittende bevestigingen, of schade aan uw rolstoel).
2. Repareer ieder probleem dat u tegenkomt direct. Uw erkende Sunrise Medical dealer kan u helpen het probleem te vinden en op te lossen.
3. Controleer of beide 'quick release' achterassen vergrendeld zijn. Wanneer ze zijn vergrendeld, steekt de knop op de as helemaal uit. Als de assen niet vergrendeld zijn, kan het wiel losraken en een val veroorzaken.
4. Als uw rolstoel van anti-tip wielen is voorzien, vergrendelt u deze op hun plaats.

OPMERKING - Lees het hoofdstuk VIII "anti-tip wielen" om te weten wanneer u deze veiligheidswielen wel of niet moet gebruiken.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

H. WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Als u deze stoel verandert of aanpast, kan dit het risico op kantelen vergroten.
2. Overleg met uw erkende Sunrise Medical dealer **VOORDAT** u het product wijzigt of aanpast.
3. Wij adviseren dat u de anti-tip wielen gebruikt totdat u gewend bent aan de verandering en u er zeker van bent dat u geen risico loopt om te kantelen met uw rolstoel.
4. Niet-goedgekeurde veranderingen of het gebruik van onderdelen die niet door Sunrise zijn goedgekeurd of geleverd, kan leiden tot een wijziging in de structuur van de stoel. Hierdoor vervalt de garantie en er kan gevaar voor de veiligheid ontstaan.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

I. OMGEVINGSFACTOREN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Wees extra voorzichtig als u met uw rolstoel over een nat of modderig oppervlak moet rijden. Als twijfelt, vraag dan om hulp.
2. Contact met water of overmatig vocht kan leiden tot roest of corrosie van uw rolstoel. Dit kan ertoe leiden dat uw stoel niet meer goed functioneert.
 - a. Gebruik uw rolstoel niet onder de douche, in het zwembad, of op een andere wijze waarbij de stoel in aanraking komt met water. De stangen van het frame en de onderdelen zijn niet waterdicht; ze kunnen hierdoor van binnenuit roesten of corroderen.
 - b. Vermijd overmatig vocht (laat uw rolstoel bijvoorbeeld niet in een vochtige badkamer staan terwijl u doucht).
 - c. Maak uw rolstoel zo snel mogelijk droog als hij nat is geworden, of als u hem met water hebt schoongemaakt.



Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

J. TERREIN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Uw rolstoel is ontworpen voor gebruik op een stevig vlak oppervlak zoals beton, asfalt, vloeren of vloerbedekking binnenshuis.
2. Gebruik uw rolstoel niet in het zand, op losse grond of op ruig terrein. Hierdoor kunnen de wielen of assen beschadigd raken of verbindingen van de stoel kunnen losraken.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

K. GEBRUIK IN HET VERKEER**⚠ WAARSCHUWING**

In de meeste landen is het niet toegestaan met de rolstoel op openbare wegen te rijden. Wees alert op het gevaar van motorvoertuigen op wegen of parkeerplaatsen.

1. Gebruik 's nachts of bij slechte verlichting reflecterende kleding of tape op uw rolstoel.
2. Door uw lage positie bent u slecht zichtbaar voor andere weggebruikers. Maak oogcontact met bestuurders voordat u naar voren rijdt. Wanneer u twijfelt, wacht dan tot u er zeker van bent dat het veilig is.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

L. VEILIGHEID IN MOTORVOERTUIGEN

Bekijk of uw stoel vanaf de fabriek is uitgerust met de transit-optie.

⚠ WAARSCHUWING

Als uw rolstoel NIET is voorzien van de transit-optie:

1. Laat **NOOIT** iemand in de rolstoel zitten terwijl deze zich in een rijdend voertuig bevindt.
 - a. Verplaats de gebruiker **ALTIJD** naar een goedgekeurde autostoel.
 - b. Gebruik **ALTIJD** de juiste veiligheidsgordels om de gebruiker goed vast te zetten.
2. Bij een ongeluk of onverwachte stop kan de rolstoelgebruiker uit de rolstoel worden geslingerd. De gordels van de rolstoel zelf zullen dit niet voorkomen en door de gordels of banden kan zelfs meer letsel ontstaan.
3. Vervoer deze rolstoel **NOOIT** in de voorstoel van een voertuig. Hier kan de rolstoel verschuiven en de bestuurder hinderen.
4. Zet de rolstoel **ALTIJD** goed vast, zodat hij niet kan wegrollen of schuiven.
5. Gebruik nooit een rolstoel die betrokken is geweest bij een auto-ongeluk.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

M. ALS U HULP NODIG HEBT**⚠ WAARSCHUWING****Voor de rolstoelgebruiker:**

Zorg ervoor dat iedere persoon die u helpt, alle waarschuwingen en instructies die van toepassing zijn, leest en opvolgt.

Voor begeleiders:

1. Beoordeel uw vermogen om de gebruiker te helpen bij het onder controle houden van de rolstoel wanneer er obstakels overwonnen moeten worden. Over het algemeen geldt dat als de gebruiker zwaarder is dan 113 kg, het voor de begeleiders moeilijk is om te assisteren zonder verhoogd risico op verlies van controle of ernstig letsel. Werk samen met de arts, verpleegster of therapeut van de rolstoelgebruiker om veilige methodes te leren die het best bij uw capaciteiten en die van de rolstoelgebruiker passen.
2. Vertel de rolstoelgebruiker wat u van plan bent, en leg uit wat u van hem of haar verwacht. Hierdoor wordt de rolstoelgebruiker op zijn/haar gemak gesteld, en wordt het risico op een ongeluk verkleind.
3. Controleer of de rolstoel duwhandvatten heeft. Dit zijn de veilige punten waar u de rolstoel kunt vasthouden om een val of kanteling te voorkomen.
4. Til de rolstoel niet op aan de armsteun, voetsteun, duwhendels, stabilisatiestang of kruisstang terwijl er iemand in de stoel zit.
5. Ontgrendel de anti-tip wielen en draai ze omhoog, om struikelen te voorkomen. Vergrendel **ALTIJD** de achterwielen en zet anti-tipwielen in de neerwaartse positie als u de rolstoelgebruiker alleen moet laten, zelfs als dit maar voor heel even is. Dit vermindert het risico van kantelen of verlies van controle over de rolstoel.
6. Gebruik de stabilisatiestang niet om de rolstoel op te tillen terwijl er iemand in de rolstoel zit.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

A. EVENWICHTSPUNT**⚠ WAARSCHUWING**

Het punt waarop deze rolstoel naar voren, naar achteren of opzij kantelt, hangt af van het evenwichtspunt en de stabiliteit. De configuratie van de stoel, de gekozen opties en de veranderingen die u hebt aangebracht, kunnen van invloed zijn op het risico om te vallen of kantelen.

1. De belangrijkste aanpassing is de positie van de achterwielen. Hoe verder de achterwielen naar voren worden geplaatst, hoe groter de kans is dat uw rolstoel naar achteren kantelt.
2. Het evenwichtspunt wordt ook beïnvloed door:
 - a. Een verandering in de montage van uw rolstoel, zoals:
 - De afstand tussen de achterwielen
 - De mate van camber in het achterwiel
 - De zithoogte en de zithoek
 - Hoek rugleuning
 - b. Een wijziging in de lichaamspositie, houding of de verdeling van uw gewicht;
 - c. Rijden over rijplaten of hellingen;
 - d. Het gebruik van een rugzak of andere opties; en het extra toegevoegde gewicht.
3. Om de kans op een ongeluk te verminderen:
 - a. Raadpleeg uw dokter, verpleegster of therapeut om uit te zoeken welke aspositie en positie van zwenkwielen het beste is voor u.
 - b. Overleg met uw erkende Sunrise Medical dealer **VOORDAT** u het product wijzigt of aanpast. Wees erop bedacht dat u misschien andere veranderingen moet doorvoeren om het balanspunt te corrigeren.
 - c. Laat u door iemand helpen totdat u bekend bent met de balanspunten van uw rolstoel en u weet hoe u kunt voorkomen dat de rolstoel kantelt.
 - d. Gebruik van anti-tip wielen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

B. AANKLEDEN OF ANDERE KLEDING AANTREKKEN**⚠ WAARSCHUWING**

Bij het aankleden of aantrekken van andere kleding terwijl u in de rolstoel zit, verplaatst u mogelijk uw gewicht.

- Om het risico op een val of kanteling te voorkomen:
1. Draai de voorwielen totdat ze zo ver als mogelijk is, voorwaarts zijn. Hierdoor wordt de stoel stabiel.
 2. Vergrendel de anti-tipwielen. (Als uw stoel geen anti-tipwielen heeft, zet de stoel dan met de achterkant tegen een muur en vergrendel beide achterwielen).

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

C. OBSTAKELS**⚠ WAARSCHUWING**

Uw rolstoel kan beschadigd raken door obstakels, slecht wegdek of putdeksels. Ook kunnen deze omstandigheden leiden tot een val, kantelen of verlies van controle.

- Om deze risico's te vermijden adviseren we:
1. Goed op deze potentiële gevaren te letten. Kijk ver vooruit wanneer u met uw rolstoel rijdt.
 2. Zorg ervoor dat de vloeren van uw woning en werkplek gelijk zijn en vrij van obstakels.
 3. Verwijder drempels tussen kamers, of dek ze af.
 4. Plaats een oprijplaat bij de in- en uitgang. Let erop dat er geen verval is aan het einde van de oprijplaat.

5. Om uw balanspunt te corrigeren:
 - a. Leunt u met uw bovenlichaam enigszins naar **VOREN** wanneer u opwaarts over een obstakel gaat.
 - b. Leunt u met uw bovenlichaam **ACHTERWAARTS** wanneer u van een hoger naar een lager niveau gaat.
6. Als uw rolstoel is voorzien van anti-tip wielen, vergrendel ze dan op hun plaats voordat u **OVER** een obstakel gaat.
7. Houd beide handen aan de hoepels wanneer u over een obstakel rijdt.
8. Duw of trek nooit aan een voorwerp (een meubelstuk of de deurpost) om uw rolstoel vooruit te doen bewegen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

D. UITSTREKKEN OF LEUNEN**⚠ WAARSCHUWING**

Als u zich uitstrekt om iets te pakken of leunt, heeft dit een effect op het zwaartepunt van uw rolstoel. Hierdoor kunt u vallen of kan de rolstoel kantelen. Vraag bij twijfel om hulp of gebruik een hulpmiddel om uw bereik te vergroten.

1. Probeer **NOOIT** iets te pakken of te leunen als dit betekent dat u uw gewicht naar de buitenzijde brengt, of omhoog komt van de zitting.
2. Pak **NOOIT** iets en leun **NOOIT** als u in uw zitting naar voren moet bewegen om dit te kunnen doen. Houd uw achterste altijd in contact met de rugleuning.
3. Probeer **NOOIT** iets met beide handen te pakken, hierdoor bent u niet in staat om uzelf op te vangen en een val te voorkomen als de rolstoel kantelt.
4. Leun **NOOIT** en probeer nooit iets te pakken via de achterzijde, tenzij de anti-tip wielen van uw rolstoel in positie vergrendeld zijn.
5. Pak **NIETS** en leun **NIET** over de bovenkant van de rugleuning. Hierdoor kan één of kunnen beide stangen van de rugleuning beschadigd raken, waardoor u kunt vallen.
6. Als u toch moet iets moet pakken of wilt leunen:
 - a. Vergrendel dan niet de achterwielen. Hierdoor ontstaat een kantelpunt, en dit maakt de kans op een val of kanteling groter;
 - b. Plaats geen druk op de voetsteunen.

OPMERKING– Wanneer u naar voren leunt, veroorzaakt dit druk op de voetsteunen. Hierdoor kan uw rolstoel naar voren kantelen, als u te ver naar voren leunt.

- c. Rij uw rolstoel zo dicht mogelijk bij het voorwerp dat u wilt pakken.
- d. Probeer niet een voorwerp op te pakken van de vloer door tussen uw knieën naar beneden te reiken. De kans op kantelen is kleiner als u iets pakt via de zijkant van uw rolstoel.
- e. Draai de voorwielen totdat ze zo ver als mogelijk is, voorwaarts zijn. Hierdoor wordt de stoel stabiel.

OPMERKING– Om dit te doen: Rijd uw rolstoel voorbij het voorwerp dat u wilt pakken, rij vervolgens achteruit tot u er naast staat. Door het achterwaarts rijden, komen de voorwielen in voorwaartse stand te staan.

- f. Pak met één hand een achterwiel of de armluning stevig vast. Dit kan helpen een val te voorkomen mocht de rolstoel kantelen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

E. ACHTERWAARTS RIJDEN**⚠ WAARSCHUWING**

Wees extra voorzichtig wanneer u uw rolstoel achterwaarts rijdt. Uw rolstoel is het meest stabiel wanneer u zelf voor de voorwaartse beweging zorgt. U kunt de controle verliezen of kantelen wanneer een van de achterwielen tegen een voorwerp aanrijdt en niet meer doorrolt.

1. Beweeg uw rolstoel langzaam en rustig voorwaarts.
2. Als uw rolstoel anti-tip wielen heeft, zorg er dan voor dat deze in de juiste positie worden vergrendeld.
3. Stop vaak en controleer of de weg voor u, vrij is.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

F. HELLINGEN, GLOOIINGEN EN BERGHELLINGEN**⚠ WAARSCHUWING**

Wanneer u op een hellend of glooiend oppervlak rijdt, verandert het zwaartepunt van uw rolstoel. Uw rolstoel is minder stabiel wanneer hij zich in een hoek bevindt. Anti-tip wielen kunnen niet altijd voorkomen dat de rolstoel omvalt of kantelt.

1. Gebruik uw rolstoel niet op hellingen steiler dan 10%. (Een helling van 10% betekent dat er één meter stijging is voor iedere tien meter lengte van de helling).
2. Ga altijd via een zo recht mogelijke lijn naar boven of beneden. (Snij geen hoeken af op een helling of oprijplaat).
3. Draai niet om en verander niet van richting op een helling.
4. Blijf altijd in het MIDDEN van de oprijplaat. Controleer of de oprijplaat breed genoeg is zodat u geen risico loopt dat een wiel over de rand gaat.
5. Stop niet op een steile helling. Als u stopt, kunt u de controle over uw stoel verliezen.
6. Gebruik NOOIT de rem om te proberen de rolstoel langzamer te laten gaan of te doen stoppen. Hierdoor zal uw rolstoel waarschijnlijk naar links of rechts uitwijken en raakt u de controle kwijt.
7. Let op:
 - a. Bij natte of gladde oppervlaktes;
 - b. Bij een verandering in het hellingspercentage in een helling (of een richel, een bult of kuil). Deze omstandigheden kunnen vallen of kantelen van de rolstoel veroorzaken;
 - c. Plotseling verval aan het einde van een helling. Een plotseling verval zo klein als 19 mm kan het zwenkwiel doen stoppen waardoor de rolstoel naar voren kantelt.
8. Om het risico op een val of kanteling te voorkomen:
 - a. Leun met uw lichaam VOOROVER. Hierdoor wordt de verandering van het zwaartepunt, die veroorzaakt wordt door een heuvel of glooiing, opgevangen.
 - b. Houd druk op de hoepels om uw snelheid onder controle te houden wanneer u naar beneden rijdt. Als u te snel gaat, kunt u de controle verliezen.
 - c. Vraag altijd om hulp als u twijfelt.
9. Oprijplaten thuis en op het werk - voor uw veiligheid moeten oprijplaten thuis en op uw werk altijd voldoen aan alle wettelijke voorwaarden van uw land. Wij adviseren:
 - a. Breedte: minstens 1,20 m.
 - b. Vangrails: om het risico op een val te verlagen, moeten de zijkanalen van een oprijplaat zijn voorzien van vangrails (of verhoogde randen van minstens 7,5 cm hoog).
 - c. Helling: Niet meer dan 10%.
 - d. Oppervlakte: vlak en egaal, met een dun tapijt of een ander stroef materiaal. (Let er goed op dat er geen richel, hobbel of kuil in zit).
 - e. Ondersteuning: Orijplaten moeten STEVIG zijn. Mogelijk moet de oprijplaat worden ondersteund, zodat hij niet doorbuigt wanneer u eroverheen rijdt.
 - f. Vermijd een plotseling daling. Het kan nodig zijn bij de op- of afgang van de oprijplaat een stukje materiaal te plaatsen om de overgang geleidelijk te maken.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

G. IN- EN UITSTAPPEN**⚠ WAARSCHUWING**

Het kan gevaarlijk zijn om zelf in- en uit de rolstoel te stappen. Hiervoor is een goede balans en handigheid vereist. Wees u ervan bewust dat er, wanneer u in of uit de stoel stapt, altijd een moment is dat de rolstoelzitting niet onder u is. Om een val te vermijden:

1. Werk met uw medische zorgverlener aan veilige methodes.
 - a. Leer hoe u uw lichaam moet positioneren en hoe u uzelf kunt ondersteunen tijdens het maken van transfers.
 - b. Laat iemand u helpen totdat u weet hoe u zelf veilig in- en uit kunt stappen.
 2. Vergrendel de achterwielen voordat u in- of uitstapt. Hierdoor kunnen de achterwielen niet weggrollen.
- OPMERKING**– Hierdoor wordt NIET voorkomen dat uw rolstoel van u wegglijdt of kantelt.
3. Let erop dat de luchtbanden op de juiste spanning zijn. Bij lage bandenspanning kan de rem van de achterwielen losschieten.
 4. Rij uw rolstoel zo dicht mogelijk bij de stoel waar u naar wilt overstappen. Gebruik, indien mogelijk, een transferplank.
 5. Draai de voorwielen totdat ze zo ver als mogelijk is, voorwaarts zijn.
 6. Verwijder de voetsteunen of zwenk ze naar buiten, als mogelijk is.
 - a. Let erop dat uw voeten niet blijven hangen in de ruimte tussen de voetsteunen.
 - b. Plaats geen gewicht op de voetsteunen, want hierdoor kan de rolstoel kantelen.
 7. Zorg ervoor dat de arMLEUNINGEN niet in de weg zitten.
 8. Ga zover mogelijk achterin op het zitoppervlak zitten. Dit verkleint de kans dat de rolstoel kantelt of van u af beweegt.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

H. STOEPEN EN TREDEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Iedereen die u helpt moet de onderstaande waarschuwingen 'Voor veilig gebruik (Hoofdstuk VII)' lezen en naleven.
2. Probeer niet alleen een stoep of trede op of af te gaan, TENZIJ u veel ervaring hebt in het rijden met deze rolstoel en:
 - a. Als u veilig een 'wheele' kunt uitvoeren; en
 - b. U er zeker van bent dat u de kracht en het evenwicht hebt om dit te doen.
3. Ontgrendel de anti-tip wielen en draai ze, zodat ze niet in de weg zitten.
4. Probeer niet over een hoge stoep of trede te rijden (hoger dan 10 cm), TENZIJ u hierbij hulp hebt. Wanneer u een hoge stoep of trede op- of af gaat, kan uw rolstoel mogelijk zijn balanspunt voorbijgaan en kantelen.
5. Ga recht tegen een stoep of trede op of af. Wanneer u in een hoek een stoep of trede op- of af gaat, is de kans op vallen of kantelen erg groot.
6. Wees erop bedacht dat uw rolstoel kan beschadigen, of de bevestigingsmaterialen los kunnen gaan, wanneer u hard van een stoep of trede af gaat.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

I. TRAPPEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Gebruik deze stoel NOOIT op een trap, TENZIJ iemand u hierbij helpt. Wanneer u een trap op- of af gaat, is het risico van vallen of kantelen erg groot.
2. Personen die u helpen moeten de waarschuwingen in het hoofdstuk V:M "Voor begeleiders" en hoofdstuk VII "Voor veilig gebruik" doorlezen en opvolgen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

J. ROLTRAPPEN**⚠ WAARSCHUWING**

Gebruik deze rolstoel NOOIT op een roltrap, zelfs niet met een begeleider. Wanneer u een roltrap gebruikt, is het risico van vallen of kantelen erg groot.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

WAARSCHUWING

Voordat u een rolstoelgebruiker helpt, dient u eerst de waarschuwingen 'Voor begeleiders' door te lezen en alle toepasselijke instructies op te volgen. Wees u ervan bewust dat u zich de methodes moet aanleren die qua veiligheid het beste passen bij uw mogelijkheden.

A. VAN EEN STOEP OF ENKELE TREDE AFGAAN

WAARSCHUWING

Volg de onderstaande stappen op om een rolstoelgebruiker te helpen bij het afgaan van een stoep of enkele trede terwijl hij/zij ACHTERWAARTS rijdt:

1. Beoordeel uw vermogen om de rolstoel met daarin de gebruiker onder controle te houden, voordat u helpt bij het afrijden van een stoeprand.
2. Blijf aan de achterzijde van de rolstoel.
3. Keer de rolstoel om, ongeveer een meter voordat u de rand van de stoep of trede bereikt. Trek de rolstoel achterwaarts.
4. Stap voorzichtig van de stoep of trede af, terwijl u over uw schouder kijkt, zodat u op het lagere niveau staat.
5. Trek de rolstoel naar u toe totdat de achterwielen de rand van de stoep of trede bereiken. Laat vervolgens de rolstoel langzaam naar het lagere niveau rollen.
6. Wanneer de achterwielen veilig op het lagere niveau zijn, kantelt u de rolstoel naar zijn zwaartepunt. Hierdoor komen de voorwielen van de stoeprand of trede af.
7. Houd de stoel in balans en neem kleine stapjes naar achteren. Draai de rolstoel om en laat de voorwielen rustig naar de grond zakken.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

B. EEN STOEP OF ENKELE TREDE OPGAAN

WAARSCHUWING

Volg de onderstaande stappen op om een rolstoelgebruiker te helpen bij het VOORWAARTS opgaan van een stoep of enkele trede.

1. Beoordeel uw vermogen om de rolstoel met daarin de gebruiker onder controle te houden, voordat u helpt bij het afrijden van een stoeprand.
2. Blijf achter de stoel.
3. Kijk naar de stoeprand en kantel de rolstoel op de achterwielen zodat de voorwielen boven stoep of trede komen.
4. Loop voorwaarts en plaats de voorwielen op het hogere niveau zodra u er zeker van bent dat u voorbij de stoeprand of trede bent.
5. Ga voorwaarts totdat de achterwielen contact maken met de stoep of trede. Til en rol de achterwielen naar het hogere niveau.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

C. OPGAAN VAN TRAPPEN

WAARSCHUWING

1. Het wordt NIET aanbevolen om trappen op te gaan met rolstoelgebruikers zwaarder dan 113 kg.
2. Er zijn minstens twee begeleiders nodig om met een rolstoel en daarin de rolstoelgebruiker een trap op te gaan.
3. Beweeg de rolstoel met daarin de rolstoelgebruiker ACHTERWAARTS de trap op.
4. De persoon aan de achterzijde heeft de controle. Deze persoon kantelt de rolstoel terug naar het balanspunt.
5. Een tweede begeleider aan de voorzijde pakt een vast onderdeel van het voorste deel van het frame goed vast, en tilt de stoel op, waarbij één trede tegelijk wordt genomen.
6. De begeleiders gaan naar de volgende trede. Herhaal dit voor iedere trede, tot u onderaan de trap bent gearriveerd.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

D. DE TRAP AFGAAN

WAARSCHUWING

1. Het wordt NIET aanbevolen om trappen af te gaan met rolstoelgebruikers zwaarder dan 113 kg.
2. Er zijn minstens twee begeleiders nodig om met een rolstoel en daarin de rolstoelgebruiker een trap af te gaan.
3. Beweeg de rolstoel met daarin de rolstoelgebruiker VOORWAARTS de trap af.
4. De persoon aan de achterzijde heeft de controle. Deze persoon kantelt de rolstoel tot het balanspunt van de achterwielen en rolt hem naar de rand van de bovenste trede.
5. Een tweede begeleider gaat op de derde tree van boven staan en pakt het frame van de stoel vast. Vervolgens laat hij of zij de rolstoel één trede tegelijk zakken door de achterwielen over de rand van de trap te laten rollen.
6. De begeleiders gaan naar de volgende trede. Herhaal dit voor iedere trede, tot u onderaan de trap bent gearriveerd.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

E. ONDERHOUD

WAARSCHUWING

1. Inspecteer en onderhoud deze rolstoel strikt volgens de instructies in de Onderhoudstabel van hoofdstuk XI.
2. Indien u een probleem ontdekt, zorg er dan voor dat de rolstoel is gecontroleerd en gerepareerd voordat hij weer wordt gebruikt.
3. Laat de rolstoel minstens één keer per jaar door een erkende Sunrise Medical dealer volledig controleren op functioneren en veiligheid.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel of overlijden van de rolstoelgebruiker of anderen. Zie hoofdstuk XI voor aanvullende informatie over onderhoud: Onderhoud.

A. ANTI-TIPWIELEN (OPTIONEEL)**⚠ WAARSCHUWING**

In de meeste, normale omstandigheden kunnen de anti-tip wielen helpen voorkomen dat uw rolstoel achterwaarts kantelt.

1. Sunrise adviseert de anti-tip wielen te gebruiken:
 - a. TENZIJ u een ervaren rolstoelgebruiker bent en er zeker van bent dat u niet het risico loopt om achterover te kantelen;
 - b. Telkens wanneer u uw rolstoel heeft veranderd of aangepast. Door de verandering kan uw rolstoel mogelijk eerder kantelen. Gebruik de anti-tip wielen totdat u gewend bent aan de verandering en u er zeker van bent dat u geen risico loopt om te kantelen met uw rolstoel.
2. Wanneer de anti-tipwielen in de neerwaartse positie vergrendeld zijn, moeten ze TUSSEN de 38 - 50,0 mm (1 1/2" - 2") boven de grond zijn.
 - a. Als ze te HOOG zijn ingesteld, kunnen ze niet voorkomen dat de rolstoel kantelt.
 - b. als ze te LAAG zijn ingesteld, kunnen ze achter obstakels blijven hangen die u bij normaal gebruik kunt verwachten. Als dat gebeurt, loopt u ook kans op vallen of kantelen.
3. Houd de anti-tip wielen vergrendeld op hun plaats, TENZIJ:
 - a. U wordt vergezeld door een begeleider of
 - b. Een stoep afgaat of opgaat, of over een obstakel heen moet en dit veilig kunt doen zonder de anti-tip wielen. Zorg ervoor dat in de hierboven genoemde situaties de anti-tip wielen omhoog getrokken en uit de weg zijn.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

B. ARMSTEUNEN**⚠ WAARSCHUWING**

Armsteunen komen los en kunnen het gewicht van deze stoel niet dragen.

1. Til de rolstoel NOOIT op aan de armsteunen. Ze kunnen losraken of breken.
2. Til deze rolstoel alleen op aan niet-afneembare delen van het frame.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

C. KUSSENS EN SLING-ZITTINGEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Quickie sling-zittingen en standaard schuimkussens zijn niet ontworpen voor drukverlichting.
2. Als u last hebt van decubitus, of als u een verhoogd risico loopt om dit te krijgen, hebt u mogelijk een speciaal zitsysteem nodig, of een hulpmiddel om uw houding te ondersteunen. Overleg met uw arts, verpleegkundige of therapeut om na te gaan of u voor uw welzijn een dergelijk hulpmiddel nodig hebt.
3. Zitmatten zijn niet bedoeld als direct zitoppervlak. Het is de bedoeling dat er een kussen of ander zitoppervlak op de zitmat wordt geplaatst voordat u hierop gaat zitten.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

D. BEVESTIGINGSMATERIALEN**⚠ WAARSCHUWING**

De meeste schroeven, bouten en moeren van deze rolstoel zijn gemaakt van speciale, zeer sterke materialen. Als er onjuiste bevestigingsmaterialen worden gebruikt, kan je rolstoel niet naar behoren functioneren.

1. Gebruik UITSLUITEND bevestigingsmaterialen die worden geleverd door de erkende Sunrise Medical dealer (of materialen van hetzelfde type en sterkte, zoals aangegeven door de markeringen op de koppen).
2. Bevestigingsmaterialen die te strak of te los zijn bevestigd, kunnen hierdoor gebrekkig zijn of schade veroorzaken aan onderdelen van de rolstoel.
3. Draai schroeven en bouten zo snel mogelijk weer aan, als ze losraken.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

E. VOETENSTEUNEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Voetsteunen moeten op hun laagste punt MINSTENS 51 mm van de grond af zijn. Als ze te LAAG zijn ingesteld, kunnen ze achter obstakels blijven hangen die u bij normaal gebruik kunt verwachten. Hierdoor kan de rolstoel onverwachts stoppen en voorwaarts kantelen.
2. Om struikelen of vallen te voorkomen wanneer u in- of uit de rolstoel stapt:
 - a. Moet u ervoor zorgen dat uw voeten niet 'blijven hangen' of geklemd raken in de ruimte tussen de voetsteunen; en
 - b. Geen gewicht op de voetsteunen laten rusten, want hierdoor kan de rolstoel naar voren kantelen.
3. Til de rolstoel NOOIT op aan de voetsteunen. Voetsteunen kunnen losraken en kunnen het gewicht van deze rolstoel niet dragen. Til deze rolstoel alleen op aan niet-afneembare delen van het frame.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

F. LUCHTBANDEN**⚠ WAARSCHUWING**

De juiste bandenspanning verlengt de levensduur van de banden en maakt de rolstoel gemakkelijker in gebruik.

1. Gebruik de rolstoel niet als de banden te hard of te zacht zijn. Controleer de bandenspanning wekelijks; deze staat aangegeven op de zijkanten van de banden.
2. Door lage bandenspanning in een achterwiel kan de rem op die band slippen, waardoor het wiel zou kunnen draaien op een moment dat u het niet verwacht.
3. Als één van de banden zacht is, kan de rolstoel hierdoor naar links of rechts afwijken, en dat kan leiden tot verlies van controle over de rolstoel.
4. Te hard opgeblazen banden kunnen scheuren of knappen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

G. DUWHANDVATTEN (OPTIONEEL)**⚠ WAARSCHUWING**

Als u door een begeleider wordt geholpen, verzeker u er dan van dat uw rolstoel is voorzien van duwhandvatten.

1. Duwhandvatten bieden veilige punten voor een begeleider om de achterzijde van de stoel vast te houden, om een val of kanteling te voorkomen. Zorg ervoor dat er duwhandvatten worden gebruikt als u een begeleider hebt.
2. Controleer of de grepen van de duwhandvatten niet draaien of van de buizen afglijden.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

H. QUICK-RELEASE ASSEN**⚠ WAARSCHUWING**

1. Gebruik deze rolstoel niet TENZIJ u er zeker van bent dat beide quick-release assen op de achterwielen zijn vergrendeld. Een niet-vergrendelde as kan tijdens gebruik losraken en een val veroorzaken.
2. Een as is pas vergrendeld als de 'quick release'-knop volledig naar buiten komt. Een niet-vergrendelde as kan tijdens gebruik losraken, hetgeen in een val, kanteling of controleverlies kan leiden. Dit kan ernstig letsel bij de rolstoelgebruiker of anderen tot gevolg hebben.
 - Quick-release-assen moeten worden gecontroleerd op functioneren en op tekenen van slijtage. Vervang zonodig.
 - Controleer regelmatig. Vervang indien versleten of verbogen.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

I. ACHTERWIELEN**⚠ WAARSCHUWING**

Een wijziging in de afstelling van de achterwielen kan het zwaartepunt van uw rolstoel beïnvloeden.

1. Hoe verder u de achterassen naar VOREN plaatst, hoe groter de kans dat de rolstoel naar achteren kantelt.
2. Raadpleeg uw arts, verpleegster of therapeut om de instelling van de achterassen te vinden die het beste bij uw rolstoel past. Verander de instellingen niet, TENZIJ u er zeker van bent dat er geen gevaar is dat uw rolstoel kantelt.
3. Als er iets gewijzigd is aan de achterassen, moet u hierna ook de rem aanpassen.
 - a. Als u dit nalaat, kan dit ertoe leiden dat de rem niet werkt.
 - b. Zorg ervoor dat de remmen minstens 3mm in de banden zinken wanneer de rem wordt gebruikt.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

J. REM ACHTERWIELEN**⚠ WAARSCHUWING**

De rem van de achterwielen is NIET ontworpen om een bewegende rolstoel langzamer te laten gaan of te laten stoppen. Gebruik deze rem uitsluitend om te voorkomen dat de achterwielen rollen wanneer uw rolstoel volledig stilstaat.

1. Gebruik de rem NOOIT om te proberen de rolstoel langzamer te laten gaan of te stoppen. Hierdoor kunt u de controle over de rolstoel verliezen.
2. Om te voorkomen dat de wielen in beweging komen, moet u altijd de rem op beide wielen gebruiken wanneer u in of uit uw rolstoel stapt.
3. Door lage bandenspanning in een achterwiel kan de rem op die band slippen, waardoor het wiel zou kunnen draaien op een moment dat u het niet verwacht.
4. Zorg ervoor dat de remmen minstens 3mm in de banden zinken wanneer de rem wordt gebruikt. Als u dit nalaat, kan dit ertoe leiden dat de rem niet werkt.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

K. AANGEPAST ZITSTYSTEEM**⚠ WAARSCHUWING**

Wanneer u een niet door Sunrise erkend zitstelsysteem gebruikt, kan dit het zwaartepunt van deze rolstoel veranderen. Dit kan ertoe leiden dat de stoel kantelt.

1. Raadpleeg ALTIJD eerst uw erkende Sunrise Medical dealer, voordat u het zitstelsysteem wijzigt.
2. Wanneer een zitstelsysteem wordt gebruikt dat niet door Sunrise Medical is goedgekeurd, kan dit van invloed zijn op het vouwmechanisme van de rolstoel.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

L. BEKLEDING**⚠ WAARSCHUWING**

1. Vervang versleten of gescheurd materiaal van de zitting of de rugleuning zo snel mogelijk. Als u dit nalaat, kan dit leiden tot gebrekkige prestaties van de zitting of de rugleuning.
2. Door gebruik en ouder worden verzwakt het materiaal van de sling. Let op rafels, dunne plekken, of uitgerekt materiaal, vooral bij de randen en naden.
3. Wanneer u 'neerploft' in uw rolstoel, heeft dit een negatief effect op het materiaal en moet u de zitting vaker inspecteren en vervangen.
4. Door wassen of overmatig vocht worden de vlamvertragende eigenschappen van het materiaal minder.
5. Als uw stoel is voorzien van banden los, of verwijder de bekleding voordat u de stoel opvouwt of uitvouwt.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

M. ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING (OPTIONEEL)**⚠ WAARSCHUWING**

Monteer uitsluitend door Sunrise Medical goedgekeurde elektrische ondersteuning op Quickie rolstoelen. Als u niet-goedgekeurde elektrische ondersteuning aanbrengt:

1. Heeft dit effect op het zwaartepunt van de rolstoel en dit kan ertoe leiden dat u met de rolstoel valt of omkantelt;
2. Wordt hierdoor het frame gewijzigd en de garantie ongeldig.

Wanneer u deze waarschuwingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de rolstoel, vallen, kantelen, of verlies van controle over de rolstoel. Bovendien kan het leiden tot ernstig letsel van de rolstoelgebruiker of anderen.

OPMERKING BETREFFENDE INSTELLINGEN DRAAIKRACHT (TORQUE): De instelling van de vereiste draaikracht is de optimale draaikracht die op een bepaalde bevestiging moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk om, wanneer dit wordt gespecificeerd, de juiste draaikracht te gebruiken. Wanneer er niets is gespecificeerd, is de draaikracht 6,8 Nm [60 in-lbs].

A. OM DE ACHTERWIELEN TE BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN 1 2

WAARSCHUWING

Gebruik deze stoel niet TENZIJ u zeker weet dat beide 'quick release'-assen vergrendeld zijn. Een niet-vergrendelde as kan tijdens gebruik losraken en een val veroorzaken.

OPMERKING: Het monteren en aanpassen van de rolstoel is gemakkelijker als de rolstoel op een vlak oppervlak staat, zoals een (werk)tafel.




1. Om het wiel te monteren

- a. Druk de 'quick release'-knop (A) volledig in. Hierdoor verdwijnt de spanning van de kogellagers aan de andere kant.
- b. Steek de as (C) door de naaf van het achterwiel.
- c. Houd knop (A) ingedrukt, terwijl u as (C) in de ashoes (B) schuift.
- d. Laat de knop los om de as in de ashoes te doen vergrendelen. Pas de as aan als hij niet vergrendelt.
- e. Herhaal deze stappen aan de andere kant.

OPMERKING: Pas als de quick-releaseknop er volledig uitspringt (A) en de kogellagers volledig zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de hoes, is de as vergrendeld. Controleer of de as vergrendeld is door in de richting van de as aan het wiel te trekken.

2. Om het wiel te verwijderen:

- a. Druk de 'quick release'-knop (A) volledig in.
- b. Verwijder het wiel door de as (C) volledig uit de asbus (B) te laten glijden.
- c. Herhaal deze stappen aan de andere kant.



B. VERWIJDERBARE IN HOOGTE VERSTELBARE ARMSTEUNEN 3

In de fabriek van Sunrise worden in hoogte verstelbare armsteunen gemonteerd.

1. Aanpassing hoogte

- a. Maak de bovenste borghendel (2) los.
- b. Laat de armsteun (1) omhoog of omlaag glijden tot de gewenste hoogte is bereikt.
- c. Breng de hendel (2) terug naar de vergrendelde positie.

2. Verwijderen van de armluning

- a. Druk de ontgrendelingspal (3) naar beneden en til de armsteun op.
- b. Om de armsteun in de normale positie terug te zetten, laat u de armsteun in de houder zakken en trekt u de hendel (3) terug. Controleer of de armsteun vergrendeld is.

Afneembare, in hoogte verstelbare armsteun

1. Armleggerkussen
2. Bovenste veiligheidshendel
3. Ontgrendelingspal
4. Zijbescherming armsteun
5. Houder achterzijde


C. ZWENKBARE HANGERS EN VOETSTEUNEN (60°, 70°, 70°V OF 90°)

1. Montage 4

- a. Plaats het zwenkpunt in de ontvangende buis op de framebuis aan de voorzijde, terwijl de voetsteun vanaf het frame gezien, naar buiten wijst. (D)
- b. Draai de voetsteun naar binnen tot deze op de vergrendelingsbout vergrendelt. (E)

2. Verwijdering


- a. Om de voetsteun te verwijderen, drukt u de ontgrendelingspal naar het frame toe.
- b. Draai de voetsteun naar buiten en til hem op.



D. VASTE VOETSTEUNEN, VOORZIJDE

1. Aanpassing 5


- a. Verwijder de bouten aan de bovenzijde van iedere verlengbuis.
- b. Controleer of de insteekbuizen op hun plaats blijven.
- c. Laat de buis van de voetsteun in de framebuis aan de voorzijde glijden totdat de gewenste hoogte is bereikt.
- d. Plaats de gaten over elkaar en plaats de bout terug vanaf de buitenzijde door het frame, de voetsteun en de insteek.
- e. Doe hetzelfde aan de andere kant.
- f. Breng de voetsteunen in de gewenste positie en draai de bout stevig vast.



E. RUGLEUNING

1. Hoogteaanpassing 6

- a. Verwijder de bekleding van de rugleuning van het frame.
- b. U ziet de stang van de rugleuning die in het frame schuift en door een schroef aan de zijkant van het frame wordt vastgezet.
- c. U kunt kiezen uit diverse gaten (3 mm (1 1/8")) van elkaar) om de hoogte van de rugleuning in te stellen.
- d. Verwijder de twee bouten van de rugleuning van de framebuizen aan de achterzijde.
- e. Nadat u de juiste hoogte hebt gekozen, steekt u de bout door het frame en de stang van de rugleuning.
- f. Bevestig de lus van de bekleding aan de moer en draai de bout en moer vast.
- g. Steek een nylon bindstrip door de ogen van de bekleding. Trek aan en snij het teveel aan nylon af.




F. ZITMAT

De zitbekleding kan worden aangepast via het klittenband aan de onderzijde van de zitting.

1. Aanpassing 7

- a. Verwijder de schroeven aan de linkerkant waarmee de bekleding vastzit.
- b. Verstel het klittenband om de spanning van de zitting aan te passen.
- c. Plaats de schroeven terug.
- d. Als u moeite hebt om de schroeven weer te bevestigen, probeer dan de gaten op één lijn te krijgen met behulp van een breipen, schroevendraaier of iets dergelijks.



G. KUSSEN

1. Montage

- a. Plaats het kussen op de zitmat met het klittenband naar beneden gericht. De schuine kant van het kussen hoort aan de voorkant.
- b. Druk het kussen stevig op zijn plaats.

H. ACHTERASSEN


De belangrijkste aanpassing die op uw Quickie rolstoel uitgevoerd kan worden, is de positie van de achterwielen. Het zwaartepunt, de wielcamber en de wielbasis zijn afhankelijk van de as-aanpassing.

Gebruik een draaikracht van 13 Nm [115 in-lbs] bij het aanpassen van de achteras.

1. Zwaartepunt 8

Door het zwaartepunt naar voren te brengen, is er minder kracht nodig om de rolstoel te draaien. Hoe verder de as naar achteren wordt geplaatst, des te stabiel wordt de rolstoel.

Het zwaartepunt wordt aangepast door de achteras op de geïndexeerde asplaat meer naar voren of verder naar achteren te plaatsen. Door de as naar voren te plaatsen, kunt u sneller draaien en wordt de voorkant lichter.



2. Aanpassing breedte wielbasis 9

Door de breedte van de wielbasis aan te passen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om de wielen dichter bij of verder weg van de heupen te plaatsen. Hierdoor kan de beste wielruimte worden gekozen, om het effect van het duwen te optimaliseren.

- a. Maak de moeren los en verplaats de ashoes (A) naar de gewenste breedte.
- b. Draai de moeren weer aan.

3. Aanpassing zithoogte 10

Om de zithoogte aan te passen, keert u de asplaat om en beweegt deze verticaal, zodat hij op gelijke hoogte komt met de juiste, voorgeboorde gaten. Vergelijk figuur 8 en 10. In figuur 8 ziet u de kleine zithoogte. In figuur 10 ziet u de grote zithoogte. Hiermee kan de zithoogte 38 mm (1,5") verticaal worden aangepast.

OPMERKING - Wanneer de zithoogte wordt gewijzigd, moeten de voorste zwenkwielen worden vernieuwd zodat ze overeenkomen met de zithoogte.

4. Aanpassing as achterwiel 11

Voor het goed functioneren van de rolstoel moeten de asbussen strak worden gehouden.

- a. Om de as aan te passen, hebt u een 5/16-in moersleutel nodig om de asbouten aan de buitenzijde los en aan te draaien
- b. U hebt ook een 9/16-in moersleutel nodig om de kogellagers aan de andere kant van de as vast te zetten, om te voorkomen dat de as gaat draaien.
- c. Draai de asbout aan de buitenzijde tegen de klok in om hem vast te draaien.
- d. Er mag nagenoeg geen speling zijn, maximaal nul tot tienduizendste van een inch (0,01" [0,25 mm]).

I. REMMEN

De Quickie M6 rolstoelen worden verscheept met twee remmen. Remmen worden af fabriek geplaatst, tenzij u specifiek hebt gevraagd om het anders te doen.

Gebruik een torque-instelling van 13 Nm [115 in-lbs] voor montage van de rem.

1. Aanpassing rem (duwen om te vergrendelen, 'Push-to-lock') 12

- a. Gebruik een 3/16-in inbussleutel om één van de schroeven in de klem tegen de klok in een kwart te draaien.
- b. Doe hetzelfde met de tweede van de twee schroeven.
- c. Draai de schroeven beurtelings los, telkens met twee slagen, totdat beide schroeven verwijderd zijn.
- d. Om te voorkomen dat het wiel beweegt terwijl het in vergrendelde positie is, schuift u de klem in de richting van het achterwiel totdat deze om de band ligt en deze vastklemt.
- e. Draai schroeven aan.

J. ANTI-TIPWIELEN (optioneel)

Sunrise adviseert anti-tipwielen voor alle rolstoelen.






Gebruik een draaikracht van 13 Nm [115 in-lbs] bij het stellen van de anti-tip wielen.

1. De anti-tipwielen in de buis steken 13

- a. Druk op de ontgrendelingspennen aan de achterzijde van het anti-tipwiel, zodat beide ontgrendelingspennen naar binnen worden getrokken.
- b. Steek de stang van het anti-tipwiel in de buis.
- c. Draai het anti-tipwiel naar beneden totdat de vergrendelingspennen door het gat van de ontvangende buis naar buiten komen.
- d. Bevestig de tweede stang op dezelfde wijze.

2. Aanpassen van de ontvangende buis 13


- a. Verwijder de anti-tipwielen uit de ontvangende buizen.
- b. Verwijder de bouten van deze buis.
- c. Plaats de beugel op de gewenste hoogte.
- d. Plaats de moeren terug en draai ze aan.
- e. Herhaal dit bij de andere buis. Beide beugels moeten op exact dezelfde hoogte worden afgesteld.
- f. Plaats de anti-tipwielen terug.



3. Aanpassen van het anti-tipwiel 14

Mogelijk moeten de anti-tip wielen hoger of lager worden afgesteld om te zorgen dat ze de juiste afstand tot de grond hebben (38 - 51 mm).


- a. Druk de achterste vergrendelingspen in, zodat de vergrendelingspen naar binnen wordt getrokken.
- b. Plaats het wiel hoger of lager in één van de drie voorgeboorde gaten.
- c. Laat de pen los.
- d. Pas het tweede anti-tip wiel op dezelfde wijze aan. De beide wielen moeten op exact dezelfde hoogte worden afgesteld.



4. Omhoog draaien van de anti-tip wielen 15

Als de rolstoel door een begeleider wordt voortgeduwd, draai dan de anti-tip wielen omhoog wanneer men over obstakels rijdt of stoepen op rijdt.

- a. Druk de achterste vergrendelingspen in.
- b. Houd de pen ingedrukt en draai de anti-tip stang omhoog.
- c. Laat de pen los.
- d. Herhaal dit met de tweede anti-tip stang.
- e. Vergeet niet de anti-tip wielen weer naar beneden te brengen wanneer de manoeuvre is uitgevoerd.



K. UITVOUWEN EN OPVOUWEN

1. Opvouwen van de rolstoel

- a. Verwijderen van de quick-releasewielen (optioneel).
 - Druk op de quick-releaseknop.
 - Verwijder het wiel door de quick-release-as uit de asbeugel te laten glijden.
 - Herhaal dit met het andere wiel.
- b. Klap de voetsteunen omhoog naar een verticale positie voordat u de rolstoel opvouwt.
- c. Pak de sling in het midden beet, en trek hem met een ruk omhoog totdat de rolstoel opgevouwen is.
- d. Koppel de stabiliseerstang los - Druk op de duimknop. Duw de stang opzij.

2. Uitvouwen van de rolstoel

- a. Plaats het quick-releasewiel (optioneel) terug door de quick-releaseknop op de as in te drukken.
- b. Schuif het wiel in de ashoes tot het vergrendelt.
- c. Herhaal dit met het andere wiel.
- d. Kantel de rolstoel naar u toe, om het gewicht van het wiel aan de andere kant af te halen.
- e. Duw de rail van de zitting die het dichtst bij u is naar beneden, totdat de rolstoel volledig opgevouwen is.
- f. Controleer of alle stangen van de zitting goed in de hiervoor bedoelde holtes in het frame rusten.
- g. Maak de stabilisatiestang weer vast, draai de stang op zijn plek. Druk op de duimknop om te vergrendelen.

⚠ WAARSCHUWING

Mogelijk knelpunt. Als de sling niet aanwezig is bij het op- of uitvouwen, pak dan de bovenkant van de rail van de zitting goed vast, zonder dat u uw vingers om deze rail heen vouwt. Gebruik vlakke handen om de stoel naar beneden te duwen bij het openvouwen.

⚠ WAARSCHUWING

Om letsel te voorkomen: Als uw stoel is voorzien van bekleding waarvan de spanning versteld kan worden, maak dan de banden los, of verwijder de bekleding voordat u de stoel opvouwt of uitvouwt.

L. CONTROLE

Nadat de rolstoel in elkaar is gezet en aangepast, moet hij gemakkelijk en soepel rollen. Ook alle accessoires moeten soepel gebruikt kunnen worden. Als u problemen hebt, volg dan de onderstaande procedures:

1. **Lees de hoofdstukken 'Montage' en 'Controle' en de gebruikshandleiding om te controleren of de rolstoel op de juiste manier in elkaar is gezet.**
2. **Bekijk de handleiding om problemen op te lossen.**
3. **Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de erkende Sunrise Medical dealer. Als u nog steeds een probleem hebt nadat u contact hebt gehad met uw erkende Sunrise Medical dealer, neem dan contact op met de klantenservice van Sunrise Medical. Op de introductiepagina vindt u de gegevens om contact op te nemen met uw erkende Sunrise Medical dealer of de klantenservice van Sunrise Medical.**

Voor optimale prestaties zult u uw rolstoel van tijd tot tijd moeten aanpassen, (vooral als u de originele instellingen hebt gewijzigd). In deze tabel vindt u een eerste oplossing, en vervolgens een tweede en derde als het nodig is. U moet misschien nog verder zoeken om de beste oplossing voor een specifiek probleem te vinden.

OPMERKING– Om bij te houden wat u hebt gedaan, dient u slechts EEN wijziging per keer door te voeren.

Symptoom	In stoel naar links draaien	In stoel naar rechts draaien	Losheid in de stoel	Langzaam draaien	Piept en ratelt	Fladderen van zwenkwiel	Oplossing
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controleer of alle bouten en moeren strak zijn aangedraaid.
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		Controleer of alle spaken en nippels op radiale spaakwielen goed vast zitten.
					<input checked="" type="checkbox"/>		Gebruik Tri-Flow smeermiddel (op Teflon [®] -basis) tussen alle frame-onderdelen en -verbindingen.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Controleer of de zwenkwielvork goed is afgesteld. Zie ook de instructies voor aanpassingen wielvork.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Controleer of beide voorzwenkwielen tegelijk de grond raken. Zorg ervoor dat u bij controle van dit probleem de stoel op een vlak oppervlak zet. Neem dan contact op met de erkende Sunrise Medical dealer.

A. INLEIDING

1. Door de rolstoel op de juiste wijze te onderhouden, zullen de prestaties verbeteren en zal de levensduur worden verlengd.
2. Reinig uw rolstoel regelmatig. Hierdoor ontdekt u loszittende of versleten onderdelen, maar het zorgt er ook voor dat uw rolstoel gemakkelijker te gebruiken is.
3. Repareer of vervang losse, versleten, verbogen of beschadigde onderdelen **voordat u deze rolstoel gebruikt.**
4. Laat al het grote onderhoud en reparatiewerk door uw erkende Sunrise Medical dealer uitvoeren. Zo wordt uw investering het beste beschermd.

⚠ WAARSCHUWING

Als u deze waarschuwingen niet in acht neemt, zou uw rolstoel kunnen falen en hierdoor kan ernstig letsel veroorzaakt worden bij de rolstoelgebruiker of anderen.

1. **Inspecteer en onderhoud deze rolstoel strikt volgens het onderhoudsschema.**
2. **Indien u een probleem ontdekt, zorg er dan voor dat de rolstoel is gecontroleerd en gerepareerd voordat hij weer wordt gebruikt.**
3. **Laat de rolstoel minstens één keer per jaar door een erkende Sunrise Medical dealer volledig controleren op functioneren en veiligheid.**

B. ONDERHOUDSTABEL

Wekelijks	Maandelijks	3 maanden	6 maanden	Jaarlijks	Controle van veiligheid en functie
<input checked="" type="checkbox"/>					Bandenspanning
<input checked="" type="checkbox"/>					Remmen
		<input checked="" type="checkbox"/>			Visuele controle op losse bevestigingsmaterialen
			<input checked="" type="checkbox"/>		Armsteunen
			<input checked="" type="checkbox"/>		Assen en ashoezen
		<input checked="" type="checkbox"/>			Quick-Release assen
		<input checked="" type="checkbox"/>			Wielen, banden en spaken
		<input checked="" type="checkbox"/>			Zwenkwielen
		<input checked="" type="checkbox"/>			Anti-tip wielen
			<input checked="" type="checkbox"/>		Frame, camberbussen en kruisframe
	<input checked="" type="checkbox"/>				Bekleding
				<input checked="" type="checkbox"/>	Servicebeurt door erkende Sunrise Medical dealer

C. ONDERHOUDSTIPS

1. **Assen en ashoezen**
Controleer ieder half jaar of de assen en asbussen strak zitten. Losse asbussen beschadigen de asplaat en hebben invloed op de prestaties.
2. **Bandendruk:**
Controleer de luchtdruk in luchtbanden minstens EEN MAAL PER WEEK. De remmen werken niet naar behoren als de banden niet op de juiste spanning zijn. De juiste bandenspanning staat op de zijkant van de banden vermeld.

D. REINIGING

1. **Lakafwerking**
 - a. Reinig de geschilderde oppervlaktes minstens éénmaal per maand met een mild reinigingsmiddel.
 - b. Bescherm de verflaag iedere drie maanden met een niet-schurende autowas.
 2. **Assen en Bewegende delen**
 - a. Maak de gebieden rond de assen en bewegende delen WEKELIJKS met een vochtig (niet nat!) doekje schoon.
 - b. Veeg of blaas stof, haren of vuil weg van assen en bewegende delen.
- OPMERKING**– Het is niet nodig de rolstoel in te vetten of met olie te behandelen.
3. **Bekleding**
 - a. Handwas (wassen in de machine kan het materiaal beschadigen).
 - b. Uitsluitend aan de lucht drogen. NIET in de droogmachine drogen. Door de hitte raakt het materiaal beschadigd.

E. HYGIËNEMAATREGELEN BIJ HERGEBRUIK

1. Voordat de rolstoel door een nieuwe gebruiker in gebruik genomen wordt, moet de stoel zorgvuldig worden voorbereid. Alle oppervlaktes waarmee de gebruiker in aanraking komt, moeten behandeld worden met een desinfecterende spray.
2. Hiertoe moet u een desinfectiemiddel gebruiken dat in uw land is toegestaan/wordt geadviseerd voor snelle, op alcohol gebaseerde ontsmetting van medische producten en medische hulpmiddelen die snel gedesinfecteerd moeten worden.
3. Wees u bewust van en volg de instructies van de fabrikant van het desinfecterende middel dat u gebruikt.
4. Over het algemeen kan op de naden van de rolstoel geen volledige ontsmetting worden gegarandeerd. We adviseren zitting- en rugbanden (slings) te verwijderen volgens de voor u geldende wetgeving inzake infectiebescherming om microbacteriële bestemming met actieve agentia te voorkomen.

F. TIPS VOOR OPSLAG


1. Berg uw rolstoel op in een droge, schone omgeving. In een vochtige omgeving kunnen onderdelen roesten of corroderen.
2. Controleer voor gebruik of uw rolstoel correct functioneert. Inspecteer en controleer alle onderdelen die in de "Onderhoudsschema" worden genoemd.
3. Als uw rolstoel langer dan drie maanden werd opgeslagen, laat hem dan voor gebruik controleren door een erkende Sunrise Medical dealer.

STICKER

De serienummersticker bevindt zich op het frame rechtsonder aan de achterkant. Ook staat dit vermeld op een sticker in de gebruikershandleiding. Op de serienummersticker staat de exacte naam van het model en diverse technische gegevens. Voor het bestellen van reserveonderdelen of het indienen van een klacht, wordt u verzocht de volgende informatie aan te leveren:

- Serienummer
- Ordernummer
- Maand/Jaar

VOORBEELD



SOORT:	Naam product, SKU nummer
	De maximale veilige helling met anti-tip wielen, deze hangt af van de instellingen van de rolstoel, en van het postuur en de fysieke capaciteiten van de gebruiker.
	Zitbreedte
	Zitdiepte
	Max. gebruikersgewicht
	Maximum helling
	VKCA-markering
	CE-keurmerk
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Productiedatum
	Serienummer
	Dit symbool betekent: Medisch hulpmiddel.
	Adres fabrikant.
	Crashtest heeft ondergaan volgens ISO 7176-19:2008
	Adres van de importeur
	Europese gevolmachtigde
	Verantwoordelijke persoon VK
	Het adres van de vertegenwoordiger in Zwitserland

Het managementsysteem van SUNRISE MEDICAL is gecertificeerd en voldoet aan de EN ISO 13485 en ISO 14001 normen.

SUNRISE MEDICAL heeft het ISO 13485 certificaat toegekend gekregen, een bewijs van de kwaliteit van onze processen in elk stadium, vanaf het onderzoek en de ontwikkeling tot de productie. Dit product voldoet aan de vereisten in overeenstemming met Europese en Britse richtlijnen. Getoonde opties en accessoires zijn tegen betaling verkrijgbaar.

OPMERKING: Algemeen advies voor gebruikers. Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

Mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: wanneer dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

SUNRISE MEDICAL verklaart als fabrikant dat dit product voldoet aan de EU-verordening Medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) (2017/745).

Built-4-Me speciale aanpassingen

Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld. Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen

Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties op www.Sunrise-medical.nl Alle op de lijst vermelde combinaties zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en prestatievereisten, Artikel 14.1 van de MDR - Verordening voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op www.SunriseMedical.nl

A. LEVENSDUUR**Garantie frame en kruisstang (indien van toepassing):**

1. De verwachte levensduur van deze rolstoel is vijf jaar. Sunrise garandeert echter het frame en de kruisstang wat betreft defecten in het materiaal en vakmanschap voor de gehele levensduur, of zo lang als de eerste koper de rolstoel in bezit heeft.
2. Deze garantie is niet van toepassing indien:
 - a. De rolstoel verkeerd wordt gebruikt;
 - b. De rolstoel niet volgens de aanbevelingen in de gebruikershandleiding wordt onderhouden;
 - c. De rolstoel aan een andere persoon dan de oorspronkelijke eigenaar wordt overgedragen.

B. GEDURENDE ÉÉN (1) JAAR

Wij garanderen alle door Sunrise vervaardigde onderdelen van deze rolstoel wat betreft defecten in materialen of vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste gebruiker.

C. BEPERKINGEN

1. We geven geen garantie op:
 - a. Banden en binnenbanden, bekleding, polsterdelen en grepen van duwhandvatten;
 - b. Schade door verwaarlozing, ongelukken, verkeerd gebruik of onjuiste montage of reparatie;
 - c. Producten die worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sunrise Medical;
 - d. Schade door overschrijding van de gewichtslimiet.
2. Deze garantie VERVALT indien het plaatje met het originele serienummer van de rolstoel is verwijderd of gewijzigd.
3. Deze garantie is uitsluitend in de VS van toepassing. Ga na bij uw erkende Sunrise Medical dealer of er internationale garanties van toepassing zijn.
4. Deze garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste aankoop door een consument via een erkende Sunrise Medical dealer.

D. WAT WIJ DOEN

Onze aansprakelijkheid strekt zich uitsluitend uit tot reparatie of vervanging van gedekte onderdelen. Dit is het uitsluitende rechtsmiddel voor gevolgschade.

E. WAT U MOET DOEN

1. Zolang deze garantie geldt, dient u voorafgaand aan retourneren of reparatie van gedekte onderdelen toestemming van ons hiervoor te verkrijgen.
2. Retourneer de rolstoel of het onderdeel/de onderdelen, gefrankeerd, naar het adres van:
Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
3. U betaalt de arbeidskosten voor het repareren, verwijderen of monteren van onderdelen.

F. KENNISGEVING AAN DE KLANT

1. Indien wettelijk toegestaan, treedt deze garantie in de plaats van alle overige garanties (schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, inclusief een garantie van verkoopbaarheid, of geschiktheid voor een bepaald doel).
2. Deze garantie biedt u bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen variëren.

G. AANVULLENDE INFORMATIE BETREFFENDE GARANTIE IN AUSTRALIË

Voor goederen die door Sunrise Medical Pty Ltd in Australië worden geleverd, geldt dat deze worden geleverd met een garantie van Sunrise Medical die niet onder de Australische consumentenwet uitgesloten kan worden. U hebt recht op vervanging of geldteruggave bij een groot defect en op compensatie voor overige redelijke voorzienbare schade of verlies. U hebt eveneens het recht om de goederen te laten repareren of te vervangen indien de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het gebrek niet als een ernstig gebrek kan worden beschouwd. De voordelen die u door deze garantie worden gegeven, vormen een aanvulling op uw overige rechten en rechtsmiddelen krachtens een wet in verband met de goederen waarop de garantie betrekking heeft.

Vul hier uw serienummer in om dit in de toekomst te kunnen nakijken:

(Het serienummer staat op het frame rechtsonder aan de achterkant)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
11 Daniel Street, Wetherill Park,
NSW 2164,
Australia
Phone: 9678 6600,
Orders Fax: 9678 6655,
Admin Fax: 9831 2244.
Australia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
2842 N. Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

EC REP

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

