



GottaGo

Uživatelská příručka



Family Freedom

fireflyfriends.com

Česky

Firefly GottaGo je lehké a přenosné sedátko vyrobené s cílem zlepšit život dětí díky nezávislosti při používání toalety. Jedná se o bezpečné a posturálně podpůrné sedátko určené k použití doma i na cestách.

Obsah

01	Zamýšlené použití	4
02	Prohlášení o shodě	4
03	Varování a upozornění	5
04	Záruční podmínky	6
05	Bezpečnostní informace	7
06	Bezpečnostní opatření a kontraindikace	8
07	Informace o čištění a péči	8
08	Kontrola a servis výrobku	9
09	Důležité pokyny	9
10	Opětovné použití výrobků Firefly	10
11	Návod k obsluze	11
12	Klinické nastavení	20
13	Demontáž výrobku GottaGo	23
14	Technické informace	26

ODDÍL 01:

Zamýšlené použití

Zamýšlené použití

Toaletní sedátko GottaGo je určeno k zajištění opěrné polohy pro děti se zdravotním postižením, aby se jim usnadnilo vyprazdňování.

GottaGo je přenosné záchodové sedátko určené k usnadnění vykonávání potřeb na toaletě doma i na jiných místech.

Indikace pro použití

Doporučujeme, aby kontrolu výrobku provedla dospělá osoba podle oddílu 08 tohoto návodu k použití, aby bylo zajištěno, že je výrobek bezpečný pro použití.

Toaletní sedátko GottaGo je určeno pro použití na rovné podklady. Sedátko je určeno k zajištění posturální opory pro děti s různým postižením, které ovlivňuje jejich schopnost sedět bez opory. Mezi uživatele mohou patřit mimo jiné nepohyblivé děti s nervosvalovou, vrozenou nebo chromozomální poruchou, poraněním míchy nebo globálním vývojovým opožděním. Výrobek GottaGo je určen pro děti ve věku přibližně 2–9 let, s maximální hmotností uživatele 30 kg.



Děti by v žádném případě neměly být ponechávány na toaletním sedátku

GottaGo bez dozoru, protože by se mohly zranit.

ODDÍL 02:

Prohlášení o shodě

Výrobek GottaGo je klasifikován jako zdravotnické zařízení třídy I podle nařízení EU a UK. Společnost James Leckey Design Ltd jako výrobce s výhradní odpovědností prohlašuje, že zařízení Firefly GottaGo splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS, nařízení o zdravotnických prostředcích z roku 2017, nařízení Spojeného království o zdravotnických prostředcích z roku 2002 a normy EN 12182 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením a metody zkoušení.

Upozornění: Všeobecné uživatelské informace. Následkem nedodržení těchto pokynů může dojít k fyzickému zranění, poškození výrobku nebo poškození okolního prostředí!

Upozornění: Děti by měly být při sezení ve výrobku GottaGo vždy připoutány bezpečnostním pásem.

ODDÍL 03:

Varování a upozornění

Pozor Každodenní kontrola:

- Bezpečnostní pás vždy zapněte ihned po usazení uživatele do výrobku GottaGo.
- Výrobek GottaGo musí být každý den kontrolován, než ho začnete používat. Ujistěte se, že všechny popruhy a sedací prvky jsou řádně upevněné.
- Před použitím si vždy důkladně přečtěte návod k použití.
- Před použitím výrobek vždy vizuálně zkontrolujte. V případě pochybností výrobek NEPOUŽÍVEJTE. Pokud máte podezření nebo víte, že je výrobek (nebo díl) vadný, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. Obráťte se co nejdříve na naše zákaznické oddělení nebo na místního prodejce.
- Vždy zkontrolujte, zda je stupátko zajištěno.
- Pečovatel se nesmí dotýkat žádného pohyblivého spoje nebo kloubu, které nejsou zajištěné.
- Zajistěte dostatečný přístupový prostor na všech stranách výrobku. Nedoporučuje se posunovat uživatele v sedě nebo provádět jakékoli úpravy systému GottaGo, když v něm uživatel sedí.
- Před umístěním uživatele do výrobku se ujistěte, že je výrobek nakonfigurován podle potřeb uživatele, a zkontrolujte stabilitu výrobku.

- Při montáži nebo nastavování polohy součástí záchodového sedátka dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.
- Před umístěním uživatele do výrobku se vždy ujistěte, že jsou všechny čtyři nohy plně zajištěny bezpečnostními zámky.
- Výrobek GottaGo s dítětem v něm usazeným nikdy nepřemisťujte ani nezvedejte.

Při prvním usazení uživatele:

- Přesuny uživatele do výrobku a z něj musí být prováděny příslušným personálem a zařízením.
- Pokud je uživatel vystaven jakékoliv formě nepohodlí, co nejdříve ho bezpečně přemístěte z výrobku.

Pozor Nebezpečí skřípnutí prstů:

- Při montáži nebo seřizování polohy součástí sedátka buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty při polohování součástí sedátka a utahování montážních prvků. Vzhledem k pružnému tvarování konstrukce toaletního sedátka GottaGo dávejte pozor na nebezpečí přiskřípnutí prstů v oblastech mezi sedátkem a rámem, když uživatel sedí a je aktivní.

Varování před nebezpečím převrácení:

- Bezpečnostní pás zapněte ihned po usazení uživatele do výrobku GottaGo.
- Výrobek GottaGo nikdy nepoužívejte na nerovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte dítě sedět ve výrobku bez dozoru.

- Vždy zkontrolujte, zda je stupátko zajištěno, než je uživatel přenesen do sedátka, a zda jsou nožní popruhy zajištěny po zapnutí bezpečnostního pásu.
- **Varování před nebezpečím zachycení prstů:** Dávejte pozor, aby prsty obsluhy nebo děti nebyly zachyceny v mezerách mezi sedátkem a rámem.
- **Varování před nebezpečím pro uživatele:** Zajistěte, aby uživatel měl zapnuté postroje a zejména nožní popruhy a seřizené tak, aby bezpečně držely uživatele na místě před použitím toalety. Nikdy nenechávejte dítě ve výrobku GottaGo bez dozoru.

Všeobecná péče

- **Pozor Čištění:** Pravidelně čistěte výrobek GottaGo, aby nedocházelo k hromadění nečistot na sedacích prvcích a rámu. Nahromaděné nečistoty mohou způsobit předčasně opotřebením výlisků sedátka a vyvolat korozi rámu. Používejte pouze neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost a vlhké utěrky.
- **Pozor Čištění tlakovými čističi/hadicemi:** Nepoužívejte hadice ani tlakové čističe na rám, protože rám není utěsněný proti tekoucí vodě a může být poškozen vodou.
- Batoh GottaGo lze prát v pračce na 40 °C. Nesušte v sušičce na prádlo.
- **Upozornění pro skladování:** Výrobek musí být uschován mimo dosah přímých zdrojů tepla včetně otevřeného ohně, cigaret, elektrických a plynových topidel.

- **Pozor Uvedení do provozu:** Když chcete používat výrobek GottaGo po skladování, nechte ho nejprve, aby se přizpůsobil okolní teplotě. Otřete z výrobku zkondenzovanou vlhkost.
- **Pozor Likvidace:** Výrobek GottaGo odevzdávejte pouze na komunální skládce v rámci správné recyklační kategorie.

Další čištění kovových a plastových součástí

- Pro denní čištění můžete použít mýdlo a vodu nebo antibakteriální sprej.
- K čištění plastových nebo kovových součástí nepoužívejte rozpouštědla.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek je suchý.

ODDÍL 04: Záruční podmínky

Záruka na výrobek GottaGo platí pouze v případě, že je výrobek používán v souladu s jeho určením a při dodržení všech specifikací výrobce. Na tento výrobek vyrobený společností James Leckey Design Ltd. je poskytována dvou letá záruka.

Zboží nám můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Jakmile nás kontaktujete, zajistíme vyzvednutí zboží na naše náklady a po jeho vrácení vám zboží opravíme nebo vyměníme a do 30 dnů vám ho vrátíme. Ve všech případech je povinností zákazníka zajistit, aby bylo vrácené zboží vhodně zabaleno, nejlépe v původním obalu.

ODDÍL 05:

Bezpečnostní informace

1. Před použitím si vždy důkladně přečtěte uživatelské pokyny.
2. Při používání tohoto výrobku by děti neměly být ponechány bez dozoru.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku GottaGo bezpečně sestaveny podle návodu k použití.
4. Dbejte na to, abyste vždy používali bezpečnostní pásy a nožní popruhy.
5. Výrobek GottaGo musí být umístěn na suchém, pevném a statickém povrchu. Nikdy nepoužívejte výrobek GottaGo na šikmém povrchu.
6. Maximální přípustná hmotnost uživatele výrobku GottaGo je 30 kg. Tato hodnota by nikdy neměla být překročena.
7. Nikdy nepoužívejte stupátko k podpírání dítěte při přenášení.
8. V žádném případě výrobek GottaGo neupravujte a nepoužívejte s ním jiné než společnosti Firefly schválené komponenty. To může ohrozit vaše dítě a také zrušit platnost záruky.
9. Výrobek GottaGo musí být uschován mimo dosah přímých zdrojů tepla včetně otevřeného ohně, cigaret, elektrických a plynových topidel.
10. Výrobek pravidelně čistěte podle oddílu 07 tohoto návodu k použití.
11. Pravidelně provádějte údržbu, aby byl výrobek v dobrém provozním stavu. Pokud je některá z částí vadná, neměl by se výrobek GottaGo používat.
12. Není možné, abychom poskytovali specializované poradenství v oblasti přesunu a manipulace, protože okolnosti se u každé rodiny liší. Pokyny pro přesun a manipulaci získáte od vašeho terapeuta.
13. Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečném používání výrobku GottaGo nebo pokud dojde k selhání některé z jeho částí, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznické služby Medicco na čísle 800 900 809
14. Batoh GottaGo je vhodný pro zátěž do 15 kg, tuto hmotnost nepřekračujte.



Děti by v žádném případě neměly být ponechávány na toaletním sedátku

GottaGo bez dozoru, protože by se mohly zranit. Při rozkládání rámu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože ruce se nacházejí v těsné blízkosti pohyblivých částí.

životních funkcí třetích výrobců, jako jsou kyslíkové přístroje

- Poruchy učení nebo problémy s chováním

Kontraindikace

Pro výrobek GottaGo nebyly zjištěny žádné kontraindikace.

ODDÍL 06: Bezpečnostní opatření a kontraindikace

Bezpečnostní opatření

Výrobek GottaGo nemusí být vhodný pro děti a mladé lidi s následujícími indikacemi:

Trvalé deformace páteře, jako jsou skolióza nebo kyfóza

- Vážné svalové kontraktury
- Závažná svalová nebo kosterní asymetrie (rozdíl mezi levou a pravou stranou těla), včetně vykloubení kyčlí
- Progresivní a svalová atrofie
- Vysoké riziko zlomenin kostí
- Vysoké riziko otlačenin nebo otevřených ran
- Silné nekontrolované pohyby
- Děti závislé na používání perkutánní endoskopické gastrostomie
- Zdravotní labilita včetně oslabených dýchacích funkcí
- Závislost na zařízení na podporu

ODDÍL 07: Informace o čištění a péči

Při čištění výrobku GottaGo doporučujeme používat teplou vodu a neabrazivní čisticí prostředky, nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla nebo kapaliny pro suché čištění.

Bezpečnostní pás a nožní popruhy lze v případě potřeby sejmout a vyčistit teplou mýdlovou vodou.

K čištění rámu lze použít vodu a mýdlo nebo antibakteriální sprej, při čištění rámu nepoužívejte rozpouštědla.

ODDÍL 08:

Kontrola a servis výrobku

Doporučujeme, abyste před každým použitím provedli různé kontroly výrobku GottaGo, abyste se ujistili, že je výrobek bezpečný. Doporučené kontroly jsou popsány níže.

1. Před umístěním dítěte do výrobku se ujistěte, že je sedátko správně připojeno k rámu, a zkontrolujte, zda je výrobek stabilní a bezpečný.
2. Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pásy a nožní popruhy bezpečně připevněny k opěradlu sedátka a opěrce nohou.
3. Zkontrolujte opotřebení bezpečnostního pásu a nožních popruhů.
4. Zkontrolujte, zda nejsou popruhy západky prasklé nebo poškozené.
5. Zkontrolujte, zda jsou spoje rámu bez nečistot a bez známek opotřebení.

Veškeré záležitosti týkající se servisu naleznete na webových stránkách Firefly www.fireflyfriends.com nebo kontaktujte Firefly na customer.enquiries@fireflyfriends.com

ODDÍL 09:

Důležité pokyny

Před přenesením dítěte do výrobku se ujistěte, že je GottaGo na stabilním povrchu. Uvolněte úhel opěradla uvolněním popruhů západky a zároveň se ujistěte, že jsou stále spojeny a zajištěny. Další nastavení lze provést až po bezpečném usazení dítěte do sedátka a po jeho připoutání bezpečnostním pásem.

Zajistěte, aby byly bezpečnostní pásy a nožní popruhy připraveny k nasazení, jakmile je dítě umístěno v sedátku GottaGo. Při úpravách bezpečnostního pásu nebo nožních popruhů dbejte zvýšené opatrnosti a dítě pečlivě sledujte.

ODDÍL 10:

Opětovné použití výrobků Firefly

Pokud chcete předat své toaletní sedátko GottaGo další rodině, až z něj vaše dítě vyroste, doporučujeme sedátko, rám a batoh z důvodu osobní hygieny důkladně vyčistit. Předajte kopii tohoto návodu k obsluze společně s výrobkem. O kopii můžete požádat náš tým péče o zákazníky na adrese info@medicco.cz nebo na našich webových stránkách www.medicco.cz

Pokud máte jakékoli pochybnosti o dalším bezpečném používání výrobku Firefly nebo pokud dojde k selhání některé z jeho částí, přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznické služby Firefly by Leckey na adrese customer.enquiries@fireflyfriends.com.

Než výrobek předáte k dalšímu používání, doporučujeme jej desinfikovat jednou z následujících metod:

Upozornění: Než budete výrobek desinfikovat, vždy z něj nejprve odstraňte usazené nečistoty.

1. Pokud je to možné, doporučujeme použít automatický „aerosolový“ desinfekční systém, který pokryje všechny povrchy desinfekčním prostředkem. Před použitím je třeba si důkladně přečíst pokyny výrobce vybraného systému a následně je dodržovat.
2. Pokud automatický desinfekční systém není k dispozici, všechny povrchy výrobku se musí utřít antibakteriálními ubrousky. Při použití je třeba dodržovat pokyny výrobce vybraného přípravku. Čalounění a tkaniny výrobku by se měly důkladně vyčistit podle pokynů v kapitole 7 o čištění a údržbě v této příručce.


ODDÍL 11: Návod k obsluze

11.1 Rozložení rámu GottaGo

Rám GottaGo bude po vyjmutí z krabice vypadat takto.

- | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|
| 1 | Rám | 4 | Sed |
| 2 | Bezpečnostní pás | 5 | Nočník |
| 3 | Batoh | 6 | Stupátko |





Výrobek GottaGo je určen pouze pro použití na rovném povrchu.

Abyste mohli **rozložit rám**, najděte tlačítka **A** na spodní straně rámu.

Pro usnadnění montáže držte rám GottaGo pravou stranou nahoru (když jsou nohy sklopené zespodu) a současně zezadu stiskněte tlačítka **A** pro uvolnění nohou.

Při rozkládání nohou dbejte na to, aby jejich spodní část spočívala na zemi, nikoli ve vzduchu.


Rozložte nohy, dokud nezaregistrujete slyšitelné cvaknutí.

Zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři nohy v poloze zcela od sebe a zajištěné.

Rám GottaGo postavte na rovnou plochu.

11.2 Nastavení výšky rámu GottaGo


Výrobek GottaGo má 3 možnosti nastavení výšky: výška nočníku **1**, standardní výška **2** a výška toalety pro tělesně postižené **3**.



Výšku označuje **zelený číselný ukazatel** na každé noze.





Dále najděte tlačítka pro nastavení výšky na vnitřní straně každé z nohou rámu **B**.




Pro nastavení výšky rámu má každá noha bezpečnostní pojistku **A**, kterou je třeba nejprve odjistit. Vytáhněte tento zajišťovací kolík **A** směrem ven a poté otočte o čtvrt otáčky, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku.

Chcete-li bezpečnostní pojistku zajistit, otočte o čtvrt otáčky a zatlačte zajišťovací kolík zpět na místo **B**.




Nastavení na standardní výšku:

Uvolněte bezpečnostní pojistku. Když je rám GottaGo ve svislé poloze, stiskněte současně přední tlačítka **B** a opatrně začněte rám GottaGo zvedat nahoru. Stejný pohyb zopakujte se zadními tlačítky. Otočením o čtvrt otáčky a zatlačením směrem dovnitř znovu zajistíte bezpečnostní pojistky.



Při zvedání **uvolněte tlačítko**. Tím se nohy nastaví na standardní výšku **2**. Uslyšíte cvaknutí. Stejný postup opakujte pro 2 zadní nohy.



Přizpůsobení výše toalety pro tělesně postižené:

S rámem GottaGo ve svislé poloze současně **zatlačte** dovnitř přední tlačítka **B** a lehce začněte rám GottaGo zvedat nahoru. Tím se nohy spustí do plně vysunuté výšky **3**. Uslyšíte cvaknutí. Tento postup opakujte pro zadní nohy.

Ujistěte se, že je každá z nohou nastavena na stejnou úroveň, což zjistíte pomocí **zelených číselných ukazatelů**.


Otočením o čtvrt otáčky a zatlačením směrem dovnitř znovu zajistěte bezpečnostní pojistku.





11.3 Připevnění sedátka GottaGo k rámu

Po nastavení rámu podle pokynů v části **10.1** a **10.2** můžete sedátko GottaGo umístit do rámu. Nejprve je třeba zajistit západku **A** a popruhy západky **B**.

Za tímto účelem protáhněte popruh západky **A** skrz západku **B**. Správné připojení poznáte podle toho, že uslyšíte cvaknutí, když se popruh západky **B** prostrčí skrz západku **A**.

Zatímco budete připravovat rám, odložte sedátko stranou.





Na hlavním šedém rámu odjistěte konektory rámu **C** na obou stranách tahem nahoru.



Připevněte sedátko GottaGo k rámu tak, že konektory sedátka **D** vyrovnáte se vstupní drážkou **E**. Drážka **E** má vizuální indikátory, které vám pomohou symetricky vyrovnat konektory sedátka s rámem. Zatlačte konektory sedátka **D** do vstupní drážky **E** a poté zajistěte konektory sedátka k rámu **C** jejich zatlačením. Uslyšíte cvaknutí, které signalizuje jejich zajištění.

11.4 Připevnění stupátka


Stupátko **A** lze snadno připevnit do jedné ze čtyř určených pozic na rámu **B**.

Po zasunutí uslyšíte cvaknutí.


Jakmile jste spokojeni s výškou stupátka, zajistěte háčkové pojistky.



Drážka ve stupátku



Drážky pro vložení
stupátka



Výřezy pro upevnění
nožních popruhů

Vložení háčkové pojistky


Zasuňte háčkovou pojistku **C** do držáku **D** v zadní části stupátka. Přitom dbejte na to, aby byl háček správně umístěn nahoře, viz **E**.

Po upevnění stupátka v požadované poloze může stupátko zůstat na svém místě i ve složeném stavu.


Pokud je třeba později výšku stupátka znovu nastavit, sejměte háčkovou pojistku a stupátko a znovu je připevněte podle výše uvedených kroků.



Háčková
pojistka




Upevnění háčkové
pojistky do držáku



Zajištěno s objímkou
nahore

11.5 Připevnění nočníku

Nočník lze připevnit nasunutím do kolejnic **A**, dokud přední část nočníku nedosáhne k ochraně proti stříkající vodě na sedátku.




ODDÍL 12: Klinické nastavení

12.1 Nastavení polohy sedátka

Po vyzkoušení sedátka nanečisto byste měli mít představu o vhodné poloze sedátka pro vaše dítě. Nejžádanější poloha je, aby chodidla dítěte byla za koleny nebo pod nimi.

Odjistěte konektory sedátka v rámu. Za tímto účelem jemně zatlačte boční stranu sedátka směrem k rámu a poté zvedněte pojistku.




Posuňte sedátko v drážce do požadované polohy a poté se ujistěte, že je zajištěno na svém místě.



Sedátko nenastavujte, když je v něm dítě.

12.2 Připevnění bezpečnostního pásu

Připevněte bezpečnostní pás pomocí upevňovacích bodů na zadní straně sedátka. Zvolte výřez, který bude pro dítě pohodlný, ale zahákněte pás za upevňovací bod na obou stranách.



12.3 Kontrola výšky stupátka

Ujistěte se, že je stupátko ve výšce, která umožňuje přenášení váhy po celé délce stehna. Příliš vysoká poloha stupátka může způsobit nadměrný tlak na spodní část těla, což brání relaxaci.


Upravte délku nožních popruhů tak, aby pevně držely na obou chodidlech.




12.4 Nastavení úhlu sklonu opěradla

Popruhy západky lze nastavit tak, aby dítěti pomohly naklonit se dopředu a opřít si ruce o područky nebo nohy, což mu pomůže zajistit přirozenou přední oporu trupu a hlavy. To také pomůže poskytnout boční a zadní oporu a usnadní uvolnění střev a svalů pánevního dna.

Zmenšení úhlu sklonu opěradla může snížit vysoký svalový tonus. V případě potřeby lze popruhy západky nastavit asymetricky.



*Zatáhněte za kovovou část pro utažení popruhu západky.




*Stiskněte zelené tlačítko a zatáhněte za popruh západky, aby se uvolnil.

ODDÍL 13: Demontáž výrobku GottaGo

13.1 Vyjmutí nočniku

Pokud byl nočník použit, opatrně jej posunujte v kolejnici **A** směrem od ochrany proti stříkající vodě.


Jeho obsah podle potřeby zlikvidujte a nočník důkladně umyjte.



13.2 Vyjmutí sedátka

Odjistěte konektory sedátka v rámu **A**. Za tímto účelem jemně zatlačte boční stranu sedátka směrem k rámu a poté zvedněte pojistku **B**.

Stisknutím tlačítka uvolnění **C** a vytažením popruhu ze západky uvolněte popruhy západky **D**. Sklopte boční strany sedátka dovnitř a opěradlo sklopte na ně. K upevnění použijte popruh sedátka.




13.3 Vyjmutí stupátka

Když demontujete stupátko, ujistěte se, že jsou uvolněny pojistné háčky **A**.

Stiskněte uvolňovací západky **B** na obou stranách stupátka a vysuňte je z drážky.



Při odstraňování pojistných háčků netahejte za šňůru.




13.4 Složení rámu

Uvolněte bezpečnostní pojistku **A** ze zajištěné polohy a stisknutím tlačítka **B** na vnitřní straně nohou zasuňte nohy do nejnižší polohy, připravené ke složení.

Před složením se ujistěte, že je výrobek GottaGo na zemi a nohy jsou zcela roztažené, poté stiskněte tlačítka na spodní straně rámu **C** pro zvednutí a složení.

Nejprve sklopte zadní nohy podle obrázku a poté přední nohy, dokud neuslyšíte cvaknutí.



13.5 Sbalení batohu

Vezměte složený rám **A** a vložte jej do batohu tak, že jej přidržíte za rukojeť rámu.

A





Vezměte nočník **B** a vložte ho do spodní části batohu; vejde se do mezery mezi nohama rámu.


Zasuňte stupátko **C** do mezery za rámem, pokud je odstraňujete.

Vezměte složené sedátko **D** a vložte je do volné mezery v batohu.

B



D



ODDÍL 14: Technické informace

Sed

	Velikost 1	Velikost 2
Věk	2-5 let	4-9 let
Šířka kyčlí	22,5 cm	27 cm
Minimální hloubka sedátka*	22 cm	29 cm
Úhel sklonu opěradla (dopředu)	8°	25°
Úhel stehů (vůči vodorovné poloze)	40°	40°
Výška opěradla	24 cm	36 cm
Hmotnost (sedátko a rám)	5,8 kg	6,1 kg

Rám

Velikost složeného rámu	51 x 56 x 19 cm / 20 x 22 x 7,5"
Půdorys rámu	52 x 74,5 cm/ 20,5 x 29,3" (v maximální výšce)
Maximální hmotnost uživatele	30 kg
Výška (nejnižší část sedátka)	1 – 30 cm/11,8" 2 – 46 cm/18" 3 – 53 cm/ 20,9"

*U chlapců se doporučuje zvolit větší velikost, pokud splňují minimální hloubku sedátka.

Tabulka symbolů

Symbol	Čištění
	Zdravotnické zařízení ● ● ● ● ●
	Přečtěte si návod k použití ● ● ● ● ●
	CE značka ● ● ● ● ●
	UKCA značka ● ● ● ● ●
	Výrobce ● ● ● ● ●
	Číslo modelu ● ● ● ● ●
	Výrobní číslo ● ● ● ● ●
	Maximální hmotnost uživatele ● ● ● ● ●

**Distributor v USA**

Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Distributor v Kanadě

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Severní Irsko

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



fireflyfriends.com

