

# RubiX<sup>2</sup>



Geeignet für Rehawash  
Reinigungen / Desinfektionsanlagen



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	
KD.-Nr.			entspricht der Rechnungsadresse	
Name:			KD.-Nr.	
Straße:			Name:	
PLZ/Ort:			Straße:	
E-Mail:			PLZ/Ort:	
Tel.:			E-Mail:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	<b>Max. Zuladung: 125 kg (XL: 170)</b>	<b>Art.-Nr.: 074000-000</b>
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.02.2097			<h1>Grundpreis € 1.820,-</h1> <p>Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.</p>	
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.02.3029 (XL-Version)				
Stand: 01.01.2024, Preise gültig bis auf Widerruf				

## Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

### Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).  
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

### Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

### Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

### Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung. **Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

### Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

### Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

## Technische Daten

<b>Max. Gesamthöhe:</b>	950 mm
<b>Max. Gesamtlänge:</b>	1400 mm (mit Fußraste)
<b>Gewicht:</b>	ab 14,9 kg
<b>Max. Breite:</b>	24" Antriebsrad SB + 200 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

**Sitzbreite Standardversion**

(mm)	380	405	430	455	480	520	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

**Sitzbreite XL-Version** (zugelassen bis 170 kg) (inkl. Stabilisierungsstange abklappbar)

€

(mm)	520	560	600				412,-
------	-----	-----	-----	--	--	--	-------

**Sitztiefe**

(mm)	410	435	460	485 (1)	510 (1) (2)	
------	-----	-----	-----	---------	-------------	--

**Vordere Sitzhöhe** (mm)

€

Lenkrad-Durchmesser / Gabel	375	390	400	410	425	440	450	465	480	490	505	520 (3)	530 (3)
6" / 22"										–	–	–	–
6" / 24"										–	–	–	–
7" / 22"			–								–	–	–
7" / 24"			–								–	–	–
8" / 22"			–	–									
8" / 24"			–	–									

Mehrpreis für Sitzhöhe 520, 530 mm (FSH 520, 530) 67,-

**Sitz**

€

**Sitzbespannung**

RUB020001	Sitzbespannung, Nylon gepolstert	0,-
RUB020011	Ohne Sitzbespannung	0,-

**Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz**

RUB020004	Verbundschaum 50 mm (mittelweich) (Sitzhöhe beachten)	105,-
-----------	---	-------

**Jay Kissen**

JAY020002	JAY Basic, 50 mm (Sitzhöhe beachten)	176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P, 60 mm (Sitzhöhe beachten)	227,-
JAY020001	JAY Easy Visco, 60 mm (Sitzhöhe beachten)	320,-

**Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.**

**Rücken**

€

**Rückenbespannung**

RUB030101	Rückenbespannung nicht anpassbar, mit 3 Klettbindern RH 435 mm (410 und 460 mm einstellbar; nur bis SB 520)	0,-
RUB030002	Rückenbespannung anpassbar mit 4 Klettbindern RH 435 mm (410 und 460 mm einstellbar)	0,-
RUB030003	Rückenbespannung anpassbar mit 7 Klettbindern RH 435 mm (410 und 460 mm einstellbar)	0,-

**Schiebegriffe**

RUB030017	Schiebegriffe starr	0,-
RUB030018	Höhenverstellbare Schiebegriffe (integriert)	222,-

**Stabilisierungsstange**

RUB030022	Stabilisierungsstange abklappbar	124,-
RUB030232	Stabilisierungsstange XL	0,-
RUB030023	Stabilisierungsstange automatisch faltend	160,-

**Kopfstütze**

RUB030025	Kopfstütze (inkl. Stabilisierungsstange)	400,-
-----------	--	-------

(1) Bei XL Version nur Seitenteil Zentralstütze möglich

(2) Nur mit Seitenteil Zentralstütze möglich

(3) Nicht mit XL Version möglich (nur 8" Lenkrad)

**JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör** (nicht mit XL-Version und nicht in Verbindung mit Stabilisierungsstange) €

<b>JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm					1.034,-
<b>JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Mittelhoch (MT)		JAY030040	300 mm	JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.030,-
Hoch (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
Schulterhoch (SH)		JAY030043	530 mm					1.073,-
<b>JAY J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)</b>		<b>Kurz (S)</b>		<b>Mittel (M)</b>		<b>Hoch (T)</b>		
Hoch (UT)		JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1.063,-
Schulterhoch (SH)		JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1.092,-
<b>WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung</b>								
	WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)						533,-
	WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)						319,-

**Seitenteile** €

RUB040002	Standard Armpolster kurz/lang höheneinstellbar (verschiebbar), (Std. 220 mm - einstellbar 240 mm; nicht mit ST 510 mm) (1)							0,-
RUB040003	Armpolster kurz/lang höhenverstellbar (einstellbar von 190 - 310 mm in 20 mm Schritten; nicht mit ST 510 mm) (1)							187,-
	RUB040005	Hemi-Armauflage, ein Stück (tiefen-, winkelverstellbar), (nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Armpolster)					239,-	
	RUB040006	Hemi-Armauflage, zwei Stück (tiefen-, winkelverstellbar), (nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Armpolster)					477,-	
RUB040004	Zentralstütze, höhenverstellbar, Armpolster kurz/lang (verstellbar von 190 - 310 mm in 20 mm Schritten)							187,-

(1) Nicht bei XL Version ab Sitztiefe 480 mm

## Sitzkissen und Zubehör




// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

## JAY Rücken (weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



80 mm



// Mittlere Kontur (MC)



150 mm



// Tiefe Kontur (DC)



150 mm



// Mittlere Tiefe Kontur (MDC)

## Seitenteile



// RUB040002 Seitenteil mit Armpolster



// RUB040004 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster



// RUB040005 Hemi-Armauflage XL (tiefen- und winkelverstellbar)



// RUB040003 Seitenteil mit Armpolster höhenverstellbar



// RUB030018 Höhenverstellbare Schiebegriffe

<b>Fußrasten</b>		€
RUB050001	Fußraste geteilt winkleinstellbar, Kunststoff, mit Fersenband (UL 350 mm bis 500 mm)	0,-
RUB050002	Fußbrett durchgehend, Aluminium (nur für XL Variante)	181,-
<b>Fußraste hochschwenkbar</b>		
RUB050003	Paar (inkl. Wadenpolster (UL 350 mm bis 460 mm))	274,-
RUB050004	Links (inkl. Wadenpolster)	137,-
RUB050005	Rechts (inkl. Wadenpolster)	137,-
RUB050006	Komfort Wadenpolster (ab SB 455 mm)	67,-
<b>Stumpfauflage</b>		
RUB050008	Paar	401,-
RUB050009	Links	201,-
RUB050010	Rechts	201,-
<b>Gipsbeinstütze</b>		
RUB050042	Gipsbeinstütze (links/rechts nutzbar; wird beigelegt)	121,-
<b>Lenkräder</b> (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)		€
RUB080105	6" x 40 Soft Vollgummi	0,-
RUB080006	6" x 25 Vollgummi	0,-
RUB080104	7" x 30 Vollgummi	0,-
RUB080101	8" x 30 Vollgummi	0,-
RUB080103	8" x 30 Luft	0,-
RUB080102	8" x 50 Vollgummi	0,-
<b>Antriebsräder</b> (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf der ersten Seite)		€
RUB070003	22" x 1 3/8" Pannensicher (Speichenrad) (Greifreifen Aluminium eloxiert, silber)	0,-
RUB070001	24" x 1" Pannensicher (Speichenrad) (Greifreifen Aluminium eloxiert, silber)	0,-
RUB070002	24" x 1" Luft (Speichenrad) (Greifreifen Aluminium eloxiert, silber)	0,-
RUB070401	Antriebsrad, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung links (nicht mit Trommelbremse) (2)	1.084,-
RUB070402	Antriebsrad, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung rechts (nicht mit Trommelbremse) (2)	1.084,-
	RUB080313 Right Run (Hochdruck)	0,-
	RUB080314 Vollgummi	0,-
RUB070004	Greifringüberzug	126,-
RUB070006	Radstandsverlängerung (Montageanweisung) (1) (wird im Werk eingestellt)	0,-
<b>Bremse</b>		€
RUB060001	Kniehebelbremse	0,-
	RUB060002 Bremshebelverlängerung (Paar)	21,-
RUB060003	Trommelbremse für Begleitperson (nur mit pannensicherer Bereifung)	253,-
RUB060004	Einhandbremse Links	250,-
RUB060005	Einhandbremse Rechts	250,-

(1) Nicht mit Sicherheitsrad

(2) Nur für Sitzbreiten 380 - 510 mm

## Fußbretthalter und Fußbrett



// RUB050001 Fußraste geteilt  
winkleinstellbar, Kunststoff, mit  
Fersenband



// RUB050002 Fußbrett durch-  
gehend Aluminium



// RUB050003 Fußbretthalter, Alu-  
minium, hochschwenkbar (0° - 90°),  
abschwenkbar



// RUB050008 Stumpfauflage (Paar)

## Bremse



// RUB060001 Kniehebelbremse



// RUB060004 Einhandbremse



// RUB060003 Trommelbremse für  
Begleitperson

<b>Zubehör</b>		€
<b>Ankippbügel</b> (im Rahmenrohr integriert, standard)		
RUB090119	Ankipphilfe (Paar)	38,-
RUB090118	Ankipphilfe (rechts)	20,-
RUB090117	Ankipphilfe (links)	20,-
<b>Stockhalter</b>		
RUB090103	Stockhalter mit Schlaufe, Anbau rechts	30,-
RUB090102	Stockhalter mit Schlaufe, Anbau links	30,-
<b>Therapietisch</b>		
RUB090110	Therapietisch aufschiebbar (nur bis Sitzbreite 480 mm erhältlich)	275,-
RUB090111	Therapietisch abschwenkbar, links (1)	349,-
RUB090112	Therapietisch abschwenkbar, rechts (1)	349,-
<b>Sicherheitsrad</b>		
RUB090113	Sicherheitsrad aufsteckbar, Paar	114,-
RUB090114	Sicherheitsrad aufsteckbar, links	57,-
RUB090115	Sicherheitsrad aufsteckbar, rechts	57,-
Faltfixierung		
RUB090009	Werkzeugsatz	0,-
RUB090106	3" Transitrollen (Paar)	237,-
RUB090019	Beckengurt	33,-
RUB090016	Luftpumpe	14,-
RUB090026	Leichtgewicht-Zubehör-Kit (2 Sicherheitsräder/Sitzkissen/Beckengurt/Stockhalter)	249,-
RUB090004	Speichenschutz transparent, 22"	187,-
RUB090105	Speichenschutz transparent, 24"	187,-
<b>Farben</b> (pulverbeschichtete Rahmenfarben)		€
RUB090023	Brillantsilber	0,-
RUB090024	Dunkelblau	0,-



## Zubehör Rahmen



// RUB090119 Ankippbügel (Paar)



// RUB090102 Stockhalter, Schlaufe



// RUB090106 Transitrollen



// RUB090115 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// RUB090119 Ankipphilfe (Paar)

## Zubehör



// RUB090009 Werkzeugsatz



// RUB090016 Handluftpumpe



// RUB090019 Beckengurt mit Gurt-schloss, Metall

**Kommentare für FMG** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



RubiX <sup>2</sup>		€
<b>Grundpreis</b>		<b>1.820,00</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Preis ohne MwSt.		<input type="text"/>
MwSt. 7 %		<input type="text"/>
<b>Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.</b>		<input type="text"/>

Datum		Unterschrift
Tag	Monat	Jahr



**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4  
 D-69254 Malsch/HD  
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de  
 www.SunriseMedical.de

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

## 1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

## 2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

## 3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

## 4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

## 5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestell ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestell ist.

5.8 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

## 6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

## 7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

## 8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerrechtlich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.

8.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

8.9 Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

## 9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

## 10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihm treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

## 11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## 12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12dc22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

## 13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de) widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD  
Fax 07253 / 980 222

Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.

[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Stand: 23.08.2023