

JIVE

Options et Accessoires



LIVE
WITHOUT
LIMITS



ASSISE JAY COMFORT	4
COUSSINS ET DOSSIERS JAY - aide à la posture	8
MODULES D'ASSISE	10
INCLINAISONS DE DOSSIER	12
ACCOUDOIRS	13
REPOSE-PIEDS.....	16
Potences escamotables & Repose-jambes.....	16
Palettes.....	19
SYSTEMES DE COMMANDE	21
Commandes R-NET.....	21
Support de commande.....	23
Interface OMNI	25
Kits éclairage.....	26
Modules électroniques R-Net	27
Commandes spéciales R-NET	28
Supports commandes spéciales.....	31
Contacteurs externes.....	32
ROUES	33
BATTERIES & CHARGEURS.....	34
APPUI-TETES.....	35
ACCESSOIRES	36
BOUTONS JOYSTICK	38
QUICKIE WEB IQ	40

Assises JAY Comfort

Plaque d'assise Jay Comfort

Base rigide et rembourrée pour n'importe quel coussin.

Plaque d'assise rigide au revêtement très facile à nettoyer est disponible dans différentes tailles

JIV020101



Plaque d'assise Jay Comfort avec cales latérales 5 cm

La plaque d'assise Jay Comfort avec ses maintiens latéraux est destinée aux Utilisateurs ayant leur propre coussin.

Les cales permettent de stopper le mouvement du coussin et la plaque d'assise rigide assure une position stable de l'Utilisateur.

JIV020102





Coussin standard Jay Comfort - finition dartex

Base en bois de 12 mm intégrée dans le coussin avec une mousse légèrement préformée et un angle d'assise de 2 cm.

JIV020201



Coussin Optimum Jay Comfort - finition dartex

Le coussin Optimum intègre une base rigide de 12 mm et une mousse préformée.

JIV020202



Assises JAY Comfort

Dossier Jay Comfort standard velours - dossier rigide

Dossier anatomique - finition velours pour plus de chaleur et de confort. Revêtement dartex pour les parties latérales et l'arrière du dossier pour un entretien simplifié.

JIV040001

Vue arrière



Dossier Jay Comfort standard velours - sangles élastiques verticales

Ce dossier confort se caractérise par ses bandes élastiques souples en lieu et place de la coque en bois du modèle rigide montré ci-dessus.

Les sangles élastiques procurent un appui plus souple et confortable tout en garantissant le support nécessaire.

JIV040002

Vue arrière





Dossier Jay Comfort standard velours – sangles réglables horizontales

Ce dossier confort velours intègre des sangles réglables en tension pour épouser le relief dorsal et ainsi garantir support et flexibilité.

JIV040003

Vue arrière



Dossier Jay Comfort Deep Contour – actif

Dossier confort avec enveloppement important offrant une grande surface de soutien et de stabilité au niveau du bassin. Dégagement des épaules pour ne pas compromettre les fonctionnalités des Utilisateurs actifs.

Sangles réglables en tension procurant support et flexibilité pour l'Utilisateur.

JIV040004

Vue arrière



Dossier Jay Comfort Deep Contour – passif

Dossier confort caractéristique par un galbe profond et un maintien du buste important. Support et stabilité de l'intégralité du dos pour les Utilisateurs aux mouvements limités.

Sangles réglables en tension procurant support et flexibilité pour l'Utilisateur.

JIV040005

Vue arrière



Coussins et dossiers d'aide à la posture Jay

JAY® offre une gamme complète de coussins et de dossiers pour répondre aux besoins de chaque individu. Des coussins pour des Utilisateurs à la recherche de confort, présentant de faibles besoins de protection de la peau et de maintien. Des coussins ciblant des personnes présentant des risques modérés d'escarres avec de faible besoin de maintien et enfin des coussins pour des besoins plus complexes en terme de posture et haut risque d'escarres

Pour plus d'information, veuillez vous référer à la documentation des coussins JAY® et à la fiche de mesure



Soft Combi P



Easy Visco



Lite



Easy Fluid



Dossiers Jay

Les dossiers JAY® sont conçus pour apporter un maintien postural et un alignement optimal. Ils sont légers et réglables permettant une installation simple. Les dossiers JAY réduisent fatigue, optimisent les fonctionnalités pour offrir à l'Utilisateur confort, stabilité et confiance.

Pour plus d'information, veuillez vous référer à la documentation des dossiers JAY® et à la fiche de mesure.

Galbes et hauteurs sont disponibles selon les combinaisons suivantes




Galbe Peu Profond (SC)



Galbe Moyen (MC)





Galbe Profond (DC)




Thoracique Moyen (MT)

Appui-tête disponibles pour galbes SC et MC



Thoracique Supérieur (UT)

Cale-tronc, appui-tête et harnais disponibles pour SC, MC et DC



Maintien Haut (SH)

Cale-tronc, appui-tête et harnais disponibles pour SC, MC et DC



Largeurs disponibles:

31, 36, 41, 46 et 51 cm

31, 36, 41, 46 et 51 cm

36, 41, 46 et 51 cm

Modules d'assise

Module bascule d'assise électrique (0°-30°)

La bascule d'assise électrique procure une plage d'inclinaison de 0° à 30°.

JIV030002



Module bascule d'assise électrique (0°-50°)

La bascule d'assise électrique procure une plage d'inclinaison de 0° à 50°.

JIV030003



Module d'assise électrique -5° à 25°

JIV030004



Module lift électrique

Le lift électrique permet une élévation de 30 cm.

JIV030005



Combiné bascule d'assise & lift

Ce module électrique bascule & lift permet une élévation de 30 cm et un réglage de l'angle d'assise de 0° à 30°.

JIV030006



Module d'assise mécanique

Lorsqu'un module d'assise électrique n'est pas requis une plaque pour bascule d'assise mécanique est alors utilisée. Celle-ci permet des réglages de 0°, 3°, 6°, ou 9°.

JIV030001



Poignées de poussée réglables en hauteur

JIV090503



Inclinaisons de dossier

Fixation de dossier JAY 3

JIV010302



Dossier réglable par platine

Dossier à angle fixe réglable de -5° à 12° avec outils.

Le réglage est facile et rapide. Retirer simplement les vis, régler à l'angle désiré et repositionner les vis.

JIV040601



Dossier inclinable manuellement – vérin à gaz

Si un Utilisateur requiert une inclinaison de dossier par l'intermédiaire d'une tierce-personne, le système par vérin à gaz, répond à son besoin.

Inclinaison possible de 0° à 30° via les poignées à l'arrière du dossier.

JIV040602



Dossier électrique

Inclinaison électrique de 0 à 30° via le joystick

JIV040603

Disponibilité ultérieure

Dossier électrique anti-cisaillement

(-10° à 40°)

JIV040604



Accoudoirs



Accoudoir standard

Amovible et réglable en hauteur, disponible avec une large variété de manchette longue et courte.

JIV050001



Accoudoir inclinable et relevable

JIV050002



Protège-vêtement standard

Longueur 36cm, se retire avec l'accoudoir.

JIV050102



Protège-vêtement confort

Confortable grâce à son rembourrage. Revêtement simple à nettoyer.

Se retire avec l'accoudoir.

JIV050103

Manchettes d'accoudoirs



Manchette standard

Manchette rembourrée pour plus de confort.

Longueur: 36 cm - Largeur: 5 cm

JIV050201 – JIV050202



Manchette confort

Manchette préformée pour plus de stabilité.

Longueur: 41 cm - Largeur: 8 cm

JIV050203 – JIV050204

Manchettes confort



Revêtement skai

Manchette rembourrage dense et nettoyage simplifié.

Longueur: 40 cm - Largeur: 8 cm

JIV050251 – JIV050252



Forme en P

Manchette confort large avec décroché

Longueur: 45 cm - Largeur: 12 cm

JIV050253 – JIV050254



Manchettes HEMI

Manchette hémiplégique

Disponible en trois tailles, petite 23cm, moyenne 28cm et large 33cm, support et stabilité de l'Utilisateur améliorés.

JIV050205 – JIV050210



Appui palmaire pour manchette hémiplégique

Disponible en deux tailles :

Petit 11x18cm

Large 14x23cm

Utilisé en combinaison avec la gouttière hémiplégique, le large profilé procure à l'Utilisateur un soutien complémentaire de la main.

JIV050281 – JIV050284



Repose-pieds

Potences escamotables

Potences escamotables 70°

Actionner le verrou pour escamoter et retirer la potence. Disponible dans tous les coloris de châssis.

JIV060101



Potences escamotables 75° V

La potence 75° V avec son ajustement de 5 cm procure un maintien supplémentaire des jambes et facilite la manoeuvrabilité dans les endroits étroits.

JIV060102



Tube d'extension pour repose-pieds escamotables

JIV 060201 Court: 33cm - 41cm

JIV 060202 Moyen : 39cm - 46cm

JIV060203 Long: 43cm - 53cm





Repose-jambes

Repose-jambes manuels

Le repose-jambe manuel s'ajuste simplement en appuyant sur le levier.

Escamotable, amovible et équipé d'une protection de genoux de série.

JIV060104



Repose-jambes électriques

Escamotable, amovible et équipé d'une protection de genoux de série, il se contrôle via le manipulateur.

JIV060105



Repose-jambes électriques avec compensation

Idéal pour les Utilisateurs ayant des exigences cliniques sévères. Se contrôle via le manipulateur, le repose-jambe à compensation permet d'ajuster automatiquement la longueur lors de l'élévation.

JIV060106



Repose-jambes

Connexion sans fil pour repose-jambes électriques

JIV060107



Potence centrale

Potence centrale fixe

Idéal pour les Utilisateurs ayant besoin de stabilité et de soutien autour de leurs jambes. La potence centrale fixe est équipée d'appui-mollets et d'une palette monobloc relevable:

Disponible en 3 longueurs

JIV060001 Courte: longueur de jambes 20.4 cm - 31.6 cm

JIV060002 Moyenne: longueur de jambes 37 cm - 47 cm

JIV060003 Longue: longueur de jambes 42 cm - 55 cm



Potence centrale électrique

Potence centrale inclinable avec palette monobloc réglable en hauteur de série. Equipée d'un appui-mollets une seule pièce rembourrée.

Longueur de jambes : 34 cm - 47 cm

JIV060004





Palettes

Composites et relevables

Rigides et légères.

JIV060301



Aluminium réglables en angle

Fabriquées à partir d'aluminium, elles répondront aux Utilisateurs recherchant plus de stabilité. Son réglage en angle permet de maintenir le pied dans différentes positions afin d'optimiser la posture.

JIV060302



Palettes

Monobloc

Palette monobloc réglable en angle fabriquée à partir d'aluminium léger garantissant une stabilité maximale, tout en conservant le bénéfice de la détacher d'un côté et de la relever.

Inclus sangle mollet

JIV060303



Accessoires de repose-pieds

Sangle mollet

JIV060401



Appui-mollets

Le coussinet rembourré soutient la jambe de l'Utilisateur en position élevée pour plus de confort et une meilleure répartition du poids.

JIV060109



Appui-mollet confort



Commandes PG R-NET



Manipulateur R-Net LED, avec contrôle des vérins

Module de commande à multiple profils pour la conduite et les vérins.

Assignation de double fonctions sur une même touche.

JIV100151



Manipulateur R-Net LED, avec contrôle des vérins et du kit éclairage

Module de commande à multiples profils pour la conduite, les vérins et l'éclairage.

Assignation de double fonctions sur une même touche.

JIV100152



Manipulateur R-Net LCD (écran couleur)

Ce module de commande avec écran LCD permet à l'Utilisateur d'avoir un retour visuel des informations. L'écran couleur affiche de grandes icônes avec le libellé programmé (profils & modes).

Jusqu'à 8 profils programmables et un bouton accélération/décélération pour affiner au plus juste la vitesse dans les profils. Horloge, compteur de vitesse et kilométrie intégrés.

Deux prises Jack distinctes, de série, pour commutateurs externes (marche/arrêt et mode - En utilisant un connecteur Y et le logiciel de programmation PC vous pouvez les assigner à d'autres fonctions (4 au total).

Assignation de double fonctions sur une même touche.



JIV100153

Commande double-accompagnateur - R-Net

Boîtier de commande monté à l'arrière pour donner l'accès aux commandes du fauteuil à une tierce personne.

Accès aux profils de conduite et aux fonctions d'assise.

JIV100201



Commande accompagnateur seule - R-Net

JIV100202





Supports de commande

Support avant fixe

JIV100250



Support avant par pantographe escamotable

Contrairement au support fixe, ce support permet à l'utilisateur de régler le boîtier de commande horizontalement, de l'escamoter latéralement et de l'ajuster selon ses préférences.

JIV100251



Montage central sur barre escamotable

JIV100252



Support de commande

Montage centrale sur tablette escamotable

Commande encastrée et réversible dans la tablette escamotable, permettant d'obtenir une surface de plateau plane et libre quand nécessaire et de retourner la commande pour avoir de nouveau accès au boîtier de commande.

JIV100253





Interface omni

Omni R-Net

L'Omni R-Net a 3 fonctions principales.

Elle agit comme une interface permettant d'accéder à tous types de commandes spéciales, telles qu'une commande au menton ou occipitale.

L'Omni est dotée d'un large écran couleur avec des menus personnalisables, tout en intégrant également la technologie de l'Infra-Rouge permettant le pilotage des appareils audio/visuels tels que TV/DVD, ou ouvrir/fermer des portes.

JIV100401



Montage sur flexible

(longueur 30cm, réglable en longueur et hauteur)

Le support flexible est le plus réglable de tous les supports pour interface Omni, fournissant un positionnement optimal pour visualiser l'écran.

JIV100422



Kits éclairage

Feux avant, arrière et clignotants (approuvé StVZO)

JIV090401



Eclairage LED

Feux avant, arrière et clignotants LED

JIV090402





Modules électroniques R-Net

Module Bluetooth PC

Le module bluetooth offre la possibilité à l'Utilisateur de contrôler la souris de son PC à partir du joystick ou d'une commande spéciale, telle que la commande au menton. L'ordinateur portable ou fixe requiert une fonctionnalité bluetooth ou le récepteur bluetooth (RNT090506)



JIV100503

Module IO (entrée/sortie)

Module permettant de recevoir 7 commutateurs de sortie, uniquement disponible en fabrication spéciale (B4Me)

JIV100504



Commandes spéciales R-NET



Mini joystick HMC

Joystick sensible, détectant les petits mouvements. Connexion via l'interface Omni R-Net. Disponible en tant que manipulateur ou commande au menton

JIV100706 – JIV100552



Omni en mode scanner

JIV100550



Joystick compact proportionnel en tant que manipulateur

JIV100551



Joystick Switch-IT 0 - way

Joystick ultrasensible pour Utilisateur à la force limitée. Disponible en tant que manipulateur

JIV100553



Support avant fixe

JIV100601



Support par pantographe escamotable

JIV100602



Commande appui-tête adulte Switch-It

Commande à trois axes connectée via l'interface Omni R-Net. Permet trois fonctions directionnelles (avant / arrière / bascule) plus une fonction mode si besoin.

JIV100701



Joystick Switch IT 0-way - commande au menton

Interface OMNI obligatoire, deux contacteurs Tash recommandés

JIV100703



Commande au menton proportionnelle

Commande au menton proportionnelle connectée via l'interface Omni R-Net. Donne accès à quatre directions de conduite.

JIV100704



Commande au souffle et aspiration

Commande spéciale pour contrôler le fauteuil avec la bouche, se connecte via l'interface Omni R-Net.

JIV100705

Commandes spéciales

Mini joystick HMC

Joystick sensible, détectant les petits mouvements. Connection via l'interface Omni R-Net. Disponible en tant que manipulateur ou commande au menton.

JIV100706 – JIV100552



Commande proportionnelle occipitale Switch-It

Commande proportionnelle à trois axes connectée à l'interface Omni R-Net. Permet trois directions .

JIV100707



Joystick Compact HMC (comme commande au menton ou manipulateur)

En plus d'offrir un mode de conduite proportionnelle, ce module dispose de deux prises intégrées. Ces sorties peuvent être utilisées pour la fonction 'marche/arrêt' et accéder aux profils et modes (ex contrôle des vérins d'assise).

Idéal en combinaison avec l'Omni R-Net ou le manipulateur écran LCD pour avoir un retour visuel. Toutefois si le retour visuel n'est pas requis ce joystick peut être connecté en direct, sans l'interface Omni, pour obtenir une commande au menton à moindre coût.



JIV100708 – JIV100551



Support commandes spéciales

Bras escamotable électrique

pour commandes au menton et au souffle



Bras escamotable manuel

Ce support est utilisé pour monter tout type de commandes au menton. Possibilité de fixer des contacteurs Tash directement sur le bras.



JIV100801

Contacteurs externes

Bouton contacteur

Cette option est utilisée dans l'installation de commandes au menton. La commande est alors activée par le bouton contacteur ou par le contacteur languette, montré ci-dessous.

Monté sur un bras électrique escamotable, l'Utilisateur contrôle le fauteuil en exerçant une pression sur le contacteur.



JIV100802

Contacteur lamelle

Monté sur un bras électrique escamotable, l'Utilisateur contrôle le fauteuil en exerçant une pression sur la languette.



JIV100803

Boutons contacteurs

Rouge	JIV100901 x 1	JIV100905 x2
Vert	JIV100902 x 1	JIV100906 x2
Jaune	JIV100903 x1	JIV100907 x2
Bleu	JIV100904 x1	JIV100908 x2





Roues motrices

14" V - type - pneumatique

14" V - type - bandage

JIV090101 Pneumatique V-type

JIV090102 Bandage V-type



14" Knobby - pneumatique

14" Knobby - bandage

Le pneu Knobby est vraiment dans son élément quand il est exposé aux éléments! Idéal pour une utilisation en extérieur offrant une meilleure adhérence en terrain accidenté.

Disponible en bandage ou pneumatique pour la motorisation 10 km/h.

JIV090103 Knobby pneumatique

JIV090104 Knobby bandage



JIVE M (version Roues Motrices Centrales)

Toujours équipé avec roues 6" bandage avant et arrière.

JIV080101



Roues avant

9" x 2.5" bandage
9" x 2.5" pneumatique

JIV080001
JIV080002



10" x 3" bandage
10" x 3" pneumatique



JIV080003
JIV080004



Batteries & chargeurs

Batteries 70 Ah

JIV090202



Chargeur 220V / 8A

JIV090302





Appui-têtes

Confort 20cm x 11cm
JIV040501

Confort 23cm x 11cm
JIV040502



Anatomique

Avec oreillettes réglables pour apporter un confort optimal à l'Utilisateur.

JIV040503



Standard de l'assise Comfort

Finition velours pour la chaleur et revêtement facile à nettoyer pour les faces latérales et l'arrière du coussinet.

JIV040504



Flexible de l'assise Comfort

Finition et revêtement identiques à l'appui-tête standard de l'assise Comfort avec en sus des oreillettes flexibles réglables permettant d'envelopper la tête de l'Utilisateur pour un meilleur soutien.

JIV040505



Accessoires

Fourche standard

JIV080201



Porte-canne

JIV090501



Rétroviseur

JIV090502





Ceinture de sécurité 5 cm
JIV020901



Ceinture de sécurité rembourrée 5 cm
JIV020902



Monte trottoir
Franchissement jusqu'à 10 cm

JIV080501



Accessoires

Tablette escamotable

La tablette escamotable offre aux Utilisateurs une surface stable pour manger ou travailler. Une fois terminé, elle s'escamote latéralement ou se retire.

JIV090512



Boutons Joystick



Balle de golf

JIV090505



T-bar

JIV090506



Balle souple

JIV090507



Balle

JIV090508



Coupelle commande au menton

JIV090509



Bâton

JIV090510

Champignon

JIV090511



QUICKIE WEB IQ

Dorénavant les distributeurs de la marque Quickie peuvent reconfigurer et personnaliser le Quickie Jive en utilisant le kit logiciel Quickie IQ et la console de programmation.

Console de programmation R-Net D.T.T (Diagnostics Test Tool)

L'outil R-Net DTT permet aux distributeurs de régler et de programmer presque tous les paramètres de l'électronique embarquée, ainsi que diagnostiquer et mesurer en temps réel des défauts de tension.

JIV090513



Logiciel de programmation PC

Le logiciel PC R-Net permet aux distributeurs de reconfigurer et programmer le Quickie Jive, pour ajuster les profils de conduite en fonction des besoins et envies de l'utilisateur. Fournit également des fonctions de diagnostic et de test.

JIV090515



Récepteur BLUETOOTH USB

JIV090516





Web IQ en ligne : configurateur et téléchargement

Les fauteuils électriques Sunrise peuvent être reconfigurés selon des nouveaux besoins, reprogrammés aux paramètres usine... N'importe quel paramètre permettant des améliorations est disponible en ligne à tout moment et n'importe où.

- Téléchargement de programmes supplémentaires
- Consultation de l'historique du fauteuil
- Sauvegarde des profils de conduite sur un serveur sécurisé (localisé chez Sunrise Medical)
- Télécharger de nouvelles langues
- ...

www.sunmedwebiq.com





Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax : + 33 (0) 2 47 55 44 03
E-mail : info@sunrisemedical.fr
www.quickiepower.com
www.SunriseMedical.fr