

# ARGON<sup>2</sup>

VIELSEITIG. AKTIV. MODERN.



PERFEKT FÜR EIN AKTIVES  
LEBEN. PERFEKT FÜR SIE.



# ARGON<sup>2</sup> IHR ZUVERLÄSSIGER BEGLEITER.

MAX.  
NUTZERGEWICHT  
**140**  
KG

Kompakter Rahmen:  
Rahmenwinkel  
92° oder 100°

Modernes Design und ein offener Rahmen.  
Der neue Argon<sup>2</sup> vereint maximale Flexibilität  
und Anpassbarkeit mit den Vorteilen eines  
Starrrahmenrollstuhls.

#### → JAY Lite Sitzkissen

Federleicht und besonders atmungsaktiv – damit ist das  
JAY Lite ideal geeignet für aktive Rollstuhlnutzer, die hohe  
Druckentlastung und Positionierung benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.sunrisemedical.de/produkte/jay/rollstuhl-sitzkissen/lite.aspx](http://www.sunrisemedical.de/produkte/jay/rollstuhl-sitzkissen/lite.aspx)



> Abgebildete Rahmenfarbe: 22 Brillantrot

#### // BLEIBEN SIE AKTIV – MIT EINEM ROLLSTUHL, DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN.

Der Argon<sup>2</sup> ist so vielseitig anpassbar wie kein anderer  
Starrrahmenrollstuhl. Der offene Rahmen ist nicht nur  
leicht und kompakt sondern erlaubt auch ein einfaches  
Verladen. In großartigem Design, robust und mit einer  
Optionsvielfalt, die nahezu keine Wünsche offen lässt,  
ist der neue Argon<sup>2</sup> bis zu einer Zuladung von maximal  
140 kg seinem Nutzer ein zuverlässiger Partner. Der neue  
Argon<sup>2</sup> ist zum sportlichen Gebrauch mit einem An-  
klemm-Handbike zugelassen und nach ISO 7176-19  
crashgetestet.

> Stark und zuverlässig – der Argon<sup>2</sup> ist für  
den Anbau an ein Anklemm-Handbike zugelassen.



# ARGON<sup>2</sup> – MAXIMAL ANPASSBAR.

Durch das breite Spektrum an Verstellmöglichkeiten und Optionen kann der Argon<sup>2</sup> ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Damit ist er der ideale Begleiter für Nutzer, deren Bedürfnisse sich im Laufe der Zeit verändern, die ihr Fahrvermögen weiter entwickeln oder einfach nur aktivere Anforderungen an die Einstellung ihres Rollstuhls haben.

- Dank modernem Hydroforming sorgt die aus einem Guss geformte Lenkradanbindung für höchste Stabilität.

## // VIELFACHE VERSTELLMÖGLICHKEITEN

Der Argon<sup>2</sup> bietet vielfache Verstellmöglichkeiten. Die hintere Sitzhöhe kann in 1 cm Schritten von 34 bis 52 cm individuell verstellt werden. Somit lässt sich der Sitzwinkel fortlaufend an sich veränderte Bedürfnisse anpassen und ein effizientes Antreiben des Rollstuhls ist sichergestellt.

Um auch bei einer Sitzneigung eine aufrechte Sitzposition zu gewährleisten, ist der Rücken darüber hinaus winkeleinstellbar.

Die Schwerpunkteinstellung des Antriebsrades bestimmt die Fahreigenschaft des Rollstuhls und den Kraftaufwand beim Antreiben. Von sehr sicher bis sehr aktiv kann diese beim Argon<sup>2</sup> stufenlos eingestellt und angepasst werden.



Stufenlos verstellbarer Schwerpunkt

Radsturzoptionen von 3°/ 6°/ 9°

Verändern der Sitzhöhe hinten und des Sitzwinkels



Rückenwinkel – einfach zu verstellen von  $-31^{\circ}$  bis  $15^{\circ}$ .

► Modernes Carbotecture findet seine Verarbeitung in den Lenkradgabeln des Argon<sup>2</sup>.



Verstellen der Sitzhöhe vorne

## // ARGON<sup>2</sup> – EIN INNOVATIVER ROLLSTUHL

Unsere Ingenieure sind immer auf der Suche nach neuen Technologien und noch besseren Materialien, um die Qualität und das Design unserer Rollstühle stetig zu verbessern. Effiziente Computersimulationen und neueste 3D CAD Systeme werden bei der Produktentwicklung eingesetzt und stellen unsere hohen Qualitätsansprüche sicher. Auch arbeiten wir eng mit Partnern aus verwandten Industrien, wie z. B. der Fahrradindustrie zusammen. So entstanden unter anderem die Lenkradgabeln des Argon<sup>2</sup> aus besonders leichtem, stoßfesten und bruchsicheren Carbonfasermaterial, das für die Luftfahrt entwickelt wurde.

# ARGON<sup>2</sup>



**EXO**  
**EXO**

## // NEUE EXO UND EXO PRO RÜCKENBESpanNUNG

Bringen Sie Farbe ins Spiel mit den innovativen, atmungsaktiven EXO und EXO Pro Rückenbespannungen, die in fünf verschiedenen Einfassbänder-Farben erhältlich sind.

Rahmen mit  
integrierter Fußraste

# KONFIGURIEREN SIE IHREN ARGON<sup>2</sup> NACH IHREN INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN UND WÜNSCHEN.



## // KLEIDERSCHUTZ-SEITENTEIL AUS CARBON

Leichtes Seitenteil zum Schutz Ihrer Bekleidung vor Verschmutzung.



## // LEICHTBAU-FUSSBRETT AUS CARBON

Leicht, stabil und für eine optimale Positionierung der Füße, winkel- und tiefenverstellbar.



## // SICHERHEITSRAD HOCHKLAPPBAR

Durch den Nutzer selbst ganz einfach zu betätigen. Für das "Mehr" an Sicherheit.



## // EINHANDBREMSE

Einfach und schnell mit nur einer Hand zu bedienen.



## // SEITENTEIL ZENTRALSTÜTZE, HÖHENEINSTELLBAR

Gute Unterstützung der Arme bei niedrigem Transportgewicht. Abnehmbar für einfachen Transfer.



## // VERRIEGELUNG IN ABGEKLAPPTEM ZUSTAND

Für einfaches Verladen des Rollstuhls.

# TECHNISCHE DATEN

## Starrrahmenrollstuhl

<b>Max. Nutzergewicht:</b>	125 kg // 140 kg
‣ <b>mit Proton Rädern oder Attitude Handbike:</b>	100 kg
‣ <b>mit Leichtgewichträdern:</b>	125 kg
<b>Sitzbreite:</b>	30 – 50 cm (in 2 cm Schritten)
<b>Sitztiefe:</b>	30 – 50 cm (in 2 cm Schritten)
<b>Vordere Sitzhöhe:</b>	45 – 52 cm
<b>Hintere Sitzhöhe:</b>	34 – 52 cm
<b>Rückenhöhe:</b>	25 – 45 cm (in 2,5 cm Schritten)
<b>Rückenwinkel:</b>	-31° bis 15°
<b>Schwerpunkt:</b>	3,2 bis 10,4 cm
<b>Radsturz:</b>	0°/ 3°/ 6°/ 9°
<b>Rahmenwinkel:</b>	92° oder 100°
<b>Kröpfung:</b>	0 oder 3 cm
<b>Gewicht des Rollstuhls:</b>	ab 9 kg
<b>Rahmenfarben:</b>	32 Farben
<b>Crashgetestet:</b>	ja
<b>Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:</b>	18.50.03.5005



Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Diese Unterlage können Sie auch unter [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



### Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)  
[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)