

ZIPPIE RS



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.: 82000003 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 26.99.01.1044				
Stand 04.04.2024. Preise gültig bis auf Widerruf				
			Grundpreis	€ 3.718,-
			Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.	

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr. (Achtung: Effektive SB je nach Seitenteil bis zu 15 mm breiter)

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 130 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung. **Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung. **Hinweis:** Die Sitzstabilität des Benutzers hat großen Einfluss auf die Rückenhöhe und kann deshalb sehr unterschiedlich sein.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind <90° und positive Winkel sind >90°.

Unterschenkellänge:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (Eventuell Stützapparate berücksichtigen)
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fußraste. **Achtung:** Kissenstärke berücksichtigen.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Gesamthöhe	800 - 1450 mm
Gesamtlänge	900 - 1450 mm
Gesamtbreite	530 - 630 mm
Wenderadius	750 mm
Max. Steigung	10°
Gesamtgewicht	ab 18 kg
Transportgewicht	14 - 22 kg
Schwerstes Teil	2,1 kg

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19** crashgetestet und ist somit als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite - gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr €

ZRS010104	Sitzrahmen Größe 1 (Sitzbreite 300 mm; Sitztiefe 375 - 450 mm)	0,-
ZRS010105	Sitzrahmen Größe 2 (Sitzbreite 350 mm; Sitztiefe 375 - 450 mm)	0,-
ZRS010106	Sitzrahmen Größe 3 (Sitzbreite 400 mm; Sitztiefe 375 - 450 mm)	0,-

Sitztiefe - nur Werkseinstellung; Sitztiefe ist nachträglich von 375 - 450 mm einstellbar €

SD375	375 mm	0,-
SD40	400 mm	0,-
SD425	425 mm	0,-
SD45	450 mm	0,-

Sitzhöhe (in mm)

Lenkrad / Antriebsrad	Schwerpunkt	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
6 Zoll											
6" / 16"	Aktiv								-	-	-
6" / 22"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6" / 24"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6" / 16"	Passiv						-	-	-	-	-
6" / 22"	Passiv	-	-	-	-	-				-	-
6" / 24"	Passiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Zoll											
7" / 16"	Aktiv	-	-	-	-			-	-	-	-
7" / 22"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-			-
7" / 24"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7" / 16"	Passiv	-	-	-			-	-	-	-	-
7" / 22"	Passiv	-	-	-	-	-					-
7" / 24"	Passiv	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8 Zoll											
8" / 16"	Aktiv	-	-	-	-	-			-	-	-
8" / 22"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-			
8" / 24"	Aktiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8" / 16"	Passiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8" / 22"	Passiv	-	-	-	-	-					
8" / 24"	Passiv	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sitz €

ZRS020109	Sitzplatte, Aluminium, schwarz	0,-
ZRS020151	Trapezadapter (L: 300 mm; B (vorne): 280 mm; B (hinten): 140 mm) (nicht montiert)	393,-
ZRS090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall (nicht montiert)	80,-

Lenkräder €

ZRS080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz	0,-
ZRS080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (nur 6")	0,-
ZRS080305	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz	0,-

Antriebsräder / Bereifung (Bitte auswählen)		€		
ZRS070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht	0,-		
ZRS070102	Bereifung, pannensicher, Grobprofil	0,-		
ZRS070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nur 22" und 24")	0,-		
ZRS070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (nur 24")	54,-		
Greifreifen (nur 22"/24")		€		
ZRS070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber	0,-		
ZRS070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar	0,-		
ZRS070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Farbe auf letzter Seite wählen)	65,-		
ZRS070208	Greifreifen, Maxgrepp®	482,-		
Greifreifenanbau				
ZRS070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)	0,-		
Bremsen		€		
ZRS060008	Kniehebelbremse, Bremshebelverlängerung, abklappbar (nur 22" und 24")	160,-		
Speichenschutz (nur verfügbar in 22" und 24", Abbildungen siehe Speichenschutzbrochure)		€		
ZRS070831	Transparent (verfügbar in 20", 22" und 24")	187,-		
ZRS070823	Princess	ZRS070821	Pirates	249,-
ZRS070816	Happy Lions	ZRS070814	Graffiti	249,-
ZRS070819	Monkeys	ZRS070802	Basketball	249,-
ZRS070820	Oriental	ZRS070812	Flying Water	249,-
ZRS070829	Superhero	ZRS070833	Zebra	249,-
ZRS070817	Hot Wheels	ZRS070818	Jungle Fever	249,-
ZRS070822	Pool	ZRS070811	Feather	249,-
ZRS070827	Silk	ZRS070806	Chrome Wheel	249,-
ZRS070830	Tiger	ZRS070803	Basketball 2	249,-
ZRS070813	Galaktica	ZRS070828	Space	249,-
Seitenteile		€		
ZRS040000	Ohne Seitenteil	0,-		
ZRS040109	Radabdeckung Kunststoff (schwarz) (nicht mit Seitenteil Zentralstütze; Vierkant Seitenteilaufnahme)	294,-		
ZRS040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar (nicht mit ST 375 mm)	335,-		
Zubehör Seitenteil				
ZRS040124	Seitenteilaufnahme, Vierkant (15 mm x 15 mm), für eigenes Seitenteil (schwarz) montiert	67,-		
ZRS040125	Seitenteilaufnahme, Vierkant (15 mm x 15 mm), für eigenes Seitenteil (schwarz) nicht montiert	67,-		
Schiebebügel		€		
ZRS030206	Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar	0,-		

Sitz



// ZRS020109 Sitzplatte, Aluminium, schwarz



// ZRS020151 Trapezadapter



// ZRS090018 Beckengurt mit Gurtverschluss, Metall

Schwerpunkteigenschaften



// Aktiv: Leichtes Ankippen, gutes Manövrieren; Passiv: sehr kipps stabil, langer Radstand

Antriebsräder und Bereifung



// ZRS070101 Schwalbe Right Run Feinprofil



// ZRS070104 Marathon Plus Evolution



// ZRS070008 Antriebsrad mit Trommelbremse, 36 Speichen

Greifreifen



// ZRS070208 Maxgrepp®

Seitenteil



// ZRS040109 Radabdeckung Kunststoff



// ZRS040052 Seitenteilaufnahme



// ZRS040125 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster

Rücken		€
ZRS030012	Rücken, winkeleinstellbar, (90° - 120°; ST 450 mm: nur 90° - 110°)	0,-
	ZRS030526 90°	0,-
	ZRS030527 95°	0,-
	ZRS030528 100°	0,-
	ZRS030529 105°	0,-
	ZRS030531 110°	0,-
	ZRS030532 115°	0,-
	ZRS030533 120°	0,-
ZRS030014	Rücken, winkelverstellbar, Gasdruckfeder (90° - 120° oder 85° - 115°)	467,-
Rücken Zubehör		
ZRS030105	Rückenaufnahme für Sitzschale, gleitend (nicht mit Rückenplatte)	267,-
ZRS030305	Rückenplatte, Aluminium, schwarz	234,-
ZRS030418	Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar (inkl. Aufnahme; nicht montiert; nicht mit Jay J3 Rücken)	380,-
ZRS030420	Kopfstützenaufnahme, Vierkant (15 x 15 mm), für eigene Kopfstütze, beigelegt (schwarz)	106,-
Fußrasten		€
ZRS050000	Ohne Fußbrett und -halter	0,-
ZRS050009	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar, abschwenkbar (90° - 180°) (Gegens. Fußbretth. Aluminium; inkl. 70 mm) links	183,-
ZRS050010	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar, abschwenkbar (90° - 180°) (Gegens. Fußbretth. Aluminium; inkl. 70 mm) rechts	183,-
ZRS050011	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar, abschwenkbar (90° - 180°) (70 mm Abduktion pro Seite) Paar	369,-
ZRS050006	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar (100°) (inkl. 70 mm Abduktion) links	46,-
ZRS050007	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar (100°) (inkl. 70 mm Abduktion) rechts	46,-
ZRS050008	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar (100°) (70 mm Abduktion pro Seite) Paar	94,-
Fußbretter		
ZRS050022	Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, Rahmenfarbe	408,-
ZRS050020	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz	160,-
ZRS050045	Zentralfußbrett, durchgehend, Aluminium, Knie- und Fußbrettwinkel verstellbar, hochklappbar (nach hinten), Fersenkante, Rahmenfarbe	387,-
ZRS050046	Fußbrettaufnahme, Vierkant (15 x 15 mm), für eigenes Fußbrett (schwarz) montiert	67,-
ZRS050047	Fußbrettaufnahme, Vierkant (15 x 15 mm), für eigenes Fußbrett (schwarz) nicht montiert	67,-
Zubehör		€
ZRS090000	Werkzeugsatz	0,-
ZRS090001	Ankippbügel Links (nicht mit Sicherheitsrad)	94,-
ZRS090002	Ankippbügel Rechts (nicht mit Sicherheitsrad)	94,-
ZRS090003	Ankippbügel Paar (nicht mit Sicherheitsrad)	188,-
ZRS090042	Sicherheitsrad, hochschwenkbar, Links (nicht mit Ankippbügel)	155,-
ZRS090043	Sicherheitsrad, hochschwenkbar, Rechts (nicht mit Ankippbügel)	155,-
ZRS090044	Sicherheitsrad, hochschwenkbar, Paar (nicht mit Ankippbügel)	307,-
ZRS090070	Zubehörbox, Aluminium, ausziehbar, gepolstert, schwarz (nur mit Sicherheitsrad; max. Zuladung 13 kg)	659,-
ZRS090011	Therapietisch, aufschiebbar, SB 380 - 480 mm (nur mit Seitenteil, Zentralstütze)	349,-

Schiebebügel



// ZRS030206 Schiebebügel höhenverstellbar, breitenein- und winkelverstellbar

Rücken und Rückenzubehör




// ZRS030014 Rücken, winkelverstellbar, Gasdruckfeder (90° - 120° oder 85° - 115°)



// ZRS030105 Rückenaufnahme für Sitzschale



// ZRS030418 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar



// ZRS030420 Kopfstützenaufnahme

Fußrasten



// ZRS050009 Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar, abschwenkbar



// ZRS050020 Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich)



// ZRS050045 Zentralfußbrett, durchgehend, Aluminium



// ZRS050047 Fußbrettaufnahme, Viereck (15 x 15 mm), für eigenes Fußbrett (schwarz) nicht montiert

Zubehör



// ZRS090001 Ankippbügel



// ZRS090042 Sicherheitsrad, hochschwenkbar



// ZRS090070 Zubehörbox

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben)

	Rahmen	Greifreifen
02 Brillantsilber		
03 Mattsilber		
06 Sonnengelb		
14 Blau		
15 Brillantmarine		
16 Mattmarine		
19 Brillantviolett		
21 Rubinrot		
22 Brillantrot		
23 Mattrot		
24 Tutti Frutti Orange		
27 Graphitemetallic		
29 Schwarz		
31 Matt Schwarz		
32 Signal Weiß		
33 Pink		
34 Dark Chocolate Metallic		
35 Himmelblau		
36 Cyan-Metallic		
37 Marsrot (Orange)		
40 Kiwi		
41 Flamingo-Glitter		
42 Matt Anthrazit		
46 Mamba Grün		
	–	65,-

Für Mich Gebaut

FMG3164-01	Rücken abklappbar (nicht mit winkelverstellbarem Rücken)	454,-
FMG3169-01	Sitztiefe kleiner (Minimum Sitztiefe 300 mm)	320,-
FMG3168-01	Sicherheitsrad hochschwenkbar (für hintere Sitzhöhen kleiner 430 mm)	270,-

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



ZIPPIE RS

€

Grundpreis		3.718,00
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.		

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f9342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

