



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

SALSA M²

BU_NR27501 Salsa M2_1505

Fakturaadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:



Fakturaadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Orderdatum:

Inköpsorder:

Antal:

Märkes:

Sunrise ordernr:

• = Standard

□ = Extrakostnad

○ = Ingen extrakostnad

☐ Order ☐ Offert ☐ Built 4 me

Max brukarvikt:

140 kg

BRUKARVIKT

kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

SITSINSTÄLLNINGAR (bredd, djup, sitthöjd)

Sittbredd

SW41	☐	41 cm (16")
SW43	☐	43 cm (17")
SW46	☐	46 cm (18")
SW48	☐	48 cm (19")
SW51	☐	51 cm (20")

Sittdjup

SD41	☐	41 cm (16")
SD43	☐	43 cm (17")
SD46	☐	46 cm (18")
SD48	☐	48 cm (19")
SD51	☐	51 cm (20")

Justerbart sitssystem

Sitsramen är justerbar från 41cm till 51cm i bredd och djup. Oberoende justerbar i steg om 2,5cm

Sitthöjd

SH43	☐	43 cm	Ingen modul
SH45	☒	45 cm	Ingen modul
SH47	☐	47 cm	Ingen modul

Sitthöjd

SH45	☒	45 cm	Lyft/Tilt modul
SH47	☐	47 cm	Lyft/Tilt modul
SH49	☐	49 cm	Lyft/Tilt modul

Sitthöjd

SH43	☐	43 cm	Tilt modul
SH45	☒	45 cm	Tilt modul
SH47	☐	47 cm	Tilt modul

SITS

STR020109	☒	Plansits	
STR020110	☐	Utan sittdyna	
STR020111	☐	5 cm (2") Standard skumdyna 41 cm bred	(används till sittbredd 41 - 43 cm)
STR020112	☐	5 cm (2") Standard skumdyna 46 cm bred	(används till sittbredd 46 - 51 cm)

JAY DYNOR

JAY020002	☐	JAY Basic	
JAY020003	☐	JAY Combi Soft P	
JAY020006	☐	JAY Easy Visco, plan botten	
JAY020005	☐	JAY Easy, plan botten	

Vid val av annan JAY dyna än någon av ovanstående, ange artikelnummer:

		Bredd (cm)				
		41	43	46	48	51
Djup (cm)	41	☐	☐	☐	☐	☐
	43	☐	☐	☐	☐	☐
	46	☐	☐	☐	☐	☐
	48	☐	☐	☐	☐	☐
	51	☐	☐	☐	☐	☐

JAY COMFORT SITTDYNA (1)

JAY COMFORT



JCL020007

JCL020007	☐	Optimum comfort -stretched rubber upholstery	(anatomiskt formad - tjocklek 9 cm)
-----------	--------------------------	--	-------------------------------------

TILT & LYFT

SAL130002	☒	Manuell tilt (3° förinställt)	(justerbar 0°, 3°, 6° och 9°)
SAL130004	☐	Elektrisk tilt 0° till 30°	(tilt med tyngdpunktsjustering, min sh 45 cm)
SAL130005	☐	Elektrisk tilt -5° till 25°	(tilt med tyngdpunktsjustering, min sh 47 cm ej med elektrisk lyft, bygger 2 cm sh vid 0°)
SAL130006	☐	Elektrisk lyft/tilt kombimodul	(0° - 30° tilt och 30cm lyft, min. sh 48 cm)

RYGGSTÖD

STR030301	☒	Ställbar ryggklädsel (48cm hög)	(2,5cm justering upp och ned)
STR030300	☐	Utan ryggklädsel	
Rygghöjd	BH46	☐ 46cm	BH485 ☒ 48.5cm BH51 ☐ 51cm (endast för ställbar ryggklädsel)

1) JAY Comfort dyna djup 41 till 46cm och 48 till 51cm beroende på vald storlek

För mer information

besök vår hemsida

www.SunriseMedical.se

© Sunrise Medical 2014

Salsa M²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

JAY COMFORT RYGG			
JCL030006	☐	Komfortrygg horisontella, ställbara band	(57cm ryggghöjd)
JCL030012	☐	Komfortrygg horisontella ställbara band, djup kontur, passiv	(57cm ryggghöjd)
JCL030010	☐	Komfortrygg horisontella ställbara band, djup kontur, aktiv	(57cm ryggghöjd)
JAY J3 RYGGAR			
☐ Vid val av J3 rygg se separat beställningsunderlag för J3 ryggen för korrekt artikelnummer			
Ange artikelnummer:			
BÅLSTÖD			
STR030601	☐	Bålstöd - korta	
STR030602	☐	Bålstöd - långa	
RYGGSTÖDSVINKLING			
STR030018	●	Mekaniskt justerbart ryggstöd	(-4° - 16°; i steg om 4°)
STR030019	☐	Manuellt justerbart ryggstöd	(Gascylinder, -5° - 30°, 41 till 46 cm eller 48 till 51 cm djupjust. intervall)
STR030020	☐	Elektriskt justerbart ryggstöd	(-5° - 30°, 41 till 46 cm eller 48 till 51 cm djupjust. intervall)
HUVUDSTÖD			
STR030415	●	Utan huvudstöd	
STR030416	☐	Comfort huvudstöd med justerbara sidovingar	(monteras på körhandtagen med horisontell justering)
STR030417	☐	Skålförmat huvudstöd	23 cm x 11 cm
JCL040001	☐	JAY Comfort: Std comfort huvudstöd	(monteras på ryggstödet, endast komfortrygg)
JCL040002	☐	JAY Comfort: Flexibelt comfort huvudstöd	(monteras på ryggstödet, endast komfortrygg)
ARMSTÖD			
STR040122	●	Uppfällbara, höjd- och vinkeljusterbara, med 385 x 60mm dynor	(lev med 36 cm sidoskydd)
STR040127	☐	Recline armstöd	
BENSTÖD			
Fasta centermonterade benstöd			
STR050101	●	Manuellt centermonterat benstöd långt - Underbenslängd 38 cm - 52cm	
STR050102	○	Manuellt centermonterat benstöd kort - Underbenslängd 21cm - 42cm	
STR050103	☐	Elektriskt centermonterat benstöd	(35 till 47cm underbenslängdsjustering)
S/A benstöd:			
STR050015	○	70° s/a benstöd	
STR050016	☐	Manuellt vinkelställbara benstöd	
STR050018	☐	Elektriskt självförlängande benstöd	(ej med -5° tilt)
STR050037	☐	Förlängda fästen för standard vadplattor	
STR050038	☐	JAY Comfort vadplattor	(val till STR050016, STR050018, inkluderade i STR050037)
Tillbehör benstöd:			
STR050040	○	Standard benstödsinfästningar	(ingår med 70° s/a benstöd)
STR050041	☐	Breddjusterbar benstödsinfästning	(20 mm justering utåt på vardera sida, standard med alla ELR och ALR benstöd)
STR050039	☐	Autokontakt för s/a benstöd	(val till STR050018)
Fotplatterör för s/a benstöd			
STR050036	●	Underbenslängd	34 cm - 48 cm (mätt från sitsplattan till fotplattan)
FOTPLATTOR			
STR050022	●	Aluminium vinkeljusterbara	(lev med hälband)
STR050023	☐	Hel fotplatta	(ej med STR050041)
ELEKTRONIK (lev som parallel s/a som std.)			
VR2 Standard elektronik			
STR110002	●	VR2 90A heavy duty elektronik	
STR110010	●	VR2 manöverbox förberedd för 2 elfunktioner	
STR110011	☐	VR2 manöverbox med belysning & blinkers och ställdonsknappar	
STR110020	☐	VR2 manöverbox endast ledsagare	
VR2 montering		STR110052 ○ Höger	STR110053 ○ Vänster
STR110021	☐	VR2 manöverbox Dual (brukare och ledsagare)	(Dual Modulen monteras alltid på höger sida)
STR110030	☐	VR2 belysningsmodul	(förberedd för belysningstillval)
STR110033	☐	4 Ställdons kontrollbox	(krävs för VR2 om mer än 2 elfunktioner väljs)
Ställdonsbox montering (1)		STR110054 ○ Höger	STR110055 ○ Vänster
(1) 4 ställdonsbox monteras alltid på samma sida som VR2 manöverbox om backspegel väljs			För mer information besök vår hemsida www.SunriseMedical.se © Sunrise Medical 2014

Salsa M²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

R-Net Rehab elektronik										
STR110003	□	R-Net 90A elektronik								
STR110004	□	R-Net 120A elektronik								
STR110015	□	R-Net LED manöverbox								
STR110016	□	R-Net LED manöverbox belysning & blinkers								
STR110017	□	Färg LCD JSM (Integrerad färgskärm med 2 stereo uttag, elfunktioner och belysning & blinkers)								
STR110020	□	R-Net manöverbox endast ledsagare (R-Net LED manöverbox enbart)								
		R-Net montering		STR110052	○	Höger	STR110053	○	Vänster	
SAL030062	□	Swing away centermonterad bordskontroll (höger s/a, endast R-Net LED JSM)								
STR110021	□	R-Net manöverbox Dual (Dual Modul monteras alltid på höger sida)								
STR110031	□	R-Net Belysningsmodul (förberedd för belysningstillval)								
STR110032	□	R-Net Sits- OCH Belysningsmodul (krävs om belysning och/eller mer än 1 elfunktions väljs)								
SAL090068	□	R-Net Bluetooth modul (R-Net bluetooth datormuskontroll)								
R-NET SPECIALSTYRNINGAR (R-NET OMNI krävs; 2 buddy buttons rekommenderas)										
STR110101	□	R-NET OMNI färgdisplay & Specialstyrningsmodul								
STR110102	□	OMNI inställd på scanning (lev med 10 tilldelningsbara funktioner genom DB9 gränssnitt)								
Montering fram										
STR110110	□	Flexi montering		STR110121	○	Vänster	STR110122	○	Höger	
STR110130	□	Proportionell kompakt Joystick för styrning								
STR110131	□	Switch it mini joystick för styrning								
STR110132	□	Switch-It 0-way joystick för styrning								
STR110150	○	Fast montering fram								
STR110151	□	Swing away montering fram		STR110162	○	Vänster	STR110161	○	Höger	
R-NET Huvudrelaterade specialstyrningar										
						(om du redan har valt ett standard huvudstöd är inte switch- It huvudstöd möjligt)				
STR110133	□	Switch-It huvudstöd / vuxen (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)								
STR110134	□	Switch-It 0-way joystick som hakstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)								
STR110135	□	Proportionell hakstyrning (proportionell joystick; OMNI krävs; 2 PB rekommenderas)								
STR110136	□	Sug & Blås kontroll (tub och munstycke; OMNI krävs; 2 PB rekommenderas)								
STR110137	□	Switch it mini joystick som hakstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)								
STR110138	□	Switch-It proportionell huvudstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)								
STR110139	□	Prop. kompakt Joystick som hakstyrning (OMNI krävs, flex switch kit inkl.)								
HUVUDSTYRNING S/A										
STR110152	□	Manuell s/a								
	□	Elektrisk s/a (ej med Attende vårdarstyrning; s/a hanteras med separat switch)								
		monteras		STR110162	○	Vänster	STR110161	○	Höger	
STR110153	○	Styrd med piko button (styrs via en piko button - välj färg nedan)								
STR110154	□	Styrd med "ribbon switch"								
PIKO BUTTON (Ø 2,5 cm)										
STR110191	□	Röd	x 1	STR110192	□	Röd	x 2	 Piko buttons		
STR110193	□	Grön	x 1	STR110194	□	Grön	x 2			
STR110195	□	Gul	x 1	STR110196	□	Gul	x 2			
STR110197	□	Blå	x 1	STR110198	□	Blå	x 2			
SPRÅKVAL FÖR SKÄRM R-net manöverbox LCD och Omni										
STR119000	○	Tyska		STR119005	○	Italienska		STR119010	○	Grekiska
STR119001	○	Engelska		STR119006	○	Holländska		STR119011	○	Finska
STR119002	○	Franska		STR119007	○	Belgien		STR119012	○	Tjeckiska
STR119003	○	Spanska		STR119008	○	Norska		STR119013	○	Slovakiska
STR119004	○	Portugisiska		STR119009	○	Svenska				
BELYSNING & BLINKERS (Manöverbox, Belysning eller elsits&belysning modul måste väljas)										
SAL110201	□	LED Belysning & Blinkers (StvZO godkänd)								
HJUL										
SAL070035	●	7" massiva främre och bakre länkhjul, 13" luft drivhjul								
SAL070036	□	7" massiva främre och bakre länkhjul, 13" massiva drivhjul								
HASTIGHET										
SAL100603	■	10km/h 2-polig								
SAL100604	□	10km/h 4-polig HD Motor								
								För mer information besök vår hemsida www.SunriseMedical.se © Sunrise Medical 2014		

Salsa M²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

FÄRG UNDERREDE

(ramfärg alltid matt svart)

SAL140002	☐	Röd		
SAL140004	☒	Matt svart		
SAL140003	☐	Blå		
SAL140001	☐	Vit		

BATTERIER

SAL160001	☒	60Ah Gel Batterier		
SAL160009	☐	Utan batterier		

LADDARE

SAL160102	☐	8A Laddare, IP54		
SAL160109	☐	Utan laddare		

TILLBEHÖR

SAL090000	☒	Fästöglor för transport		
SAL090003	☐	Kryckhållare	(ej med elektrisk lyft, tilt och ryggvinkling)	
SAL090040	☐	Swing- away bord	(om du väljer en 4 ställdonsbox monteras denna på samma sida som joysticken)	
SAL090005	☒	Bälte		
	☐	Programmeringsdosa DTT	(R-Net/VR2 programmeringsdosa)	
		SAL090063 ☐ VR2 programmeringskabel SAL090064 ☐ R-net programmeringskabel		
SAL090065	☐	P&G PC programmeringsutrustning	(VR2 programmeringsdosa)	
SAL090066	☐	R-Net PC Programmeringsdosa	(R-Net programmeringsdosa)	
SAL090067	☐	Backspegel		
SAL090069	☐	Bluetooth USB datamusmottagare	(om bluetooth saknas på datorn)	

KOMMENTARER FÖR SPECIALBYGGE



Sunrise Medical AB
Address: Box 9232
Tel. 031-748 37 00
Fax. 031-748 37 37

E-mail: post@sunrisemedical.se
Website: www.sunrisemedical.se

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2014



BRUKARMÅTT FÖR BUILT 4 ME

Vi har som mål att förse er med en stol som passar dina behov och krav.
För att vi ska kunna göra detta på ett effektivt sätt måste vi få mått på brukaren. Vänligen fyll i nedan.

Brukarvikt: _____

Client measurements

cm		
1	Topp av huvud till sits	
2	Topp av axel till sits	
3	Armbåge till sits	
4	Bröstdjup	
5	Reellt sittdjup	
6	Fotlängd	
7	Underarmslängd	
8	Axelbredd	
9	Bröstbredd	
10	Höftbredd	
11	Underbenslängd vänster	
12	Underbenslängd höger	



Sittbredd:
Från insida sidoskydd till
insida sidoskydd.

Sittdjup:
Från främre delen av sitsen
till mitten av ryggdynan.

Rygghöjd:
Från toppen av sitsplattan till topp av ryggdyna.

SITSHÖJDSOPTIONER

	Standard sits			
	Utan modul	43cm	45cm	47cm
	Tilt modul	43cm	45cm	47cm
	Lyft/Tilt modul	45cm	47cm	49cm



STR110011



STR110020



STR110021



STR110033




STR110016



STR110017



STR110020



SAL090005



SAL090067



SAL090020 / SAL090021



SAL090038



SAL090040



SAL160101



STR110101



STR110110



STR110191 - STR110198



STR110131



STR110132



STR110150



STR110101



STR110133




STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110154



STR110152



STR110153