

PUMA 40 FWD

Komplett utstyrt i standardutgaven:

- Antracitt metallic grå ramme
- Svært komfortabelt og fleksibelt setesystem
- Testet med setesystem for bruk i bil
- Elektrisk regulering av ryggvinkel
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk tilt
- Elektrisk vinkelregulering av benstøtter
- Elektriske funksjoner kan reguleres hver for seg eller samtidig
- Setefunksjon kan justeres i fart*
- Gyro retningsstabilisator
- Lys foran, bak, blink
- Skjermer på drivhjul og svinghjul

- Bryterpanel for setefunksjoner
- Bryterfunksjoner kan defineres for enkel betjening
- Maksimal brukervekt 160 kg
- Maksimal brukervekt med bilfeste 136 kg
- Fart 10km/t
- R-net elektronikk
- Dobbel avfjæring og dempersystem
- Personlig fargestyling
- Hodestøtte
- Klargjort for spesialstyringer
- Klargjort for bruk av ulike setesystemer
- Stort tilbehørsprogram

- Individuelle tilpasninger etter beskrivelser og mål.
- Ved behov for Individuelle løsninger skal signert skjema for dette medfølge dette bestillingsskjema.
- * krever Controll 5-switch



Standard konfigurasjon er avkrysset i bestillingsskjemaet.

Kreditering av del fra standard konfigurasjon forutsetter valg av alternativ løsning fra tilbehørslisten i tilhørende kontrakt.

BESTILLINGSSKJEMA

Gyldig fra Gyldig fra 06012022 Ver. M

Dato:

Bruker-referanse:

Selger / Selger nr:

Hjelpemiddelsentral:

Leveringsadresse:

PUMA 40 FWD	Artikkel nr.	HMS nr.
	P40EFW17	250990

Puma40 Sedeo Pro+ seteløft el rygg vreg
el tilt el benst el 9,9km/t. Forhjulsdriфт

Begrensninger i fotstøttevinkel ved bruk av sidemonterte benstøtter. Oppnådd vinkel avhenger av horisontal setplassering og størrelse på svinghjul.

Vedlegg: Forespørsel om tilbud på individuelle tilpasninger til denne ordren.

PUMA 40 UNDERSTELL	Artikkel nr.	HMS nr.
	ustellP40G17	251000

2

Kjørbart understell inkl. heis/tilt enhet og ISM-modul, samt std. joystick levert løst på understellet uten feste. Inneholder ikke seteenhet eller rammedeler for seteenhet. Benyttes ved støp.

Monteringsplater for støp/eksterne seteenheter

Universalplate for seteinnfestning støp/eksterne seteenheter	5005220	243457
+ Krever seteramme profil, venstre	+9003100	
+ Krever seteramme profil, høyre	+9003099	

BASE		Artikkel nr.		HMS nr.
		Ramme antracitt grå		
		Fargesett dekor kapsler blå, lime, oransje, sølv	Y01301	
		Grå dekk:		
	1	Svinghjul punkteringsfritt 9" kun i kombinasjon med 13" drivhjul, stk.*	Y01284 Y01370 Y00098	1016999 206442
	1	Svinghjul punkteringsfritt 10" kun i kombinasjon med 14" drivhjul, stk.	Y01285 Y01370 Y00098	Hø 1017002 Ve 1017003 206444 206443
		Svinghjul luft 9" kun i kombinasjon med 13" drivhjul, stk.*	Y01284 Y01370 Y00097	1016998 206437
		Svinghjul luft 10" kun i kombinasjon med 14" drivhjul, stk.	Y01285 Y01370 Y00097	Hø 1017000 Ve 1017001 206439 206438
		Drivhjul luft 13" grå blokkmønster, stk. (Versjon 2)	Y01286 Y01370 Y00107	9011634 233089
	2	Drivhjul luft 14" grå blokkmønster, stk. (Versjon 2)	Y01287 Y01370 Y00107	9011636 233091
	3	Drivhjul smalt, punkteringsfritt 13" 2,75x9 grå blokkmønster, stk. (Versjon 2)	Y01286 Y01370 Y00108	9011635 233090
		Drivhjul punkteringsfritt 14" grå blokkmønster, stk. (Versjon 2)	Y01287 Y01370 Y00108	9011637 233092
	4	Drivhjul luft 14" Trelleborg gummi blokkmønster, par. (Versjon 2)	Y01287 Y01370 Y01585	9011638-2 233096
		Drivhjul punkteringsfritt 14" Trelleborg, komplette hjul (dekk og felg), stk.	A1429	9010254
*) Ved kombinasjon 9" svinghjul og 14" drivhjul benyttes individuell tilpassing i tillegg:				
		Adaptersett 9" svinghjul ved Dahls docking	5005252	
		Sorte dekk:		
	5	Svinghjul 10" sorte, punkteringsfritt. Dekkene sverter ikke. Blokkmønster. Stk.	Hø 1017006 Ve 1017007	206446 206445
	5	Drivhjul 14" sorte, punkteringsfritt. Dekkene sverter ikke. Blokkmønster. Stk. (Versjon 2)	Y01287 Y01376 Y00108	9011640 233094
	5	Drivhjul 14" sorte, luft. Dekkene sverter ikke. Blokkmønster. Stk. (Versjon 2)	Y01287 Y01376 Y00107	9011639 233093
Aluminium felg				
6		Skjerm svinghjul sort 10". Ikke i kombinasjon med 9", sett	Y00027	9005976
7		Skjerm ers Puma40 drivhjul hø=ve ver2	Y00028	9011606
SETEHØYDER				
Setehøyder uten setepute 13" drivhjul				
41 cm, setevinkel 0° (Sedeo Pro+ seteramme ikke SD 54 & 58 cm)*			Y01291	
43 cm, setevinkel 0°			Y01292	
45 cm, setevinkel 0°			Y01293	
48 cm, setevinkel 0°			Y01294	
50 cm, setevinkel 0°			Y01295	
Setehøyder uten setepute 14" drivhjul				
41,5 cm, setevinkel 0° (Sedeo Pro+ seteramme ikke SD 54 & 58 cm)*			Y01322	
44 cm, setevinkel 0°			Y01323	
46 cm, setevinkel 0°			Y01324	
49 cm, setevinkel 0°			Y01325	
51 cm, setevinkel 0°			Y01326	
* Anbefalt bruk 50 Ah batteri for setehøyde i laveste posisjon				
GYRO			Artikkel nr.	HMS nr.
Gyro (inkl 9002918 regulator, 1017476 gyromodul)			Y01496	1017477
RULLESTOLFESTE FOR BIL			Artikkel nr.	HMS nr.
	1	Bilfeste sett. Passer 14" drivhjul og Trelleborg.		
		Ønsker bilfestet montert komplett på stol (dvs "strykehjernet" er fastmontert)	Y01586	1017123 206425
		Ønsker bilfestet levert løst med stolen ("strykehjernet" er ikke fastmontert)	Y01586	1017123 206425
	2	Demper-sett P20, tilleggssats, til bruk for tyngre brukere.	A1499	9005964
(Bilfeste, maksimal brukervekt 136 kg)				
SETEFUNKSJON OG LYS			Artikkel nr.	HMS nr.
	5	Ryggvinkling elektrisk Sedeo Pro+ Anti-Shear		
		Setetilt elektrisk 0- 45° < 160 kg		
		Seteløft elektrisk 30 cm < 160 kg		
		LED lys og blinklys sett sentermontert benstøtte	Y01129	1016795 206426
		LED lys og blinklys sett sidemonterte benstøtter	Y01129	1016796 206427

STYREBOKS		Artikkel nr.		HMS nr.
		R-net med LCD display, inkl lys og 5 elektriske funksjoner:		
		1 Styreboks R-Net LCD skjerm montert høyre side	Y00261 20011030	
		4 Styreboks Entry level, u/skjerm (ikke kompatibel m/Direct Access, bruk event. 5-Switch)	9007156	206518
		Festebrakett joystick	1010949	206362
		Feste for parallellforskyver til armleneskinne	1010950	206206
		Parallellforskyver mekanisme for Styreboks, Omni, Joystick	1010951	206363
		R-Net kabel 1,5m	9002484	206488
		Standard styreboks montert venstre side foran	Y00260	
		2 Direct Access for setefunksjoner, styreboksside. Inkl festebrakett.	Y01588 1016968	206476
		Festebrakett for Direct Access joystickside. (NB! Kun festebraketten)	1016971	
		3 Direct Access for setefunksjoner, ikke styreboksside. Inkl festebrakett.	Y01589 1016969	206477
		Direct Access med høye brytere for setefunksjoner	A1250S 1017278	
		Monteringsplate for Direct Access/ 5-switch (for montering i Z-ledsagerstyring). V 2 *	A1425 5005171	233100
		*) forutsetter valg av enten 1016968 eller 1016969		
		LEDSAGERSTYRINGER FORUS ATTENDE		
		18 (m/nødstop og feste for Direct Access/5-switch)	A1480 108198	244048
		NB! Ved valg av Forus må en velge styreboks, enten:		
		Ledsagerstyreboks Puma40 R-net (Inkl. kontaktrekke, R-net buskabel 1,5 m og 1,0 m)	A1481S 9006030	206493
		eller: standard styreboks montert inni Forus ledsagerstyring		
		Vinkelreg. feste til standard styreboks høyre side ved siden av Forus	A1532S 5005183	
		Vinkelreg. feste til standard styreboks venstre side ved siden av Forus	A1535S 5005184	
		LEDSAGERSTYRINGER Z-STYRING u/sikkerhetsbøyle, V 2		
		9 (inkl. ledsagerstyreboks)	A1404 5005151	233098
		Kan kombineres med:		
		10 All-Round Joystick m. Bus kontakt, montert i armlen (stand. styreboks montert i ledsagerstyring)	1018557	251569
		+ Krever kabel R-net buskabel 1,5 m	+9002484	
		+ Krever kontaktrekke	+9006238	206496
(ved behov benytt Buddy-Button 244504 (rød) , 244505(sort) for Av/På og Mode bryter til 1018557				
		Standard styreboks montert i ledsagerstyring Z-styring	A1424	
		7 Vinkelreg. feste m/håndleddstøtte (til montering av styreboks sammen m/Direct Access bak på rygg, montert venstre side)	A1427 5005182	240306
		11 Sikkerhetsbøyle til ledsagerstyring Z-styring, V 2	5005150	233099
LEDSAGERSTYRING DUAL ers Puma40 r-net Sedeo Pro+				
		12 (inkl mont sett)	Y01132 1017036	206482
		13 LEDSAGERSTYRING ONE-GRIP uten joystick	1017113	206483
14		+ Ledsagerstyreboks Puma40 R-net (Inkl. kontaktrekke, R-net buskabel 1,5 m og 1,0 m)	9006030	206493
LEDSAGERSTYRE SCOOT - Individuell tilpassing:				
Angi hvordan du vil benytte Scoot:				
Scoot for bruk som ordinær ledsagerstyring - kjøring kun via Profil 8				
Scoot for bruk som selvstendig Master - Tilgang til aktive Profile/Modes				
		15 Scoot ledsagerstyre	P015-61	
		+ R-Net kontakblokk 4	9006238	
		+ Skjøtekabel 1,5mm R-Net	9002484	
		+ Skjøtekabel 0,5mm R-Net	9002579	
		16 Monteringsbrakett for Scoot ledsagerstyre vreg h.reg forPuma40 Pro+	5005300	
		Monteringsbrakett for Bryterpanel på Scoot ledsagerstyre	M015-91	
		17 Bryterpanel for Scoot cjsm2, flate knapper	P016-98	
		17 Bryterpanel for Scoot cjsm2, høye brytere	P016-99	
NB : Ved bruk av Scoot som eneste master MÅ eksternt ladekontakt monteres da Scoot ikke har integrert ladeplugg.				
		Eksternt OBC ladeuttak l: 1,75cm for Scoot Puma40 Pro+	A0753S	
		Brakett for Eksternt ladeuttak Scoot, ryggmontert Pro+	5005309	
Reservedeler for Scoot ledsagerstyring				
		Gasshendel Høyre	P015-051	
		Gasshendel Venstre	P015-052	
		Gasshendel sett Hø+Ve	P015-053	

Controll 5-switch bryterpanel					
17	Bryterpanel Controll 5-switch, knapper høye hvite	A1457	20011150-001	251358	
18	Bryterpanel Controll 5-switch, knapper flate gul	A1374	20011151-001	251355	
Ctrl-5 brytere leveres med oppsett for betjening av Axis 1-5 som std. Se brukermanual for andre mulige oppsett/bryterdefinisjoner.					
begge bryterpanel krever:					
+ R-net buskabel 0,5m			9002579		
+ Kontaktrekke			9006238	206496	
+ Festeplate for Ctrl5 på JSM			21709011		
Brakett for feste Controll 5-switch på armlenedel motsatt side styreboks			5005231		
Brakett for feste Controll 5-switch på armlenedel styreboks side			5005218		
Brakett for feste Controll 5-switch på rygg			5005218		
Fjernstyrt stopp					
Fjernstyrt stopp (Ikke Memo*)			5005209	251408	
*)kun for internt bruk					
Omni:					
5	R-Net Omni enhet	Y01572	20.068.6809	206547	
<i>Brukes i tillegg til eller i stedet for R-Net JSM. For tilkobling externe enheter</i>					
<i>Velg infestingsmåte under "Deler til montering av styreutstyr"</i>					
6	BlueTooth:				
	PC		1015696	206596	
	Android		1016743	206597	
	Apple		1018404	236507	
JOYSTICK GREP (Grepene kan kun brukes i kombinasjon med standard R-Net joysticker)			Artikkel nr.	HMS nr.	
1	Ball	Y00270	19054	206590	
1	Sopp	Y00267	19052	206594	
1	T-Grep	Y00268	19063	206593	
1	Skumball	Y01611	19032	206592	
1	Kopp, hakestyring	Y00269	19065	206591	

MERKNADER

PROGRAMMERING

HMS nr.

Individuell tilpasning timepris Puma40 251641
Påmontering av enkelte alternative styreenheter og brytere / håndkontroller, krever en individuell endring i standard programmet av stolen.
Det samme gjelder ved påmontering av el. benstøtte eller der el. benstøttefunksjon skal splittes, etc, krever alle en endring i standard programmet av stolen.
*Skriv inn **antall timer** for programmeringsjobben. (Minimumssats 1 time)*

Info tekst på hva som skal endres i standard programmet av stolen :

ALTERNATIVE STYRINGER - KIT (for bilder av oppsett, se brosjyre for spesialstyringer)	Artikkel nr.	HMS nr.
---	--------------	---------

Kit = Komplette sett inklusive kabling og festematerialer til bruk sammen med Omni
Kit oppført under. inneholder ikke Omni enhet, den må velges separat under avsnitt

Kit - Montert på armlene

Joystickløsninger montert på armlene:

Ekstern Joystick på armlen, samme side som Omni	1016670	206572
Ekstern Joystick på armlen motsatt, side av Omni	1016504	206573
Ekstern Joystick Lite på armlen, samme side som Omni	1016510	206579
Ekstern Joystick Lite på armlen, motsatt side av Omni	1016511	206580

Kit - Montert i bord, hvor bord er inkludert

Styreboks og joystickløsninger montert i bord:

All-Round Joystick for Omni montert på bord, fast	1016499	206567
All-Round Joystick for Omni montert på bord, manuell nedfellbar	1016500	206568
All-Round Joystick for Omni montert på bord, elektrisk nedfellbar	1016501	206569
All-Round Joystick Light for Omni montert på bord, fast	1016505	206574
All-Round Joystick Light for Omni montert på bord, manuell nedfellbar	1016506	206575
All-Round Joystick Light for Omnit montert på bord elektrisk nedfellbar	1016507	206576
Omni Switch-It MicroPilot zero travel mini joystick montert på bord, fast	1016512	206583
Styreboks R-net LCD skjerm, i senter bord, kun i komb. med bord. <i>NB! Bord ikke inkludert!</i>	Y00262 9007165	206523
Feste for bord	1015664	206432

Kit - Montert på rygg

Joystickløsninger montert i hakestyringsmekanisme utsvingbar:

All-Round Joystick for Omni på manuell bortsvingbar hakestyring	1016502	206570
All-Round Joystick for Omni på elektrisk bortsvingbar hakestyring	1016503	206571
All-Round Joystick Light for Omni på manuell bortsvingbar hakestyring	1016508	206577
All-Round Joystick Light for Omni på elektrisk bortsvingbar hakestyring	1016509	206578
Omni Switch-It micro Pilot zero travel joystick på man. bortsvingbar hakestyring	1016513	206584
Omni Switc- It micro Pilot zero travel joystick på el. bortsving. hakestyr.	1016514	206585
Omni HMC Mini Flex joystick på manuell bortsvingbar hakestyring	1016515	206581
Omni HMC Mini Flex joystick på elektrisk bortsvingbar hakestyring	1016516	206582

Kit - Montert på nakkestøtte

Hodestyring:

Omni Switch-It 3 hodestyring Proxy	1016671	206589
------------------------------------	---------	--------

alle Kit forutsetter bruk av R-Net Omni enhet.

SEPARATE KOMPONENTER TIL STYRINGSUTSTYR / OMNI	Artikkel nr.	HMS nr.
--	--------------	---------

Velg enkeltkomponenter under dersom man ønsker individuell tilleggsutvidelse av Kit, eller bygge egne løsninger.



Komponenter til montering av Omni (leveres løst):

3	Feste for joystick til parallelforskyver	1010949	206362
	R-Net buskabel 1,5m	9002484	206488
	R-Net buskabel 2,0m	9002482	206487
1	Feste for Omni til innfesting i parallelforskyver	6003890	
2	Feste for parallelforskyver til armleneskinne	1010950	206206
5	Parallelforskyver mekanisme for Styreboks, Omni, Joystick	1010951	206363
	Styreboksholder standard (også for Omni) armlenemontert, ikke utsvingbar	1010952	206364
4	Frembyggingsstag til parallelforskyver for Omni	1016718	217468
	Feste til bruk for Rolltalk, Mediaenheter, etc for stillbare rørstag FWD (spes. tilpasning)	5005207	251541
	Feste til bruk for Rolltalk, Mediaenheter, etc for stillbare rørstag RWD (spes. tilpasning)	5005206	251542
6	All-Round Joystick Light for Omni	6003569	251568
7	Bryter Eggformet sort (passer Omni og JSM jack inngang)	244026	251353
8	Bryter micro light (passer Omni og JSM jack inngang)	244028	251350
9	Buddy Button rød (passer Omni og JSM jack inngang)	802937	206460
10	Micro Guide Joystick inkl topper	21011183	
11	Micro Pilot Joystick inkl topper	21011006	

MERKNADER

Alle oppgitte mål er utvendige mål på puten. Se egen brosjyre for puter og oppbygging av de ulike løsningene.



Størrelse	Type	Trekk		Varetekst	Artikkel nr.	HMS nr.
Y01139	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 42x50 SR trekk	1011726	205089
Y01141	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 42x54-58 SR trekk	1020667	205093
Y01142	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 46x50 SR trekk	1011729	205107
Y01144	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 46x54-58 SR trekk	1020668	205111
Y01145	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 50x50 SR trekk	1011732	205095
Y01147	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 50x54-58 SR trekk	1020669	205099
Y01148	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 54x50 SR trekk	1011735	205101
Y01150	Y02650	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 54x54-58 SR trekk	1020670	205105
Y01592	Y01162	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x50 SR trekk	1017108	205112
Y01593	Y01162	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x54 SR trekk	1017108	205112
Y01594	Y01162	Y01164	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x58 SR trekk	1017108	205112

Y01139	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 42x50 Komfort trekk	1020671	205088
Y01141	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 42x54-58 Komfort trekk	1020672	205092
Y01142	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 46x50 Komfort trekk	1020673	205106
Y01144	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 46x54-58 Komfort trekk	1020674	205110
Y01145	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 50x50 Komfort trekk	1020675	205094
Y01147	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 50x54-58 Komfort trekk	1020676	205098
Y01148	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 54x50 Komfort trekk	1020677	205100
Y01150	Y02650	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 54x54-58 Komfort trekk	1020678	205104
Y01592	Y01162	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x50 Komfort trekk	1017108	205112
Y01593	Y01162	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x54 Komfort trekk	1017108	205112
Y01594	Y01162	Y01165	1	Profiled 2-delt skumkjerne 58x58 Komfort trekk	1017108	205112



Y01139	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 42x50 SR trekk	22502540-002M	205065
Y01141	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 42x54-58 SR trekk	22502540-008M	205069
Y01142	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 46x50 SR trekk	22502540-003M	205083
Y01144	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 46x54-58 SR trekk	22502540-009M	205087
Y01145	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 50x50 SR trekk	22502540-004M	205071
Y01147	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 50x54-58 SR trekk	22502540-010M	205075
Y01148	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 54x50 SR trekk	22502540-005M	205077
Y01150	Y01153	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 54x54-58 SR trekk	22502540-011M	205081
Y01592	Y01162	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x50 SR trekk	1017108	205112
Y01593	Y01162	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x54 SR trekk	1017108	205112
Y01594	Y01162	Y01164	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x58 SR trekk	1017108	205112

Y01139	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 42x50 Komfort trekk	1011672	205064
Y01140	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 42x54 Komfort trekk	1011674	205066
Y01141	Y01153	Y01165	2		1011675	205068
Y01142	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 46x50 Komfort trekk	1011676	205082
Y01143	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 46x54 Komfort trekk	1011677	205084
Y01144	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 46x58 Komfort trekk	1011678	205086
Y01145	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 50x50 Komfort trekk	1011679	205070
Y01146	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 50x54 Komfort trekk	1011680	205072
Y01147	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 50x58 Komfort trekk	1011681	205074
Y01148	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 54x50 Komfort trekk	1011682	205076
Y01149	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 54x54 Komfort trekk	1011683	205078
Y01150	Y01153	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 54x58 Komfort trekk	1011684	205080
Y01592	Y01162	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x50 Komfort trekk	1017108	205112
Y01593	Y01162	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x54 Komfort trekk	1017108	205112
Y01594	Y01162	Y01165	2	Memory viscoelastic 3-delt skumkjerne 58x58 Komfort trekk	1017108	205112

	Størrelse	Type	Trekk	Varetekst	Artikkel nr.	HMS nr.
	Y01139	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 42x50 SR trekk	22502544-009M	205114
	Y01141	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 42x54-58 SR trekk	22502544-018M	205118
	Y01142	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 46x50 SR trekk	22502544-011M	205132
	Y01144	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 46x54-58 SR trekk	22502544-020M	205136
	Y01145	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 50x50 SR trekk	22502544-013M	205120
	Y01147	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 50x54-58 SR trekk	22502544-022M	205124
	Y01148	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 54x50 SR trekk	22502544-014M	205126
	Y01150	Y01154	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 54x54-58 SR trekk	22502544-023M	205130
	Y01592	Y01162	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 58x50 SR trekk	1017108	205112
	Y01593	Y01162	Y01164	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 58x54 SR trekk	1017108	205112
	Y01139	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 42x50 Comfort trekk	22502544-109M	205113
	Y01141	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 42x54-58 Comfort trekk	22502544-118M	205117
	Y01142	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 46x50 Comfort trekk	22502544-111M	205131
	Y01144	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 46x54-58 Comfort trekk	22502544-120M	205135
	Y01145	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 50x50 Comfort trekk	22502544-113M	205119
	Y01147	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 50x54-58 Comfort trekk	22502544-122M	205123
	Y01148	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 54x50 Comfort trekk	22502544-114M	205125
	Y01150	Y01154	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 54x54-58 Comfort trekk	22502544-123M	205129
	Y01592	Y01162	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 58x50 Comfort trekk	1017108	205112
	Y01593	Y01162	Y01165	3 Supportmemory 12 cm 4-delt skumkjerne 58x54 Comfort trekk	1017108	205112
	Y01139	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 42x50 tregskum sr trekk	22502536-008M	205138
	Y01141	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 42x54-58 tregskum sr trekk	22502536-014M	205142
	Y01142	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 46x50 tregskum sr trekk	22502536-009M	205156
	Y01144	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 46x54-58 tregskum sr trekk	22502536-015M	205160
	Y01145	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 50x50 tregskum sr trekk	22502536-010M	205144
	Y01147	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 50x54-58 tregskum sr trekk	22502536-016M	205148
	Y01148	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 54x50 tregskum sr trekk	22502536-011M	205150
	Y01150	Y01155	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 54x54-58 tregskum sr trekk	22502536-017M	205154
	Y01592	Y01162	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x50 tregskum sr trekk	1017108	205112
	Y01593	Y01162	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x54 tregskum sr trekk	1017108	205112
	Y01594	Y01162	Y01164	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x58 tregskum sr trekk	1017108	205112
	Y01139	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 42x50 tregskum komfort trekk	22502536-108M	205137
	Y01141	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 42x54-58 tregskum komfort trekk	22502536-114M	205141
	Y01142	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 46x50 tregskum komfort trekk	22502536-109M	205155
	Y01144	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 46x54-58 tregskum komfort trekk	22502536-115M	205159
	Y01145	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 50x50 tregskum komfort trekk	22502536-110M	205143
	Y01147	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 50x54-58 tregskum komfort trekk	22502536-116M	205147
	Y01148	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 54x50 tregskum komfort trekk	22502536-111M	205149
	Y01150	Y01155	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 54x54-58 tregskum komfort trekk	22502536-117M	205153
	Y01592	Y01162	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x50 tregskum komfort trekk	1017108	205112
	Y01593	Y01162	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x54 tregskum komfort trekk	1017108	205112
	Y01594	Y01162	Y01165	4 Supportmemory 9 cm viscoelastic 4-delt skumkjerne 58x58 tregskum komfort trekk	1017108	205112
	Y01139	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 42x50 SR trekk	22502541-002M	205037
	Y01141	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 42x55-58 SR trekk	22502541-008M	205039
	Y01142	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 46x50 SR trekk	22502541-003M	205034
	Y01144	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 46x54-58 SR trekk	22502541-009M	205036
	Y01145	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 50x50 SR trekk	22502541-004M	205040
	Y01147	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 50x54-58 SR trekk	22502541-010M	205042
	Y01148	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 54x50 SR trekk	22502541-005M	205043
	Y01150	Y01531	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 54x54-58 SR trekk	22502541-011M	205045
	Y01592	Y01162	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 58x50 SR trekk	1017108	205112
	Y01593	Y01162	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 58x54 SR trekk	1017108	205112
	Y01594	Y01162	Y01164	5 Form 11cm 4-delt skumkjerne ekstra stabil lateral profil 58x58 SR trekk	1017108	205112



Størrelse	Type	Trekk	Varetekst	Artikkel nr.	HMS nr.	
Y01139	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb42 sd50 sr trekk	22502512-102M	204958
Y01141	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb42 sd54-58 sr trekk	22502512-108M	204959
Y01142	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb46 sb50 SR trekk	22502512-103M	204948
Y01144	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb46 sd54-58 sr trekk	22502512-109M	204928
Y01145	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb50 sd50 sr trekk	22502512-104M	204965
Y01147	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb50 sd54-58 sr trekk	22502512-110M	204969
Y01148	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb54 sd50 sr trekk	22502512-105M	204971
Y01150	Y01532	Y01164	7	Plansete med 7,5cm pute i front og stopper i bakkant sb54 sd54-58 sr trekk	22502512-111M	204975



Y01139	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 42x50 SR trekk	22502513-009M	204916
Y01140	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 42x54 SR trekk	22502513-018M	204921
Y01141	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 42x58 SR trekk	22502513-018M	204921
Y01142	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 46x50 SR trekk	22502513-011M	204949
Y01143	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 46x54 SR trekk	22502513-020M	204955
Y01144	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 46x58 SR trekk	22502513-020M	204955
Y01145	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 50x50 SR trekk	22502513-013M	204929
Y01146	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 50x54 SR trekk	22502513-022M	204935
Y01147	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 50x58 SR trekk	22502513-022M	204935
Y01148	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 54x50 SR trekk	22502513-014M	204938
Y01149	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 54x54 SR trekk	22502513-023M	204944
Y01150	Y01160	Y01164	8	Plansete med stopper i bakkant 54x58 SR trekk	22502513-023M	204944

Velcrobånd montert på plansete

A1469U

NB ! Dette er ikke standard på plansete, og må derfor krysses av hvis det ønskes påmontert

Plansete med avvikende mål kan leveres som individuell tilpasning.

BILPUTE

Artikkel nr.

HMS nr.

Bilputen har fleksibel bunn i sittebrønn, og man oppnår derfor ca 1,8 cm lavere
Sittedybde/Hodehøyde ved bruk av denne puten. Letter innkjøring og gir større

Puten er basert på Supportmemory pute med ekstra posterior og lateralstøtte for bekken for god stabilitet og trykfordeling.



Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb42xsd50 Comfort trekk	1017108L1	251280
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb42xsd54 Comfort trekk	1017108L2	251281
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb42xsd58 Comfort trekk	1017108L3	251282
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb46xsd50 Comfort trekk	1017108L4	251277
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb46xsd54 Comfort trekk	1017108L5	251278
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb46xsd58 Comfort trekk	1017108L6	251279
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb50xsd50 Comfort trekk	1017108L7	251283
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb50xsd54 Comfort trekk	1017108L8	251284
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb50xsd58 Comfort trekk	1017108L9	251285
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb54xsd50 Comfort trekk	1017108L10	251286
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb54xsd54 Comfort trekk	1017108L11	251287
Pute sete ers Low sedeo Pro+ sb54xsd58 Comfort trekk	1017108L12	251288

INDIVIDUELLE TILPASSINGER SETEMODULER; beskrives på forespørselskjema

Artikkel nr.

HMS nr.

Individuelle løsninger

Individuell tilpasset ryggpute angi form, fyll, størrelse og type trekk	Y01164	1017108	205112
Individuell tilpasset setepute angi form, fyll, størrelse og type trekk	Y01262	1017108	205112

Benytt gjerne eksisterende pute fra std. sortiment som utgangspunkt.

Angi evt endringer med mål og tegning som vedlegges målskjema

ABDUKSJONSKLOSS

Artikkel nr.


HMS nr.



1	Abduksjonskloss for sidemonterte benstøtter.	Y01166	1011002	204765
Ved montering på sentermontert benstøtte må dette tilpasses individuelt.				

RYGGPUTER			Artikkel nr.	HMS nr.	
Oppgitte mål er fysiske ytre mål på rygg. Ryggputen kan justeres i et 8 cm høyde intervall på rygggrammen. Sideprofil på stand. rygg er 14 cm dyp. Ryggputen kan rotere (åpne eller lukke) sideprofiler slik at ryggbredden kan endres ca +/- 4cm.					
Merk! Ved innstilling av setedybde 38 - 44 cm benyttes adapter art nr:			A1495S	1017980	251052
Ryggpute bredde 58 cm, krever valg av utbyggingssett art.nr:				1016818	206105

	Størrelse	Type	Trekk	Varetekst	Artikkel nr.	HMS nr.	
	Y01527	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x44 velcro ryggbånd sr-trekk	1017058	205249
	Y01173	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x50 velcro ryggbånd sr-trekk	1017059	205251
	Y01174	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x56 velcro ryggbånd sr-trekk	1017060	205253
	Y01528	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x44 velcro ryggbånd sr-trekk	1017061	205496
	Y01176	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x50 velcro ryggbånd sr-trekk	1017062	205268
	Y01177	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x56 velcro ryggbånd sr-trekk	1017063	205270
	Y01529	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x44 velcro ryggbånd sr-trekk	1017064	205255
	Y01179	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x50 velcro ryggbånd sr-trekk	1017065	205257
	Y01180	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x56 velcro ryggbånd sr-trekk	1017066	205259
	Y01530	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x44 velcro ryggbånd sr-trekk	1017067	205261
	Y01182	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x50 velcro ryggbånd sr-trekk	1017068	205263
	Y01183	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x56 velcro ryggbånd sr-trekk	1017069	205265
	Y01595	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x44 velcro ryggbånd sr-trekk	1017108	205112
	Y01596	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x50 velcro ryggbånd sr-trekk	1017108	205112
	Y01597	Y01191	Y01193	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x56 velcro ryggbånd sr-trekk	1017108	205112
	Y01527	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x44 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017082	205248
	Y01173	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x50 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017083	205250
	Y01174	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 42x56 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017084	205252
	Y01528	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x44 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017085	205266
	Y01176	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x50 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017086	205267
	Y01177	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 46x56 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017087	205269
	Y01529	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x44 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017088	205254
	Y01179	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x50 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017089	205256
	Y01180	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 50x56 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017090	205258
	Y01530	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x44 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017091	205260
	Y01182	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x50 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017092	205262
	Y01183	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 54x56 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017093	205264
	Y01595	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x44 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017108	205112
	Y01596	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x50 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017108	205112
Y01597	Y01191	Y01194	1	Rygg Active Flexible Sedeo Pro+ 58x56 velcro ryggbånd Comfort trekk	1017108	205112	

RYGGPUTER Sedeo Pro						Artikkel nr.	HMS nr.
	1		1	Sedeo pro ryggputer har annet hullmønster enn Sedeo Pro+, og krever derfor et adapter ved montering av ryggbredde 42/46/50/54/58		5005100	232678
				1a	+ monteringssett (4 par i en pakke)	1016821	205677
	Y01527	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 42x44 Comfort trekk	22503516-102M	233144
	Y01173	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 42x50 Comfort trekk	22503516-108M	214103
	Y01174	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 42x56 Comfort trekk	22503516-114M	205384
	Y01528	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 46x44 Comfort trekk	22503516-103M	205398
	Y01176	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 46x50 Comfort trekk	22503516-109M	205400
	Y01177	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 46x56 Comfort trekk	22503516-115M	205402
	Y01529	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 50x44 Comfort trekk	22503516-104M	251189
	Y01179	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 50x50 Comfort trekk	22503516-110M	205388
	Y01180	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 50x56 Comfort trekk	22503516-116M	205390
	Y01530	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 54x44 Comfort trekk	22503516-105M	251193
	Y01182	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 54x50 Comfort trekk	22503516-111M	251195
	Y01183	Y01520	Y01194	2	Rygg Active Flexible Deep 21 cm sideprofil Sedeo Pro Puma40 54x56 Comfort trekk	22503516-117M	205396
	Y01176	Y01187	Y01194	3	Rygg Supportmemory 4 cm sideprofil hele rygg høyde Sedeo Pro 46 x 50 Comfort	1012166	
	Y01177	Y01187	Y01194	3	Rygg Supportmemory 4 cm sideprofil hele rygg høyde Sedeo Pro 46 x 56 Comfort	1012167	
	Y01176	Y01187	Y01193	3	Rygg Supportmemory 4 cm sideprofil hele rygg høyde Sedeo Pro 46 x 50 SR trekk	1012222	
	Y01177	Y01187	Y01193	3	Rygg Supportmemory 4 cm sideprofil hele rygg høyde Sedeo Pro 46 x 56 SR trekk	1012223	
	Y01176	Y01185	Y01194	1	Rygg padded uten sideprofil Sedeo Pro 46 x 50 Comfort	1012142	205465
	Y01177	Y01185	Y01194	1	Rygg padded uten sideprofil Sedeo Pro 46 x 56 Comfort	1012143	205467
	Y01176	Y01185	Y01193	1	Rygg padded uten sideprofil Sedeo Pro 46 x 50 SR trekk	1012198	205466
	Y01177	Y01185	Y01193	1	Rygg padded uten sideprofil Sedeo Pro 46 x 56 SR trekk	1012199	205468

MERKNADER	Artikkel nr.	HMS nr.
-----------	--------------	---------

BOLSTØTTER / SIDESTØTTER				Artikkel nr.	HMS nr.
		5	Sidestøtter, velg 2 stykk per stol for høve, sett (inkludert fester) utsvingbar	Y01195 1016904	206035

BENSTØTTE SENTERMONTERT			Artikkel nr.	HMS nr.			
			1	Benstøtte sentermontert manuell	Y01209	1011156	206213
				Benstøtte sentermontert manuell med leggplate	Y01209 Y01212	1011157	206214
			2	Benstøtte sentermontert el. lengdekompenenserende, uten leggpute	Y01598	1016781	206247
<i>NB! Ved valg av elektrisk sentermontert benstøtte på en RWD, anbefales det å sette en begrensning av vinkelen på benstøtten. Spesialtilpasning, utvidet leveringstid</i>							
				Leggpute sentermontert el. benstøtte, flat	Y01600	1016774	206243
				Leggpute sentermontert el. benstøtte, sideprofilert vendbar	Y01601	1016782	206248
				Splitte el. benstøttefunksjon, lengde og vinkel hver for seg. Inklusiv endebryter mot gulv.	A1239	5005230	251035
				Splitte lengde og vinkeljust. hver for seg. U. endebryter. (Kun programering)	A1464	251641	
				<i>NB! ved å fjerne endebryter mot gulv økes risiko for skade på produkt og gulv .</i>			
				Elektrisk oppfellbar fotplater*- spesialtilpasset, utvidet leveringstid.	A1520U	5005120	239716
				<i>*) NB! ved kombinasjon med 5005230, kan det ikke monteres på endebryter mot gulv.</i>			
	3			Fotrem for sentermonter benstøtte, par	Upholstery	5005213	251036
				Polstret høyre fotplate for sentermontert benstøtte	A1470	5005210	251546
				Polstret venstre fotplate for sentermontert benstøtte	A1470	5005211	251547
			4	Fotkasse polstret komplett u. belte	A-B4M-P11		
				Polstring for sentersøyle(ikke avbildet)			
				Belte for fotkasse			
BENSTØTTER, 2-DELT						Artikkel nr.	HMS nr.
	Benstøtte Puma40 standard utsving						
	1	Standard Benstøtte med leggbånd inkludert, SB 42-46, høy+ve	Y01198 Y01202	1018304			
	1	Standard Benstøtte SB 42-46, høyre side , Uten leggbånd 3000559	Y01198 Y01202	1018285			
	1	Standard Benstøtte SB 42-46, venstre side , Uten leggbånd 3000559	Y01198 Y01202	1018288			
	1	Standard Benstøtte SB 50, høyre side , Uten leggbånd 3000559	Y01198 Y01202	1018286			
	1	Standard Benstøtte SB 50, venstre side , Uten leggbånd 3000559	Y01198 Y01202	1018289			
	1	Standard Benstøtte SB 54-58, høyre side , Uten leggbånd 6000310	Y01198 Y01202	1018287			
	1	Standard Benstøtte SB 54-58, venstre side , Uten leggbånd 6000310	Y01198 Y01202	1018290			
	Benstøtte Puma40 manuell vinkelstillbar						
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte med leggpute, SB 42-46, høy+ve	Y01199 Y01204 Y01034	1018305			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 42-46, høyre side , Uten leggpute 9010430		1018291			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 42-46, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018294			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 50, høyre side , Uten leggpute 9010430		1018292			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 50, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018295			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 54, høyre side , Uten leggpute 9010430		1018293			
	2	Manuell vinkelstillbar Benstøtte SB 54, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018296			
	Benstøtte ers Sedeo org Puma40 vreg el lkompp oppfell utsving m/leggpute, par, inkl. monteringsbrakett						
	3	Benstøtte Puma40 elektrisk vinkelstillbar med leggpute	Y01200 Y01204 Y01034	1018306			
	3	Elektrisk vinkelstillbar benstøtte SB 42-46, høyre side , Uten leggpute 9010430		1018297		143713	
	3	Elektrisk vinkelstillbar benstøtte SB 42-46, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018300		143712	
	3	Elektrisk vinkelstillbar benstøtte SB 50, høyre side , Uten leggpute 9010430		1018298		206187	
	3	Elektrisk vinkelstillbar benstøtte SB 50, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018301		206184	
	3			1018299		206188	
	3	Elektrisk vinkelstillbar benstøtte SB 54, venstre side , Uten leggpute 9010430		1018302		206185	
	Leggbånd / Leggputer 2-delt benstøtte						
		Leggbånd, inkl monteringssett		3000559			
		Leggbånd, for SB 54, inkl monteringssett		6000310			
	Leggpute PU med dybderegulerbar brakett for leggpute SB38-54	Y01034	9010430		240229		
	Leggpute PU sb38-54		1018334				
	Leggpute polstret , 2-delt benstøtte, 46-54, sort Sellaskin		220.00121.50		167851		
	Leggpute polstret , 2-delt benstøtte, 38-42, sort Sellaskin		220.00141.50		167852		
		Hælbånd / Knepute / Fotrem 2-delt benstøtte					
		1	Hælbånd til fotplate, bestill 2 stk dersom dette skal til begge fotplater	Y01203	3000267		
		2	Knepute for 2-delt std manuell benstøtte, Høy m brakett		3000566		
		2	Knepute for 2-delt std manuell benstøtte, Ve m brakett		3000567		
			Fotrem for delte benstøtter, par	Upholstery	5005214		
AMPUTASJONSSTØTTE						Artikkel nr.	HMS nr.
	1	Amputasjonstøtte høyre for innfesting 2-delte benstøtter	Y01208	090420-0000	206254		
	1	Amputasjonstøtte venstre for innfesting 2-delte benstøtter	Y01207	090420-0001	206255		
		Amputasjonstøtte sentermontert benstøtte*: mont. høyre side mont. venstre side		1017984	240414		
		<i>*) Passer kun sammen med sentermontert benstøtte</i>					

ARMLENE				Artikkel nr.	HMS nr.
		Armlene oppfellbar uten polster h�+ve	Y01217	1016791	233897
				1016792	233898
		Armlenepolster 30 cm, h� fast	Y01223	1010908	206199
		Armlenepolster 30 cm, ve fast	Y01222	1010909	206200
	1	Armlenepolster 30 cm, polstret SR trekk, h�	Y01602	1017052	206346
	1	Armlenepolster 30 cm, polstret SR trekk, ve	Y01603	1017052	206346
		Armlenepolster 40 cm, polstret SR trekk, h�	Y01604	1017053	206347
		Armlenepolster 40 cm, polstret SR trekk, ve	Y01605	1017053	206347
	2	Hemiplegi armlen h�, ikke joystickside	Y01227	1010977	206211
	2	Hemiplegi armlen ve, ikke joystickside	Y01226	1010977	206211
		Armlenepolster, avtagbart 30 cm h�	Y01606	1017054	251005
		Armlenepolster, avtagbart 30 cm ve	Y01607	1017054	251005
		Armlenepolster, avtagbart 40 cm h�	Y01608	1017055	251006
		Armlenepolster, avtagbart 40 cm ve	Y01609	1017055	251006
	11	Armlen elektrisk oppsvingbart uten polster, h�		1018046	213964
	11	Armlen elektrisk oppsvingbart uten polster, ve		1018047	213965
Beskriv plassering av bryter for elektrisk oppsvingbart armlen :					
L�RST�TTE				Artikkel nr.	HMS nr.
	1	L�rputer syntetisk, h�+ve 21,5 x 14 (ikke inkl. l�rst�ttebraketter, disse m� bestilles)	Y01648	1016901	204824
	2	L�rpute PU H�=Ve 27x13 cm (brakett bestilles separat) leveres enkeltvis/stk	Y01649	1016900	204825
		L�rst�ttebrakett, h�yre		1017219	204830
		L�rst�ttebrakett, venstre		1017220	204831
	3	Bredde, vinkel og dybdejusterbart, sett h�yre+venstre*		1017987	240415
	*) Forutsetter valg av 1017219 og 1017220				
BELTER				Artikkel nr.	HMS nr.
	7	Belte, 190 cm	Y01255	1016819	206365
	7	Belte, 290 cm	Y01256	1016820	206366
		Rullebelte, 145 cm H� Ve (plassering av mottakerdel)	Y00031	1015507	206388
		Polstring belte		3009916	187222
Kinetic Balance (KB) belter og vester, ekskl. fester: (NB! husk ogs� � velge fester under)					
	1	Vest ers S b21		5.71012.1	238026
		Vest ers M b23		5.71012.2	216475
		Vest ers L b25		5.71012.3	215322
		2	Vest ers smal S b22		5.71014.1
		Vest ers smal M b25		5.71014.2	216476
3		Vest ers glidel�s S b19		25.71022.1	216812
		Vest ers glidel�s M b22		25.71022.2	216813
	Vest ers Flex S b19		5.71032.1	216477	
	Vest ers Flex M b22		5.71032.2	216478	
	4	Vest ers Flex L b25		5.71032.3	216479
		Vest ers Flex XL b28		5.71032.4	216114
		Vest ers Flex smal S b22		5.71034.1	238025
				5.71034.2	231676
		H-sele ers S b18		5.81001.1	216480
		H-sele ers M b22		5.81001.2	216481
		H-sele ers L b26		5.81001.3	216482
		H-sele ers XL b32		5.81001.4	216483
		Skrittsele ers stretch S		7.70002.1	216530
		Skrittsele ers stretch M		7.70002.2	215257
		Skrittsele ers stretch L		7.70002.3	216531
		Skrittsele ers stretch XL		7.70002.4	216532
		Skrittsele ers non-stretch S		7.70001.1	216526
		Skrittsele ers non-stretch M		7.70001.2	216527
		Skrittsele ers non-stretch L		7.70001.3	216528
		Skrittsele ers non-stretch XL		7.70001.4	216529
		Abduksjonsssele ers S b22		9.70001.1	216541
		Abduksjonsssele ers M b24		9.70001.2	216542
		Abduksjonsssele ers L b27		9.70001.3	216543
		5	Ankelsele ers velcro S b25		8.70001.1
		Ankelsele ers velcro M b30		8.70001.2	215256
		Ankelsele ers velcro L b35		8.70001.3	213224
		6	Ankelsele ers spenne XS b20		8.70002.0
		Ankelsele ers spenne S b25		8.70002.1	216537
		Ankelsele ers spenne M b30		8.70002.2	216538
		Ankelsele ers spenne L b35		8.70002.3	216539
	8	Hoftebelte ers enkel reg S b7		6.70002.1	216485
		Hoftebelte ers enkel reg M b8		6.70002.2	216486
		Hoftebelte ers enkel reg L b8		6.70002.3	216487
		Hoftebelte ers enkel reg XL b10		6.70002.4	216488
	9	Hoftebelte ers trykknapp enkel reg S b7		6.70003.1	216490
		Hoftebelte ers trykknapp enkel reg M b8		6.70003.2	216491
		Hoftebelte ers trykknapp enkel reg L b8		6.70003.3	216492
		Hoftebelte ers trykknapp enkel reg XL b10		6.70003.4	216493
		Hoftebelte ers trykknapp dobbel reg S b7		6.70004.1	216495
		Hoftebelte ers trykknapp dobbel reg M b8		6.70004.2	216496
		Hoftebelte ers trykknapp dobbel reg L b8		6.70004.3	216497
		Hoftebelte ers trykknapp dobbel reg XL b10		6.70004.4	216498
	10	Hoftebelte ers kulepennl�s dobbel reg S b7		6.70005.1	216500
		Hoftebelte ers kulepennl�s dobbel reg M b8		6.70005.2	216501

Side 11

11 	11	Hoftebelte ers kulepennlås dobbel reg L b8	6.70005.3	216502	
		Hoftebelte ers kulepennlås dobbel reg XL b10	6.70005.4	216503	
		Hoftebelte ers flylås enkel reg S b7	6.70006.1	216504	
12 	12	Hoftebelte ers flylås enkel reg M b8	6.70006.2	216505	
		Hoftebelte ers flylås enkel reg L b8	6.70006.3	216506	
		Hoftebelte ers flylås enkel reg XL b10	6.70006.4	216507	
13 		Hoftebelte ers 4pkt enkel reg S b7	6.70042.1	216509	
		Hoftebelte ers 4pkt enkel reg M b8	6.70042.2	216510	
		Hoftebelte ers 4pkt enkel reg L b 8	6.70042.3	216511	
		Hoftebelte ers 4pkt enkel reg XL b10	6.70042.4	216512	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp dobbel reg S b7	6.70043.1	216513	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp dobbel reg M b8	6.70043.2	216514	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp dobbel reg L b8	6.70043.3	216515	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp dobbel reg XL b10	6.70043.4	216516	
		Hoftebelte ers 4pkt dobbel reg S b7	6.70044.1	216518	
		Hoftebelte ers 4pkt dobbel reg M b8	6.70044.2	216519	
		Hoftebelte ers 4pkt dobbel reg L b8	6.70044.3	216520	
		Hoftebelte ers 4pkt dobbel reg XL b10	6.70044.4	251424	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp enkel reg S b7	6.70047.1	251428	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp enkel reg M b8	6.70047.2	251427	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp enkel reg L b8	6.70047.3	251426	
		Hoftebelte ers 4pkt trykknapp enkel reg XL b10	6.70047.4	251429	
	13	Hoftebelte ers 4pkt kulepennlås dobbel reg S b7	6.70045.1	216522	
		Hoftebelte ers 4pkt kulepennlås dobbel reg M b8	6.70045.2	216523	
		Hoftebelte ers 4pkt kulepennlås dobbel reg L b8	6.70045.3	216524	
		Fester for Kinetic Balance vester og belter:			
	14	Øvre feste vest, justerbart.	A1466	5005247	233136
	15	+ Festeplate til 2-punkts hoftebelte monteres armlenemekanisme (Må ha 2 stk.)		+5005246	239742
	15	Festeplate til 2-punkts hoftebelte monteres armlenemekanisme (Må ha 2 stk.)	A1468	5005246	239742
	16	Festeplate til 4-punkts hoftebelte, setebase plassert. (Må ha 2 stk.)		5005245	251540
	15	+ Festeplate til 2-punkts hoftebelte monteres armlenemekanisme (Må ha 2 stk.)		+5005246	239742
	16	Festeplate til lårbelte, setebase plassert. Kan monteres begge veier opp/ned. (Må ha 2 stk.)		5005245	251540

NAKKESTØTTE			Artikkel nr.	HMS nr.		
1		1	Nakkestøttepute std PU	Y01235	1010957	204801
2		2	Feste nakkestøtte standard/fleksibel/stor/Sedeo Pro		1010954	204809
3		3	Nakkestøttepute fleksibel	Y01236	1010997	204800
		4	Nakkestøttepute stor	Y01237	1010996	204802
		5	Nakkest. breddereg. Ikke komb m dybdeforlenger og hurtigkobling	Y01240	1010994	204805
4		6	Feste nakkestøtte til rygggramme	Y01239	1017703	204810
5		5	Hurtigkobling for nakkestøtte.	Y01241	1017947	
6		6	Polster for nakkestøttepute std	Y01242	3009220	153961
			Adapterplate Whitmyer hodestøtte for Pro+		6004041	

TILBEHØR

		Artikkel nr.	HMS nr.	
	Speil montert på joystick høyre side	Y00023	1012269	206369
	Speil montert på joystick venstre side	Y00023	1012320	206371
	Speil, ikke joystick side. Monteres høyre side. Ikke i komb. med bord	Y00024	1012319	206370
	Speil, ikke joystick side. Monteres venstre side. Ikke i komb. med bord	Y00024	1012321	206372
	Krykkeholder 2 krykker, monteres kun på venstre side bak på rygg	Y00012	1016897	206434
	Veskekrok for rygggrammemontering, sett à 2 stykk.	Y01258	1016794	206389
	Veske armlenemontert	Y01423	1017051	206431
	Veske montert front/senter av setepute, passer kun på RWD. (Ikke Memo*)		6934	
	Armleneveske med klaff 20x15x5cm (Ikke Memo*)	ALF6907		252353
	Bagasjebrett med bag, passer kun på FWD, ikke komb med flyfraktbryter	1017979		239757
	Holder for oksygenflaske. Fastmontert på rygg (Ikke Memo*)	1017986		251438
	Holder for oksygenflaske. Avtagbar med bærereim og bag for rygg (Ikke Memo*)	7109051		
	Presenning (Ikke Memo*)	UN099		236868
	Holder tlf. armlenemontert (Ikke Memo*)	1017990		231436
	Holder tlf. siderammemontert (Ikke Memo*)	1017993		251446
	Holder kopp / flaske armlenemontert (Ikke Memo*)	1017991		233005
	Holder kopp / flaske siderammemontert (Ikke Memo*)	1017994		251561
	Sedeo Pro Torx justeringsverktøy		1010884	251606
	USB uttak Puma	A1171SU	5005219	
	*)kun for internt bruk			

Bord:

Feste for bord, art.nr: 1015157 medfølger bordene under.

1		Y01243	1015167	206383
1		Y01244	1015168	206384
2		Y01246	1015455	206387
2		Y01245	1015455	206387
3		Y01248	1015170	206386
3		Y01247	1015170	206386
4		Y01252	223.00041.505	206402
5		Y01254	221.00211.505	206348
6		Y01253	1015162	206379
6		Y01243	1015164	206381
		Y01253	1015165	206382
			9007165	206523
			1015157	206376
			1015160	206378

BATTERI OG LADER



1

		Artikkel nr.	HMS nr.
Batteri 50 Ah (C20) AGM	Y01319	HCERSBATT-1	205913
<i>Velges ved lavest setehøyde 41,5 cm, med Dahls bilfeste montert.</i>			
Batteri 60 Ah (C20) GEL	Y00046	9002759	211223
<i>Velges ved setehøyde større enn 41,5 cm i bil, med Dahls bilfeste montert</i>			
Batteri 74 Ah (C20) GEL. Ikke ved setehøyde 41 cm.	Y00047	1001453	211222
Lader 24V - 8A IP44 Buddy IP44	Y00050	1017038	211220
Lader Impulse II, 24V - 8A, IP65		9012366	286581
Flyfraktbryter Puma40, kan ikke komb med bagasjebrett, spes. tilpasning på Lillehammer.		5005215	239743

VARMEPOSE/BUKSE OG REGNTREKK

Se egen samlebrosjyre



Varmepose/bukse¹⁾


Regntrekk¹⁾

Veske/ryggsekk¹⁾

¹⁾Varmeposer og regntrekk med i egen kontrakt fra 1.3.21

KROPPSMÅL FOR GRUNNINNSTILLING AV SETE, RYGG, BENSTØTTE, ARMLENE, JOYSTICK

- A Lårlengde (setedybde)
- B Hoftebredde (setebredde)
- C Legglengde
- D Ryggshøyde underkant skulderblad
- E Ryggshøyde topp skulder
- F Underarm
- G Sete til albue (armlehighøyde)



TJENESTER

Antall:

HMS nr.

Periodisk ettersyn enhetspris Puma40			251660
Reisetid timepris Puma40, NB! skriv antall timer			251633
Reparasjon timepris Puma40, NB! skriv antall timer			251638
Individuell tilpasning timepris Puma40, NB! skriv antall timer			251641
Tilpasning timepris Puma40, NB! skriv antall timer			251645
Klargjøring for lager (gjenbruk) enhetspris Puma40			251649
Frakt til bruker og opplæring av bruker enhetspris Puma40			251653
Utprøving enhetspris Puma40			251657

MERKNADER

