



Cirrus G5

OF_CirrusG5_Rev.11.1_070325

Kunde/HMS:	Leveres:	
Kont.person:	Br.ref:	
e-post:	e-post:	
Tlf:	Tlf:	
Best.dato:	Selger:	Merkes:
Best.nr:		
Kommentar:	Sunrise ordrenr:	

- ☐ Bestilling ● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/ending i pris
- ☐ Pristilbud
- ☐ Built 4 me (Individ.tilpasning)



Kundeservice e-post:
mailordre@sunrisemedical.no

Maks personvekt: 135 kg
Personens vekt: kg

OBS: Informasjon gitt i dette skjemaet vil bli arkivert hos oss i inntil 3 år.

HOVEDPRODUKT Cirrus G5 Komfortstol 2024

Se "Måltaking" neste side

Setedybde (cm)	Setebredde (cm)						
	39	42	45	48	51	54	
	Lev.art.nr:	3500039-2NO2024	3500042-2NO2024	3500045-2NO2024	3500048-2NO2024	3500051-2NO2024	3500054-2NO2024
	HMS art.nr	322145	322146	322147	322148	322149	322150
	44 (39-49)	○	○	○	○	○	○
	47 (42-52)	○	○	○	○	○	○
	50 (45-55)	○	○	○	○	○	○

Alle målene er i cm,
målt uten setepute

Setehøyde foran

Svinghjul	Gaffel	37,5*	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55
	5" 120mm	□	□	□					
	6" lav 130mm			□*	□				
	6" lav 130mm inkl dist				□*	□			
	8" lav 130mm				○*	●			
	8" lav 130mm inkl dist					□*	□		
	høy 130mm						○*	○	
	høy 130mm inkl dist							□*	□

For setedybde: tallet angir grunninnstilling.
Sleidesetet gir deg +/-5cm i forhold til valgt setedybde.

*kun mulig å oppnå dersom sleidesetet demonteres

Lav/høy gaffel 130mm beskriver montering av lagerhusinnfestningen. Det er ikke behov for nye deler.
Distanse er 25mm og kan benyttes både ved høy og ved lav lagerhusinnfestning.

Setehøyde bak

Drivhjul	Drivhjul	37,5*	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55
	20"	□	□	□	□	□			
	22"		□*	□	□	□	□		
	24"				○*	●	○	○	○

Setehøyde bak skal være lik setehøyde foran.

24" Drivhjul er standard

* kun mulig å oppnå dersom sleidesetet demonteres

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no <https://www.sunrisemedical.no/>



© Sunrise Medical 2024

Følg denne målemetoden: Alle mål er oppgitt i cm


Følgende metode anbefales basert på lang praktisk erfaring. Avvik kan forekomme.

Viktig: alle mål er oppgitt uten setepute, dersom ikke annet er oppgitt

Setebredde: (SB)

a) For brukeren: Tillat cirka 1cm på hver side


b) På rullestolen: Fra utside av rammerør til utside rammerør



Setedybde: (SD)

a) For brukeren: Når bruker sitter oppreist, legg til 2-3 fingre mellom knehasen og seteplate (3-6cm)


b) På rullestolen: Fra ryggør til front av seteplate



Rygghøyde: (RH)

a) For brukeren: Målt fra sete, inkl pute. Brukere av komfortrullestol har ofte behov for høyere rygg, noen ganger til toppen av skulder. **NB! Rygghøyden bestemmes av brukers funksjonalitet.**

b) På rullestolen: Fra seteramme til øvre kant av ryggtrekk.



Legglengde (LL):

a) For brukeren: Med benene i riktig vinkel, fra baksiden av kne til undersiden av foten


b) På rullestolen: Fra seteplate til fotplate
Husk Legg til seteputens høyde

Tekniske data


Setebredde	39, 42, 45, 48, 51, 54cm
Setedybde	39-55cm
Rygghøyde	65cm/55cm (tilbehør)
Setehøyde	38-55cm (med bytte av deler)
Tilt	33°
Ryggvinkelregulering	35°
Totalbredde	sb+20 (+24 med ledsagerbrems)
Maks brukervekt	135kg

Kollisjonstestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19. Festepunkter er tydelig merket.

Breezy Cirrus G5			Varenr	HMS art.nr		
● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/ending i pris						
SETE						
●	Setepute standard sb39	std	3514639	218484	Dacor kan vaskes i vaskemaskin på 90°C, sammenlignet med 60°C for standard stoff.	
●	Setepute standard sb42	std	3514642	218486		
●	Setepute standard sb45	std	3514645	218488		
●	Setepute standard sb48	std	3514648	218490		
●	Setepute standard sb51	std	3514651	218492		
●	Setepute standard sb54	std	3514654	218494		
□	Setepute Dacor sb39		3514739	218485		
□	Setepute Dacor sb42		3514742	218487		
□	Setepute Dacor sb45		3514745	218489		
□	Setepute Dacor sb48		3514748	218491		
□	Setepute Dacor sb51		3514751	218493		
□	Setepute Dacor sb54		3514754	218495		
●	Seteplate med utsparing sb39	std	3504539	218458		
●	Seteplate med utsparing sb42	std	3504542	218460		
●	Seteplate med utsparing sb45	std	3504545	218462		
●	Seteplate med utsparing sb48	std	3504548	218464		
●	Seteplate med utsparing sb51	std	3504551	218466		
●	Seteplate med utsparing sb54	std	3504554	218468		
□	Seteplate uten utsparing sb39		3504339	218457		
□	Seteplate uten utsparing sb42		3504342	218459		
□	Seteplate uten utsparing sb45		3504345	218461		
□	Seteplate uten utsparing sb48		3504348	218463		
□	Seteplate uten utsparing sb51		3504351	218465		
□	Seteplate uten utsparing sb54		3504354	218467		
□	Inkontinenstrekk sb39		3509017	218193		
□	Inkontinenstrekk sb42		3509018	218194		
□	Inkontinenstrekk sb45		3509019	218195		
□	Inkontinenstrekk sb48		3509020	218196		
□	Inkontinenstrekk sb51		3509021	218197		
□	Inkontinenstrekk sb54		3509022	218198		
●	Sleidesete +/- 5cm setedybde	std	3504003	319186		
JAY sitteputer						
□	Jay Easy Visco F				For JAY sitteputer, se JAY katalogen	
□	Jay J2					
□	Jay Balance					
□	Jay 2 dyp					
RYGG						
●	Rygg 65cm sb39	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515039	218598	Rygg er vinkelregulerbar 35°
●	Rygg 65cm sb42	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515042	218601	
●	Rygg 65cm sb45	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515045	218604	
●	Rygg 65cm sb48	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515048	218607	
●	Rygg 65cm sb51	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515051	218610	
●	Rygg 65cm sb54	std	ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3515054	218513	
□	Rygg 55cm sb39		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525039	218599	
□	Rygg 55cm sb42		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525042	218602	
□	Rygg 55cm sb45		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525045	218605	
□	Rygg 55cm sb48		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525048	218608	
□	Rygg 55cm sb51		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525051	218611	For JAY J3 rygger, se JAY katalogen, OBS! Kan ikke kombineres med armlener som følger rygg, velg faste armlener.
□	Rygg 55cm sb54		ryggpute og kjørebøyle/kjørehåndtak velges i tillegg	3525054	218614	
□	Rygg tredjepartsrygg sb39	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505039	218600		
□	Rygg tredjepartsrygg sb42	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505042	218603		
□	Rygg tredjepartsrygg sb45	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505045	218606		
□	Rygg tredjepartsrygg sb48	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505048	218609		
□	Rygg tredjepartsrygg sb51	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505051	218612		
□	Rygg tredjepartsrygg sb54	kan ikke kombineres med vinkelregulerbar kjørebøyle/armlen for følger rygg	3505054	218615		
						
Side 3			For mer info se vår hjemmeside www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024			



Standard sittepute



Standard seteplate
med utsparing

Seteplate uten
utsparing




JAY Easy Visco
(Avbildet uten setetrekk)



JAY Balance



JAY 2
(Avbildet uten setetrekk)



Tredjepartsrygg

Grunn kontur
(SC)

Medium kontur
(MC)

Dyp kontur
(DC)

Posterior Dyp kontur

Jay J3 rygger

Les mer om Jay J3 rygger i katalogen for sitteputer og rygger.




Breezy Cirrus G5				Art nr:	HMS art.nr
● = Standard		○ = valg uten kostnad		= Tilbehør/ending i pris	
Ryggpute					
●	Ryggpute 65cm sb39 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515839	218679
●	Ryggpute 65cm sb42 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515842	218683
●	Ryggpute 65cm sb45 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515845	218687
●	Ryggpute 65cm sb48 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515848	218691
●	Ryggpute 65cm sb51 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515851	218695
●	Ryggpute 65cm sb54 Trevira	std	for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515854	218699
□	Ryggpute 55cm sb39 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525839	218680
□	Ryggpute 55cm sb42 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525842	218684
□	Ryggpute 55cm sb45 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525845	218688
□	Ryggpute 55cm sb48 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525848	218692
□	Ryggpute 55cm sb51 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525851	218696
□	Ryggpute 55cm sb54 Trevira		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525854	218700
□	Ryggpute 65cm sb39 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515939	218681
□	Ryggpute 65cm sb42 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515942	218685
□	Ryggpute 65cm sb45 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515945	218689
□	Ryggpute 65cm sb48 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515948	218693
□	Ryggpute 65cm sb51 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515951	218697
□	Ryggpute 65cm sb54 Dacor		for rygggramme h65, putehøyde ca. 55cm	3515954	218701
□	Ryggpute 55cm sb39 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525939	218682
□	Ryggpute 55cm sb42 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525942	218686
□	Ryggpute 55cm sb45 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525945	218690
□	Ryggpute 55cm sb48 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525948	218694
□	Ryggpute 55cm sb51 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525951	218698
□	Ryggpute 55cm sb54 Dacor		for rygggramme h55, putehøyde ca. 45cm	3525954	218702
□	Ryggpute Unistabil b40 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	US4055	080005
□	Ryggpute Unistabil b43 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	US4355	158388
□	Ryggpute Unistabil b48 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	US4855	158390
□	Ryggpute Unistabil b53 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	US5355	158392
□	Ryggpute Xstabil b40 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH4055	253297
□	Ryggpute Xstabil b43 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH4355	253298
□	Ryggpute Xstabil b45 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH4555	253299
□	Ryggpute Xstabil b48 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH4855	253300
□	Ryggpute Xstabil b53 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH5355	253301
□	Ryggpute Xstabil b58 h55		benyttes på standard rygggramme, h65	XSH5855	
□	Ryggpute Xstabil b40 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL4045	253302
□	Ryggpute Xstabil b43 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL4345	253303
□	Ryggpute Xstabil b45 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL4545	253304
□	Ryggpute Xstabil b48 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL4845	253305
□	Ryggpute Xstabil b53 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL5345	253306
□	Ryggpute Xstabil b58 h45		benyttes på rygggramme h55	XSL5845	
Tilbehør rygg					
□	Ryggkiler			3505003	218205
□	Sidestøtte høyre			3409250	147851
□	Sidestøtte venstre			3409251	147852
□	Sidestøtte djust 6cm høyre		anbefales til Cirrus G5, anbefaler polster i tillegg	3015250	237006
□	Sidestøtte djust 6cm venstre		anbefales til Cirrus G5, anbefaler polster i tillegg	3015251	237007
□	Polster sidestøtte	Antall:		CX310010	187525
Elektrisk betjening rygg/setetilt					
□	Ryggvinkelregulering elektrisk			3519500	218648
□	Setetilt elektrisk			3519501	218752
□	Setetilt og ryggvinkelregulering elektrisk			3519505	218760
BREMSE					
●	Trekk for å låse inkl forlenger høyre	std		3508001	217829
●	Trekk for å låse inkl forlenger venstre	std		3508002	217830
□	Justeringsbrakett brems		må benyttes dersom 24" drivhjul skal benyttes i fremste posisjon	3508310	
□	Enhåndsbrems høyre			3508201	217941
□	Enhåndsbrems venstre			3508202	217942
DRIVHJUL					
sammenlign med valgt setehøyde side 1					
□	Ledsagerbrems 20" kompakt inkl monteringssett			3507517	218301
□	Ledsagerbrems 22" kompakt inkl monteringssett			3507537	218302
●	Ledsagerbrems 24" kompakt inkl monteringssett	std		3507557	218303
□	20" høytrykk 25mm alu drivring			84400	152843
□	20" kompakt 25mm alu drivring			84401	152840
□	20" luft 37mm alu drivring			84410	152845
□	20" kompakt 37mm alu drivring			84415	217821
□	22" høytrykk 25mm alu drivring			84420	152850
□	22" kompakt 25mm arustfritt stål drivring			84425	217873
□	22" luft 37mm alu drivring			84430	152852
□	22" kompakt 37mm alu drivring			84435	187007
□	24" høytrykk 25mm alu drivring			84440	152858
□	24" kompakt 25mm alu drivring			84441	152854
□	24" luft 37mm alu drivring			84450	152861
□	24" kompakt 37mm alu drivring			84455	152860
				www.sunrisemedical.no	
Side 5				© Sunrise Medical 2024	

Dacor kan vaskes i vaskemaskin på 90°C, sammenlignet med 60°C for standard stoff.


Det finnes flere modeller/ størrelser av Unistabil ryggen, ta kontakt ved behov

For JAY rygger, se JAY katalogen




Ryggpute 65cm


Ryggpute 55cm




Ryggkile




Sidestøtte



Elektriske funksjoner




Brems trekk for å låse inkl
forlenger



Enhåndsbrems



Ledsagerbrems



Drivhjul

● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/ending i pris

DRIVRINGER		Art.nr:	HMS art.nr:
● 20" aluminium eloksert	std	84540	217904
□ 22" aluminium eloksert		84541	217905
● 24" aluminium eloksert	std	84542	217906
□ 20" rustfritt stål		84694	217907
● 22" rustfritt stål	std	85695	217908
□ 24" rustfritt stål		84696	217909
□ 20" friksjonsdrivring, silikonbelagt		84544	154992
□ 22" friksjonsdrivring, silikonbelagt		84545	154993
□ 24" friksjonsdrivring, silikonbelagt		84546	154994
□ 20" friksjonsdrivring Ergo Para CP		20EPCPQ4425	187077
□ 20" friksjonsdrivring Ergo Para		20EPQ4425	187079
□ 20" friksjonsdrivring MaxGrep 25mm		20S450Q4425	187073
□ 22" friksjonsdrivring Ergo Para CP		22EPCQ6465	187078
□ 22" friksjonsdrivring Ergo Para		22EPCQ6465	187076
□ 22" friksjonsdrivring MaxGrep 25mm		22S490Q6465	187074
□ 24" friksjonsdrivring Ergo Para CP		24EPCPQ6515	187081
□ 24" friksjonsdrivring Ergo Para		24EPQ6515	187080
□ 24" friksjonsdrivring MaxGrep 25mm		24S540Q6515	187075
□ 20" silikonoverdrag		84536	155024
□ 22" silikonoverdrag		84537	155025
□ 24" silikonoverdrag		84538	155026

SVINGHJUL		sammenlign med valgt setehøyde side 1	
□ 5"		84552	155000
□ 6"	b27mm	84555	155001
□ 6"	b33mm	84554	154790
□ 6"	b30mm luft	84556	155002
□ 8"	b27mm	84557	155003
● 8" std	b33mm	84565	218800
□ 8"	luft	84558	155004

GAFFEL		sammenlign med valgt setehøyde side 1	
● Svinghjulgaffel 130mm	std	3517030	218811
□ Svinghjulgaffel 120mm		3517032	218810
□ Svinghjulgaffel 130mm inkl distanse (155mm)		3517031	218812

BENSTØTTER OG FOTPLATER			
● Benstøtte vinkelregulerbar sb39 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3513562 240254
● Benstøtte vinkelregulerbar sb39 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3513563 240255
● Benstøtte vinkelregulerbar sb42 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013564 147834
● Benstøtte vinkelregulerbar sb42 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013565 147835
● Benstøtte vinkelregulerbar sb45 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013566 147836
● Benstøtte vinkelregulerbar sb45 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013567 147837
● Benstøtte vinkelregulerbar sb48 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013568 147838
● Benstøtte vinkelregulerbar sb48 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013569 147839
● Benstøtte vinkelregulerbar sb51 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013570 147840
● Benstøtte vinkelregulerbar sb51 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013571 147841
● Benstøtte vinkelregulerbar sb54 hø	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013572 242410
● Benstøtte vinkelregulerbar sb54 ve	std	inkl leggstøtte varenr. 3013551 og fotplate	3013573 242411
□ Benstøttehenger	□ 70° □ 80° □ 90°	(Settes opp i 80° som standard)	3013200 147842

Fotplater			
● Fotplate vinkeljusterbar	std	● Høyre ● Venstre	Se matrise under for varenr. og HMS art.nr.
□ Fotplate vinkeljusterbar m/ hælband		□ Høyre □ Venstre	
□ Fotplate vinkel- og dybdejusterbar		□ Høyre □ Venstre	
□ Fotplate vinkel- og dybdejusterbar m/ hælband		□ Høyre □ Venstre	

		Vinkeljusterbar		Vinkeljusterbar hælband		Vinkel- og dybdejusterbar		Vinkel- og dybdejust hælband	
		Høyre	Venstre	Høyre	Venstre	Høyre	Venstre	Høyre	Venstre
39	Varenr.	3003404	3003405	3003416	3003417	3003454	3003455	3003466	3003467
	HMS art.nr.	023126	023127	026009	026010	023138	023139	023150	023151
42	Varenr.	3003406	3003407	3003418	3003419	3003456	3003457	3003468	3003469
	HMS art.nr.	023128	023129	026011	026012	023140	023141	023152	023153
45	Varenr.	3003408	3003409	3003420	3003421	3003458	3003459	3003470	3003471
	HMS art.nr.	023130	023131	026013	026014	023142	023143	023154	023155
48	Varenr.	3003410	3003411	3003422	3003423	3003460	3003461	3003472	3003473
	HMS art.nr.	023132	023133	026015	026016	023144	023145	023156	023157
51	Varenr.	3003412	3003413	3003424	3003425	3003462	3003463	3003474	3003475
	HMS art.nr.	023134	023135	026017	026018	023146	023147	023158	023159
54	Varenr.	3503416	3503417	3503418	3503419	3503420	3503421	3503422	3503423
	HMS art.nr.								

Du vil kunne oppleve konflikt ved sb54, benstøttevinkel lik 90°, benstøtteinnfestning på minste dybde og 8" svinghjul

Du vil kunne oppleve konflikt ved sb54, benstøttevinkel lik 90°, benstøtteinnfestning på minste dybde og 8" svinghjul





Friksjonsdriving silikon



Friksjonsdriving
MaxGrep



Friksjonsdriving Ergo
Para




Friksjonsdriving Ergo Para CP



Friksjonsoverdrag




Svinghjulgaffel
130mm inkl
distanse



Svinghjulgaffel
130mm



Svinghjulgaffel
115mm



Benstøttehenger
vinkelregulerbar



Leggstøtte




Benstøttehenger
vinkeljusterbar 70-80-90gr




Fotplate vinkeljusterbar




Fotplate vinkeljusterbar
med hælstrapp



Fotplate vinkel- og
dybdejusterbar




Fotplate vinkel- og
dybdejusterbar med hælstrapp




Amputasjonsstøtte




Gipsbenstøtte




Hel fotplate



Hel leggstøtte



Abduksjonskloss stor/liten




Tippesikring innsvingbar




Tippesikring basic



Tippesikring justerbar



Eikebeskytter klar



Hoftebelte
plastspenne/metallspenne



Hoftebelte Kinetic Balance




Hoftebelte Kinetic Balance
firepunkts

Breezy Cirrus G5


● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/endring i pris

ARMLEN		Lev art.nr:	HMS art.nr:
● Armlene som følger ryggen høyre (std)	(Ikke i kombinasjon med tredjepartsrygg)	3516300	217763
● Armlene som følger ryggen venstre (std)	(Ikke i kombinasjon med tredjepartsrygg)	3516400	217764
□ Armlene fast avtagbart høyre		3516100	217759
□ Armlene fast avtagbart venstre		3516200	217760
□ Armlene hemplegi høyre	(Ikke i kombinasjon med tredjepartsrygg)	3516600	217761
□ Armlene hemplegi venstre	(Ikke i kombinasjon med tredjepartsrygg)	3516700	217762
□ Polster armlene følger ryggen (standard armlene) høyre		3006125	189443
□ Polster armlene følger ryggen (standard armlene) venstre		3006126	189444
□ Polster armlene følger ryggen skai	par	270002	273444
□ Polster armlene fast venstre		3006156	189441
□ Polster armlene fast høyre		3006155	188378
□ Polster klesbeskytter helpolster	sett	270004	233068
□ Polster klesbeskytter halvpolster	sett	270003	255613
HODESTØTTE			
● Hodestøtte komfort Trevira (std)		3509010	218115
□ Hodestøtte komfort vinyl		3509011	218116
□ Hodestøtte komfort avansert Trevira		3509012	218113
□ Hodestøtte komfort avansert vinyl		3509013	218114
□ Hodestøtte basic	anbefaler polster til hodestøtte i tillegg	3009200	147845
□ Hodestøtte avansert	anbefaler polster til hodestøtte i tillegg	3009210	153959
□ Hodestøtte avansert med basic pute	anbefaler polster til hodestøtte i tillegg	3009215	153960
□ Hodestøtte basic med avansert pute	anbefaler polster til hodestøtte i tillegg	3009205	147846
□ Polster/trekk hodestøtte basic pute	Krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	3009220	153961
□ Polster/trekk hodestøtte avansert pute	Krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	3009221	153962
□ Hodestøtte WM PLUSH 480mm Linx	Krever hodestøttefeste M2300/M5300 og hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	LINX-P4L	272154
□ Hodestøtte WM PLUSH 480mm Cobra Xtra	Nedfellbar, krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	FB-COBRA-P4L	272128
□ Hodestøtte WM Adjust-A-Plush Linx	Krever hodestøttefeste M2300/M5300 og hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	LINX-AP2L	272130
□ Hodestøtte WM Adjust-A-Plush Cobra Xtra	Nedfellbar, krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	FB-COBRA-AP2L	272104
□ Hodestøtte WM ContouredCradle stor Linx	Krever hodestøttefeste M2300/M5300 og hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	LINX-CCS4L	272132
□ Hodestøtte WM Contoured Cradle stor Cobra Xtra	Nedfellbar, krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	FB-COBRA-CCS4L	272107
□ Hodestøtte RelaX 3 vinger	Krever hodestøttefeste Universal, varenr. 3509060	069458	236893
□ Hodestøttefeste universal		3509060	230469
□ Hodestøttestag ekstra dybde	bestilles i tillegg til hodestøtte, ikke i kombinasjon med hodestøttefeste Universal	3009225	217925
KJØREBØYLE/HÅNDTAK			
● Kjørebøyle sb39		3505139	218296
● Kjørebøyle sb42		3505142	218207
● Kjørebøyle sb45		3505145	218208
● Kjørebøyle sb48		3505148	218209
● Kjørebøyle sb51		3505151	218210
● Kjørebøyle sb54		3505154	218211
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb39		3535039	218212
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb42		3535042	218213
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb45		3535045	218214
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb48		3535048	218215
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb51		3535051	218216
□ Kjørebøyle vinkelregulerbar sb54		3535054	218217
□ Kjørehåndtak sb39 komplett sett		3405501	199882
□ Kjørehåndtak sb42 komplett sett		3405502	199883
□ Kjørehåndtak sb45 komplett sett		3405503	199884
□ Kjørehåndtak sb48 komplett sett		3405504	199885
□ Kjørehåndtak sb51 komplett sett		3405505	199886
□ Kjørehåndtak sb54 komplett sett		3505130	218224

For andre
Whitmyer
hodestøtter,
se Whitmyer
brosjyre



Armlene fast




Hemiplegiarmlene




Hodestøtte komfort




Hodestøtte basic



Hodestøtte basic
avansert pute




Hodestøtte avansert
basic pute



Hodestøtte avansert




Trekk hodestøttepute




Kjørebøyle vinkelregulerbar



Kjørehåndtak




Bord



Pumpe elektrisk



Infusjonsholder



Krykkeholder

TJENESTER	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1

--

(OBS krever også eget utfylt skjema)

Kommentar: