

Q200 R




Bestellblatt

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 136 kg	
Kommission:			Nutzergewicht: kg	
Art.-Nr.: 22600000C-100, 22600000C-200, 22600251 Heckantrieb R			Grundpreis € 5.291,- Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.	
Hilfsmittelverzeichnis POS.-Nr.: 18.50.04.0193				
Stand: 08.05.2025, Preise gültig bis auf Widerruf				

Kundenmaße

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Brustbreite	mm
i) Hüftbreite	mm
j) Sitztiefe	mm
m) Fußsohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Sitzbreite	mm



Spezifikationen Sitzsystem

		Sitzart	Sitz- & Rückenbespannung, SEDEO LITE
Min. Rollstuhlgewicht	Ohne Batterien 64 kg	Sitzgrößen	Sitzbreite 380 - 540 mm
	Mit Batterien 98 kg		Sitztiefe 410 bis 510 mm, in 25 mm Schritten
		Sitzhöhen	450 mm bei Sitzwinkel 3° (Ohne Kissen) 470 mm bei Sitzwinkel 3° (Ohne Kissen) 490 mm bei Sitzwinkel 3° (Ohne Kissen)

Spezifikation Heckantrieb

Antriebsradposition	Heckantrieb	Antriebsräder	14", pannensicher (Schwarz Non-Marking)
Max. Zuladung	136 kg	Lenkräder	9" pannensicher (Schwarz Non-Marking)
Breite Fahrwerk	580 mm (Länge Fahrwerk 1070 mm)	Ladegerät	8 A
Rollstuhlsteuerung	VR2	Batteriegröße	55 Ah Batterien, Gel-Typ, wartungsfrei
Reichweite	31 km	Farbakzent	Schwarz
Motoren	6 km/h, 200 W	Bodenfreiheit	95 mm

Info: Bei Auswahl folgender Optionen verlängert sich die Lieferzeit des Rollstuhls auf acht Werktage:

- elektrische Sitzneigung & Rückenwinkelverstellung
- Sitzhöhe 450 mm
- manuell hochschwenkbare SEDEO LITE Fussraste
- Begleitsteuerung

Standardkonfiguration Q200 R Art. Nr.: 22600251 (Box Version)

(Achtung: diese Version ist vorkonfiguriert, hier können - auch im Wiedereinsatz - keine weiteren Optionen mehr hinzugefügt werden)

Diese Konfiguration beinhaltet:

- 2-Pol Motor, 6 km/h, Standard
- Antriebsrad 14", Pannensicher, Stollenprofil, schwarz
- Lenkrad, 9", pannensicher, schwarz
- LED Licht und Blinker nach StVZO
- Sitzhöhe 470 mm, 3° Sitzwinkel voreingestellt
- Sitzwinkel, einstellbar 0°, 3°, 6° (3° voreingestellt)
- Batterie 55 Ah, Gel, wartungsfrei
- Ladegerät, Automatik, 220V / 8A
- Rücken, winkeleinstellbar 90°, 94°, 98°, 102°
- Rückenbespannung, Nylon, gepolstert, anpassbar
- Rückenbreite 430 mm
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzbespannung, Nylon, gepolstert, schwarz
- Sitzkissen, Standard, 50 mm
- Sitzbreite 420 mm (+70 mm Breitenverstellung über Armlehnen)
- Sitztiefe 460 mm Standardeinstellung, anpassbar: 410 mm - 510 mm (4 Positionen in 25 mm Schritten)
- Armlehne abnehmbar
- Armauflage, Integralschaum, tiefeinstellbar, 380 mm
- Kleiderschutz, tiefeinstellbar
- SEDEO LITE, Fußraste 70°
- Fußplatte, hochklappbar
- Fersenband
- Beckengurt mit Schnappverschluss
- Bedienpult, VR2, 2 Verstellmotoren und Licht
- Anbau Bedienpult, parallel, abschwengbar
- Bedienpult Anbauseite rechts
- Motorsteuerung, VR2, 60 A
- Lichtsteuerungsmodul, VR2

Antriebseinheit

Q200 R

€

QJR000022 Q200 R (Heckantrieb)

5.291,-

Motoren

€

QJR180011 2-Pol Motor, 6 km/h

0,-

Antriebsräder

€

QJR070034 Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz

0,-

QJR070033 Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz

0,-

Lenkräder

€

QJR080210 Lenkrad, 9", pannensicher, schwarz

0,-

QJR080211 Lenkrad, 9", Luft, schwarz

0,-

Bürgersteighilfe

€

QJR090038 Bürgersteighilfe

520,-

Farbakzente

€

QJR140004 Schwarz (RAL 9005)

0,-

QJR140002 Rot (RAL 040 40 67)

0,-

QJR140005 Apfelgrün (RAL 110 70 77)

0,-

QJR140003 Blau (RAL 260 40 45)

0,-

LED Licht

€

QJR110201 LED Licht und Blinker nach StVZO

0,-

Sitzhöhen

€

SH45 450 mm (2) (3)

0,-

SH47 470 mm (2)

0,-

SH49 490 mm (2) (4)

0,-

Antriebseinheit

Batterien & Ladegeräte

Batterien

QJR160003	Batterie, 50 Ah, wartungsfrei (muss bei elektrischer Sitzneigung gewählt werden)	0,-
QJR160007	Batterie, 55 Ah, wartungsfrei (1)	0,-

Ladegerät

QJR160008	Ladegerät, Automatik, 220 V / 8 A	0,-
-----------	-----------------------------------	-----

Sitzausstattungen

Manuelle & Elektrische Sitzfunktionen

€

Sitzneigung (einstellbar 0°, 3°, 6°)

QJR020096	Sitzwinkel, einstellbar 0°, 3°, 6° (3° voreingestellt)	0,-
QJR130013	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° – 22° (mit 70 mm Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (3)	1.679,-

DAHL Cover Kit

€

QJR090164	DAHL Abdeckung Kit (2) (in Kombination mit DAHL Docking notwendig)	320,-
-----------	--	-------

Manuelle & Elektrische Rücken

€

QJR030147	Rücken, winkeleinstellbar 90°, 94°, 98°, 102°	0,-
QJR030160	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° – 120°, abklappbar (3)	1.539,-

Rückenhöhe

€

BH50	500 mm (6)	0,-
BH57	570 mm (7)	0,-

A – Rückenbespannung

€

QJR030150	Rückenbespannung, anpassbar	0,-
-----------	-----------------------------	-----

C – SEDEO LITE Rückenkissen

€

QJR030131	SEDEO LITE, Rückenkissen mit Profil, Höhe 570 mm, Komfortbezug	399,-
-----------	--	-------

C – SEDEO Seitenpelotten

QJR030609	SEDEO, Seitenpelotten, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, rechts	253,-
QJR030610	SEDEO, Seitenpelotten, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, links	253,-

Kopfstütze – Polster

€

QJR030431	SEDEO, Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (BxH) 240 x 150 mm	399,-
-----------	--	-------

Kopfstützenhalterung

€

QJR030433	SEDEO, Kopfstützenhalterung	132,-
-----------	-----------------------------	-------

Kopfstützenhalterung – Anbau

€

QJR030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	0,-
-----------	--	-----

Sitzrahmen – Breite

€

QJR020128	420 mm Sitzrahmenbreite – Sitzbreiteneinstellung über Armlehnen 420-480 mm (380 mm verfügbar mit nach innen montierter Armauflage)	0,-
QJR020129	480 mm Sitzrahmenbreite – Sitzbreiteneinstellung über Armlehnen 480-540 mm (440 mm verfügbar mit nach innen montierter Armauflage)	0,-

(1) Nicht mit elektrischer Sitzneigung möglich

(2) Nur Rückenabdeckung - komplettes DAHL Kit bei DAHL erhältlich. Nicht in Kombination mit elektrischer Rückenwinkelverstellung möglich

(3) nur mit 70 A Motorsteuerung möglich, bitte auswählen

(6) Nur mit Rückenbespannung möglich, nicht mit SEDEO LITE Rücken (QJR030131)

(7) Nicht mit QJR 030160 Rücken, elektrisch verstellbar, 90° – 120°, abklappbar

Sitzmaße

Sitzbreite

SW38	380 mm (2)	0,-
SW42	420 mm	0,-
SW44	440 mm (3)	0,-
SW46	460 mm	0,-
SW48	480 mm	0,-
SW50	500 mm	0,-
SW52	520 mm	0,-
SW54	540 mm	0,-

Sitztiefe

SD41	410 mm	0,-
SD435	435 mm	0,-
SD46	460 mm	0,-
SD485	485 mm	0,-
SD51	510 mm	0,-

Sitz Typ

€

QJR020087	Sitzbespannung	0,-
QJR020127	Sitzkissenleiste / feste Sitzplatte (1)	0,-

D – Standard Sitzkissen

QJR020098	Sitzkissen, Standard, 50 mm	0,-
-----------	-----------------------------	-----

Sitzausstattungen

E – SEDEO Sitzkissen

QJR020073	SEDEO, Sitzkissen mit Profil, Höhe 70 mm	348,-
-----------	--	-------

E – SEDEO Sitzkissen – Bezug

€

QJR020518	Sitzkissenbezug, Inkontinenzschutz	0,-
QJR020080	Sitzkissenbezug, Komfort	87,-

Armlehnen Typ

€

QJR040047	Armlehne, höhenverstellbar, abnehmbar	0,-
-----------	---------------------------------------	-----

Armauflage

€

QJR040048	Armauflage, Integralschaumstoff, tiefeinstellbar, 380 mm	0,-
-----------	--	-----

Seitenteile

€

QJR040049	Kleiderschutz, tiefeinstellbar	0,-
-----------	--------------------------------	-----

SEDEO LITE Fußrasten, abschwenkbar

€

QJR050100	SEDEO LITE, Fußraste, 70°, abschwenkbar	0,-
QJR050105	SEDEO LITE, Fußraste, manuell hochschwenkbar, abschwenkbar	503,-

Fußrasten Positionierung

QJR050150	Fussraste am Sitzrahmen innen montiert (-20 mm pro Seite)	253,-
QJR050151	Fussraste am Sitzrahmen aussen montiert (+20 mm pro Seite)	253,-

Stumpfauflagen

QJR050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts	312,-
QJR050014	Stumpfauflage, gepolstert, links	312,-

(1) Wird in Kombination mit Sitzkissen empfohlen
 (2) Wird mit nach innen montierter Armauflage geliefert

(3) Wird mit nach innen montierter Armauflage geliefert, wenn 480 mm Sitzrahmenbreite ausgewählt wird

Sitzausstattungen

Positionierungsunterstützung & Zubehör

€

QJR090128	Beckengurt, kurz, 50 mm x 1700 mm	0,-
QJR090110	Rückspiegel, rechts	57,-
QJR090118	Rückspiegel, links	57,-
QJR090009	Stockhalter	67,-
QJR030605	Abduktionskeil (1)	187,-
QJR090124	Therapietisch, abschwenkbar	336,-

Rollstuhlsteuerung

Bedienpulte – VR2

€

QJR110040	Bedienpult, VR2, 2 Verstellmotoren und Licht	0,-
-----------	--	-----

Anbau Bedienpult – VR2

QJR110082	Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar	0,-
-----------	--	-----

Anbauseite

QJR110052	Bedienpult, Anbauseite, rechts	0,-
QJR110053	Bedienpult, Anbauseite, links	0,-

Motorsteuerung – VR2

QJR110085	Motorsteuerung, VR2, 60 A	0,-
QJR110001	Motorsteuerung, VR2, 70 A (2) (muss gewählt werden bei elektrischen Optionen)	0,-

Lichtsteuerungsmodul – VR2

QJR110030	Lichtsteuerungsmodul, VR2	0,-
-----------	---------------------------	-----

Begleitsteuerung

QJR110021	Dual Steuerung für Begleitperson	662,-
QJR110158	Schiebegriff-Steuerung (3)	705,-
QJR110020	Bedienpulthalterung, nur für Steuerung durch Begleitperson	253,-

Anbau Steuerung für Begleitperson

QJR110025	Anbau Steuerung für Begleitperson, am Schiebegriff, rechts	0,-
QJR110026	Anbau Steuerung für Begleitperson, am Schiebegriff, links	0,-

(1) Nur in Kombination mit Sitzkissenleiste / fester Sitzplatte
 (2) Wird für Aktuatorkontrolle benötigt (elektrische Optionen)

(3) Nur Steuerung durch Begleitperson möglich. Aktiver Nutzer hat nicht die Möglichkeit selbst zu steuern. Wenn dies gewünscht, bitte Option QJR110021 Dual Steuerung für Begleitperson auswählen

Räder[◀ Zurück](#)

// QJR070034



// QJR070084



// QJR080059

Bürgersteighilfe[◀ Zurück](#)

// QJR090038

LED Licht[◀ Zurück](#)

// QJR110201

Bedienpulte – VR2[◀ Zurück](#)

// QJR110040

Armlehnen

[< Zurück](#)


// QJR040047

Rücken & Manuelle & Elektrische Rückenfunktionen & DAHL Cover Kit

[< Zurück](#)


// QJR030160



// QJR130013



// QJR090164

Sitz Typ

[< Zurück](#)


// QJR020127

Begleitsteuerung

[< Zurück](#)


// QJR110158

Fussrasten

[< Zurück](#)


// QJR050100

Kommentare

Q200 R

€

Grundpreis	5.291,00
Summe der Mehrpreise/Minderpreise	
Verpackung und Frachtkostenanteil	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Phone: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingekommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Zeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD · Fax 07253 / 980 222 · www.SunriseMedical.de
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.