



# Tilbehør Cirrus G5

Oppdatert mars 2025

Cirrus G5 har uendelig mange tilpasningsmuligheter i standard konfigurasjon. Cirrus G5 leveres i seks ulike setebredder. Med et rikt utvalg av tilbehør fra Sunrise Medicals sortiment, møter Cirrus G5 alle behovene som brukere av komfortrullestoler har.



 Breezy®

# INNHold

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Benstøtter.....                                      | 4 |
| Benstøttehenger, vinkelregulerbar .....              | 4 |
| Benstøttehenger, vinkeljusterbar .....               | 4 |
| Leggstøtte .....                                     | 4 |
| Benstøtter komplett.....                             | 4 |
| Fotplaterør .....                                    | 4 |
| Legglengde regulerbar.....                           | 4 |
| Fotplate, vinkeljusterbar .....                      | 5 |
| Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar .....            | 5 |
| Fotplate, vinkeljusterbar med hælband.....           | 5 |
| Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar med hælband..... | 5 |
| Fotplateforlenger .....                              | 6 |
| Leggstøtte, hel, polstret .....                      | 6 |
| Fotplate, hel, polstret .....                        | 6 |
| Fotkasse, polstret .....                             | 7 |
| Fotplate, hel, oppfellbar .....                      | 7 |
| Amputasjonsstøtte .....                              | 7 |
| Gipsbenstøtte .....                                  | 7 |
| Polster, benstøttehenger .....                       | 7 |
| Polster, universal .....                             | 7 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Støtte og stabilitet.....                            | 8  |
| Abduksjonskloss .....                                | 8  |
| Ryggkiler .....                                      | 8  |
| Sidestøtte .....                                     | 8  |
| Rygg .....                                           | 8  |
| Rygg alternativ høyde.....                           | 8  |
| Ryggpute Dacor .....                                 | 9  |
| Unistabil ryggpute .....                             | 9  |
| Jay rygger for økt posisjonering og stabilitet ..... | 9  |
| Tredjepartsrygg.....                                 | 9  |
| Elektriske funksjoner rygg/setetilt .....            | 10 |
| Lås for betjening av elektrisk rygg/setetilt .....   | 10 |
| Lås for betjening av manuell rygg/setetilt .....     | 10 |
| Feste for vest.....                                  | 10 |
| Hoftebelter.....                                     | 10 |
| Abduksjonsseler .....                                | 10 |
| Ankelstropper .....                                  | 10 |
| Vester.....                                          | 10 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Hodestøtter .....                       | 11 |
| Hodestøtte Basic .....                  | 11 |
| Hodestøtte Basic, Avansert pute.....    | 11 |
| Trekk til hodestøttepute.....           | 11 |
| Hodestøttestag for ekstra dybde.....    | 11 |
| Hodestøttefeste.....                    | 11 |
| Hodestøtte Avansert, Basic pute.....    | 11 |
| Hodestøtte Avansert.....                | 11 |
| Hodestøtte Komfort .....                | 11 |
| Hodestøtte Avansert, Komfort pute ..... | 11 |
| Hodestøttestag for ekstra dybde.....    | 12 |
| Hodestøtte Relax 3 vinger .....         | 12 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Armlener.....                                    | 13 |
| Armlene .....                                    | 13 |
| Armlene fast .....                               | 13 |
| Polster til klesbeskytter 1/1 .....              | 13 |
| Polster til klesbeskytter 1/2.....               | 13 |
| Hemiplegiarmlene .....                           | 13 |
| Polster til armlene som følger ryggvinkelen..... | 13 |
| Polster til armlene fast avtagbart.....          | 13 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Bremser og hjul .....                  | 14 |
| Enhåndsbremse .....                    | 14 |
| Bremsespakforlenger.....               | 14 |
| Eikebeskytter .....                    | 14 |
| Friksjonsoverdrag.....                 | 14 |
| Drivhjul.....                          | 14 |
| Friksjonsdrivringer silikonbelagt..... | 15 |
| Friksjonsdrivringer MaxGrep .....      | 15 |
| Friksjonsdrivringer Ergo Para.....     | 15 |
| Ledsagerbremse .....                   | 15 |
| Svinghjul .....                        | 15 |
| Svinghjulsgafler.....                  | 15 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Kjørebøyle og -håndtak .....        | 16 |
| Kjørebøyle .....                    | 16 |
| Kjørehåndtak.....                   | 16 |
| Kjørebøyle - vinkelregulerbar ..... | 16 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Sete .....                                             | 17        |
| Setepute Trevira .....                                 | 17        |
| <b>Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C.</b>          |           |
| <b>Standard.....</b>                                   | <b>17</b> |
| Setepute Dacor .....                                   | 17        |
| Inkontinenstrekk .....                                 | 17        |
| Seteplate uten utsparing.....                          | 17        |
| Seteplate med utsparing.....                           | 17        |
| Jay puter for økt trykkfordeling og posisjonering..... | 17        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Diverse tilbehør.....             | 18 |
| Tippesikring innsvingbar .....    | 18 |
| Tippesikring Basic.....           | 18 |
| Tippesikring vinkeljusterbar..... | 18 |
| Bord.....                         | 18 |
| Polster til bord .....            | 18 |
| Halvbord.....                     | 18 |
| Krykkeholder .....                | 19 |
| O2 holder .....                   | 19 |
| Infusjonsstativ .....             | 19 |
| Seteveske .....                   | 19 |
| Rullestolsekk.....                | 19 |
| Pumpe - elektrisk .....           | 19 |

# BENSTØTTER

## Benstøttehenger, vinkelregulerbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkelregulerbar 15-70°. Standard.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3013501 | 147843      |
| Ve | 3013511 | 147844      |

## Benstøttehenger, vinkeljusterbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkeljusterbar 70°, 80°, 90°.



|         | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------|---------|-------------|
| Hø = Ve | 3013200 | 147842      |

## Leggstøtte


Leggstøtten er høyde-, bredde- og dybdejusterbar. Standard.



|                  | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------|---------|-------------|
| Liten Hø = Ve    | 3013550 | 147720      |
| sb:39-54 Hø = Ve | 3013551 | 147721      |

## Benstøtter komplett

Vinkelregulerbar inklusiv leggstøtte og fotplate. Standard.



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| sb:39, Hø | 3513562 |             |
| sb:39, Ve | 3513563 |             |
| sb:42, Hø | 3013564 | 147834      |
| sb:42, Ve | 3013565 | 147835      |
| sb:45, Hø | 3013566 | 147836      |
| sb:45, Ve | 3013567 | 147837      |
| sb:48, Hø | 3013568 | 147838      |
| sb:48, Ve | 3013569 | 147839      |
| sb:51, Hø | 3013570 | 147840      |
| sb:51, Ve | 3013571 | 147841      |
| sb:54, Hø | 3013572 |             |
| sb:54, Ve | 3013573 |             |

## Fotplaterør

For tilpasning ved lengre underbenslengde. Standard fotplaterør 250 mm.



|                                         | Art.nr.   | Hms.art.nr. |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| Lang, 290 mm Hø = Ve                    | 3003796-1 | 199860      |
| For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Hø | 3003802   | 218455      |
| For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Ve | 3003803   | 218456      |

## Legglengde regulerbar

For regulering av legglengde uten bruk av verktøy.



|      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------|---------|-------------|
| Sett | 3503001 | 218027      |

# BENSTØTTER

## Fotplate, vinkeljusterbar

Standard.



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| sb:39, Hø | 3003404 | 023126      |
| sb:39, Ve | 3003405 | 023127      |
| sb:42, Hø | 3003406 | 023128      |
| sb:42, Ve | 3003407 | 023129      |
| sb:45, Hø | 3003408 | 023130      |
| sb:45, Ve | 3003409 | 023131      |
| sb:48, Hø | 3003410 | 023132      |
| sb:48, Ve | 3003411 | 023133      |
| sb:51, Hø | 3003412 | 023134      |
| sb:51, Ve | 3003413 | 023135      |
| sb:54, Hø | 3503400 | 218408      |
| sb:54, Ve | 3503401 | 218411      |

## Fotplate, vinkeljusterbar med hælband



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| sb:39, Hø | 3003416 | 026009      |
| sb:39, Ve | 3003417 | 026010      |
| sb:42, Hø | 3003418 | 026011      |
| sb:42, Ve | 3003419 | 026012      |
| sb:45, Hø | 3003420 | 026013      |
| sb:45, Ve | 3003421 | 026014      |
| sb:48, Hø | 3003422 | 026015      |
| sb:48, Ve | 3003423 | 026016      |
| sb:51, Hø | 3003424 | 026017      |
| sb:51, Ve | 3003425 | 026018      |
| sb:54, Hø | 3503402 | 218409      |
| sb:54, Ve | 3503403 | 218410      |

## Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| sb:39, Hø | 3003454 | 023138      |
| sb:39, Ve | 3003455 | 023139      |
| sb:42, Hø | 3003456 | 023140      |
| sb:42, Ve | 3003457 | 023141      |
| sb:45, Hø | 3003458 | 023142      |
| sb:45, Ve | 3003459 | 023143      |
| sb:48, Hø | 3003460 | 023144      |
| sb:48, Ve | 3003461 | 023145      |
| sb:51, Hø | 3003462 | 023146      |
| sb:51, Ve | 3003463 | 023147      |
| sb:54, Hø | 3503404 | 218404      |
| sb:54, Ve | 3503405 | 218407      |

## Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar med hælband



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| sb:39, Hø | 3003466 | 023150      |
| sb:39, Ve | 3003467 | 023151      |
| sb:42, Hø | 3003468 | 023152      |
| sb:42, Ve | 3003469 | 023153      |
| sb:45, Hø | 3003470 | 023154      |
| sb:45, Ve | 3003471 | 023155      |
| sb:48, Hø | 3003472 | 023156      |
| sb:48, Ve | 3003473 | 023157      |
| sb:51, Hø | 3003474 | 023158      |
| sb:51, Ve | 3003475 | 023159      |
| sb:54, Hø | 3503406 | 218405      |
| sb:54, Ve | 3503407 | 218406      |

# BENSTØTTER

## Fotplateforlenger


Bedre støtte for større føtter, samt større variasjonsmuligheter i fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater. Hø = Ve.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3503410 |             |
| sb:42 | 3503411 | 248037      |
| sb:45 | 3503412 |             |
| sb:48 | 3503413 |             |
| sb:51 | 3503414 |             |
| sb:54 | 3503415 |             |

## Leggstøtte, hel, polstret

Justerbar i dybde og høyde. Avtagbar. Monteres på eksisterende fester til leggputer. h:16 cm.



|          | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------|---------|-------------|
| sb:39-42 | 3509007 | 218319      |
| sb:45-48 | 3509030 | 232707      |
| sb:51-54 | 3509008 | 218320      |

## Fotplate, hel, polstret

Økt komfort og variasjon i fotplassering. Avtagbar. Monteres på eksisterende fotplater. d:15 cm.



|          | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------|---------|-------------|
| sb:39-42 | 3509031 |             |
| sb:45-48 | 3509023 | 218472      |
| sb:51-54 | 5509024 | 218471      |



 Breezy®

# BENSTØTTER

## Fotkasse, polstret

Hel, polstret fotkasse for økt støtte og variert fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater og leggstøttefester.



|          | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------|---------|-------------|
| sb:39-42 | 3509057 | 232752      |
| sb:45-48 | 3509058 | 232753      |
| sb:51-54 | 5309059 | 232754      |

## Gipsbenstøtte

Stabil støtte for hele benet. Vinkelregulerbar, avtagbar og utsvingbar.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3013920 | 186956      |
| Ve | 3013921 | 186957      |

## Fotplate, hel, oppfellbar

Mulighet for variert fotplassering. Oppfellbar hø/ve side.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3509032 |             |
| sb:42 | 3509033 |             |
| sb:45 | 3509034 |             |
| sb:48 | 3509035 |             |
| sb:51 | 3509036 |             |
| sb:54 | 3509037 |             |

## Polster, benstøttehenger

Polster til vinkelregulerbar henger, innside ledd.



|     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----|---------|-------------|
| Par | 270001  | 238446      |

## Amputasjonsstøtte

Stabil støtte. Regulerbar i vinkel, dybde og bredde.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3003640 | 158898      |
| Ve | 3003641 | 158899      |

## Polster, universal

Polster leggstøtte/ amputasjonsstøtte/fotplate etc.




|         | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------|---------|-------------|
| Polster | U1295   | 233758      |

# STØTTE OG STABILITET

## Abduksjonskloss

For posisjonering av ben.  
Avtagbar for enklere forflytning.



|                        | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| Liten b:9 l:12 h:10 cm | 3409400 | 137804      |
| Stor b:10 l:18 h:15 cm | 3409402 | 137805      |

## Rygg

Rygg og ryggpute, høyde 65 cm. Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C. Standard.



|                        | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| Ryggramme sb:39 h:65cm | 3515039 | 218598      |
| Ryggramme sb:42 h:65cm | 3515042 | 218601      |
| Ryggramme sb:45 h:65cm | 3515045 | 218604      |
| Ryggramme sb:48 h:65cm | 3515048 | 218607      |
| Ryggramme sb:51 h:65cm | 3515051 | 218610      |
| Ryggramme sb:54 h:65cm | 3515054 | 218513      |
| Ryggpute sb:39 h:65cm  | 3515839 | 218679      |
| Ryggpute sb:42 h:65cm  | 3515842 | 218683      |
| Ryggpute sb:45 h:65cm  | 3515845 | 218687      |
| Ryggpute sb:48 h:65cm  | 3515848 | 218691      |
| Ryggpute sb:51 h:65cm  | 3515851 | 218695      |
| Ryggpute sb:54 h:65cm  | 3515854 | 218699      |

## Ryggekiler

For økt sidestøtte. Til montering i åpning i ryggskummet.



|      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------|---------|-------------|
| Sett | 3505003 | 218205      |

## Sidestøtte

For økt sideveis stabilitet.  
Utsvingbar, høyde- og dybdejusterbar.  
Dybdejusterbar 6 cm. Trekk anbefales til sidestøttene.



|                      | Art.nr.  | Hms.art.nr. |
|----------------------|----------|-------------|
| Hø                   | 3015250  |             |
| Ve                   | 3015251  |             |
| Trekk til sidestøtte | CX310010 | 187525      |

## Rygg alternativ høyde

Rygg og ryggpute i alternativ rygghøyde, 55 cm. Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C.



|                        | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| Ryggramme sb:39 h:55cm | 3525039 | 218599      |
| Ryggramme sb:42 h:55cm | 3525042 | 218602      |
| Ryggramme sb:45 h:55cm | 3525045 | 218605      |
| Ryggramme sb:48 h:55cm | 3525048 | 218608      |
| Ryggramme sb:51 h:55cm | 3525051 | 218611      |
| Ryggramme sb:54 h:55cm | 3525054 | 218614      |
| Ryggpute sb:39 h:55cm  | 3525839 | 218680      |
| Ryggpute sb:42 h:55cm  | 3525842 | 218684      |
| Ryggpute sb:45 h:55cm  | 3525845 | 218688      |
| Ryggpute sb:48 h:55cm  | 3525848 | 218692      |
| Ryggpute sb:51 h:55cm  | 3525851 | 218696      |
| Ryggpute sb:54 h:55cm  | 3525854 | 218700      |

# STØTTE OG STABILITET

## Ryggpute Dacor

Dacor ryggpute er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskinen på 90°C og egner seg svært godt til sykehusmiljø. (Standard rygg høyde 65 cm.)



|                               | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------------------|---------|-------------|
| Ryggpute sb:39 h:65cm         | 3515939 | 218681      |
| Ryggpute sb:42 h:65cm         | 3515942 | 218685      |
| Ryggpute sb:45 h:65cm         | 3515945 | 218689      |
| Ryggpute sb:48 h:65cm         | 3515948 | 218693      |
| Ryggpute sb:51 h:65cm         | 3515951 | 218697      |
| Ryggpute sb:54 h:65cm         | 3515954 | 218701      |
| Ryggpute sb:39 h:55cm         | 3525939 | 218682      |
| Ryggpute sb:42 h:55cm         | 3525942 | 218686      |
| Ryggpute sb:45 h:55cm         | 3525945 | 218690      |
| Ryggpute sb:48 h:55cm         | 3525948 | 218694      |
| Ryggpute sb:51 h:55cm         | 3525951 | 218698      |
| Ryggpute sb:54 h:55cm         | 3525954 | 218702      |
| Setepute Dacor, se side 17.   |         |             |
| Hodestøtte Dacor, se side 11. |         |             |


## Jay rygger for økt posisjonering og stabilitet

Ta kontakt for å få tilsendt Jay produktkatalog, eller finn den på: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## Xstabil ryggpute

Alternativ ryggpute med større og fastere sidestøtter for ekstra god sideveis stabilitet. Monteres i stedet for standard ryggpute.



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| b:40 h:55 | XSH4055 | 253297      |
| b:43 h:55 | XSH4355 | 253298      |
| b:45 h:55 | XSH4555 | 253299      |
| b:48 h:55 | XSH4855 | 253300      |
| b:53 h:55 | XSH5355 | 253301      |
| b:58 h:55 | XSH5855 |             |
| b:40 h:45 | XSL4045 | 253302      |
| b:43 h:45 | XSL4345 | 253303      |
| b:45 h:45 | XSL4545 | 253304      |
| b:48 h:45 | XSL4845 | 253305      |
| b:53 h:45 | XSL5345 | 253306      |

Velg h:55 ved standard rygggramme, h:45 ved lav rygggramme. Velg en litt bredere ryggpute enn stolbredde for optimal effekt av støttene.

## Unistabil ryggpute

Alternativ ryggpute for økt sideveis stabilitet. Monteres i stedet for standard ryggpute.



|             | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| b:40 h:55cm | US4055  | 080005      |
| b:43 h:55cm | US4355  | 158388      |
| b:48 h:55cm | US4855  | 158390      |
| b:53 h:55cm | US5355  | 158392      |

# STØTTE OG STABILITET

## Tredjepartsrygg

Ryggramme klargjort for montering av alle typer faste rygger eller støpte ryggskall, f.eks. Jay-rygg. Kan ikke kombineres med armlener som følger rygg.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3505039 | 218600      |
| sb:42 | 3505042 | 218603      |
| sb:45 | 3505045 | 218606      |
| sb:48 | 3505048 | 218609      |
| sb:51 | 3505051 | 218612      |
| sb:54 | 3505054 | 218615      |

## Lås for betjening av manuell rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling.



|                | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| Lås for hendel | 3505010 |             |

## Elektriske funksjoner rygg/setetilt

Enda enklere betjening av tilt og/eller ryggvinkel



|                                  | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------------------------|---------|-------------|
| Ryggvinkelregulering             | 3519500 | 218648      |
| Setetilt                         | 3519501 | 218752      |
| Setetilt og ryggvinkelregulering | 3519505 | 218760      |

## Feste for vest

Bidrar til riktig drag på skulderstroppene. Festet er høyde- og vinkeljusterbart.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| Feste | 5005247 | 233136      |

## Lås for betjening av elektrisk rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling. Låser av én funksjon.



|                      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------------|---------|-------------|
| Lås for håndkontroll | 3019510 |             |

## Hoftebelter Abduksjonsseler Ankelstropper Vester

Ta kontakt for å få tilsendt egen katalog for posisjoneringsbelter fra Kinetic Balance, eller finn den på:  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



# HODESTØTTER

## Hodestøtte Basic

Basic feste, basic  
hodestøttepute.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| Basic | 3009200 | 147845      |

## Hodestøtte Avansert, Basic pute

Avansert feste, basic pute. Økt  
mulighet til dybderegulering,  
hodestøttepute på kuleledd.



|                      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------------|---------|-------------|
| Avansert, basic pute | 3009215 | 153960      |

## Hodestøtte Basic, Avansert pute

Basic feste, avansert  
hodestøttepute.



|                      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------------|---------|-------------|
| Basic, avansert pute | 3009205 | 147846      |


## Hodestøtte Avansert

Avansert feste, avansert  
hodestøttepute. Økt mulighet til  
dybderegulering, hodestøttepute  
på kuleledd.



|          | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------|---------|-------------|
| Avansert | 3009210 | 153959      |

## Trekk til hodestøttepute



|                         | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------------|---------|-------------|
| Trekk til avansert pute | 3009221 | 153962      |
| Trekk til basic pute    | 3009220 | 145743      |

## Hodestøtte Komfort

Basic feste, komfort  
hodestøttepute. Hodestøtte  
med innvendige stropper for  
regulering av kurvatur for  
tilpasset støtte.  
Standard.



|                              | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------------------|---------|-------------|
| Basic, komfort pute, Trevira | 3509010 | 218115      |
| Basic, komfort pute, Dacor   | 3509011 | 218116      |

## Hodestøttefeste

Universalfeste for andre typer  
hodestøtter.



|                           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------------------------|---------|-------------|
| Hodestøttefeste universal | 3509060 | 230469      |

## Hodestøtte Avansert, Komfort pute

Innvendige stropper for  
regulering av kurvatur for  
tilpasset støtte. Økt mulighet til  
dybderegulering, hodestøttepute  
på kuleledd.



|                                 | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------------------------------|---------|-------------|
| Avansert, komfort pute, Trevira | 3509012 | 218113      |
| Avansert, komfort pute Dacor    | 3509013 | 218114      |



Uendelige innstillingsmuligheter kombinert med et rikholdig tilbehørsprogram gir stillingsendringer, komfort og sittestabilitet i særklasse.

# HODESTØTTER

## Hodestøttestag for ekstra dybde

Ved behov for å flytte hodestøtten enda lenger fram.



|                | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| Hodestøttestag | 3009225 | 217925      |

## Hodestøtte RelaX 3 vinger

Vinkeljusterbare vinger gir tilpasset stabilitet til hodet. Forutsetter hodestøttefeste Universal.



|                           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------------------------|---------|-------------|
| Hodestøtte RelaX 3 vinger | 069458  | 236893      |

 Breezy®

# ARMLENER

## Armlene

Følger ryggvinkelen for optimal støtte. Armlenene kan vippes opp og fjernes ved forflytning eller transport. Høyde-, vinkel- og dybdejusterbart. Standard.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3516300 | 217763      |
| Ve | 3516400 | 217764      |

## Hemiplegiarmlene

Følger ryggvinkelen for optimal støtte i alle posisjoner. Kan vinkles i horisontalplanet for maksimal støtte og avlastning. Høyde-, vinkel- og dybdejusterbart.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3516600 | 217761      |
| Ve | 3516700 | 217762      |

## Armlene fast

Avtagbart. Høyde- og dybdejusterbart. Velges ved bruk av tredjepartsrygg.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3516100 | 217759      |
| Ve | 3516200 | 217760      |

## Polster til armlene som følger ryggvinkelen

Mykere overflate på armlenene.



|             | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Tekstil, Hø | 3006125 | 189443      |
| Tekstil, Ve | 3006126 | 189444      |
| Skai, Par   | 270002  |             |

## Polster til klesbeskytter 1/1

Mykere flate mot kroppen. Bygger inn ca 2,5 cm på hver side.



|     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----|---------|-------------|
| Par | 270004  |             |

## Polster til armlene fast avtagbart

Mykere overflate på armlenene.



|             | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Tekstil, Hø | 3006155 | 188378      |
| Tekstil, Ve | 3006156 | 189441      |

## Polster til klesbeskytter 1/2

Mykere flate mot kroppen. Bygger inn ca 2,5 cm på hver side. Bedre plass i bakkant til bekken, evt. Unistabil ryggpute.



|     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----|---------|-------------|
| Par | 270003  |             |

# BREMSE OG HJUL

## Enhåndsbrems

Bremsene betjenes med en hånd og låser begge hjulene.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3508201 | 217941      |
| Ve | 3508202 | 217942      |

## Eikebeskytter

Transparent eikebeskytter som hindrer fingre, klær eller løse gjenstander å komme i klem i eikene.



|     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----|---------|-------------|
| 20" | 53272   | 012593      |
| 22" | 53273   | 012595      |
| 24" | 51686   | 008228      |

## Bremsespakforlenger

Lettere å aktivere bremsene ved redusert kraft. Bremsespakforlengeren erstatter bremsens originale håndtak. Nedfellbar.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3508250 |             |
| Ve | 3508251 |             |

## Friksjonsoverdrag

Overdrag til drivringene for bedre grep. Avtagbart.



|                     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------------------|---------|-------------|
| 20" silikonoverdrag | 84536   | 155024      |
| 22" silikonoverdrag | 84537   | 155025      |
| 24" silikonoverdrag | 84538   | 155026      |

## Drivhjul

Velg mellom ulike dimensjoner og dekk for ønskede kjøreegenskaper.



|                                | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|--------------------------------|---------|-------------|
| 20" høytrykk 25mm alu drivring | 84400   | 152843      |
| 20" kompakt 25mm alu drivring  | 84401   | 152840      |
| 20" luft 37mm alu drivring     | 84410   | 152845      |
| 20" kompakt 37mm alu drivring  | 84415   | 217821      |
| 22" høytrykk 25mm alu drivring | 84420   | 152850      |
| 22" kompakt 25mm alu drivring  | 84421   | 152846      |
| 22" luft 37mm alu drivring     | 84430   | 152852      |
| 22" kompakt 37mm alu drivring  | 84435   | 187007      |
| 24" høytrykk 25mm alu drivring | 84440   | 152858      |
| 24" kompakt 25mm alu drivring  | 84441   | 152854      |
| 24" luft 37mm alu drivring     | 84450   | 152861      |
| 24" kompakt 37mm alu drivring  | 84455   | 152860      |



# BREMSE OG HJUL

## Friksjonsdrivringer silikonbelagt

Silikonbelagt drivring for bedre grep.



|                   | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------|---------|-------------|
| 20" silikonbelagt | 84544   | 154992      |
| 22" silikonbelagt | 84545   | 154993      |
| 24" silikonbelagt | 84546   | 154994      |

## Ledsagerbrems

Ledsagerstyrt brems montert på kjørebøyle eller kjørehåndtak gir mer kontroll for ledsager. Standard.



|                       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------------------|---------|-------------|
| 20" kompakt, komplett | 3507517 | 218301      |
| 22" kompakt, komplett | 3507537 | 218302      |
| 24" kompakt, komplett | 3507557 | 218303      |

## Friksjonsdrivringer MaxGrep

Ekstra myke drivringer, 25 mm, for bedre grep.



|                  | Art.nr.     | Hms.art.nr. |
|------------------|-------------|-------------|
| 20" MaxGrep 25mm | 20S450Q4425 | 187073      |
| 22" MaxGrep 25mm | 22S490Q6465 | 187074      |
| 24" MaxGrep 25mm | 24S540Q6515 | 187075      |

## Svinghjul

Velg mellom ulike størrelser og materialer for ønskede kjøreegenskaper.



|                   | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------|---------|-------------|
| 5" kompakt b:27mm | 84552   | 155000      |
| 6" kompakt b:27mm | 84555   | 155001      |
| 6" kompakt b:33mm | 84554   | 154790      |
| 6" luft b:30mm    | 84556   | 155002      |
| 8" kompakt b:27mm | 84557   | 155003      |
| 8" kompakt b:33mm | 84565   | 218800      |
| 8" luft b:30mm    | 84558   | 155004      |

## Friksjonsdrivringer Ergo Para

Ergonomisk utformet for bedre grep. Friksjonsbelegg dekker avstanden fra drivring til felg. Ytterkant av drivring er uten friksjonsmateriale.



|                  | Art.nr.     | Hms.art.nr. |
|------------------|-------------|-------------|
| 20" Ergo Para CP | 20EPCPQ4425 | 187077      |
| 20" Ergo Para    | 20EPQ4425   | 187079      |
| 22" Ergo Para CP | 22EPCQ6465  | 187078      |
| 22" Ergo Para    | 22EPCQ6465  | 187076      |
| 24" Ergo Para CP | 24EPCPQ6515 | 187081      |
| 24" Ergo Para    | 24EPQ6515   | 187080      |

## Svinghjulsgafler

Ved behov for endring av setehøyde foran.



|                                    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------------------------------------|---------|-------------|
| 130 mm                             | 3517030 | 218811      |
| 120 mm                             | 3517032 | 218810      |
| 130 mm inkl distansehylse (155 mm) | 3517031 | 218812      |

# KJØREBØYLE OG -HÅNDTAK

## Kjørebøyle

Bidrar til riktig og god arbeidsstilling for ledsager. Standard.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3505139 | 218296      |
| sb:42 | 3505142 | 218207      |
| sb:45 | 3505145 | 218208      |
| sb:48 | 3505148 | 218209      |
| sb:51 | 3505151 | 218210      |
| sb:54 | 3505154 | 218211      |

## Kjørehåndtak


Høyderegulerbare, avtagbare. Stabile ved bruk.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3405501 | 199882      |
| sb:42 | 3405502 | 199883      |
| sb:45 | 3405503 | 199884      |
| sb:48 | 3405504 | 199885      |
| sb:51 | 3405505 | 199886      |
| sb:54 | 3505130 | 218224      |

## Kjørebøyle - vinkelregulerbar

Kjørebøylen bidrar til riktig og god arbeidsstilling for ledsager. Kjørebøylen kan felles ned når den ikke er i bruk.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3535039 | 218212      |
| sb:42 | 3535042 | 218213      |
| sb:45 | 3535045 | 218214      |
| sb:48 | 3535048 | 218215      |
| sb:51 | 3535051 | 218216      |
| sb:54 | 3535054 | 218217      |

Uavhengig av om man velger standard kjørebøyle, vinkelregulerbar kjørebøyle eller kjørehåndtak, er bremsehåndtak og reguleringshendler ergonomisk plassert for betjening av ledsager.

 Breezy®

## Setepute Trevira

Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C. Standard.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3514639 | 218484      |
| sb:42 | 3514642 | 218486      |
| sb:45 | 3514645 | 218488      |
| sb:48 | 3514648 | 218490      |
| sb:51 | 3514651 | 218492      |
| sb:54 | 3514654 | 218494      |

## Seteplate uten utsparing

Seteplaten er hel i motsetning til standard seteplate som har utsparing for sitteknutene.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3504339 | 218457      |
| sb:42 | 3504342 | 218459      |
| sb:45 | 3504345 | 218461      |
| sb:48 | 3504348 | 218463      |
| sb:51 | 3504351 | 218465      |
| sb:54 | 3504354 | 218467      |

## Setepute Dacor

Dacor setepute er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 90°C og egner seg svært godt til for eksempel sykehusmiljø.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3514739 | 218485      |
| sb:42 | 3514742 | 218487      |
| sb:45 | 3514745 | 218489      |
| sb:48 | 3514748 | 218491      |
| sb:51 | 3514751 | 218493      |
| sb:54 | 3514754 | 218495      |

## Seteplate med utsparing

Utsparing for bekkenet gir økt trykkfordeling og stabilitet. Standard.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3504539 | 218458      |
| sb:42 | 3504542 | 218460      |
| sb:45 | 3504545 | 218462      |
| sb:48 | 3504548 | 218464      |
| sb:51 | 3504551 | 218466      |
| sb:54 | 3504554 | 218468      |

## Inkontinenstrekk

Beskytter puten mot søl. Avtagbart. Kan vaskes i vaskemaskin 60°C.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| sb:39 | 3509017 | 218193      |
| sb:42 | 3509018 | 218194      |
| sb:45 | 3509019 | 218195      |
| sb:48 | 3509020 | 218196      |
| sb:51 | 3509021 | 218197      |
| sb:54 | 3509022 | 218198      |

## Jay puter for økt trykkfordeling og posisjonering.

Ta kontakt for å få tilsendt JAY produktkatalog, eller finn den på: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



# DIVERSE TILBEHØR

## Tippesikring innsvingbar

Enkel å svinge unna med foten, ved for eksempel forsering av fortauskanter. Standard.



|             | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------|---------|-------------|
| Innsvingbar | 3509001 | 218824      |

## Bord


Transparent bord. Breddejusterbare fester, passer alle setebredder. Dybderegulerbart.



|      | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|------|---------|-------------|
| Bord | 3019100 | 147805      |

## Tippesikring Basic

Plasseffektiv. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter. Alternativ ved bruk av ledsagermanøvrert drivaggregat.



|                         | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------------|---------|-------------|
| Standard lengde Hø = Ve | 3009330 | 155027      |
| Lang (sh:46-55) Hø = Ve | 3009335 | 206935      |

## Polster til bord

Mykere overflate på bordet. Anbefales ved bruk som støtte for armene.



|              | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Polster bord | 3019107 |             |

## Tippesikring vinkeljusterbar

Inkl. vippestuss. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter. Alternativ ved bruk av ledsagermanøvrert drivaggregat.



|         | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------|---------|-------------|
| Hø = Ve | 3009370 | 218825      |

## Halvbord

For kaffekoppen, ulike aktiviteter eller støtte for armen.



|    | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|----|---------|-------------|
| Hø | 3019101 |             |
| Ve | 3019102 |             |

# DIVERSE TILBEHØR

## Krykkeholder

For rullestolbrukerens eller ledsagers krykke.



|              | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Krykkeholder | 3509002 | 218271      |

## Seteveske

Veske med glidelås for trygg oppbevaring i framkant av setet.



|       | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------|---------|-------------|
| Veske | 58308   | 155146      |

## O2 holder

Leveres med festekroker og veske.



|           | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-----------|---------|-------------|
| O2 holder | 3019140 |             |

## Rullestolsekk

Romslig sekk med mange lommer. For plassering på ryggen av rullestolen.



|               | Art.nr.   | Hms.art.nr. |
|---------------|-----------|-------------|
| Rullestolsekk | 000670001 | 152718      |

## Infusjonsstativ

Maks belastning 2 x 500 ml.



|                     | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|---------------------|---------|-------------|
| Stativ (uten feste) | 7109100 | 175883      |
| Feste               | 3509115 |             |

## Pumpe - elektrisk

Pumpe med tilbehør i praktisk veske.



|                   | Art.nr. | Hms.art.nr. |
|-------------------|---------|-------------|
| Pumpe - elektrisk | 3007900 | 139123      |

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987  
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027  
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
julie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.