



Tilbehør Emineo

Oppdatert november 2016



INNHOOLD

Benstøtter	4	Bremser og hjul	12
Benstøttehenger, vinkeljusterbar	4	Bremser - dra for å låse.....	12
Benstøttehenger, vinkelregulerbar	4	Bremser - skyv for å låse.....	12
Leggstøtte.....	4	Enhåndsbremse	12
Benstøtter komplett.....	4	Ledsagerbremse	12
Benstøtter komplett.....	4	Drivhjul.....	12
Fotplate, vinkeljusterbar.....	5	Enarmsdrift	13
Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar	5	Eikebeskytter	13
Fotplate, vinkeljusterbar		Friksjonsoverdrag.....	13
med hælbånd.....	5	Friksjonsdrivringer silikonbelagt.....	13
Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar med hælbånd.....	5	Friksjonsdrivringer MaxGrep	13
Fotplaterør	6	Friksjonsdrivringer Ergo Para.....	13
Legglengde regulerbar.....	6	Svinghjul	14
Leggrem	6	Hjulblokk Basic	14
Fotplateforlenger	6	Hjulblokk Basic - amputasjonsblokk.....	14
Leggstøtte, hel, polstret	6	Hjulblokk One-tool	14
Fotplate, hel, polstret	6	Lagerhus med gaffel Basic	14
Fotkasse, polstret	7	Lagerhus med gaffel One-tool.....	14
Fotplate, hel, oppfellbar	7		
Amputasjonsstøtte	7	Kjørebøyle og -håndtak	15
Gipsbenstøtte	7	Kjørebøyle.....	15
Polster, benstøttehenger	7	Kjørehåndtak.....	15
Polster, universal	7		
		Sete	16
Støtte og stabilitet	8	Setepute Trevira	16
Abduksjonskloss	8	Jay puter for økt trykkfordeling og posisjonering	16
Ryggkiler	8	Setepute Vinyl	16
Sidestøtte	8	Seteplate	17
Ryggoverdrag tekstil.....	8	Bredderegulerings-puter.....	17
Ryggoverdrag Vinyl.....	8	Seteplate med utsparing	17
Ryggvinkelregulering 90-120° gasdemper	9		
Elektriske funksjoner rygg/setetilt	9	Diverse tilbehør	18
Lås for betjening av elektrisk rygg/setetilt	9	Tippekriking Basic.....	18
Lås for betjening av manuell rygg/setetilt	9	Tippekriking vinkeljusterbar.....	18
Feste for vest.....	9	Tippekriking SFMB med vippestuss.....	18
Hoftebelter.....	9	Tippekriking SFMB.....	18
Abduksjonsseler	9	Bord.....	18
Ankelstropper	9	Polster til bord	18
Vester.....	9	Halvbord.....	18
		Krykkeholder	19
Hodestøtter	10	O2 holder	19
Hodestøtte Basic	10	Infusjonsstativ	19
Hodestøtte Basic, Avansert pute.....	10	Seteveske	19
Trekke til hodestøttepute.....	10	Rullestolsekk.....	19
Hodestøttefeste.....	10	Pumpe - elektrisk.....	19
Hodestøtte Avansert, Basic pute.....	10		
Hodestøtte Avansert.....	10		
Hodestøttetag for ekstra dybde.....	10		
Hodestøtte Relax 3 vinger.....	10		
Armlener	11		
Armlene	11		
Hemiplegiarmlene	11		
Polster til armlene	11		
Mykere overflate på armlenene.....	11		

BENSTØTTER

Benstøttehenger, vinkeljusterbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkeljusterbar 70°, 80°, 90°. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø = Ve	3013200	147842

Benstøtter komplett

Vinkeljusterbar inklusiv leggstøtte og fotplate. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.36 Hø	3013560	147830
sb.36 Ve	3013561	147831
sb:39, Hø	3513562	147832
sb:39, Ve	3513563	147833
sb:42, Hø	3013564	147834
sb:42, Ve	3013565	147835
sb:45, Hø	3013566	147836
sb:45, Ve	3013567	147837
sb:48, Hø	3013568	147838
sb:48, Ve	3013569	147839
sb:51, Hø	3013570	147840
sb:51, Ve	3013571	147841

Benstøttehenger, vinkelregulerbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkelregulerbar 15-70°.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3013501	147843
Ve	3013511	147844

Leggstøtte

Leggstøtten er høyde-, bredde- og dybdejusterbar.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Liten Hø = Ve	3013550	147720
sb:39-54 Hø = Ve	3013551	147721

Benstøtter komplett

Vinkelregulerbar inklusiv leggstøtte og fotplate.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.36 Hø	3013560	147830
sb.36 Ve	3013561	147831
sb:39, Hø	3513562	147832
sb:39, Ve	3513563	147833
sb:42, Hø	3013564	147834
sb:42, Ve	3013565	147835
sb:45, Hø	3013566	147836
sb:45, Ve	3013567	147837
sb:48, Hø	3013568	147838
sb:48, Ve	3013569	147839
sb:51, Hø	3013570	147840
sb:51, Ve	3013571	147841

BENSTØTTER

Fotplate, vinkeljusterbar



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.33 Hø	3003400	218415
sb.33 Ve	3003401	218418
sb.36 Hø	3003402	23124
sb.36 Ve	3003403	23125
sb:39, Hø	3003404	023126
sb:39, Ve	3003405	023127
sb:42, Hø	3003406	023128
sb:42, Ve	3003407	023129
sb:45, Hø	3003408	023130
sb:45, Ve	3003409	023131
sb:48, Hø	3003410	023132
sb:48, Ve	3003411	023133
sb:51, Hø	3003412	023134
sb:51, Ve	3003413	023135

Fotplate, vinkeljusterbar med hælbånd

Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.33 Hø	3003432	
sb.33 Ve	3003433	
sb.36 Hø	3003414	
sb.36 Ve	3003415	
sb:39, Hø	3003416	026009
sb:39, Ve	3003417	026010
sb:42, Hø	3003418	026011
sb:42, Ve	3003419	026012
sb:45, Hø	3003420	026013
sb:45, Ve	3003421	026014
sb:48, Hø	3003422	026015
sb:48, Ve	3003423	026016
sb:51, Hø	3003424	026017
sb:51, Ve	3003425	026018

Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.36 Hø	3003452	23136
sb.36 Ve	3003453	23137
sb:39, Hø	3003454	023138
sb:39, Ve	3003455	023139
sb:42, Hø	3003456	023140
sb:42, Ve	3003457	023141
sb:45, Hø	3003458	023142
sb:45, Ve	3003459	023143
sb:48, Hø	3003460	023144
sb:48, Ve	3003461	023145
sb:51, Hø	3003462	023146
sb:51, Ve	3003463	023147

Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar med hælbånd



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb.36 Hø	3003464	023148
sb.36 Ve	3003465	023149
sb:39, Hø	3003466	023150
sb:39, Ve	3003467	023151
sb:42, Hø	3003468	023152
sb:42, Ve	3003469	023153
sb:45, Hø	3003470	023154
sb:45, Ve	3003471	023155
sb:48, Hø	3003472	023156
sb:48, Ve	3003473	023157
sb:51, Hø	3003474	023158
sb:51, Ve	3003475	023159

BENSTØTTER

Fotplaterør

For tilpasning ved lengre underbenslengde.
Standard fotplaterør 250 mm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lang, 290 mm Hø = Ve	3003796-1	199860
For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Hø	3003802	218455
For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Ve	3003803	218456

Fotplateforlenger

Bedre støtte for større føtter, samt større variasjonsmuligheter i fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater. Hø = Ve.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3503410	
sb:42	3503411	248037
sb:45	3503412	
sb:48	3503413	
sb:51	3503414	

Legglengde regulerbar

For regulering av legglengde uten bruk av verktøy.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Sett	3503001	218027

Leggstøtte, hel, polstret

Justerbar i dybde og høyde. Avtagbar. Monteres på eksisterende fester til leggputer. h:16 cm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509007	218319
sb:45-48	3509030	232707
sb:51	3509008	218320

Leggrem

Festes til fotplaterørene og gir støtte til begge leggene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Leggrem 36" sb 39-51	50576	239690

Fotplate, hel, polstret

Økt komfort og variasjon i fotplassering. Avtagbar. Monteres på eksisterende fotplater. d:15 cm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509031	
sb:45-48	3509023	218472
sb:51	5509024	218471

BENSTØTTER

Fotkasse, polstret

Hel, polstret fotkasse for økt støtte og variert fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater og leggstøttefester.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509057	232752
sb:45-48	3509058	232753
sb:51	5309059	235754

Gipsbenstøtte

Stabil støtte for hele benet. Vinkelregulerbar, avtagbar og utsvingbar.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3013920	186956
Ve	3013921	186957

Fotplate, hel, oppfellbar

Mulighet for variert fotplassering. Oppfellbar hø/ve side.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3509032	
sb:42	3509033	
sb:45	3509034	
sb:48	3509035	
sb:51	3509036	

Polster, benstøttehenger

Polster til vinkelregulerbar henger, innside ledd.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Par	270001	238446

Amputasjonsstøtte

Stabil støtte. Regulerbar i vinkel, dybde og bredde.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3003640	158898
Ve	3003641	158899

Polster, universal

Polster leggstøtte/ amputasjonsstøtte/fotplate etc.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Polster	U1295	233758

STØTTE OG STABILITET

Abduksjonskloss

For posisjonering av ben.
Avtagbar for enklere forflytning.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Liten b:9 l:12 h:10 cm	3409400	137804
Stor b:10 l:18 h:15 cm	3409402	137805

Ryggoverdrag tekstil

Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C.
Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggtrekk inkl velcro sb33	3405008	218864
Ryggtrekk inkl velcro sb36	3405009	218865
Ryggtrekk inkl velcro sb39-42	3405005	153982
Ryggtrekk inkl velcro sb45-48	3405006	153983
Ryggtrekk inkl velcro sb51	3405007	153984

Ryggkiler

For økt sidestøtte. Til montering under ryggoverdraget



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Sett	3505003	218205

Ryggoverdrag Vinyl

Vinyltrekket er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskinen på 90°C og egner seg svært godt til sykehusmiljø.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggtrekk inkl velcro sb39-42	3405601	199899
Ryggtrekk inkl velcro sb45-48	3405603	199900
Ryggtrekk inkl velcro sb51	3405605	199901
Sidepute Hø	3405651	199957
Sidepute Ve	3405652	199958
Se "Setepute Vinyl" på side 16		

Sidestøtte

For økt sideveis stabilitet.
Utsvingbar, høyde- og dybdejusterbar.
Dybdejusterbar 6 cm. Trekk anbefales til sidestøttene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3409250	147851
Ve	3409251	147852
Trekk til sidestøtte	CX310010	187525

STØTTE OG STABILITET

Ryggvinkelregulering 90-120° gassdemper



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggvinkelregulering	3405250	160119

Feste for vest

Bidrar til riktig drag på skulderstroppene. Festet er høyde- og vinkeljusterbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Feste	5005247	233136

Elektriske funksjoner rygg/setetilt

Enda enklere betjening av tilt og/eller ryggvinkel



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggvinkelregulering (sb 39-51)	3019500	153966
Setetilt (sb 39-51)	3019501	153967
Setetilt og ryggvinkelregulering (sb 39-51)	3019505	153968

Lås for betjening av elektrisk rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling. Låser av én funksjon.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lås for håndkontroll	3019510	

Lås for betjening av manuell rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lås for hendel	3505010	

Hoftebelter Abduksjonsseler Ankelstropper Vester

Ta kontakt for å få tilsendt egen katalog for posisjoneringsbelter fra Kinetic Balance, eller finn den på:
www.SunriseMedical.no



HODESTØTTER

Hodestøtte Basic

Basic feste, basic hodestøttepute.



Basic

Art.nr. 3009200
Hms.art.nr. 147845

Hodestøtte Avansert, Basic pute

Avansert feste, basic pute. Økt mulighet til dybderegulering, hodestøttepute på kuleledd.



Avansert, basic pute

Art.nr. 3009215
Hms.art.nr. 153960

Hodestøtte Basic, Avansert pute

Basic feste, avansert hodestøttepute.



Basic, avansert pute

Art.nr. 3009205
Hms.art.nr. 147846

Hodestøtte Avansert

Avansert feste, avansert hodestøttepute. Økt mulighet til dybderegulering, hodestøttepute på kuleledd.



Avansert

Art.nr. 3009210
Hms.art.nr. 153959

Trekk til hodestøttepute



Trekk til avansert pute

Art.nr. 3009221
Hms.art.nr. 153962

Trekk til basic pute

Art.nr. 3009220
Hms.art.nr. 145743

Hodestøttestag for ekstra dybde



Hodestøttestag

Art.nr. 3009225
Hms.art.nr. 217925

Hodestøttefeste

Universalfeste for andre typer hodestøtter.



Hodestøttefeste universal

Art.nr. 3509060
Hms.art.nr. 230469

Hodestøtte Relax 3 vinger

Forutsetter hodestøttefeste universal.



Hodestøtte Relax 3 vinger

Art.nr. 069458
Hms.art.nr.

ARMLENER

Armlene

Armlenene kan fjernes ved forflytning eller transport. Høyde- og dybdejusterbart. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Standard Hø	3406150	154046
Standard Ve	3406151	154047
sb33/36 Hø	3466150	
sb33/36 Ve	3466151	
Smal pads l. 40cm Hø	3406160	199854
Smal pads l. 40cm Ve	3406161	199855

Hemiplegiarmlene

Kan vinkles i horisontalplanet for maksimal støtte og avlastning. Høyde-, vinkel- og dybdejusterbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3406015	136721
Ve	3406016	136722
sb33/36 Hø	3466155	187563
sb33/36 Ve	3466156	187564

Polster til armlene

Mykere overflate på armlenene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Tekstil, Hø	3006125	189443
Tekstil, Ve	3006126	189444
Tekstil, smal pads l. 40cm Hø	3006155	188378
Tekstil, smal pads l. 40cm Ve	3006156	189441
Skai, Par	270002	

BREMSE OG HJUL

Bremser - dra for å låse

Bremsene har nedfellbart forlengerhåndtak for enklere sideveis forflytning. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	9008569	199779
Ve	9008568	199778

Ledsagerbremser

Ledsagerstyrt brems montert på kjørebøyle eller kjørehåndtak gir mer kontroll for ledsager. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" kompakt, Basic	3107517	147853
22" kompakt, Basic	3107537	147854
24" kompakt, Basic	3107557	147855
20" kompakt, One-tool	3407517	147859
22" kompakt, One-tool	3407537	147860
24" kompakt, One-tool	3407557	147861

Bremser - skyv for å låse

Kort hendel.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3308100	160113
Ve	3308101	160114

Drivhjul

Velg mellom ulike dimensjoner og dekk for ønskede kjøreegenskaper.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" høytrykk 25mm alu drivring	84400	152843
20" kompakt 25mm alu drivring	84401	152840
20" luft 37mm alu drivring	84410	152845
20" kompakt 37mm alu drivring	84415	217821
22" høytrykk 25mm alu drivring	84420	152850
22" kompakt 25mm alu drivring	84421	152846
22" luft 37mm alu drivring	84430	152852
22" kompakt 37mm alu drivring	84435	187007
24" høytrykk 25mm alu drivring	84440	152858
24" kompakt 25mm alu drivring	84441	152854
24" luft 37mm alu drivring	84450	152861
24" kompakt 37mm alu drivring	84455	152860
26" luft alu drivring	84460	202307
26" kompakt alu drivring	84461	217875

Enhåndsbremser

Bremsene betjenes med en hånd og låser begge hjulene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3008902	188378
Ve	3006156	189441

BREMSE OG HJUL

Enarmsdrift

For personer som har svak håndfunksjon på den ene siden.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
24" Enarmsdrift 37mm kompakt sett å 2hjul	3007925	137439
Deler enarmsdrift sb39-45cm	3007915	154996
Deler enarmsdrift sb48-51cm	3007916	154997

Friksjonsdrivringer silikonbelagt

Silikonbelagt drivring for bedre grep.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" silikonbelagt	84544	154992
22" silikonbelagt	84545	154993
24" silikonbelagt	84546	154994

Eikebeskytter

Transparent eikebeskytter som hindrer fingre, klær eller løse gjenstander å komme i klem i eikene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20"	53272	012593
22"	53273	012595
24"	51686	008228

Friksjonsdrivringer MaxGrep

Ekstra myke drivringer, 25 mm, for bedre grep.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" MaxGrep 25mm	20S450Q4425	187073
22" MaxGrep 25mm	22S490Q6465	187074
24" MaxGrep 25mm	24S540Q6515	187075

Friksjonsoverdrag

Overdrag til drivringene for bedre grep. Avtagbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" silikonoverdrag	84536	155024
22" silikonoverdrag	84537	155025
24" silikonoverdrag	84538	155026

Friksjonsdrivringer Ergo Para

Ergonomisk utformet for bedre grep. Friksjonsbelegg dekker avstanden fra drivring til felg. Ytterkant av drivring er uten friksjonsmateriale.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" Ergo Para CP	20EPCPQ4425	187077
20" Ergo Para	20EPQ4425	187079
22" Ergo Para CP	22EPCQ6465	187078
22" Ergo Para	22EPCQ6465	187076
24" Ergo Para CP	24EPCPQ6515	187081
24" Ergo Para	24EPQ6515	187080

BREMSE OG HJUL

Svinghjul

Velg mellom ulike størrelser og materialer for ønskede kjøreegenskaper.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
5" kompakt b:27mm	84552	155000
6" kompakt b:27mm	84555	155001
6" kompakt b:33mm	84554	154790
6" luft b:30mm	84556	155002
8" kompakt b:27mm	84557	155003
8" kompakt b:33mm	84565	218800
8" luft b:30mm	84558	155004

Lagerhus med gaffel Basic

Standard 146 mm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
92mm	3007020	159955
120mm	3007021	159956
146mm	3007022	159957
Hemiplegiadapter sett, reduserer setehøyden med 5 cm. Kun i kombinasjon med Basic lagerhus.	3307170	199124

Hjulblokk Basic

Standard



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Basic	3107900	218110

Lagerhus med gaffel One-tool

Enklere å justere setehøyden foran med teleskopisk lagerhus



	Art.nr.	Hms.art.nr.
92 mm Hø	3307010	155022
92 mm Ve	3307011	155023
120 mm Hø	3307012	155015
120 mm Ve	3307013	155016
146 mm Hø	3307014	155018
146 mm Ve	3307015	155019

Hjulblokk Basic - amputasjonsblokk

Ved behov for å flytte tyngdepunkt bakover, monteres hjulhylsen i bakre hullmønster.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Basic amputasjonsblokk	3407900	154048

Hjulblokk One-tool

Enklere å justere setehøyden.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
One-tool	3307159	155007

emineo

Uendelige innstillingsmuligheter kombinert med et rikholdig tilbehørsprogram gir stillingsendringer, komfort og sittestabilitet i særklasse.

 Breezy®

KJØREBØYLE OG -HÅNDTAK

Kjørebøyle

Bidrar til riktig og god arbeidsstilling for ledsager. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:33	3460120	218218
sb:36	3460121	218219
sb:39	3405120	029482
sb:42	3405123	155010
sb:45	3405121	029483
sb:48	3405124	154069
sb:51	3405122	029484

Kjørehåndtak

Høyderegulerbare, avtagbare. Stabile ved bruk.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:33	3465520-1	218225
sb:36	3465521-1	218226
sb:39	3405501	199882
sb:42	3405502	199883
sb:45	3405503	199884
sb:48	3405504	199885
sb:51	3405505	199886



Uavhengig av om man velger kjørebøyle eller kjørehåndtak, er bremsehåndtak og reguleringshendler ergonomisk plassert for betjening av ledsager.

SETE

Setepute Trevira

Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:33 sd:33	54330	
sb:36 sd:33	58208	
sb:39 sd:39	3104355	
sb:39 sd:42	54 443	
sb:39 sd:45	3104356	
sb:39 sd:48	82227	
sb:39 sd:51	82234	
sb:42 sd:36	58212	
sb:42 sd:39	3104365	
sb:42 sd:42	54312	
sb:42 sd:45	3104366	
sb:42 sd:48	58225	
sb:42 sd:51	82235	
sb:45 sd:39	3013729	
sb:45 sd:42	52 899	
sb:45 sd:45	51831	
sb:45 sd:48	54442	
sb:45 sd:51	58228	
sb:48 sd:39	58220	
sb:48 sd:42	58223	
sb:48 sd:45	54526	
sb:48 sd:48	58226	
sb:48 sd:51	58229	
sb:51 sd:39	58221	
sb:51 sd:42	58 224	
sb:51 sd:45	54326	
sb:51 sd:48	58227	
sb:51 sd:51	58230	

Setepute Vinyl

Vinyl setepute er enklere å tørke av. Trekket kan tørkes av eller desinfiseres og egner seg svært godt til for eksempel sykehusmiljø.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39 sd:39	3404611	
sb:39 sd:42	3404601	
sb:39 sd:45	3404621	
sb:42 sd:36	3912004	
sb:42 sd:39	3404612	
sb:42 sd:42	3404602	199946
sb:42 sd:45	3404622	199947
sb:45 sd:39	3404613	199948
sb:45 sd:42	3404603	199949
sb:45 sd:45	3404623	199950
sb:48 sd:39	3404614	
sb:48 sd:42	3404604	
sb:48 sd:45	3404624	199953
sb:51 sd:39	3404615	
sb:51 sd:42	3404605	199955
sb:51 sd:45	3404625	

Se "Ryggoverdrag Vinyl" på side 8

Jay puter for økt trykkfordeling og posisjonering.

Ta kontakt for å få tilsendt JAY produktkatalog, eller finn den på: www.SunriseMedical.no



Seteplate

Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Standard sb:33 sd:34-40	3464020	218470
Standard sb:36 sd:34-40	3464021	218470
Standard sb:39 sd:39-45	3404122	207040
Standard sb:42 sd:39-45	3404125	154644
Standard sb:45 sd:39-45	3404123	207041
Standard sb:48 sd:39-45	3404126	154645
Standard sb:51 sd:39-45	3404124	207042
Lang sb:39 sd:44-50	3404142	199904
Lang sb:42 sd:44-50	3404145	199908
Lang sb:45 sd:44-50	3404143	199912
Lang sb:48 sd:44-50	3404146	199916
Lang sb:51 sd:44-50	3404144	199920
Kort sb:39 sd:36-41	3404181	187555
Kort sb:42 sd:36-41	3404182	187556
Kort sb:45 sd:36-41	3404183	187557
Kort sb:48 sd:36-41	3404184	187558
Kort sb:51 sd:36-41	3404185	187559

Seteplate med utsparing

Utsparing for bekkenet gir økt trykkfordeling og stabilitet.

Standard dybde.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Standard sb:36 sd:34-40	3404380	199902
Standard sb:39 sd:39-45	3404322	199906
Standard sb:42 sd:39-45	3404323	199910
Standard sb:45 sd:39-45	3404324	199914
Standard sb:48 sd:39-45	3404325	199918
Standard sb:51 sd:39-45	3404326	199922
Lang sb:39 sd:44-50	3404342	199905
Lang sb:42 sd:44-50	3404343	199909
Lang sb:45 sd:44-50	3404344	199913
Lang sb:48 sd:44-50	3404345	199917
Lang sb:51 sd:44-50	3404346	199921
Kort sb:39 sd:36-41	3404381	199903
Kort sb:42 sd:36-41	3404382	199907
Kort sb:45 sd:36-41	3404383	199911
Kort sb:48 sd:36-41	3404384	199915
Kort sb:51 sd:36-41	3404385	199919

Bredderegulerings-puter

Reduserer setebredden med henholdsvis 30 og 60 mm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
15 mm, sett á 2	3405026	153989
30 mm, sett á 2	3405025	153988

emineo

Når brukeren sitter godt øker den generelle trivselen og aktiviteten.

 Breezy®

DIVERSE TILBEHØR

Tippesikring Basic

Plasseffektiv. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Standard lengde Hø = Ve	3009330	155027
Lang (sh:46-55) Hø = Ve	3009335	206935

Bord

Transparent bord.
Breddejusterbare fester,
passer alle setebredder.
Dybdejusterbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Bord	3019100	147805

Tippesikring vinkeljusterbar

Inkl. vippestuss. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø = Ve	3009370	218825

Polster til bord

Mykere overflate på bordet.
Anbefales ved bruk som støtte
for armene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Polster bord	3019107	

Tippesikring SFMB med vippestuss

Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Basic hjulblokk Hø	3009320	155028
Basic hjulblokk Ve	3009321	155029
One Tool hjulblokk	3309320	023177

Halvbord

For kaffekoppen, ulike
aktiviteter eller støtte for armen.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3019101	
Ve	3019102	

Tippesikring SFMB

Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø = Ve	3009340	218830

DIVERSE TILBEHØR

Krykkeholder

For rullestolbrukerens eller ledsagers krykke.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
For basic hjulblokk	3009620	172706
For one-tool hjulblokk	3009600	139103

Seteveske

Veske med glidelås for trygg oppbevaring i framkant av setet.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Veske	58308	155146

O2 holder

Leveres med festekroker og veske.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
O2 holder	3019140	

Rullestolsekk

Romslig sekk med mange lommer. For plassering på ryggen av rullestolen.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Rullestolsekk	000670001	152718

Infusjonsstativ

Maks belastning 2 x 500 ml.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Stativ (uten feste)	7109100	175883
Feste	3509115	

Pumpe - elektrisk

Pumpe med tilbehør i praktisk veske.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Pumpe - elektrisk	3007900	139123



SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.t.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.
Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no