

Q400 M/F/R/

med SEDEO LITE

BU_43502_Q400_M_F_R_LITE




Beställningsformulär

Fakturaadress:		Leveransadress	☐ Samma som fakturaadress
Namn:		Namn:	
Adress:		Adress:	
Postnr:		Postnr:	
Ort:		Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:		Tel:	
Order Information		Brukarvikt	
☐ Order ☐ Offert ☐ Built-4-Me [®]		Max brukarvikt 160kg	
Inköpsordernr:		Brukarens vikt i kg:	
Art. No.: Q400 M: 2280040M-000, Q400 F: 2280040F-000, Q400 R: 2280040R-000			
Orderdatum:			

Brukarens mått

- a) Ovansida huvud till sittyta i mm:
- b) Ovansida axel till sittyta i mm:
- c) Armhåla till sittyta i mm:
- d) Armbåge till sittyta i mm:
- e) Toppen av bäckenet till sittyta i mm:
- f) Axelbredd i mm:
- g) Bålbredd i mm:
- i) Höftbredd i mm:
- j) Verkligt sittdjup i mm:
- m) Fotlängd i mm:
- n) Underbens längd i mm:
- o) Verklig sittbredd i mm:



Sits specifikation			
Alla chassie är förberedda för DAHL Docking Station		Sitstyp	SEDEO LITE
Vikt el-rullstol	Utan batterier 140 kg	Storleksintervall sits	Bredd 385 - 510 mm, Djup 410 - 560 mm
	Med batterier 165 kg	Sitthöjdsintervall	415 mm - 490 mm

Chassi mitthjulsdrift specifikation			
Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 620 mm	Länkhjul	7" fram / 7" bak (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	70 mm	Ramfärg	Svart

Chassi framhjulsdrift specifikation			
Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13"/14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 610 mm	Länkhjul	9" bak (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8:00 AM
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	65 mm	Ramfärg	Svart

Chassi bakhjulsdrift specifikation			
Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13"/14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 610 mm	Länkhjul	9" Fram (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	65 mm	Ramfärg	Svart

		Q400 M/F/R med SEDEO LITE
Chassi		
Q400 Elrullstol		
☐	QPL000031	Q400 M (Mitthjulsdrift)
☐	QPL000032	Q400 F (Framhjulsdrift)
☐	QPL000033	Q400 R (Bakhjulsdrift)

Motorpaket		
Chassi Mitthjulsdrift		
☐	QPL180011	Motor 2-Polig 6 km/h standard
Chassi Mitthjul/Framhjul/Bakhjul		
☐	QPL180012	Motor 2-Polig 6 km/h Performance
☐	QPL180013	Motor 2-Polig 10 km/h Performance
☐	QPL180009	Motor 4-Polig 6 km/h (8 km/h Motor med reducerad hastighet)
☐	QPL180010	Motor 4-Polig 8 km/h
☐	QPL180007	Motor 4-Polig 10 km/h ⁽¹⁾
Gyro		
☐	QPL110009	Stabilitetsförbättrande körriktningssystem GYRO R-net
☒	QPL110014	UTAN Stabilitetsförbättrande körriktningssystem GYRO R-Net

Drivhjul 		
Chassi Mitthjul/Framhjul/Bakhjul		
☐	QPL070065	Drivhjul 13" luft Knobbly svart
☐	QPL070069	Drivhjul 13" massivt Knobbly svart
Chassi Framhjul/Bakhjul		
☐	QPL070032	Drivhjul 14" V-typ luft svart
☐	QPL070031	Drivhjul 14" V-typ massivt svart
☐	QPL070034	Drivhjul 14" Knobbly luft svart
☐	QPL070033	Drivhjul 14" Knobbly massivt svart

Länkhjul 		
Chassi Mitthjulsdrift		
☐	QPL080213	Länkhjul 7"massivt svart
Chassi Framhjulsdrift		
☐	QPL080210	Länkhjul 9" massivt svart
☐	QPL080211	Länkhjul 9" luft svart
Chassi Bakhjulsdrift		
☐	QPL080210	Länkhjul 9" massivt svart
☐	QPL080211	Länkhjul 9" luft svart
☐	QPL080058	Länkhjul10" massivt svart ⁽¹⁾
☐	QPL080212	Länkhjul 10" luft svart ⁽¹⁾
Stänkskärmar (endast till fram-/bakhjulsdrift) 		
☐	QPL010007	Stänkskärm drivhjul
☐	QPL010008	Stänkskärm länkhjul 9"

(1) Endast vid val 14" drivhjul

Kantklättrare (endast till framhjulsdraft)		
☐	QPL090038	Kantklättrare

Accentfärger		
☐	QPL140005	Ljusgrön (RAL 110 70 77)
☐	QPL140004	Svart (RAL 9005)
☐	QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)
☒	QPL140007	Silver (RAL 9006)

Belysning/Blinkers LED 		
☐	QPL110201	Belysning och blinkers LED StVZO godkänd ⁽¹⁾
☒	QPL110209	UTAN Belysning och blinkers

Sitthöjd ⁽²⁾		
☐	SH415	415 mm ^{(3) (4)}
☒	SH44	440 mm
☐	SH465	465 mm
☐	SH49	490 mm

Batteri/Batteriladdare 		
Batterier		
☒	QPL160003	Batteri 50Ah Gel underhållsfritt
☐	QPL160001	Batteri 60Ah Gel underhållsfritt
☐	QPL160005	Batteri 80Ah Gel underhållsfritt ⁽⁵⁾
☐	QPL160009	UTAN Batteri
Batteriladdare		
☒	QPL160101	Batteriladdare Automatic 220V /8A
☐	QPL160102	Batteriladdare Classic 220V/8A IP54
☐	QPL160104	Batteriladdare Automatic 220V/10A
☐	QPL160109	UTAN Batteriladdare

1) QPL110030 Belysningsmodul VR2 eller QPL110032 ställdon kontroll- och belysningsmodul, R-Net, ISM-6L krävs
(2) Mäts från framkant sitsplatta till golv. (Måt för att säkerställa rätt sitthöjd)
(3) Ej ihop med 80 Ah Batterier
(4) Ej i kombination med QPL130009 Lyft modul (300 mm) / Tilt Modul (Tilt 0° - 30°), ställbar eldriven
(5) Batteriladdare 220 V / 10 A rekommenderas för att reducera laddningstiden

Q400 M/F/R med SEDEO LITE			
Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner			
Sits Tilt/Lyft moduler			
☒	QPL130011	Tilt modul manuellt ställbar fasta lägen (Ställbar 0° 3° 6° 9° fabriksinställning 6°)	
☐	QPL130004	Tilt model ställbar 0° - 30° eldriven ⁽¹⁾	
☐	QPL130012	Tild modul ställbar -5° - 25° eldriven ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
☐	QPL130007	Tild modul ställbar 0° - 50° eldriven ⁽¹⁾	
☐	QPL130009	Lyft modul (300 mm) / Tilt Modul (Tilt 0° - 30°) ställbar eldriven ⁽¹⁾	
Ryggram			
☒	QPL030147	Ryggstöd ställbart med verktyg 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	
☐	QPL030148	Ryggstöd manuellt ställbart (enbart av ledsagare) 85° - 120°	
☐	QPL030149	Ryggstöd ställbart 85° - 120° eldriven ⁽¹⁾	
Ryggram			
☒	QPL030154	Ryggram breddjusterbar 385 - 485 mm	
☐	QPL030155	Ryggram breddjusterbar 460 - 510 mm	
Ryggstöd 			
Sling Back (se sektion A)			
☒	QPL030150	Tygrygg med justerbara kardborreband	
SEDEO LITE (se sektion B)			
☐	QPL030151	Ryggdyna SEDEO LITE	
JAY J3 (se sektion C)			
☐	QPL030054	Ryggdyna Jay J3	
JAY Shape (se sektion D)			
☐	QPL030152	Ryggdyna Jay Shape	
Ryggram			
☐	QPL030153	Ryggram SEDEO LITE enbart	
☐	QPL030155	Ryggram Jay J3 enbart	
☐	QPL030209	UTAN ryggdyna	
A – Rygg Sling back. Med justerbara kardborrboand ⁽⁴⁾			
Rygg bredd			
☐	RB385	385mm	
☐	RB41	410mm	
☐	RB435	435mm	
☒	RB46	460mm	
☐	RB485	485mm	
☐	RB51	510mm	
Rygg höjd			
☐	RH46	460mm	
☒	RH485	485mm	
☐	RH51	510mm	
A – SEDEO Bålstöd Sling seat			
☐	QPL030607	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara lång dyna 150x130mm höger	
☐	QPL030608	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara lång dyna 150x130mm vänster	
☐	QPL030609	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara kort dyna 90x120mm höger	
☐	QPL030610	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara kort dyna 90x120mm vänster	

(1) Ej i kombination med QPL110036 manöverbox VR2. Om QPL110032 ställdon kontroll- och belysningsmodul R-Net behövs ISM-6L
(2) Ej i kombination med sitthöjd 415 eller 440 mm
(3) Enbart i kombination med QPL030147 Ryggstöd ställbart med verktyg (4) Bör överensstämma med sittbredd

			Q400 M/F/R med SEDEO LITE
Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner			
B – Ryggdyna SEDEO LITE storlek			
☐	RB385	385mm	
☐	RB41	410mm	
☐	RB435	435mm	
☐	RB46	460mm	
☐	RB485	485mm	
☐	RB51	510mm	

B – Ryggdyna SEDEO LITE modell 		
☐	QPL030130	Ryggdyna SEDEO LITE profilerad 500mm hög Comfort överdrag
☐	QPL030131	Ryggdyna SEDEO LITE profilerad justerbara band 570mm hög Comfort övedrag
☐	QPL030132	Ryggdyna SEDEO LITE djup kontur passiv justerbara band 570mm hög Comfort överdrag
☐	QPL030133	Ryggdyna SEDEO LITE djup kontur aktiv justerbara band 570mm hög Comfort överdrag
B – SEDEO Bålstöd		
☐	QPL030607	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara lång dyna 150x130mm höger
☐	QPL030608	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara lång dyna 150x130mm vänster
☐	QPL030609	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara kort dyna 90x120mm höger
☐	QPL030610	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjdjusterbara kort dyna 90x120mm vänster

C – Ryggdyna JAY J3 storlek		
☐	JAY030110	Ryggdyna JAY J3 360mm
☐	JAY030111	Ryggdyna JAY J3 410mm ⁽¹⁾
☐	JAY030112	Ryggdyna JAY J3 460mm ⁽²⁾
☐	JAY030113	Ryggdyna JAY J3 510mm

C – Ryggdyna JAY J3 Std kontur (J3SC) 		
		Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 330mm
		Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 380mm
		Ryggdyna med bredd 460mm – Max bålbredd brukare 430mm
		Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 480mm
☐	JAY030010	Ryggdyna Jay J3 Std kontur mellan thorakal rh 340mm
☐	JAY030033	Ryggdyna Jay J3 Std kontur mellan thorakal rh 380mm
☐	JAY030012	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 420mm
☐	JAY030019	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 460mm
☐	JAY030025	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 510mm

C – Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur (J3MC) 		
		Ryggdyna med bredd 360mm - Max bålbredd 295mm
		Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 345mm
		Ryggdyna med bredd 460mm – Max bålbredd brukare 395mm
		Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 445mm
☐	JAY030011	Ryggdyna Jay J3 Mid mellan kontur mellan thorakal rh 340mm
☐	JAY030018	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur mellan thorakal rh 380mm
☐	JAY030013	Ryggdyna JAY J3 mellan kontur hög thorakal rh 420mm
☐	JAY030020	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh460mm
☐	JAY030026	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh 510mm
☐	JAY030016	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh530mm
☐	JAY030023	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh570mm
☐	JAY030029	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh610mm

(1) Endast med sittbredd 415 mm eller 435 mm (2) endast med sittbredd 460mm eller 485 mm

			Q400 M/F/R med SEDEO LITE
Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner			
C – Ryggdyna JAY J3 Rib kontur (J3MDC) 			
		Ryggdyna med bredd 360 mm – Max bålbredd brukare 280mm	

	Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 330mm	
	Ryggdyna med bredd 460mm – Maxbålbredd brukare 380mm	
	Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 430mm	
☐	JAY030041 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur mellan thorakal rh 380mm	
☐	JAY030042 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur hög thorakal rh460mm	
☐	JAY030043 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur skulderhöjd rh530mm	
C – Ryggdyna JAY J3 Djup kontur (J3DC) 		
	Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 280mm	
	Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm	
	Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
	Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
☐	JAY030014 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh420 mm	
☐	JAY030021 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh460 mm	
☐	JAY030027 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh500 mm	
☐	JAY030017 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh530 mm	
☐	JAY030024 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur skulderhöjd rh570 mm	
☐	JAY030030 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh610 mm	
C – Ryggdyna JAY J3 Hip (J3PDC) 		
	Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 280mm	
	Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm	
	Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
	Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
☐	JAY030031 Ryggdyna JAY J3 Hip hög thorakal rh460 mm	
☐	JAY030032 Ryggdyna JAY J3 Hip skulderhöjd rh530 mm	
C – Positioneringskit Mini till ryggdyna JAY J3 		
Positioneringskit JAY J3 Mini 1 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor)		
☐	JAY090059 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 360mm	
☐	JAY090029 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 410 mm	
☐	JAY090030 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 460 mm	
☐	JAY090031 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 510 mm	
Positioneringskit JAY J3 Mini 2 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor, svankkil, utfyllnadsplattor)		
☐	JAY090060 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 360mm	
☐	JAY090032 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 410 mm	
☐	JAY090033 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 460 mm	
☐	JAY090034 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 510 mm	
Tillbehörsboxar Jay J3 rygg		
☐	JAY090035 Positioneringsbox Jay J3 ryggdyna (samtliga kilar utfyllnadsplattor mm)	
☐	JAY090036 Tillbehörsbox Jay J3 ryggdyna (selar huvudstöd)	
C – Bröstsele JAY J3 rygg ⁽¹⁾ 		
☐	JAY090040 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts medium	
☐	JAY090041 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts large	
☐	JAY090042 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts x-large	

(1) Enbart i kombination med ryggdyna Jay

C – Bålstödsdyna JAY J3 Höger		
☐	JAY090020	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm höger
☐	JAY090021	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm höger
☐	JAY090022	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm höger
☐	JAY090023	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm höger
☐	JAY090024	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm höger
☐	JAY090025	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm höger

C – Bålstödsdyna JAY J3 vänster		
☐	JAY090011	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm vänster
☐	JAY090012	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm vänster
☐	JAY090013	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm vänster
☐	JAY090014	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm vänster
☐	JAY090015	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm vänster
☐	JAY090016	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm vänster

C – Monteringsbeslag JAY J3 bålstöd		
☐	JAY090026	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstöd höger
☐	JAY090017	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstöd höger
☐	JAY090028	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstöd höger
☐	JAY090019	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstöd vänster

D – Ryggdyna JAY Shape storlek		
JAY Shape bredd		
☐	RB385	385mm
☐	RB41	410mm
☐	RB435	435mm
☐	RB46	460mm
☐	RB485	485mm
☐	RB51	510mm
JAY Shape höjd		
☐	RH47	470mm
☐	RH495	495mm
☐	RH52	520mm
☐	RH56	560mm
☐	RH585	585mm
☐	RH61	610mm

D – Ryggdyna JAY Shape		
☐	JAY080001	Ryggdyna JAY Shape
☐	JAY080006	Ryggdyna JAY Shape Extra bred ⁽¹⁾

D – JAY Shape Lateral Thoracic Pads		
☐	JAY080010	Bålstöd JAY Shape (LxH) dyna 150 x 150mm PAR
☐	JAY080011	Bålstöd JAY Shape LxH) dyna 100 x 152mm PAR

(1) Levereras 2,54cm bredare än sittbredden för att möjliggöra bättre stöd, ej i kombination med sittbredd 485 / 510mm

Huvudstödsdyna 			
☐	QPL030430	Huvudstödsdyna SEDEO (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾	
☐	QPL030431	Huvudstödsdyna SEDEO med överdrag (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾	
☐	QPL030432	Huvudstödsdyna SEDEO justerbar (LxH) 400 x 110 mm ⁽¹⁾	
☐	WHT030401	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 203 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030402	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush(LxH) 254 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030403	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 356 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030404	Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar (LxH) 355 x 76 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030406	Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar(LxH) 460 mm x 127 mm ⁽²⁾	
Huvudstöd lodrättstag ⁽³⁾ 			
☐	QPL030433	Lodrättstag SEDEO	
☐	QPL030434	Lodrättstag SEDEO med quick-release	
☐	WHT030407	Lodrättstag Whitmyer LINX	
☐	WHT030408	Lodrättstag Whitmyer LINX ²	
☐	WHT030409	Lodrättstag Whitmyer AXYS	
☐	WHT030410	Lodrättstag Whitmyer AXYS Offset	
☐	WHT030411	Lodrättstag Whitmyer COBRA XTRA Flip Back	
Huvudstödsfäste			
☐	QPL030120	Huvudstödsfäste montering baksida ryggram	
Sittdyna 			
Standard (se sektion E)			
☒	QPL020098	Sittdyna standard höjd 50mm	
SEDEO (se sektion Section F)			
☐	QPL020027	Sittdyna SEDEO	
JAY (se sektion G)			
☐	QPL020515	Sittdyna JAY	
UTAN (välj sittbredd och sittdjup i sektion E)			
☐	QPL020110	UTAN sittdyna	
E – Stittdyna standard välj storlek			
Sittbredd sittdyna			
☐	SB385	385mm levereras med dynstorlek 410mm	
☐	SB41	410mm levereras med dynstorlek 410mm	
☐	SB435	435mm levereras med dynstorlek 410mm	
☒	SB46	460mm levereras med dynstorlek 485mm	
☐	SB485	485mm levereras med dynstorlek 485mm	
☐	SB51	510mm levereras med dynstorlek 485mm	
Sittdjup sittdyna			
☐	SD41	410mm levereras med dynstorlek 500mm	
☐	SD435	435mm levereras med dynstorlek 500mm	
☐	SD46	460mm levereras med dynstorlek 500mm	
☒	SD485	485mm levereras med dynstorlek 500mm	
☐	SD51	510mm levereras med dynstorlek 500mm	
☐	SD535	535mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽⁴⁾	
☐	SD56	560mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽⁴⁾	

(1) Endast i kombination med SEDEO lodrättstag. (2) Endast i kombination med Whitmyer lodrättstag (3) Välj ett Whitmyer lodrättstag och fäste ifall du vill lägga till Huvudstyrning i Special kontroll sektionen. (4) Ej i kombination med B - SEDEO LITE ryggdyna QPL030130-133

F – Sittdyna SEDEO storlek

Sittbredd sittdyna		
☐	SB38	380mm ger effektiv sittbredd 385mm
☐	SB40	400mm ger effektiv sittbredd 410mm
☐	SB44	440mm ger effektiv sittbredd 435mm
☐	SB46	460mm ger effektiv sittbredd 460mm
☐	SB48	480mm ger effektiv sittbredd 485mm
☐	SB50	500mm ger effektiv sittbredd 510mm
Sittdjup sittdyna		
☐	SD41	410mm levereras med dynstorlek 500mm
☐	SD435	435mm levereras med dynstorlek 500mm
☐	SD46	460mm levereras med dynstorlek 500mm
☐	SD485	485mm levereras med dynstorlek 500mm
☐	SD51	510mm levereras med dynstorlek 500mm
☐	SD535	535mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽¹⁾
☐	SD56	560mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽¹⁾

F – Sittdyna SEDEO ⁽²⁾

☐	QPL020073	Sittdyna SEDEO Profil höjd 70mm
☐	QPL020075	Sittdyna SEDEO Support höjd 90mm

F – Plansits SEDEO

☐	QPL020082	SEDEO Plansits djupjusterbar med dynstopp i bakkant
☐	QPL020083	SEDEO Plansits 50 mm polstrad i framkant djupjusterbar med dynstopp i bakkant

G – Sittdyna JAY

Sittdyna bredd		
☐	SB38	380mm ger effektiv sittbredd 385mm
☐	SB40	400mm ger effektiv sittbredd 410mm
☐	SB42	420mm ger effektiv sittbredd 410mm
☐	SB44	440mm ger effektiv sittbredd 435mm
☐	SB46	460mm ger effektiv sittbredd 460mm
☐	SB48	480mm ger effektiv sittbredd 485mm
☐	SB50	500mm ger effektiv sittbredd 510mm
Sittdyna djup		
☐	SD41	410mm
☐	SD435	435mm
☐	SD46	460mm
☐	SD485	485mm
☐	SD51	510mm
☐	SD535	535mm ⁽¹⁾
☐	SD56	560mm ⁽¹⁾

(1) Ej i kombination med B - SEDEO LITE ryggdyna QPL030130-133
(2) Levereras med inkontinensöverdrag

Q400 M/F/R med SEDEO LITE		
Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner		
G – Sittdyna Jay ⁽¹⁾ 		
☐	JAY020002	JAY Basic
☐	JAY020005	JAY Easy Fluid flat botten
☐	JAY020003	JAY Soft Combi P
☐	JAY020006	JAY Easy Visco flat botten
☐	JAY020010	Jay Balance Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp tom sittbredd 500mmm
☐	JAY020014	JAY Balance P Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500mm med positioneringstillbehör
☐	JAY020011	JAY Balance Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500mm
☐	JAY020015	JAY Balance P Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp to m 500mm med positioneringstillbehör
☐	JAY020018	JAY Xtreme Active
☐	JAY020023	Positioneringskit Xtreme Active (lårkilar och abduktionskloss ⁽²⁾)
☐	JAY020019	JAY J2 upp t o m sittbred 460mm eller sittdjup 480mm
☐	JAY020021	JAY J2 fr o m sittbredd 480mm eller sittdjup 500mm
☐	JAY020020	JAY J2 Djup t o m sittbredd 480mm
☐	JAY020022	JAY J2 Djup fr o m sittbredd 500mm
Lårstöd ⁽³⁾		
☐	QPL020344	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120mm höger
☐	QPL020343	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120mm vänster
☐	QPL020347	Lårstöd sidosvängbart 180 x 120mm höger
☐	QPL020346	Lårstöd sidosvängbart 180 x 120mm vänster
Armstöd 		
☒	QPL040039	Armstöd uppfällbart
☐	QPL040123	Armstöd uppfällbart ryggmonterat (följer med ryggen vid bakåtfällning)
☐	QPL040022	Armstöd SEDEO LITE avtagbart sitsmonterat ^{(4) (5)(11)}
☐	QPL040019	Armstöd nedfällbart bakåt sitsmonterat ^{(4) (6)}
Armstödsdyna 		
☒	QPL040040	Armstödsdyna integralskum 380mm höger
☒	QPL040041	Armstödsdyna integralskum 380mm vänster
☒	QPL040025	Armstödsdyna integralskum 400mm höger ⁽⁷⁾
☐	QPL040026	Armstödsdyna integralskum 400mm vänster ⁽⁷⁾
Armstödsdyna Comfort		
☐	QPL040204	Armstödsdyna Comfort polstrad polyuretan 400 mm höger
☐	QPL040203	Armstödsdyna Comfort polstrad polyuretan 400 mm vänster
Hemiplegia Arm Pads		
☐	QPL040031	Armstödsdyna Hemiplegia integralskum höger ⁽⁸⁾
☐	QPL040032	Armstödsdyna Hemiplegia integralskum vänster ⁽⁹⁾
Sidoskydd		
☐	QPL040033	Sidoskydd ⁽¹⁰⁾

(1) Sittdyna JAY finns inte i alla storlekar. Fråga efter tillfånglighet och leveranstid (2) Enbart sittdynor med sittdjup 420-500mm(3) Ej i kombination med sits till golvhöjd 415mm
(4) QPL040033 inkl sidoskydd (5) QPL040040/41 Armstöd intergralskum 380mm höger/vänster ingår
(6) Ej i kombination med QPL040040-41 Armstödödyna 380mm integralskum höger eller vänster; Ej i kombination med sits till golvhöjd 415mm (7) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd Sedeo Lite
(8) Ej i kombination med QPL110052 Manöverbox höger sida, QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart QPL090110 Backspegel höger
(9) Ej i kombination med QPL110053 Manöverbox vänster sida QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart QPL090118 Backspegel vänster
(10) Enbart i kombination med QPL040039 Armstöd uppfällbart och QPL040123 Armstöd uppfällbart ryggmonterat (11) Ej i kombination med bord

Benstöd centermonterat 			
☐	QPL050086	Benstöd centermonterat justerbart med verktyg med uppfäll-/vinkelställbar hel fotplatta ⁽¹⁾	
Vaddyna			
☐	QPL050087	Vaddyna centermonterad stor integralskum	
☐	QPL050092	Vaddyna integralskum PAR	
Benstöd centermonterat elldrivet 			
☐	QPL050076	Benstöd centermonterat 90° - 180° eldrivet 175 mm längdjusterbar ^{(2) (3)}	
Fotplattor			
☐	QPL050072	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 260 x 150 mm	
☐	QPL050073	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 310 x 170 mm	
Vaddyna			
☐	QPL050075	Vadstöd polstrat PAR	

SEDEO LITE sidosvängbara benstöd			
☒	QPL050100	SEDEO LITE benstöd 70° sidosvängbara	
☐	QPL050105	SEDEO LITE benstöd uppfällbara sidosvängbara	
☐	QPL050109	SEDEO LITEbenstödsinfästning enbart	
☐	QPL050000	UTAN benstöd	
UNI sidosvängbara benstöd 			
☐	QPL050115	UNI benstöd 80° sidosvängbara	
☐	QPL050116	Benstödsinsfästning enbart	
SEDEO PRO benstöd sidosvängbara			
☐	QPL050015	SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara	
☐	QPL050016	SEDEO PRO benstöd uppfällbara sidosvängbara	
☐	QPL050017	SEDEO PRO benstöd eldrivna uppfällbara sidosvängbara	
☐	QPL050080	SEDEO PRO benstödsinfästning enbart	
Fotplatta			
☐	QPL050088	Fotplatta sittbredd 385 - 400 mm	
☐	QPL050089	Fotplatta sittbredd 420 - 460 mm	
☐	QPL050090	Fotplatta sittbredd 480 - 520 mm	
☐	QPL050081	Platta sammankoppling fotstöd ^{(4) (5)}	
Fotplatta tillbehör 			
☐	QPL050082	Vadstöd integralskum djupjusterbart PAR ⁽⁷⁾	
☐	QPL050083	Vadstöd polstrad djupjusterbart PAR ⁽⁷⁾	
☐	QPL050084	Hälband	
☐	QPL050085	Vadband ⁽⁵⁾	
☐	QPL050200	Knästöd integralskum	
Amputationsstöd ⁽⁶⁾			
☐	QPL050013	Amputationsstöd polstrat höger	
☐	QPL050014	Amputationsstöd polstrat vänster	

1) I kombination med Lyft eller Tilt välj QPL050087 Vaddyna centermonterad stor integralskum Eller QPL050092 Vaddyna integralskum PAR (2) Ej i kombination med RWD
(3) Ej i kombination med QPL110036 Manöverbox VR2. vid R-net: QL110032 Ställdon kontroll- och belysningsmodul R-net ISM-6L
(4) Välj även en fotplatta (5) Enbart till QPL050015 SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara (6) Extra till ett set av sidosvängbara benstöd, sändes med omonterade
(7) Inte med RWD i kombination med SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara

(1) Välj även QPL090123 Fäste på ramrör för montering av positioneringsbälte (2) Ej monteras på samma sida som QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart (3) Ej i kombination med d QPL030148 Ryggstöd manuellt ställbart (enbart av ledsagare) 85° - 120° och QOL030149 Ryggstöd ställbart 85° - 120° eldriven (4) Ej i kombination med eldrivna centermonterade benstöd (5) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd Sedeo Lite Single Post

Q400 M/F/R med SEDEO LITE											
Manöverbox/Elektronik											
Elektronik – VR2											
☒	QPL110001	Elektronik VR2 70 A ⁽¹⁾									
☐	QPL110002	Elektronik VR2 90 A									
Belysningsmodul– VR2											
☐	QPL110030	Belysningsmodul VR2 ⁽¹⁾									
Ledsagarstyrning											
☐	QPL110021	Ledsagarstyrning									
☐	QPL110020	Manöverbox monterad som ledsagarstyrning ⁽²⁾									
Placering Ledsagarstyrning											
☐	QPL110025	Ledsagarstyning på körhandtag höger sida									
☐	QPL110026	Ledsagarstyning på körhandtag vänster sida									
Knapplåda 4 funktioner (direkt mot ställdon)											
☐	QPL110054	Knapplåda 4 funktioner fäst vid armstöd höger									
☐	QPL110055	Knapplåda 4 funktioner fäst vid armstöd vänster									
Manöverbox R-Net 											
☐	QPL110015	Manöverbox R-Net LED ställdon									
☐	QPL110016	Manöverbox R-Net LED ställdon och belysning									
☐	QPL110017	Manöverbox R-Net färg LCD									
☐	QPL110018	Manöverbox R-Net färg LCD HD									
☐	QPL110013	Manöverbox R-Net HD LCD IR-sändare									
☐	QPL110023	Manöverbox R-Net HD LCD IR-sändare bluetooth									
☐	QPL110019	UTAN Manöverbox R-Net									
Manöverbox montering 											
☐	QPL110050	Manöverbox fast montering									
☐	QPL110082	Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart									
☐	QPL110056	Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart inkapslad mekanism (5)									
Manöverbox placering											
☐	QPL110052	Manöverbox höger sida									
☐	QPL110053	Manöverbox vänster sida									
Display Välj språk											
☐	QPL119000	Tyska	☐	QPL119004	Portugisiska	☐	QPL119009	Svenska	☐	QPL119013	Slovakiska
☐	QPL119001	Engelska	☐	QPL119005	Italienska	☐	QPL119010	Grekiska	☐	QPL119014	Polska
☐	QPL119002	Franska	☐	QPL119006	Holländska	☐	QPL119011	Finska	☐		
☐	QPL119003	Spanska	☐	QPL119008	Norska	☐	QPL119012	Tjeckiska	☐		
Manöverboxgrepp (tillval) 											
☐	QPL090505	Manöverboxgrepp golfboll Ø 42 mm									
☐	QPL090506	Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred									
☐	QPL090507	Manöverboxgrepp mjuk boll Ø 70 mm									
☐	QPL090508	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 35 mm									
☐	QPL090545	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm									
☐	QPL090509	Manöverboxgrepp hakkopp Ø 37 mm									
☐	QPL090512	Manöverboxgrepp penngrepp 80 x 15 mm									
☐	QPL090511	Manöverboxgrepp svampformad Ø 45 mm									

(1) Enbart med 6 km/t
(2) Rekommenderas vid brukarvikt >100 kg
(3) Vid val av Sits-Belysningsmodul så behövs denna
(4) Välj även manöverbox
(5) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd SEDEO LITE Single Post

Elektronik programmering – R-Net 		
☐	QPL090066	PC Programmerare med Dongle R-Net
Elektronik tillbehör		
☐	QPL090064	DTT Handhållen Programmerare R-Net med anslutningskabel
Elektronik – R-Net 		
☐	QPL110003	Elektronik R-Net 90 A ⁽¹⁾
☐	QPL110004	Elektronik R-Net 120 A
Sits/Belysningsmodul – R-Net		
☐	QPL110032	Ställdon kontroll- och belysningsmodul R-Net ISM-6L
Ledsagarstyrning 		
☐	QPL110021	Ledsagarstyrning
☐	QPL110020	Manöverbox monterad som ledsagarstyrning ⁽¹⁾
Placering ledsagarstyrning		
☐	QPL110025	Ledsagarstyrning på körhandtag höger sida
☐	QPL110026	Ledsagarstyrning på körhandtag vänster sida

Manöverbox - bordsmontering 		
☐	QPL110143	Manöverbox LCD centermonterad
Brickbord placering		
☐	QPL110080	Fäste vänster sida
☐	QPL110081	Fäste höger sida

#1 Ctrl+5 Switch Box 		
☐	QPL110043	#1 Ctrl+5 Switch Box knapplåda Ctrl+5 programmerbar
#1 Ctrl+5 Switch Box Montering		
☐	QPL110180	#1 Ctrl+5 Switch Box monteras bakom manöverbox ⁽²⁾
☐	QPL110181	#1 Ctrl+5 Switch Box monteras på sidan utan manöverbox
#1 Ctrl+5 Switch brytarval		
☐	QPL110175	#1 Ctrl+5 Switch Type med knappar
☐	QPL110176	#1 Ctrl+5 Switch Type med vippbrytare
Bluetooth Mouse Moduler / Elektronik – R-Net		
☐	QPL090068	Bluetooth Mouse modul R-Net
☐	QPL090141	2nd Bluetooth Mouse modul R-Net (Android och Windows)
☐	QPL090142	iOS Bluetooth Mouse modul R-Net (Apple iOS)
Specialkontroller		

OMNI2 Input kontrollmoduler – R-Net ⁽³⁾ 		
☐	QPL110116	OMNI2 Input kontroll modul R-Net, infraröd ⁽⁴⁾
☐	QPL110117	OMNI2 Input kontrollmodul R-Net Scanning Mode, Bluetooth, infraröd ⁽⁴⁾
☐	QPL110118	OMNI2 Input kontroll modul R-Net Scanning Mode och GYRO, Bluetooth, infraröd ⁽⁴⁾
☐	QPL110008	Programmeringsservice- hjälp med programmering

(1) Välj även manöverbox
(2) Ej i kombination med QOP110056 Manöverbox monterad med parallelbeslag (sidosvängbarhet förloras)
(3) Välj placering av OMNI2 och joystick i sektionen nedan och välj tryckknapp i sektion E
(4) Skärm med inbyggd IR, armstödsmontering, krävs vid val av specialkontroller

			Q400 M/F/R med SEDEO LITE
Specialkontroller			
OMNI2 Modul placering ⁽¹⁾			
☐	QPL110119	OMNI modul fast monterad höger	
☐	QPL110120	OMNI modul fast monterad vänster	
☐	QPL110123	OMNI modul sidosvängbar höger	
☐	QPL110124	OMNI modul sidosvängbar vänster	
Joystick ⁽²⁾			
Proportionell Joystick			
☐	QPL110301	Joystick Switch-It MicroGuide	
☐	QPL110302	Joystick Switch-It MicroPilot	
☐	QPL110303	Joystick Switch-It TouchDrive 2	
☐	QPL110304	Joystick Switch-It VersaGuide	
☐	QPL110305	Joystick Switch-It VersaGuide EZ ⁽²⁾	
☐	QPL110306	Joystick Allround manöverbox	
☐	QPL110307	Joystick Allround manöverbox Light ⁽³⁾	
☐	QPL110308	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty	
☐	QPL110309	Joystick Allround manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	
☐	QPL110310	Joystick Allround manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	
☐	QPL110311	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	
Proportionell Joystick, pris inkl OMNI modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korriktningssystem)			
☐	QPL110044	Joystick Switch-It MicroGuide	
☐	QPL110045	Joystick Switch-It MicroPilot	
☐	QPL110046	Joystick Switch-It TouchDrive 2	
☐	QPL110047	Joystick Switch-It VersaGuide	
☐	QPL110048	Joystick Switch-It VersaGuide EZ ⁽²⁾	
☐	QPL110049	Joystick Allround manöverbox	
☐	QPL110059	Joystick Allround manöverbox Light ⁽³⁾	
☐	QPL110060	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty	
Montering Link-It Joystick			
☐	QPL110342	Monteringskit Link-It för armstödsmontering av joystick med spacedisk ⁽⁵⁾	
Joystick placering armstöd 			
☐	QPL110350	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick, fast	
☐	QPL110353	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick sidosvängbart	
Joystick placering			
☐	QPL110362	Joystick höger sida	
☐	QPL110361	Joystick vänster sida	
Huvudstödsstyrning ⁽⁷⁾ 			
Proportionell Joystick			
☐	QPL110370	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-Way Proportional Facial Pads	
☐	QPL110371	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-Way Proportional Head Array Spot Pads	
☐	QPL110372	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM 3-Way Proportional	
Proportionell joystick, pris inkl OMN2I modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korriktningssystem)			
☐	QPL110061	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Facial Pads	
☐	QPL110062	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Spot Pads	
☐	QPL110063	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM Proportional	

(1) Om användning av standard manöverbox, behöver montering på motsatt sida ske (2) Val av tryckknapp se sektion E (3) Ej i kombination med QOP090512 Manöverboxgrepp Penngrepp 80 x 15 mm QOP090511 Manöverboxgrepp Svampformat Ø 45 mm, QOP090506 Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred
(4) Endast i kombination med std Manöverbox knapp eller QOP090045 Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm (5) OMNI Module behövs ej (6) endast i kombination med Micro Series Manöverbox (7) Vid val av tryckknapp se sektion E.H. Välj fäste för Whitmyer huvudstöd se tidigare sidor

Q400 M/F/R med SEDEO LITE		
Tryckknappstyrd joystick		
☐	QPL110401	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Curved
☐	QPL110402	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Straight
☐	QPL110403	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Curved
☐	QPL110404	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Straight
☐	QPL110405	Huvudstödsstyrning 4-Switch Head Array Wings Long Straight
☐	QPL110406	Huvudstödsstyrning 5-Switch Head Array Wings Long Straight
Tryckknappstyrd joystick, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korriktningssystem)		
☐	QPL110064	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Curved
☐	QPL110065	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Straight
☐	QPL110066	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Curved
☐	QPL110067	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Straight
☐	QPL110068	Huvudstödsstyrning 4-Switch Head Array Wings Long Straight
☐	QPL110069	Huvudstödsstyrning 5-Switch Head Array Wings Long Straight
Hakstyrning 		
Proportionel Joystick		
☐	QPL110470	Hakstyrning Switch-It MicroGuide
☐	QPL110471	Hakstyrning Switch-It MicroPilot
☐	QPL110472	Hakstyrning Switch-It VersaGuide
☐	QPL110473	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ
☐	QPL110474	Hakstyrning Allround manöverbox
☐	QPL110475	Hakstyrning Allround manöverbox Light
☐	QPL110476	Hakstyrning Allround manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾
☐	QPL110477	Hakstyrning Allround manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾
Proportionell joystick, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korriktningssystem)		
☐	QPL110070	Hakstyrning Switch-It MicroGuide
☐	QPL110071	Hakstyrning Switch-It MicroPilot
☐	QPL110072	Hakstyrning Switch-It VersaGuide
☐	QPL110073	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ
☐	QPL110074	Hakstyrning Allround manöverbox
☐	QPL110075	Hakstyrning Allround manöverbox Light
Hakstyrning placering 		
☐	QPL110480	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Small ⁽²⁾
☐	QPL110481	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Large ⁽²⁾
☐	QPL110483	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount höger
☐	QPL110484	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount vänster
☐	QPL110485	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount höger
☐	QPL110486	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount vänster
☐	QPL110487	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away vänster
☐	QPL110488	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away höger
Link-It förlängningskit		
☐	QPL110590	Link-It förlängningskit Bas modul 100 mm förlängningsrör 5 kabelclips
☐	QPL110591	Link-It förlängningskit Bas modul 150 mm förlängningsrör 5 kabelclips
Styrsystem - Sug- och blås ⁽³⁾		
☐	QPL110510	Sug- och blåsstyrning med Link-It Hardware sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾
Sug- och blås, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korriktningssystem)		
☐	QPL110076	Sug- och blåsstyrning med Link-It Hardware sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾

(1) OMNI Module Not Required. (2) If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick. (3) For Switch Selection See Section H
(4) Headrest To Be Selected

Specialkontroller

E – Tryckknappar ⁽¹⁾

#1 Switch Selection			
☐	QPL110520	#1 Buddy Button – svart	
☐	QPL110521	#1 Buddy Button – röd	
☐	QPL110522	#1 Buddy Button – grön	
☐	QPL110523	#1 Egg Switch – svart	
☐	QPL110524	#1 MicroLite Switch – svart	
☐	QPL110526	#1 Piko Button – svart	
☐	QPL110527	#1 Piko Button – blå	
☐	QPL110528	#1 Piko Button – grön	
☐	QPL110529	#1 Piko Button – röd	
☐	QPL110530	#1 Piko Button – gul	
☐	QPL110534	#1 Twister Switch – svart	
☐	QPL110535	#1 Twister Switch – grön	
☐	QPL110536	#1 Twister Switch – röd	
#1 Switch Tryckknapp montering Link-It			
☐	QPL110560	#1 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽²⁾	
☐	QPL110566	#1 Tryckknapp montering Link-It motsatt sida Joystick ⁽³⁾	
☐	QPL110561	#1 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd	
☐	QPL110563	#1 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽⁴⁾	
☐	QPL110565	#1 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁵⁾	
☐	QPL110569	#1 UTAN montering Tryckknapp ⁽⁶⁾	
#1 Switch Tryckknapp placering			
☐	QPL110572	#1 Tryckknapp höger	
☐	QPL110571	#1 Tryckknapp vänster	
#1 Satellitbrytare ⁽⁷⁾			
☐	QPL110537	#1 Satellite Tryckknapp – svart	
☐	QPL110538	#1 Satellite Tryckknapp – grön	
☐	QPL110539	#1 Satellite Tryckknapp – röd	

(1) Välj 1 Tryckknapp och placering enligt nedan. Vid behov en 2a Tryckknapp välj den vid delen för #2 Tryckknapp. Single Function For Special Input Devices
(2) Ej i kombination med HD Allround Manöverbox eller Space Disk Mount
(3) Armstödsmontering
(4) Knä, vid val av 2 Tryckknappar enbart montering vänster och höger
(5) Ej nödvändigt med vänster / höger val
(6) Tryckknapp/knappar bifogas löst/omonterade
(7) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara

Q400 M/F/R med SEDEO LITE

#2 Tryckknapp urval

☐	QPL110083	#2 Buddy Button – svart	
☐	QPL110086	#2 Buddy Button – röd	
☐	QPL110087	#2 Buddy Button – grön	
☐	QPL110088	#2 Egg Switch – svart	
☐	QPL110089	#2 MicroLite Switch – svart	
☐	QPL110090	#2 Piko Button – svart	
☐	QPL110091	#2 Piko Button – blå	
☐	QPL110092	#2 Piko Button – grön	
☐	QPL110093	#2 Piko Button – röd	
☐	QPL110094	#2 Piko Button – gul	
☐	QPL110095	#2 Twister Switch – svart	
☐	QPL110096	#2 Twister Switch – grön	
☐	QPL110097	#2 Twister Switch – röd	

#2 Tryckknapp montering

☐	QPL110098	#2 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽¹⁾	
☐	QPL110099	#2 Tryckknapp montering Link-It (motsatt sida Joystick) ⁽²⁾	
☐	QPL110100	#2 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd	
☐	QPL110104	#2 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽³⁾	
☐	QPL110105	#2 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁴⁾	
☐	QPL110106	#2 UTAN Tryckknapp montering ⁽⁵⁾	

#2 Tryckknapp placering

☐	QPL110108	#2 Tryckknapp höger	
☐	QPL110107	#2 Tryckknapp vänster	

#2 Satellitbrytare Tryckknappar ⁽⁶⁾

☐	QPL110111	#2 Satellite Tryckknapp – svart	
☐	QPL110112	#2 Satellite Tryckknapp – grön	
☐	QPL110113	#2 Satellite Tryckknapp – röd	

Multifunktions - Tryckknappar ⁽⁷⁾

☐	QPL110550	Mini-2-knapp (Stereo Plug) ⁽⁸⁾	
☐	QPL110551	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug) ⁽⁸⁾	
☐	QPL110552	Mini-4-knapp InLine (DB9 Connector) ⁽⁸⁾	
☐	QPL110554	4-vägs manöverbox tryckknappar (toggle)	

Tillbehör

☐	QPL110580	Förlängningskabel 3,5mm Mono (2m)	
☐	QPL110581	Förlängningskabel 3,5mm Stereo (2m)	
☐	QPL110582	Förlängningskabel DB9 (1m)	
☐	QPL110583	Y-förgrening 3,5mm (2 honor mono-1 hane stereo)	

Nödstopp

☐	QPL090147	Nödstopp med fjärrkontroll (30 m aktiveringsområde Via OBC Port) ⁽⁹⁾	
-----------------------	-----------	---	--

(1) Ej i kombination med HD Allround manöverbox eller Space Disk Mount
(2) Armstödsmonterad
(3) Knä, vid val av 2 Tryckknappar enbart vänster och höger montering
(4) Inget behov av att välja vänster / höger Tryckknapp
(5) Tryckknapp bifogas löst/omonterade
(6) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara
(7) Används i kombination med programmering av knappar Assignable Button Programming
(8) Bifogas löst/omonterat vid beställning. Ej i kombination med Link-It Fixation
(9) Ej i kombination med VR2

BU_43502_Q400_M_F_R_LITE_1904_kopia

20/30

Drivhjul, länkhjul, stänkskydd samt kantklättrare

◀ BACK



// QPL070069



// QPL080213



// QPL010007



// QPL010008

LED belysning och batteriladdare

◀ BACK



// QPL11209



// QPL110209



// QPL160101



// QPL160104

Ryggdynor

◀ BACK



// QPL030150

SEDEO LITE ryggdyna

◀ BACK



// QPL030130



// QPL030131



// QPL030132



// QPL030133

Huvudstödsdynor och huvudstödsfästen

◀ BACK



// QPL030430 & QPL030431



// QPL030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QPL030433



//WHT030408



//WHT030409

SEDEO sittdynor

◀ BACK



// QPL020073



// QPL020075

SEDEO sittdyna

◀ BACK



// QPL020098

JAY J3 ryggdynor

◀ BACK



50 mm



// JAY030010



80 mm



// JAY030011



150 mm



// JAY030014



150 mm



// JAY030031

JAY J3 Back, Spine Align Fit Kit & Positioning Boxes

◀ BACK



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036



// JAY090029 - JAY090031

JAY J3 Back, Chest Strap

◀ BACK



// JAY090040 - JAY090042

JAY sittdynor

◀ BACK



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020020

Armstöd och armstödsdynor

◀ BACK




// QPL040039



// QPL040023



// QPL040122



// QPL040019



// QPL040204

Benstöd centermonterat eldrivet

◀ BACK



// QPL050076 & QPL050071



//QPL050086

SEDEO PRO benstöd sidosvängbara och vad-/knästöd

◀ BACK



// QPL050015



//QPL050016



//QPL050082

Manöverbox - R-net och montering manöverbox

◀ BACK



// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018



// QPL110056

Manöverbox – VR2

◀ BACK



// QPL110036



// QPL110037

Manöverboxgrepp

◀ BACK



// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

Programmering elektronik – VR2

◀ BACK



// QPL090063

Programmering elektronik – R-Net

◀ BACK



// QPL090066



// QPL090064

Elektronik – R-Net, Ledsagarstyrning

◀ BACK



// QPL110004



// QPL110021

Knapplåda 4 funktioner

◀ BACK



// QPL110055

#1 Ctrl+5 Switch Box & OMNI Input kontrollmoduler - R-Net

◀ BACK



// QPL110175



// QPL110176



// QPL090068



// QPL110116

Huvudstödsstyrning

◀ BACK



// QPL110401 - QPL110406



// QPL110370 // QPL110371

Hakstyrning och Joysticks

◀ BACK



// QPL110470 // QPL110301



// QPL110471 // QPL110302



// QPL110472 // QPL110473 //
//QPL110304 // QPL110305



// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477



// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

Manöverbox centermonterat bord

◀ BACK



// QPL110143

Tryckknappar



BACK



// QPL110521



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110526 - QPL110530




// QPL110537 - QPL110539



// QPL110534 - QPL110536



// QPL110551



// QPL110552

Switch montering



BACK



// QPL110526 // QPL110566



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526



// QPL110563

Joystick placering

◀ BACK



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362 // QPL110342



// QPL110302



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560



// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

Hakstyrning placering

◀ BACK



// QPL110480 // QPL110481
// QPL110470 // QPL110471



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110485 // QPL110486



// QPL110485 // QPL110474



// QPL110487 // QPL110471
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571



// QPL110487 // QPL110474

Vid individanpassning, skriv kommentarer här:



I



Med reservation för förändringar
BU_43502_Q400_M_F_R_SEDEO LITE_1904

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel. 031-7483700
Fax: 031-748 3737
post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se