



**NOVO!**

# **Pedaleira MyWay** com Leckey Connect para andarilho MyWay

# MyWay

## Pedaleira Myway

A pedaleira MyWay é acoplada ao andarilho MyWay da Leckey, permitindo às crianças pedalar em posição vertical. Desta forma, podem trabalhar os músculos dos membros inferiores com o conjunto de movimentos que fariam ao caminhar e durante outras atividades funcionais.

A pedaleira MyWay é apropriada para crianças com Paralisia Cerebral e outras condições similares classificadas nos níveis II-IV e algumas de nível V da GMFCS (Classificação da Função Motora Grossa).



## Benefícios clínicos da pedaleira MyWay



**Fortalecimento focalizado** dos músculos dos membros inferiores



O **movimento recíproco** num padrão elíptico proporciona uma experiência senso-motora semelhante ao caminhar



O **exercício aeróbico** beneficia a capacidade cardiorespiratória



**Carga de peso intercalada** para manter/melhorar a estrutura óssea



Tratamento de reabilitação após tratamentos com toxina botulínica ou cirurgias para a redução de espasticidade (RDS)



Movimento passivo dos membros inferiores para promover a **flexibilidade** e a **circulação** nas crianças mais afetadas (nível V GMFCS)

## Características principais

- Compatível com o andarilho MyWay nos tamanhos 2 e 3
- Pode ser montado no andarilho MyWay com a criança já posicionada neste
- Disponível com dois tamanhos de sandálias, que podem ser reposicionadas no pedal para uma melhor utilização
- Guiador regulável em altura e removível




*Sandálias resistentes e ajustáveis*



## Pedaleira MyWay com Leckey Connect

A pedaleira MyWay com Leckey Connect permite registar e realizar programas personalizados de caminhada para cada criança. O sistema inteligente “Leckey Connect” regista a distância, a velocidade e a duração dos movimentos realizados com a pedaleira. Estes parâmetros podem ser consultados através da aplicação “Leckey Connect” da MyWay Pedal usando um telemóvel com sistema Android, um Tablet ou no portal online da Leckey.



As funções SMART incluem:

- Uma conta individualizada para cada criança
- Possibilidade de ver os dados ao vivo e os históricos sobre distância, velocidade e duração da pedalada.
- O modo de treino permite à criança iniciar, suspender e parar durante a mesma sessão.
- O modo de teste permite uma sessão de teste predefinida de 30 segundos.
- Comprovação dos dados das sessões individuais e dos resumos das sessões ao longo do tempo para comparar e avaliar a progressão nos diferentes intervalos de caminhada registados. Registo de dados objetivos para inclusão em relatórios médicos.



# LECKEY<sup>®</sup>

24 horas de  
cuidados  
posturais para  
bebés, crianças e  
adultos



Rev 1 - Outubro 2019



**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)