

Transport des batteries des fauteuils roulants électriques et des scooters Sunrise Medical

Sunrise Medical utilise sur ses fauteuils roulants électriques et sur ses scooters des batteries au plomb à électrolyte gélifié étanches, connues sous le nom de batteries gel étanche.

Il existe différent type de batteries gel étanche (dimensions, capacité) montées les fauteuils roulants électriques et scooters Sunrise Medical en première main.

Ces batteries sont agréées pour le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien sans restriction.

Les batteries au plomb à électrolyte gélifié (neuves ou usagées) ne sont pas soumises aux règles concernant le transport des marchandises dangereuses par route – ADR – si elles répondent aux conditions de la disposition spéciale 598 (batteries sans traces d'acide, bacs en bon état, batteries assujetties telles qu'elles ne puissent ni glisser, tomber ou s'endommager, protégées des courts-circuits).

Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis au code IMDG suivant la disposition spéciale 238.

Les accumulateurs au plomb à électrolyte gélifié répondent à l'instruction d'emballage 806 et aux conditions de la disposition particulière IATA. Ils sont donc considérés comme non soumis à la réglementation IATA.

Lorsque les batteries d'origine ont été changées ou remplacées par des batteries non fournies par Sunrise Medical à l'initiative du revendeur, il lui appartient dès lors de fournir la confirmation que ces batteries répondent aux mêmes spécifications techniques et réglementaires que les batteries d'origine montées par Sunrise Medical, et/ou qu'elles sont compatibles pour le transport routier, ferroviaire et aérien, tel que ci-dessus.

Les prestataires de transport, les compagnies aériennes et de transport ferroviaires, les opérateurs de transport de bus publics et privés peuvent être soumis à des obligations légales locales ou à des dispositions réglementaires qui leur sont propres.

Veillez contacter directement votre prestataire de transport pour plus d'information au sujet de leurs exigences et restrictions.

Si vous avez besoin d'information complémentaire concernant les produits et matériels Sunrise Medical, veuillez contacter nos Services Techniques au +33 (0) 2 47 55 44 23.