

Q700-UP M/F

BU_41503_Q700_UP_M_F_1911




BESTÄLLNINGSSUNDERLAG

Fakturaadress:		Leveransadress	
		Samma som fakturaadress ☐	
Namn:		Namn:	
Adress:		Adress:	
Postnr:		Postnr:	
Ort:		Ort:	
E-mail:		E-mail:	
Tel:		Tel:	
Order Information		Brukarvikt	
☐ Order ☐ Offert ☐ Built-4-Me®		Max brukarvikt 160 kg	
Inköpsordernr:		Brukarvikt	kg
Orderdatum:			
Art. No.:			
Q700-UP M: 21700100-000			
Q700-UP F: 2170070F-000			

Brukarens mått

a) Ovansida huvud till sittyta		mm
b) Ovansida axel till sittyta		mm
c) Armhåla till sittyta		mm
d) Armbåge till sittyta		mm
e) Toppen av bäckenet till sittyta		mm
f) Axelbredd		mm
g) Bålbredd		mm
i) Höftbredd		mm
j) Verkligt sittdjup		mm
m) Fotlängd		mm
n) Underbens längd		mm
o) Verklig sittbredd		mm



Sits specifikation

		Sitstyp	SEDEO UP
Vikt el-rullstol utan batterier	140 kg	Storleksintervall sits	Bredd 400 - 500 mm Djup 400 - 540 mm
Vikt elrullstol med batterier	175 kg	Sitthöjdsintervall	450 - 480 mm
Eldrivna funktioner sits/rygg	22° Tilt och rygg med 180 mm mekanisk skjningsreduktion / 200 mm sitslyft		

Chassi mitthjulsdrift specifikation

Max brukarvikt	120 kg	Drivhjul	14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 620 mm	Länkhjul	6" fram / 6" bak (svart)
Styrsystem	R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	4-Pol 6 km/h Alternativt 8 10 och 12.5 km/h	Accentfärger	6 Accentfärger
Markfrigång	70 mm	Ramfärg	Svart

Chassi framhjulsdrift specifikation

Max brukarvikt	120 kg	Drivhjul	14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 640 mm	Länkhjul	9" / 10" bak (svart)
Styrsystem	R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	4-Pol 6 km/h Alternativt 8 10 och 12.5 km/h	Accentfärger	6 Accentfärger
Markfrigång	75 mm	Ramfärg	Svart

Chassi**Q700-UP El-rullstol**

☐	QUP000008	Q700 M (Mitthjulsdrift)	
☐	QUP000016	Q700 F (Framhjulsdrift)	

Motorpaket

☒	QUP180009	Motor 4-Polig 6 km/h (8 km/h Motor med reducerad hastighet)	
☐	QUP180010	Motor 4-Polig 8 km/h	
☐	QUP180007	Motor 4-Polig 10 km/h ⁽¹⁾	
☐	QUP180008	Motor 4-Polig 12,5 km/h ⁽²⁾	

GYRO

☐	QUP110009	Stabilitetsförbättrande korrigtningssystem GYRO R-net	
☒	QUP110014	UTAN Stabilitetsförbättrande korrigtningssystem GYRO R-Net	

Drivjul

☒	QUP070032	Drivjul 14" V-typ luft svart	
☐	QUP070031	Drivjul 14" V-typ massivt svart	
☐	QUP070034	Drivjul 14" Knobbly luft svart	
☐	QUP070033	Drivjul 14" Knobbly massivt svart	

Länkhjul**Mitthjulsdrift**

☐	QUP080206	Länkhjul 6" massivt svart	
-----------------------	-----------	---------------------------	--

Framhjulsdrift

☐	QUP080210	Länkhjul 9" massivt svart	
☐	QUP080211	Länkhjul 9" luft svart	

Stänkskärm (enbart till framhjulsdrift)

☐	QUP010007	Stänkskärm drivhjul	
☐	QUP010008	Stänkskärm länkhjul 9"	

Accentfärger

☐	QUP140005	Ljusgrön (RAL 110 70 77)	
☐	QUP140004	Svart (RAL 9005)	
☒	QUP140003	Blå (RAL 260 40 45)	
☐	QUP140006	Orange (RAL 060 60 80)	
☐	QUP140002	Röd (RAL 040 40 67)	
☐	QUP140001	Vit (RAL 9010)	

(1) Vid val av Framhjulsdrift i kombination med motor 10km/h rekommenderas GYRO

(2) Vid val av Framhjulsdrift i kombination med motor 12,5 km/h SKALL GYRO väljas

Chassi

Belysning/Blinkers LED

☐	QUP110201	Belysning och blinkers LED StVZO godkänd ⁽¹⁾	
☒	QUP110209	UTAN Belysning och blinkers	

Sitthöjd⁽²⁾

☒	SH45	450 mm ⁽³⁾	
☐	SH465	465 mm	
☐	SH48	480 mm	

Batteri/Batteriladdare

Batterier

☒	QUP160001	Batteri 60Ah Gel underhållsfritt	
☐	QUP160005	Batteri 80Ah Gel underhållsfritt ⁽⁴⁾	
☐	QUP160009	UTAN Batteri	

Batteriladdare

☒	QUP160101	Batteriladdare Automatic 220V /8A	
☐	QUP160102	Batteriladdare Classic 220V/8A IP54	
☐	QUP160104	Batteriladdare Automatic 220V/10A	
☐	QUP160109	UTAN Batteriladdare	

(1) QSE110031 Belysningsmodul, R-Net krävs

(2) Mäts från framkant sitsplatta till golv. (Mät för att säkerställa rätt sitthöjd)

(3) Endast med QUP160001 Battery 60Ah Gel underhållsfritt

(4) Batteriladdare 220 V / 10 A rekommenderas för att reducera laddningstiden

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner**Sits Tilt/Lyft modulr**

•	QUP130010	Uppresningsfunktion eldriven	
		Tilt modul bakåtlutning 0° - 22° eldriven	
		Tilt modul framåtlutning 0° - 80° eldriven	
		Lyft modul 200 mm eldriven	

Ryggram

•	QUP030047	Ryggstöd nedfällbart 90° - 175° eldriven med 180mm skjuvningsreducering	
---	-----------	---	--

Ryggstöd - Val av olika ryggdynor**SEDEO ERGO (Se sektion A)**

•	QUP030053	Ryggdyna SEDEO ERGO	
---	-----------	---------------------	--

JAY J3 (Se Sektion B)

○	QUP030054	Ryggdyna JAY J3	
---	-----------	-----------------	--

Ryggram

○	QUP030055	Ryggram Jay J3 enbart	
○	QUP030209	UTAN ryggdyna	

A – Ryggdyna SEDEO ERGO storlek**Ryggdyna bredd**

○	RB40	400 mm	
○	RB42	420 mm	
○	RB44	440 mm	
○	RB46	460 mm	
○	RB48	480 mm	
○	RB50	500 mm	

Ryggdyna höjd

○	RH51	510 mm	
○	RH56	560 mm	
○	RH61	610 mm	

A – Ryggdyna SEDEO ERGO modell

•	QUP030056	Ryggdyna SEDEO ERGO svag kontur ⁽¹⁾	
○	QUP030057	Ryggdyna SEDEO ERGO djup kontur ⁽²⁾	

A – Överdrag SEDEO ERGO ryggdyna

•	QUP030058	Överdrag Airflow 3DX	
○	QUP030059	Överdrag inkontinens	

A – Bålstöd SEDEO⁽³⁾

□	QUP030607	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm höger	
□	QUP030608	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm vänster	
□	QUP030609	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm höger	
□	QUP030610	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm vänster	

(1) Max bälbredd är 60 mm bredare än ryggdynans bredd

(2) Max bälbredd är samma som ryggdynans bredd

(3) Möjligheten att fälla upp armstödet kan begränsas vid val av bålstöd

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner forts**B – Ryggdyna JAY J3 storlek**

○	JAY030111	Ryggdyna JAY J3 410 mm	
○	JAY030112	Ryggdyna JAY J3 460 mm	
○	JAY030113	Ryggdyna JAY J3 510 mm	

B – Ryggdyna JAY J3 Std kontur (J3SC)

		Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
		Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
		Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 480 mm	
○	JAY030012	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh420mm	
○	JAY030019	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh460mm	
○	JAY030025	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh510mm	

B – Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur (J3MC)

		Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 345 mm	
		Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 395 mm	
		Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 445 mm	
○	JAY030020	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh460mm	
○	JAY030026	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh 510mm	
○	JAY030016	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh530 mm	
○	JAY030023	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh570 mm	
○	JAY030029	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh610 mm	

B – Ryggdyna JAY J3 Rib kontur (J3MDC)

		Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm	
		Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
		Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
○	JAY030042	Ryggdyna JAY J3 Rib kontur hög thorakal rh460 mm	
○	JAY030043	Ryggdyna JAY J3 Rib kontur skulderhöjd rh530 mm	

B – Ryggdyna JAY J3 Djup kontur (J3DC)

		Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm	
		Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
		Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
○	JAY030014	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh420 mm	
○	JAY030021	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh460 mm	
○	JAY030027	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh500 mm	
○	JAY030017	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh530 mm	
○	JAY030024	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur skulderhöjd rh570 mm	
○	JAY030030	Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh610 mm	

B – Ryggdyna JAY J3 Hip (J3PDC)

		Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm	
		Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm	
		Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm	
○	JAY030031	Ryggdyna JAY J3 Hip hög thorakal rh460 mm	
○	JAY030032	Ryggdyna JAY J3 Hip skulderhöjd rh530 mm	

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner forts

B – Positioneringskit Mini till ryggdyna JAY J3

Positioneringskit JAY J3 Mini 1 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor)

☐	JAY090029	Positioneringskit Jay J3 Mini 1 410 mm	
☐	JAY090030	Positioneringskit Jay J3 Mini 1 460 mm	
☐	JAY090031	Positioneringskit Jay J3 Mini 1 510 mm	

Positioneringskit JAY J3 Mini 2 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor, svankkil, utfyllnadsplattor)

☐	JAY090032	Positioneringskit Jay J3 Mini 2 410 mm	
☐	JAY090033	Positioneringskit Jay J3 Mini 2 460 mm	
☐	JAY090034	Positioneringskit Jay J3 Mini 2 510 mm	

Tillbehörsboxar Jay J3 rygg

☐	JAY090035	Positioneringsbox Jay J3 ryggdyna (samtliga kilar utfyllnadsplattor mm)	
☐	JAY090036	Tillbehörsbox Jay J3 ryggdyna (selar huvudstöd)	

B – Bröstsele JAY J3

☐	JAY090040	Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts medium	
☐	JAY090041	Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts large	
☐	JAY090042	Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts x-large	

B – Bålstödsdyna JAY J3 Höger

☐	JAY090020	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm höger	
☐	JAY090021	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm höger	
☐	JAY090022	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm höger	
☐	JAY090023	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm höger	
☐	JAY090024	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm höger	
☐	JAY090025	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm höger	

B – Bålstödsdyna JAY J3 vänster

☐	JAY090011	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm vänster	
☐	JAY090012	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm vänster	
☐	JAY090013	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm vänster	
☐	JAY090014	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm vänster	
☐	JAY090015	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm vänster	
☐	JAY090016	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm vänster	

B – Monteringsbeslag Bålstödsdyna JAY J3

☐	JAY090026	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstd höger	
☐	JAY090017	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstd höger	
☐	JAY090028	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstd höger	
☐	JAY090019	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstd vänster	

Huvudstödsdyna

☐	QUP030430	Huvudstödsdyna SEDEO (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾	
☐	QUP030431	Huvudstödsdyna SEDEO med överdrag (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾	
☐	QUP030432	Huvudstödsdyna SEDEO flexibelt (LxH) 400 x 110 mm ⁽¹⁾	
☐	WHT030401	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 203 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030402	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush(LxH) 254 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030403	Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 356 x 127 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030404	Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar (LxH) 355 x 76 mm ⁽²⁾	
☐	WHT030406	Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar (LxH) 460 mm x 127 mm ⁽²⁾	

(1) Används endast med SEDEO lodrättstag

2) Används endast med Whitmyer lodrättstag

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner forts**Huvudstöd lodrättstag ⁽¹⁾**

☐	QUP030433	Lodrättstag SEDEO	
☐	QUP030434	Lodrättstag SEDEO med quick-release	
☐	WHT030407	Lodrättstag Whitmyer LINX	
☐	WHT030408	Lodrättstag Whitmyer LINX ²	
☐	WHT030409	Lodrättstag Whitmyer AXYS	
☐	WHT030410	Lodrättstag Whitmyer AXYS Offset	
☐	WHT030411	Lodrättstag Whitmyer COBRA XTRA Flip Back	

Körhandtag

☐	QUP030202	Körhandtag fasta	
-----------------------	-----------	------------------	--

Sitsplatta fast/sidosvängbar

☐	QUP020022	Sitsplatta breddjusterbar med sidosvängbara glidskenor	
☐	QUP020139	Glidskenor fasta	

Sittdyna**SEDEO (Se sektion C)**

☐	QUP020514	Sittdyna Sedeo Ergo	
-----------------------	-----------	---------------------	--

JAY (Se Sektion D)

☐	SEP020515	Sittdyna JAY	
-----------------------	-----------	--------------	--

UTAN sittdyna (välj sittbredd och sittdjup i sektion C)

☐	SEP020110	UTAN sittdyna ⁽²⁾	
-----------------------	-----------	------------------------------	--

C – Sittdyna SEDEO ERGO välj storlek**Sittbredd sittdyna**

☐	SB40	400 mm	
☐	SB42	420 mm	
☐	SB44	440 mm	
☐	SB46	460 mm	
☐	SB48	480 mm	
☐	SB50	500 mm	

Sittdjup sittdyna

☐	SD40	400 mm	
☐	SD42	420 mm	
☐	SD44	440 mm	
☐	SD46	460 mm	
☐	SD48	480 mm	
☐	SD50	500 mm	
☐	SD52	520 mm ⁽³⁾	
☐	SD54	540 mm ⁽⁴⁾	

C – Sittdyna SEDEO ERGO

☒	QUP020516	Sittdyna SEDEO ERGO	
☒	QUP020520	Sidostöd med polstrad dyna 50 mm bred nedfällbart/avtagbart kpl ^{(6) (9)}	
☐	QUP020521	Sidostöd med polstrad dyna 70 mm bred nedfällbart/avtagbart kpl ^{(7) (9)}	
☐	QUP020510	UTAN sittdyna	
☐	QUP020511	UTAN sidostöd polstrat ⁽⁸⁾	
☐	QUP020512	Enbart sidostödskal utan polstrad dyna ⁽⁹⁾	

(1) Välj Whitmyer lodrättstag och fäste om du vill komplettera med A Huvudstödsstyrning

(2) UTAN sittdyna, utan sidostöd med polstrad dyna

(3) SD 520mm ej möjligt med sitthöjd 450 mm

(4) SD 540 mm ej möjligt med sitthöjd 450/465mm

(5) Sittdjup 540 mm är inte tillgängligt med sitthöjd 450 mm

(6) Sittdynan mellan sidoskydden = vald sittbredd

(7) Sittdynan mellan sidoskydden 40 mm smalare än vald sittbredd

(8) Utan sidostöd med polstrad dyna

(9) ej i kombination med QUP020344/43 Lärstöd 120 x 120 mm sidosvängbart höger och vänster

QUP040143 sidoskydd fast polstrat 360 x 130 mm

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner forts

C – Överdrag SEDEO ERGO sittdyna

•	QUP020517	Överdrag Airflow 3DX	
○	QUP020518	Överdrag inkontinens	
○	QUP020519	Överdrag Airflow 3DX inkontinens	

D – Sittdyna välj sittbredd/sittdjup

Sittbredd sittdyna

○	SB40	400 mm	
○	SB42	420 mm	
○	SB44	440 mm	
○	SB46	460 mm	
○	SB48	480 mm	
○	SB50	500 mm levereras med sittdyna sittbredd 500mm	

Sittdjup sittdyna

○	SD40	400 mm ⁽¹⁾	
○	SD42	420 mm ⁽¹⁾	
○	SD44	440 mm ⁽²⁾	
○	SD46	460 mm	
○	SD48	480 mm	
○	SD50	500 mm	
○	SD52	520 mm	

D – Sidostöd sittdyna JAY

○	QUP020520	Sidostöd polstrat nedfällbart/avtagbart kpl ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	
○	QUP020511	UTAN sidostöd polstrat ⁽⁴⁾ ^{(5)*}	
○	QUP020512	Enbart sidostödskal utan polstrad dyna ⁽⁵⁾	

D – Överdrag Sittdyna JAY

○	QUP020517	Överdrag luftgenomsläppligt	
○	QUP020518	Överdrag Inkontinens	

D – Sittdyna JAY

○	JAY020005	JAY Easy flat botten	
○	JAY020003	JAY Soft Combi P	
○	JAY020006	JAY Easy Visco flat botten	
○	JAY020010	JAY Balance Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500 mm	
○	JAY020014	JAY Balance P Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500 mm med positioneringstillbehör	
○	JAY020011	JAY Balance Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500 mm	
○	JAY020015	JAY Balance P Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500 mm med positioneringstillbehör	
○	JAY020018	JAY Xtreme Active	
○	JAY020023	Positioneringskit Xtreme Active (Lårkilar och abuktionskloss) ⁽⁶⁾	
○	JAY020019	JAY J2 upp t o m sittbredd 460 mm eller sittdjup 480 mm	
○	JAY020021	JAY J2 fr o m sittbredd 480 mm eller sittdjup 500mm	
○	JAY020020	JAY J2 Djup upp t o m sittbredd 480 mm	
○	JAY020022	JAY J2 Djup fr o m sittbredd 500 mm	

(1) För sittdjup 400 mm / 420 mm Max. bakåtlutning 160°

(2) För sittdjup 440 mm Max. bakåtlutning är 170°

(3) bredd sittdyna = vald sittbredd

(4) Utan sidostödsskal med polstrad dyna

(5) ej i kombination med QUP020344/43 Lårstöd 120 x 120 mm sidosvängbart höger och vänster QUP040143 Sidoskydd fasta polstrade 360 x 130 mm

(6) Enbart för sittdynor med sittdjup 420 - 500 mm

Sits/Rygg - manuella eldrivna funktioner forts

Knä-/Lårstöd

☐	QUP020342	Knästöd sidosvängbart 120 x 120 mm höger	
☐	QUP020341	Knästöd sidosvängbart 120 x 120 mm vänster	
☐	QUP020344	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120 mm höger ^{(1) (2)}	
☐	QUP020343	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120 mm vänster ^{(1) (2)}	

Armstöd

•	QUP040123	Armstöd uppfällbart ryggmonterat (följer med ryggen vid ryggfällning)	
---	-----------	---	--

Armstödsdyna

☒	QUP040218	Armstödsdyna std Airflow 3DX 410 mm höger	
☒	QUP040217	Armstödsdyna std Airflow 3DX 410 mm vänster	
☐	QUP040214	Armstödsdyna std polyuretan 410 mm höger	
☐	QUP040015	Armstödsdyna std polyuretan 410 mm vänster	

Armstödsdyna Comfort

☐	QUP040204	Armstödsdyna Comfort polyuretan 400 mm höger	
☐	QUP040203	Armstödsdyna Comfort polyuretan 400 mm vänster	
☐	QUP040206	Armstödsdyna P-formad Comfort polyuretan 450 mm höger	
☐	QUP040205	Armstödsdyna P-formad Comfort polyuretan 450 mm vänster	

Hemiplegiarmstöd Underarm⁽³⁾

☐	QUP040208	Hemiplegiarmstöd 230 mm höger	
☐	QUP040207	Hemiplegiarmstöd 230 mm vänster	
☐	QUP040210	Hemiplegiarmstöd 280 mm höger	
☐	QUP040209	Hemiplegiarmstöd 280 mm vänster	
☐	QUP040220	Hemiplegiarmstöd 330 mm höger	
☐	QUP040219	Hemiplegiarmstöd 330 mm vänster	

Hemiplegihandstöd

☐	QUP040212	Hemiplegihandstöd 110 x 180 mm höger	
☐	QUP040211	Hemiplegihandstöd 110 x 180 mm vänster	
☐	QUP040214	Hemiplegihandstöd 140 x 230 mm höger	
☐	QUP040213	Hemiplegihandstöd 140 x 230 mm vänster	

Sidoskydd armstöd

○	QUP040143	Sidoskydd polstrade fasta 360 x 130 mm	
---	-----------	--	--

Benstöd centermonterat

:	○	QUP050071	Benstöd centermonterat justerbart 90° - 180° 165 mm eldrivet	
---	---	-----------	--	--

Fotplattor

•	QUP050072	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 260 x 150 mm	
○	QUP050073	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 310 x 170 mm	

Vaddyna

:	○	QUP050139	Knästöd integralskum mjuk, justervar (4)	
:	○	QUP050074	Knästöd integralskum justerbar	
:	○	QUP050075	Vaddyna polstrad PAR	

(1) ej i kombination med sits till golvhöjd 450 mm

(2) ej i kombination med QUP040143 Sidoskydd polstrat fast 360 x 130 mm

(3) Hemiplegiarmstöd enbart i kombination med hemiplegihandstöd

(4) Kortast avstånd för vadsupport till knäfixation + 40mm justering

Sits/Rygg - manuella eldrivna funktioner forts**Positioneringsstöd och tillbehör**

☒	QUP090047	Positioneringsbälte flygspänne 50 x 1300 mm	
☐	QUP090048	Positioneringsbälte flygspänne polstrad 50 x 1300 mm	
☒	QUP090052	Bröstmålte vadderat 2-punkts	
☐	QUP090053	Extra Bröstmålte vadderat 2-punkts	
☐	QUP090097	Bröststöd avtagbar rund dyna ⁽¹⁾	
☐	QUP090098	Bröststöd avtagbar plan dyna 200 x 100 mm ⁽¹⁾	
☐	QUP090067	Backspegel	
☐	QUP090124	Brickbord sidosvängbart	
☐	QUP090600	Ryggsäck svart (kräver körhandtag att fästa på)	

Manöverbox/Elektronik**Manöverbox – R-Net**

●	QUP110017	Manöverbox R-Net färgskärm LCD	
○	QUP110018	Manöverbox R-Net färgskärm LCD HD	
○	QUP110013	Manöverbox R-Net högupplöst LCD färgskärm IR-sändare	
○	QUP110023	Manöverbox R-Net högupplöst LCD färgskärm IR-sändare Bluetooth	
○	QUP110019	UTAN Manöverbox R-Net	

Manöverbox montering

●	QUP110050	Manöverbox fast montering	
○	QUP110056	Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart	

Manöverbox placering

○	QUP110052	Manöverbox höger sida	
○	QUP110052	Manöverbox vänster sida	

Språkval Display

○	QUP119000	Tyska	○	QUP119000	Portugisiska	○	QUP119009	Svenska	○	QUP119013	Slovakiska
○	QUP119001	Engelska	○	QUP119001	Italienska	○	QUP119010	Grekiska	○	QUP119014	Polska
○	QUP119002	Franska	○	QUP119002	Holländska	○	QUP119011	Finska	○		
○	QUP119003	Spanska	○	QUP119003	Norska	○	QUP119012	Tjeckiska	○		

Manöverboxgrepp (tillval)

○	QUP090505	Manöverboxgrepp golfboll Ø 42 mm	
○	QUP090506	Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred	
○	QUP090507	Manöverboxgrepp mjuk boll Ø 70 mm	
○	QUP090508	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 35 mm	
○	QUP090545	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm	
○	QUP090509	Manöverboxgrepp hakkopp Ø 37 mm	
○	QUP090512	Manöverboxgrepp penngrepp 80 x 15 mm	
○	QUP090511	Manöverboxgrepp svampformad Ø 45 mm	

Elektronik Programmering – R-Net

○	QUP090066	PC Programmerare med Dongle R-Net	
---	-----------	-----------------------------------	--

Elektronik tillbehör

○	QUP090064	DTT Handhållen Programmerare R-Net med anslutningskabel	
---	-----------	---	--

(1) Ej i kombination med QUP090124 Brickbord sidosvängbart och QUP110143 Manöverbox LCD centermonterad på bord

Manöverbox/Elektronik**Elektronik– R-Net**

☐	QUP110004	Elektronik R-Net 120 A	
-----------------------	-----------	------------------------	--

Sits-/Belysningsmodul – R-Net

☐	QUP110031	Belysningsmodul R-Net	
☒	QUP110033	Ställdonskontroll modul CxSM R-Net	

Ledsagarstyrning

: ☐	QUP110021	Ledsagarstyrning	
: ☐	QUP110020	Manöverbox monterad som ledsagarstyrning ⁽¹⁾	

Placering ledsagarstyrning

☐	QUP110025	Ledsagarstyrning på körhandtag höger sida	
☐	QUP110026	Ledsagarstyrning på körhandtag vänster sida	

Manöverbox - bordsmontering

: ☐	QUP110143	Manöverbox LCD centermonterad	
-------------------------	-----------	-------------------------------	--

Bordsmontering

☐	QUP110080	vänster sida	
☐	QUP110081	höger sida	

#1 Ctrl+5 Switch Box⁽²⁾

☐	QUP110043	#1 Ctrl+5 Switch Box knapplåda Ctrl+5 programmerbar	
: ☐	QUP110179	#1 Ctrl+5 Switch Box knapplåda Ctrl+5 programmerbar samt Switch-it Remote seating ⁽³⁾	

#1 Ctrl+5 Switch Box montering

☐	QUP110180	#1 Ctrl+5 Switch Box monteras bakom Manöverbox ⁽⁴⁾	
☐	QUP110181	#1 Ctrl+5 Switch Box monteras på sidan utan manöverbox ⁽⁵⁾	

#1 Ctrl+5 Switch brytarval

☐	QUP110175	#1 Ctrl+5 Switch Type med knappar	
☐	QUP110176	#1 Ctrl+5 Switch Type med vippbrytare	

#2 Ctrl+5 Switch Box

☐	QUP110220	#2 Ctrl+5 Switch Box knapplåda Ctrl+5 programmerbar	
-----------------------	-----------	---	--

#2 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location

☐	QUP110222	#2 Ctrl+5 Switch Box monteras på sidan utan Manöverbox ⁽⁵⁾	
-----------------------	-----------	---	--

#2 Ctrl+5 Switch Type

☐	QUP110226	#2 Ctrl+5 Switch Type med knappar	
☐	QUP110227	#2 Ctrl+5 Switch Type med vippbrytare	

Bluetooth Mouse Moduler/ Elektronik – R-Net (6)

☐	QUP090068	Bluetooth Mus modul R-Net	
☐	QUP090141	2nd Bluetooth Mus modul R-Net (Android And Windows)	
☐	QUP090142	iOS Bluetooth Mus modul R-Net (Apple iOS)	

(1)Välj manöverbox till ledsagare

(2) en andra Ctrl+5 Switch Box kan läggas till för att ge extra funktioner för sittsfunktioner eller omgivningskontroller. Den kan också monteras som en ledsagarstyrning samma funktioner som #1

(3) För att kunna erhålla full funktionalitet Remote Seating måste man ladda ner Appen från AppleStore (iOS) eller Playstore (Android) och installera den i en Smartphone eller läsplatta. Ytterligare information och instruktioner om Remote Seating Appen återfinns på www.SunriseMedical.com

(4) Ej i kombination med P-formade armstödsdynor QUP040206, QUP040205 och QUP110056 Manöverbox monterad med parallellbeslag (sidosvängbarhet förloras) ej i kombination med QUP090124 brickbord sidosvängbart

(5) ej i kombination Bord swingaway QUP090124 (6) Behövs endast om man INTE VÄLJER manöverbox QUP110023

Specialkontroller

OMNI Input kontroll moduler – R-Net⁽¹⁾

☐	QUP110116	OMNI2 Input kontrollmodul R-Net, bluetooth, infraröd (2)	
☐	QUP110117	OMNI2 Input kontroll modul R-Net Scanning Mode, bluetooth, infraröd (2)	
☐	QUP110118	OMNI2 Input kontroll modul R-Net Scanning Mode, bluetooth, infraröd, GYRO (2)	
☐	QUP110008	Programmeringsservice- hjälp med programmering <i>gl#tcdcvvdgtcqvckicf</i>	

OMNI2 modul^{(3) (4)}

☐	QUP110119	OMNI2 modul fast monterad höger	
☐	QUP110120	OMNI2 modul fast monterad vänster	
☐	QUP110123	OMNI2 modul sidosvängbar höger	
☐	QUP110124	OMNI2 modul sidosvängbar vänster	

Joystick⁽⁵⁾

Proportionell Joystick

☐	QUP110301	Handkontroll Switch-It MicroGuide	
☐	QUP110302	Handkontroll Switch-It MicroPilot	
☐	QUP110303	Handkontroll Switch-It TouchDrive 2 (11)	
☐	QUP110304	Handkontroll Switch-It VersaGuide	
☐	QUP110305	Handkontroll Switch-It VersaGuide EZ ⁽⁶⁾	
☐	QUP110306	Handkontroll Allround Manöverbox	
☐	QUP110307	Handkontroll Allround Manöverbox Light ⁽⁷⁾	
☐	QUP110308	Handkontroll Allround Manöverbox Heavy Duty	
☐	QUP110309	Handkontroll Allround Manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽⁸⁾	
☐	QUP110310	Handkontroll Allround Manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽⁸⁾	
☐	QUP110311	Handkontroll Allround Manöverbox Heavy Duty R-Net Bus Enabled ⁽⁸⁾	

Proportionell Joystick, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem) (10)

☐	QUP110044	Handkontroll Switch-It MicroGuide	
☐	QUP110045	Handkontroll Switch-It MicroPilot	
☐	QUP110046	Handkontroll Switch-It TouchDrive 2	
☐	QUP110047	Handkontroll Switch-It VersaGuide	
☐	QUP110048	Handkontroll Switch-It VersaGuide EZ ⁽⁶⁾	
☐	QUP110049	Handkontroll Allround Manöverbox	
☐	QUP110059	Handkontroll Allround Manöverbox Light ⁽⁷⁾	
☐	QUP110060	Handkontroll Allround Manöverbox Heavy Duty	

Montering handkontroller Link-It

☐	QUP110342	Monteringskit Link-It för armstödsmontering av joystick med spacedisk ⁽⁹⁾	
-----------------------	-----------	--	--

Handkontroll placering armstöd

☐	QUP110350	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick, fast	
☐	QUP110353	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick sidosvängbart	

Handkontroll placering armstöd

☐	QUP110362	Handkontroll höger	
☐	QUP110361	Handkontroll vänster	

Huvudstödsstyrning⁽¹²⁾

Proportional Input Devices

☐	QUP110370	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-way Proportional Facial pads	
☐	QUP110371	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-Way Proportional Head Array Spot Pads	
☐	QUP110372	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM 3-Way Proportional	

(1) Välj OMNI2 montering och joystick i sektionen nedan och välj tryckknappar i sektion E

(2) Skärm med inbyggd IR och armstödsmontering krävs vid val av specialkontroller

(3) ej i kombination med QUP110017, QUP110018, QUP110013, QUP110023 R-Net Manöverbox och QUP090124 brickbord sidosvängbart

(4) vid val av Standard Manöverbox så måste den monteras på motsatt sida

(5) för tryckknapsval se sektion E

(6) Ej i kombination med QUP090512 Manöverboxgrepp Penngrepp 80 x 15 mm QUP090511 Manöverboxgrepp Svampformat Ø 45 mm QUP090506 Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred

(7) Endast i kombination med std Manöverbox Knopp eller QUP090045 Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm

(8) OMNI2 modul behövs ej

(9) endast i kombination med Micro Series Joystick

(10) OMNI2 ingår (11) Ej med tryckknappar på samma sida som Touchdrive 2. (12) välj tryckknappar i sektion E, välj whitmyer huvudstöd:

Proportionell joystick pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande korrigeringsystem) (3)

☐	QUP110061	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Facial Pads	
☐	QUP110062	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Spot Pads	
☐	QUP110063	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM Proportional	

Tryckknappsstyrd joystick

☐	QUP110401	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Curved	
☐	QUP110402	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Straight	
☐	QUP110403	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Curved	
☐	QUP110404	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Straight	
☐	QUP110405	Huvudstödsstyrning 4-Switch Head Array Wings Long Straight	
☐	QUP110406	Huvudstödsstyrning 5-Switch Head Array Wings Long Straight	

Hakstyrning**Proportionell joystick**

☐	QUP110470	Hakstyrning Switch-It MicroGuide	
☐	QUP110471	Hakstyrning Switch-It MicroPilot	
☐	QUP110472	Hakstyrning Switch-It VersaGuide	
☐	QUP110473	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ	
☐	QUP110474	Hakstyrning Allround Manöverbox	
☐	QUP110475	Hakstyrning Allround Manöverbox Light	
☐	QUP110476	Hakstyrning Allround Manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾	
☐	QUP110477	Hakstyrning Allround Manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾	

Proportional joystick, inkl OMN2I modul och Stabilitetsförbättrande korrigeringsystem GYRO (3)

☐	QUP110070	Hakstyrning Switch-It MicroGuide	
☐	QUP110071	Hakstyrning Switch-It MicroPilot	
☐	QUP110072	Hakstyrning Switch-It VersaGuide	
☐	QUP110073	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ	
☐	QUP110074	Hakstyrning Allround Manöverbox	
☐	QUP110075	Hakstyrning Allround Manöverbox Light	

Hakstyrning placering

☐	QUP110480	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Small ⁽²⁾	
☐	QUP110481	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Large ⁽²⁾	
☐	QUP110483	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount höger	
☐	QUP110484	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount vänster	
☐	QUP110485	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount höger	
☐	QUP110486	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount vänster	
☐	QUP110487	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away vänster	
☐	QUP110488	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away höger	

Link-It förlängningskit

☐	QUP110590	Link-It förlängningskit Bas modul 100 mm förlängningsrör 5 kabelclips	
☐	QUP110591	Link-It förlängningskit Bas modul 150 mm förlängningsrör 5 kabelclips	

Styrssystem - Sug- och blås

☐	QSE110510	Sug- och blåsstyrning med Link-It, sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾	
-----------------------	-----------	---	--

Sug- och blås inkl OMNI Modul och Stabilitetsförbättrande korrigeringsystem GYRO (3)

☐	QSE110076	Sug- och blåsstyrning med Link-It, sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾	
-----------------------	-----------	---	--

(1) OMNI modul behövs ej

(2) Om du behöver tryckknapp monterad på sele, enbart möjligt i kombination med Allround Manöverbox

(3) OMNI2 ingår

(4) Välj huvudstöd se sektion B

E – Tryckknappar ⁽¹⁾**#1 Switch Selection/Urval**

☐	QUP110520	#1 Buddy Button – svart	
☐	QUP110521	#1 Buddy Button – Red	
☐	QUP110522	#1 Buddy Button – grön	
☐	QUP110523	#1 Egg Switch – svart	
☐	QUP110524	#1 MicroLite Switch – svart	
☐	QUP110526	#1 Piko Button – svart	
☐	QUP110527	#1 Piko Button – blå	
☐	QUP110528	#1 Piko Button – grön	
☐	QUP110529	#1 Piko Button – röd	
☐	QUP110530	#1 Piko Button – gul	
☐	QUP110534	#1 Twister Switch – svart	
☐	QUP110535	#1 Twister Switch – grön	
☐	QUP110536	#1 Twister Switch – röd	

#1 Tryckknapp montering Link-It

☐	QUP110560	#1 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽²⁾	
☐	QUP110566	#1 Tryckknapp montering Link-It motsatt sida Joystick ⁽³⁾	
☐	QUP110561	#1 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd	
☐	QUP110563	#1 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽⁴⁾	
☐	QUP110565	#1 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁵⁾	
☐	QUP110569	#1 UTAN montering Tryckknapp ⁽⁶⁾	

#1 Tryckknapp placering

☐	QUP110572	#1 Switch höger	
☐	QUP110571	#1 Switch vänster	

#1 Satellitbrytare Tryckknappar (7)

☐	QUP110537	#1 Satellite Switch – svart	
☐	QUP110538	#1 Satellite Switch – grön	
☐	QUP110539	#1 Satellite Switch – röd	

1) Välj 1 Tryckknapp och placering enligt nedan. Vid behov en 2a tryckknapp välj den vid delen för #2 tryckknapp

(2) Ej i kombination med HD Allround Manöverbox eller Space Disk

(3) Armstödsmontering

(4) Knä, vid val av 2 Switches enbart montering vänster och höger

(5) ej nödvändigt med vänster / höger tryckknappsval

(6) Tryckknappar bifogas löst

(7) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara

#2 Tryckknapp urval

☐	QUP110083	#2 Buddy Button – svart	
☐	QUP110086	#2 Buddy Button – röd	
☐	QUP110087	#2 Buddy Button – grön	
☐	QUP110088	#2 Egg Switch – svart	
☐	QUP110089	#2 MicroLite Switch – svart	
☐	QUP110090	#2 Piko Button – svart	
☐	QUP110091	#2 Piko Button – blå	
☐	QUP110092	#2 Piko Button – grön	
☐	QUP110093	#2 Piko Button – röd	
☐	QUP110094	#2 Piko Button – gul	
☐	QUP110095	#2 Twister Switch – svart	
☐	QUP110096	#2 Twister Switch – grön	
☐	QUP110097	#2 Twister Switch – röd	

#2 Tryckknapp montering

☐	QUP110098	#2 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽¹⁾	
☐	QUP110099	#2 Tryckknapp montering Link-It (motsatt sida Joystick) ⁽²⁾	
☐	QUP110100	#2 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd	
☐	QUP110104	#2 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽³⁾	
☐	QUP110105	#2 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁴⁾	
☐	QUP110106	#2 UTAN Tryckknapp montering ⁽⁵⁾	

#2 Switch placering

☐	QUP110108	#2 Switch höger	
☐	QUP110107	#2 Switch vänster	

#2 Satellitbrytare Tryckknappar ⁽⁶⁾

☐	QUP110111	#2 Satellite Switch – svart	
☐	QUP110112	#2 Satellite Switch – grön	
☐	QUP110113	#2 Satellite Switch – röd	

Multi-Funktions Tryckknappar ⁽⁷⁾

☐	QUP110550	Mini-2-knapp (Stereo Plug) ⁽⁸⁾	
☐	QUP110551	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug) ⁽⁸⁾	
☐	QUP110552	Mini-4-knapp InLine (DB9 Connector) ⁽⁸⁾	
☐	QUP110554	4-vägs manöverbox tryckknappar (toggle)	

Tillbehör

☐	QUP110580	Förlängningskabel 3,5mm Mono (2m)	
☐	QUP110581	Förlängningskabel 3,5mm Stereo (2m)	
☐	QUP110582	Förlängningskabel DB9 (1m)	
☐	QUP110583	Y-förgrening 3,5mm (2 honor mono-1 hane stereo)	

Safety Devices

☐	QUP090147	Nödstopp med fjärrkontroll (30 m aktiveringsområde Via OBC Port) ⁽⁹⁾	
-----------------------	-----------	---	--

(1) Ej i kombination med HD Allround manöverbox eller Space Disk Mount

(2) armstödsmonterad

(3) Knä, vid val av 2 Tryckknappar enbart vänster och höger montering

(4) Inget behov av att välja vänster / höger Tryckknapp

(5) Tryckknapp bifogas löst/monterade

(6) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara

(7) Används i kombination med programmering av knappar Assignable Button Programming

(8) Bifogas löst/monterat vid beställning. Ej i kombination med Link-It Fixation

Drivhjul, länkhjul, stänkskydd



// QUP070032



// QUP070034



// QUP080206



// QUP010008



// QUP010007

LED Belysning



// QUP110201



// QUP110201

Batteriladare



// QUP160101



// QUP160104


Sits/rygg manuell/eldrivna funktöner



// QUP130007 & QUP130005

// QUP130006

SEDEO ERGO ryggdynor



JAY J3 ryggdyna



JAY J3 ryggdynor, positioneringskit och tillbehörsbox



JAY J3 rygg Bröstsele



SEDEO ERGO sittdynor och SEDEO ERGO storlekar



Huvudstödsdynor och huvudstödsfästen



// QUP030430 & QUP030431



// QUP030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QUP030433

JAY Sittdynor



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020020

Armstöd och armstödsdynor



// QUP040123



// QUP040217 & QUP040218



// QUP040203 & QUP040204



// QUP040205 & QUP040206



// QUP040207 - 210 & .219 - .220



// QUP040211-214

Benstöd centermonterat eldrivett



// QUP050071

Positioneringsstöd och tillbehör



// QUP090047 & QUP090048



// QUP090067

Manöverbox – R-Net och montering manöverbox



// QUP110017



// QUP110013



// QUP110018



// QUP110056

Manöverboxgrepp



// QUP090505



// QUP090045



// QUP090507



// QUP090508



// QUP090509



// QUP090512



// QUP090511



// QUP090506

Programmering Elektronik – R-Net



// QUP090066



// QUP090064

Elektronik– R-Net & Sits- /belysningsmodul Control – R-Net



// QUP110004



// QUP110033

Ledsagartyrning



// QUP110021



// QUP110143

#1 Ctrl+5 Switch Box Options & #2 Ctrl+5 Switch Box Options



// QUP110175



// QUP110176

OMNI Input kontroll moduler – R-Net



// QUP090068



// QUP110101

Huvudstödsstyrning



// QUP110401 - QUP110406

// QUP110370 // QUP110371

Hakstyrning & Handkontroll



// QUP110470 // QUP110301 // QUP110471 // QUP110302 // QUP110472 // QUP110473 //

// QUP110306 - QUP110309
// QUP110474 - QUP110477



// QUP110475 // QUP110477
// QUP110307 // QUP110310

Switches/Fjärrbrytare



// QUP110521



// QUP110523



// QUP110524



// QUP110526 - QUP110530



// QUP110537 - QUP110539



// QUP110534 - QUP110536 // QUP110551



// QUP110552

Switch placering



// QUP110526 // QUP110566



// QUP110566 // QUP110526
// QUP110529



// QUP110560 // QUP110572
// QUP110013 // QUP110056
// QUP110529 // QUP110526



// QUP110563



// QUP110564

Handkontroll placering



// QUP110353 // QUP110302
// QUP110362



// QUP110353 // QUP110302
// QUP110362 // QUP110342



// QUP110302



// QUP110353 // QUP110361
// QUP110524 // QUP110526
// QUP110560



// QUP110353 // QUP110306
// QUP110362 // QUP110538
// QUP110539

Hakstyrning placering



// QUP110480 // QUP110481
// QUP110470 // QUP110471



// QUP110483 // QUP110484



// QUP110483 // QUP110484



// QUP110485 // QUP110486



// QUP110485 // QUP110474



// QUP110487 // QUP110471
// QUP110526 // QUP110529
// QUP110561 // QUP110572
// QUP110571



// QUP110487 // QUP110474

Individanpassning, skriv kommentarer här:



Med reservation för förändringar
BU_41503_Q700_UP_M_F_1911

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel. 031-7483700
Fax: 031-748 3737
E-mail: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se