


## Comment mesurer un fauteuil roulant ?

Nom du client : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



- A. Largeur du bassin : \_\_\_\_\_
- B. Largeur aux genoux : \_\_\_\_\_
- C. Longueur de la jambe supérieure\* :  
D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_
- D. Longueur de la jambe inférieure\* :  
Avec chaussures : oui \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_
- E. Longueur du pied : \_\_\_\_\_
- F. Largeur du thorax : \_\_\_\_\_
- G. Largeur aux épaules : \_\_\_\_\_
- H. Profondeur du thorax : \_\_\_\_\_
- I. Hauteur d'épaule :  
D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_
- J. Hauteur de l'omoplate :  
D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_
- K. Hauteur de l'aisselle :  
D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_
- L. Hauteur du vertex : \_\_\_\_\_
- M. Hauteur du coude :  
D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_
- N. Hauteur EIPS : \_\_\_\_\_

\*mesurée à partir du creux poplité

### RÉFÉRENCES

Buck, S. N. (2009). *More than 4 wheels: Applying clinical practice to seating, mobility and assistive technology*. Milton, ON: Therapy NOW!

Lange, M. L., & Minkel, J. (2017). *Seating and wheeled mobility: A clinical resource guide*. Thorofare, NJ: Slack Incorporated.

Spinal Seating Modules. (n.d.). Retrieved from <http://www.aci.health.nsw.gov.au/networks/spinal-cord-injury/spinal-seating>

Waugh, K. & Crane, B. (2013) *A Clinical Application Guide to Standardized Wheelchair Seating Measures of the Body and Seating Support Surfaces*. University of Colorado/Assistive Technology Partners.

Zollars, J. A. (2010). *Special seating: An illustrated guide*. Albuquerque, NM: Prickly Pear Publications.

DISCLAIMER : RÉSERVÉ À UN USAGE PAR DES PROFESSIONNELS. CE SITE WEB NE PRODIGE PAS DE CONSEILS MÉDICAUX. Sunrise Medical (« Sunrise ») ne fournit aucun conseil ou service médical. Ce site web - y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les images, les illustrations, les descriptions et tous les documents correspondants auxquels il est fait référence (dénommé ci-après le « Site web ») - est conçu exclusivement comme une source d'information générale pour les professionnels qui sont mesurés de traduire ces informations en applications cliniques et techniques ainsi qu'en solutions d'assise et de mobilité optimales pour les patients individuels. Les informations contenues sur ce site web ne peuvent pas remplacer un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel et ne peuvent pas être considérées comme tel. Ne basez jamais un avis médical ou des traitements (uniquement) sur les données de ce site web. Celles-ci sont toujours subordonnées aux informations provenant d'une formation (médicale) professionnelle. Il appartient toujours aux professionnels (cliniques) d'évaluer et de contrôler les informations proposées (quelle que soit leur source), ainsi que de les comparer à des sources indépendantes. L'utilisation de ce site web (et des informations qu'il contient) est uniquement à vos propres risques.