

Kent u ons ruim assortiment aan (elektrische) hulpaandrijvingen al?

Of het nu om ondersteuning of continu aandrijving gaat, voor de begeleider of de rolstoelgebruiker zelf, Sunrise Medical biedt een breed pakket aan (elektrische) hulpaandrijvingen.

Hulpaandrijving voor begeleider

R20

De Empulse R20 is de enige vouwbare duwondersteuning in de markt. De R20 neemt mobiliteitsbeperkingen voor zowel gebruiker als begeleider weg, waardoor de mobiliteit voor beide vergroot wordt. De R20 is licht van gewicht, vouwbaar met de rolstoel en eenvoudig aan en af te koppelen, waardoor hij makkelijk mee te nemen of op te bergen is. Max. gebruikergewicht 180 kg! Daarnaast is hoepelen direct mogelijk, zonder af te koppelen en zonder veel extra gewicht. Door de vrijloop geeft achteruitrijden voor de gebruiker en begeleider geen belemmering. Met 3 gepaste snelheden tot een maximum van 5 km/u en een actieradius van 15 km is de R20 net dat extra duwtje in de rug. De R20 kan op vrijwel alle bekende handbewogen -, standaard - en kantelrolstoelen gemonteerd worden.

<https://www.sunrisemedical.nl/empulse/r20>

Voor een compatibiliteitsoverzicht:

<http://www.sunrisedice.com/asset-bank/assetfile/51734.pdf>

PowerSupport en PowerDrive

De PowerSupport is een hulpmotor in de achterwielen die de begeleider ondersteunt wanneer dat nodig is. De Ibis PowerDrive combineert het vermogen van een elektrische rolstoel met het gemak van een duwwagen. De Ibis PowerDrive kan het duwen volledig overnemen, de begeleider dient enkel nog de rolstoel te sturen. Deze hulpaandrijvingen kunnen besteld worden samen met onze Ibis kantelrolstoel. Ook de E-move en E-drive hulpaandrijvingen zijn eenvoudig direct mee te bestellen met de Ibis.

<https://www.sunrisemedical.nl/breezy/ibis>

Hulpaandrijving voor rolstoelgebruiker

WheelDrive

De WheelDrive is een elektrische hulpaandrijving met dubbele hoepels. Daardoor biedt de WheelDrive niet alleen extra ondersteuning wanneer de rolstoelgebruiker zichzelf voortduwt, maar geniet de rolstoelgebruiker ook van een continue aandrijving zonder dat de rolstoelgebruiker hiervoor zelf hoepelt.

De WheelDrive is ideaal voor rolstoelgebruikers die pijn in armen en schouders, krachtsvermindering ervaren of waarbij het energieniveau wisselt gedurende de dag. De wielen kunnen gemonteerd worden op vrijwel alle bekende handbewogen rolstoelen. Dit zonder extra onderdelen of aanpassing van de rolstoel ('snap-on principe').

<https://www.sunrisemedical.nl/e-mobiliteit/quickie/elektrische-ondersteuning/wheeldrive>

Voor een compatibiliteitsoverzicht:

<http://www.sunrisedice.com/asset-bank/assetfile/32846.pdf>

Light Drive 2

Met de Light Drive 2 worden de voordelen van een handbewogen rolstoel gecombineerd met de kracht van een elektrische rolstoel. De Light Drive 2 is snel en eenvoudig te monteren en transformeert de handbewogen rolstoel in een volledige elektrische rolstoel, in minder dan 20 seconden! De Light Drive 2 is een uitkomst voor rolstoelgebruikers die in een manuele rolstoel elektrisch willen rijden.

<https://www.sunrisemedical.nl/e-mobiliteit/quickie/elektrische-ondersteuning/light-drive-2>

Kijk op <https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/ce-stroomdiagram-convenant-en-crashtest> voor het meest recente convenantenoverzicht.



Assist



Drive



Aankoppelfietsen



Attitude Manual

De handbewogen aankoppelfiets voor recreatief gebruik.

Ideaal wanneer de rolstoelgebruiker meer kracht wilt opbouwen en/of zijn/haar uithoudingsvermogen wilt verbeteren door middel van recreatief fietsen. Het 20" voorwiel en de derailleur met 30 versnellingen bieden uitzonderlijke rijprestaties! De Attitude Manual is licht van gewicht, makkelijk wendbaar en binnen enkele seconden aan- of af te koppelen.

<https://www.sunrisemedical.nl/quickie/attitude-manual>

Attitude Hybrid

De handbewogen aankoppelfiets met elektrische ondersteuning.

De Hybrid combineert de voordelen van zelfstandig fietsen met de betrouwbaarheid van de elektrische ondersteuning. De elektrische ondersteuning kan eenvoudig ingeschakeld worden wanneer de rolstoelgebruiker het nodig heeft, bijvoorbeeld bij tegenwind of steile hellingen. Makkelijk aan- en af te koppelen.

De Attitude Hybrid heeft een topsnelheid van 25 km per uur.

<https://www.sunrisemedical.nl/quickie/attitude-hybrid>

Attitude Power

De aankoppelfiets met power! De Power aankoppelfiets is krachtig waardoor de rolstoelgebruiker er makkelijk mee off-road kan rijden en ook met gepaste snelheid over de straat kan cruisen. Het aankoppelmechanisme op de Quickie Attitude is eenvoudig en zit stevig aan de voorzijde van de rolstoel vergrendeld.

De attitude Power heeft een topsnelheid van 23 km per uur.

<https://www.sunrisemedical.nl/quickie/attitude-power>

Attitude Junior

De aankoppelfiets voor kinderen die willen beginnen met fietsen. Door te fietsen verbetert het uithoudingsvermogen van het kind en ontwikkelt het meer armkracht. De junior heeft een 16" voorwiel, 8 versnellingen en een krachtige terugtraprem waardoor remmen eenvoudig is. Gemakkelijk in hoek en in diepte in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de crank altijd goed ergonomisch gepositioneerd kan worden, onmisbaar voor kinderen in de groei. Doordat de aankoppelfiets tussentijds aangepast kan worden zorgt dit voor een optimale zithouding tijdens het fietsen. De Attitude Junior is eenvoudig aan- en af te koppelen en zit hij stevig aan de voorzijde van de stoel vergrendeld.

De QUICKIE Attitude Junior is perfect te combineren met de populaire tiener rolstoelen:

QUICKIE Life T: <https://www.sunrisemedical.nl/quickie/life-t>

QUICKIE Life RT: <https://www.sunrisemedical.nl/quickie/life-rt>

ZIPPIE Youngster 3 kinderroelstoel: <https://www.sunrisemedical.nl/zippie/lichtgewicht-kinderroelstoelen>

