

Connaissez-vous déjà notre vaste gamme d'assistances (électriques) ?

Sunrise Medical propose une vaste gamme d'assistances (électriques) pour les utilisateurs de fauteuils roulants ou leurs accompagnants : systèmes d'aide à la propulsion, à propulsion 100% électrique ou hybrides.



Assistance électrique pour l'accompagnant

R20

Le Empulse R20 est le seul dispositif de poussée électrique pliable sur le marché. Le R20 élimine les restrictions de mobilité de l'utilisateur et de l'accompagnant pour une mobilité accrue de chacun. Le R20 est léger, se replie en même temps que le fauteuil roulant et se monte et se démonte en toute simplicité, ce qui permet de l'emporter ou de le ranger sans peine. Poids maximal de l'utilisateur 180 kg ! L'utilisateur peut aussi propulser son fauteuil directement, sans démonter le dispositif ni devoir supporter un poids supplémentaire excessif. Tant l'utilisateur que l'accompagnant peuvent également reculer sans encombre grâce à la roue libre. Ses trois vitesses adaptées pouvant atteindre 5 km/h au maximum et son rayon d'action de 15 km font du R20 le petit coup de pouce dont on a parfois besoin ! Le R20 s'adapte à presque tous les fauteuils roulants courants : manuels, standard ou inclinables.

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/empulse/r20>

Pour une liste des produits compatibles :

<http://www.sunrisedice.com/asset-bank/assetfile/53743.pdf>



PowerSupport

Le PowerSupport est un système de moteurs auxiliaires installés dans les roues arrière, que l'accompagnant peut activer au besoin pour l'aider à pousser. Le Ibis PowerDrive est un système similaire qui permet une propulsion 100% électrique : l'accompagnant a juste à guider le fauteuil roulant. Le Ibis PowerDrive allie la puissance d'un fauteuil roulant électrique à la commodité d'un fauteuil roulant manuel. Ces deux assistances électriques peuvent être commandées avec notre fauteuil roulant inclinable Ibis.

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/breezy/ibis>



Assistance électrique pour l'utilisateur

WheelDrive

Le WheelDrive est une assistance électrique à double main-courante. Ainsi l'utilisateur apprécie non seulement l'assistance supplémentaire lors de la propulsion manuelle, mais profite aussi d'une conduite électrique continue sans devoir fournir d'effort supplémentaire. Le WheelDrive est une solution idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui ressentent des douleurs dans les bras ou les épaules, une diminution de force musculaire ou des fluctuations de leur niveau d'énergie au cours de la journée. Les roues WheelDrive peuvent être montées sur presque tous les fauteuils roulants manuels. Et ce, sans composant supplémentaire ou modification du fauteuil roulant (principe « snap-on »)

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/empulse/wheeldrive>

Pour une liste des produits compatibles :

<http://www.sunrisedice.com/asset-bank/assetfile/32847.pdf>



Assist



Drive



Cinquièmes roues

Attitude Manual

La cinquième roue pour le loisir à pédalier manuel.

Le modèle idéal pour l'utilisateur de fauteuil roulant qui souhaite augmenter sa force musculaire et / ou son endurance grâce au cyclisme récréatif. La roue avant 20" et le dérailleur à 30 vitesses garantissent une conduite exceptionnelle ! L'Attitude Manual est léger, simple à manœuvrer et s'accroche ou se détache en quelques secondes.

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/attitude-manual>

Attitude Hybrid

La cinquième roue manuelle avec assistance électrique.

Le modèle Hybrid combine les bienfaits d'une activité physique avec une assistance électrique fiable. La fonction électrique peut être engagée facilement lorsque l'utilisateur en a besoin : avec le vent de face ou sur les fortes pentes par exemple. Facile à accrocher et détacher. L'Attitude Hybrid délivre une vitesse maximale de 25 km/h.

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/attitude-hybrid>

Attitude Power

La cinquième roue 100% électrique à moteur puissant ! La propulsion continue puissante de l'Attitude Power permet de se déplacer à une vitesse agréable dans la rue ou d'aller off road à son aise. Le système de fixation du Quickie Attitude est simple et solidement verrouillé à l'avant du fauteuil roulant.

L'Attitude Power a une vitesse de pointe de 23 km/h.

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/attitude-power>

Attitude Junior

La cinquième roue manuelle pour les enfants qui veulent découvrir le vélo. Le cyclisme améliore l'endurance de l'enfant et la force des bras. Ce modèle junior a une roue avant de 16", 8 vitesses et un puissant frein à rétropédalage pour un freinage facile. Une position ergonomique et réglable du pédalier est indispensable pour les enfants en pleine croissance : l'Attitude Junior offre donc un réglage facile en angle et en profondeur. La cinquième roue peut être adaptée à tout moment, ce qui garantit une posture toujours optimale pour cette activité sportive. Le système de fixation de l'Attitude Junior est simple et solidement verrouillé à l'avant du fauteuil roulant.

Le QUICKIE Attitude Junior s'adapte parfaitement aux fauteuils roulants populaires chez les adolescents :

QUICKIE Life T: <https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/life-t>

QUICKIE Life RT: <https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/life-rt>

Fauteuil enfant ZIPPIE Youngster 3: <https://fr.sunrisemedical.be/produits/zippie/youngster-3>

<https://fr.sunrisemedical.be/produits/quickie/attitude-junior#>

