



Empulse F55

OF_Empulse_F55_Rev_3.1_110324_NO

BRUKERSTYRT DRIVAGGREGAT

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person:	Bruker-ref:
e-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato: Selger:	Sunrise ordrenr:
Best.nr:	Merkes:
Kommentar:	Kommentar:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Spesialtilpasning



● = Standard

□ = Tilbehør/Endring i pris

○ = valg uten ekstra kost

Empulse F55

Drivaggregat for manuell rullestol

Maks brukervekt: **110 kg**BRUKERVEKT; kgSend til: mailordre@sunrisemedical.no

Tekn.spesifikasjoner:

Rammefront bredde:	260 - 480 mm	Hastighet forover:	6 /10 km/t 10=standard
Vekt batteri	2 kg	Hjulstørrelse:	14" Luftfylt hjul
Produktvekt u/batteri	11 kg	Bremser:	1 skivebrens+1 elektrisk håndbrens
Batteritype:	Li-Ion, 36V, 8,1 Ah	Kjørelengde (pr lading)	maks 25 km
Lys	Frontlys som standard	Klatreegenskaper / Helling:	11% (6°)
Skjerm og sidelist farger(medfølger):	Svart, rød, blå, oransje		

Empulse F55 drivaggregat - brukerstyrt		Lev.art.nr:	HMS art.nr
<input type="checkbox"/>	Drivagg F55 hjuldiam14 fastfront <i>(Velg også riktige fester til rullestol)</i>	EF55F	319927
<input type="checkbox"/>	Drivagg F55 hjuldiam14 S/A-front <i>(Velg også riktige fester til rullestol)</i>	EF55S	319928
Fester til rullestol		Lev.art.nr:	HMS art.nr
<input type="checkbox"/>	Feste for runde rør (Argon2, QS5, etc) <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601000-010	272468
<input type="checkbox"/>	Feste for ovale rør, (Nitrum, Helium, etc) <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601000-020	272466
<input type="checkbox"/>	Feste for Xenon2 SA <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601000-030	272469
<input type="checkbox"/>	Feste Progeo ovale rør <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601157-040	272467
<input type="checkbox"/>	Feste Ki Mobility Rouge <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601157-050	272465
<input type="checkbox"/>	Feste 4-kant rør (Küschall 2.0. E.g. KSL, K-Series, Champion) <i>(Stk. Trenger 2)</i>	47601165-000	319960
Bestilling			
<input checked="" type="radio"/>	Uten bestilling av rullestol STD		
<input type="radio"/>	Med bestilling av rullestol men ikke påmontert 1)		
<input type="radio"/>	Med bestilling av rullestol og påmontert stolen 2)		
Hastighet			
<input type="radio"/>	6 km/t	<input checked="" type="radio"/>	10 km/t

1) Det er sendt bestilling på tilhørende rullestol men produktene ønskes levert umontert.

2) Det er sendt bestilling på tilhørende rullestol og produktene ønskes levert montert/klargjort for bruk sammen.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

