



R20

LEDSAGERSTYRT DRIVAGGREGAT

OF_Empulse_R20_Rev_2.0_010324_NO

Kunde/HMS:		Kunde/HMS:	
Kont.person:		Kont.person:	
e-post:		e-post:	
Tlf:		Tlf:	
Best.dato:	Selger	Best.dato:	
Best.nr:		Best.nr:	
Kommentar:		Kommentar:	

- Bestilling
- Prisoverslag
- Spesialtilpasning



● = Standard

= Tillegg i pris

○ = valg uten ekstra kost

Empulse R20 Drivaggregat for manuell rullestol

Informasjon som oppgis vil bli lagret hos lev.i inntil 3 år

Maks brukervekt: **170 kg (190kg inkl stol)**

BRUKERVEKT;

kg

Send til:

mailordre@sunrisemedical.no

Tekn.spesifikasjoner:

Rammefront bredde :	320 - 600 mm
Setehøyde bak:	390 - 520 mm
IP-grad motor / display	IP54 / IP65
Motor:	250W / 30Nm
Vekt batteri	1,4 kg
Total produktvekt	4,5 kg
Batteritype:	Li-Ion, 36V, 5,8 Ah
Motor	250W / 30Nm

Maks hastighet forover:	5 km/t (3 nivåer)
Hjulstørrelse:	6"
Maks brukervekt/ Tot. belastn	170kg / 190kg
Maks helling	10° / 18%
Vekt drivenhet	3 kg
Bremser:	Ikke noen bremses
Kjørelengde (pr lading)	maks 15 km
Ladetid	4,5 - 5 timer

Empulse R20 drivaggregat - ledsagerstyrt		Lev.art.nr:	HMS art.nr
07500000	<input type="radio"/> Empulse R20 komplett med monteringsdeler, klar til bruk (husk valg av fester ved best u/stol)	ER20	292347
(velg fester på side 2)			
Bestilling			
EMR090213	<input checked="" type="radio"/> Uten bestilling av rullestol		
EMR090214	<input type="radio"/> Med bestilling av rullestol, 1)		
Tilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
EMR090074	<input type="checkbox"/> Lys foran og bak	47209025	319958
EMR090162	<input type="checkbox"/> Ekstra batteri R20 Li-Ion 5,8Ah	07516000-002	319931

Se neste side for å oppgi mål på stolen og velge fester til Empulse R20

1) Det er sendt bestilling på tilhørende rullestol og produktene ønskes levert montert/klargjort for bruk sammen.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no



www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Empulse R20**Stoltype Empulse R20 skal monteres på**

EMR000036	<input type="radio"/>	Breezy BasiX2	EMR000108	<input type="radio"/>	Quickie Life, Life T, Life RT
EMR000037	<input type="radio"/>	Breezy RubiX2	EMR000146	<input type="radio"/>	Quickie Neon ² (fra shb 39)
EMR000048	<input type="radio"/>	Breezy Emineo	EMR000050	<input type="radio"/>	Breezy Cirrus G5
EMR000049	<input type="radio"/>	Breezy Exigo	EMR000052	<input type="radio"/>	Ibis (Nuage)

Rullestoler fra andre everandører

EMR010039	<input type="radio"/>	Rammediameter 22-28mm	EMR010043	<input type="radio"/>	Rammediameter 29-32mm
EMR00007	<input type="radio"/>	Mobility Canto; Roxx	EMR000078	<input type="radio"/>	Etac Cross

Rammefester stol (Ved bestilling av R20 uten ny stol fra Sunrise Medical)

		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/>	Fester rundrør diam. 22-28mm (X-fam, Cirrus, Life QS5 X, konk.)	(stk) 07501101	319961
<input type="checkbox"/>	Fester rundrør diam. 29-32mm (konkurrenter)	(stk) 07501106	319962
<input type="checkbox"/>	Ibis (Nuage)	(stk) 07501103	319963
<input type="checkbox"/>	Etac Cross/Crissy	(hø) 07501155-001	319719
<input type="checkbox"/>	Etac Cross/Crissy	(ve) 07501155-002	319720

Setebredde

SW32	<input type="radio"/>	32cm	SW40	<input type="radio"/>	40cm	SW48	<input type="radio"/>	48cm	SW56	<input type="radio"/>	56cm
SW33	<input type="radio"/>	33cm	SW41	<input type="radio"/>	41cm	SW49	<input type="radio"/>	49cm	SW57	<input type="radio"/>	57cm
SW34	<input type="radio"/>	34cm	SW42	<input type="radio"/>	42cm	SW50	<input type="radio"/>	50cm	SW58	<input type="radio"/>	58cm
SW35	<input type="radio"/>	35cm	SW43	<input type="radio"/>	43cm	SW51	<input type="radio"/>	51cm	SW59	<input type="radio"/>	59cm
SW36	<input type="radio"/>	36cm	SW44	<input type="radio"/>	44cm	SW52	<input type="radio"/>	52cm	SW60	<input type="radio"/>	60cm
SW37	<input type="radio"/>	37cm	SW45	<input type="radio"/>	45cm	SW53	<input type="radio"/>	53cm			
SW38	<input type="radio"/>	38cm	SW46	<input type="radio"/>	46cm	SW54	<input type="radio"/>	54cm			
SW39	<input type="radio"/>	39cm	SW47	<input type="radio"/>	47cm	SW55	<input type="radio"/>	55cm			

Setehøyde bak

RSH38	<input type="radio"/>	38cm	RSH42	<input type="radio"/>	42cm	RSH46	<input type="radio"/>	46cm	RSH50	<input type="radio"/>	50cm
RSH39	<input type="radio"/>	39cm	RSH43	<input type="radio"/>	43cm	RSH47	<input type="radio"/>	47cm	RSH51	<input type="radio"/>	51cm
RSH40	<input type="radio"/>	40cm	RSH44	<input type="radio"/>	44cm	RSH48	<input type="radio"/>	48cm	RSH52	<input type="radio"/>	52cm
RSH41	<input type="radio"/>	41cm	RSH45	<input type="radio"/>	45cm	RSH49	<input type="radio"/>	49cm			

Tjenester

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Reisetid timepris drivagg Ant.timer: <input type="text"/>	319980	319980
<input type="checkbox"/> Montering på manuell rullestol - Enhetspris	319977	319977

KOMMENTARER:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.nowww.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024