

Alternative styringer R-Net

TILLEGGSKJEMA FOR ELEKTRISKE RULLESTOLER

OF_SPESIALSTYRINGER_Rev1.3_16.09.24_no

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person	Bruker-ref:
E-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato: Selger:	Sunrise ordrenr:
Notater:	Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



- = Standard
- = Tillegg/ Prisendring
- = Valgmulighet u/prisendring

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 67 96 38 00

Skjema for bestilling av Alternative styringer R-Net

Opsj. kode prefix:	Alternative styringer leveres til:	Produkt	Opsj. kode prefix:	Alternative styringer leveres til:	Produkt
QOP	<input type="checkbox"/> Q500RNAV15	Q500 R i DK 15	QUE	<input type="checkbox"/> Q700FNAV20	Q700 F i DK20
QOP	<input type="checkbox"/> Q500MNAV16	Q500 M i DK16	QZK	<input type="checkbox"/> Q300MNAV21	Q300 M i DK21
QMP	<input type="checkbox"/> Q300MNAV16	Q300 M i DK16	QZK	<input type="checkbox"/> Q300MNAV22	Q300 M i DK22
QOP	<input type="checkbox"/> Q500FNAV17	Q500 F i DK17	QMP	<input type="checkbox"/> Q300MNAV26	Q300 M i DK26
SHP	<input type="checkbox"/> Q700MNAV19	Q700 M i DK19	QZK	<input type="checkbox"/> Q300MNAV28	Q300 M i DK28
MAG	<input type="checkbox"/> X8NAV10	EXTREME X8 I DK10	MAG	<input type="checkbox"/> 360NAV10	MAGIC360 I DK10
MAG	<input type="checkbox"/> X8NAV11	EXTREME X8 I DK11	MAG	<input type="checkbox"/> 360NAV11	MAGIC360 I DK11
REAL	<input type="checkbox"/> 6100PLUS I DK24 *)		REAL	<input type="checkbox"/> 6100PLUS I DK28 *)	

*) Kun SID og brytere

Et styresystem settes opp av ulike styreenheter, joysticker, brytere og innfestinger for disse ifht brukerens behov. For å bestille et funksjonelt og godt fungerende system krever det kjennskap til disse komponentene.

Lev.art.nr	HMS art:	OMNI2	
For komplett Omni2 system velges Omni2 Enhet, Kabler, Bag, Display og tilpassing under.			
110118	<input type="checkbox"/> 20011230-010	308100	Omni2 master enhet med inngang for 2 stk SID, S&B og brytere.
110118	<input type="checkbox"/> 20011035	307977	Skjøtekabel R-Net 30cm 90 grader vinklet kontakt hann/hun
110118	<input type="checkbox"/> 20011236-200	307986	Displaykabel fra Omni2 enhet til display
110118	<input type="checkbox"/> 20011231-010	308875	Omni2 Display. Velg type innfesting neste side.
110118	<input type="checkbox"/> 20009190-010	307339	Bag Omni2 med ladekontakt og plass til Omni2 enhet og kabler
			Angi feste/plassering for Omni2 Bag : _____ ***
110008	<input type="checkbox"/> Må velges!*	308920	Tilpassing SID til Omni2. 1 time arbeid. Tilpassing til bruker inngår ikke.
R-Net Kabler og kontakter, velges etter behov			
**	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Y-Skjøtekabel for innkobling på R-Net Bus
**	<input type="checkbox"/> 108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler.
**	<input type="checkbox"/> 108316-150		Kabel R-Net 150cm hann/hann
**	<input type="checkbox"/> 108316-100		Kabel R-Net 100cm hann/hann
**	<input type="checkbox"/> 108316-050		Kabel R-Net 50cm hann/hann
**	<input type="checkbox"/> 108316-030		Kabel R-Net 30cm hann/hann
**	<input type="checkbox"/> 015993		Skjøtekabel R-Net 100cm hann/hun
**	<input type="checkbox"/> 20011032-120		Kabel R-Net 120cm 90 grader vinklet hann/hann
**	<input type="checkbox"/> 20011035		Kabel R-Net 30cm 90 grader vinklet hann/hun



***) Se i bestillingsskjema for aktuell rullestolmodell ifht tilpassede innfestingsbraketter for Omni2 bag for modellen/setesystemet.

***) Leveres som tilbehør fra lager Norge

*) Oppsett at Omni2 krever tilpassing/programmering ifht SID. Tilpassingen/Programmeringen gjøres for at stolen skal bli kjørbær med det valgte utstyret.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T. 66 96 38 00

E-post: post@sunrisemedical.no







GMP, QOP, QUE

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Lev.art.nr	HMS art:	OMNI2 Display. Monteringer med Link-It innfestingsmoduler	
110119	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert , just beslag, Ve armlene sett m/ 15cm rør
110120	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert , just beslag, Hø armlene sett m/ 15cm rør
110123	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart, just beslag, Hø armlene sett m/ 15cm rør
110124	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart, just beslag, Ve armlene sett m/ 15cm rør
Ved ønske om spesifikk plassering av Omni2 Display må målsatt skisse medsendes. Se Link-It katalog eller eparts for alternative Link-It moduler Se Link-It-katalog			
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Joysticker
Joystick for innkobling i Omni2 enhet (DB9 kontakt)			
110301	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Switch-It MicroGuide 1) Joystick med lite utslag og krav til kraft
110302	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Switch-It MicroPilot 1) Joystick uten bevegelse, Trykkfølsom fra 11gr.
110304	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Switch-It VersaGuide, med SmartJack (Mekanisk/Proximity brytere)
110305	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Switch-It VersaGuide Light, med SmartJack (Mekanisk/Proximity brytere)
110306	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Allround Joystick
110307	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Allround Joystick Light
110308	<input type="checkbox"/> 60003569	251564	Allround Joystick Heavy Duty
Joystick for innkobling direkte i R-Net BUS			
110309	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Allround Joystick, NB : R-Net Buskontakt
110310	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Allround Joystick Light, NB: R-Net Buskontakt
110311	<input type="checkbox"/> 1018559	251565	Allround Joystick Heavy Duty, NB: R-Net Buskontakt
Lev.art.nr	HMS art:	Innfestinger Joystick	
**	<input type="checkbox"/> 20009213		Link-It festemodul til Allround/VersaGuide compact joystick A
**	22709049		Adapterplate Link-It for Joystick
**	22709046-ET		Adapter ring Link-It for Joystick
**	<input type="checkbox"/> 22709035-ET		Link-It festemodul til Micro Guide/Pilot joystick. D=15,9mm B
**	<input type="checkbox"/> 20009211		Festemodul til Allround HD Joystick, 6-kant stag til fast/utsvingbar mekanikk C
Se Link-It katalog eller eparts for alternative Link-It moduler Se Link-It-katalog			
Sundisc			
110342	<input type="checkbox"/> 22709052	251451	Link-It Sundisc for Micro JS. (Micro JS og armlenefeste velges separat)
Armlenefeste for Sundisc:			
110350	<input type="checkbox"/> 20009253	307544	Monteringskit Link-It Armlenemontert Sundisc fast
110353	<input type="checkbox"/> 20009254	308408	Monteringskit Link-It Armlenmontert Sundisc utsvingbar
Plassering Sundisc:			
110362		<input type="checkbox"/>	Hø Armlene
110361		<input type="checkbox"/>	Ve Armlene
Lev.art.nr	HMS art:	Hodestyringer for bruk med Omni2	
Dual Pro Hodestyring			
110370	<input type="checkbox"/> DPA-WH-CON-ET	307908	Switch-It Dual Pro 3-Way, Proportional ovale sideputer med brytere
110371	<input type="checkbox"/> DPP-WH-CON-ET	307909	Switch-It Dual Pro 3-Way, Proportional runde sideputer med brytere
Vigo Hodestyring			
	<input type="checkbox"/> EL8018	307911	Vigo headsett komplett - styring av stol og andre enheter via Blåtann
	<input type="checkbox"/> EL8017		Vigo BLE Dongle. Benyttes f.eks. v/tilkobling av sekundær PC/Pad e.l.l.
	<input type="checkbox"/> 4032		Magnetisk USB lade-adapter for Vigo, for enklere lading av headsett
Lev.art.nr	HMS art:	Feste for Tobii , Nettbrettstativ, ol. i sideskinne sete	
**	<input type="checkbox"/> 5005331		Adapterplate for Dynavox Tobii stativfeste, montert i seteskinne Hø/Ve ○ Hø Sideskinne ○ Ve Sideskinne



Kommentar: _____

1) krever Link-It innfestingsmodul, se Link-It katalog for alternativer.

**) Monteres/Leveres fra lager Norge.


 For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

QMP, QOP, QUE

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris


Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Joysticker til Hakestyring for bruk med Omni2	Illustrasjoner
110470	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Joystick Switch-It MicroGuide	
110471	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Joystick Switch-It MicroPilot	
110472	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Joystick Switch-It VersaGuide	
110473	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Joystick Switch-It VersaGuide Light	
110474	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Joystick Allround Styreboks	
110475	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Joystick Allround Styreboks Light	
110476	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Joystick Allround Styreboks R-Net Buskontakt	
110477	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Joystick Allround Styreboks Light R-Net Buskontakt	
Innfestinger til Joystick for Hakestyring				
Velg først Joystickfeste som passer Joystick, deretter Monteringssett for hakestyringsmekanisme under				
	<input type="checkbox"/> 200099213	307673	Link-It Joystickfeste for Allround/Mo-Vis/Versa Guide Joysticker	
	<input type="checkbox"/> 22709035-ET	307662	Link-It Joystickfeste for Switch-It Micro Guide/Pilot joystick, D=16mm	
	<input type="checkbox"/> 22709049		Adapterplate Link-It Allround / VersaGuide	
110480	<input type="checkbox"/> MA-BDN3S-SR	305206	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Liten	
	<input type="checkbox"/> 22709110-ET	307706	Rørsett Link It 3 stk 8mm rør , 50/75/100mm	
	<input type="checkbox"/> 22709075-ET	307664	Innfestingsmodul for nakkekrage	
110481	<input type="checkbox"/> MA-BDN3L-SR	305207	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Stor	
	<input type="checkbox"/> 22709110-ET	307706	Rørsett Link It 3 stk 8mm rør , 50/75/100mm	
	<input type="checkbox"/> 22709075-ET	307664	Innfestingsmodul for nakkekrage	
110483	<input type="checkbox"/> 20009258-002	307550	Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyde Hø	
110484	<input type="checkbox"/> 20009258-001	307552	Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyde Ve	
110485	<input type="checkbox"/> 20009259-002	307547	Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyde Hø	
110486	<input type="checkbox"/> 20009259-001	307549	Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyde Ve	
110487	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Ve	
110488	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Hø	
110487	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Ve	
110488	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Hø	
Ekstra Link-It forlengelses stenger, velges ved behov				
110590	<input type="checkbox"/> 22709112-ET	307705	Rørsett Link-It 3 stk 8mm rør , 100/150/200mm	
110591	<input type="checkbox"/> 20009202	251452	Link-It feste arm 8mm, for Micro Lite bryter, lengde 100mm, inkl 2 clips	
			Se Link-It katalog /eparts for alternative moduler Se Link-It-katalog	
	Lev.art.nr	HMS art:	Sug & Blås Styring (Krever Omni2)	
110510	<input type="checkbox"/> 244020	308730	Sug&Blås slangesett med Salvia felle og Munnstykke, tilkobles Omni2	
velg innfestingstype under ifht hodestøtte som er i bruk .				
	<input type="checkbox"/> 20009230	251494	Monteringssett S&B for Sedeo hodestøtte ○ Hø ○ Ve	
	<input type="checkbox"/> 20009229	251495	Monteringsset S&B for Whitmyer hodestøtte ○ Hø ○ Ve	
Kommentar:				

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art:	Tilbehør Alternative styringer	Illustrasjoner
-------------	------------	----------	--------------------------------	----------------

Se Link-It katalog for fullstendig utvalg av innfesting/holdere til brytere

[se katalog](#)

Ved ønske om spesifikk bryterplassering vedlegges målsatt tegning som beskrivelse. Benytt skjema for forenklet individuell tilpassing.

Til enkelte oppsett følger det med aluminiumsstenger som kan kappes/tilpasses for å kunne plassere brytere i ønsket posisjon.

Velg type brytere, og plassering for disse (#1 og #2 bryter)

	HMS art:	Bryter type #1
110611 <input type="checkbox"/>	20011160-002	307186 #1 Bryter 64 – sort
110612 <input type="checkbox"/>	20011160-001	307180 #1 Bryter 64 – rød
110613 <input type="checkbox"/>	20011160-003	307172 #1 Bryter 64 – grønn
110523 <input type="checkbox"/>	244026	251348 #1 Egg bryter stor – sort
110524 <input type="checkbox"/>	244028	251350 #1 MicroLite Bryter–sort (Link-It festestag kan velges: 20009002)
110561 <input type="checkbox"/>	20011161-002	307184 #1 Bryter 30 – sort
110654 <input type="checkbox"/>	20011161-005	307168 #1 Bryter 30 – blå
110653 <input type="checkbox"/>	20011161-003	307170 #1 Bryter 30 – grønn
110652 <input type="checkbox"/>	20011161-001	307178 #1 Bryter 30 – rød
110655 <input type="checkbox"/>	20011161-004	307173 #1 Bryter 30 – gul
110534 <input type="checkbox"/>	6003579	307191 #1 Twister Switch – sort
110535 <input type="checkbox"/>	6003581	307189 #1 Twister Switch – grønn
110536 <input type="checkbox"/>	6003580	307190 #1 Twister Switch – rød
Tips : Twister bryter kan også festes til Link-It med modul: 22709031-ET		
	HMS art:	#1 Satellitbryter, kun for montering på Allround Joystick
110537 <input type="checkbox"/>	6003191	#1 Satellite Bryter – sort Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick
110538 <input type="checkbox"/>	6003576	#1 Satellite Bryter – grønn Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick
110539 <input type="checkbox"/>	6003572	#1 Satellite Bryter – rød Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick
Lev.art.nr	HMS art:	#1 Bryter monteringssett Link-It (ekskl bryter)
110560 <input type="checkbox"/>	22709108-ET	#1 Bryter montering Link-It for 2 brytere ved joystick A)
	22709049	Adapterplate Link-It
	22709046-ET	Adapter ring Link-It
	22709074-ET	307668 Bryterfeste modul (må ha 2 stk)
	22709110-ET	Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)
110566 <input type="checkbox"/>	22709009-ET	#1 Bryter montering Link-It for 1 bryter motsatt Joystickside B)
	22709074-ET	307668 Bryterfeste modul
	22709008-ET	Basemodul
	22709110-ET	Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)
110561 <input type="checkbox"/>	---	#1 Bryter montering Link-It for Egg bryter ved hodestøtte C)
	<input type="checkbox"/> 20009250	Innfesting for Sedeo hodestøtte
	<input type="checkbox"/> 20009249	Innfesting for Withmyer Hodestøtte
	22709071-ET	Bryterfeste modul oval for Egg switch
	22709008-ET	Basemodul
	22709112-ET	307705 Link-It rørsett 3stk 8mm rør i lengdene : 100/150/200mm
110563 <input type="checkbox"/>	20009257	#1 Bryter montering Link-It for 1 bryter festet i seteskinen D)
	22709074-ET	307668 Bryterfeste modul
	22709008-ET	Basemodul
	22709110-ET	Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)
	HMS art:	#1 Bryter plassering
110572 <input type="checkbox"/>		#1 Bryter hø
110571 <input type="checkbox"/>		#1 Bryter ve



MERK: Brytere/Link-It moduller leveres normalt i løse deler for montering lokalt, dersom annet ikke er spesifisert.

Kommentar:

QMP, QOP, QUE

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Tilbehør Alternative styringer	Illustrasjoner
Se Link-It katalog for fullstendig utvalg av innfesting/holdere til brytere			se katalog	
Ved ønske om spesifikk bryterplassering vedlegges målsatt tegning som beskrivelse. Benytt skjema for forenklet Individuell tilpassing. Til enkelte oppsett følger det med aluminium stenger som kan kappes/tilpasses for å kunne plassere brytere i ønsket posisjon.				
Velg type bryter, og plassering for #2 bryter				
		HMS art:	Bryter type #2	
110611	<input type="checkbox"/> 20011160-002	307186	#2 Bryter 64 – sort	
110612	<input type="checkbox"/> 20011160-001	307180	#2 Bryter 64 – rød	
110613	<input type="checkbox"/> 20011160-003	307172	#2 Bryter 64 – grønn	
110523	<input type="checkbox"/> 244026	251348	#2 Egg bryter stor – sort	
110524	<input type="checkbox"/> 244028	251350	#2 MicroLite Bryter – sort	
110561	<input type="checkbox"/> 20011161-002	307184	#2 Bryter 30 – sort	
110654	<input type="checkbox"/> 20011161-005	307168	#2 Bryter 30 – blå	
110653	<input type="checkbox"/> 20011161-003	307170	#2 Bryter 30 – grønn	
110652	<input type="checkbox"/> 20011161-001	307178	#2 Bryter 30 – rød	
110655	<input type="checkbox"/> 20011161-004	307173	#2 Bryter 30 – gul	
110534	<input type="checkbox"/> 6003579	307191	#2 Twister Switch – sort	
110535	<input type="checkbox"/> 6003581	307189	#2 Twister Switch – grønn	
110536	<input type="checkbox"/> 6003580	307190	#2 Twister Switch – rød	
Tips : Twister bryter kan også festes til Link-It med modul: 22709031-ET				
		HMS art:	#2 Satellitbryter, kun for montering på Allround Joystick	
110537	<input type="checkbox"/> 6003191		#2 Satellite Bryter – sort Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick	
110538	<input type="checkbox"/> 6003576		#2 Satellite Bryter – grønn Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick	
110539	<input type="checkbox"/> 6003572		#2 Satellite Bryter – rød Inkl . Jack kabel og innfesting til Joystick	
	Lev.art.nr	HMS art:	#2 Bryter monteringssett Link-It (ekskl bryter)	
110560	<input type="checkbox"/> 22709108-ET		#1 Bryter montering Link-It for 2 brytere ved joystick A)	
	22709049		Adapterplate Link-It	
	22709046-ET		Adapter ring Link-It	
	22709074-ET	307668	Bryterfeste modul (må ha 2 stk)	
	22709110-ET		Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)	
110566	<input type="checkbox"/> 22709009-ET		#1 Bryter montering Link-It for 1 bryter motsatt Joystickside B)	
	22709074-ET	307668	Bryterfeste modul	
	22709008-ET		Basemodul	
	22709110-ET		Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)	
110561	<input type="checkbox"/> ---		#1 Bryter montering Link-It for Egg bryter ved hodestøtte C)	
	<input type="checkbox"/> 20009250		Innfesting for Sedeo hodestøtte	
	<input type="checkbox"/> 20009249		Innfesting for Withmyer Hodestøtte	
	22709071-ET		Bryterfeste modul oval for Egg switch	
	22709008-ET		Basemodul	
	22709112-ET	307705	Link-It rørsett 3stk 8mm rør i lengdene : 100/150/200mm	
110563	<input type="checkbox"/> 20009257		#1 Bryter montering Link-It for 1 bryter festet i seteskinen D)	
	22709074-ET	307668	Bryterfeste modul	
	22709008-ET		Basemodul	
	22709110-ET		Rørsett med 3 stk 8mm rør(50/75/100mm)	
		HMS art:	#2 Bryter plassering	
110572	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter hø	
110571	<input type="checkbox"/>		#2 Bryter ve	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Multifunksjons fingerbrytere.Kan festes med Velcro.	
110550	<input type="checkbox"/> MB-2-S	251352	Mini-2-knapp (Stereo Plug)	
110551	<input type="checkbox"/> MB-2-M	251351	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug)	
110552	<input type="checkbox"/> MB-4-IL	251353	Mini-4-knapp InLine (DB9 kontakt for Omni2)	
110554	<input type="checkbox"/> 139221	307198	4-veis Joystick Bryter (DB9 kontakt for Omni2)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Tilbehør brytere	
110580	<input type="checkbox"/> 015734	251455	Jack forlengerkabel 3,5mm Mono (2m)	
110581	<input type="checkbox"/> 20011065	251457	Jack forlengerkabel 3,5mm Stereo (2m)	
110582	<input type="checkbox"/> 015526	307773	Jack forlengerkabel DB9 (800mm)	
110583	<input type="checkbox"/> 20011063	251456	Jack Y-forgreningskabel 3,5mm (2 hunn mono -1 hann stereo)	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art:	Nødstopp Fjærnstyrt bryter	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Nødstopp Fjærnstyrt (30 m aktiveringsområde Via R-Net OBC Port)	

Kommentar:

MERK: Brytere/Link-It moduller leveres normalt i løse deler for montering lokalt, dersom annet ikke er spesifisert.

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Link it deler og moduler






Link-It er et modulbasert festesystem for ulike Joystick, Display, brytere og annet utstyr. Innfestingsmoduler for innfesting mot armlene, hodestøtte, sideskinne på setet, joystickfeste og andre flater på rullestolen velges etter behov. Modulene er fullstendig dreibare og enkelt låsbare i enhver posisjon. Stenger kan kappes/bøyes, og det kan festes stenger med diameter på 6/8/12/16mm i ulike moduler. Flest moduler er tilpasset 8mm stang.





	CLIP BALL 16 mm	BASE MODULE	PLANFESTE	STANDARD R-NET JOYSTICK ADAPTER
				
ARTIKKELNR.	227 09 036-ET	227 09 008-ET	227 09 009-ET	227 09 046-ET
ANTALL	6	2	3	2
HMS ART. NR.	307662	307656	307673	307696





	SA MODULE CLIP BALL END	CLIP BALL 6 mm	OMNI HOLDER	STAR MODULE 3 x 8 mm
				
ARTIKKELNR.	227 09 044-ET	227 09 031-ET	227 09 045-ET	227 09 050-ET
ANTALL	1	2	3	2
HMS ART. NR.	307672	307660	307657	307669

	WHITMYER HODESTØTTE	SEDEO HODESTØTTE	VERSAGUIDE	SKINNE ADAPTER
				
ARTIKKELNR.	227 09 054-ET	600 38 15-ET	227 09 049-ET	227 09 073-ET
ANTALL	2	2	2	4
HMS ART. NR.	307687	307686	307441	251366

	PIKO HOLDER	STAR MODULE 3x8/ MODULE 1x16 mm	HORIZONTAL S-BAR 8 mm	STAR MODULE 3x8/ 1x WALL PLATE MODULE
				
ARTIKKELNR.	227 09 074-ET	227 09 107-ET	600 30 72-ET	227 09 108-ET
ANTALL	2	1	1	1
HMS ART. NR.	307667	307670	307698	307654

	STENGER				
	8 x 50 mm	8 x 75 mm	8 x 100 mm	8 x 150 mm	8 x 200 mm
					
ARTIKKELNR.	227 09 001-ET	227 09 002-ET	227 09 003-ET	227 09 004-ET	227 09 005-ET
ANTALL	4	4	5	3	2
HMS ART. NR.	307703	307704	307700	307701	307702

	SPACE DISC MINIBORD	DISC SPACE STAR MODULE	GLIDEMUTTER DIN 508	FESTE FAST HEXAGON
				
ARTIKKELNR.	227 09 048-ET	227 09 051-ET	000 12 81 00-ET	900 31 53-ET
ANTALL	1	1	5	1
HMS ART. NR.	304997	307665	307818	

	KABELKLIPS			
	3 - 12	3 - 8	6 - 12	6 - 8
				
ARTIKKELNR.	227 09 081-ET	227 09 082-ET	227 09 079-ET	227 09 080-ET
ANTALL	20	20	20	20
HMS ART. NR.	251461	251462	251463	251464

	HEXAGON ADAPTER 13 x 8 mm	Q-SERIE BRACKETT VE	Q-SERIE BRACKETT HØ	PARALLELFORSKYVER SWING AWAY
				
ARTIKKELNR.	227 09 068-ET	218 09 062-001-ET	218 09 062-002-ET	200 09 100-ET
ANTALL	2	1	1	1
HMS ART. NR.	306935	308409	251371	308452