



# WHAT'S NEW


## GEMINO FAMILIE 2024

---

# NEUE STANDARD GABEL

LEICHTES GEWICHT,  
VEREINFACHTE MONTAGE,  
EINFACHE WARTUNG

Die neuen Gabeln helfen das Gesamtgewicht des Rollators zu verringern und die Radmontage zu vereinfachen. Das macht jeden Radwechsel zu einem Kinderspiel.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•			•	• (NUR GEMINO 30 PARKINSON)		•	

# NEUER STANDARD KORB MIT DECKEL

## WETTERFEST UND SICHER

Im Gegensatz zu alternativen Netzen garantiert der neue wetterfeste Korb, dass es keine Probleme mit Regen oder Nässe gibt. Der Korb kann vollständig verschlossen werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern und bietet zusätzliche Sicherheit für Ihr Hab und Gut.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						•		•



# GEMINO 30 CARBON COMFORT

## COMFORT RÄDER OPTIONAL VERFÜGBAR

Mit weichen Rädern, die erstklassigen Komfort und eine hervorragende Dämpfung bieten, um Stöße und Vibrationen zu reduzieren - selbst auf unebenen Böden. Mit ihrem modernen Design bieten sie einen stilvollen, aktualisierten Look und sorgen gleichzeitig für ein ruhigeres Fahrgefühl.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
			• (NUR GEMINO 30 CARBON COMFORT)					

# GEMINO 60 ATR

## ALL-TERRAIN RÄDER OPTIONAL VERFÜGBAR

Die All-Terrain-Räder (ATR) sind für den Einsatz auf unebenem Boden konzipiert und eignen sich daher ideal für den Einsatz im Winter und auf jedem Terrain. Genießen Sie mehr Komfort und Sicherheit mit verbessertem Grip und Dämpfung.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						• (NUR GEMINO 60 ATR)		

# GEMINO 30 COMFORT PARKINSON

## GESTEIGERTE MOBILITÄT FÜR PARKINSON-PATIENTEN

Diese innovative Lösung wurde speziell für Menschen mit Parkinson entwickelt und verfügt über eine Schleppbremse, die ein gleichmäßiges Tempo fördert, ein Umkehrbremssystem und ein Laserlicht gegen das „Freezing“. Er ist auch für das bequeme Gehen auf unebenem Gelände konzipiert.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
					● (NUR GEMINO 30 COMFORT PARKINSON)			

# NEUE STANDARD ANKIPPHILFE

## ERGONOMISCH, LEICHTES DESIGN

Die näher am Boden liegende Trittfläche erleichtert das Auf- und Absteigen und schont Ihre Gelenke. Das leichte Design sorgt für weniger Kraftaufwand beim Manövrieren und erhöht die Gesamtmobilität Ihres Rollators.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•		•	•	•	•	•



# NEUER TROLLEY TASCHE SHOP-N-GO

## VERBESSERUNG TÄGLICHER AKTIVITÄTEN

Die Shop-n-Go Trolley-Tasche ist das perfekte Zubehör für Ihren Rollator und macht die täglichen Besorgungen und Ausflüge zu einem Kinderspiel. Bewahren Sie Ihre Einkäufe in der Trolley-Tasche auf, bringen Sie sie mit Ihrem Rollator sicher nach Hause und nehmen Sie die Tasche dank des cleveren Verschlussmechanismus mit einem Handgriff ab. Mit den leichtgängigen Rädern und dem ausziehbaren Griff können Sie die Tasche mühelos ziehen, ideal zum Überwinden von Treppen wenn der Rollator nicht in den Wohnbereich mitgenommen werden soll.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•		•	•			





### Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)

