



LE NOVITA'

GEMINO ROLLATOR 2024

NUOVA FORCELLA

LEGGERA, ASSEMBLAGGIO SEMPLIFICATO, MANUTENZIONE FACILITATA

Le nuove forcelle riducono il peso complessivo del vostro rollator e semplificano l'assemblaggio delle ruote. In questo modo cambiare le ruote diventa facilissimo.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•			•	• (solo GEMINO 30 PARKINSON)		•	

NUOVA BORSA PORTAOGGETTI CON COPERCHIO

SICURA E RESISTENTE ALL'ACQUA

A differenza di quelle in rete, la nuova borsa portaoggetti è resistente all'acqua, e farà in modo che non abbiate problemi in caso di pioggia o umidità. La borsa può essere chiusa per evitare a persone non autorizzate di accedere al contenuto, garantendo maggiore sicurezza ai vostri oggetti personali.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						•		•

GEMINO 30 CARBON COMFORT

RUOTE COMFORT STANDARD

Le ruote morbide offrono maggiore comfort e consentono di ammortizzare molto meglio gli urti e le vibrazioni del terreno, anche quando è sconnesso. Grazie al design moderno, offrono un look elegante e al contempo una guida più fluida.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
			• (solo GEMINO 30 CARBON COMFORT)					

GEMINO 60 ATR

RUOTE ALL TERRAIN STANDARD

Le ruote all terrain (ATR) sono progettate per essere utilizzate anche su terreni sconnessi, perfette per l'inverno e per essere utilizzate su ogni tipo di terreno. Godetevi un comfort ancora maggiore e una grande sicurezza grazie alla maggiore aderenza e alla capacità di ammortizzare le asperità del terreno.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
						● (solo GEMINO 60 ATR)		

GEMINO 30 COMFORT PARKINSON

MOBILITA' MIGLIORATA PER PERSONE CON MORBO DI PARKINSON

Progettato specificatamente per persone con morbo di Parkinson, questa soluzione innovativa permette un passo più sicuro grazie al freno di rallentamento, maggiore sicurezza grazie ai freni ad azione inversa e la possibilità di superare il "freezing" grazie al raggio laser. Le ruote, inoltre, permettono una gestione più confortevole su terreni sconnessi.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
					●			
					(solo GEMINO 30 COMFORT PARKINSON)			

NUOVA PEDANA PER IL RIBALTAMENTO

DESIGN ERGONOMICO E LEGGERO

La pedana per impennare il rollator è molto vicina al terreno per facilitarne l'inclinazione e ridurre così lo sforzo sulle articolazioni. Il design leggero assicura minore sforzo per effettuare questa manovra migliorando così la mobilità generale del vostro rollator.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•		•	•	•	•	•

NUOVA BORSA TROLLEY

Shop-n-Go

RENDETE PIÙ FACILI LE VOSTRE ATTIVITÀ QUOTIDIANE

La borsa trolley Shop-n-Go è l'accessorio perfetto per il vostro rollator, rende le commissioni e gli spostamenti quotidiani un gioco da ragazzi. Riponete e proteggete facilmente la vostra spesa nel trolley, portatela a casa in tutta sicurezza con il vostro rollator, e rimuovete la borsa senza sforzo con un singolo movimento grazie all'ingegnoso meccanismo di fissaggio. Grazie alle ruote scorrevoli e alla maniglia estensibile, potrete tirare la borsa trolley senza sforzo, perfetta per superare singoli gradini o quando non avete bisogno di portare con voi il rollator per svolgere le attività quotidiane.



GEMINO 20	GEMINO 30	GEMINO 30 COMFORT	GEMINO 30 CARBON / GEMINO 30 CARBON COMFORT	GEMINO 30 SPEEDCONTROL	GEMINO 30 PARKINSON / GEMINO 30 COMFORT PARKINSON	GEMINO 60 / GEMINO 60 ATR	GEMINO 30 WALKER	GEMINO 60 WALKER
•	•	•		•	•			



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.



Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.



www.SunriseMedical.it