

Schiebehilfe

E|R90



BESTELLBLATT


Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name:		Name:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Fon:		Fon:	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. zulässige Gesamtgewicht: 125 kg	
Kommission:		Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr. 47900001		<h1>Grundpreis CHF 5'880</h1> <p>Alle Preise exkl. MWST, Anbauzeit / Unverbindliche Preisempfehlung</p>	
Stand: 09.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf			


Technische Daten

Max. Nutzergewicht	125 kg	Max. Geschwindigkeit	6 km/h; optional 9 km/h
Antriebsradgrösse (Rollstuhl)	24" & 25"	Radgrösse	8" Vollgummi mit Luftkammern
Gewicht des Akkus	0,7 kg (2,5 Ah) / 1,2 kg (5 Ah)	Motor	250W / 22 Nm
Gesamtgewicht exkl. Akku	5,9 kg	Akku	Li-Ion, 36 V, 2,5 Ah / 5 Ah, intelligentes Akku-Management-System
Gesamtgewicht inkl. Akku	6,6 kg / 7,1 kg	Motorgeräusch max.	50 dB
Ladegerät	100-240 V AC, 36 V / 2,7 A	Betriebsspannung	36 V
Docking Ladegerät	100-240 V AC, 36 V / 3 A	Reichweite	bis zu 15,7 km (2,5 Ah) / 31,4 km (5 Ah)
Steuerbox	IP54 Bluetooth	Steigfähigkeit	bis zu 11% (6°)
Bluetooth Standard	5.2		

Antriebsradgrösse – Messung des Abstands vom Boden zum Hinterradachsrohr




Hilfsachse für Faltrollstuhl – Abstand Innenachse zu Innenachse



Abstand Achsplatte zu Achs- platte in mm	Achse für Faltrahmenrollstühle			
	XS	S	M	L
300–330	✓			
330–400		✓		
400–450			✓	
450–530				✓

Faltrollstuhl Achsplattengrösse



Grösse Achsplatte in mm	Achsplatten-Adapter		
	S	M	L
25–38	✓		
38–50		✓	
50–60			✓

Steuerbox



Schiebehilfe R90		CHF
EMN090213	Ohne Rollstuhlbestellung	STD
Antriebsradgrösse		CHF
Geben Sie die Antriebsradgrösse an, erforderlich für alle Rollstuhlmodelle		
EMN070024	Antriebsrad, 24" (Abstand vom Boden zum Achsrohr 283–305 mm)	STD
EMN070025	Antriebsrad, 25" (Abstand vom Boden zum Achsrohr 296–321 mm)	–
Rollstuhltyp	Anbauzeit R90 an Rollstuhl: ca. 1 Std.	CHF
EMN010050	Docking für Starrrahmenrollstühle	STD
EMN010051	Docking für Faltrollstühle	STD
Starrrahmenrollstuhl		CHF
Geben Sie den Achsrohrdurchmesser an. Prüfen Sie vor der Bestellung immer den verfügbaren Platz für die Andockklemme. Je nach Konfiguration und Option kann es sein, dass eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls nicht genügend Platz bietet. Überprüfen Sie immer die Kombinationsvereinbarungen für Nicht-Sunrise Medical-Rollstühle.		
Achsrohrdurchmesser – Standardklemme (32 mm)		
EMN000085	22 mm	–
EMN000086	25 mm	–
EMN000087	28,2 mm	–
EMN000088	30 mm	–
EMN000089	32 mm	–
Achsrohrdurchmesser – grosse Klemme (45 mm)		
EMN000090	35 mm	–
EMN000091	38 mm	–
EMN000092	45 mm	–
Hilfsachse für Faltrollstuhl		CHF
Erforderlich für einen Faltrollstuhl, geben Sie den Abstand von Innenachse zu Innenachse an; Prüfen Sie vor der Bestellung immer den verfügbaren Platz für die Faltachse/Andockklemme. Je nach Konfiguration und Option kann es sein, dass eine bestimmte Konfiguration eines Rollstuhls nicht genügend Platz bietet; prüfen Sie immer die Kombinationsvereinbarungen für Nicht-Sunrise-Rollstühle; verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen.		
EMN000093	XS, Achsplattenabstand 300 mm bis 330 mm	189
EMN000094	S, Achsplattenabstand 331 mm bis 400 mm	189
EMN000095	M, Achsplattenabstand 401 mm bis 450 mm	189
EMN000096	L, Achsplattenabstand 451 mm bis 530 mm	189
Achsplattengrösse für Faltrollstuhl		CHF
Geben Sie die Grösse der Achse an, die für den Faltrollstuhl erforderlich ist; Prüfen Sie vor der Bestellung immer den verfügbaren Platz für die Andockklemme. Je nach Konfiguration und Option kann es sein, dass eine bestimmte Konfiguration eines Rollstuhles nicht genügend Platz bietet; überprüfen Sie immer die Kombinationsvereinbarungen für Nicht-Sunrise-Rollstühle.		
EMN000168	Achsplattenadapter QS5 X	59
EMN000121	Achsplattenadapter klein, 25 mm bis 38 mm	59
EMN000154	Achsplattenadapter medium, 39 mm bis 50 mm	59
EMN000159	Achsplattenadapter gross, 51 mm bis 60 mm	59
Steuerbox		CHF
Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die Klemme. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.		
EMN000115	Anbau rechts (Enthält kurze und lange Halteplatte)	STD
EMN000117	Anbau links (Enthält kurze und lange Halteplatte)	–

Geschwindigkeit CHF

EMN000025	Geschwindigkeit, max. 6 km/h	STD
EMN000084	Geschwindigkeit, max. 9 km/h	–

Akku & Ladegerät CHF

EMN110186	Ladegerät, 2,7 A, zum Aufladen des Akkus im Gerät	STD
EMN160039	Li-Ionen Akku 2,5 Ah / 36 V, Reichweite 15,7 km	STD
EMN160028	Li-Ionen Akku 5,0 Ah / 36 V, Reichweite 31,4 km	249

Zubehör CHF

	Reisetasche	STD
EMN160026	Zusätzlicher Li-Ionen Akku, Standard 2,5 Ah (15,7 km Reichweite)	369
EMN160027	Zusätzlicher Li-Ionen Akku, Extended 5 Ah (31,4 km Reichweite)	739
EMN110187	Zusätzliches Docking-Ladegerät, 3 A, zum externen Aufladen des Akkus	215



// EMN110186
Ladegerät, 2,7 A, zum Aufladen des Akkus im Gerät



// EMN160028
Li-Ionen Akku 2,5 Ah, 36 V,
Standard-Reichweite 15,7 km



// Reisetasche



// EMN110187
Zusätzliches Docking-Ladegerät, 3 A,
zum externen Aufladen des Akkus

Kommentare

--

R90	CHF
Grundpreis	5'880
Summe der Mehrpreise/Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	55
Preis ohne MWST	
MWST 8.1%	
Gesamtpreis inkl. MWST	

Datum	Unterschrift
Tag Monat Jahr	

**Sunrise Medical AG**

Erlenuweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch