

Dispositif de propulsion

E|R90



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	
		correspond à l'adresse de facturation	
N° client:		N° client:	
Nom:		Nom:	
Rue:		Rue:	
NPA/Lieu:		NPA/Lieu:	
E-mail:		E-mail:	
Tél.:		Tél.:	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	Poids total autorisé max. : 125 kg	
Commission		Poids de l'utilisateur	kg
N° art. 4790001			
Dernière mise à jour : 09.01.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis			


Prix de base **CHF 5'880**

Prix hors TVA, temps de montage / prix de vente recommandé


Données techniques

Poids max. utilisateur	125 kg	Vitesse max.	6 km/h; en option 9 km/h
Dimension de la roue motrice (fauteuil roulant)	24" & 25"	Dimension de la roue	8" bandage plein avec chambre à air
Poids batterie	0,7 kg (2,5 Ah) / 1,2 kg (5 Ah)	Moteur	250W / 22 Nm
Poids total sans batterie	5,9 kg	Batterie	Li-Ion, 36 V, 2,5 Ah / 5 Ah, système intelligent de gestion des batteries
Poids total, batterie incluse	6,6 kg / 7,1 kg	Bruit du moteur max.	50 dB
Chargeur	100-240 V AC, 36 V / 2,7 A	Tension de fonctionnement	36 volts
Chargeur à glissière	100-240 V AC, 36 V / 3 A	Autonomie	jusqu'à 15,7 km (2,5 Ah) / 31,4 km (5 Ah)
Boîtier de commande	IP54 Bluetooth	Pente max.	jusqu'à 11% (6°)
Bluetooth standard	5.2		

Dimension de la roue motrice – mesure de la distance entre le sol et le tube de l'axe de la roue arrière




Axe auxiliaire pour fauteuil pliable – distance d'un axe intérieur à l'autre



Distance plaque d'axe à plaque d'axe	Axe auxiliaire pour fauteuil pliable			
	XS	S	M	L
300–330	✓			
330–400		✓		
400–450			✓	
450–530				✓

Fauteuil pliable : taille de la plaque d'axe



Taille de la plaque d'axe (mm)	Adaptateur-de plaque d'axe		
	S	M	L
25–38	✓		
38–50		✓	
50–60			✓

Boîtier de commande



Dispositif de propulsion R90		CHF
EMN090213	Sans commande de fauteuil roulant	STD
Taille des roues arrière		CHF
Veuillez donner la taille des roues arrière, requise pour tous les modèles de fauteuils roulants		
EMN070024	Roue arrière, 24" (distance entre le sol et le tube d'axe 283–305 mm)	STD
EMN070025	Roue arrière, 25" (distance entre le sol et le tube d'axe 296–321 mm)	–
Type de fauteuil roulant	Temps de montage du R90 sur le fauteuil roulant : env. 1 heure	CHF
EMN010050	Amarrage pour fauteuil à châssis fixe	STD
EMN010051	Amarrage pour fauteuil pliable	STD
Fauteuil roulant à châssis fixe		CHF
Donnez le diamètre du tube de l'axe. Avant de commander, vérifiez toujours la place disponible pour l'attache d'amarrage. Selon la configuration et l'option, il est possible que pour certaines configurations de fauteuil il n'y ait pas suffisamment de place. Vérifiez toujours les accords de combinaison pour les fauteuils non Sunrise Medical.		
Diamètre du tube de l'axe – attache standard (32 mm)		
EMN000085	22 mm	–
EMN000086	25 mm	–
EMN000087	28,2 mm	–
EMN000088	30 mm	–
EMN000089	32 mm	–
Diamètre du tube de l'axe – grande attache (45 mm)		
EMN000090	35 mm	–
EMN000091	38 mm	–
EMN000092	45 mm	–
Axe auxiliaire pour fauteuil roulant pliable		CHF
Pour un fauteuil roulant pliable, il est nécessaire de donner la distance d'un axe intérieur à l'autre ; avant de commander, vérifiez la place disponible pour l'axe de pliage/l'attache d'amarrage. Selon la configuration et l'option, il est possible que pour certaines configurations de fauteuil il n'y ait pas suffisamment de place. Vérifiez toujours les accords de combinaison pour les fauteuils non Sunrise ; pour contrôler la compatibilité, n'utilisez que la distance mesurée et non la largeur d'assise.		
EMN000093	XS, distance entre les plaques d'axe, 300 mm à 330 mm	189
EMN000094	S, distance entre les plaques d'axe, 331 mm à 400 mm	189
EMN000095	M, distance entre les plaques d'axe, 401 mm à 450 mm	189
EMN000096	L, distance entre les plaques d'axe, 451 mm à 530 mm	189
Taille des plaques d'axe pour fauteuil roulant pliable		CHF
Donnez la taille de l'axe requis pour les fauteuils pliables ; avant de commander, vérifiez la place disponible pour l'attache d'amarrage. Selon la configuration et l'option, il est possible que pour certaines configurations de fauteuil il n'y ait pas suffisamment de place. Vérifiez toujours les accords de combinaison pour les fauteuils non Sunrise Medical.		
EMN000168	Adaptateur de plaques d'axe QS5 X	59
EMN000121	Adaptateur de plaques d'axe petit, 25 mm à 38 mm	59
EMN000154	Adaptateur de plaques d'axe moyen, 39 mm à 50 mm	59
EMN000159	Adaptateur de plaques d'axe grand, 51 mm à 60 mm	59
Boîtier de commande		CHF
Avant de commander, vérifiez toujours l'espace disponible pour la fixation. Il est possible que selon la configuration et les options, une certaine configuration n'offre pas assez de place.		
EMN000115	Montage à droite (contient une plaque courte et une longue)	STD
EMN000117	Montage à gauche (contient une plaque courte et une longue)	–

Vitesse CHF

EMN000025	Vitesse, 6 km/h max.	STD
EMN000084	Vitesse, 9 km/h max.	–

Batterie & chargeur CHF

EMN110186	Chargeur, 2,7 A, pour charger la batterie sur l'appareil	STD
EMN160039	Batterie li-ion 2,5 Ah / 36 V, autonomie 15,7 km	STD
EMN160028	Batterie li-ion 5,0 Ah / 36 V, autonomie 31,4 km	249

Accessories CHF

	Sacoche	STD
EMN160026	Batterie supplémentaire li-Ion, standard 2,5 Ah (autonomie 15,7 km)	369
EMN160027	Batterie supplémentaire li-Ion, augmentée 5 Ah, (autonomie 31,4 km)	739
EMN110187	Chargeur supplémentaire à glissière, 3 A, pour charger la batterie en externe	215



// EMN110186
Chargeur, 2,7 A, pour charger la batterie sur l'appareil



// EMN160028
Batterie li-ion 2,5 Ah, 36 V, autonomie standard 15,7 km



// Sacoche



// EMN110187
Chargeur supplémentaire à glissière, 3 A, pour chargement externe de la batterie

Commentaires

R90	CHF
Prix de base	5'880
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	55
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date	Signature
Jour Mois Année	



Sunrise Medical SA

Erlenuweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch