



R90

BRUKERSTYRT DRIVAGGREGAT

OF_Empulse_R90_Rev_1.3_070325_NO

Kunde/HMS:	
Kont.person:	
e-post:	
Tlf:	
Best.dato:	Selger
Best.nr:	
Kommentar:	

Kunde/HMS:	
Kont.person:	
e-post:	
Tlf:	
Best.dato:	
Best.nr:	
Kommentar:	

- ☐ Bestilling
☐ Prisoverslag
☐ Spesialtilpasning



● = Standard

☐ = Tillegg i pris

○ = valg uten ekstra kost

Empulse R90 Drivaggregat for manuell rullestol

Informasjon som oppgis vil bli lagret hos lev.i inntil 3 år

Maks brukervekt:

125 kg

BRUKERVEKT;

kg

Send til:

mailordre@sunrisemedical.no

Tekn.spesifikasjoner:

Maks brukervekt	125 kg
Drivhjulsstørrelse	24" & 25"
Styrebois	IP54 Bluetooth
Bluetooth standard	5.2
Total produktvekt m/ batteri	6.6 kg / 7.1 kg
Total produktvekt u/ batteri	5,9 kg
Batteritype:	Li-Ion, 36V, 2.5 / 5.0 Ah
Motor	250W / 22Nm

Maks hastighet forover:	6 eller 9 km/t
Hjulstørrelse:	8" kompakt m/ luftlommer
Maks kjørelengde	15.7km / 31.4km
Maks lyd fra motor	50dB
Maks helling	11% (6°)
Lader	100-240V AC 36V, 2.7A
Dokking lader:	100-240V AC 36V, 3A
Maks motorlyd	50dB

Empulse R90 drivaggregat - brukerstyrt

(se også kompatibilitetsguide)

Lev.art.nr:

HMS art.nr

EMN010000

☐ Empulse R90 komplett .

ER90

Bestilling

Lev.art nr:

HMS art.nr:

EMN090213

☒ Uten bestilling av rullestol

EMN090217

☐ Med bestilling av rullestol, ikke montert på rullestolen

EMN090218

☐ Med bestilling av rullestol, montert på rullestolen

Hjulstørrelse

Lev.art nr:

HMS art.nr:

EMN070024

☒ 24" Drivhjul

EMN090025

☐ 25" Drivhjul

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby

T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no



www.SunriseMedical.no


© Sunrise Medical 2025

Empulse R90				
Montering			Lev.art nr:	HMS art.nr:
EMN010050	● Feste for fastramme rullestole	○ 45mm, Art nr: 252789	○ 38mm, Art nr: 252790	
	(Diameter drivaksel)	○ 32mm, Art nr: 252896 (1)	○ 30mm, Art nr: 252897	
		○ 35mm, Art nr: 252913	○ 25mm, Art nr: 252942	
		○ 22mm, Art nr: 259158	○ 28.2mm, A nr:259159	
EMN010051	□ Feste for kryssramme rullestoler			
	○ 000096 Aksel Large, Art nr: 252982 (451-530mm)	○ 000095 Aksel Medium, Art nr: 252984 (400-450mm)		
	○ 000094 Aksel Kort, Art nr: 252985 (331-400mm)	○ 000093 Aksel X Kort, Art nr: 256026 (300-330mm)		
Velg i tillegg et av valgene her under				
	○ 000168 Adapter QS5 X Art nr:170255	○ 000121 Adapter liten (25-38mm) Art nr: 169958		
	○ 000154 Adapter medium (39-50mm) A nr:169959	○ 000159 Adapter stor (51-60mm) Art nr: 169960		
Se side 3 for instruksjoner				
(1): For Nitrum, Helium, Argon 2. Ikke med karbonaksel)				
Styreboks			Lev.art nr:	HMS art.nr:
EMN000115	● Høyre side. (Kommer med lang og kort monteringsplate)			
EMN000117	○ Venstre side (Kommer med lang og kort monteringsplate)			
Hastighet				
EMN000025	● 6 km/h			
EMN000084	□ 9 km/h			
Batteri & Lader			Lev.art nr:	HMS art.nr:
EMN110186	● Lader 2.7 A for lading av batteri i R90		252413	
EMN160039	● Batteri Li-Ion, 2.5 Ah standard (15.7km maks kjørelengde)		252401	
EMN160028	□ Batteri Li-Ion, 5.0 Ah for ekstra kjørelengde (31.4km kjørelengde)		252393	
Tilbehør/Reservedeler			Lev.art nr:	HMS art.nr:
	● Reisebag			
	□ Ekstra batteri Li-Ion 36V 5.0Ah (Tillegg, hvis man ønsker 2 batterier)		252393	
	□ Ekstra batteri Li-Ion 36V 2.5Ah (Tillegg, hvis man ønsker 2 batterier)		252401	
	□ Lader, dokkingstasjon, 36V 23 (For å ladde batteri eksternt)		252408	
Tjenester			Lev.art nr:	HMS art.nr:
	□ Reisetid timepris drivagg	Ant.timer:	319980	319980
	□ Montering på manuell rullestol - Enhetspris		319977	319977
KOMMENTARER:				
Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00 post@sunrisemedical.no  www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2025				

Bilder og forklaringer




Måle distansen mellom underlag og senter camberhylse



AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (in)	AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (mm)	FOLDING AXLE ASY			
		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
12.0-13.0	300-330	x			
13.1-15.9	331-400		x		
16.0-18.0	401-450			x	
18.1-21.0	451-530				x

Sammenleggbare stoler. Innside - innside akselplate



AXLE PLATE SIZE (in.)	AXLE PLATE SIZE (mm.)	AXLE PLATE ADAPTER		
		SMALL	MEDIUM	LARGE
1.0-1.5	25-38	x		
1.6-2.0	39-50		x	
2.1-2.25	51-60			x

Sammenleggbare stoler akselplate størrelse



reisebag



Dokking ladet, 3A



Lader (standard), 2.7A



2.5Ah Li-ion batteri. 15.7km



Styreboks med fester