



Adresse
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande
Vote Ref.:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis

- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément



Service Clientèle: orders@sunrisemedical.be

Charge maximale: 125 kg
Poids du client: kg

Prix de base € 5.736,89 (TVA 6% incluse)

AVIQ nr. 113974

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre service client.

BASIS

- Aide à la propulsion **Empulse R90** – inclusif :
Moteur 250 W, batterie Lithium-ion 2,5 Ah, autonomie 15,7 km, boîtier de commande Bluetooth, 8,9 km/h et chargeur 2,7 Ah

€

INFORMATION COMMANDE FAUTEUILS ROULANTS

EMN090213	<input checked="" type="checkbox"/> Sans commande de fauteuil roulant	std
EMN090217	<input type="checkbox"/> Avec commande de fauteuil roulant, non monté	ss

TAILLE DES ROUES ARRIÈRE

EMN070024	<input checked="" type="checkbox"/> Roue arrière, 24 inch (la distance entre le sol et le tube d'axe est de 283 mm à 305 mm)	std
EMN070025	<input type="checkbox"/> Roue arrière, 25 inch (la distance entre le sol et le tube d'axe est de 296 mm à 321 mm)	ss

TYPE DE FAUTEUIL ROULANT

EMN010050	<input checked="" type="checkbox"/> Amarrage pour fauteuils roulants à châssis fixe (1) <small>(à l'exclusion de Quickie Life RT : dans ce cas, sélectionnez s.v.p. « MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS PLIANTS »)</small>	std
EMN010051	<input type="checkbox"/> Station d'accueil pour fauteuils roulants pliables	ss

MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS À CHÂSSIS FIXE

Diamètre du tube de l'axe – attache standard (jusqu'à 32 mm)


EMN000089	<input checked="" type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 32 mm <small>(utilisable sur Quickie Argon², Quickie Nitrum / Nitrum Hybrid et Zippie Simba)</small>	std
EMN000088	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 30 mm	ss
EMN000087	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 28,2 mm	ss
EMN000086	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 25 mm	ss
EMN000085	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 22 mm	ss

Diamètre du tube de l'axe – grande attache (jusqu'à 45 mm)

EMN000092	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 45 mm	ss
EMN000091	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 38 mm	ss
EMN000090	<input type="checkbox"/> Diamètre du tube de l'axe : 35 mm	ss

MONTAGE DU R90 SUR FAUTEUILS ROULANTS PLIANTS

EMN000093	<input type="checkbox"/> Axe télescopique, XS (pour une distance de 300 mm à 330 mm)	ss
EMN000094	<input type="checkbox"/> Axe télescopique, S (pour une distance de 331 mm à 400 mm)	ss
EMN000095	<input type="checkbox"/> Axe télescopique, M (pour une distance de 401 mm à 450 mm)	ss
EMN000096	<input type="checkbox"/> Axe télescopique, L (pour une distance de 451 mm à 530 mm)	ss



Distance plaque d'axe à plaque d'axe	Axe télescopique pour fauteuil pliable			
	XS	S	M	L
300 - 330	X			
331 - 400		X		
401 - 450			X	
451 - 530				X


(1) À l'exclusion de Quickie Life RT : un axe télescopique est utilisé pour cela.

EMPULSE R90
 = Standard = Sans supplément = Avec supplément

€

TAILLE DE LA PLAQUE D'AXE FAUTEUIL ROULANT À CADRE PLIANT

EMN000168	<input type="radio"/>	Adaptateur de plaque d'axe QS5 X	SS
EMN000121	<input type="radio"/>	Adaptateur de plaque d'axe, S (25-37 mm) <i>(utilisable sur Quickie Life T / RT et Zippee Youngster 3)</i>	SS
EMN000154	<input type="radio"/>	Adaptateur de plaque d'axe, M (38-50 mm) <i>(utilisable sur Quickie Xenon² et Quickie Xenon² SA)</i>	SS
EMN000159	<input type="radio"/>	Adaptateur de plaque d'axe, L (51-60 mm)	SS



Taille de la plaque d'axe, en mm	Adaptateur de plaque d'axe		
	S	M	L
25-38	X		
39-50		X	
51-60			X

BOÎTIER DE COMMANDE

EMN000115	<input type="checkbox"/>	Boîtier de commande, monté à droite (plaque de montage basse et haute incluse)	std
EMN000117	<input type="radio"/>	Boîtier de commande, monté à gauche (plaque de montage basse et haute incluse)	SS

VITESSE

EMN000084	<input type="checkbox"/>	Vitesse, max. de 8,9 km/h	std
EMN000025	<input type="radio"/>	Vitesse, max. de 6 km/h	SS

BATTERIE ET CHARGEUR

EMN110186	<input type="checkbox"/>	Chargeur, 2,7 A, pour charger la batterie sur Empulse R90	std
EMN160039	<input type="checkbox"/>	Batterie Lithium-ion, 2,5 Ah, autonomie standard (15,7 km d'autonomie)	std
EMN160028	<input type="checkbox"/>	Batterie Lithium-ion, 5 Ah, autonomie étendue (31,4 km d'autonomie)	210,83

ACCESSOIRES

EMN090184	<input type="radio"/>	Sac de voyage	0,00
EMN160026	<input type="checkbox"/>	Batterie lithium-ion supplémentaire, 2,5 Ah, autonomie standard (15,7 km d'autonomie)	378,42
EMN160027	<input type="checkbox"/>	Batterie lithium-ion supplémentaire, 5 Ah, autonomie étendue (31,4 km d'autonomie)	589,25
EMN110187	<input type="checkbox"/>	Station d'accueil pour batterie supplémentaire, 3A	178,40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. utilisateur : 125 kg
Dimension de la roue arrière : 24" of 25"
Poids total (sans batterie) : 5,9 kg
Poids de la batterie : 0,7 kg / 1,2 kg
Type de batterie : Lithium-ion, 36V, 2,5 Ah / 5,0 Ah
Angle de pente maximal : jusqu'à 11% (6°)
Vitesse maximale : 6 km/h ou 8,9 km/h

Avant d'associer un produit tiers, assurez-vous qu'il existe un accord avec l'Empulse F55 de Sunrise Medical. Consultez le site de Sunrise Medical ou de l'association professionnelle Firevaned pour un aperçu actualisé.

Empulse R90 - Prix de base€
Prix des options€
Prix total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tél.: +32 (0)2 588 23 71
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
 visiter notre site
www.sunrisemedical.be
 © Sunrise Medical 2026 Pagina 2/3



Pour un centre de gravité inférieur ou égal à 76 mm : prévoir une distance minimale de 70 mm entre le centre du tube de l'axe et du toile de siège.

Pour un centre de gravité supérieur à 76 mm : prévoir une distance minimale de 118 mm entre le centre du tube de l'axe et du toile de siège.



La poignée ergonomique (entourée sur la photo à côté de ce texte) ne doit pas toucher le toile de siège.



Sac de voyage



EMN110187: Station d'accueil pour batterie supplémentaire



Chargeur standard



Batterie lithium-ion