



OF-R90-BE-NL-REV3

Geldig vanaf 01-06-2025

Empulse R90®

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte

- ◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg
Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 5.220,06 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 226018

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

BASIS

- **Empulse R90 hulpaandrijving, standaard meegeleverd:**
250 W motor, 2,5 Ah Lithium-ion accu, 15,7 km actieradius, Bluetooth controlbox, 8,9 km/u en 2,7 Ah oplader

€

BESTELINFORMATIE

EMN090213	◇ Zonder rolstoelorder	std
EMN090217	○ Met rolstoelorder, niet gemonteerd	gm

MAAT ACHTERWIEL

EMN070024	◇ Achterwiel, 24 inch (afstand van de grond tot camberbuis 283 mm tot 305 mm)	std
EMN070025	○ Achterwiel, 25 inch (afstand van de grond tot camberbuis 296 mm tot 321 mm)	gm

ROLSTOELTYPE

EMN010050	◇ Bevestiging voor vastframe rolstoelen (1) (uitgezonderd Quickie Life RT: kies voor 'Bevestiging vouwframe stoel')	std
EMN010051	○ Bevestiging voor vouwframe rolstoelen	gm

BEVESTIGING VASTFRAME ROLSTOEL

Standaard klem, maximale diameter 32 mm


EMN000089	◇ 32 mm (geschikt voor Quickie Argon ² , Quickie Nitrum / Nitrum Hybrid en Zippie Simba)	std
EMN000088	○ 30 mm (standaard klem met insert om diameter van 32 naar 30 mm te verkleinen)	gm
EMN000087	○ 28,2 mm (standaard klem met insert om diameter van 32 naar 28,2 mm te verkleinen)	gm
EMN000086	○ 25 mm (standaard klem met insert om diameter van 32 naar 25 mm te verkleinen)	gm
EMN000085	○ 22 mm (standaard klem met insert om diameter van 32 naar 22 mm te verkleinen)	gm

Grote klem, maximale diameter 45 mm

EMN000092	○ 45 mm	gm
EMN000091	○ 38 mm (grote klem met insert om diameter van 45 naar 38 mm te verkleinen)	gm
EMN000090	○ 35 mm (grote klem met insert om diameter van 45 naar 35 mm te verkleinen)	gm

BEVESTIGING VOUWFRAME ROLSTOEL

EMN000093	○ Telescopische as, X-Small, 300 mm - 330 mm	gm
EMN000094	○ Telescopische as, Small, 331 mm - 400 mm	gm
EMN000095	○ Telescopische as, Medium, 401 mm - 450 mm	gm
EMN000096	○ Telescopische as, Large, 451 mm - 530 mm	gm



Asplaat tot asplaat afstand	Bevestiging vouwframe			
	X-Small	Small	Medium	Large
300-330	X			
331-400		X		
401-450			X	
451-530				X

(1) Uitgezonderd Quickie Life RT: hiervoor wordt de telescopische asbuis gebruikt.

COMBINATIE-OVERZICHT

VOUWFRAME ROLSTOELEN	ASPLAAT	VASTFRAME ROLSTOELEN	DIAMETER ASBUIS
BREEZY BasiX²	Small	RGK HiLite	25 mm
BREEZY RubiX²	Small	RGK HiLite XTR (vast zwaartepunt)	25 mm
QUICKIE HeliX²	Small	RGK HiLite XTR (instelbaar zwaartepunt)	32 mm
QUICKIE Life	Small	RGK Octane	25 mm
QUICKIE Life i	Small	RGK Octane FX	25 mm
QUICKIE Life R	Small	RGK Octane Sub4	25 mm
QUICKIE Life T	Small	RGK Tiga	32 mm
QUICKIE Life RT	Small	RGK Tiga F2	35 mm
QUICKIE Neon²	Medium	RGK Tiga FX	32 mm
QUICKIE QS5 X	QS5 X adapter	RGK Tiga Sub4	28 mm
QUICKIE Xenon²	Medium	QUICKIE Argon²	32 mm
QUICKIE Xenon² Hybrid	Medium	QUICKIE Helium	32 mm
QUICKIE Xenon² SA	Medium	QUICKIE Nitrum	32 mm
ZIPPIE Youngster 3	Small	QUICKIE Nitrum Hybrid	32 mm
		ZIPPIE Simba	32 mm

Opmerking: Bovenstaand overzicht is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de EMPULSE R90 gemonteerd kan worden. Echter zijn de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 35 mm nodig voor het bevestigen van de klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het combinatie-overzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant.

Empulse R90

= Standaard

= Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

€

ASPLAAT MAAT VOUWFRAME ROLSTOEL

EMN000168

Asplaat adapter QS5 X

gm

EMN000121

Asplaat adapter, Small, 25 mm - 38 mm

(geschikt voor Quickie Life T / RT en Zippie Youngster 3)

gm

EMN000154

Asplaat adapter, Medium, 39 mm - 50 mm

(geschikt voor Quickie Xenon² en Quickie Xenon² SA)

gm

EMN000159

Asplaat adapter, Large, 51 mm - 60 mm

gm

Asplaat breedte

Asplaat maat in mm	Asplaat adapter		
	Small	Medium	Large
25-38	X		
39-50		X	
51-60			X

CONTROLBOX

EMN000115

Rechtshandige bediening (lage en hoge montageplaat meegeleverd)

std

EMN000117

Linkshandige bediening (lage en hoge montageplaat meegeleverd)

gm

SNELHEID

EMN000084

Maximaal 8,9 km/u

std

EMN000025

Maximaal 6 km/u

gm

ACCU EN OPLADER

EMN110186

Oplader, 2,7A om op te laden op Empulse R90

std

EMN160039

Lithium-ion accu, 2,5 Ah - 36V, standaard range (15,7 km actieradius)

std

EMN160028

Lithium-ion accu, 5,0 Ah - 36V, extended range (31,4 km actieradius)

206,70

ACCESSOIRES

EMN090184

Reistas

gm

EMN160026

Additionele Lithium-ion accu, 2,5 Ah - 36V, standaard range (15,7 km actieradius)

371,00

EMN160027

Additionele Lithium-ion accu, 5,0 Ah - 36V, extended range (31,4 km actieradius)

577,70

EMN110187

Additioneel oplaadstation, 3A - 36V om accu extern op te laden

174,90

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Achterwiel grootte: 24" of 25"

Totaal gewicht zonder accu: 5,9 kg

Gewicht van de accu: 0,7 kg / 1,2 kg

Accu type: Lithium-ion, 36V, 2,5 Ah / 5,0 Ah

Maximale hellingshoek tot 11% (6°)


Maximale snelheid 6 km/u of 8,9 km/u

Voordat u een product van een derde partij koopt, moet u zich ervan verzekeren dat er een convenant is met de Empulse R90 van Sunrise Medical. Bekijk de website van Sunrise Medical of brancheorganisatie Firevaned voor een up-to-date overzicht.	
Empulse R90 - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Totaalprijs	€
Sunrise Medical Customer Service T: (0)2 - 588 23 71 E: cs@sunrisemedical.be	
www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 Pagina 3/4	



Voor een zwaartepunt dat kleiner of gelijk is aan 76 mm: houd rekening met een minimale afstand van 70 mm vanuit het midden van de asbuis en zitmat.

Voor een zwaartepunt dat groter is dan 76 mm: houd rekening met een minimale afstand van 118 mm vanuit het midden van de asbuis en zitmat.



De ergonomische hendel (omcirkeld in de foto hiernaast) mag niet de zitmat aanraken.



Reistas



EMN110187: Docking lader voor extern opladen accu



Standaard lader



Accu