

**E** | m90

SLANK, STILFULD POWER TIL DIN  
MANUELLE KØRESTOL

### DISKRET INTEGRERING AF POWER

M90 er en hjælpemotor til din manuelle kørestol. Dens fuldt integrerede design giver problemfri power uden ekstra komponenter eller ledninger, der fylder.

### TRÅDLØS CONTROLLER

Placer den trådløse controller, hvor du vil have den, med enten quick-release-rammebeslaget eller lårremmen.

### TO KØREILSTANDE (DRIVE MODES)

M90 har en innovativ Dual Controller, der tilbyder to intuitive køretilstande i én enhed. Vælg køretilstanden med joystick for at køre din kørestol som en el-kørestol, eller vælg Speed Controlleren med drivhjulsstyring for at styre via drivringene – med ekstra og støttende power.

### KØR PÅ DIN MÅDE

Aktivér M90 hjælpemotoren med ét enkelt tryk på en knap eller skift til free-roll for at køre uden power. Quick-release hjulene er fastgjort og fjernes på samme måde som standard 24" hjul.

### SIKKER, NEMT OG INTELLIGENT

Terrænjustering, cruise control og hastighedskontrol ned ad bakke gør kørsel med M90 sikker, nem og intuitiv.

### AFTAGELIGE BATTERIER

Tag batterierne af hjulene og oplad dem, og behold samtidig M90 på stolen. Udvid din rækkevidde med et ekstra sæt batterier (tilkøb).

### DEN LETTESTE AF SIN SLAGS

Både kompakt og let i vægt - den komplette M90 enhed vejer kun 12 kg alt inklusiv - hvert hjul vejer kun 5,9 kg inklusive batteri.



M90 Video



Trådløs controller – placer den, hvor du ønsker den

Til- eller frakobl motorer

Standard quick-release aksel

Aftagelige batterier – Oplad dem på og af stolen

### TEKNISK DATA

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vægtkapacitet                          | 100 kg                                              |
| Kørestolens drivhjulsstørrelse         | 24"                                                 |
| Batteriets rækkevidde <sup>1</sup>     | 15 km                                               |
| Maks. hældning                         | 6°                                                  |
| Total vægt på enhed                    | 12 kg                                               |
| Hvert hjul med batteri                 | 5.9 kg                                              |
| Hvert hjul uden batteri                | 5.3 kg                                              |
| Batterivægt                            | 0.6 kg                                              |
| Kompatibilitet                         | Krydsrammestole<br>Fastrammestole                   |
| Maks. programmeret hastighed           | 6 km/t                                              |
| Elektronik                             | Bluetooth / Wireless                                |
| Batterier<br>Flyvevenlige <sup>2</sup> | Lithium Ion<br>(<100Wh farligt<br>gods begrænsning) |
| Motor                                  | 150 W / 24 V                                        |

1. Rækkevidden er afhængig af underlaget, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.

2. Bekræft altid med dit flyselskab for gældende regler.

### ⚠ ADVARSEL

Brug af en power assist-enhed kan ændre dit tyngdepunkt eller den måde, din stol kører på. For at mindske risikoen for at vælte eller falde, skal du kontakte din sundhedsfaglige behandler om korrekt kørestols-konfiguration, herunder brug af tipsikringer og andre nødvendige justeringer.

### Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Danmark  
Tlf: +45 70 22 43 49  
E-mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om specifikationer, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er svagtseende, kan dette dokument ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk).



[www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk)



MK-130153 Rev.A ©05.2024

