



LINK-IT

GARANTERET FLEKSIBILITET



LINK-IT | Produkt boks


	CLIP BALL 16 mm	BASE MODULE	WALL PLATE MODULE	STANDARD R-NET JOYSTICK ADAPTER
				
ARTIKELNUMMER	227 09 035-ET	227 09 008-ET	227 09 009-ET	227 09 046-ET
ANTAL	6	2	3	2

	SA MODULE CLIP BALL END	CLIP BALL 6 mm	OMNI HOLDER	STAR MODULE 3 x 8 mm
				
ARTIKELNUMMER	227 09 044-ET	227 09 031-ET	227 09 045-ET	227 09 050-ET
ANTAL	1	2	3	2

	WHITMYER HEADREST PLATE	SEDEO HEADREST PLATE	FILLER DISC VERSAGUIDE	SEAT PROFILE ADAPTER
				
ARTIKELNUMMER	227 09 054-ET	600 38 15-ET	227 09 049-ET	227 09 073-ET
ANTAL	2	2	2	4

	SPEC-PIKO SWITCH HOLDER	STAR MODULE 3x8/ MODULE 1x16 mm	HORIZONTAL S-BAR 8 mm	STAR MODULE 3x8/ 1x WALL PLATE MODULE
				
ARTIKELNUMMER	227 09 074-ET	227 09 107-ET	600 30 72-ET	227 09 108-ET
ANTAL	2	1	1	1

LINK-IT | Product box

	CONNECTING RODS				
	8 x 50 mm	8 x 75 mm	8 x 100 mm	8 x 150 mm	8 x 200 mm
					
ARTIKELNUMMER	227 09 001-ET	227 09 002-ET	227 09 003-ET	227 09 004-ET	227 09 005-ET
ANTAL	4	4	5	3	2

	DISC DRIVE PLATE	DISC DRIVE STAR MODULE	T-NUT DIN 508	FIXED REMOTE BRACKET
				
ARTIKELNUMMER	227 09 048-ET	227 09 051-ET	000 12 81 00-ET	900 31 53-ET
ANTAL	1	1	5	1

	CABLE CLIPS			
	3 - 12	3 - 8	6 - 12	6 - 8
				
ARTIKELNUMMER	227 09 081-ET	227 09 082-ET	227 09 079-ET	227 09 080-ET
ANTAL	20	20	20	20

	HEXAGON ADAPTER 13 x 8 mm	BRACKET LEFT	BRACKET RIGHT	CONTROL PANEL BRACKET SWING AWAY
				
ARTIKELNUMMER	227 09 068-ET	218 09 062-001-ET	218 09 062-002-ET	200 09 100-ET
ANTAL	2	1	1	1

LINK-IT | Foreslået anvendelsesområde

KONTROL INDEN FOR DIN RÆKKEVIDE

Ved at bruge en kombination af tilgængelige moduler og stænger kan du skabe et uendeligt antal kombinationer for at understøtte brugerens behov. Link-It modulerne er ikke kun nemme at placere, men giver også et minimalistisk design. Uanset om det er en ekstra controller på armlænet, en trykknop på ryglænet eller en kontakt på nakkestøtten, du skal bruge, så skal de blot linkes sammen.

Piko-knapper monteret
på armlæn





Sidemonteret piko-knap
til knæstyring.



Sidedrejeligt Micro-joystick og knapper
monteret på nakkestøtte.



Basemodul

Stjernemodul



Micro
joystick
monteret til
hagen



Micro joystick
med Space Disk
montering



Tilslutningsmodul



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Tlf.: +45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk